

Commande pour fabrication sur mesure Orthopédie / Bandages pour la cheville BORT select® TaloStabil® / TaloStabil® Plus



Tél: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-mail: info@orthosan.ch

Client:		<input type="checkbox"/> Commande
Numéro du client:	Date:	Commission/Nom du patient:
E-mail: (obligatoire)		
Téléphone:	Fax:	
Adresse de livraison/Cachet de l'entreprise:		Personne de contact:

<input type="checkbox"/> REF 054700M BORT select® TaloStabil® Pos. No. 05.02.15.00.1 Aide à l'enfilage fournie séparément.	<input type="checkbox"/> REF 054100M BORT select® TaloStabil® Plus Pos. No. 05.02.15.00.1 La longueur de la bande Stabilo® est calculée automatiquement, fixation à la hauteur de la dimension b. Aide à l'enfilage fournie séparément.
---	--


Couleurs	Quantité	Bande adhésive
<input type="checkbox"/> beige* <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> noir	_____ Pièce gauche _____ Pièce droite	<input type="checkbox"/> Bande adhésive supplémentaire 2,5 cm (prolonge le bandage de 2,5 cm à la base du mollet) <input type="checkbox"/> Bande adhésive supplémentaire 5 cm (prolonge le bandage de 5 cm à la base du mollet) _____ Circonférence fin de la bande adhésive



Schéma de mesures

Délai de livraison env. 10 - 12 jours ouvrables.

Circonférence	Longueur	Remarques
b1 = _____ cm Circonférence de la base du mollet (au moins 12 cm au-dessus du point A)	A-b1 = _____ cm (longueur minimale 12 cm)	Remarques Veuillez tenir compte des éventuels gonflements. Toutes les mesures doivent être indiquées intégralement en cm. Les mesures de circonférence inférieures à 16 cm ne peuvent pas être fabriquées. Veuillez respecter les longueurs minimales.
b = _____ cm Tour de cheville (partie la plus fine au-dessus de la cheville)	A-b = _____ cm (longueur minimale 9 cm)	
h = _____ cm Circonférence du cou-de-pied	1 = _____ cm Distance du milieu de la cheville interne à l'horizontale sur le tendon d'Achille jusqu'au milieu de la cheville externe	
a = _____ cm Circonférence derrière les articulations métatarsophalangiennes	2 = _____ cm Distance entre le milieu de la cheville interne et le milieu de la cheville externe, à la verticale de la plante du pied.	
A-a = _____ cm (longueur minimale 9 cm)		
Remarques		



Veuillez noter que les produits fabriqués sur mesure sont généralement exclus de l'échange/du retour. L'acheteur confirme qu'il dispose d'une déclaration de consentement du patient pour la transmission de ses données personnelles (dimensions, nom, sexe) à des fins de production, de livraison et de facturation. Le traitement des données personnelles est effectué conformément à l'article 6 de la LPD, dans le respect de nos directives sur la protection des données, que vous pouvez consulter sur <https://orthosan.ch/Protection-des-donnees>.

BORT. L'extra à votre côté.

Orthosan AG | Freiburgstrasse 634 | 3172 Niederwangen b. Bern
T +41 31 822 05 45 | info@orthosan.ch | www.orthosan.ch