

# Commande pour fabrication sur mesure

## Orthopédie / Bandage pour le genou


### BORT select® GenuZip®



Tél: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-mail: info@orthosan.ch

Client:		<input type="checkbox"/> Commande
Numéro du client:	Date:	Commission/Nom du patient:
E-mail: (obligatoire)		
Téléphone:	Fax:	
Adresse de livraison/Cachet de l'entreprise:		Personne de contact:

<b>REF 114390M BORT select® GenuZip®</b> Pos. No. 05.04.15.00.1			
Avec points d'attache en silicone. Facile à enlever grâce à la fermeture éclair latérale.			
Couleur	Quantité	Bande adhésive	Longueur totale du bandage
<input type="checkbox"/> argent	_____ Pièce gauche  _____ Pièce droite	<input type="checkbox"/> Bande adhésive supplémentaire 5 cm (prolonge le bandage de 5 cm au niveau de la cuisse)  _____ <b>Circonférence fin de la bande adhésive</b>	<input type="checkbox"/> Court longueur totale 30 cm c - f Mass <input type="checkbox"/> Long longueur totale 37 cm c - f1 Mass



## Schéma de mesures

Délai de livraison env. 10 - 12 jours ouvrables.

	<b>Circonférence</b>  <b>f1</b> = _____ cm circonférence 22 cm au-dessus du milieu du genou  <b>f</b> = _____ cm circonférence 15 cm au-dessus du milieu du genou  <b>e</b> = _____ cm Circonférence au milieu du genou  <b>d</b> = _____ cm plus petite circonférence en dessous de l'articulation du genou  <b>c</b> = _____ cm circonférence 15 cm en dessous du milieu du genou	<b>Longueur</b>  long <b>e - f1</b> = 22 cm  court <b>e - f</b> = 15 cm   <b>e - c</b> = 15 cm	<b>Remarques</b> Veuillez tenir compte des éventuels gonflements. Toutes les mesures doivent être indiquées intégralement en cm. Mesure à 20-30° de flexion du genou. Les mesures de circonférence inférieures à 23 cm ou plus grande 90 cm ne peuvent pas être fabriquées. <b>Les longueurs par prescrites ne peuvent pas être modifiées.</b>
	<input type="checkbox"/> Le patient est obèse		

Remarques

Veuillez noter que les produits fabriqués sur mesure sont généralement exclus de l'échange/du retour. L'acheteur confirme qu'il dispose d'une déclaration de consentement du patient pour la transmission de ses données personnelles (dimensions, nom, sexe) à des fins de production, de livraison et de facturation. Le traitement des données personnelles est effectué conformément à l'article 6 de la LPD, dans le respect de nos directives sur la protection des données, que vous pouvez consulter sur https://orthosan.ch/Protection-des-donnees.

**BORT. L'extra à votre côté.**

Orthosan AG | Freiburgstrasse 634 | 3172 Niederwangen b. Bern  
 T +41 31 822 05 45 | info@orthosan.ch | www.orthosan.ch