

# Commande pour fabrication sur mesure

## Orthopédie / Bandage pour le genou

### BORT select® StabiloGen®



Tél: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-Mail: info@orthosan.ch

Client:		<input type="checkbox"/> Commande
Numéro du client:	Date:	Commission/Nom du patient:
E-mail: (obligatoire)		
Téléphone:	Fax:	
Adresse de livraison/Cachet de l'entreprise:		Personne de contact:

<b>REF 114420M BORT select® StabiloGen®</b> Pos. No. 05.04.15.00.1		<p>BORT INDIVIDUAL Fabriqué sur mesure pour vous</p>
Zone d'adhérence en silicone intégrée dans le tricotage au niveau de la cuisse.		
<b>Couleurs</b> <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> noir	<b>Quantité</b> _____ Pièce gauche _____ Pièce droite	<b>Bande adhésive</b> <input type="checkbox"/> Bande adhésive supplémentaire 5 cm (prolonge le bandage de 5 cm au niveau de la cuisse)  _____ <b>Circonférence fin de          la bande adhésive</b>
		<p>Bande adhésive</p>
		<b>Rembourrage au niveau du creux poplité</b> <input type="checkbox"/> avec rembourrage hautement élastique au niveau du creux poplité (standard) <input type="checkbox"/> sans rembourrage au niveau du creux poplité

## Schéma de mesures

Délai de livraison env. 10 - 12 jours ouvrables.

	<b>Circonférence</b> <b>f1</b> = _____ cm Circonférence de la cuisse  <b>f</b> = _____ cm Bas de la cuisse  <b>e</b> = _____ cm Circonférence au milieu du genou  <b>d</b> = _____ cm plus petite circonférence en des- sous de l'articulation du genou  <b>c</b> = _____ cm plus grande circonférence de mollet	<b>Longueur</b> <b>e-f1</b> = _____ cm (longueur minimale 14 cm)  <b>e-f</b> = _____ cm  <b>e-d</b> = _____ cm  <b>e-c</b> = _____ cm (longueur minimale 12 cm)	<b>Remarques</b> Veuillez tenir compte des éventuels gonflements. Toutes les mesures doivent être indiquées intégrale- ment en cm. Mesure à 20-30° de flexi- on du genou. Les mesures de circon- férence inférieures à 23 cm ou plus grande 90 cm ne peuvent pas être fabriquées. <b>Veuillez respecter les          longueurs minimales.</b>
	<input type="checkbox"/> Le patient est obèse		

Remarques
-----------

Veuillez noter que les produits fabriqués sur mesure sont généralement exclus de l'échange/du retour. L'acheteur confirme qu'il dispose d'une déclaration de consentement du patient pour la transmission de ses données personnelles (dimensions, nom, sexe) à des fins de production, de livraison et de facturation. Le traitement des données personnelles est effectué conformément à l'article 6 de la LPD, dans le respect de nos directives sur la protection des données, que vous pouvez consulter sur <https://orthosan.ch/Protection-des-donnees>.

**BORT. L'extra à votre côté.**

Orthosan AG | Freiburgstrasse 634 | 3172 Niederwangen b. Bern  
 T +41 31 822 05 45 | info@orthosan.ch | www.orthosan.ch