

Commande pour fabrication sur mesure

Orthopédie / Bandage pour le genou

BORT Asymmetric®



Tél: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-mail: info@orthosan.ch

Client:		<input type="checkbox"/> Commande
Numéro du client:	Date:	Commission/Nom du patient:
E-mail: (obligatoire)		
Téléphone:	Fax:	
Adresse de livraison/Cachet de l'entreprise:		Personne de contact:

REF 114700M BORT Asymmetric®		
Pos. No. 05.04.15.00.1		
<p>Zone d'adhérence en silicone intégrée dans le tricot au niveau de la cuisse. Pression de la pelote réglable individuellement et directement par deux sangles velcro.</p>		
Couleur	Quantité	Bande adhésive
<input type="checkbox"/> argent	_____ Pièce gauche _____ Pièce droite	<input type="checkbox"/> Bande adhésive supplémentaire 5 cm (prolonge le bandage de 5 cm au niveau de la cuisse) _____ Circonférence fin de la bande adhésive

Schéma de mesures

Délai de livraison env. 10 - 12 jours ouvrables.

	Circonférence f1 = _____ cm circonférence 22 cm au-dessus du milieu du genou f = _____ cm circonférence 15 cm au-dessus du milieu du genou e = _____ cm Circonférence au milieu du genou d = _____ cm plus petite circonférence en dessous de l'articulation du genou c = _____ cm circonférence 15 cm en dessous du milieu du genou	Longueur e-f1 = _____ cm (longueur minimale 14 cm) e-f = _____ cm e-d = _____ cm e-c = 15 cm	Remarques Veuillez tenir compte des éventuels gonflements. Toutes les mesures doivent être indiquées intégralement en cm. Mesure à 20-30° de flexion du genou. Mesures circonférentielles inférieures à 23 cm ou plus grande 90 cm ne peuvent pas être fabriquées. Les longueurs par défaut ne peuvent pas être modifiées.
	<input type="checkbox"/> Le patient est obèse		
Remarques			

Veuillez noter que les produits fabriqués sur mesure sont généralement exclus de l'échange/du retour. L'acheteur confirme qu'il dispose d'une déclaration de consentement du patient pour la transmission de ses données personnelles (dimensions, nom, sexe) à des fins de production, de livraison et de facturation. Le traitement des données personnelles est effectué conformément à l'article 6 de la LPD, dans le respect de nos directives sur la protection des données, que vous pouvez consulter sur <https://orthosan.ch/Protection-des-donnees>.

BORT. L'extra à votre côté.

Orthosan AG | Freiburgstrasse 634 | 3172 Niederwangen b. Bern
 T +41 31 822 05 45 | info@orthosan.ch | www.orthosan.ch