

Commande pour fabrication sur mesure

Orthopédie / Bandage pour le coude

BORT select® EpiPlus®



Tél: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-mail: info@orthosan.ch

Client:		<input type="checkbox"/> Commande
Numéro du client:	Date:	Commission/Nom du patient:
E-mail: (obligatoire)		
Téléphone:	Fax:	
Adresse de livraison/Cachet de l'entreprise:		Personne de contact:

REF 122700M BORT select® EpiPlus® Pos. No. 05.08.15.00.1		
Bandage pour coude de haute qualité avec bande Stabilo® supplémentaire.		
Couleurs <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> noir	Quantité _____ Pièce gauche _____ Pièce droite	Bande adhésive <input type="checkbox"/> Bande adhésive supplémentaire 2,5 cm (prolonge le bandage de 2,5 cm au niveau du bras) <input type="checkbox"/> Bande adhésive supplémentaire 5 cm (prolonge le bandage de 5 cm au niveau du bras) _____ Circonférence fin de la bande adhésive

Schéma de mesures

Délai de livraison env. 10 - 12 jours ouvrables.

	Circonférence f1 = _____ cm Circonférence du bras f = _____ cm circonférence au moins 6 cm au-dessus du pli de flexion du coude e = _____ cm Circonférence du coude d = _____ cm circonférence 5 cm sous le pli de flexion du coude c = _____ cm circonférence au moins 9 cm sous le coude pli de flexion	Longueur e-f1 = _____ cm (longueur minimale 8 cm) e-f = _____ cm (longueur minimale 6 cm) e-d = 5 cm e-c = _____ cm (longueur minimale 10 cm)	Remarques Veuillez tenir compte des éventuels gonflements. Toutes les mesures doivent être indiquées intégralement en cm. Mesure à 20–30° de flexion du coude Les mesures de circonférence inférieures à 16 cm ne peuvent pas être fabriquées. Veillez respecter les longueurs minimales.
	Remarques		

Veuillez noter que les produits fabriqués sur mesure sont généralement exclus de l'échange/du retour. L'acheteur confirme qu'il dispose d'une déclaration de consentement du patient pour la transmission de ses données personnelles (dimensions, nom, sexe) à des fins de production, de livraison et de facturation. Le traitement des données personnelles est effectué conformément à l'article 6 de la LPD, dans le respect de nos directives sur la protection des données, que vous pouvez consulter sur <https://orthosan.ch/Protection-des-donnees>.

BORT. L'extra à votre côté.

Orthosan AG | Freiburgstrasse 634 | 3172 Niederwangen b. Bern
 T +41 31 822 05 45 | info@orthosan.ch | www.orthosan.ch