

Commande pour fabrication sur mesure

Orthopédie / Bandages pour la cheville

BORT select® TaloStabil® / TaloStabil® Plus



Tél: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-mail: info@orthosan.ch

Client:		☐ Commande
Numéro du client:	Date:	Commission/Nom du patient:
E-mail: (obligatoire)		
Téléphone:	Fax:	
Adresse de livraison/Cachet de l'entreprise:		Personne de contact:

☐ REF 054700M BORT select® TaloStabil® Pos. No. 05.02.15.00.1 Aide à l'enfilage fournie séparément.	☐ REF 054100M BORT select® TaloStabil® Plus Pos. No. 05.02.15.00.1 La longueur de la bande Stabilo® est calculée automatiquement, fixation à la hauteur de la dimension b. Aide à l'enfilage fournie séparément.
Couleurs ☐ beige* ☐ argent ☐ noir	Quantité _____ Pièce gauche _____ Pièce droite
Bande adhésive ☐ Bande adhésive supplémentaire 2,5 cm (prolonge le bandage de 2,5 cm à la base du mollet) ☐ Bande adhésive supplémentaire 5 cm (prolonge le bandage de 5 cm à la base du mollet) _____ Circonférence fin de la bande adhésive	



Schéma de mesures

Délai de livraison env. 10 - 12 jours ouvrables.

Circonférence b1 = _____ cm Circonférence de la base du mollet (au moins 12 cm au-dessus du point A) b = _____ cm Tour de cheville (partie la plus fine au-dessus de la cheville) h = _____ cm Circonférence du cou-de-pied a = _____ cm Circonférence derrière les articulations métatarsophalangiennes		Longueur A-b1 = _____ cm (longueur minimale 12 cm) A-b = _____ cm (longueur minimale 9 cm) 1 = _____ cm Distance du milieu de la cheville interne à l'horizontale sur le tendon d'Achille jusqu'au milieu de la cheville externe 2 = _____ cm Distance entre le milieu de la cheville interne et le milieu de la cheville externe, à la verticale de la plante du pied. A-a = _____ cm (longueur minimale 9 cm)	Remarques Veuillez tenir compte des éventuels gonflements. Toutes les mesures doivent être indiquées intégralement en cm. Les mesures de circonférence inférieures à 16 cm ne peuvent pas être fabriquées. Veuillez respecter les longueurs minimales.
Remarques			

BORT. L'extra à votre côté.

Orthosan AG | Freiburgstrasse 634 | 3172 Niederwangen b. Bern
 T +41 31 822 05 45 | info@orthosan.ch | www.orthosan.ch

Veuillez noter que les produits fabriqués sur mesure sont généralement exclus de l'échange/du retour. L'acheteur confirme qu'il dispose d'une déclaration de consentement du patient pour la transmission de ses données personnelles (dimensions, nom, sexe) à des fins de production, de livraison et de facturation. Le traitement des données personnelles est effectué conformément à l'article 6 de la LPD, dans le respect de nos directives sur la protection des données, que vous pouvez consulter sur https://orthosan.ch/Protection-des-donnees.

Auftrag zur Massanfertigung

Orthopädie / Sprunggelenkbandagen

BORT select® TaloStabil® / TaloStabil® Plus




Tel: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-Mail: info@orthosan.ch

Firma:		☐ Bestellung
Kunden-Nr.:	Datum:	Kommission/Name Patient:
E-Mail: (zwingend erforderlich)		
Telefon:	Telefax:	
Lieferanschrift/Firmenstempel:		Ansprechpartner:

☐ REF 054700M BORT select® TaloStabil® Pos. Nr. 05.02.15.00.1 Separat beigelegte Schlupfhilfe.	☐ REF 054100M BORT select® TaloStabil® Plus Pos. Nr. 05.02.15.00.1 Stabilo®-Bandlänge wird automatisch berechnet, Befestigung auf Höhe b-Mass. Separat beigelegte Schlupfhilfe.
--	---

Farben	Menge	Haftband
☐ beige* ☐ silber ☐ schwarz	_____ Stück links _____ Stück rechts	☐ zusätzliches Haftband 2,5 cm (verlängert die Bandage am Wadenansatz um 2,5 cm) ☐ zusätzliches Haftband 5 cm (verlängert die Bandage am Wadenansatz um 5 cm) _____ Umfang Ende Haftband




* Nur für REF 054700M möglich.

Mass-Schema

Lieferzeit ca. 10 – 12 Arbeitstage.

Umfang	Längenangabe	Hinweise
b1 = _____ cm Umfang Wadenansatz (mind. 12 cm oberhalb Punkt A)	A-b1 = _____ cm (Mindestlänge 12 cm)	Hinweise Bitte eventuell vorhandene Schwellungen berücksichtigen. Alle Masse müssen vollständig in cm angegeben werden. Umfangmasse kleiner 16 cm können nicht gefertigt werden. Bitte Mindestlängen beachten.
b = _____ cm Umfang Fesselmass (schlankste Stelle oberhalb Knöchel)	A-b = _____ cm (Mindestlänge 9 cm)	
h = _____ cm Umfang Rist	1 = _____ cm Strecke von Mitte Innenknöchel waagrecht über Achillessehne zu Mitte Aussenknöchel	
a = _____ cm Umfang hinter den Zehengrundgelenken	2 = _____ cm Strecke von Mitte Innenknöchel senkrecht über Fusssohle zu Mitte Aussenknöchel	
A-a = _____ cm (Mindestlänge 9 cm)		
Bemerkungen		



Ordine per fabbricazioni su misura

Ortopedia / Tutori per caviglia

BORT select® TaloStabil® / TaloStabil® Plus



Tel: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-Mail: info@orthosan.ch

Ditta:		☐ Ordine
No. Cliente:	Data:	Commissione/Nome del paziente:
E-Mail: (obbligatorio)		
Telefono:	Fax:	
Indirizzo di consegna/Timbro dell'azienda:		Persona di contatto:

☐ REF 054700M BORT select® TaloStabil® Pos. No. 05.02.15.00.1 Aiuto allo scivolamento allegato separatamente.	☐ REF 054100M BORT select® TaloStabil® Plus Pos. No. 05.02.15.00.1 La lunghezza della cinghia Stabilo® viene calcolata automaticamente, con fissaggio all'altezza della misura b. Aiuto alla calzatura allegato separatamente.
Colori ☐ beige* ☐ argento ☐ nero	Quantità _____ Pezzo a sinistra _____ Pezzo a destra
Nastro adesivo ☐ Nastro adesivo aggiuntivo di 2,5 cm (prolunga il bendaggio di 2,5 cm alla base del polpaccio) ☐ Nastro adesivo aggiuntivo di 5 cm (prolunga il bendaggio di 5 cm alla base del polpaccio) _____ Circonferenza fine del nastro adesivo	



Schema delle misure

Tempi di consegna circa 10-12 giorni lavorativi.

Circonferenza b1 = _____ cm Circonferenza del polpaccio (almeno 12 cm sopra il punto A) b = _____ cm Circonferenza della caviglia (punto più sottile sopra la caviglia) h = _____ cm Punta del piede a = _____ cm Circonferenza dietro le articolazioni metatarso-falangee		Specifiche di lunghezza A-b1 = _____ cm (lunghezza minima 12 cm) A-b = _____ cm (lunghezza minima 9 cm) 1 = _____ cm Distanza dal centro della caviglia interna orizzontalmente sul tendine di Achille al centro della caviglia esterna 2 = _____ cm Distanza dal centro della caviglia interna in verticale sulla pianta del piede al centro della caviglia esterna	Note Tenere in considerazione eventuali gonfiori. Tutte le misure devono essere completamente in cm devono essere indicate per intero. Le dimensioni circonferenziali inferiori a 16 cm non possono essere prodotte. Si prega di notare le lunghezze minime.
Commenti			

BORT. L'extra al vostro fianco.

Orthosan AG | Freiburgstrasse 634 | 3172 Niederwangen b. Bern
 T +41 31 822 05 45 | info@orthosan.ch | www.orthosan.ch

Si prega di notare che i prodotti personalizzati non possono essere cambiati o restituiti. Il cliente conferma di essere in possesso di una dichiarazione di consenso alla trasmissione dei suoi dati personali (misura, nome, sesso) ai fini della produzione, della consegna e della fatturazione. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell'art. 6 DSGVO, in conformità alle nostre linee guida sulla protezione dei dati, consultabili all'indirizzo <https://orthosan.ch/informativa-sulla-privacy>.