

Ordine per fabbricazioni su misura

Ortopedia / Tutori per caviglia

BORT select® TaloStabil® / TaloStabil® Plus



Tel: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-Mail: info@orthosan.ch

Ditta:		<input type="checkbox"/> Ordine
No. Cliente:	Data:	Commissione/Nome del paziente:
E-Mail: (obbligatorio)		
Telefono:	Fax:	
Indirizzo di consegna/Timbro dell'azienda:		Persona di contatto:

<input type="checkbox"/> REF 054700M BORT select® TaloStabil® Pos. No. 05.02.15.00.1 Aiuto allo scivolamento allegato separatamente.	<input type="checkbox"/> REF 054100M BORT select® TaloStabil® Plus Pos. No. 05.02.15.00.1 La lunghezza della cinghia Stabilo® viene calcolata automaticamente, con fissaggio all'altezza della misura b. Aiuto alla calzatura allegato separatamente.
---	---

Colori	Quantità	Nastro adesivo
<input type="checkbox"/> beige* <input type="checkbox"/> argento <input type="checkbox"/> nero	_____ Pezzo a sinistra _____ Pezzo a destra	<input type="checkbox"/> Nastro adesivo aggiuntivo di 2,5 cm (prolunga il bendaggio di 2,5 cm alla base del polpaccio) <input type="checkbox"/> Nastro adesivo aggiuntivo di 5 cm (prolunga il bendaggio di 5 cm alla base del polpaccio)
* Nur für REF054700M möglich.		_____ Circonferenza fine del nastro adesivo



Schema delle misure

Tempi di consegna circa 10-12 giorni lavorativi.

Circonferenza	Specifiche di lunghezza	Note
b1 = _____ cm Circonferenza del polpaccio (almeno 12 cm sopra il punto A)	A-b1 = _____ cm (lunghezza minima 12 cm)	Note Tenere in considerazione eventuali gonfiore. Tutte le misure devono essere completamente in cm devono essere indicate per intero. Le dimensioni circonferenziali inferiori a 16 cm non possono essere prodotte. Si prega di notare le lunghezze minime.
b = _____ cm Circonferenza della caviglia (punto più sottile sopra la caviglia)	A-b = _____ cm (lunghezza minima 9 cm)	
h = _____ cm Punta del piede	1 = _____ cm Distanza dal centro della caviglia interna orizzontalmente sul tendine di Achille al centro della caviglia esterna	
a = _____ cm Circonferenza dietro le articolazioni metatarso-falangee	2 = _____ cm Distanza dal centro della caviglia interna in verticale sulla pianta del piede al centro della caviglia esterna	
A-a = _____ cm (lunghezza minima 9 cm)		

Commenti

BORT. L'extra al vostro fianco.

Orthosan AG | Freiburgstrasse 634 | 3172 Niederwangen b. Bern
 T +41 31 822 05 45 | info@orthosan.ch | www.orthosan.ch

Si prega di notare che i prodotti personalizzati non possono essere cambiati o restituiti. Il cliente conferma di essere in possesso di una dichiarazione di consenso del paziente alla trasmissione dei suoi dati personali (misure, nome, sesso) ai fini della produzione, della consegna e della fatturazione. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell'art. 6 DSGVO, in conformità alle nostre linee guida sulla protezione dei dati, consultabili all'indirizzo https://orthosan.ch/informativa-sulla-privacy.