

Ordine per fabbricazioni su misura

Ortopedia / Gomitiera imbottita

BORT KubiTal®



Tel: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-Mail: info@orthosan.ch

Ditta:		<input type="checkbox"/> Ordine
No. Cliente:	Data:	Commissione/Nome del paziente:
E-Mail: (obbligatorio)		
Telefono:	Fax:	
Indirizzo di consegna/Timbro dell'azienda:		Persona di contatto:

REF 055100M BORT KubiTal®		
Pos. No. 05.08.15.00.1		
Zona di comfort senza cuciture nell'incavo del gomito.		
Colori	Quantità	Nastro adesivo
<input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> grigio	_____ Pezzo a sinistra _____ Pezzo a destra	<input type="checkbox"/> Nastro adesivo supplementare 2,5 cm (estende il bendaggio sulla parte superiore del braccio di 2,5 cm) <input type="checkbox"/> Nastro adesivo supplementare 5 cm (estende il bendaggio sulla parte superiore del braccio di 5 cm) _____ Circonferenza fine del nastro adesivo

Schema delle misure

Tempi di consegna circa 10-12 giorni lavorativi.

Circonferenza	Lunghezza
f1 = _____ CM Circonferenza braccio superiore	e-f1 = _____ cm (lunghezza minima 8 cm)
f = _____ CM Circonferenza di almeno 6 cm sopra la piega del gomito	e-f = _____ cm (lunghezza minima 6 cm)
e = _____ CM Circonferenza del gomito	e-d = 5 cm
d = _____ CM Circonferenza 5 cm sotto la piega del gomito	e-c = _____ cm (lunghezza minima 9 cm)
c = _____ CM Circonferenza di almeno 9 cm sotto la piega del gomito	

Note

Tenere in considerazione eventuali gonfiori.

Tutte le misure devono essere completamente in cm devono essere indicate per intero.

Misurare in 20-30° di flessione del gomito dell'articolazione del gomito.

Le dimensioni circonferenziali inferiori a 16 cm non possono essere prodotte.

Si prega di notare le lunghezze minime.

Commenti
