

Ordine per fabbricazioni su misura

Ortopedia / Ginocchiera

BORT select® GenuZip®



Tel: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-Mail: info@orthosan.ch

Ditta:		<input type="checkbox"/> Ordine
No. Cliente:	Data:	Commissione/Nome del paziente:
E-Mail: (obbligatorio)		
Telefono:	Fax:	
Indirizzo di consegna/Timbro dell'azienda:		Persona di contatto:

REF 114390M BORT select® GenuZip®			
Pos. No. 05.04.15.00.1			
Con punti di presa in silicone. Facile da togliere grazie alla zip laterale.			
Colore	Quantità	Nastro adesivo	Lunghezza totale del bendaggio
<input type="checkbox"/> argento	_____ Pezzo a sinistra _____ Pezzo a destra	<input type="checkbox"/> Nastro adesivo aggiuntivo di 5 cm (estende il bendaggio sulla coscia di 5 cm) _____ Circonferenza fine del nastro adesivo	<input type="checkbox"/> corto Lunghezza totale 30 cm c – f Massa <input type="checkbox"/> lungo Lunghezza totale 37 cm c – f1 Massa



Schema delle misure

Tempi di consegna circa 10-12 giorni lavorativi.

	Circonferenza f1 = _____ cm Circonferenza 22 cm sopra il centro del ginocchio f = _____ cm Circonferenza 15 cm sopra il centro del ginocchio e = _____ cm Circonferenza centro del ginocchio d = _____ cm la circonferenza più piccola al di sotto dell'articolazione del ginocchio c = _____ cm Circonferenza 15 cm sotto il centro del ginocchio	Lunghezza lungo e - f1 = 22 cm corto e - f = 15 cm e - c = 15 cm	Note Tenere in considerazione eventuali gonfiori. Tutte le misure devono essere indicate in cm devono essere indicate per intero. Misure in 20-30° di flessione dell'articolazione del ginocchio. Non è possibile produrre circonferenze inferiori a 23 cm e superiori a 90 cm. Le specifiche di lunghezza non possono essere modificate.
	<input type="checkbox"/> Il paziente è obeso		

Commenti

BORT. L'extra al vostro fianco.

Orthosan AG | Freiburgstrasse 634 | 3172 Niederwangen b. Bern
T +41 31 822 05 45 | info@orthosan.ch | www.orthosan.ch

Si prega di notare che i prodotti personalizzati non possono essere cambiati o restituiti. Il cliente conferma di essere in possesso di una dichiarazione di consenso del paziente alla trasmissione dei suoi dati personali (misura, nome, sesso) ai fini della produzione, della consegna e della fatturazione. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell'art. 6 DSG, in conformità alle nostre linee guida sulla protezione dei dati, consultabili all'indirizzo https://orthosan.ch/informativa-sulla-privacy.