

# Auftrag zur Massanfertigung

## Orthopädie / Kniebandage

### BORT select® StabiloGen®



Tel: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-Mail: info@orthosan.ch

Firma:		<input type="checkbox"/> Bestellung
<b>Kunden-Nr.:</b>	Datum:	<b>Kommission/Name Patient:</b>
<b>E-Mail:</b> (zwingend erforderlich)		
Telefon:	Telefax:	
Lieferanschrift/Firmenstempel:		Ansprechpartner:

**REF 114420M BORT select® StabiloGen®**  
Pos. Nr. 05.04.15.00.1

Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels.

Farben	Menge	Haftband	Kniekehlenpolster
<input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> silber <input type="checkbox"/> schwarz	_____ Stück links  _____ Stück rechts	<input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband 5 cm (verlängert die Bandage am Oberschenkel um 5 cm)	<input type="checkbox"/> mit hoch elastischem Kniekehlenpolster (Standard)  <input type="checkbox"/> ohne Kniekehlenpolster
		_____ <b>Umfang Ende Haftband</b>	

## Mass-Schema

Lieferzeit ca. 10–12 Arbeitstage.

Umfang	Längenangabe
<b>f1</b> = _____ cm Oberschenkelumfang	<b>e-f1</b> = _____ cm (Mindestlänge 14 cm)
<b>f</b> = _____ cm Oberschenkelansatz	<b>e-f</b> = _____ cm
<b>e</b> = _____ cm Umfang Kniemitte	<b>e-d</b> = _____ cm
<b>d</b> = _____ cm kleinster Umfang unterhalb des Kniegelenks	<b>e-c</b> = _____ cm (Mindestlänge 12 cm)
<b>c</b> = _____ cm grösster Wadenumfang	

**Hinweise**

Bitte eventuell vorhandene Schwellungen berücksichtigen.

Alle Masse müssen vollständig in cm angegeben werden.

Massnahme in 20 - 30° Beugung im Kniegelenk.

Umfangmasse kleiner 23 cm und grösser 90 cm können nicht gefertigt werden.

**Bitte Mindestlängen beachten.**

Patient ist adipös

**Bemerkungen**

Bitte beachten Sie, dass Massanfertigungen grundsätzlich von Umtausch/Rücknahme ausgeschlossen sind. Der Besteller bestätigt, dass ihm eine Einverständniserklärung des Patienten zur Weitergabe dessen personenbezogener Daten (Masse, Name, Geschlecht) zum Zweck der Produktion, Lieferung und Abrechnung vorliegt. Die Verarbeitung persönlicher Daten erfolgt gem. Art. 6 DSGVO unter Einhaltung unserer Datenschutzzrichtlinien, die Sie unter https://orthosan.ch/Datenschutz einsehen können.