

Ordine per fabbricazioni su misura

Ortopedia / Supporto per il ginocchio

BORT select® StabiloGen®



Tel: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-Mail: info@orthosan.ch

Ditta:		<input type="checkbox"/> Ordine
No. Cliente:	Data:	Commissione/Nome del paziente:
E-Mail: (obbligatorio)		
Telefono:	Fax:	
Indirizzo di consegna/Timbro dell'azienda:		Persona di contatto:

REF 114420M BORT select® StabiloGen®
Pos. No. 05.04.15.00.1

Zona di presa in silicone nella zona delle cosce.

Colori	Quantità	Nastro adesivo	Parte posteriore delle ginocchiere
<input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> argento <input type="checkbox"/> nero	_____ Pezzo a sinistra _____ Pezzo a destra	<input type="checkbox"/> Nastro adesivo aggiuntivo di 5 cm (prolunga il bendaggio sulla coscia di 5 cm) _____ Circonferenza fine del nastro adesivo	<input type="checkbox"/> con ginocchiera altamente elastica ginocchiera (standard) <input type="checkbox"/> senza ginocchiera

Schema delle misure

Tempi di consegna circa 10-12 giorni lavorativi.

Circonferenza	Lunghezza	Note
f1 = _____ cm Circonferenza della coscia	e-f1 = _____ cm (lunghezza minima 14 cm)	Tenere in considerazione eventuali gonfiori. Tutte le misure devono essere indicate in cm devono essere indicate per intero. Misure in 20 - 30° di flessione dell'articolazione del ginocchio. Non è possibile produrre circonferenze inferiori a 23 cm e superiori a 90 cm. Si prega di notare le lunghezze minime.
f = _____ cm Base della coscia	e-f = _____ cm	
e = _____ cm Circonferenza centro del ginocchio	e-d = _____ cm	
d = _____ cm la circonferenza più piccola al di sotto dell'articolazione del ginocchio	e-c = _____ cm (lunghezza minima 12 cm)	
c = _____ cm circonferenza massima del polpaccio		

Il paziente è obeso

Commenti

BORT. L'extra al vostro fianco.

Orthosan AG | Freiburgstrasse 634 | 3172 Niederwangen b. Bern
T +41 31 822 05 45 | info@orthosan.ch | www.orthosan.ch

Si prega di notare che i prodotti personalizzati non possono essere cambiati o restituiti. Il cliente conferma di essere in possesso di una dichiarazione di consenso del paziente alla trasmissione dei suoi dati personali (misure, nome, sesso) ai fini della produzione, della consegna e della fatturazione. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell'art. 6 DSG, in conformità alle nostre linee guida sulla protezione dei dati, consultabili all'indirizzo https://orthosan.ch/informativa-sulla-privacy.