

Auftrag zur Massanfertigung

Orthopädie / Kniebandage

BORT Asymmetric®



Tel: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-Mail: info@orthosan.ch


Firma:		☐ Bestellung
Kunden-Nr.:	Datum:	Kommission/Name Patient:
E-Mail: (zwingend erforderlich)		
Telefon:	Telefax:	
Lieferanschrift/Firmenstempel:		Ansprechpartner:

REF 114700M BORT Asymmetric®

Pos. Nr. 05.04.15.00.1

Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels. Pelottendruck durch zwei Klettgurte individuell, direkt einstellbar.

Farbe	Menge	Haftband
☐ Silber	_____ Stück links _____ Stück rechts	☐ zusätzliches Haftband 5 cm (verlängert die Bandage am Oberschenkel um 5 cm)
		_____ Umfang Ende Haftband



Mass-Schema

Lieferzeit ca. 10–12 Arbeitstage.

☐ Patient ist adipös	Umfang f1 = _____ cm Umfang 22 cm oberhalb Kniemitte f = _____ cm Umfang 15 cm oberhalb Kniemitte e = _____ cm Umfang Kniemitte d = _____ cm kleinster Umfang unterhalb des Kniegelenks c = _____ cm Umfang 15 cm unterhalb Kniemitte	Längenangabe e-f1 = _____ cm (Mindestlänge 14 cm) e-f = _____ cm e-d = _____ cm e-c = 15 cm	Hinweise Bitte eventuell vorhandene Schwellungen berücksichtigen. Alle Masse müssen vollständig in cm angegeben werden. Massnahme in 20 - 30° Beugung im Kniegelenk. Umfangmasse kleiner 23 cm und grösser 90 cm können nicht gefertigt werden. Längenvorgaben können nicht geändert werden.
	Bemerkungen		

Bitte beachten Sie, dass Massanfertigungen grundsätzlich von Umtausch/Rücknahme ausgeschlossen sind. Der Besteller bestätigt, dass ihm eine Einverständniserklärung des Patienten zur Weitergabe dessen personenbezogener Daten (Masse, Name, Geschlecht) zum Zweck der Produktion, Lieferung und Abrechnung vorliegt. Die Verarbeitung persönlicher Daten erfolgt gem. Art. 6 DSGVO unter Einhaltung unserer Datenschutzrichtlinien, die Sie unter https://orthosan.ch/Datenschutz einsehen können.

Commande pour fabrication sur mesure

Orthopédie / Bandage pour le genou

BORT Asymmetric®



Tél: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-mail: info@orthosan.ch

Client:		☐ Commande
Numéro du client:	Date:	Commission/Nom du patient:
E-mail: (obligatoire)		
Téléphone:	Fax:	
Adresse de livraison/Cachet de l'entreprise:		Personne de contact:

REF 114700M BORT Asymmetric®

Pos. No. 05.04.15.00.1



Zone d'adhérence en silicone intégrée dans le tricot au niveau de la cuisse. Pression de la pelote réglable individuellement et directement par deux sangles velcro.

Couleur	Quantité	Bande adhésive
☐ argent	_____ Pièce gauche _____ Pièce droite	☐ Bande adhésive supplémentaire 5 cm (prolonge le bandage de 5 cm au niveau de la cuisse) _____ Circonférence fin de la bande adhésive



Schéma de mesures

Délai de livraison env. 10 - 12 jours ouvrables.

	Circonférence f1 = _____ cm circonférence 22 cm au-dessus du milieu du genou f = _____ cm circonférence 15 cm au-dessus du milieu du genou e = _____ cm Circonférence au milieu du genou d = _____ cm plus petite circonférence en dessous de l'articulation du genou c = _____ cm circonférence 15 cm en dessous du milieu du genou	Longueur e-f1 = _____ cm (longueur minimale 14 cm) e-f = _____ cm e-d = _____ cm e-c = 15 cm	Remarques Veuillez tenir compte des éventuels gonflements. Toutes les mesures doivent être indiquées intégralement en cm. Mesure à 20-30° de flexion du genou. Mesures circonférentielles inférieures à 23 cm ou plus grande 90 cm ne peuvent pas être fabriquées. Les longueurs par défaut ne peuvent pas être modifiées.
	☐ Le patient est obèse		
Remarques			

BORT. L'extra à votre côté.

Orthosan AG | Freiburgstrasse 634 | 3172 Niederwangen b. Bern
T +41 31 822 05 45 | info@orthosan.ch | www.orthosan.ch

Veuillez noter que les produits fabriqués sur mesure sont généralement exclus de l'échange/du retour. L'acheteur confirme qu'il dispose d'une déclaration de consentement du patient pour la transmission de ses données personnelles (dimensions, nom, sexe) à des fins de production, de livraison et de facturation. Le traitement des données personnelles est effectué conformément à l'article 6 de la LPD, dans le respect de nos directives sur la protection des données, que vous pouvez consulter sur https://orthosan.ch/Protection-des-donnees.

Ordine per fabbricazioni su misura

Ortopedia / Ginocchiera

BORT Asymmetric®



Tel: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-Mail: info@orthosan.ch

Ditta:		☐ Ordine
No. Cliente:	Data:	Commissione/Nome del paziente:
E-Mail: (obbligatorio)		
Telefono:	Fax:	
Indirizzo di consegna/Timbro dell'azienda:		Persona di contatto:

REF 114700M BORT Asymmetric®

Pos. No. 05.04.15.00.1

Zona di presa in silicone nella zona delle cosce. La pressione del cuscinetto può essere regolata individualmente e direttamente tramite due cinghie in velcro.

Colore	Quantità	Nastro adesivo
☐ argento	_____ Pezzo a sinistra _____ Pezzo a destra	☐ Nastro adesivo aggiuntivo di 5 cm (estende il bendaggio sulla coscia di 5 cm) _____ Circonferenza fine del nastro adesivo



Schema delle misure

Tempi di consegna circa 10-12 giorni lavorativi.

	Circonferenza f1 = _____ cm Circonferenza 22 cm sopra il centro del ginocchio f = _____ cm Circonferenza 15 cm sopra il centro del ginocchio e = _____ cm Circonferenza centro del ginocchio d = _____ cm la circonferenza più piccola al di sotto dell'articolazione del ginocchio c = _____ cm Circonferenza 15 cm sotto il centro del ginocchio	Lunghezza e-f1 = _____ cm (lunghezza minima 14 cm) e-f = _____ cm e-d = _____ cm e-c = 15 cm	Note Tenere in considerazione eventuali gonfiori. Tutte le misure devono essere indicate in cm devono essere indicate per intero. Misure in 20-30° di flessione dell'articolazione del ginocchio. Non è possibile produrre circonferenze inferiori a 23 cm e superiori a 90 cm. Le specifiche di lunghezza non possono essere modificate.
	☐ Il paziente è obeso		
Commenti			

BORT. L'extra al vostro fianco.

Orthosan AG | Freiburgstrasse 634 | 3172 Niederwangen b. Bern
T +41 31 822 05 45 | info@orthosan.ch | www.orthosan.ch

Si prega di notare che i prodotti personalizzati non possono essere cambiati o restituiti. Il cliente conferma di essere in possesso di una dichiarazione di consenso del paziente alla trasmissione dei suoi dati personali (misura, nome, sesso) ai fini della produzione, della consegna e della fatturazione. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell'art. 6 DSGVO, in conformità alle nostre linee guida sulla protezione dei dati, consultabili all'indirizzo <https://orthosan.ch/informativa-sulla-privacy>.