

# Auftrag zur Massanfertigung

## Orthopädie / Kniebandage

### BORT Asymmetric®




Tel: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-Mail: info@orthosan.ch

Firma:		<input type="checkbox"/> Bestellung
Kunden-Nr.:	Datum:	Kommission/Name Patient:
E-Mail: (zwingend erforderlich)		
Telefon:	Telefax:	
Lieferanschrift/Firmenstempel:		Ansprechpartner:


**REF 114700M BORT Asymmetric®**  
Pos. Nr. 05.04.15.00.1

Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels. Pelottendruck durch zwei Klettgurte individuell, direkt einstellbar.

Farbe	Menge	Haftband
<input type="checkbox"/> Silber	_____ Stück links  _____ Stück rechts	<input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband 5 cm (verlängert die Bandage am Oberschenkel um 5 cm)
		
		_____ <b>Umfang Ende Haftband</b>

## Mass-Schema

Lieferzeit ca. 10–12 Arbeitstage.



Patient ist adipös

Umfang	Längenangabe
<b>f1</b> = _____ cm Umfang 22 cm oberhalb Kniemitte	<b>e-f1</b> = _____ cm (Mindestlänge 14 cm)
<b>f</b> = _____ cm Umfang 15 cm oberhalb Kniemitte	<b>e-f</b> = _____ cm
<b>e</b> = _____ cm Umfang Kniemitte	
<b>d</b> = _____ cm kleinster Umfang unterhalb des Kniegelenks	<b>e-d</b> = _____ cm
<b>c</b> = _____ cm Umfang 15 cm unterhalb Kniemitte	<b>e-c</b> = 15 cm

**Hinweise**

Bitte eventuell vorhandene Schwellungen berücksichtigen.

Alle Masse müssen vollständig in cm angegeben werden.

Massnahme in 20 - 30° Beugung im Kniegelenk.

Umfangmasse kleiner 23 cm und grösser 90 cm können nicht gefertigt werden.

**Längenvorgaben können nicht geändert werden.**

**Bemerkungen**

Bitte beachten Sie, dass Massanfertigungen grundsätzlich von Umtausch/Rücknahme ausgeschlossen sind. Der Besteller bestätigt, dass ihm eine Einverständniserklärung des Patienten zur Weitergabe dessen personenbezogener Daten (Masse, Name, Geschlecht) zum Zweck der Produktion, Lieferung und Abrechnung vorliegt. Die Verarbeitung persönlicher Daten erfolgt gem. Art. 6 DSGVO unter Einhaltung unserer Datenschutzzrichtlinien, die Sie unter <https://orthosan.ch/Datenschutz> einsehen können.