

# Ordine per fabbricazioni su misura

## Ortopedia / Ginocchiera

### BORT Asymmetric®



Tel: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-Mail: info@orthosan.ch

Ditta:		<input type="checkbox"/> Ordine
<b>No. Cliente:</b>	Data:	<b>Commissione/Nome del paziente:</b>
<b>E-Mail:</b> (obbligatorio)		
Telefono:	Fax:	
Indirizzo di consegna/Timbro dell'azienda:		Persona di contatto:

**REF 114700M BORT Asymmetric®**  
Pos. No. 05.04.15.00.1

Zona di presa in silicone nella zona delle cosce. La pressione del cuscinetto può essere regolata individualmente e direttamente tramite due cinghie in velcro.

Colore	Quantità	Nastro adesivo
<input type="checkbox"/> argento	_____ Pezzo a sinistra _____ Pezzo a destra	<input type="checkbox"/> Nastro adesivo aggiuntivo di 5 cm (estende il bendaggio sulla coscia di 5 cm)
		_____ <b>Circonferenza fine del nastro adesivo</b>

## Schema delle misure

Tempi di consegna circa 10-12 giorni lavorativi.

Il paziente è obeso

Circonferenza	Lunghezza
<b>f1</b> = _____ cm Circonferenza 22 cm sopra il centro del ginocchio	<b>e-f1</b> = _____ cm (lunghezza minima 14 cm)
<b>f</b> = _____ cm Circonferenza 15 cm sopra il centro del ginocchio	<b>e-f</b> = _____ cm
<b>e</b> = _____ cm Circonferenza centro del ginocchio	
<b>d</b> = _____ cm la circonferenza più piccola al di sotto dell'articolazione del ginocchio	<b>e-d</b> = _____ cm
<b>c</b> = _____ cm Circonferenza 15 cm sotto il centro del ginocchio	<b>e-c</b> = 15 cm

**Note**

Tenere in considerazione eventuali gonfiori. Tutte le misure devono essere indicate in cm devono essere indicate per intero. Misure in 20-30° di flessione dell'articolazione del ginocchio. Non è possibile produrre circonferenze inferiori a 23 cm e superiori a 90 cm.

**Le specifiche di lunghezza non possono essere modificate.**

**Commenti**

**BORT. L'extra al vostro fianco.**

Orthosan AG | Freiburgstrasse 634 | 3172 Niederwangen b. Bern  
T +41 31 822 05 45 | info@orthosan.ch | www.orthosan.ch

Si prega di notare che i prodotti personalizzati non possono essere cambiati o restituiti. Il cliente conferma di essere in possesso di una dichiarazione di consenso del paziente alla trasmissione dei suoi dati personali (misure, nome, sesso) ai fini della produzione, della consegna e della fatturazione. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell'art. 6 DSGVO, in conformità alle nostre linee guida sulla protezione dei dati, consultabili all'indirizzo https://orthosan.ch/informativa-sulla-privacy.