

Auftrag zur Massanfertigung

Orthopädie / Ellenbogenbandage

BORT select® EpiPlus®



Tel: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-Mail: info@orthosan.ch


Firma:		☐ Bestellung
Kunden-Nr.:	Datum:	Kommission/Name Patient:
E-Mail: (zwingend erforderlich)		
Telefon:	Telefax:	
Lieferanschrift/Firmenstempel:		Ansprechpartner:

REF 122700M BORT select® EpiPlus®

Pos. Nr. 05.08.15.00.1

Hochwertige Ellenbogenbandage mit zusätzlichem Stabilo®-Band.

Farben	Menge	Haftband
☐ silber	_____ Stück links	☐ zusätzliches Haftband 2,5 cm (verlängert die Bandage am Oberarm um 2,5 cm)
☐ schwarz	_____ Stück rechts	☐ zusätzliches Haftband 5 cm (verlängert die Bandage am Oberarm um 5 cm)
		_____ Umfang Ende Haftband



Mass-Schema

Lieferzeit ca. 10–12 Arbeitstage.

	Umfang f1 = _____ cm Umfang Oberarm f = _____ cm Umfang mindestens 6 cm oberhalb Ellenbogen Beugefalte e = _____ cm Umfang Ellenbogen d = _____ cm Umfang 5 cm unterhalb Ellenbogen Beugefalte c = _____ cm Umfang mindestens 10 cm unterhalb Ellenbogen Beugefalte	Längenangabe e-f1 = _____ cm (Mindestlänge 8 cm) e-f = _____ cm (Mindestlänge 6 cm) e-d = 5 cm e-c = _____ cm (Mindestlänge 10 cm)	Hinweise Bitte eventuell vorhandene Schwellungen berücksichtigen. Alle Masse müssen vollständig in cm angegeben werden. Massnahme in 20 - 30° Beugung im Ellenbogengelenk. Umfangmasse kleiner 16 cm können nicht gefertigt werden. Bitte Mindestlängen beachten.
	Bemerkungen		

Bitte beachten Sie, dass Massanfertigungen grundsätzlich von Umtausch/Rücknahme ausgeschlossen sind. Der Besteller bestätigt, dass ihm eine Einverständniserklärung des Patienten zur Weitergabe dessen personenbezogener Daten (Masse, Name, Geschlecht) zum Zweck der Produktion, Lieferung und Abrechnung vorliegt. Die Verarbeitung persönlicher Daten erfolgt gem. Art. 6 DSGVO unter Einhaltung unserer Datenschutzrichtlinien, die Sie unter https://orthosan.ch/Datenschutz einsehen können.

Tél: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-mail: info@orthosan.ch

Client:		☐ Commande
Numéro du client:	Date:	Commission/Nom du patient:
E-mail: (obligatoire)		
Téléphone:	Fax:	
Adresse de livraison/Cachet de l'entreprise:		Personne de contact:

REF 122700M BORT select® EpiPlus®

Pos. No. 05.08.15.00.1



Bandage pour coude de haute qualité avec bande Stabilo® supplémentaire.

Couleurs	Quantité	Bande adhésive
☐ argent ☐ noir	_____ Pièce gauche _____ Pièce droite	☐ Bande adhésive supplémentaire 2,5 cm (prolonge le bandage de 2,5 cm au niveau du bras) ☐ Bande adhésive supplémentaire 5 cm (prolonge le bandage de 5 cm au niveau du bras) _____ Circonférence fin de la bande adhésive



Schéma de mesures

Délai de livraison env. 10 - 12 jours ouvrables.

Flexion
de 20-30°

Circonférence	Longueur
f1 = _____ cm Circonférence du bras	e-f1 = _____ cm (longueur minimale 8 cm)
f = _____ cm circonférence au moins 6 cm au-dessus du pli de flexion du coude	e-f = _____ cm (longueur minimale 6 cm)
e = _____ cm Circonférence du coude	
d = _____ cm circonférence 5 cm sous le pli de flexion du coude	e-d = 5 cm
c = _____ cm circonférence au moins 9 cm sous le coude pli de flexion	e-c = _____ cm (longueur minimale 10 cm)

Remarques

Veuillez tenir compte des éventuels gonflements. Toutes les mesures doivent être indiquées intégralement en cm. Mesure à 20—30° de flexion du coude

Les mesures de circonférence inférieures à 16 cm ne peuvent pas être fabriquées.

Veuillez respecter les longueurs minimales.

veuillez noter que les produits fabriqués sur mesure sont généralement exclus de l'échange/du retour. L'acheteur confirme qu'il dispose d'une déclaration de consentement du patient pour la transmission de ses données personnelles (dimensions, nom, sexe) à des fins de production, de livraison et de facturation. Le traitement des données personnelles est effectué conformément à l'article 6 de la LPD, dans le respect de nos directives sur la protection des données, que vous pouvez consulter sur <https://orthos.ch/Protection-des-donnees>.

BORT. L'extra à votre côté.

Orthosan AG | Freiburgstrasse 634 | 3172 Niederwangen b. Bern
T +41 31 822 05 45 | info@orthosan.ch | www.orthosan.ch

Ordine per fabbricazioni su misura

Ortopedia / Gomitiera

BORT select® EpiPlus®



Tel: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-Mail: info@orthosan.ch

Ditta:		☐ Ordine
No. Cliente:	Data:	Commissione/Nome del paziente:
E-Mail: (obbligatorio)		
Telefono:	Fax:	
Indirizzo di consegna/Timbro dell'azienda:		Persona di contatto:

REF 122700M BORT select® EpiPlus®

Pos. No. 05.08.15.00.1

Supporto per il gomito di alta qualità con cinghia Stabilo® aggiuntiva.

Colori	Quantità	Nastro adesivo
☐ argento ☐ nero	_____ Pezzo a sinistra _____ Pezzo a destra	☐ Nastro adesivo supplementare 2,5 cm (estende il bendaggio sulla parte superiore del braccio di 2,5 cm) ☐ Nastro adesivo supplementare 5 cm (estende il bendaggio sulla parte superiore del braccio di 5 cm) _____ Circonferenza fine del nastro adesivo



Schema delle misure

Tempi di consegna circa 10-12 giorni lavorativi.

	Circonferenza f1 = _____ cm Circonferenza braccio superiore f = _____ cm Circonferenza di almeno 6 cm sopra la piega del gomito e = _____ cm Circonferenza del gomito d = _____ cm Circonferenza 5 cm sotto la piega del gomito c = _____ cm Circonferenza di almeno 10 cm sotto la piega del gomito	Lunghezza e-f1 = _____ cm (lunghezza minima 8 cm) e-f = _____ cm (lunghezza minima 6 cm) e-d = 5 cm e-c = _____ cm (lunghezza minima 10 cm)	Note Tenere in considerazione eventuali gonfiori. Tutte le misure devono essere completamente in cm devono essere indicate per intero. Misurare in 20-30° di flessione del gomito dell'articolazione del gomito. Le dimensioni circonferenziali inferiori a 16 cm non possono essere prodotte. Si prega di notare le lunghezze minime.
	Bemerkungen		

BORT. L'extra al vostro fianco.

Orthosan AG | Freiburgstrasse 634 | 3172 Niederwangen b. Bern
T +41 31 822 05 45 | info@orthosan.ch | www.orthosan.ch

Si prega di notare che i prodotti personalizzati non possono essere cambiati o restituiti. Il cliente conferma di essere in possesso di una dichiarazione di consenso del paziente alla trasmissione dei suoi dati personali (misure, nome, sesso) ai fini della produzione, della consegna e della fatturazione. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell'art. 6 DSG, in conformità alle nostre linee guida sulla protezione dei dati, consultabili all'indirizzo <https://orthosan.ch/informativa-sulla-privacy>.