

Ordine per fabbricazioni su misura

Ortopedia / Gomitiera

BORT select® EpiPlus®



Tel: 031 822 05 45 | Fax: 031 822 05 46 | E-Mail: info@orthosan.ch

Ditta:		<input type="checkbox"/> Ordine
No. Cliente:	Data:	Commissione/Nome del paziente:
E-Mail: (obbligatorio)		
Telefono:	Fax:	
Indirizzo di consegna/Timbro dell'azienda:		Persona di contatto:

REF 122700M BORT select® EpiPlus®
Pos. No. 05.08.15.00.1

Supporto per il gomito di alta qualità con cinghia Stabilo® aggiuntiva.

Colori	Quantità	Nastro adesivo
<input type="checkbox"/> argento <input type="checkbox"/> nero	_____ Pezzo a sinistra _____ Pezzo a destra	<input type="checkbox"/> Nastro adesivo supplementare 2,5 cm (estende il bendaggio sulla parte superiore del braccio di 2,5 cm) <input type="checkbox"/> Nastro adesivo supplementare 5 cm (estende il bendaggio sulla parte superiore del braccio di 5 cm) _____ Circonferenza fine del nastro adesivo

Schema delle misure

Tempi di consegna circa 10-12 giorni lavorativi.

	Circonferenza f1 = _____ cm Circonferenza braccio superiore f = _____ cm Circonferenza di almeno 6 cm sopra la piega del gomito e = _____ cm Circonferenza del gomito d = _____ cm Circonferenza 5 cm sotto la piega del gomito c = _____ cm Circonferenza di almeno 10 cm sotto la piega del gomito	Lunghezza e-f1 = _____ cm (lunghezza minima 8 cm) e-f = _____ cm (lunghezza minima 6 cm) e-d = 5 cm e-c = _____ cm (lunghezza minima 10 cm)	Note Tenere in considerazione eventuali gonfiori. Tutte le misure devono essere completamente in cm devono essere indicate per intero. Misurare in 20-30° di flessione del gomito dell'articolazione del gomito. Le dimensioni circonferenziali inferiori a 16 cm non possono essere prodotte. Si prega di notare le lunghezze minime.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bemerkungen

BORT. L'extra al vostro fianco.

Orthosan AG | Freiburgstrasse 634 | 3172 Niederwangen b. Bern
T +41 31 822 05 45 | info@orthosan.ch | www.orthosan.ch

Si prega di notare che i prodotti personalizzati non possono essere cambiati o restituiti. Il cliente conferma di essere in possesso di una dichiarazione di consenso del paziente alla trasmissione dei suoi dati personali (misure, nome, sesso) ai fini della produzione, della consegna e della fatturazione. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell'art. 6 DSG, in conformità alle nostre linee guida sulla protezione dei dati, consultabili all'indirizzo https://orthosan.ch/informativa-sulla-privacy.