

Programm Frühjahr 2025/26

Med
Mitten im
gesunden
Leben



BORT ist Ihr leistungsstarker Partner

Überzeugend durch umfangreiche Auswahl, hohe Qualität und jahrzehntelange Erfahrung

Seit über 40 Jahren pflegen wir mit unseren Fachhandelskunden eine vertrauensvolle Partnerschaft und überzeugen durch Auswahl, Qualität und Erfahrung.

Ein Vollsortiment an Medizinprodukten aus den Bereichen Orthopädie und Phlebologie und einem bekannt guten Preis-Leistungsverhältnis, macht BORT zu einem vielseitigen, leistungsstarken und zuverlässigen Partner.

ORTHOPÄDIE



Unser Sortiment an orthopädischen Hilfsmitteln gliedert sich in unterschiedliche Produktlinien und ist auf die individuellen Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen abgestimmt.

Innovative Produktentwicklung und Produktion, modernste Logistik

Aus dem Wissen im eigenen Haus, dem intensiven fachlichen Austausch mit Ärzten, Therapeuten und unseren Fachhandelspartnern entstehen immer wieder neue und innovative Produktlösungen für eine kompetente Versorgung der Patienten.

BORT Aktiven®: Vertrauen Sie jetzt auch im Bereich der Kompressionstherapie auf bewährte BORT Qualität

BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe für die Phlebologie werden im Rundstrickverfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards gefertigt und sind auch als Massanfertigung erhältlich.

Sie tragen das RAL-Gütezeichen der Gütezeichengemeinschaft Medizinische Kompressionsstrümpfe e.V.

Mit dem BORT AktiVen® Angebot in Rundstrick bieten wir Ihnen ein starkes und variantenreiches Sortiments-Plus.

PHLEBOLOGIE



BORT AktiVen® INDIVIDUAL: für eine schnelle, patientenindividuelle Versorgung nach Mass

- ⊕ **INDIVIDUAL-Plus**
Jeder Strumpf auf das individuelle Beinmass angepasst
- ⊕ **Komfort-Plus**
Weiche Haptik für höchsten Tragekomfort
- ⊕ **Passform-Plus**
Individuelle Form nach Mass



Sie haben Interesse?

Ihr Ansprechpartner im Aussendienst beantwortet Ihnen gerne alle Fragen.

BORT - Alles Neue auf einen Blick

Jahr für Jahr erweitern wir unser Produktangebot für Sie, um den aktuellen Versorgungsanforderungen bestmöglich zu entsprechen.

BORT DigiSoft® Vario-Fingerorthese

REF 112790



Med

Zur zuverlässigen Ruhigstellung

Modulares Orthesen-System,
Handgelenkstabilisierung arüstbar.

Seite 45

BORT SellaTex® Plus – Quervain

REF 112160



Med

Schmerzlinderung bei Überlastung

Handgelenkorthese mit medialer
Fensterung zur Immobilisierung
und Stabilisierung bei Tenovaginitis
de Quervain.

Seite 54

BORT X-Walker

REF 101300/320/350



Med

Einfach gut versorgt mit Vakuum-System

Das Orthesenprogramm zur
Versorgung von Fuss- und
Sprunggelenksverletzungen.

Seite 150/151

BORT Asymmetric® Sport mit Haftband

REF 114700SPH



Sport

Zur Korrektur des Patellagleitwegs

Sport-Kniebandage mit Haftband,
auch in Plus- und Doppel-Plus
Größen erhältlich.

Seite 122

BORT MyoActive Sport Wadenstütze

REF 116500SP



Sport

Bei Muskelfaserriss und Muskelzerrungen

Unterschenkel-Aktivbandage
mit propriozeptiver Wirkung.

Seite 119



UNSER PROGRAMM

	KIDS	6
Indikationsübersicht		17
Hals		18
Schulter		20
Indikationsübersicht		31
Ellenbogen		32
Indikationsübersicht		42
Finger		43
Daumen		46
Indikationsübersicht		59
Hand		60
Indikationsübersicht		78
Brustwirbelsäule		79
Rücken		80
Indikationsübersicht		97
Leib		98
Leiste/Hüfte		104
Indikationsübersicht		109
Knie		110
Indikationsübersicht		136
Knöchel		137
Fuss		148
Schuhe		154
Einlagen		160
Rehaprodukte		163
OTC		169
Wichtige Informationen		171

Was ist erstattungsfähig?

Diesem Programm wurde die MiGel Liste Stand 01.01.2025 zu Grunde gelegt.

Dieses Programm ersetzt alle vorhergehenden Jahrgänge sowie deren Zuordnung.

Der Inhalt, sowie die abgebildeten MiGel-Nummern dieser Ausgabe berücksichtigen den Stand zum 01.01.2025 bei Druckschluss.

Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

Alle Rechte vorbehalten.

Rechtsgrundlagen

Die gesetzliche Grundlage für die Kostenübernahme von Mitteln und Gegenständen als Pflichtleistungen der sozialen Krankenversicherung stellt das Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) dar. Nähere Ausführungen hierzu finden sich in der Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung (KVV; SR 832.102), die ergänzt wird durch die Bestimmungen der Krankenpflege-Leistungsverordnung vom 29. September 1995 (KLV; SR 832.112.31) des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI).

Die vorliegenden Vorbemerkungen und Erläuterungen (Ziffer 2 - 6) sind eine Dienstleistung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und haben keinen rechtsverbindlichen Charakter.


Vergütungsregelung MiGel (Art. 20 ff. KLV)

Von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung werden die in der MiGel aufgeführten Mittel und Gegenstände bis zu dem in der MiGel aufgeführten Höchstvergütungsbetrag (HVB) vergütet [...]

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie in unserem Katalog oder auf unserer Webseite.

BORT Cervicalstütze**REF** 127260 KIDS

Pos.Nr. 22.12.01.00.1

**BORT Armtragegurt
Mitella****REF** 610120CH

Pos.Nr. 05.10.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- Weicher, offenporiger Schaumstoff
- Kehlkopfaussparung
- Klettverschluss, verstellbar

FARBE: ■ blau

PRODUKTMERKMALE

- Universell einstellbarer und tragbarer Armtragegurt zur Ruhigstellung des Schultergelenkes
- Breite: 3,5 cm
- Länge: min. 66 cm, max. 95 cm

FARBE: ■ rot

DAS KIDS-PLUS

- Zum Tragen bei Tag und Nacht
- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100% Baumwolle

DAS KIDS-PLUS

- Einfache Handhabung
- Praxisbedarf

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im HWS-Bereich, leichtes Schleudertrauma, Distorsion, Cervicalsyndrom, postoperativ

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z.B. bei periartikulären Reizzuständen und Erkrankungen im Bereich des Glenohumeralgelenks, einfache Frakturen, Supraspinatussyndrom

GRÖSSE

Halsumfang



Kinder (x-small) — bis 33 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 18

Kinnhöhen

5,0 cm / 6,0 cm

GRÖSSE

Breite

Kinder ————— 3,5 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 23

rechts und links gleich

BORT OmoBasic® nach Gilchrist
REF 121350 KIDS



Med

Pos.Nr. 22.09.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Offene Schulter-Arm-Adduktions-orthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Sicherer Sitz und Fixierung des Arms in Adduktionsstellung durch stabilisierende Gurtführung
- Weiches, zugstabiles Gurtmaterial

FARBE: ■ blau

DAS KIDS-PLUS

- Flexible Einstellung an Hand und Oberarm
- Gute Erreichbarkeit des OP-Gebietes zur Wundversorgung
- Hautfreundlich



INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Luxation, subcapitale Humerusfraktur, Scapulafraktur, Rotatorenmanschettenverletzung

GRÖSSE


Länge Olecranon bis Metacarpalknöchel V



Kinder _____ 22 – 25 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 23

rechts und links gleich

BORT Clavicula-Bandage**REF** 121700 KIDS

Pos.Nr. 22.09.05.00.1

BORT StabiloFix®**REF** 104600 KIDS

Pos.Nr. 22.09.05.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Rucksackverband
- Weiche Polstergurte
- Drei Klettverschlüsse, individuell einstellbar, ermöglichen eine ideale Fixierung

FARBE: ■ blau

DAS KIDS-PLUS

- Körperformschlüssige Anpassung, insbesondere im kritischen Achselbereich
- Guter Tragekomfort
- Hautfreundlich
- Einsatz bei Tag und Nacht

INDIKATIONEN

Behandlung von Claviculafrakturen

GRÖSSE Unterbrustumfang



Kinder _____ bis 65 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 20

PRODUKTMERKMALE

- Geradehalter zur Haltungskorrektur der Brustwirbelsäule
- Weiches, unelastisches Gurtmaterial

FARBE: ■ blau

DAS KIDS-PLUS

- Verschluss im Brustbereich ermöglicht selbstständiges An- und Ablegen
- Körperformschlüssige Anlage, insbesondere im kritischen Achselbereich
- Einfaches Kürzen des Gurtes durch vorhandene Abnäher
- Latexfrei

INDIKATIONEN

Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule, z. B. Fehlhaltung der BWS

GRÖSSE Unterbrustumfang



Kinder _____ 50 – 70 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 80

BORT DigiSoft®-Fingerorthese

REF 112770 KIDS



Pos.Nr. 22.06.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Fingerorthese zur Ruhigstellung der Interphalangealgelenke
- Alu-Schiene, anformbar mit weicher Polsterung

FARBE: ■ grau

DAS KIDS-PLUS

- Fixierung von wahlweise einem oder zwei Fingern
- Dorsale Anlage nach Umformung möglich
- Klettverschlüsse, an Mittelhand und Fingern variabel positionierbar

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, z. B. zur Redression, Lagerung, Ruhigstellung der Interphalangealgelenke

GRÖSSE

Länge Hand



Kinder _____ 11 – 14 cm

Auch als
Erwachsenengröße
auf Seite 46

rechts und links gleich

BORT SellaTex® Classic

REF 112050C KIDS



Pos.Nr. 22.07.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit zusätzlicher Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenkes
- Volare und dorsale Schienen zur Stabilisierung des Handgelenkes und der Mittelhand
- Daumenelement anformbar
- Länge: ca. 17 cm

FARBE: ■ grau

DAS KIDS-PLUS

- Schlupfhilfe
- Angenehmes Tragegefühl
- Stabilo®-Band

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen

GRÖSSE

Umfang Handgelenk



Kinder _____ 13 – 15 cm

Auch als
Erwachsenengröße
auf Seite 56

rechts oder links angeben

BORT
ManuStabil® kurz
[REF] 112730 KIDS



Med

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

BORT Osgood-Schlatter
Kniegelenkbandage
[REF] 114510 KIDS



Med

Pos.Nr. 05.04.13.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Feste Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene, individuell anformbar
- Kurze Ausführung
- Länge: ca. 17 cm

FARBE: ■ grau

DAS KIDS-PLUS

- Stabilo®-Band zur effektiven Stabilisierung des Handgelenks
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material
- Auch nachts zu tragen

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur lokalen Druckentlastung der Tuberositas tibiae
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Anatomisch formgestrickt
- Mehrzonensilikonpelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ blau

DAS KIDS-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur, dadurch sehr angenehmes Tragegefühl
- Hochelastische Beugezone, schont die Kniekehle auch bei langer Tragedauer
- Einstellbare Entlastung durch V-förmigen Korrekturzügel

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Distorsion, periphere Nervenlähmung, Tendovaginitis

INDIKATIONEN

Beeinflussung des Patellagleitweges, Morbus Osgood-Schlatter, Ansatz-tendinose an Tuberositas tibiae, Gelenkguss, Reizzustände

GRÖSSE Umfang Handgelenk



Kinder _____ 13 – 15 cm

Auch als Erwachsenengröße
auf Seite 67

rechts oder links angeben

GRÖSSE d-Mass f-Mass



Kinder _____ 23 – 26 cm 28 – 32 cm

Auch als Erwachsenengröße
auf Seite 117

rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Klassische Kniebandage zur Weichteilkompression zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenkes
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Viskoelastische Pelotte
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ blau

DAS KIDS-PLUS

- Samtig weiche Oberflächenstruktur
- Hochelastische Beugezone, schont die Kniekehle auch bei langer Tragedauer

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen zur Führung des Kniegelenkes
- Viskoelastische Pelotte
- Zirkuläre Fixiergurte an Ober- und Unterschenkel
- Anatomisch formgestrickt
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ silber

DAS KIDS-PLUS

- Begrenzung der Extension bei 0°
- Gelenkschienen, individuell anformbar


INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenkes, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Bandinstabilität, Meniskopathie

INDIKATIONEN


Leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenkes

GRÖSSE d-Mass f-Mass



rechts und links gleich

GRÖSSE d-Mass f-Mass



rechts und links gleich

**BORT Immob-Schiene
mit Patella-Aussparung****[REF]** 145000 KIDS

Pos.Nr. 22.04.03.00.1

**BORT Helix S Spiral-
dynamik® USG-Bandage****[REF]** 053200 KIDS

Pos.Nr. 05.02.14.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Knieorthese zur Ruhigstellung des Kniegelenks in 0° bzw. 20° Beugung
- Mit offener Patella, 3-teilig
- Mediale und laterale Alu-Schienen, frei positionierbar
- Länge: 38 cm

FARBE: ■ schwarz

DAS KIDS-PLUS

- Körperformschlüssige Anpassung durch 3-teiligen Aufbau
- Innenseitig mit Frottee kaschiert, daher angenehmer Tragekomfort
- Alu-Schienen können zum Waschen entnommen werden

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Gelenk-, Muskel- oder Bandverletzungen

SCHIENENLÄNGE	Körpergröße
---------------	-------------

Kinder (38 cm)	_____	80 – 145 cm
----------------	-------	-------------

0° oder 20° Beugung angeben

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 133

rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenkbandage zur Unterstützung der Rückfuß-Torsion und Aufrichtung des Fussgewölbes
- Dünne, elastische Bänder
- 3D formgestrickt
- Zwei Silikonpelotten
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich

FARBE: ■ schwarz

DAS KIDS-PLUS

- Stabilisierung des Sprunggelenks und Aktivierung der Fussmuskulatur durch Kompressionswirkung
- Funktionell unterstützende Zügelung bei klassischen Fussdeformitäten (z. B. Senk-Spreiz-Fuss)
- Angenehmer Tragekomfort auch bei hoher Aktivität
- Separat beigelegte Schlupfhilfe

INDIKATIONEN

Fehlstatistische Fussbeschwerden und Fussfehlformen aufgrund von Dysfunktion des USG, chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des unteren Sprunggelenks und der Fusswurzel, z. B. bei Bandschwäche

GRÖSSE	Fesselumfang
--------	--------------

Kinder	_____	17 – 19 cm
--------	-------	------------



Auch als Erwachsenengröße auf Seite 144

rechts oder links angeben

BORT TaloStabil® Eco
REF 054600 KIDS



Pos.Nr. 05.02.12.00.1

BORT MalleoStabil®-Orthese
REF 100500 KIDS

NEUES DESIGN



Pos.Nr. 22.02.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Aktiv-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ blau

PRODUKTMERKMALE

- Kombi-Sprunggelenkorthese Air/Gel- und Schaumstoffpolster zur Stabilisierung des Sprunggelenkes mit Begrenzung von Pro- und Supination

FARBE: ■ grau **NEU**

BORT MalleoStabil® Soft-Orthese
REF 100520

- Nur mit Memoryschaum-Polster

BORT MalleoStabil® Air/Gel-Orthese
REF 100540

- Nur mit Air/Gel-Polster

DAS KIDS-PLUS

- Samtig weiche Oberflächenstruktur
- Druckminderung im Fesselabschluss

DAS KIDS-PLUS

- Keine Beeinträchtigung beim Gehen
- Leichtes Anlegen durch zirkuläre Klettverschlüsse

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen

INDIKATIONEN

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von Distorsionen aller Schweregrade, funktionelle Therapie von Bandrupturen, Bandverletzungen, Pronations- und/oder Supinationstrauma, fibuläre Bandruptur

GRÖSSE Fesselumfang

Kinder _____ 17 – 19 cm



Auch als Erwachsenengröße auf Seite 141

rechts und links gleich

GRÖSSE Körpergröße

Größe 1/Kinder _____ bis 155 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 147

rechts und links gleich

BORT TalofX®**REF** 054800 KIDSNEUES
DESIGN

Med

Pos.Nr. 22.02.04.00.1

**BORT Verkürzungsausgleich
aus Silikon****REF** 930200 KIDS

Med

Pos.Nr. 23.01.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenk-Soft-Bandage zur Stabilisierung von USG/OSG
- Bilaterale Schalen, mit Memory-Schaum weich abgepolstert
- Kreuzzügelung mit Dynamic Force Control Technologie (DFC)
- Elastisches, feuchtigkeitsableitendes Material
- Orthese hinten komplett zu öffnen, für einfachen Einstieg

FARBE: ■ schwarz


DAS KIDS-PLUS

- Schlankes Design
- Problemlos im Sport- und Strassenschuh tragbar
- Begrenzung des Talus-Vorschubs mit hoher Stabilität
- Positionierung des Sprunggelenkes in Pronation oder Supination

INDIKATIONEN

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Tendinitiden, Bandverletzungen, Supinations-/Pronationstrauma

GRÖSSE Fesselumfang

Kinder _____ 17 – 19 cm
 Auch als Erwachsenengröße auf Seite 145

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Silikon-Fersenkissen zum Beinlängenausgleich
- Aus dauerhaftem Silikon
- Höhen: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm
- Verpackung: Stück

DAS KIDS-PLUS

- Rutschfest
- Für alle Schuharten geeignet
- Abwaschbar
- Hygienisch

INDIKATIONEN

Ausgleich von Beinlängendifferenzen, Achillessehnenbeschwerden (Achillo-dynie)

GRÖSSE Schuhgröße

Kinder _____ 33 – 35
 Höhen _ 3 mm / 5 mm / 8 mm / 10 mm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 162

rechts und links gleich

In jeder Situation: Stabilisierung und Entlastung von Halswirbelsäule und Schulter.



BORT Stabilo® Cervicalstütze

REF 127160



Pos.Nr. 22.12.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- Fester, offenporiger Schaumstoff, zum Tragen bei Tag
- Kehlkopfaussparung
- Klettverschluss, verstellbar

FARBE: ■ beige

DAS MED-PLUS

- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im HWS-Bereich, leichtes Schleudertrauma, Distorsion, Cervicalsyndrom, postoperativ

GRÖSSEN

Halsumfang



small _____ bis 38 cm
 medium _____ 38 – 43 cm
 large _____ 43 – 48 cm

Kinnhöhen 5,5 cm / 7,5 cm / 9,0 cm

BORT Cervicalstütze

REF 127260/360/660



Pos.Nr. 22.12.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- Weicher, offenporiger Schaumstoff
- Kehlkopfaussparung
- Klettverschluss, verstellbar
- **Auch für Kinder**, siehe Seite 7

FARBEN:

- weiss (REF 127260)
- blau (Kinder) (REF 127260)
- beige (REF 127360)
- blau/schwarz (REF 127660)

DAS MED-PLUS

- Zum Tragen bei Tag und Nacht
- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

GRÖSSEN

Halsumfang

Kinder nur 127260 (blau) _____ bis 33 cm
 small _____ bis 38 cm
 medium _____ 38 – 43 cm
 large _____ 43 – 48 cm

Kinder 5,0 cm / 6,0 cm

BORT Cervicalstütze Eco**REF** 127460

Pos.Nr. 22.12.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- Kehlkopfaussparung
- Weicher, offenporiger Schaumstoff
- Klettverschluss, verstellbar
- Länge: 56 cm

FARBEN: ■ beige ■ blau/schwarz

DAS ECO-PLUS

- Zum Tragen bei Tag und Nacht
- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im HWS-Bereich, leichtes Schleudertrauma, Distorsion, postoperativ

BORT StabiloNec® Eco**REF** 127570

Pos.Nr. 22.12.02.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- Integrierte Verstärkungsspanne
- Kehlkopfaussparung
- Fester, offenporiger Schaumstoff
- Klettverschluss, verstellbar
- Länge: 56 cm

FARBEN: ■ beige ■ blau/schwarz

DAS ECO-PLUS

- Funktionelle Stabilisierung
- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

INDIKATIONEN

Schwere Schmerzzustände, mittelschweres Schleudertrauma, Cervicalsyndrom, postoperativ

GRÖSSEN

Kinnhöhe

	Grösse 0 _____	5,5 cm
	Grösse 1 _____	7,5 cm
	Grösse 2 _____	9,0 cm
	Grösse 3 _____	11,0 cm
Nur eine Länge (56 cm), passend für Halsumfänge von 32 bis 45 cm		

BORT StabiloNec®
mit Verstärkungsspanne
REF 127560



Pos.Nr. 22.12.02.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- Integrierte Verstärkungsspanne
- Fester, offenporiger Schaumstoff
- Kehlkopfaussparung
- Klettverschluss, verstellbar

FARBE: ■ beige

DAS MED-PLUS

- Funktionelle Stabilisierung
- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

INDIKATIONEN

Schwere Schmerzzustände, mittelschweres Schleudertrauma, Cervicalsyndrom, Schiefhals (rheumatisch), Osteochondrose/ Spondylarthrose der HWS, postoperativ

BORT Clavicula-Bandage
REF 121700



Pos.Nr. 22.09.05.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Rucksackverband
- Weiche Polstergurte
- Drei Klettverschlüsse, individuell einstellbar, ermöglichen eine ideale Fixierung
- Auch für Kinder, Seite 9

FARBEN: □ weiss (Erwachsene),
■ blau (Kinder)

DAS MED-PLUS

- Körperformschlüssige Anpassung, insbesondere im kritischen Achselbereich
- Hautfreundlich
- Einsatz bei Tag und Nacht

INDIKATIONEN

Behandlung von Claviculafrakturen

GRÖSSEN	Halsumfang
small	bis 38 cm
medium	38 – 43 cm
large	43 – 48 cm

Kinnhöhen 5,5 cm / 7,5 cm / 9,0 cm / 11,0 cm



GRÖSSEN	Unterbrustumumfang
Kinder (blau)	bis 65 cm
small	65 – 80 cm
medium	80 – 95 cm
large	95 – 110 cm
x-large	110 – 125 cm



BORT OmoControl**REF** 120700Hals
Schulter

PRODUKTMERKMALE

- Schultergelenkorthese zur physiologischen Führung und Stabilisierung des Schultergelenks
- Korrektur der Innenrotation und Rückführung des Humeruskopfes
- Entlastung der Kapsel, Sehnen, Muskeln und Nerven
- Ermöglicht freie Pendelbewegung des Armes

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Komfortable Materialien für maximalen Tragekomfort
- Konstruktion erlaubt ein einhändiges Anlegen
- Einfache Handhabung durch innovatives BOA® Fit System




INDIKATIONEN

Leichte bis mittlere Instabilität des Schultergelenks, konservativ bei habitueller Schulterluxation, entzündlich, degeneration

GRÖSSEN	Armmanschette Umfang Unterarm (5 cm unter Ellenbogengelenk)		Schultermanschette Brustumfang (unter Achselhöhle in cm gemessen)	
	Grösse	Grösse	Grösse	Grösse
	Grösse 1	(S) 20 – 25 cm	(S) 75 – 90 cm	
	Grösse 2	(S) 20 – 25 cm	(M) 90 – 105 cm	
	Grösse 3	(S) 20 – 25 cm	(L) 105 – 125 cm	
	Grösse 4	(M) 25 – 30 cm	(S) 75 – 90 cm	
	Grösse 5	(M) 25 – 30 cm	(M) 90 – 105 cm	
	Grösse 6	(M) 25 – 30 cm	(L) 105 – 125 cm	
	Grösse 7	(L) 30 – 35 cm	(S) 75 – 90 cm	
	Grösse 8	(L) 30 – 35 cm	(M) 90 – 105 cm	
	Grösse 9	(L) 30 – 35 cm	(L) 105 – 125 cm	

rechts oder links angeben



PRODUKTMERKMALE

- Schultergelenk-Kompressionsbandage
- Zusätzlicher Klettzügel zur Begrenzung der Aussenrotation
- Silikonpelotte, frei positionierbar
- Anatomisches, muskelaktivierendes Formgestrick

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Verbesserte Führung des Glenohumeralgelenks
- Gurtlängen individuell einstellbar
- Komfortables Tragen auch unter der Kleidung

PRODUKTMERKMALE

- Modulare Schultergelenk-Bandage mit separat verwendbarer Gewichtsmanschette zur subacromialen Dekompression
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Vier Gewichtselemente à 250g zur individuellen Gewichtung der Traktion
- Verbesserte Anpassbarkeit durch flexibel einstellbare Gurtführungsplatte

FARBE: ■ schwarz



DAS BASIC-PLUS

- Verbesserte Gelenkführung und Druckentlastung im Bereich des Caput humeri
- Gewichtsmanschette entsprechend Therapieverlauf von der Bandage abnehmbar und durch Klettband einstellbar

INDIKATIONEN


Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Schultergelenkbereich, z. B. bei Arthrose

INDIKATIONEN

Impingementsyndrom, chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Schultergelenkbereich, Periarthropathia humeroscapularis (PHS)


GRÖSSEN

Umfang Oberarm



Grösse 1	_____	24 – 28 cm
Grösse 2	_____	28 – 32 cm
Grösse 3	_____	32 – 36 cm
Grösse 4	_____	36 – 40 cm


rechts und links gleich

**BORT Armtragegurt
Mitella****REF** 610120CH

Pos.Nr. 05.10.02.00.1

BORT OmoBasic®

nach Gilchrist

REF 121350

Pos.Nr. 22.09.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Universell einstellbarer und tragbarer Armtragegurt zur Ruhigstellung des Schultergelenkes
- Breiten: 3,5 cm und 5,0 cm
- **Auch für Kinder**, Seite 7

FARBEN: ■ schwarz
■ rot (Kinder)



DAS MED-PLUS

- Einfache Handhabung
- Praxisbedarf

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z.B. bei periartikulären Reizzuständen und Erkrankungen im Bereich des Glenohumeralgelenks, einfache Frakturen, Supraspinatussyndrom

GRÖSSEN	Breiten
Kinder (rot)	3,5 cm
Erwachsene (1)	3,5 cm
Erwachsene (2)	5,0 cm

rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Offene Schulter-Arm-Adduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Sicherer Sitz und Fixierung des Arms in Adduktionsstellung durch stabilisierende Gurtführung
- Weiches, zugstabiles Gurtmaterial
- **Auch für Kinder**, Seite 8

FARBEN: ■ blau □ weiss



DAS BASIC-PLUS

- Flexible Einstellung an Hand und Oberarm
- Gute Erreichbarkeit des OP-Gebietes zur Wundversorgung
- Hautfreundlich

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Luxation, subcapitale Humerusfraktur, Scapulafraktur, Rotatorenmanschettenverletzung

GRÖSSEN	Länge Olecranon bis Metacarpalknöchel V
Kinder (blau)	22 – 25 cm
Grösse 0/S	25 – 28 cm
Grösse 1/M	28 – 31 cm
Grösse 2/L	31 – 34 cm
Grösse 3/XL	34 – 38 cm

rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese mit Tragetasche zur Ruhigstellung des Schultergelenkes
- Taillen- und Schultergurt zur sicheren Fixierung von Schulter und Arm



BORT Generation:
Für mehr Mobilität im Alter
Produktsortiment mit besonderen
Handlingvorteilen

FARBE: ■ blau

ZUBEHÖR:

REF 991115 Handauflage mit Ball

DAS GENERATION-PLUS

- Einfacher Anlegeprozess von Schulter- und Taillengurt
- Positionierhilfe am Rücken verhindert Verdrehen der Gurte
- Schnellverschluss zur einfachen und sicheren Fixierung der Armtasche am Gurtsystem

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Kontusion, subcapitale Humerusfraktur, Lähmungserscheinungen, entzündlich, degenerativ

GRÖSSEN	Körpergrösse
Grösse 1 _____	bis 160 cm
Grösse 2 _____	160 – 180 cm
Grösse 3 _____	über 180 cm

rechts oder links angeben



PRODUKTMERKMALE

- Offene Schulter-Armbandage zur Ruhigstellung des Schultergelenkes
- Fixierung des Unter- und Oberarms am Thorax in Adduktionsstellung
- Angenehmer Tragekomfort durch Rücken-Schulterführung
- Auch einzeln anwendbar

FARBE: ■ blau/schwarz



DAS BASIC-PLUS

- Individuell einstellbare Bänder, mit breiten Auflageflächen




- Umfang: bis 135 cm

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z.B. bei Rotatorenmanschettenruptur, Endoprothesenimplantat, Distorsion, einfache Humerusfraktur, Supraspinatussyndrom

GRÖSSEN
Nur eine Grösse

rechts und links gleich

BORT OmoBasic®
geschlossene Form
REF 121500


Pos.Nr. 22.09.01.00.1

BORT OmoStabil®
Desault-Weste
REF 121200


Pos.Nr. 22.09.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Geschlossene Schulter-Arm-Adduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Hochelastisches Schlauchmaterial
- Elastisches Band in der Kommissur des Daumens
- Sicherer Sitz und Fixierung des Arms in Adduktionsstellung durch stabilisierende Gurtführung

FARBE: ■ blau



DAS BASIC-PLUS

- Stabilisierung der Schulter bei freier Beweglichkeit des Daumens und der Langfinger
- Elastischer Abschlussrand im Schulterbereich
- Hautfreundlich

PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese als Weste zur Ruhigstellung des Schultergelenks in definierter Position
- Kappenförmige Ausformung im Schulterbereich
- Im Rumpfbereich zirkulär umfassend
- Perforierter Veloursverbundstoff

FARBE: ■ blau



DAS MED-PLUS

- Flächige Fixierung von Schulter und Arm bei freier Beweglichkeit der Hand durch Öffnung der Armklappe


INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Luxation, subcapitale Humerusfraktur, Scapulafraktur, Rotatorenmanschettenverletzung

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z.B. bei Kontusion, Luxation, subcapitale Humerusfraktur, Rotatorenmanschettenläsion

GRÖSSEN	Arm- umfang	Arm- länge
Grösse 0/S	26-32	48-52 cm
Grösse 1/M	28-34	50-56 cm
Grösse 2/L	32-40	54-60 cm
Grösse 3/XL	38-48	58-68 cm



rechts und links gleich

GRÖSSEN	Umfang Taille
Grösse 0	bis 75 cm
Grösse 1	75 - 95 cm
Grösse 2	95 - 125 cm
Grösse 3	125 - 145 cm



rechts und links gleich

BORT OmoSAT
REF 121980



Pos.Nr. 22.09.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese mit Tragetasche zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Handauflage mit Ball zum Trainieren der Unterarmmuskulatur

FARBE: ■ grau



DAS MED-PLUS

- Einfacher Anlegeprozess von Schulter und Taillengurt
- Schnellverschluss zur einfachen und sicheren Fixierung der Armtasche am Gurtsystem

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Kontusion, subcapitale Humerusfraktur, Lähmungserscheinungen

GRÖSSEN	Körpergröße
Grösse 1	bis 160 cm
Grösse 2	160 – 180 cm
Grösse 3	über 180 cm

rechts und links gleich

BORT OmoXpress
REF 120900



Pos.Nr. 22.09.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Stabile Fixierung von Schulter und Arm
- Offene Konstruktion zur einfachen Wundkontrolle
- Hautfreundliches Material

FARBE: ■ grau



DAS MED-PLUS

- Handlasche komplett zu öffnen
- Einfache Handhabung durch drehbare Steckschnalle; dadurch einfache frühfunktionale Nachbehandlung möglich
- Hoher Tragekomfort

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Kontusion, Luxation, Humerusfraktur

GRÖSSEN	Unterbrustumumfang
Grösse 0	bis 80 cm
Grösse 1	80 – 120 cm
Grösse 2	120 – 160 cm




rechts und links gleich

BORT OmoXpress light REF 120920



Pos.Nr. 22.09.01.00.1

BORT OmoFX REF 121100



Pos.Nr. 22.09.03.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Stabile Fixierung von Schulter und Arm
- Offene Konstruktion zur einfachen Wundkontrolle
- Hautfreundliches Material

FARBE: ■ grau




DAS MED-PLUS

- Einfachste Anpassung und sichere Handhabung durch Klettverschluss
- Frei positionierbare Armschlaufen
- Leichte, optisch wenig auffallende Versorgung mit hohem Tragekomfort

PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Abduktionskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks
- Abduktion: ca. 30°
- Frei positionierbare Bänder für Ellenbogen und Unterarm
- Hautfreundlicher Veloursüberzug

FARBE: ■ grau



DAS MED-PLUS

- Einfache Handhabung
- Komfortable Lagerung des Armes

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Kontusion, Luxation, Humerusfraktur

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei periartikulären Reizzuständen und Erkrankungen im Bereich des Glenohumeralgelenks, Schulterreckgelenksprengung (Tossy I + II), Supraspinatussyndrom

GRÖSSEN

Unterbrustumumfang



Grösse 0 ___ bis 80 cm
Grösse 1 ___ 80 – 120 cm
Grösse 2 ___ 120 – 160 cm

GRÖSSEN

Körpergrösse

Grösse 1 ___ bis 165 cm
Grösse 2 ___ über 165 cm

rechts und links gleich


rechts oder links angeben



PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Abduktionsorthese zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks
- Frei positionierbare Bänder zur Fixierung des Arms
- Ballförmige Handauflage zum Trainieren der Unterarmmuskulatur
- Hautfreundlicher Veloursüberzug

FARBE: ■ grau



DAS MED-PLUS

- Wendekissen: Lagerung in 30° oder 45° Abduktion
- Therapiesicherheit durch rutschsicheren, anatomischen Schnitt des Kissens
- Angenehme Trageigenschaften

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Impingementsyndrom, Rotatorenmanschettenverletzung, Endoprothesenimplantat

GRÖSSEN



Umfang Leib
 small _____ bis 104 cm
 large _____ ab 104 cm


rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Armlagerungskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks in 15° Ausssenrotation und 15° Abduktion
- Gurtsystem mit Klettverschluss
- Handauflage mit Ball zum Training der Unterarmmuskulatur

FARBE: ■ grau



DAS MED-PLUS

- Stabilität und Lagerung durch anatomisches Kissen
- Hautfreundlicher Veloursüberzug

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Impingementsyndrom, Rotatorenmanschettenruptur, Endoprothesenimplantat, subakromiale Defilée-Erweiterung (nach Neer), Bursitis subacromialis

GRÖSSEN



Länge Olecranon bis Metacarpalknöchel V
 Grösse 1 _____ bis 34 cm
 Grösse 2 _____ 35 – 39 cm
 Grösse 3 _____ über 39 cm

rechts und links gleich

BORT OmoARS**REF** 121900


Pos.Nr. 22.09.03.00.1

**BORT OmoARS
mit 3-Punkt-Gurt****REF** 121970

Pos.Nr. 22.09.03.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Armlagerungskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks in 15° oder 30° Aussenrotation und 15° Abduktion
- Gurtsystem mit Klettverschluss
- Handauflage mit Ball zum Training der Unterarmmuskulatur



FARBE: ■ grau


DAS MED-PLUS

- Stabilität und Lagerung durch anatomisches Kissen
- Einfache Handhabung
- Hautfreundlicher Veloursüberzug

ZUBEHÖR: **REF** 121960 Keil zur Lagerung in 30° Aussenrotation

PRODUKTMERKMALE

- Armlagerungskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks in 15° oder 30° Aussenrotation und 15° Abduktion
- 3-Punkt-Gurtsystem mit Klettverschluss
- Handauflage mit Ball zum Training der Unterarmmuskulatur



FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Optimaler Sitz und Stabilität durch 3-Punkt-Gurt
- Einfache Handhabung
- Hautfreundlicher Veloursüberzug

ZUBEHÖR: **REF** 121960 Keil zur Lagerung in 30° Aussenrotation

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Impingementsyndrom, Rotatorenmanschettenruptur, Endoprothesenimplantat, subakromiale Defilée-Erweiterung (nach Neer), Bursitis subacromialis

GRÖSSEN


Grösse 1 _____	Körpergrösse
Grösse 2 _____	bis 165 cm
	über 165 cm

rechts und links gleich

Mobil in den Tag: Entlastung und Stabilität für den Ellenbogen.



Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	select® EpiPlus® 122700	EpiBasic Sport 122600SP	EpiBasic 122600 EpiBasic kurz 122600 K	Kubi Tal® 055100	EpiContur® Sport 022500SP	Stabilo® Epi-Spange 122580	Ellenbogen- bandage 104200	KubiFX light 055350 KubiFX 055300	KubiFX lang 055400 KubiFX lang light 055450	Ellenbogen ROM-Orthese 055500
Seite	S. 32	S. 32	S. 33	S. 34	S. 37	S. 36	S. 35	S. 39	S. 40	S. 38
Posttraumatisch			●					●	●	●
Postoperativ							●	●	●	●
Luxation										●
Sulcus ulnaris-Syndrom				●				●		
Tendopathien						●			●	
Epicondylitis	●	●	●		●	●			●	
Reizzustände	●	●		●	●					●
Tendomyopathie			●							
Distorsion							●			
Arthrose							●			



PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Ellenbogenbandage mit zusätzlichem Stabilo®-Band
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Positionshilfe in Ellenbogenbeuge
- Längselastische Dehnungszone im Ellenbogenbereich sorgt für angenehmen Sitz in allen Beugewinkeln
- Kompressionsklasse II
- Länge: 20 cm

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

DAS SELECT-PLUS

- SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:
 - SENSIL® Breeze: Komfort-Faser mit kühlendem Effekt
 - Samtig weiche Oberflächenstruktur
- Abgekettelter, extra-weicher Abschlussrand
- Sehr guter Tragekomfort, ergonomisch und rutschfrei

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, Epicondylitis (akut oder chronisch), Tendomyopathie



PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage mit zusätzlichem Stabilo®-Band
- SOFTflex 3D-Gestrick mit samtig-weicher Oberflächenstruktur
- Zwei strukturierte Silikonpelotten
- Positionierungshilfe in Ellenbogenbeuge
- Flexible Dehnungszone im Ellenbogenbereich
- Länge: 20 cm

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Einfache Fixierung und Längeneinstellung des Stabilo®-Bandes mittels easyClick-System
- Latexfreies Gestrick
- Pelottendruck durch Stabilo®-Band individuell dosierbar

GRÖSSEN

Umfang Unterarm (5 cm unter Ellenbogengelenk)

	xx-small	20 – 22 cm
	x-small	22 – 24 cm
	small	24 – 26 cm
	medium	26 – 28 cm
	large	28 – 30 cm
	x-large	30 – 32 cm
	xx-large	32 – 34 cm

Massanfertigung nur für REF 122700

rechts und links gleich

BORT EpiBasic**REF** 122600

Pos.Nr. 05.08.07.00.1

BORT EpiBasic kurz**REF** 122600K

Pos.Nr. 05.08.07.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Positionshilfe in Ellenbogenbeuge

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

DAS BASIC-PLUS

- Samtig weiche Oberflächenstruktur
- Speziell elastische Beugezone, schont die Ellenbeuge auch bei langer Tragedauer

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Positionshilfe in Ellenbogenbeuge

FARBE: ■ silber

DAS BASIC-PLUS

- Samtig weiche Oberflächenstruktur
- Speziell elastische Beugezone, schont die Ellenbeuge auch bei langer Tragedauer
- Reduzierte Länge am Oberarm

*Längenangaben sind ca. Masse und können sich je nach Grösse unterscheiden.

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, Epicondylitis (akut oder chronisch), Tendomyopathie

GRÖSSEN

Umfang Unterarm (5 cm unter Ellenbogengelenk)



xx-small	20 – 22 cm
x-small	22 – 24 cm
small	24 – 26 cm
medium	26 – 28 cm
large	28 – 30 cm
x-large	30 – 32 cm
xx-large	32 – 34 cm
xxx-large (nur silber)	34 – 36 cm

rechts und links gleich

*xxx-large nur für **REF** 122600

BORT activemed
Ellenbogenbandage
REF 220200



Pos.Nr. 05.08.07.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage
- Ulnare und radiale Silikonpelotten
- Kompressionsklasse II


FARBEN: beige mineralgrau
 graphit (Flachstrick)

DAS MED-PLUS

- Elastische Komfortzone in der Ellenbeuge für angenehmen Tragekomfort
- Weiche Oberflächenstruktur


INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, Epicondylitis (akut oder chronisch), Tendomyopathie

	Umfang Unterarm	
GRÖSSEN	(5 cm unter Ellenbogengelenk)	
	x-small	22 – 24 cm
	small	24 – 26 cm
	medium	26 – 28 cm
	large	28 – 30 cm
	x-large	30 – 32 cm

rechts und links gleich

BORT KubiTal®
Ellenbogen-Polster-Bandage
REF 055100



Pos.Nr. 05.08.07.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Grossflächig gepolsterte Ellenbogenbandage
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Grossflächige Silikonpelotte mit zusätzlicher Olecranon-Aussparung für Formstabilität bei Beugung
- Kompressionsklasse II


FARBEN: beige grau

DAS MED-PLUS

- Samtig weiche Oberflächenstruktur
- Grossflächiger Schutz des gesamten Ellenbogenbereichs
- Nahtfreie Komfortzone in der Ellenbeuge

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, z. B. bei Kompression des Nervus ulnaris am Ellenbogen (Sulcus ulnaris-Syndrom/Kubitaltunnelsyndrom), Bursitis

	Umfang Unterarm	
GRÖSSEN	(5 cm unter Ellenbogengelenk)	
	xx-small	20 – 22 cm
	x-small	22 – 24 cm
	small	24 – 26 cm
	medium	26 – 28 cm
	large	28 – 30 cm
	x-large	30 – 32 cm
	xx-large	32 – 34 cm

Massanfertigung möglich

rechts und links gleich

**BORT
Ellenbogenbandage****REF** 104200

Pos.Nr. 05.08.06.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenstütze
- Anatomisch formgestrickt, für optimale Passform
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ beige


DAS MED-PLUS

- Angenehmes Tragegefühl
- Nicht aufragend

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, z. B. bei Gelenkerguss, Distorsion, Arthrose, Kontusion

GRÖSSEN Umfang Ellenbogengelenk

	small	_____	24 – 26 cm
	medium	_____	26 – 28 cm
	large	_____	28 – 30 cm

rechts und links gleich

**BORT Zweizug
Ellenbogenbandage****REF** 055200

Pos.Nr. 05.08.08.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage mit seitlichen Stäben
- Rundgestrickt, ohne Naht
- Längs- und querelastisch
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ silber


DAS MED-PLUS

- Angenehmes Tragegefühl
- Seitliche Stäbe für extra Stabilität

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, z. B. bei Gelenkerguss, Distorsion, Arthrose, Kontusion

GRÖSSEN Umfang Ellenbogengelenk

	small	_____	24 – 26 cm
	medium	_____	26 – 28 cm
	large	_____	28 – 30 cm
	x-large	_____	30 – 32 cm

rechts und links gleich

**BORT Zweizug
Ellenbogenstütze**
REF 054200



Pos.Nr. 05.08.06.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Rundgestrickte, komprimierende Ellenbogenbandage
- Längs- und querelastisch
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ beige

DAS MED-PLUS

- Angenehmes Tragegefühl durch nahtloses Gestrick

**BORT Stabilo® Epicondylitis-
Spange mit ulnarer Entlastung**
REF 122580



Pos.Nr. 22.08.06.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Epicondylitis-Spange zur Entlastung der Muskelursprünge am ulnaren und/oder radialen Epicondylus
- Spezielle anatomische Formgebung ermöglicht individuell dosierbaren Spangendruck

FARBE: ■■ silber

DAS MED-PLUS

- Elastischer Klettverschluss, daher kein Druck auf die Elle
- Flaches Design
- Innenseite gepolstert

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, z. B. bei Gelenkerguss, Distorsion, Arthrose, Kontusion

INDIKATIONEN

Epicondylitis, chronische oder rezidivierende Epicondylopathie, Tendopathien, Überanstrengung, sog. Tennis-/Golffarm

GRÖSSEN Umfang Ellenbogengelenk

	x-small	22 – 24 cm
	small	24 – 26 cm
	medium	26 – 28 cm
	large	28 – 30 cm
	x-large	30 – 32 cm


rechts und links gleich

Umfang Unterarm

GRÖSSEN (5 cm unter Ellenbogengelenk)

	Grösse 1	22 – 24 cm
	Grösse 2	24 – 26 cm
	Grösse 3	26 – 28 cm
	Grösse 4	28 – 31 cm
	Grösse 5	31 – 34 cm

rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Epicondylitis-Soft-Spange zur Entlastung des radialen oder ulnaren Muskelursprungs
- Einheitsgrösse durch Klettverschluss auf individuellen Umfang einstellbar

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- Tailliertes Spangendesign ermöglicht rutschfreien Sitz bei sportlichen Aktivitäten
- Spangendruck individuell dosierbar
- Speziell geformte Friktionspelotte, frei positionierbar
- Modernes Sport-Design (mit reflektierendem Label)

INDIKATIONEN

Epicondylitis, chronische oder rezidivierende Epicondylopathie, Tendopathie, Überanstrengung als Folge von Arbeit und Sport, sog. Tennis-/Golfarm



PRODUKTMERKMALE

- Epicondylitis-Soft-Spange zur Entlastung des radialen oder ulnaren Muskelursprungs
- Einheitsgrösse durch Klettverschluss auf individuellen Umfang einstellbar
- Eine frei positionierbare Friktionspelotte

FARBEN: ■ beige ■ grau

DAS MED-PLUS

- Spangendruck individuell dosierbar
- Tailliertes Spangendesign ermöglicht rutschfreien, sicheren Sitz

INDIKATIONEN

Epicondylitis, chronische oder rezidivierende Epicondylopathie, Tendopathien, Überanstrengung, sog. Tennis-/Golfarm

Umfang Unterarm
GRÖSSEN (5 cm unter Ellenbogengelenk)



rechts und links gleich

Umfang Unterarm
GRÖSSEN (5 cm unter Ellenbogengelenk)



rechts und links gleich

**BORT EpiContur®
mit 2 Pelotten**
REF 122500



Pos.Nr. 22.08.06.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Epicondylitis-Soft-Spange zur Entlastung der Muskelursprünge am ulnaren und/oder radialen Epicondylus
- Je eine ulnare und radiale Friktionspelotte, frei positionierbar

FARBEN: ■ beige ■ grau

DAS MED-PLUS

- Spangendruck individuell einstellbar
- Tailliertes Spangendesign ermöglicht rutschfreien, sicheren Sitz

INDIKATIONEN

Epicondylitis, chronische oder rezidivierende Epicondylopathie, Tendopathien, Überanstrengung, sog. Tennis-/Golfarm

Umfang Unterarm
GRÖSSEN (5 cm unter Ellenbogengelenk)

	Grösse 0	_____	21 – 25 cm
	Grösse 1	_____	25 – 30 cm
	Grösse 2	_____	30 – 35 cm

rechts und links gleich

**BORT Ellenbogen-
ROM-Orthese**
REF 055500

NEUES
DESIGN



Pos.Nr. 22.08.05.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Ellenbogenorthese zur Mobilisierung, bei gleichzeitiger Immobilisierung des proximalen Radioulnargelenks
- Begrenzung der Extension von 0° - 90°
- Begrenzung der Flexion von 0°- 110°
- Fixierung des Gelenks in 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°
- Vermeidung von Supination und Pronation im Unterarm durch Handauflage

FARBE: ■ grau REF

DAS MED-PLUS

- Hoher Tragekomfort durch grossflächige Auflagen an Ober- und Unterarm
- Individuelle Längeneinstellung für den Ober- und Unterarm
- Extra leichte Orthesenkonstruktion


INDIKATIONEN

Alle Indikationen, bei denen eine frühfunktionelle Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Ellenbogengelenks und Immobilisierung des proximalen Radius ulnargelenks erforderlich ist, wie z. B., postoperative/posttraumatische/degenerative Versorgungen, Mobilisierung nach Operation und Traumen mit Beteiligung des proximalen Radiusulnargelenks, Entzündungen, wie z.B. Radiusköpfchenfrakturen, Ellenbogenluxationen, distalen Humerusfrakturen, nach Prothesenimplantation


GRÖSSEN Umfang Oberarm

	Grösse 1	_____	25 – 34 cm
	Grösse 2	_____	34 – 43 cm

rechts oder links angeben

**BORT KubiFX light
Ellenbogen-Orthese****REF** 055350

Pos.Nr. 22.08.04.00.1

**BORT KubiFX
Ellenbogen-Orthese****REF** 055300

Pos.Nr. 22.08.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks
- Zwei Alu-Schienen, herausnehmbar
- Unelastisches Material
- Innenseite mit Frottee kaschiert
- Länge: ca. 39 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Sichere Stabilisierung
- Von 0° - 90° individuell anformbar
- Extra leichte und offene Rahmenbauweise

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks
- Zwei Alu-Schienen, herausnehmbar
- Unelastisches Material
- Innenseite mit Frottee kaschiert
- Ellenbogenpolster, frei positionierbar
- Vier Umkehrzügel
- Länge: ca. 37 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Sichere Stabilisierung
- Von 0° - 90° individuell anformbar

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei proximalem Sulcus ulnaris Syndrom, deszendierender Tendopathie, nach Bursektomie

GRÖSSEN

Nur eine Grösse

rechts und links gleich

GRÖSSEN

Nur eine Grösse

rechts und links gleich

**BORT KubiFX lang
Ellenbogen-Orthese**

REF 055400



Pos.Nr. 22.08.04.00.1

**BORT KubiFX lang light
Ellenbogen-Orthese**

REF 055450



Pos.Nr. 23.23.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks und des proximalen Radioulnargelenks
- Volare Schiene bis in den Palmarbereich der Hand
- Zwei Alu-Schienen, herausnehmbar
- Unelastisches Material
- Innenseite mit Frottee kaschiert
- Ellenbogenpolster, frei positionierbar
- Fünf Umkehrzüge
- Länge: ca. 53 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Sichere Stabilisierung
- Von 0° - 90° individuell anformbar

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks und des proximalen Radioulnargelenks
- Innenseite mit Frottee kaschiert
- Beidseits verwendbare Handauflage
- Ellenbogenpolster, frei positionierbar
- Einheitsgrösse durch stufenlose Einstellung der Unterarmlänge (Olecranon bis Metacarpalknöchel V) von 28 cm bis 38 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Sichere Stabilisierung
- Von 0° - 90° individuell anformbar
- Extra leichte und offene Rahmenbauweise

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei proximalem Sulcus ulnaris Syndrom, deszendierender Tendopathie, Epicondylitis, nach Bursektomie

GRÖSSEN	Länge Olecranon bis Metacarpalknöchel V
Grösse 1	28 – 31 cm
Grösse 2	31 – 34 cm
Grösse 3	34 – 38 cm

rechts oder links angeben

GRÖSSEN
Nur eine Grösse

rechts und links gleich

Fit für den Alltag: Funktionelle Hilfe für Finger und Daumen.



Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	MobiDig® Flexion 112560	MobiDig® Extension 112510	DigiSoft® Vario- Finger orthese 112790	SFT Daumen- Schiene lang 112720	SFT Daumen- Schiene plus 112780	Generation Daumen- schiene 215300	Rhizo- Flex® 105100	Sella- Xpress kurz 112840	Sella- Xpress plus 112860	Daumen- schiene Sport 112180SP	SellaTex® Plus – Quervain 112160	SellaTex® Classic 112050C SellaTex® 112050	Generation Daumen- Hand- orthese 215200
Seite	S. 44	S. 44	S. 45	S. 49	S. 49	S. 52	S. 51	S. 50	S. 51	S. 46	S. 54	S. 56/55	S. 55
Ruhigstellung Daumengrundgelenk				●	●	●		●	●		●	●	●
Sattelgelenk				●	●	●	●	●	●		●	●	●
Daumenendgelenk					●				●		●		
Flexion DIP-/PIP-Gelenke	●												
Extension PIP-Gelenke		●											
Lagerung			●										
Ulnare/radiale Bandläsion						●					●	●	●
Rhizarthrose				●	●	●	●	●	●	●		●	●
Tendovaginitis de Quervain					●						●		●
Tendopathie									●				●
Arthrose						●	●			●	●	●	●
Zusätzliche Fixierung Handgelenk											●	●	●

BORT Stack'sche Schiene**REF** 470100

Med

Pos.Nr. 22.06.03.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Kunststoff-Fingerschiene zur Hyperextension des verletzten Fingergliedes

FARBEN: transparent beige

ZUSÄTZLICH:

REF 470200 66 Stk. Set**REF** 470300 10er Set


DAS MED-PLUS

- Konservative Behandlung
- Farbe beige Thermoplastisch nachformbar
- Spanende Bearbeitung möglich

Für die Funktionalität sind Fixierbänder erforderlich z. B. **REF** 470400

INDIKATIONEN

Fraktur, Luxation, Bandverletzungen, Strecksehnenabriss

GRÖSSEN	Fingerbreite am DIP-Gelenk
 Grösse 1	1,4–1,6 cm
Grösse 2	1,5–1,8 cm
Grösse 3	1,7–2,1 cm
Grösse 4	1,8–2,2 cm
Grösse 5	1,9–2,3 cm
Grösse 5,5	2,3–2,6 cm
Grösse 6	2,0–2,8 cm
Grösse 7	2,6–2,9 cm

rechts und links gleich

**BORT
Knopfloch PIP Schiene****REF** 470700

Med

Pos.Nr. 22.06.03.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Kunststoff-Fingerschiene zur Behandlung von Knopflochdeformität (Boutonnière Deformity) an den Langfingern der Hand
- Immobilisierung des PIP-Gelenks

FARBE: beige

ZUSÄTZLICH:


REF 470800 10er Pack**REF** 470900 35 Stk. Set

DAS MED-PLUS

- Konservative Behandlung
- Thermoplastisch nachformbar
- Spanende Bearbeitung möglich

INDIKATIONEN

Knopflochdeformität (Boutonnière Deformity), Immobilisierung der PIP-Gelenke

GRÖSSEN	Schiennen- Innendurchmesser
 Grösse 1	1,9 cm
Grösse 2	2,1 cm
Grösse 3	2,3 cm
Grösse 4	2,4 cm
Grösse 5	2,5 cm
Grösse 6	2,6 cm
Grösse 7	2,8 cm

rechts und links gleich

BORT
MobiDig® Flexion
REF 112560



Med

Pos.Nr. 22.06.05.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Dynamische Quengelschiene zur Mobilisierung der Interphalangealgelenke
- Ergonomische, strapazierfähige Polster


FARBE: weiss

DAS MED-PLUS

- Lineare Federkraft
- Verstärkung oder Reduzierung der Spannung durch vorsichtiges Biegen der Feder möglich

INDIKATIONEN


Postoperative, posttraumatische Flexion der PIP- oder DIP-Gelenke

GRÖSSEN	Länge
 small	3,5 – 5,0 cm
medium	5,0 – 5,8 cm
large	5,8 – 6,5 cm
x-large	über 6,5 cm

L₁ = Einsatz als PIP-Quengel oder
L₂ = Einsatz als DIP-Quengel

rechts und links gleich

BORT MobiDig®
Extension
REF 112510



Med

Pos.Nr. 22.06.05.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Dynamische Quengelschiene zur Mobilisierung der Interphalangealgelenke
- Proximales Polster liegt im Bereich der Handfläche
- Ergonomische, strapazierfähige Polster


FARBE: grau

DAS MED-PLUS

- Lineare Federkraft
- Verstärkung oder Reduzierung der Spannung durch vorsichtiges Biegen der Feder möglich
- Plus-Grössen

INDIKATIONEN

Postoperative, posttraumatische Extension der PIP-Gelenke

GRÖSSEN	Länge ¹⁾	Fingerbreite ²⁾
 x-small	5,0 – 6,3	1,3 – 1,5
x-small plus	5,0 – 6,3	1,5 – 1,7
small	6,3 – 7,6	1,5 – 1,7
small plus	6,3 – 7,6	1,7 – 1,9
medium	7,6 – 8,9	1,7 – 1,9
medium plus	7,6 – 8,9	1,9 – 2,1
large	8,9 – 10,2	1,9 – 2,1
large plus	8,9 – 10,2	2,1 – 2,3

¹⁾ Handflächenfalte bis distale Fingerfalte
²⁾ am PIP-Gelenk

rechts und links gleich

**BORT Capener Schiene
Extension****REF** 112520

Pos.Nr. 22.06.05.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Dynamische Quengelschiene zur Mobilisierung der Interphalangealgelenke
- Zwei seitliche Spiralfedern

FARBE: weiss**DAS MED-PLUS**

- Klettband zur besseren Fixierung
- Weiche Abpolsterung
- Progressive Federkraft

INDIKATIONEN

Postoperative, posttraumatische Extension der PIP-Gelenke

GRÖSSENLänge¹⁾

small	_____	6,3 – 7,0 cm
medium	_____	7,0 – 7,6 cm
large	_____	7,6 – 8,0 cm

¹⁾Länge (L) = Handflächenfalte bis distale Fingerfalte

rechts und links gleich

**BORT DigiSoft®
Vario-Fingerorthese****REF** 112790**NEU**

Pos.Nr. 22.06.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Fingerorthese zur Ruhigstellung der Interphalangealgelenke
- Aluminiumschiene, anformbar mit weicher Polsterung
- Klettverschlüsse, variabel positionierbar
- Komplett zu öffnen

FARBE: grau**DAS MED-PLUS**

- Modulares Orthesen-System
- Zusätzliche Fixierung durch Verschlussband am Handgelenk

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, z. B. zur Redression, Lagerung, Ruhigstellung der Interphalangealgelenke

GRÖSSEN

Umfang Mittelhand



Grösse 1	_____	17 – 19 cm
Grösse 2	_____	19 – 22 cm
Grösse 3	_____	22 – 26 cm

rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Fingerorthese zur Ruhigstellung der Interphalangealgelenke
- Alu-Schiene, anformbar mit weicher Polsterung
- **Auch für Kinder**, Seite 10

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Fixierung von wahlweise einem oder zwei Fingern
- Dorsale Anlage nach Umformung möglich
- Klettverschlüsse, an Mittelhand und Fingern variabel positionierbar

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, z. B. zur Redression, Lagerung, Ruhigstellung der Interphalangealgelenke

GRÖSSEN



	Länge Hand
Kinder	11 – 14 cm
Grösse 1	13 – 16 cm
Grösse 2	16 – 19 cm
Grösse 3	19 – 22 cm

rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Daumenorthese zur Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Unterstützend bei Belastungssituationen

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material
- Komplett zu öffnen
- Auch nachts zu tragen
- Modernes Sport Design

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch oder degenerative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, z. B. Arthrose am CMC-I-Gelenk (Daumensattelgelenk), postoperativ nach Arthroplastik des CMC-I-Gelenks, Instabilität des CMC-I-Gelenks

GRÖSSEN



	Umfang Handgelenk
x-small	13 – 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben



PRODUKTMERKMALE

- Flexible Handgelenkbandage zur Stabilisierung von Daumengrund- und Daumensattelgelenk durch integrierte Verstärkungselemente und zusätzlichem Stabilo®-Band
- SOFTflex 3D-Gestrick mit samtigweicher Oberflächenstruktur für hohen Tragekomfort
- Anatomisch formgestrickt
- Unterstützend bei Belastungssituationen

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Abgekettelter, weicher Abschlussrand
- Latexfreies Gestrick
- Einfache Fixierung mittels easy-Click-System

PRODUKTMERKMALE

- Flexible Handgelenkbandage zur Stützung von Daumengrund- und Daumensattelgelenk
- Anatomisch formgestrickt
- Zusätzliche Stabilisierungselemente am Daumen

FARBEN: ■ beige ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Abgekettelter, weicher Abschlussrand
- Flache Bauweise, trägt nicht auf
- Sehr angenehmes Tragegefühl

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, z. B. bei ulnarer und radialer Bandinstabilität, beginnende Rhizarthrose

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	_____	bis 13 cm
	small	_____	13 – 15 cm
	medium	_____	15 – 17 cm
	large	_____	17 – 19 cm
	x-large	_____	19 – 21 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	_____	bis 13 cm
	small	_____	13 – 15 cm
	medium	_____	15 – 17 cm
	large	_____	17 – 19 cm
	x-large	_____	19 – 21 cm

rechts und links gleich

BORT
Daumen-Hand-Bandage
REF 112420



Med

Pos.Nr. 05.07.01.00.1

BORT SOFT
Daumen-Schiene kurz
REF 112710



Med

Pos.Nr. 22.06.03.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage mit Daumeneinschluss zur Stützung des Daumengrund- und Daumensattelgelenkes und Stabilisierung des Handgelenkes
- Schlankes Stabilisierungselement aus Kunststoff, anatomisch vorgeformt
- Anatomisch formgestrickt
- Kompressionsklasse II

FARBEN: ■ beige ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Stabilo®-Band zur zusätzlichen Stabilisierung des Handgelenkes
- Besonders leichte und schlanke Bauweise für guten Tragekomfort

PRODUKTMERKMALE

- Soft-Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenkes
- Weiches Innenpolster
- Integriertes Stabilisierungselement, anatomisch vorgeformt
- Länge: ca. 11 cm

FARBEN: ■ grau ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Freie Beweglichkeit der Finger
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material


INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenkes, z. B. nach Frakturen im Spätstadium, Arthritis, ulnare und radiale Bandläsionen

INDIKATIONEN


Postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, entzündlich, wie z. B. bei Arthritis, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens, Spätstadium nach Sehnenrekonstruktion, Rhizarthrose

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	small	_____	bis 15 cm
	medium	_____	15 – 17 cm
	large	_____	17 – 19 cm
	x-large	_____	19 – 21 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	_____	13 – 15 cm
	small	_____	15 – 17 cm
	medium	_____	17 – 19 cm
	large	_____	19 – 21 cm

rechts und links gleich

BORT SOFT
Daumen-Schiene lang
REF 112720



Pos.Nr. 22.06.03.00.1

BORT SOFT
Daumen-Schiene plus
REF 112780



Pos.Nr. 22.06.03.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Soft-Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks
- Weiches Innenpolster
- Integriertes Stabilisierungselement bis zum Handgelenk, anatomisch vorgeformt
- Länge: ca. 14 cm

FARBEN: ■ grau ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Freie Beweglichkeit der Finger
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material

PRODUKTMERKMALE

- Soft-Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks, Daumensattelgelenks und Daumenendgelenks
- Weiches Innenpolster
- Langes integriertes Stabilisierungselement bis zum Handgelenkbereich, anatomisch vorgeformt

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Verlängertes Daumenteil mit Klettverschluss
- Freie Beweglichkeit der Finger
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, entzündlich, wie z. B. bei Arthritis, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens, Spätstadium nach Sehnenrekonstruktion, Rhizarthrose

INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Sehnenrekonstruktion, Ruhigstellung bei degenerativen Prozessen wie Morbus de Quervain, Rhizarthrose

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
x-small	13 – 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
x-small	13 – 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm

rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks
- Integriertes Stabilisierungselement aus Aluminium
- Extra dünne Bauweise
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Individuell anpassbar, kalt verformbar
- Angenehmes Tragegefühl durch extra weiche Polsterung
- Hautfreundlicher Velours

INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandläsionen, Distorsion, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen wie z. B. Rhizarthrose

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



x-small	___	13 – 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm

rechts oder links angeben



PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Daumensattel- und Daumengrundgelenks
- Integriertes Stabilisierungselement aus Aluminium
- Extra dünne Bauweise
- Weiche Polsterung
- Spezielle Führung am Daumenrohr
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Handgelenksübergreifende lange Schiene
- Individuell formschlüssige Anlage, kalt verformbar
- Hautfreundlicher Velours mit angenehmem Tragegefühl

INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Daumenfraktur, Arthritis, Arthrose des Sattel- und/oder Grundgelenks, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens, Spätstadium nach Sehnenrekonstruktion, Tendopathie, zur kontrollierten Mobilisierung bei Rhizarthrose, Skidaumen

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



x-small	___	13 – 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

BORT
SellaXpress plus
REF 112860



Med

Pos.Nr. 22.06.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks plus Endgelenk
- Integriertes Stabilisierungselement aus Aluminium
- Extra dünne Bauweise
- Weiche Polsterung
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Stabilisierung einschliesslich des Daumengelenks
- Individuell anpassbar, kalt verformbar
- Angenehmes Tragegefühl durch extra weiche Polsterung
- Hautfreundlicher Velours

INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Sehnenrekonstruktion, Ruhigstellung bei degenerativen Prozessen wie Morbus de Quervain und bei entzündlichen und rheumatischen Erkrankungen, wie z. B. Rhizarthrose, Tendopathie

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	13 – 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

BORT RhizoFlex®
Daumen-Ringorthese
REF 105100



Med

Pos.Nr. 22.06.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Daumen-Ringorthese zur Stabilisierung und Entlastung des Daumensattelgelenks
- Positionierung des Daumens in Funktionsstellung
- Integriertes, kalt anformbares Stabilisierungselement
- Austauschbares Verschlussband
- Optimaler Tragekomfort
- Einfaches Anlegen

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Extrem schlankes und funktionelles Orthesendesign
- Freie Beweglichkeit der Finger und des Handgelenks
- Abwaschbar, besonders strapazierfähig

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, oder degenerative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, z. B. Arthrose am CMC-I-Gelenk (Daumensattelgelenk), postoperativ nach Arthroplastik des CMC-I-Gelenks, Instabilität des CMC-I-Gelenks

GRÖSSEN Umfang Mittelhand

	Grösse 0	15 – 17 cm
	Grösse 1	17 – 19 cm
	Grösse 2	19 – 22 cm
	Grösse 3	22 – 26 cm

rechts oder links angeben



PRODUKTMERKMALE

- Soft-Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Weiches Innenpolster
- Entnehmbare Stabilisierungselemente bis zum Handgelenk, anatomisch vorgeformt
- Länge: ca. 14 cm

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Praktische Schnürung ermöglicht einfache und sichere Handhabung
- Variabel einstellbares Daumenband mit Umkehrschleife für extra sicheren Halt
- Zur Verwendung in Kombination mit Gehhilfe/Rollator geeignet
- Ansprechendes, funktionelles Design
- Auch nachts zu tragen

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, Rhizarthrose, degenerativ, entzündlich, z. B. Arthritis, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	small	—	13 – 16 cm
	medium	—	16 – 19 cm
	large	—	19 – 22 cm

rechts oder links angeben



PRODUKTMERKMALE

- Thermoplastische Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks
- Innenseite vollflächig mit weichem Schaum kaschiert
- Klettverschluss, verstellbar
- Grossflächige Perforation

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Freie Beweglichkeit des Handgelenks (kurze Ausführung)
- Thermoplastisch nachformbar (Warmluft)
- Individuelle Anpassung
- Angenehmes Tragegefühl

INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Distorsion, Kontusion

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	—	bis 15 cm
	small	—	15 – 17 cm
	medium	—	17 – 19 cm
	large	—	19 – 21 cm
	x-large	—	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

BORT SellaFix® N Mittelhand-Daumenschiene

REF 112040



Pos.Nr. 22.06.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Thermoplastische Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks
- Innenseite vollflächig mit weichem Schaum kaschiert
- Klettverschluss, verstellbar
- Grossflächige Perforation

FARBE: ■ grau


DAS MED-PLUS

- Thermoplastisch nachformbar (Warmluft)
- Individuelle Anpassung
- Angenehmes Tragegefühl

INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Distorsion, Kontusion, Bandläsion (Ski-daumen), Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, Rhizarthrose

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	_____	bis 15 cm
	small	_____	15 – 17 cm
	medium	_____	17 – 19 cm
	large	_____	19 – 21 cm
	x-large	_____	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

BORT SellaFix® N N Black Edition

REF 112040B



Pos.Nr. 22.06.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Thermoplastische Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks
- Innovatives Verschluss-System zur optimalen Anpassung an die Gegebenheiten des Patienten
- Schlanke Bauweise

FARBE: ■ schwarz


DAS MED-PLUS

- Individuelle Anpassung
- Thermoplastisch nachformbar (Warmluft)
- Hoher Tragekomfort durch den Einsatz innovativer Materialien
- Abwaschbar

INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Distorsion, Kontusion, Bandläsion (Ski-daumen), Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, Rhizarthrose

GRÖSSEN Umfang Mittelhand

	x-small	_____	18 – 20 cm
	small	_____	20 – 22 cm
	medium	_____	22 – 24 cm
	large	_____	24 – 26 cm
	x-large	_____	26 – 28 cm

rechts oder links angeben

BORT SellaTex® Plus – Quervain**REF** 112160**NEU**

Med

Pos.Nr. 22.07.05.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese zur Stabilisierung des Daumengrund-, Daumensattel- und Daumenendgelenks
- Volare und dorsale Schienen zur Stabilisierung des Handgelenks und der Mittelhand
- Komplett zu öffnen
- Länge: ca. 20 cm

DAS MED-PLUS

- Grosses Fenster zur Entlastung des problematischen Bereichs bei Tendovaginitis de Quervain (ICD M65.4)
- Einfache, therapiegemässe Abrüstmöglichkeit des Daumenelements
- Langes Daumenelement individuell positionierbar, anformbar, komplett abnehmbar
- Angenehmes Tragegefühl

FARBE: ■ grau

INDIKATIONEN

Tendovaginitis de Quervain, präoperativ, posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, bei degenerativen Erkrankungen, z. B. Rhizarthrose, CTS

GRÖSSEN

Umfang Handgelenk



x-small	_____	bis 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 21 cm
x-large	_____	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

BORT SellaTex®

REF 112050



Med

Pos.Nr. 22.07.05.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit zusätzlicher Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenkes
- Volare und dorsale Schienen zur Stabilisierung des Handgelenkes und der Mittelhand
- Komplett zu öffnen
- Länge: ca. 19 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Daumenelement individuell positionierbar, anformbar, komplett abnehmbar
- Angenehmes Tragegefühl
- Stabilo®-Band

INDIKATIONEN

Präoperativ, posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, Rhizarthrose, bei degenerativen Erkrankungen, z. B. CTS

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	___	bis 15 cm
	small	___	15 – 17 cm
	medium	___	17 – 19 cm
	large	___	19 – 21 cm
	x-large	___	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

**BORT Generation
Daumen-Handorthese**

REF 215200



Generation



Pos.Nr. 22.07.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit zusätzlicher Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenkes
- Weiches Innenpolster
- Schienen individuell anformbar und entnehmbar

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Praktische Schnürung ermöglicht einfache und sichere Handhabung
- Speziell abgepolsterte Zone im palmaren Bereich ermöglicht Verwendung in Kombination mit Gehhilfen/Rollator
- Variabel einstellbares Daumenband mit Umkehrschleufe für sicheren Halt
- Ansprechendes, funktionelles Design

INDIKATIONEN

Präoperativ, posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, z. B. Rhizarthrose, bei degenerativen Erkrankungen, z. B. CTS

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	___	bis 15 cm
	small	___	15 – 17 cm
	medium	___	17 – 19 cm
	large	___	19 – 21 cm
	x-large	___	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

**BORT ManuBasic® Plus
mit Daumeneinschluss****REF** 112940

Pos.Nr. 05.07.14.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Daumengrund- und Daumensattelgelenkbandage mit zusätzlicher Stabilisierung des Handgelenks (komprimierend)
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch anformbar
- Silikonpelotte mit Aussparung am Processus styloideus ulnaris

FARBE: ■ schwarz

DAS BASIC-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand
- Stabilo®-Band zur zusätzlichen Stabilisierung des Handgelenks

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis, chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, bei ulnarer und radiärer Bandinstabilität, beginnende Rhizarthrose

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	small	13 – 15 cm
	medium	15 – 17 cm
	large	17 – 19 cm
	x-large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

BORT SellaTex® Classic**REF** 112050C

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Volare und dorsale Schiene zur Stabilisierung des Handgelenks und der Mittelhand
- Dorsale Daumenschiene zur zusätzlichen Stabilisierung des Daumens
- Länge: ca. 20 cm
- Auch für Kinder, Seite 10

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Stabilo®-Band zur zusätzlichen Stabilisierung des Handgelenks
- Atmungsaktives Material
- Angenehmes Tragegefühl
- Extraflache Bauweise

INDIKATIONEN

Präoperativ, posttraumatisch, u. postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, Rhizarthrose, bei degenerativen Erkrankungen, z. B. Morbus de Quervain, CTS

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	Kinder	13 – 15 cm
	x-small	bis 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm
	x-large	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

BORT SellaDur®**REF** 105400

Pos.Nr. 22.06.03.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenkes und Daumensattelgelenkes
- Speziell hochgezogener Rand im kritischen Bereich Daumen-Zeigefinger
- Elastischer Unterziehstrumpf

FARBE: ■ anthrazit

DAS MED-PLUS

- Extrem strapazierfähige Orthese
- Grossflächige Perforation für angenehmen Tragekomfort
- Abwaschbar

INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Distorsion, Kontusion, Bandläsion (Ski-Daumen), Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, Rhizarthrose

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	small	_____	15 – 17 cm
	medium	_____	17 – 19 cm
	large	_____	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

**BORT
Daumen-Handorthese****REF** 103500

Pos.Nr. 23.21.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese zur sicheren Immobilisierung von Hand-, Daumengrund- und Daumensattelgelenk
- Ulnarseitige Orthesenlängen: x-small: 17 cm, small: 19 cm, medium: 22 cm, large: 26 cm
- Innenseite vollflächig mit weichem Schaum kaschiert
- Perforiertes thermoplastisches Material zur einfachen Anformung
- Inkl. Unterziehstrumpf

FARBE: ■ schwarz


DAS MED-PLUS

- Kompletzt zu öffnen
- Röntgentransparent
- Angenehmes Tragegefühl
- Thermoplastisch nachformbar (Warmluft)
- Abwaschbar

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Karpaltunnelsyndrom (CTS), stabile Kahnbeinfraktur, stabile Radiusfraktur, ulnare Bandläsion (Skidaumen), Tendopathie, Kapselzerrungen

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	_____	bis 15 cm
	small	_____	15 – 17 cm
	medium	_____	17 – 19 cm
	large	_____	19 – 22 cm

rechts oder links angeben

Alles im Griff: Mehr funktionelle Stabilität für das Handgelenk.



Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	select® ManuZip® volar 112220	ManuBasic® Sport 112920SP	ManuBasic® 112920	Handgelenk- stütze mit Alu-Schiene 103300	ManuStabil® 102200 ManuStabil® Classic 102200C ManuStabil® kurz 112730	SOFT Volare CTS- Schiene 112750	Generation Handgelenk- orthese 215100 Generation Handgelenk- orthese mit Schnürung 215150	ManuCarpal® Combi 102400	Dorsale Intrinsic Plus Schiene (D.I.P.S) 102500	ManuDisc® 102300	Unterarm- Hand- orthese 103600
Seite	S. 61	S. 63	S. 62	S. 64/60	S. 68/67	S. 70	S. 66	S. 72	S. 73	S. 69	S. 70
Reizzustände	●	●	●	●							
entzündlich-rheumatisch							●				
degenerativ				●			●				
Distorsion	●	●	●	●		●					●
Arthrose der Handwurzel	●	●	●	●			●			●	
Karpaltunnelsyndrom (CTS)				●	●	●	●	●		●	●
Tendovaginitis	●	●	●	●	●		●	●			
Discusverletzung										●	●
(Postoperative) Ruhigstellung					●	●		●		●	●
Periphere Nervenlähmung					●			●			
Mittelhand-/Fingergrundglied- frakturen									●		
Bandverletzungen d. Langfinger									●		

BORT Generation Handgelenkbandage

REF 215000



Generation



Pos.Nr. 05.07.11.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Gepolsterte Handgelenkbandage mit volarer Verstärkung
- Elastisches Trägermaterial
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch anformbar

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Praktische Schnürung ermöglicht einfache und sichere Handhabung
- Speziell abgepolsterte Zone im palmaren Bereich ermöglicht Verwendung in Kombination mit Gehhilfen / Rollator
- Ansprechendes, funktionelles Design



BORT Generation:
Für mehr Mobilität im Alter
Produktsortiment mit besonderen
Handlingvorteilen

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Rheuma, Tendovaginitis

GRÖSSEN

Umfang Handgelenk



small	_____	13 – 16 cm
medium	_____	16 – 19 cm
large	_____	19 – 23 cm

rechts oder links angeben

BORT activemed Handgelenkbandage

REF 220100



Med

Pos.Nr. 05.07.14.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch anformbar
- Stabilo®-Band
- Silikonpelotte mit Aussparung am Styloideus ulnaris

FARBEN: ■ beige ■ mineralgrau
■ graphit (Flachstrick)

DAS MED-PLUS

- Nahtfreie Dehnzone im Kommissurbereich, fasst den Daumenansatz ein und passt sich den anatomischen Gegebenheiten an

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



small	___	13 – 15 cm
medium	___	15 – 17 cm
large	___	17 – 19 cm
x-large	___	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

BORT select® ManuZip® volar

REF 112220



select®

Pos.Nr. 05.07.14.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Alu-Schiene, anatomisch vorgeformt
- Stabilo®-Band, frei positionierbar
- Viskoelastische Silikonpelotte zur intermittierenden Massage
- Anatomisch formgestrickt

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

DAS SELECT-PLUS

- Reissverschluss im Handrückenbereich, dadurch sehr komfortables An- und Ablegen
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand
- Integrierte Schlupfhilfe

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



small	___	13 – 15 cm
medium	___	15 – 17 cm
large	___	17 – 19 cm
x-large	___	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

BORT ManuBasic®**REF** 112920

Pos.Nr. 05.07.14.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Volare Kunststoff-Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch anformbar
- Stabilo®-Band, frei positionierbar
- Silikonpelotte mit Aussparung am Processus styloideus ulnaris


DAS BASIC-PLUS

- Extra elastisch im Bereich des Handgelenks und des Unterarms, dadurch besonders leichtes Anlegen
- Besonders weicher Abschlussrand im Unterarmbereich
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

GRÖSSEN

	c1-Mass	c2-Mass		c1-Mass	c2-Mass
x-small	bis 13	14 – 16 cm	large	17 – 19	20 – 22 cm
small	13 – 15	16 – 18 cm	large plus	17 – 19	22 – 24 cm
small plus	13 – 15	18 – 20 cm	x-large	19 – 21	22 – 24 cm
medium	15 – 17	18 – 20 cm	x-large plus	19 – 21	24 – 26 cm
medium plus	15 – 17	20 – 22 cm	xx-large	21 – 23	24 – 26 cm
			xx-large plus	21 – 23	26 – 28 cm

rechts oder links angeben



PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage mit zusätzlichem Stabilo®-Band
- SOFTflex 3D-Gestrick mit samtiger weicher Oberflächenstruktur
- Anatomisch formgestrickt
- Volare Kunststoff-Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch anformbar
- Viskoelastische Silikonpelotte

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg, trockenes und angenehmes Tragegefühl
- Ideale Passform bei sportlichen Aktivitäten
- Latexfreies Gestrick
- Extra elastisch im Bereich des Handgelenks und Unterarms, dadurch sehr leichtes Anlegen
- Einfache Fixierung und Längeneinstellung des Stabilo®-Bands mittels easyClick-System

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
x-small	bis 13 cm
small	13 – 15 cm
medium	15 – 17 cm
large	17 – 19 cm
x-large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben



PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch anformbar
- Stabilo®-Band
- Silikonpelotte
- Anatomisch formgestrickt

FARBE: ■ schwarz

DAS ECO-PLUS

- Reissverschluss im Handrückenbereich, dadurch sehr komfortables An- und Ablegen
- Integrierte Schlupfhilfe

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
small	13 – 15 cm
medium	15 – 17 cm
large	17 – 19 cm
x-large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

BORT Handgelenkstütze mit Alu-Schiene (Medianus Schiene)

REF 103300



Pos.Nr. 22.07.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Klassische Handgelenkbandage
- Volare Alu-Schiene, individuell anformbar, in strapazierfähiger Tasche
- Länge: 16 cm

FARBEN: ■ beige ■ grau
■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Leichtes Anlegen/Abnehmen, auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit durch integrierte Schlupfhilfe und dorsale Klettverschlüsse

BORT Handgelenkstütze mit Alu-Schiene und Band

REF 103301



Pos.Nr. 22.07.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Klassische Handgelenkbandage
- Volare Alu-Schiene, individuell anformbar, in strapazierfähiger Tasche
- Länge: 16 cm
- Zusätzliche Stabilisierung durch Stabilo®-Band

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Leichtes Anlegen/Abnehmen, auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit durch integrierte Schlupfhilfe und dorsale Klettverschlüsse

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Rheuma, Tendovaginitis

GRÖSSEN

Umfang Handgelenk



x-small	_____	bis 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 21 cm
x-large	_____	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

BORT Arm- und Handgelenkstütze

REF 103360



Pos.Nr. 22.07.04.00.1

BORT Arm- und Handgelenkschiene

REF 103580



Pos.Nr. 22.07.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Klassische Handgelenk-Unterarmbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Alu-Schiene, individuell anformbar, in strapazierfähiger Tasche
- Klettverschlussstreifen auf dem Handrücken
- Länge: 22 cm

FARBEN: ■ beige ■ grau

DAS MED-PLUS

- Verlängerte Alu-Schiene, dadurch bessere Stabilisierung
- Leichte An-/Ablage, auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit durch integrierte Schlupfhilfe und dorsale Klettverschlüsse

PRODUKTMERKMALE

- Klassische Handgelenk-Unterarmbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Alu-Schiene, individuell anformbar, in strapazierfähiger Tasche
- Klettverschlussstreifen auf dem Handrücken
- Länge: 22 cm

FARBEN: ■ beige ■ grau

DAS MED-PLUS


- Verlängerte Alu-Schiene, dadurch bessere Stabilisierung
- Leichtes Anlegen, auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit durch integrierte Schlupfhilfe und dorsale Klettverschlüsse

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis

GRÖSSEN

Umfang Handgelenk

	x-small	_____	bis 15 cm
	small	_____	15 – 17 cm
	medium	_____	17 – 19 cm
	large	_____	19 – 21 cm
	x-large	_____	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

BORT Generation Handgelenkorthese mit Schnürung
REF 215150



Pos.Nr. 22.07.04.00.1

BORT Generation Handgelenkorthese
REF 215100



Pos.Nr. 22.07.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Gepolsterte Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkung
- Schienen individuell anformbar und entnehmbar
- Weiches Innenpolster

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Praktische Schnürung ermöglicht einfache und sichere Handhabung
- Speziell abgepolsterte Zone im palmarischen Bereich ermöglicht Verwendung in Kombination mit Gehhilfen/Rollator
- Ansprechendes, funktionelles Design
- Auch nachts zu tragen



BORT Generation:
Für mehr Mobilität im Alter
 Produktsortiment mit besonderen Handlingvorteilen

PRODUKTMERKMALE

- Gepolsterte Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkung
- Schienen individuell anformbar und entnehmbar
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Innovativer Verschlusszügel ermöglicht das Anlegen mit einer Hand
- Speziell abgepolsterte Zone im palmarischen Bereich ermöglicht Verwendung in Kombination mit Gehhilfen/Rollator
- Ansprechendes, funktionelles Design
- Auch nachts zu tragen



BORT Generation:
Für mehr Mobilität im Alter
 Produktsortiment mit besonderen Handlingvorteilen

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Handwurzelarthrose, entzündlich-rheumatisch, degenerative Erkrankungen, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), periphere Nervenlähmung, Tendovaginitis

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Handwurzelarthrose, entzündlich-rheumatische, degenerative Erkrankungen, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



x-small	_____	bis 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 21 cm
x-large	_____	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



x-small	_____	bis 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 21 cm
x-large	_____	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

BORT ManuStabil® kurz**REF** 112730

Med

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Feste Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene, individuell anformbar
- Kurze Ausführung
- Länge: ca. 18 cm
- Auch für Kinder, Seite 11

DAS MED-PLUS

- Stabilo®-Band zur effektiven Stabilisierung des Handgelenkes
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material
- Auch nachts zu tragen

FARBEN: ■ grau ■ schwarz

Hand

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Distorsion, degenerativ, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

GRÖSSEN

Umfang Handgelenk



Größe	Umfang Handgelenk
Kinder (grau)	13 – 15 cm
x-small	bis 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm
x-large	21 – 23 cm

rechts oder links angeben



PRODUKTMERKMALE

- Feste Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene
- Atmungsaktives Material
- Komplett zu öffnen
- Rechts und links anwendbar
- Lange Ausführung
- Länge: ca. 22 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Individuell leicht anformbar
- Zirkuläres Band zur effektiven Stabilisierung des Handgelenks
- Auch nachts zu tragen

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung



PRODUKTMERKMALE

- Feste Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene
- Atmungsaktives Material
- Rechte und linke Ausführung
- Lange Ausführung
- Länge: ca. 22 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Individuell leicht anformbar
- Sehr gute Stabilisierung des Handgelenks durch verlängerte Ausführung und spezielle Verschluss-technik
- Auch nachts zu tragen

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



x-small	___	bis 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm
x-large	___	21 – 23 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



x-small	___	bis 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm
x-large	___	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

ManuStabilPro offene Form

REF 182500



Pos.Nr. 22.07.04.00.1

BORT ManuDisc®

nach Dr. Schütz

REF 102300



Pos.Nr. 22.07.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene
- Atmungsaktives, hautfreundliches Material
- Kompletzt zu öffnen
- Extra lange Ausführung
- Länge: ca. 25 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Individuell leicht anformbar
- Auch nachts zu tragen
- Stabilisierung des Handgelenks und Unterarms
- Leichte Anlage, auch postoperativ

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	_____	bis 16 cm
	small	_____	16 – 18 cm
	medium	_____	18 – 20 cm
	large	_____	20 – 22 cm
	x-large	_____	22 – 24 cm

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit multidirektionaler Stabilisierung des Handgelenks
- Ulnare Umgreifung und bilaterale Abstützung am Unterarm
- Individuell anformbar
- Vollflächige und weiche Posterung auf der Innenseite

FARBE: ■ grau


DAS MED-PLUS

- Dünnwandige Konstruktion mit volarer T-Schiene
- Kompletzt zu öffnen
- Hoher Tragekomfort

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Discusverletzung, Handwurzelarthrose

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	small	_____	15 – 17 cm
	medium	_____	17 – 19 cm
	large	_____	19 – 21 cm
	x-large	_____	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

BORT
Unterarm-Handorthese
REF 103600



Med

Pos.Nr. 23.22.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Stabile, zirkulär umgreifende Unterarm-Handorthese zur kompletten Ruhigstellung des Handgelenks bei freier Fingerbeweglichkeit
- Perforiertes thermoplastisches nachformbares Material (Warmluft)
- Innenseite vollflächig mit weichem Schaum kaschiert
- Unterziehstrumpf für angenehmen Tragekomfort
- Orthesenlänge: x-small 17 cm, small 23 cm, medium 25 cm und large 28 cm

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Zirkuläre Stabilisierung
- Röntgentransparent
- Komplett zu öffnen
- Angenehmes Tragegefühl
- Abwaschbar

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Distorsion, Discusverletzung, nach Frakturen

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



x-small	___	bis 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 22 cm

rechts oder links angeben

BORT SOFT Volare
CTS-Schiene
REF 112750



Med

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Weiche, volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks
- Schiene und Verschlussbänder, extra soft gepolstert
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Leicht nachformbar
- Leichtes und angenehmes Tragegefühl
- Auch nachts zu tragen

INDIKATIONEN


Postoperativ, posttraumatisch, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Distorsion

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



x-small	___	13 – 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm
x-large	___	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

**BORT SOFT Dorsale
CTS-Schiene****REF** 112760

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Weiche, dorsale Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks
- Palmarbügel
- Schiene und Verschlussbänder, extra soft gepolstert
- Fixierung mit drei Klettverschlüssen
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Erhaltung der Greiffähigkeit
- Leicht nachformbar
- Leichtes und angenehmes Tragegefühl
- Auch nachts zu tragen

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Distorsion

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

**BORT
ManuCarpal®-Orthese****REF** 103200

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Thermoplastisch anformbare volare Handorthese
- Vollflächige Polsterung
- Grossflächige Auflage mit bilateraler Umgreifung des Unterarms
- Extra leichte Bauweise
- Abwaschbar

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Thermoplastisch nachformbar (Warmluft)
- Einfache Handhabung und Positionierung durch den Patienten
- Komplett zu öffnen
- Hoher Tragekomfort

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm
x-large	___	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

BORT ManuCarpal® Combi
REF 102400



Med


Pos.Nr. 22.07.05.00.1

BORT
Fingergelenkstütze
REF 133300



Med


Pos.Nr. 22.07.04.00.1




- Funktionell geformtes Entlastungspolster aus Memory-Schaum
- Entlastung des Karpaltunnels und des empfindlichen Narbenbereichs (Z. n. OP)
- Angenehmes Tragegefühl

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	___ bis 15 cm
small	___ 15 – 17 cm
medium	___ 17 – 19 cm
large	___ 19 – 21 cm
x-large	___ 21 – 23 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	___ bis 15 cm
small	___ 15 – 17 cm
medium	___ 17 – 19 cm
large	___ 19 – 21 cm
x-large	___ 21 – 23 cm

rechts oder links angeben

**BORT ManuCarpal®-
SOFT-Orthese****REF** 102100

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Weiche, volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks mit Finger- und Daumenfixierung
- Breite Fingerauflage, Daumeneinfassung, individuell anformbar
- Vier Klettverschlüsse zur grossflächigen Fixierung der Schiene
- Extra weiche Abpolsterung
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Einfache Fixierung des Daumens
- Sichere und bequeme Lagerung bei Tag und Nacht

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), bei Lähmungen, bei entzündlichen und rheumatischen Erkrankungen

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	13 – 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

**BORT Dorsale Intrinsic Plus
Schiene (D.I.P.S)****REF** 102500

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkschiene zur Immobilisierung mit Fingerfixierung
- Optimale Vorformung der Schiene in Intrinsic Plus-Stellung
 - 25° Streckung im Handgelenk
 - 70° Beugung Fingergrundgelenke
- Zwei elastische Klettverschlüsse im Unterarmbereich, jeweils ein unelastischer Klettverschluss im Grundgelenkbereich der Hand sowie im Bereich der Fingerglieder
- Einfache postoperative Anwendung durch anatomische Vorformung

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Immobilisierende Anlage von dorsal
- Vermeidung von Kontrakturen der Langfinger
- Frühzeitige Mobilisierung der Langfinger durch Faustschluss möglich

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Mittelhand- und Fingergrundgliedfrakturen im Bereich der Langfinger (z. B. Boxer-Fraktur), Bandverletzungen der Langfinger im Bereich der Grundgelenke, Verletzungen und Erkrankungen die eine Ruhigstellung der Langfinger notwendig machen (z. B. Infektionen)

GRÖSSEN Länge Hand

	Grösse 1	14 – 17 cm
	Grösse 2	17 – 22 cm

rechts und links gleich

BORT Volare Lagerungsschiene**REF** 103100

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks mit Finger- und Daumenfixierung
- Stabilisierungselement, anformbar
- Polsterung aus weichem Schaum

FARBE: ■ anthrazit

DAS MED-PLUS

- Individuelle Anpassung ohne Werkzeug
- Extra leichte Bauweise
- Unterarm-Handauflage mit hautfreundlichem Textilbezug

INDIKATIONEN


Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), bei Lähmungen, bei entzündlichen und rheumatischen Erkrankungen, Distorsion

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

BORT Pareseschiene**REF** 103700

Pos.Nr. 23.21.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks mit Finger- und Daumenfixierung
- Thermoplastisches Material
- Innenseite vollflächig mit Textil beflockt
- Abwaschbar

FARBE: ■ beige

DAS MED-PLUS

- Einfache, individuelle Anpassung mittels Heissluftfön bei 60 °C
- Vom Patienten selbst leicht anzulegen

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Handparesen, bei entzündlichen und rheumatischen Erkrankungen

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



x-small	___	bis 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm
x-large	___	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

**BORT Handgelenkstütze
mit eingefasster Daumen-
aussparung** **REF** 112020


Pos.Nr. 05.07.12.00.1

**BORT Handgelenkstütze
mit Daumenaussparung** **REF** 112120


Pos.Nr. 05.07.13.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage zur leichten Stabilisierung des Handgelenks
- Optimierte Passform im Palmarbereich
- Anatomisch formgestrickt
- Eingefasste Daumenaussparung

FARBEN: ■ beige ■ blau

DAS MED-PLUS

- Einfache Anwendung
- Rechts und links einsetzbar

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stabilisierung von Handgelenk und Mittelhand
- Zusätzlich: Stabilo®-Band, abnehmbar und frei positionierbar

FARBE: ■ blau

DAS MED-PLUS

- Einfache Anwendung
- Rechts und links einsetzbar

INDIKATIONEN

Leichte Distorsionen, Zerrung, nach Gipsverband, Tendovaginitis

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	_____	bis 13 cm
	small	_____	13 – 15 cm
	medium	_____	15 – 17 cm
	large	_____	17 – 19 cm
	x-large	_____	19 – 21 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	_____	bis 13 cm
	small	_____	13 – 15 cm
	medium	_____	15 – 17 cm
	large	_____	17 – 19 cm
	x-large	_____	19 – 21 cm

rechts und links gleich

**BORT Handgelenkbandage
mit Klettverschluss**

REF 112110



Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage
- Klettverschluss
- Breite: 8 cm

FARBEN:  beige  schwarz  bunt

DAS MED-PLUS

- Einfaches Anlegen

**BORT Stabilo®
Handgelenkbandage**

REF 112010



Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Handgelenkbandage mit Stabilo®-Band
- Klettverschluss
- Breite: 8 cm

FARBEN:  beige  schwarz
 weiss mit blauem Rand

DAS MED-PLUS

- Zusätzliche Stabilisierung durch Stabilo®-Band
- Einfaches Anlegen

ANWENDUNG

Leichte Unterstützung des Handgelenks

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



Grösse 1 ___ bis 17 cm
Grösse 2 ___ 17 – 19 cm
Grösse 3 ___ 19 – 22 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN Umfang Handgelenk




Grösse 1 ___ bis 17 cm
Grösse 2 ___ 17 – 19 cm
Grösse 3 ___ 19 – 22 cm

rechts und links gleich

Für einen starken Rücken:
korrigieren, stabilisieren,
entlasten.



Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	Geradehalter Sport 104660SP	select® Stabilo® 104710 104740	Stabilo-Basic Sport 104690SP 104680SP	Stabilo-Basic Rückenbandage spezialweit 104670	Stabilo® ISG-Orthese 104750	VarioPlus spezialweit 112690	Lumbo Xpress Rückenbandage 112600	select® LWS-Orthese 104700	Generation Rücken-orthese 215800	Stabilo® FA Rücken-orthese 180500	Stabilo® Rücken-orthese lumbal 180100	Stabilo-Plus Rückenbandage 104730	Stabilo® Überbrückungs-orthese 104760	Generation Osteoporose-Orthese 215870	Generation Dynamische Osteoporose-Orthese 215880
Seite	S. 79	S. 82	S. 83/87	S. 90	S. 89	S. 86	S. 85	S. 80	S. 90	S. 92	S. 93	S. 92	S. 91	S. 94/95	
Haltingkorrektur BWS	●														
ISG-Syndrom					●										
Lumbago		●	●	●		●									
Spondylolysen		●				●	●		●						
LWS-Syndrom		●				●	●								
Lumbalgie			●	●			●		●						
Ischialgie			●						●						
Facettengelenkarthrose								●							
Prolaps (konservativ/Post-OP)								●					●		
Osteoporose								●					●		
Postoperativ															●
Degenerative, lumbale Veränderungen				●									●		



PRODUKTMERKMALE

- Geradehalter zur Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule
- Aufrichtung über Rucksackprinzip
- Besonders einfaches An- und Ablegen

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- Freie Beweglichkeit der Schulterblätter durch schlankes Design
- Körperformschlüssige Anlage, insbesondere im kritischen Achselbereich
- Modernes Sport-Design (mit reflektierendem Label)



PRODUKTMERKMALE

- Elastischer Geradehalter zur aktiven Aufrichtung der Brustwirbelsäule
- Atmungsaktives, hautfreundliches Material
- Schlankes Design, trägt nicht auf

FARBEN: □ weiss ■ grau

DAS MED-PLUS

- Individuelle Anpassung dank einstellbarer elastischer Gurte
- Einfaches Anlegen nach dem Rucksackprinzip


INDIKATIONEN

Aufrichtung und entlastung der Brustwirbelsäule, z. B. Fehlhaltung der BWS, dorsalgien (Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule)


INDIKATIONEN

Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule, z. B. Fehlhaltung der BWS, Dorsalgien (Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule)

GRÖSSEN

	Unterbrustumfang
	Grösse 1 — 65 – 80 cm
	Grösse 2 — 80 – 95 cm
	Grösse 3 — 95 – 110 cm
	Grösse 4 — 110 – 125 cm

GRÖSSEN

	Unterbrustumfang
	Grösse 1 — 65 – 80 cm
	Grösse 2 — 80 – 95 cm
	Grösse 3 — 95 – 110 cm
	Grösse 4 — 110 – 125 cm



PRODUKTMERKMALE

- Geradehalter zur Haltungskorrektur der Brustwirbelsäule
- Weiches, unelastisches Gurtmaterial
- Auch für Kinder, Seite 9

FARBEN: ■ blau □ weiss


DAS MED-PLUS

- Verschluss im Brustbereich ermöglicht selbstständiges An- und Ablegen
- Körperformschlüssige Anlage, insbesondere im kritischen Achselbereich
- Einfaches Kürzen des Gurtes durch vorhandene Abnäher
- Latexfrei

INDIKATIONEN

Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule, z. B. Fehlhaltung der BWS

GRÖSSEN Unterbrustumumfang



PRODUKTMERKMALE

- Rückenorthese zur funktionellen Mobilisierung der LWS
- Zwei anatomisch vorgeformte Stäbe im dorsalen Bereich
- Dosierbarer Stütz- und Entlastungseffekt durch unelastische Zuggurtung
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm

FARBE: ■ silber


DAS SELECT-PLUS

- Abnehmbare Zügelung zur Anpassung an den Therapieverlauf
- Leichtes Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

INDIKATIONEN

Mittelschwere Lumboischialgie mit leichten Ausfällen bei Bandscheibenprotrusionen/Prolaps, mittelschweres radikuläres, pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom, Spondylolisthese Grad I mit Lumbalgien, mittelgradige lumbale Deformität (rezidivierende Behandlung, komplizierter Verlauf), Z. n. Bandscheiben-OP mit kleinem bis mittelgrossen Prolaps, Facettengelenksarthrose

GRÖSSEN Umfang Taille






PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Vier Verstärkungsstäbe
- Hochwertige viskoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm

FARBEN: ■ silber
■ schwarz



DAS SELECT-PLUS

- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte
- Hoher Tragekomfort


INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Taillierter Schnitt: speziell für Damen
- Vier Verstärkungsstäbe
- Hochwertige viskoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 24 cm

FARBEN: ■ silber
■ schwarz



DAS SELECT-PLUS

- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte
- Hoher Tragekomfort

GRÖSSEN



Grösse	Umfang Taille
Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm
Grösse 7	130 – 140 cm

GRÖSSEN



Umfang Taille

Grösse	Umfang Taille
Grösse 0	60 – 70 cm
Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm




PRODUKTMERKMALE

- Rückenorthese zur Stabilisierung der LWS
- Drei anatomisch vorgeformte Stäbe im dorsalen Bereich
- Viskoelastische Kreuz-Lenden-Pelotte
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm

PRODUKTMERKMALE

- Rückenorthese zur Stabilisierung der LWS
- Taillierter Schnitt: speziell für Damen
- Drei anatomisch vorgeformte Stäbe im dorsalen Bereich
- Viskoelastische Kreuz-Lenden-Pelotte
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm


FARBEN: ■ silber
■ schwarz



DAS SELECT-PLUS

- Kreuzzügelsystem mit Umlenkösen erleichtert kräftigen Zug zur Stabilisierung und Entlastung
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

FARBEN: ■ silber
■ schwarz



DAS SELECT-PLUS

- Kreuzzügelsystem mit Umlenkösen erleichtert kräftigen Zug zur Stabilisierung und Entlastung
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

INDIKATIONEN

Behandlung von stärkeren Schmerzzuständen im LWS-Bereich, schwere Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Lumboischialgie, leichtes radikuläres Syndrom, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte bis mittelgradige lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), nach Bandscheiben-OP

GRÖSSEN

Umfang Taille




Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm
Grösse 7	130 – 140 cm

GRÖSSEN

Umfang Taille




Grösse 0	60 – 70 cm
Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm

**BORT StabuloBasic
Sport Rückenbandage mit
Pelotte** [REF] 104690SP


Pos.No. 05.14.02.00.1

COOLMAX®

**BORT StabuloBasic Lady
Sport Rückenbandage mit
Pelotte** [REF] 104680SP



Pos.Nr. 05.14.02.00.1

COOLMAX®

PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Vier Verstärkungsstäbe
- Viskoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm

FARBE: ■ schwarz/grün


DAS SPORT-PLUS

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Latexfreies Gestrick
- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Ischialgie, Dorsalgie

GRÖSSEN

Umfang Taille




Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm
Grösse 7	130 – 140 cm

PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Taillierter Schnitt: speziell für Damen
- Vier Verstärkungsstäbe
- Viskoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 24 cm

FARBE: ■ schwarz/grün


DAS SPORT-PLUS

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Latexfreies Gestrick
- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

GRÖSSEN

Umfang Taille



Grösse 0	60 – 70 cm
Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm

BORT activemed Rückenbandage
REF 220800



Pos.Nr. 05.14.02.00.1

BORT Stabilo Basic Lady Rückenbandage mit Pelotte REF 104680




Pos.Nr. 05.14.02.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Leichte Aktivbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Zwei Stäbe im dorsalen Bereich
- Viskoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm

FARBEN: ■ mineralgrau ■ beige
■ graphit (Flachstrick)




DAS MED-PLUS

- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Hoher Tragekomfort

INDIKATIONEN

Behandlung von Schmerzzuständen im LWS-Bereich, Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten)


GRÖSSEN Umfang Taille

	Grösse 1	—	70 – 80 cm
	Grösse 2	—	80 – 90 cm
	Grösse 3	—	90 – 100 cm
	Grösse 4	—	100 – 110 cm
	Grösse 5	—	110 – 120 cm
	Grösse 6	—	120 – 130 cm
	Grösse 7	—	130 – 140 cm

PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Taillierter Schnitt: speziell für Damen
- Vier Verstärkungsstäbe
- Viskoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 24 cm

FARBEN: ■ silber
■ schwarz/flieder




DAS BASIC-PLUS

- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte
- Hoher Tragekomfort

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

GRÖSSEN Umfang Taille

	Grösse 0	—	60 – 70 cm
	Grösse 1	—	70 – 80 cm
	Grösse 2	—	80 – 90 cm
	Grösse 3	—	90 – 100 cm
	Grösse 4	—	100 – 110 cm
	Grösse 5	—	110 – 120 cm
	Grösse 6	—	120 – 130 cm

BORT Stabilo **Basic** Rückenbandage mit Pelotte **REF** 104690



Pos.Nr. 05.14.02.00.1

BORT LumboXpress Rücken- bandage mit Doppelverschluss **REF** 112600




Pos.Nr. 22.14.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Vier Verstärkungsstäbe
- Viskoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm

FARBEN: ■ silber ■ schwarz



DAS BASIC-PLUS

- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte
- Hoher Tragekomfort

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

GRÖSSEN

Umfang Taille



Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm
Grösse 7	130 – 140 cm

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Rückenbandage zur Stabilisierung der LWS
- Vier Verstärkungsstäbe dorsal, anatomisch vorgeformt
- Zwei Klettgurte zur sicheren Stabilisierung
- Zwei zusätzliche, elastische Zuggurte von dorsal nach ventral ermöglichen individuelle Dosierung des Drucks
- Höhe: ventral 16 cm, dorsal 26 cm

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS

- Speziell konstruiertes Verschluss-System erleichtert das Anlegen
- Sehr flache Konstruktion, dadurch unter der Kleidung kaum sichtbar

INDIKATIONEN

Behandlung von stärkeren Schmerzzuständen im LWS-Bereich, schwere Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, leichte Lumboischialgie, leichtes radikuläres Syndrom, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte bis mittelgradige lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), nach Bandscheiben-OP


GRÖSSEN

Umfang Taille



Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm
Grösse 7	130 – 140 cm
Grösse 8	140 – 150 cm

BORT Vario
Rückenbandage mit Pelotte
REF 112610



Pos.Nr. 22.14.02.00.1

BORT VarioPlus
Rückenbandage spezialweit
REF 112690




Pos.Nr. 22.14.02.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur Stabilisierung der LWS
- Unelastischer Lumbalbereich aus atmungsaktivem Textil
- Lumbosacrale Friktionspelotte
- Zwei Verstärkungsstäbe, dorsal
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm

FARBE: ■ grau




DAS MED-PLUS

- Verbesserte Passform durch taillierten Schnitt
- Zusätzliche elastische Zuggurte von dorsal nach ventral

PRODUKTMERKMALE

- Unelastische Rückenbandage für kräftige Leibformen
- Teilelastisches Leibteil mit seitlichem Klettverschluss
- Taillierter Schnitt im LWS-Bereich
- Lumbosacrale Friktionspelotte
- Drei Stützstäbe dorsal
- Höhe: Gr. 1 + 2 ventral 24 cm, dorsal 30 cm, Gr. 3 + 4 ventral 28 cm, dorsal 33 cm

FARBE: ■ schwarz




DAS MED-PLUS

- Optimale Trageigenschaften auch bei kräftigem Leib
- Zusätzliche elastische Bauchhebel-Zügel zur Entlastung der LWS
- Robuste Konstruktion

INDIKATIONEN

Behandlung von stärkeren Schmerzzuständen im LWS-Bereich, schwere Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, leichte Lumboischialgie, leichtes radikuläres Syndrom, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte bis mittelgradige lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), nach Bandscheiben-OP

GRÖSSEN Umfang Taille

	small ___ bis 89 cm
	medium ___ 89 – 104 cm
	large ___ 104 – 119 cm
	x-large ___ 119 – 134 cm

GRÖSSEN Umfang Leib

	Grösse 1 ___ 105 – 120 cm
	Grösse 2 ___ 120 – 135 cm
	Grösse 3 ___ 135 – 150 cm
	Grösse 4 ___ 150 – 165 cm

BORT Stabilo Basic
Rückenbandage spezialweit mit Pelotte
REF 104670




SPEZIALWEIT

Med

Pos.Nr. 05.14.02.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Anatomisch formgestrickt
- Viskoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Sehr flache Konstruktion, dadurch unter der Kleidung kaum sichtbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm



FARBE: ■ silber

DAS BASIC-PLUS

- Zusätzliche elastische Bauchhebel-Zügel zur Entlastung der LWS für kräftige Leibformen
- Speziell konstruiertes Verschluss-System erleichtert das Anlegen



Rücken

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

GRÖSSEN

Umfang Taille




Grösse 1	110 – 120 cm
Grösse 2	120 – 130 cm
Grösse 3	130 – 140 cm
Grösse 4	140 – 150 cm
Grösse 5	150 – 160 cm

BORT Vario Basic
Rückenbandage mit Pelotte
REF 112670



Pos.Nr. 22.14.02.00.1

BORT Rückenbandage
für Schwangere
REF 104580




Pos.Nr. 05.14.05.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Rückenbandage zur Stabilisierung der LWS
- Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Vier Verstärkungsstäbe dorsal anatomisch vorgeformt
- Elastische Kreuzzüge
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm

FARBEN: weiss
 schwarz



DAS BASIC-PLUS

- Leichte An-/Ablage durch Griffaschen
- Hoher Tragekomfort

BORT Vario Basic
Rückenbandage ohne Pelotte
REF 112650

Pos.Nr. 05.14.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Rückenbandage zur Entlastung der Lendenwirbelsäule und Unterstützung des Bauches
- Individuelle Regulierung der Weite durch flexibel verstellbare Bänder
- Dünne Federstäbe zur Stabilisierung des Lendenwirbelbereichs
- Höhe dorsal: 21 cm

FARBE: weiss

DAS MED-PLUS

- Anpassbar an variierende Bauchumfänge


INDIKATIONEN

Behandlung von Schmerzzuständen im LWS-Bereich, Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten)

INDIKATIONEN

Zur Stabilisierung der LWS mit dosierbarem Druck während der Schwangerschaft, zur Behandlung von Schmerzzuständen im LWS-Bereich

GRÖSSEN Umfang Taille

	small	75 – 89 cm
	medium	90 – 105 cm
	large	106 – 120 cm
	x-large	121 – 140 cm
	xx-large	141 – 160 cm

GRÖSSEN Umfang Hüfte

	Grösse 0	75 – 91 cm
	Grösse 1	91 – 105 cm
	Grösse 2	105 – 119 cm
	Grösse 3	119 – 140 cm

BORT Symphysen-Gürtel

REF 102700



Pos.Nr. 05.11.02.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Unelastische Bandage zur Stabilisierung des Beckens
- Individuell einstellbarer Druck auf die Symphyse
- Anatomischer Schnitt
- Gepolsterte Innenseite
- Höhe: ventral 8,5 cm, dorsal 15 cm

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS

- Stabilisierung und Entlastung von Becken und Symphyse
- Schmales Verschlusssteil ermöglicht hohen Tragekomfort (z. B. im Sitzen)

INDIKATIONEN

Symphyseninsuffizienz, Symphysensprengung, Gefügelockerung des ISG/Symphysis pubica, nach Geburt, stabile Beckenringfraktur

GRÖSSEN

Umfang Hüfte



small	___	85 – 95 cm
medium	___	95 – 105 cm
large	___	105 – 115 cm
x-large	___	115 – 125 cm
xx-large	___	125 – 135 cm

Weitere Umfangmasse als Sonderanfertigung möglich

BORT Stabilo® ISG-Orthese

REF 104750



Pos.Nr. 05.14.02.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Stabilisierung des Iliosakralgelenkes
- Spezielles Funktionsgestrick in Kombination von elastischen und unelastischen Zugrichtungen
- Zweigeteilte ISG-Pelotte zur Förderung der Durchblutung und Beschleunigung des Heilungsprozesses
- Zirkuläre Spannung über zusätzliche Zuggurte einstellbar

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Zirkuläre Stabilisierung und Entlastung von Becken und Symphyse
- Schmales Verschlusssteil ermöglicht hohen Tragekomfort (z. B. im Sitzen)

INDIKATIONEN

ISG-Arthrose, ISG-Instabilität, ISG-Blockierung, Myalgien und Tendopathien in der Beckenregion, Gefügestörungen nach Spondylodesen an der LWS

GRÖSSEN

Umfang Beckenkamm



Grösse 1	___	70 – 85 cm
Grösse 2	___	85 – 100 cm
Grösse 3	___	100 – 115 cm
Grösse 4	___	115 – 130 cm
Grösse 5	___	130 – 145 cm




PRODUKTMERKMALE

- Rückenorthese zur Stabilisierung der LWS
- Integrierte Stabilisierungselemente
- Elastisches, atmungsaktives Trägermaterial
- Viskoelastische Pelotten, variabel positionierbar
- Höhe ventral 17 cm, dorsal 21 cm

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Breite Griffflaschen auf Verschlussplatte
- Innovative leichte Orthesenkonstruktion
- Kraftsparendes Seilzugsystem
- Einfach und leicht anzulegen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte



INDIKATIONEN

Degenerative lumbale Veränderungen, leichte bis mittelschwere Lumboischialgie, Bandscheibenvorfall mit leichten Ausfällen, Spondylose, Spondylolisthese, Spinalkanalstenose, radikuläres Reizsyndrom, Zustand nach Bandscheiben-OP

GRÖSSEN	Umfang Taille
Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm
Grösse 7	130 – 140 cm



PRODUKTMERKMALE

- Zur Entlastung der Lendenwirbelsäule durch Entlordosierung
- Unelastisches, atmungsaktives und anmutiges Trägermaterial
- Höhen Rückenplatte: 27 cm oder 31 cm

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Beckenkorb, tailliert einstellbar
- innovative, leichte Orthesenkonstruktion
- Breite Griffflaschen zur einfachen Handhabung
- Kraftsparendes Seilzugsystem
- erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

INDIKATIONEN

Facettensyndrom, Lumboischialgie, Bandscheibenprotrusion/Prolaps, radikuläres Reizsyndrom, degenerative lumbale Veränderungen, Zustand nach Bandscheiben-OP, stabile Frakturen, Spondylose, Spondylolisthese, Spinalkanalstenose

GRÖSSEN	Umfang Taille
Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm
Grösse 7	130 – 140 cm



Höhe 27 cm oder 31 cm angeben

BORT StabiloPlus Überbrückungsorthese**REF** 104760

Pos.Nr. 22.15.02.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Lendenwirbelsäule-Orthese zur Überbrückung und Entlastung der LWS
- Stabiler Überbrückungsrahmen in klassischer Spangen-Form aus Kunststoff, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch anpassbar
- Unelastische Stabilisierungszügel, individuell einstellbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 32 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Hoher Stabilisierungsgrad, an Therapieverlauf graduell anpassbar
- Zusätzliche abdominale Verstärkungsplatte ventral
- Basisbandage mit anatomischem Schnitt für optimale Passform
- Leichtes Anlegen durch Handschlaufen

INDIKATIONEN

Schwere Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblicher Bandscheibenprotrusionen/Prolaps, ohne absolute OP-Indikation, schweres radikuläres, pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent), Spondylolisthese Grad II mit rezidivierenden Lumboischialgien, schwere lumbale Deformität bei Facettensyndrom/Arthrose, Zustand nach BS-OP ohne verbliebene Parese bei ausgeräumter BS, Spinalkanaldekompensation, einetagig, ohne Deformität, BS-OP einetagig, Spinalkanalstenose mit kurzer Gehstrecke ohne wesentliche Paresen, Wirbelfrakturen posttraumatisch geringen Ausmasses, Deckenplatteneinbrüche der LWS

GRÖSSEN

Umfang Taille




Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm
Grösse 7	130 – 140 cm



PRODUKTMERKMALE

- Lendenwirbelsäule-Orthese zur Überbrückung und Entlastung der LWS
- Aktivierung der Bauchmuskulatur sowie Aufrichtung des Beckens
- Teilelastische Stabilisierungszügel, individuell einstellbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 32 cm

FARBE: ■ silber



DAS MED-PLUS

- Anatomischer Schnitt für passgenauen Sitz, flexible Zone im Hüftbeugebereich
- Stabilisierungsgrad an Therapieverlauf anpassbar
- Leichtes Anlegen durch Handschlaufen

INDIKATIONEN

Mittelschwere Lumboischialgie mit leichten Ausfällen bei Bandscheibenprotrusionen/ Prolaps, mittelschweres radikuläres, pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom, Spondylolisthese Grad I mit Lumbalgien, mittelgradige lumbale Deformität (rezidivierende Behandlung, komplizierter Verlauf), Z. n. Bandscheiben-OP mit kleinem bis mittelgroßem Prolaps, Spinalkanalstenose, Instabilitätssyndrom

GRÖSSEN Umfang Taille

	Grösse 1	70 – 80 cm
	Grösse 2	80 – 90 cm
	Grösse 3	90 – 100 cm
	Grösse 4	100 – 110 cm
	Grösse 5	110 – 120 cm
	Grösse 6	120 – 130 cm
	Grösse 7	130 – 140 cm

PRODUKTMERKMALE

- Lumbal-Orthese zur Teilentlastung der LWS und der Facettengelenke
- Zwei seitliche Verstärkungsstäbe
- Höhe ventral 15,5 cm, dorsal 30 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Elastisches Gurtsystem zur Entlordosierung der LWS
- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Regulierbare Weite mittels ergonomischer Verschlussplatten

INDIKATIONEN

Facettengelenkarthrose, Bandscheibenprotrusionen/Prolaps, schwere Lumbalgie, Lumboischialgien, Lumbago, Lumbago mit ISG-Beteiligung, chronische Schmerzen im lumbosakralen Bereich, Spondylolisthese, muskuläre Dysbalance, Segmentinstabilität, lumbale Spinalkanalstenosen

GRÖSSEN Umfang Taille

	Grösse 1	70 – 80 cm
	Grösse 2	80 – 90 cm
	Grösse 3	90 – 100 cm
	Grösse 4	100 – 110 cm
	Grösse 5	110 – 120 cm
	Grösse 6	120 – 130 cm
	Grösse 7	130 – 140 cm

BORT Stabilo® Rückenorthese lumbal**REF** 180100

BOA



Pos.Nr. 23.10.01.00.1

GRÖSSEN

Umfang Taille



Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm
Grösse 7	130 – 140 cm

BORT Generation Osteoporose-Orthese

REF 215870




Pos.Nr. 22.15.02.00.1



BORT Generation:
Für mehr Mobilität im Alter
Produktsortiment mit besonderen
Handlingvorteilen

GRÖSSEN

Rückenlänge



x-small	_____	bis 43 cm
small	_____	44 – 49 cm
medium	_____	50 – 55 cm
large	_____	56 – 61 cm
x-large	_____	62 – 67 cm

Gurtlängen sind individuell anpassbar für einen Leibumfang von 70 – 165 cm

BORT Generation Dynamische Osteoporose-Orthese

REF 215880




Pos.Nr. 23.10.01.00.1



BORT Generation:
Für mehr Mobilität im Alter
Produktsortiment mit besonderen
Handlingvorteilen

GRÖSSEN

Rückenlänge



x-small	_____	bis 43 cm
small	_____	44 – 49 cm
medium	_____	50 – 55 cm
large	_____	56 – 61 cm
x-large	_____	62 – 67 cm

Gurtlängen sind individuell anpassbar für einen Leibumfang von 70 – 165 cm



**BORT Rippengürtel
für Damen**

REF 102900



Pos.Nr. 05.13.02.00.1


**BORT Elastischer Rippengürtel
für Damen**

REF 102950




Pos.Nr. 05.13.02.00.1

GRÖSSEN Unterbrustumfang



small	—	bis 66 cm
medium	—	66 – 76 cm
large	—	76 – 89 cm
x-large	—	89 – 102 cm
xx-large	—	102 – 125 cm

GRÖSSEN Unterbrustumfang




small	—	65 – 78 cm
medium	—	78 – 91 cm
large	—	91 – 106 cm
x-large	—	106 – 125 cm

**BORT Rippengürtel
für Herren****REF** 102800


Pos.Nr. 05.13.02.00.1

**BORT Elastischer Rippengürtel
für Herren****REF** 102850

Pos.Nr. 05.13.02.00.1

GRÖSSEN**Brustumfang**

small	—	bis 82 cm
medium	—	82 – 96 cm
large	—	96 – 112 cm
x-large	—	112 – 128 cm
xx-large	—	128 – 144 cm

GRÖSSEN**Brustumfang**

small	—	65 – 78 cm
medium	—	78 – 91 cm
large	—	91 – 106 cm
x-large	—	106 – 125 cm
xx-large	—	125 – 145 cm

BORT
Narbenbruch-Bandage
REF 104050



Pos.Nr. 05.11.10.00.1

BORT
Nabelbruch-Bandage
REF 104070



Pos.Nr. 05.11.10.00.1



GRÖSSEN Umfang Taille

	Grösse 1	60 – 95 cm
	Grösse 2	95 – 125 cm
	Grösse 3	125 – 150 cm

Weitere Umfangmasse als Massanfertigung möglich

GRÖSSEN Umfang Taille

Grösse 1	60 – 95 cm
Grösse 2	95 – 125 cm
Grösse 3	125 – 150 cm

Höhe 13 cm, 21 cm oder 26 cm angeben

BORT Stoma-Bandage

REF 104090



Zubehör
Stoma-Protektor

Pos. Nr. 29.01.01.00.1

BORT Vario Stoma-Bandage

REF 104010



inkl. Schablone

Pos. Nr. 29.01.01.00.1

GRÖSSEN

Umfang Taille



small

medium

large

70 – 90 cm

90 – 115 cm

115 – 150 cm

Höhe 15 cm oder 22 cm angeben



PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des thorakalen und abdominalen Bereichs
- Elastisches, weiches Gewebe
- Breiter, zweigeteilter Klettverschluss
- Höhen: 21 cm, 26 cm

FARBE: beige

DAS MED-PLUS

- Individuell einstellbar
- Angenehme Trageigenschaften

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des thorakalen und abdominalen Bereichs
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe
- Breiter, zweigeteilter Klettverschluss
- Höhen: 21 cm, 26 cm

FARBE: weiss

DAS MED-PLUS

- Individuell einstellbar
- Einfaches Anlegen und guter Sitz durch zweiteiligen Verschluss

INDIKATIONEN

Nach abdominalen operativen Eingriffen, Bindegewebsschwäche im Abdominalbereich, Senkleib

INDIKATIONEN

Nach abdominalen/thorakalen operativen Eingriffen, Bindegewebsschwäche im Abdominalbereich, Senkleib

GRÖSSEN Umfang Taille

	small	—	bis 87 cm
	medium	—	87 – 102 cm
	large	—	102 – 117 cm
	x-large	—	117 – 132 cm

GRÖSSEN Umfang Taille

	Grösse 1	—	75 – 85 cm
	Grösse 2	—	85 – 95 cm
	Grösse 3	—	95 – 105 cm
	Grösse 4	—	105 – 115 cm
	Grösse 5	—	115 – 125 cm
	Grösse 6	—	125 – 135 cm
	Grösse 7	—	135 – 145 cm

Höhe 21 cm oder 26 cm angeben

Höhe 21 cm oder 26 cm angeben

**BORT PostOban® spezialweit
Thorax-Abdominal-Stütze**

REF 104180



Pos.Nr. 05.11.10.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des thorakalen und abdominalen Bereichs für kräftige Leibformen
- Zweigeteilter, elastischer Verschlussgurt
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe
- Höhen: 21 cm, 26 cm

FARBE: weiss

DAS MED-PLUS

- Optimierte Trageeigenschaften auch bei kräftigem Leib
- Individuell einstellbar
- Integrierte Anziehhilfen
- Einfaches Anlegen

INDIKATIONEN

Nach abdominalen operativen Eingriffen, Bindegewebsschwäche im Abdominalbereich, Senkleib

GRÖSSEN

Umfang Leib



Grösse 0	___	90 – 105 cm
Grösse 1	___	105 – 120 cm
Grösse 2	___	120 – 135 cm
Grösse 3	___	135 – 150 cm
Grösse 4	___	150 – 165 cm
Grösse 5	___	165 – 180 cm

**BORT Abdominalstütze für
Schwangere**

REF 104620



Pos.Nr. 05.11.06.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur Unterstützung des Bauches
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe
- Vier Stützstäbe, bei Bedarf entnehmbar
- Höhe dorsal: 24 cm

FARBE: weiss

DAS MED-PLUS

- Entlastung des Rückens durch zusätzlichen elastischen Zügel
- Anpassbar an variierende Bauchumfänge

INDIKATIONEN

Lumbale Rückenbeschwerden bei Schwangerschaft, Adipositas, Mehrlingsschwangerschaft

GRÖSSEN

Umfang Beckenkamm



Grösse 0	___	75 – 90 cm
Grösse 1	___	90 – 105 cm
Grösse 2	___	105 – 120 cm
Grösse 3	___	120 – 135 cm

Weitere Umfangmasse als Sonderanfertigung möglich

Höhe 21 cm oder 26 cm angeben

BORT HerniaFix® Federbruchband mit runder Pelotte
REF 109100



Keine Pos.Nr.-Angabe

BORT HerniaFix® Federbruchband mit anatomischer Pelotte
REF 109200



Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE

- Einseitige, runde Druckpelotte
- Unelastischer Hüftgurt mit ca. 50 cm langer Feder aus Federstahl

FARBE: ■ beige

PRODUKTMERKMALE

- Einseitige, anatomische Pelotte
- Unelastischer Hüftgurt mit ca. 50 cm langer Feder aus Federstahl
- Schenkelriemen, verhindert Rutschen der Pelotte

FARBE: ■ beige

BORT HerniaFix® Elastisches Federbruchband mit runder Pelotte, kurze Feder
REF 109400

Keine Pos.Nr.-Angabe

BORT HerniaFix® Elastisches Federbruchband mit anat. Pelotte, kurze Feder
REF 109700

Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE

- Einseitige, runde Druckpelotte
- Elastischer Hüftgurt mit kurzer Feder (20 cm) aus Federstahl

FARBE: ■ beige

PRODUKTMERKMALE


- Einseitige, anatomische Pelotte
- Elastischer Hüftgurt mit kurzer Feder (20 cm) aus Federstahl
- Schenkelriemen, verhindert Rutschen der Pelotte

FARBE: ■ beige

INDIKATIONEN


Reponierbarer Leistenbruch

GRÖSSEN	Umfang Beckenkamm
85	83 – 88 cm
90	88 – 93 cm
95	93 – 98 cm
100	98 – 103 cm
105	103 – 108 cm



(Becken-kamm)

GRÖSSEN	Umfang Beckenkamm
85	83 – 88 cm
90	88 – 93 cm
95	93 – 98 cm
100	98 – 103 cm
105	103 – 108 cm



(Becken-kamm)

rechts oder links angeben

rechts oder links angeben

BORT HerniaFix®
Elastisches Federbruchband
doppelseitig [REF] 109500



Med

Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE

- Doppelseitig, runde Druckpelotten
- Elastischer Hüftgurt mit ca. 20 cm langen Federn aus Federstahl

FARBE: ■ beige

BORT HerniaFix® Spezial-
bruchband mit einstellbarer
anat. Pelotte [REF] 110300



Med

Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE

- Spezialbruchband, druck- und federfrei, einseitig
- Anatomische Pelotte, einstellbar
- Elastischer Hüftgurt
- Schenkelriemen

FARBE: ■ beige

INDIKATIONEN

Reponierbarer Leistenbruch

GRÖSSEN Umfang Beckenkamm

	85	83 – 88 cm
	90	88 – 93 cm
	95	93 – 98 cm
	100	98 – 103 cm
	105	103 – 108 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN Umfang Beckenkamm

		85 – 94 cm
		95 – 105 cm
		106 – 115 cm

rechts oder links angeben

BORT CoxaPro Hüftorthese

REF 201400



Trochanter-Pelotte



Med

Pos.Nr. 23.06.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Hüftgelenksorthese zur Funktionssicherung und/oder Mobilisierung des Hüftgelenks
- Einfache Bewegungslimitierung von Beugung und Streckung
- Einstellbare Extension/Flexion: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Trochanter-Pelotte zur intermittieren den Massage
- Gelenkschiene am Hüftbereich und Oberschenkel durch Kaltverformung anpassbar (Aluminiumschiene)

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Gute Funktionssicherung des Hüftgelenks durch gegenläufige und breite Zügföhrung am Oberschenkel
- Leichte und schlanke Bauweise für hohen Tragekomfort
- Hochwertiges Funktionsgestrick aus Baumwolle, besonders klettresistent



ZUBEHÖR:

- REF** 991126 Piriformis-Pelotte
- Zur Triggerpunktmassage des Piriformis-Muskels


INDIKATIONEN

Alle Indikationen, bei denen eine Funktionssicherung und/oder Mobilisierung des Hüftgelenks notwendig ist, wie z. B. Zustand nach Hüftgelenkluxation, Lockerung von Hüftendoprothesen, mittelschwere bis schwere Coxarthrose, muskulären Dysbalancen Lenden-Becken-Hüft-Region, z. B. Tractus-iliotibialis-Syndrom, Piriformis-Syndrom

GRÖSSEN

Umfang Beckenkamm

f-Mass



Größe	Umfang Beckenkamm	f-Mass
small	85 – 100 cm	39 – 52 cm
medium	100 – 115 cm	45 – 65 cm
large	115 – 130 cm	54 – 66 cm
x-large	130 – 145 cm	60 – 76 cm

rechts und links angeben

**BORT Generation
Hüftprotector**

REF 215900



Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE

- Hüft-Protectorgurt mit stossabsorbierender Wirkung
- Entnehmbare Protectoren aus viskoelastischem Weichschaum
- Komplett zu öffnender Gurt mit anatomischem Schnitt

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Einfaches An- und Ablegen durch Klettverschluss
- Breite Griffaschen frontal
- Sichere Handhabung und hoher Tragekomfort
- Geeignet für temporäre Anwendung während Aktivitätsphasen
- Ansprechendes, funktionelles Design

ZUBEHÖR:

- Protectoren-Set (REF 201120)

INDIKATIONEN

Sturzneigung unterschiedlicher Genese, Sturzgefährdung

**BORT StabiloHip
Hüftprotector**

REF 201100



Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE

- Hüft-Protectorhose mit stossabsorbierender Wirkung
- Entnehmbare Protectoren aus viskoelastischem Weichschaum

FARBE: □ weiss

DAS MED-PLUS

- Hochelastischer Bund und Beinabschluss
- Protectoren einfach entnehmbar
- Hochwertige Funktionshose aus Baumwolle und Lycra

ZUBEHÖR:

- Protectoren-Set (REF 201120)
- Hose (REF 201200)

INDIKATIONEN

Sturzneigung unterschiedlicher Genese

GRÖSSEN Umfang Beckenkamm

	small	– 80 – 90 cm
	medium	– 90 – 100 cm
	large	– 100 – 110 cm
	x-large	– 110 – 120 cm
	xx-large	– 120 – 130 cm

GRÖSSEN Konfektionsgrösse
Damen Herren

small	_____	38 _____	46
medium	_____	40 _____	48
large	_____	42 _____	50
x-large	_____	44 _____	52
xx-large	_____	46/48 _____	54/56
xxx-large	_____	50/52 _____	58/60

Damit es vorwärtsgeht:
funktionelle Stabilisierung
bei maximaler Mobilität.



Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	select® Stabilo-Gen® 114420	Stabilo-Gen® Sport 114520SP	Patella-Sehnenband Sport 114010SP	Stabilo Gen® ECO 114520	Generation Kniebandage Plus 114490G	Asymmetric® 114700	Osgood-Schlatter Kniegelenkbandage 114510	Stabilo® Kniebandage mit Gelenk 150140	Immobilischiene 145000	Generation Knieorthese 215400	Generation Soft OA-Knieorthese 215440	OA-Xpress 101600	Genu-Xpress 100700	StabiloPro® 182150
select® GenuZip® 114390	Sport mit Haftband 114520SPH	Asymmetric® Plus 114900	Asymmetric® Sport mit Haftband 114700SPH	Generation Kniebandage 215420	S. 112	S. 123/122	S. 117	S. 124	Immo Xpress 145300	S. 127	S. 128	S. 129	Genu-Xpress ACL 100800	StabiloPro® offene Form 182300
Seite	S. 110/111	S. 113	S. 120	S. 114	S. 112	S. 123/122	S. 117	S. 124	S. 133/132	S. 127	S. 128	S. 129	S. 130/131	S. 126/125
Reizzustände	●	●		●	●		●							
Patellalateralisation						●								
Patella(sub)luxation						●								
Chondropathia patellae		●												
Femoropatellare Arthrose		●	●											
Meniskopathie	●	●		●	●					●				●
Kniebandinstabilität	●	●		●				●		●			●	●
Gonarthrose	●	●		●	●					●				●
Varus/Valgus Gonarthrose											●			
Vollständige Ruhigstellung									●					
Morbus Osgood-Schlatter							●							
ACL/PCL Ruptur													●	



PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskolelastischer Pelotte, zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Längselastische Dehnungszone oberhalb der viskolelastischen Pelotte für optimalen Sitz in allen Beugewinkeln
- Mit hoch elastischem Kniekehlenpolster für bestmöglichen Tragekomfort
- Je ein Spiral-Feder-Stab zur seitlichen Stabilisierung
- Kompressionsklasse II

DAS SELECT-PLUS

- SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:
 - SENSIL® Breeze: Komfort-Faser mit kühlendem Effekt
 - Samtig-weiche Oberflächenstruktur für höchsten Tragekomfort
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand
- Anatomisch und funktionell optimierte Pelottenform zur sicheren Führung der Patella
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

FARBEN: ■ beige ■ silber ■ schwarz

BORT-INNOVATION

- Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels


INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, Gonarthrose, Arthritis, z. B. bei Bandinstabilität, Meniskopathie

GRÖSSEN	d-Mass	f-Mass	d-Mass	f-Mass
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5	41 – 45 52 – 56 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	Grösse 6	45 – 49 60 – 64 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Grösse 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm		

rechts und links gleich

Massanfertigung in Farbe beige und schwarz möglich.



BORT select® GenuZip®

REF 114390



Pos.Nr. 05.04.13.00.1

SENSIL
BREEZE

PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Mit seitlichem Reissverschluss
- Längselastische Dehnungszone oberhalb der viskoelastischen Pelotte sorgt für optimalen Sitz in allen Beugewinkeln
- Mit hoch elastischem Kniekehlenpolster für bestmöglichen Tragekomfort
- Je ein Spiral-Feder-Stab zur seitlichen Stabilisierung
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ silber

DAS SELECT-PLUS

- SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:
 - SENSIL® Breeze: Komfort-Faser mit kühlendem Effekt
 - Samtig-weiche Oberflächenstruktur für höchsten Tragekomfort
- Leichtes An- und Ausziehen durch seitlichen Reissverschluss
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand
- Anatomisch und funktionell optimierte Pelottenform zur sicheren Führung der Patella
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform

BORT-INNOVATION

- Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, Gonarthrose, Arthritis, z. B. bei Bandinstabilität, Meniskopathie

GRÖSSEN	d-Mass	f-Mass	d-Mass	f-Mass
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5	41 – 45 52 – 56 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	Grösse 6	45 – 49 60 – 64 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Grösse 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm		



rechts oder links angeben

Massanfertigung möglich



PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit regulierbarer Oberschenkelweite
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Zirkuläres Verschlussband zur verbesserten Stabilisierung am Oberschenkel
- Funktionsgestrick für hohen Tragekomfort
- Anatomische, viskolelastische Pelotte
- Integriertes Plus-Grössen-System

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Einfaches An- und Ablegen durch geschlossene Form am Unterschenkel und geöffnete Bauweise am Oberschenkel
- Griffflaschen erlauben eine sichere und kraftsparende Handhabung auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit
- Ansprechendes, funktionelles Design

INDIKATIONEN

Gonarthrose, rezidivierender Gelenkerguss, Arthritis, leichte Bandschwäche



PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit regulierbarer Oberschenkelweite
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Funktionsgestrick für hohen Tragekomfort
- Anatomische, viskolelastische Pelotte
- Integriertes Plus-Grössen-System

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Einfaches An- und Ablegen durch geschlossene Form am Unterschenkel und geöffnete Bauweise am Oberschenkel
- Griffflaschen erlauben eine sichere und kraftsparende Handhabung auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit
- Ansprechendes, funktionelles Design

GRÖSSEN

		d-Mass	f-Mass
	Grösse 1	26–29	32–36 cm
	Grösse 2	29–33	36–40 cm
	Grösse 3	33–37	40–48 cm
	Grösse 4	37–41	44–52 cm
	Grösse 5	41–45	52–60 cm
	Grösse 6	45–49	60–68 cm
	Grösse 7	49–53	68–76 cm

rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- SOFTflex 3D-Gestrick, latexfrei
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform
- Hochelastischer, weicher Beugebereich in der Kniekehle
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels
- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Latexfreies Gestrick
- Anatomisch und funktionell optimierte Pelottenform zur sicheren Führung

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie

GRÖSSEN	d-Mass	f-Mass	d-Mass	f-Mass
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5++	41 – 45 60 – 64 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 6	45 – 49 60 – 64 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	Grösse 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Grösse 6++	45 – 49 68 – 72 cm
Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm	Grösse 7	49 – 53 68 – 72 cm
Grösse 4+	37 – 41	48 – 52 cm	Grösse 7+	49 – 53 72 – 76 cm
Grösse 5	41 – 45	52 – 56 cm		



rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Mit zusätzlichem Silikonhaftband in allen Grössen
- SOFTflex 3D-Gestrick mit samtigweicher Oberflächenstruktur für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Hochelastischer, weicher Beugebereich in der Kniekehle
- Kompressions-Klasse II
- Doppel-Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg, trockenes und angenehmes Tragegefühl
- Ideale Passform bei sportlichen Aktivitäten



PRODUKTMERKMALE

- Klassische Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskolelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform
- Kompressionsklasse II
- Auch für Kinder, Seite 12

FARBEN: beige silber jeans
 schwarz blau (Kinder)

BORT Doppel-Plus-Größen bei Kniebandagen für stärkere Oberschenkelumfänge.


DAS ECO-PLUS

- Atmungsaktive Funktions-Komfortzone in der Kniekehle
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Angenehmer Tragekomfort
- Silikonhafrand ab Grösse 5
- Länge der Bandage in Grösse 3, 32 cm



INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie


GRÖSSEN	d-Mass	f-Mass	d-Mass	f-Mass
 Kinder (blau)	23 – 26	28 – 32 cm	Grösse 4	37 – 41 44 – 48 cm
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5	41 – 45 52 – 56 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	Grösse 6	45 – 49 60 – 64 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Grösse 6+	45 – 49 64 – 68 cm

rechts und links gleich weitere Plus-Größen bzw. Doppel-Plus-Größen finden Sie bei REF 114520H und HK

BORT StabiloGen® Eco

mit Haftband

REF 114520H



Med

Pos.Nr. 05.04.13.00.1

BORT StabiloGen® Eco

mit Haftband kurz

REF 114520HK



Med

Pos.Nr. 05.04.13.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Klassische Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Mit zusätzlichem Silikonhaftband in allen Grössen
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- **NEU: Doppel-Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform**

FARBE: ■ silber

DAS ECO-PLUS

- Atmungsaktive Funktions-Komfortzone in der Kniekehle
- Optimale Haftung und Druckverteilung am Oberschenkel-Abschlussrand
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Angenehmer Tragekomfort
- Länge der Bandage in Grösse 3, 37 cm

PRODUKTMERKMALE

- Klassische Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Mit zusätzlichem Silikonhaftband in allen Grössen
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- **NEU: Doppel-Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform**

FARBE: ■ silber ■ schwarz 

DAS ECO-PLUS

- Atmungsaktive Funktions-Komfortzone in der Kniekehle
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Kurze Ausführung im Oberschenkelbereich, keine Verlängerung durch Silikonhaftband
- Angenehmer Tragekomfort
- Länge der Bandage in Grösse 3, 32 cm

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie

GRÖSSEN

	d-Mass	f-Mass		d-Mass	f-Mass
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 5	41 – 45	52 – 56 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5+	41 – 45	56 – 60 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 5++	41 – 45	60 – 64 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	Grösse 6	45 – 49	60 – 64 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Grösse 6+	45 – 49	64 – 68 cm
Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm	Grösse 6++	45 – 49	68 – 72 cm
Grösse 4+	37 – 41	48 – 52 cm	Grösse 7	49 – 53	68 – 72 cm



rechts und links gleich

**BORT StabiloGen®
latexfrei**
REF 114250



Pos.Nr. 05.04.13.00.1

**BORT activemed
Kniebandage**
REF 220400



Pos.Nr. 05.04.12.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Latexfreie Kniebandage zur Weichteilkompression
- Stabilisiert und entlastet das Kniegelenk
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Hochelastischer, weicher Beugebereich in der Kniekehle
- Viskoelastische Pelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Latexfreies Gestrick
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform
- Silikonhafterrand ab Grösse 5

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Anatomisch formgestrickt
- Viskoelastische Pelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressionsklasse II

FARBEN: ■ mineralgrau
■ graphit (Flachstrick)
■ beige


DAS MED-PLUS

- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform
- Weiche Oberflächenstruktur

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Arthritis, Gonarthrose, Bandinstabilität

GRÖSSEN	d-Mass	f-Mass	d-Mass	f-Mass
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5	41 – 45 52 – 56 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	Grösse 6	45 – 49 60 – 64 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Grösse 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm		



**BORT Kniebandage
mit Patella-Aussparung****REF** 114150

Pos.Nr. 05.04.13.00.1

**BORT Osgood-Schlatter
Kniegelenkbandage****REF** 114510

Pos.Nr. 05.04.13.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit Patellaussparung zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Viskoelastische Pelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Silikonhafterand ab Grösse 5

FARBE: ■■ silber

DAS MED-PLUS

- Atmungsaktive Funktions-Komfortzone in der Kniekehle
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Vollständige Druckentlastung der Patella
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform

INDIKATIONEN

Chondropathia patellae, Meniskopathie, Arthritis, Bursitis

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur lokalen Druckentlastung der Tuberositas tibiae
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Anatomisch formgestrickt
- Mehrzonensilikonpelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Auch für Kinder, Seite 11

FARBEN: ■■ silber ■ blau (Kinder)

DAS MED-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform
- Einstellbare Entlastung durch V-förmigen Korrekturzügel

INDIKATIONEN

Beeinflussung des Patellagleitweges, Morbus Osgood-Schlatter, Ansatz tendinose an Tuberositas tibiae, Gonarthrose, Arthritis, Gelenkguss, Reizzustände

GRÖSSEN

d-Mass

f-Mass


d-Mass

f-Mass

*Kinder (blau)	23 – 26	28 – 32 cm	Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 4+	37 – 41	48 – 52 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5	41 – 45	52 – 56 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 5+	41 – 45	56 – 60 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	**Grösse 6	45 – 49	60 – 64 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	**Grösse 6+	45 – 49	64 – 68 cm

*Klndergrösse nur für **REF** 114510 **Grösse 6, 6+ nur für **REF** 114150

BORT Fillawant mit Patellaring
REF 210160



Med

Pos.Nr. 05.04.12.00.1

BORT MyoActive Sport Oberschenkelstütze
REF 116600SP



Sport

Keine Pos.Nr.-Angabe **COOLMAX®**

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Weichteilkompression, mit V-förmigen Stabilisierungsbändern zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Viskoelastische Pelotte
- Silikon-Haftrand proximal und distal
- Langes Oberschenkelteil (22 cm)
- Länge: 37 cm

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS

- Keine seitlichen Stäbe
- Relax-Zone in der Kniebeuge
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, Arthritis, Arthrose

GRÖSSEN	d-Mass	f-Mass
Grösse 1	26-29	32-36 cm
Grösse 2	29-33	36-40 cm
Grösse 2+	29-33	40-44 cm
Grösse 3	33-37	40-44 cm
Grösse 3+	33-37	44-48 cm
Grösse 4	37-41	44-48 cm
Grösse 4+	37-41	48-52 cm
Grösse 5	41-45	52-56 cm
Grösse 5+	41-45	56-60 cm
Grösse 6	45-49	60-64 cm
Grösse 6+	45-49	64-68 cm

rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Oberschenkel-Aktivbandage mit zirkulären Gurten und Kreuzzügeln
- Anwendung frontal/dorsal möglich
- Anatomisch formgestrickt
- Entlastungszonen im Verletzungsbereich
- Länge: 23 cm

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Wirkprinzip aus Kompression, konventionellem Tape und Kinesio-Tape
- Propriozeptive Wirkung (Detonisierung der Muskulatur)
- Modernes Sport-Design

INDIKATIONEN

Für stark beanspruchte Muskelpartien. Akut: Prellung mit Schwellung und Hämatom, Muskelverletzungen. Chronisch: Schutz vor erneuten Muskelläsionen, Entlastung geschädigter Muskelstrukturen (z. B. Narbenbildung nach alten Verletzungen), nach Muskelverletzungen

GRÖSSEN	Umfang Oberschenkelmitte
small	bis 43 cm
medium	43 - 50 cm
large	50 - 56 cm
x-large	56 - 61 cm
xx-large	61 - 66 cm

rechts und links gleich

BORT MyoActive Sport Wadenstütze

REF 116500SP

NEU



Sport

Pos.Nr. 05.04.13.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Unterschenkel-Aktivbandage mit zirkulären Gurten und Kreuzzügeln
- Anatomisch formgestrickt
- Entlastungszonen im Verletzungsbereich
- Längen: 24 cm (small)
25 cm (medium)
26 cm (large & x-large)

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- Wirkprinzip aus Kompression, konventionellem Tape und Kinesio-Tape
- Propriozeptive Wirkung
- Modernes Sport-Design
- Latexfreies Gestrick

INDIKATIONEN

Zur Weichteilkompression am Unterschenkel bei akutem Muskelfaserriss und/oder akuten Muskelzerrungen

GRÖSSEN

	Wadenumfang
small	bis 33 cm
medium	33 – 38 cm
large	38 – 43 cm
x-large	43 – 47 cm

rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Sogenannte Kasseler Patellasehnenbandage zur gezielten Entlastung der Patellasehne
- Sport-Variante ohne Umlenkschlaufe
- Optimierte Konstruktion für hohe Aktivität
- Weiches, elastisches Bandmaterial

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- Auch geeignet für Kontaktsportarten
- Hoher Tragekomfort bei aktiver Bewegung
- Individuell dosierbarer Pelottendruck
- Verbesserte Gelenkkoordination und Schmerzlinderung
- Modernes Sport Design

PRODUKTMERKMALE

- Sogenannte Kasseler Patellasehnenbandage zur gezielten Entlastung der Patellasehne
- Elastisches Kurzzug-Material
- Anatomische Propriozeptionspelotte aus Silikon
- Weiches Einfassband
- Umkehrzügel mit Klettverschluss

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS


- Stufenlos anpassbarer Pelottendruck
- Verbesserte Gelenkkoordination und Schmerzlinderung
- Druckfreie Kniekehle

INDIKATIONEN

Chondropathia patellae, Patellaspitzensyndrom, femoropatellare Arthrose

GRÖSSEN

Knieumfang direkt unterhalb Patella

	Grösse 1 _____ bis 34 cm
Grösse 2 _____ 34 – 41 cm	
Grösse 3 _____ 41 – 48 cm	

BORT Stabilo® Kniebandage offene Form


REF 114480



Pos.Nr. 05.04.13.00.1

BORT Stabilo® Kniebandage spezialweit

REF 114490



Pos.Nr. 05.04.13.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen, komplett zu öffnen
- Vier Klettverschlüsse
- Ideal bei Bewegungseinschränkungen und Verletzungen, die kein Schlüpfen zulassen
- Rutschsicherer Halt

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS

- Durch Klettverschlüsse vollständig zu öffnen
- Einfaches An- und Ablegen der Bandage (ideal für den Einsatz in der Geriatrie)

INDIKATIONEN

Leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks, Arthrose, Arthritis

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit regulierbarer Oberschenkelweite zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Mit je zwei seitlichen Spiral-Federstäben und seitlichen Silikonpolstern
- Patellaausparung
- Zwei Klettverschluss-Zügel zur optionalen Einstellung der Oberschenkelweite

FARBE: ■ beige

DAS MED-PLUS

- Besonders geeignet für Patienten mit kräftigen Oberschenkeln
- Einfaches An- und Ablegen der Bandage möglich
- Rutschsicherer Halt

INDIKATIONEN

Rezidivierender Gelenkerguss, Arthrose, Arthritis, Bandschwäche

GRÖSSEN Knieumfang d-Mass ^{NEU} f-Mass ^{NEU}



Gr.	Knieumfang	d-Mass	f-Mass
Gr. 1	bis 34	28-33	36-40 cm
Gr. 2	34-37	30-35	40-44 cm
Gr. 3	37-40	32-38	44-48 cm
Gr. 4	40-43	36-43	48-52 cm
Gr. 5	43-46	40-46	52-56 cm
Gr. 6	46-49	44-50	56-60 cm
Gr. 7	49-52	48-54	60-64 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN Knieumfang d-Mass ^{NEU} f-Mass ^{NEU}



Gr.	Knieumfang	d-Mass	f-Mass
Gr. 1	34-37	29-33	36-45 cm
Gr. 2	37-40	33-37	40-50 cm
Gr. 3	40-43	37-41	45-55 cm
Gr. 4	43-46	41-45	50-60 cm
Gr. 5	46-49	45-49	55-65 cm
Gr. 6	49-52	49-53	58-68 cm
Gr. 7	52-55	53-57	63-78 cm
Gr. 8	55-58	57-61	67-82 cm

rechts und links gleich

BORT Asymmetric® Sport mit Haftband

REF 114700SPH

NEU



Pos.Nr. 05.04.13.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Beeinflussung des Patellagleitweges
- SOFTflex-3D-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Mit zusätzlichem Silikonhaftband in allen Grössen
- **Doppel-Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform**
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressions-Klasse II

DAS SPORT-PLUS


- Pelottendruck durch zwei Klettgurte individuell direkt einstellbar
- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Ideale Passform bei sportlichen Aktivitäten
- **Latexfreies Gestrick**
- Modernes Sport-Design (mit reflektierendem Label)
- Bandagenlänge in Grösse 3: 35 cm

FARBE: ■ schwarz/grün

INDIKATIONEN

Femoropatellares Schmerzsyndrom, Patellahochstand, Patellalateralisation, Zustand nach lateraler Release-OP, rezidivierende oder habituelle Patellainstabilität, Meniskopathie

GRÖSSEN	d-Mass	f-Mass	d-Mass	f-Mass
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5++	41 – 45 60 – 64 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 6	45 – 49 60 – 64 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	Grösse 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Grösse 6++	45 – 49 68 – 72 cm
Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm	Grösse 7	49 – 53 68 – 72 cm
Grösse 4+	37 – 41	48 – 52 cm	Grösse 7+	49 – 53 72 – 76 cm
Grösse 5	41 – 45	52 – 56 cm		



rechts oder links angeben

BORT Asymmetric®**REF** 114700

Med

Pos.Nr. 05.04.13.00.1

BORT Asymmetric® Plus**REF** 114900

Med

Pos.Nr. 22.04.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Beeinflussung des Patellagleitweges
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■■silber

DAS MED-PLUS

- Pelottendruck durch zewi Klettgurte individuell, direkt einstellbar
- Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform

INDIKATIONEN

Femoropatellares Schmerzsyndrom, Patellahochstand, Patellalateralisation, Zustand nach lateraler Release-OP, rezidivierende oder habituelle Patellainstabilität, Meniskopathie

PRODUKTMERKMALE

- Textile Softorthese mit Gelenken zur Beeinflussung des Patellagleitweges
- Lateraler Silikonhalbring
- Seitliche Gelenkschienen
- Zirkuläre Fixiergurte an Ober- und Unterschenkel
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■■silber

DAS MED-PLUS

- Vektor-Korrektur-Filamente: Innovatives Zügelssystem mit im Gestrick verlaufenden Korrekturfäden zur individuell dosierbaren Führung der Patella
- Gelenkschienen, individuell anformbar
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform

INDIKATIONEN

Patellahochstand, Patellalateralisation, Femoropatellares Schmerzsyndrom, Patella-Luxation oder -Subluxation in Kombination mit Seitenbandinstabilität, postoperativ

GRÖSSEN

d-Mass f-Mass

d-Mass f-Mass



Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm
Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm
Grösse 4+	37 – 41	48 – 52 cm

Grösse 5	41 – 45	52 – 56 cm
Grösse 5+	41 – 45	56 – 60 cm
Grösse 6	45 – 49	60 – 64 cm
Grösse 6+	45 – 49	64 – 68 cm

rechts oder links angeben

REF 114700 Massanfertigung möglich. Mit Haftband.

BORT Kniebandage mit einstellbarem Gelenk
REF 114460



Pos.Nr. 05.04.13.00.1

BORT Stabilo® Kniebandage mit Gelenk
REF 150140



Pos.Nr. 05.04.13.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen zur Führung des Kniegelenks
- Extensionsbegrenzung bei 0° und 10°
- Flexionsbegrenzung bei 30°, 60° und 90°
- Zirkuläre Fixiergurte an Ober- und Unterschenkel
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS

- Einstellbares Gelenk zur Begrenzung der Extension und Flexion
- Einfach anatomisch anpassbare Gelenkschienen mit effektiver seitlicher Stabilisierung
- Schlankes Gelenkschienenendesign

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen zur Führung des Kniegelenks
- Extensionsbegrenzung bei 0°
- Zirkuläre Fixiergurte an Ober- und Unterschenkel
- Druckverminderte Zonen im Rand- und Kniekehlenbereich
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform
- **Auch für Kinder**, Seite 12

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS

- Einfach anatomisch anpassbare Gelenkschienen mit effektiver seitlicher Stabilisierung
- Schlankes Gelenkschienenendesign


INDIKATIONEN

Meniskusverletzungen, leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks, Gonarthrose, Arthritis, Bursitis

INDIKATIONEN

Leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks, Gonarthrose, Arthritis

GRÖSSEN	d-Mass	f-Mass	d-Mass	f-Mass
*Kinder	23 – 26	28 – 32 cm	Grösse 4	37 – 41 44 – 48 cm
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5	41 – 45 52 – 56 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	Grösse 6	45 – 49 60 – 64 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Grösse 6+	45 – 49 64 – 68 cm



rechts oder links angeben

***Kindergrösse** nur für **REF** 150140 verfügbar

BORT StabuloPro® Knieorthese offene Form**REF** 182300NEUES
DESIGN

Med

Pos.Nr. 22.04.02.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Softorthese mit Bewegungslimitierung zur Führung und Entlastung des Kniegelenkes
- Polyzentrische Alu-Gelenkschienen, Stabilisierung nach medial und lateral
- Einstellbare Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°
- Einstellbare Flexion: 0° (180°), 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Gelenkschienen kalt verformbar
- Atmungsaktives, elastisches Material für optimalen Tragekomfort

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Vier zirkuläre Klettbänder zur besonders sicheren Stabilisierung
- Werkzeug freie Einstellung des Extension und Flexion
- Komplett zu öffnen, daher sehr leicht anzulegen
- Plus-Grössen-System

BORT INNOVATION:

- Einstellbares Polkurvengelenk, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks

INDIKATIONEN

Mittlere Bandinstabilität des Kniegelenks, Meniskusverletzungen, Nachsorge bei arthroskopischen Eingriffen am Knie, chronische, postoperative und posttraumatische Reizzustände

GRÖSSEN	d-Mass	f-Mass	d-Mass	f-Mass
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5	41 – 45 52 – 56 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	Grösse 6	45 – 49 60 – 64 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Grösse 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm		



BORT StabliPro® Knieorthese**REF** 182150NEUES
DESIGN

Med

Pos.Nr. 22.04.02.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Softorthese mit Bewegungslimitierung zur Führung und Entlastung des Kniegelenks
- Mit offener Patella
- Einstellbare Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°
- Einstellbare Flexion: 0° (180°), 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Gelenkschienen kalt verformbar
- Atmungsaktives, elastisches Material für optimalen Tragekomfort

DAS MED-PLUS

- Zwei zirkuläre Klettbänder zur zusätzlichen Stabilisierung
- Plus-Grössen-System
- Werkzeugfreie Einstellung der Extension und Flexion

FARBE: ■ grau

BORT INNOVATION:

- Einstellbares Polkurrengelenk, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks

INDIKATIONEN

Leichte bis mittlere Bandinstabilität des Kniegelenks, Meniskusverletzungen, Gonarthrose

GRÖSSEN

d-Mass f-Mass

d-Mass f-Mass



Grösse 1	___ 26 – 29	32 – 36 cm
Grösse 2	___ 29 – 33	36 – 40 cm
Grösse 2+	___ 29 – 33	40 – 44 cm
Grösse 3	___ 33 – 37	40 – 44 cm
Grösse 3+	___ 33 – 37	44 – 48 cm
Grösse 4	___ 37 – 41	44 – 48 cm

Grösse 4+	___ 37 – 41	48 – 52 cm
Grösse 5	___ 41 – 45	52 – 56 cm
Grösse 5+	___ 41 – 45	56 – 60 cm
Grösse 6	___ 45 – 49	60 – 64 cm
Grösse 6+	___ 45 – 49	64 – 68 cm

rechts und links gleich

BORT Generation Knieorthese

REF 215400

NEUES
DESIGN

Generation



Pos.Nr. 22.04.02.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Softorthese mit Bewegungslimitierung zur Führung und Entlastung des Kniegelenks
- Einstellbare Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°
- Einstellbare Flexion: 0° (180°), 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Gelenkschienen kalt verformbar
- Atmungsaktives, elastisches Material für optimalen Tragekomfort

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Kompletz zu öffnen
- Einfachste Handhabung und Anlage der Orthese
- Breite Griffaschen erlauben eine sichere und kraftsparende Handhabung auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit
- Kniekehlenöffnung erleichtert Beugung im Sitzen
- Extra breite Umlenkschlaufen
- Ansprechendes, funktionelles Design
- Werkzeugfreie Einstellung der Extension und Flexion

BORT INNOVATION:

- Einstellbares Polkurvengelenk, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks

INDIKATIONEN

Degenerative Erkrankungen, z. B. Leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks, Gonarthrose, Meniskusverletzungen

GRÖSSEN	d-Mass	f-Mass	d-Mass	f-Mass
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 5	41 – 45 52 – 56 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 6	45 – 49 60 – 64 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	Grösse 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Grösse 7	49 – 53 68 – 72 cm
Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm	Grösse 7+	49 – 53 72 – 76 cm
Grösse 4+	37 – 41	48 – 52 cm		



rechts und links gleich

BORT Generation Soft OA-Knieorthese

REF 215440



Generation



Pos.Nr. 22.04.02.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Soft-Entlastungsorthese bei isolierter medialer/lateraler Gonarthrose bis 5° Achsabweichung
- Einstellbares, polyzentrisches Gelenk
- Begrenzung der Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° und 25°
- Begrenzung der Flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° und 90°
- Orthesenlänge: 39 cm

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Material
- Gezielte Entlastung des medialen/lateralen Kompartiments
- Varus-Valgus-Korrektur frei justierbar
- Leichte und schlanke Bauweise für optimalen Tragekomfort



BORT Generation:
Für mehr Mobilität im Alter
Produktsortiment mit besonderen
Handlingvorteilen

Anwendung Modell A

- Rechtes Bein, Gelenk sitzt lateral:
Bei Varus-Gonarthrose (zur Valgisierung bei O-Beinstellung)
- Linkes Bein, Gelenk sitzt medial:
Bei Valgus-Gonarthrose (zur Varisierung bei X-Beinstellung)

Anwendung Modell B

- Rechtes Bein, Gelenk sitzt medial:
Bei Valgus-Gonarthrose (zur Varisierung bei X-Beinstellung)
- Linkes Bein, Gelenk sitzt lateral:
Bei Varus-Gonarthrose (zur Valgisierung bei O-Beinstellung)

INDIKATIONEN

Partielle Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments bei Gonarthrose Grad II - III, Bone Bruise (posttraumatisches Knochenmarködem), postoperative Versorgung nach medialer/lateraler Tibiakopffraktur

GRÖSSEN



	d-Mass	f-Mass
Grösse 1	32 – 36 cm	38 – 44 cm
Grösse 2	36 – 42 cm	44 – 50 cm
Grösse 3	42 – 48 cm	50 – 56 cm
Grösse 4	48 – 54 cm	56 – 62 cm
Grösse 5	54 – 60 cm	62 – 68 cm
Modell A	rechts varus/links valgus	
Modell B	rechts valgus/links varus	

Modell A oder B angeben

BORT OA-Xpress**REF** 101600

easyClick-System

Med

Pos.Nr. 23.04.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Knie-Entlastungsorthese bei isolierter medialer/lateraler Gonarthrose bis 5° Achsabweichung
- Varus-Valgus-Korrektur frei justierbar
- Einstellbares, polyzentrisches Gelenk
- Begrenzung der Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° und 25°
- Begrenzung der Flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° und 90°
- Orthesenlänge: 40 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Teileelastische Schalen für gute Anpassung an unterschiedliche Beinumfang
- Gezielte Entlastung des medialen/lateralen Kompartments
- Leichte und schlanke Bauweise für optimalen Tragekomfort

Anwendung Modell A

- Rechtes Bein, Gelenk sitzt lateral:
Bei Varus-Gonarthrose (zur Valgisierung bei O-Beinstellung)
- Linkes Bein, Gelenk sitzt medial:
Bei Valgus-Gonarthrose (zur Varisierung bei X-Beinstellung)

Anwendung Modell B

- Rechtes Bein, Gelenk sitzt medial:
Bei Valgus-Gonarthrose (zur Varisierung bei X-Beinstellung)
- Linkes Bein, Gelenk sitzt lateral:
Bei Varus-Gonarthrose (zur Valgisierung bei O-Beinstellung)

Knie

INDIKATIONEN

Partielle Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments bei Gonarthrose Grad II-III, Bone Bruise (posttraumatisches Knochenmarködem), postoperative Versorgung nach medialer/lateraler Tibiakopffraktur

AUSFÜHRUNG

Modell A _____ rechts varus/links valgus
 Modell B _____ rechts valgus/links varus

Nur eine Grösse

BORT ROM Knieorthese
REF 100900



Pos.Nr. 22.04.02.00.1

BORT GenuXpress
REF 100700



Pos.Nr. 22.04.02.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Knieorthese zur Mobilisierung
- Orthesenlänge durch seitliche Teleskopschienen einstellbar
- Begrenzung der Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110° und 120°
- Begrenzung der Extension: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80° und 90°
- Immobilisierung: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Werkzeuglose Einstellung der Gelenkanschläge und Orthesenlänge
- Leichte und schlanke Bauweise für optimalen Tragekomfort
- easyClick-Verschlüsse für leichtes An- und Ablegen

INDIKATIONEN

Zur postoperativen/posttraumatischen, frühfunktionellen Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Kniegelenks, Z.n. Schädigungen von Knochen-/Kapsel-/Bandstrukturen des Kniegelenks

GRÖSSE

Nur eine Grösse

rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Knierahmenorthese nach w4-Punkt-Prinzip zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Begrenzung der Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° und 25°
- Begrenzung der Flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° und 90°

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Hohe Rahmenfestigkeit bei geringem Eigengewicht durch modernste Werkstoffe
- Einstellbares Polkurgelenk, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit Bewegung des Kniegelenks
- Werkzeugfreie Einstellung der Extension und Flexion
- Einfache Handhabung

INDIKATIONEN

Schwere und/oder komplexe Instabilität des Kniegelenks, Meniskusverletzungen, Genu recurvatum, funktionelle prä- und/oder postoperative Versorgung von Bandrupturen (ACL, PCL, Seitenbänder)

GRÖSSEN

	f-Mass	Kniebreite
small	_ 39-47	8,5-9,5 cm
small Plus	_ 45-49	8,5-9,5 cm
medium	_ 47-54	9,5-10,5 cm
medium Plus	_ 54-61	9,5-10,5 cm
large	_ 54-61	10,5-11,5 cm
large Plus	_ 61-68	10,5-11,5 cm
x-large	_ 61-68	11,5-12,5 cm
x-large Plus	_ 68-75	11,5-12,5 cm



rechts oder links angeben

BORT GenuXpress ACL**REF** 100800

easyClick-System

Selbstjustierende
Tibia-Anlage

Med

Pos.Nr. 23.04.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Knierahmenorthese nach 4-Punkt-Prinzip zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Begrenzung der Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° und 25°
- Begrenzung der Flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° und 90°

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Hohe Rahmenfestigkeit bei geringem Eigengewicht durch modernste Werkstoffe
- Einstellbares Polkuryvengelenk, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks
- Selbstjustierende Tibia-Anlage
- Werkzeugfreie Einstellung der Extension und Flexion

**BORT INNOVATION:**

- Einstellbares Polkuryvengelenk, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks

**INDIKATIONEN**

Schwere und/oder komplexe Instabilität des Kniegelenks, Meniskusverletzungen, funktionelle prä- und/oder postoperative Versorgung von Bandrupturen (ACL, PCL, Seitenbänder)

GRÖSSEN

f-Mass

Kniebreite



small	39-47	_____	8,5-9,5 cm
small Plus	47-54	_____	8,5-9,5 cm
medium	47-54	_____	9,5-10,5 cm
medium Plus	54-61	_____	9,5-10,5 cm
large	54-61	_____	10,5-11,5 cm
large Plus	61-68	_____	10,5-11,5 cm
x-large	61-68	_____	11,5-12,5 cm
x-large Plus	68-75	_____	11,5-12,5 cm

rechts oder links angeben

BORT ImmoXpress

REF 145300



Pos.Nr. 22.04.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Knieorthese zur Ruhigstellung des Kniegelenks in 0° bzw. 20° Beugung
- Mit offener Patella, 3-teilig
- Mediale und laterale Alu-Schienen, frei positionierbar

DAS MED-PLUS

- Variable Anpassung durch 3-teiligen Aufbau
- Innenseitig am Unterschenkel mit **grossflächiger Antislip-Zone**
- Alu-Schienen können zum Waschen entnommen werden

FARBE: ■ schwarz

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Gelenk-, Muskel- oder Bandverletzungen

SCHIENENLÄNGE

Körpergrösse

40 cm	155 – 165 cm
50 cm	165 – 180 cm
60 cm	über 180 cm

0°- oder 20°-Beugung angeben

rechts und links gleich

BORT Immob-Schiene mit Patella-Aussparung**REF** 145080

Pos.Nr. 22.04.04.00.1

BORT Immob-Schiene mit Patella-Aussparung**REF** 145000

Pos.Nr. 22.04.03.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Knieorthese zur Ruhigstellung des Kniegelenks
- Einstellbar, 0° oder 15° Beugung
- Mit offener Patella, 1-teilig
- Mediale und laterale Alu-Schienen
- Länge: 55 cm

FARBE: ■ blau/schwarz

DAS MED-PLUS

- Einfache Handhabung
- Innenseitig mit Frottee kaschiert, daher angenehmer Tragekomfort
- Alu-Schienen können zum Waschen entfernt werden

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Gelenk-, Muskel- oder Bandverletzungen

SCHIENENLÄNGE

REF 145080: 55 cm

rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Knieorthese zur Ruhigstellung des Kniegelenks in 0° bzw. 20° Beugung
- Mit offener Patella, 3-teilig
- Mediale und laterale Alu-Schienen, frei positionierbar
- **Auch für Kinder**, Seite 13

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Körperformschlüssige Anpassung durch 3-teiligen Aufbau
- Innenseitig mit Frottee kaschiert, daher angenehmer Tragekomfort
- Alu-Schienen können zum Waschen entnommen werden

INDIKATIONEN


Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Gelenk-, Muskel- oder Bandverletzungen

SCHIENENLÄNGE Körpergröße

Kinder (38 cm)	_____	80 – 145 cm
45 cm	_____	145 – 155 cm
50 cm	_____	155 – 165 cm
55 cm	_____	165 – 180 cm
60 cm	_____	über 180 cm

0°- oder 20°-Beugung angeben

rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Einfache Kniebandage zur leichten Stabilisierung
- Anatomisch formgestrickt
- Kompressionsklasse II

FARBEN: ■ beige ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Einfache Handhabung
- Trägt nicht auf
- Kurze Ausführung



PRODUKTMERKMALE

- Einfache rundgestrickte Kniebandage zur leichten Stabilisierung
- Kompressionsklasse II

FARBEN: ■ beige ■ blau

DAS MED-PLUS


- Einfache Handhabung
- Trägt nicht auf

INDIKATIONEN


Sportverletzungen, Gelenkerguss, Verstauchungen, Prellungen

INDIKATIONEN

Sportverletzungen, Gelenkerguss, Verstauchungen, Prellungen

GRÖSSEN	Knieumfang
 small	bis 32 cm
medium	32 – 37 cm
large	37 – 42 cm
x-large	42 – 47 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN	Knieumfang
 small	bis 31 cm
medium	31 – 37 cm
large	37 – 42 cm
x-large	42 – 48 cm
xx-large	48 – 54 cm

rechts und links gleich

Gut zu Fuss: Mit Rundum-
Schutz und Stabilität
auf Schritt und Tritt.



Anwendungsbereich	Oberes Sprunggelenk										USG	Fuss	
Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	select* TaloStabil® 054700	select* Achillo-Stabil® Plus 053100	TaloStabil® Sport 054600SP	Achillo Stabil® Plus Sport 053100SP	Generation Knöchelbandage 215600	TaloStabil® Eco 054600	Achillo Stabil® Eco 054900	Stabilo® Knöchelstütze 114100	TaloFX® 054800 Talo Xpress 053900	Helix S Spritzdynamik 053200	Malleo Stabil® Orthese 100500	Malleo Xpress Active 100580 Malleo Xpress 100560	Fussheberorthese 054300
Seite	S. 137/138	S. 137	S. 139/138	S. 140	S. 140	S. 141	S. 142	S. 145	S. 145/148	S. 144	S. 147	S. 146	S. 148
Bandverletzungen	•		•		•	•		•	•		•	•	
OSG-Distorsion	•		•		•	•		•	•		•	•	
Achillodynie		•		•			•						
Arthrose	•		•		•	•					•		
Supinations-/ Pronationstrauma									•		•		
Tendinitiden								•					
Schlafte Peroneusparsese													•
Fussheber- und Zehenheberparese													•
Fehlstatistische Fussbeschwerden und Fussfehlformen aufgrund von Dysfunktion des USG, z. B. Knick-, Senk und Spreizfuss										•			

BORT select®
TaloStabil®
 REF 054700


Pos.Nr. 05.02.12.00.1


BORT select®
AchilloStabil® Plus
 REF 053100


Pos.Nr. 05.02.20.00.1


PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Aktiv-Sprunggelenkbandage
- Hochelastische Dehnungszone im empfindlichen Fussrückenbereich erleichtert das An- und Ablegen
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage

FARBEN: beige silber schwarz

DAS SELECT-PLUS

- SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:
 - SENSIL® Breeze: Kühlende Komfort-Faser
 - Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich
- Separat beigelegte Schlupfhilfe

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Tendomyopathien

GRÖSSEN

		Fesselumfang
	small	_____ bis 21 cm
	medium	_____ 21 – 23 cm
	large	_____ 23 – 25 cm
	x-large	_____ 25 – 27 cm
	xx-large	_____ 27 – 29 cm

Massanfertigung möglich.

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Aktiv-Achillessehnenbandage zur Weichteilkompression
- Hochelastische Dehnungszone im Fussrückenbereich
- Grossflächige, strukturierte Silikonpelotte zur intermittierenden Massage von Achillessehne und Muskelsehnenübergang zur Wadenmuskulatur

FARBEN: silber schwarz

DAS SELECT-PLUS

- Einfaches An- und Ablegen durch halboffene Bauweise
- Einfaches und leichtes Fixieren der Bandage über drei Klettverschlüsse
- Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne, speziell in der Akutphase

INDIKATIONEN

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, Reizzustände bei Haglundferse, Achillodynie, Reizungen und Schmerzen der Achillessehne und der angrenzenden Gebiete, nach Operationen, z.B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

GRÖSSEN

		Fesselumfang
	small	_____ bis 21 cm
	medium	_____ 21 – 23 cm
	large	_____ 23 – 25 cm
	x-large	_____ 25 – 27 cm
	xx-large	_____ 27 – 29 cm

rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Aktiv-Sprunggelenkbandage mit Stabilo®-Band, teilelastisch, frei positionierbar
- Hochelastische Dehnungszone im empfindlichen Fussrückenbereich erleichtert das An- und Ablegen
- Therapieunterstützende Positionierung des Fusses in Pronations-, Supinations- oder Neutralstellung
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

DAS SELECT-PLUS

- SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:
 - SENSIL Breeze: Komfort-Faser
 - Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich
- Separat beigelegte Schlupfhilfe

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Tendomyopathien

GRÖSSEN Fesselumfang

	small _____ bis 21 cm
	medium _____ 21 – 23 cm
	large _____ 23 – 25 cm
	x-large _____ 25 – 27 cm
	xx-large _____ 27 – 29 cm

Massanfertigung möglich.

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Aktiv-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression, mit Stabilo®-Band, teilelastisch, frei positionierbar
- SOFTflex 3D-Gestrick mit samtigweicher Oberflächenstruktur für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Therapieunterstützende Positionierung des Fusses in Pronations-, Supinations- oder Neutralstellung
- Latexfreies Gestrick

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe

GRÖSSEN Fesselumfang

	small _____ bis 21 cm
	medium _____ 21 – 23 cm
	large _____ 23 – 25 cm
	x-large _____ 25 – 27 cm

rechts und links gleich

BORT TaloStabil® Sport

REF 054600SP



Sport

Pos.Nr. 05.02.12.00.1

COOLMAX

PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- SOFTflex 3D-Gestrick mit samtigweicher Oberflächenstruktur für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg, trockenes und angenehmes Tragegefühl
- Ideale Passform bei sportlichen Aktivitäten
- Latexfreies Gestrick
- Modernes Sport-Design (mit reflektierendem Label)

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Arthrose

GRÖSSEN

Fesselumfang



small	_____	bis 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm
xx-large	_____	27 – 29 cm

rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Aktiv-Achillessehnenbandage
- SOFTflex 3D-Gestrick mit samtigweicher Oberflächenstruktur für hohen Tragekomfort
- Grossflächig strukturierte Silikonpelotte zur intermittierenden Massage der Achillessehne
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS


- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg, trockenes und angenehmes Tragegefühl
- Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne, speziell in der Akutphase
- Eingearbeitete Komfortzone aus Dynamic-Flex-Funktionsgestrick
- Separat beigelegte Schlupfhilfe
- Latexfreies Gestrick

INDIKATIONEN

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, z. B. bei Haglundferse, Achillodynie, nach Operationen, z. B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

GRÖSSEN

Fesselumfang

	small _____	bis 21 cm
	medium _____	21 – 23 cm
	large _____	23 – 25 cm
	x-large _____	25 – 27 cm
	xx-large _____	27 – 29 cm

rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Aktiv-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- Hochelastische Dehnungszone im empfindlichen Fussrückenbereich erleichtert das An- und Ablegen
- Funktionsgestrick für hohen Tragekomfort
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Einfaches An- und Ablegen durch geöffnete Bauweise, auch bei eingeschränkter Beweglichkeit
- Einfaches und leichtes Fixieren der Bandage über zwei Klettverschlüsse
- Ansprechendes, funktionelles Design




BORT Generation:
Für mehr Mobilität im Alter
Produktsortiment mit besonderen Handlungsvorteilen

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, Arthrose

GRÖSSEN

Fesselumfang

	small _____	bis 21 cm
	medium _____	21 – 23 cm
	large _____	23 – 25 cm
	x-large _____	25 – 27 cm
	xx-large _____	27 – 29 cm

rechts und links gleich

BORT TaloStabil®**Eco** REF 054600

Pos.Nr. 05.02.12.00.1

BORT TaloStabil®**Eco Plus** REF 054650

Pos.Nr. 05.02.14.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Aktiv-Sprungelenkbandage zur Weichteilkompression
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressionsklasse II
- Auch für Kinder, Seite 14

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

■ blau (Kinder)

DAS ECO-PLUS

- Samtig weiche Oberflächenstruktur
- Druckminderung im Fesselabschluss
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, Arthrose

PRODUKTMERKMALE

- Aktiv-Sprungelenkbandage mit Stabilo®-Band, teilelastisch, frei positionierbar
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Therapieunterstützende Positionierung des Fusses in Pronations-/Supinationsoder Neutralstellung
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ silber

DAS ECO-PLUS

- Samtig weiche Oberflächenstruktur
- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe

GRÖSSEN

b-Mass b1-Mass



Kinder (blau) 17–19 cm

small	bis 21 cm	
medium	21–23 cm	
large	23–25 cm	
x-large	25–27 cm	
xx-large	27–29 cm	32–34 cm
xx-large+	27–29 cm	33–36 cm
xxx-large	29–32 cm	35–37 cm
xxx-large+	29–32 cm	36–39 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN

Fesselumfang



small	_____	bis 21 cm
medium	_____	21–23 cm
large	_____	23–25 cm
x-large	_____	25–27 cm
xx-large	_____	27–29 cm
xxx-large	_____	29–31 cm

rechts und links gleich

BORT AchilloStabil®
REF 054900



Pos.Nr. 05.02.20.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Achillessehnenbandage
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Viskoelastische Pelotte im paraachillären Bereich zur intermittierenden Massage
- Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne in der Akutphase
- Kompressionsklasse II


FARBEN: ■ silber ■ schwarz

DAS ECO-PLUS

- Samtig weiche Oberflächenstruktur
- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich

INDIKATIONEN

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, Reizzustände bei Haglundferse, Achillodynie, Reizungen und Schmerzen der Achillessehne und der angrenzenden Gebiete, nach Operationen, z. B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

GRÖSSEN	Fesselumfang
 small	_____ bis 21 cm
medium	_____ 21 – 23 cm
large	_____ 23 – 25 cm
x-large	_____ 25 – 27 cm
xx-large	_____ 27 – 29 cm

Massanfertigung möglich.

rechts und links gleich

**BORT activemed
Knöchelbandage**
REF 220600



Pos.Nr. 05.02.12.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Formgestrickte Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Mikrofasergestrick, weicher Griff
- Kompressionsklasse II


FARBEN: ■ beige ■ mineralgrau
■ graphit (Flachstrick)

DAS MED-PLUS

- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich
- Formgestrickte Ferse mit guter Passform

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, Arthrose

GRÖSSEN	Fesselumfang
 small	_____ bis 21 cm
medium	_____ 21 – 23 cm
large	_____ 23 – 25 cm
x-large	_____ 25 – 27 cm

rechts und links gleich

**BORT activemed
Knöchelbandage Plus****REF** 220650

Pos.Nr. 05.02.14.00.1

**BORT activemed
Achillessehnenbandage****REF** 220900

Pos.Nr. 05.02.20.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Formgestrickte Sprunggelenkbandage mit Stabilo®-Band, teilelastisch, frei positionierbar
- Therapieunterstützende Positionierung des Fußes in Pronations-/Supinationsoder Neutralstellung
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Mikrofasergestrick, weicher Griff
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ graphit (Flachstrick)

DAS MED-PLUS

- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich
- Formgestrickte Ferse mit guter

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe

PRODUKTMERKMALE

- Achillessehnenbandage
- Viskoelastische Pelotte im paraachillären Bereich zur intermittierenden Massage
- Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne in der Akutphase
- Kompressionsklasse II

FARBEN: ■ beige ■ mineralgrau
■ graphit (Flachstrick)

DAS MED-PLUS

- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich
- Formgestrickte Ferse mit guter Passform

INDIKATIONEN

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, Reizzustände bei Haglundferse, Achillodynie, Reizungen und Schmerzen der Achillessehne und der angrenzenden Gebiete, nach Operationen, z. B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

GRÖSSEN

Fesselumfang



small	_____	bis 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm

rechts und links gleich

BORT Helix S Spiraldynamik® USG-Bandage**REF** 053200

Pos.Nr. 05.02.14.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenkbandage zur Unterstützung der Rückfuss-Torsion und Aufrichtung des Fußgewölbes
- Auffächerung der Bänder durch Längsschnitte für eine körperschlüssige Anlage und optimierte Funktion
- Dünne, elastische Bänder
- 3-D formgestrickt
- Zwei Silikonpelotten
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich
- **Auch für Kinder**, Seite 13

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Stabilisierung des Sprunggelenks und Aktivierung der Fußmuskulatur durch Kompressionswirkung
- Funktionell unterstützende Zügelung bei klassischen Fußdeformitäten (z. B. Senk-Spreiz-Fuß)
- Angenehmer Tragekomfort auch bei hoher Aktivität
- Intermittierende Massage
- Vereinfachte Handhabung
- Separat beigelegte Schlupfhilfe
- Verpackung: 1 Stück

INDIKATIONEN

Fehlstatistische Fußbeschwerden und Fußfehlformen aufgrund von Dysfunktion des USG, chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des unteren Sprunggelenks und der Fußwurzel, z. B. bei Arthrose, Bandschwäche, z. B. Knick, Senk- und Spreizfuß

GRÖSSEN

Fesselumfang



x-small/Kinder	17 – 19 cm
small	19 – 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm
xx-large	27 – 29 cm

rechts oder links angeben

**BORT Stabilo®
Knöchelstütze****REF** 114100

Pos.Nr. 22.02.03.00.1

BORT TalofX®**REF** 054800NEUES
DESIGN

Pos.Nr. 22.02.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenkbandage mit Schnürung zur Stabilisierung von USG/OSG
- Sichere Handhabung durch variable Haken-Ösen-Elemente
- Stabilisierungsgrad individuell einstellbar
- U-förmiges Stabilisierungselement aus Kunststoff
- Unelastisches, atmungsaktives Material

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Stabilo®-Klettband zur zusätzlichen Stabilisierung und Begrenzung des Talus-Vorschubes
- Im Sport- und Strassenschuh tragbar

INDIKATIONEN

Postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion, konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Rheuma, Arthritis, Tendinitiden, Bandverletzungen

GRÖSSEN

Fesselumfang

	x-small	_____	bis 19 cm
	small	_____	19 – 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm

rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenk-Soft-Bandage zur Stabilisierung von USG/OSG
- Bilaterale Schalen, mit Memory-Schaum weich abgepolstert
- Kreuzzügelung mit Dynamic Force Control Technologie (DFC)
- Elastisches, feuchtigkeitsableitendes Material
- Orthese hinten komplett zu öffnen, für einfachen Einstieg
- **Auch für Kinder**, Seite 15

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Schlankes Design
- Im Sport- und Strassenschuh tragbar
- Begrenzung des Talus-Vorschubs mit hoher Stabilität
- Positionierung des Sprunggelenkes in Pronation oder Supination

INDIKATIONEN

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Rheuma, Arthritis, Tendinitiden, Bandverletzungen, Supinations-/Pronationstrauma

GRÖSSEN

Fesselumfang

	Kinder	_____	17 – 19 cm
	small	_____	19 – 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm

rechts oder links angeben

BORT MalleoXpress
REF 100560



Pos.Nr. 22.02.04.00.1

BORT MalleoXpress Active
REF 100580



Pos.Nr. 22.02.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenk-Soft-Bandage zur Mobilisierung und sicheren Stabilisierung des Sprunggelenks
- Modularer Aufbau, im Therapieverlauf abrüstbar
- Reduzierung des Talusvorschubs durch intelligente Zügführung
- Bilaterale Schalen, weich abgepolstert mit Memoryschaum
- Zusätzliche Stabilisierung durch abrüstbares Sohlenmodul in der Akutphase


FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Komplet zu öffnen, dadurch leichtes Anlegen
- Problemlos im Sport- und Strassenschuh tragbar
- Einfache Handhabung und stufenlose Stabilisierung durch Boa-Verschluss-System

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, z. B. konservative Therapie von Sprunggelenkdistorstionen (Grad II-III) und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion, chronische Instabilitäten des OSG und USG, akute und chronische Kapselbandinstabilitäten

GRÖSSEN	Fesselumfang
 small	19 – 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenk-Soft-Orthese zur Stabilisierung des Sprunggelenks
- Reduzierung des Talusvorschubs durch intelligente Zügführung
- Bilaterale Schalen, weich abgepolstert mit Memoryschaum


FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Komplet zu öffnen, dadurch leichtes Anlegen
- Einfache und sichere Handhabung
- Stufenlose Stabilisierung durch Boa-Verschluss-System
- Problemlos im Sport- und Strassenschuh tragbar

INDIKATIONEN

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von Sprunggelenkdistorstionen und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Arthritis, Bandverletzungen, Supinations-/Pronationstrauma

GRÖSSEN	Fesselumfang
 small	19 – 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm

rechts oder links angeben

BORT MalleoStabil®-Orthese**REF** 100500NEUES
DESIGN

Pos.Nr. 22.02.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Kombi-Sprunggelenkorthese Air/Gel- und Schaumstoffpolster zur Stabilisierung des Sprunggelenkes mit Begrenzung von Pro- und Supination
- Anatomisch geformte Kunststoff-Schalen
- Zwei Polster-Varianten als Set:
- Vorkühlbare Air/Gel-Polster zum Einsatz in der Akut-Phase
- Memoryschaum-Polster für angenehmen Tragekomfort in der Reha-Phase
- **Auch für Kinder**, Seite 14

FARBE: ■ grau

NEU

DAS MED-PLUS

- Keine Beeinträchtigung beim Gehen
- Leichtes Anlegen durch zirkuläre Klettverschlüsse

**BORT MalleoStabil®
Soft-Orthese****REF** 100520NEUES
DESIGN

- Nur mit Memoryschaum-Polster

**BORT MalleoStabil®
Air/Gel-Orthese****REF** 100540NEUES
DESIGN

- Nur mit Air/Gel-Polster

INDIKATIONEN

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von SPGL-Distorsionen aller Schweregrade, funktionelle Therapie von Bandrupturen, SPGL-Frakturen (Weber A), chronische Bandinstabilitäten, Abkürzung der Gipsphase, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Pronations- und/oder Supinationstrauma, fibuläre Bandruptur

GRÖSSEN

Körpergröße

Größe 1/**Kinder** _____ bis 155 cm
 Größe 2 _____ über 155 cm

rechts und links gleich

NEUES DESIGN

BORT TaloXpress
REF 053900



Med

Pos.Nr. 22.02.03.00.1

BORT
Fussheberorthese
REF 054300



APOPLEXIE

Med

Pos.Nr. 22.03.05.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung des oberen und unteren Sprunggelenks
- Stabilisierungsgrad mittels Zügelung einstellbar
- Sehr dünne und schlanke Konstruktion
- Problemlos im Schuh tragbar
- Kurzzugiges Gurtband, ermöglicht höheren Stabilisierungsgrad des Sprunggelenks bei hohem Tragekomfort

FARBE: ■ grau


DAS MED-PLUS

- Kompletzt zu öffnen, dadurch leichtes Anlegen und einfachste Handhabung
- Hohe Stabilisierung bei geringem Eigengewicht durch modernste Werkstoffe

INDIKATIONEN

Konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen, postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Rheuma, Arthritis, Tendinitiden, Supinations-/Pronationstrauma

GRÖSSEN h-Mass

	small	_____	27 – 31 cm
	medium	_____	31 – 34 cm
	large	_____	34 – 40 cm

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Dynamische textile Fussheberbandage
- 8er-Zügelung
- Unelastischer, lateraler Zügel
- Unterstützung der Fusshebung im oberen Sprunggelenk
- Stabilisierung des unteren Sprunggelenks
- Pronierende Wirkung

FARBE: ■ schwarz


DAS MED-PLUS

- Einfache Anlage durch Zügelkennzeichnung
- Einhändig anlegbar
- Zwei Bandagenlängen im Vorfuss für optimale Hebelwirkung

INDIKATIONEN

Peroneusparese, bei allen Ausprägungsgraden, besonders für leichte bis mittlere Fuss- und Zehenheberpareesen (Kraftgrad 2-4)

GRÖSSEN Fesselumfang

	x-small	_____	17 – 19 cm
	small	_____	19 – 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm

kurz bis Schuhgröße 40
lang über Schuhgröße 40

rechts/links, kurz/lang angeben



PRODUKTMERKMALE

- Fussheberorthese aus Polypropylen zur Anhebung des Fusses während der Schwungphase
- $\frac{3}{4}$ Sohle bis zu den Zehengrundgelenken

FARBE: weiss

DAS MED-PLUS

- Thermoplastische Nachbearbeitung
- Verwendung in geschlossenen Schuhen möglich
- Hochflexible Halbschale im Wadenbereich
- Klettverschluss zur individuellen Anpassung unterschiedlicher Wadenumfänge
- Geringes Gewicht
- Leicht zu reinigen

INDIKATIONEN

Schlaffe Lähmung der Fusshebermuskulatur, geringe Mobilität des Patienten durch, z. B. Peroneusparese, lumbaler Nervenwurzelsschaden, Poliomyelitis, Schlaganfall

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small	36 – 39
medium	40 – 43
large	44 – 48

rechts oder links angeben



PRODUKTMERKMALE

- Fussheberorthese aus Polypropylen zur Anhebung des Fusses während der Schwungphase
- Langsohlige Ausführung

FARBE: weiss

DAS MED-PLUS

- Thermoplastische Nachbearbeitung
- Verwendung in geschlossenen Schuhen möglich
- Klettverschluss zur individuellen Anpassung unterschiedlicher Wadenumfänge
- Geringes Gewicht
- Leicht zu reinigen

INDIKATIONEN

Schlaffe Lähmung der Fusshebermuskulatur, geringe Mobilität des Patienten durch, z. B. Peroneusparese, lumbaler Nervenwurzelsschaden, Poliomyelitis, Schlaganfall

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small	35 – 37
medium	37 – 39
large	39 – 41
x-large	41 – 44
xx-large	44 – 47

rechts oder links angeben

NEUES DESIGN

BORT
X-Walker kurz
[REF] 101350



Mit
Vakuum-
System

Pos.Nr. 22.03.03.00.1

NEUES DESIGN

BORT
X-Walker lang
[REF] 101300



Mit
Vakuum-
System

Pos.Nr. 22.03.03.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuss- Region in vorgegebener Position
- Kurze Ausführung mit geringem Eigengewicht
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit sowie Nachpassung des integrierten, grossflächigen Vakuumkissens
- Therapieunterstützende Laufsohle
- Einstellbare Fusslänge durch justierbaren Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Kurze Ausführung am Unterschenkel
- Abnehmbarer Bezug
- Grossflächiges Vakuum-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuss und Unterschenkel

INDIKATIONEN

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Vorfuss- und Mittelfussregion, Metatarsalfraktur, Weichteilverletzungen, Distorsionen

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuss-Region in vorgegebener Position
- Lange Ausführung mit geringem Eigengewicht
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit sowie Nachpassung des integrierten, grossflächigen Vakuumkissens
- Therapieunterstützende Laufsohle
- Einstellbare Fusslänge durch justierbaren Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Lange Ausführung am Unterschenkel
- Stufenlose Weitenjustierung im Bereich der Wade
- Abnehmbarer Bezug
- Grossflächiges Vakuum-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuss und Unterschenkel

INDIKATIONEN

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel/Fuss-Region, stabile Fuss- und/oder Knöchelfrakturen, stabile, distale Unterschenkelfrakturen, schwere Sprunggelenksdistorsionen

GRÖSSEN

	Schuhgrössen
small	35 – 40
medium	40 – 45
large	45 – 50

rechts und links gleich

BORT X-Walker Achillo**REF** 101320NEUES
DESIGNMit
Vakuum-
System

ERSATZTEILE

Set
FersenkeileLiner-Set
(Linerbezug, Vakuum-
kissen und Pumpe)

Pos.Nr. 22.03.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Unterschenkel-Fuss-Orthese zur Immobilisierung in definierter, einstellbarer Positionen
- Lange Ausführung mit geringem Eigengewicht
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit sowie Nachpassung des integrierten, grossflächigen Vakuumkissens
- Therapieunterstützende Laufsohle mit sehr guter Abrolleigenschaft
- Einstellbare Fusslänge durch justierbaren Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

ERSATZTEILE FÜR ALLE
BORT X-WALKER

DAS MED-PLUS

- Fünfstufiges Fersenkeil-Set zur Justierung der therapeutischen Spitzfussstellung
- Stufenlose Weitenjustierung im Bereich der Wade
- Abnehmbarer Bezug
- Grossflächiges Vakuum-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuss und Unterschenkel

ZUBEHÖR FÜR ALLE BORT X-WALKER:

REF 100370

BORT Unerziehstrumpf Walker

REF 100380

BORT Nässeschutzhülle

REF 100390

BORT Schutzhülle für die Nacht

INDIKATIONEN

Achillessehnenruptur, prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuss-Region, postoperativ bei Achillessehnennaht

GRÖSSEN

Schuhgrössen

small	_____	35 – 40
medium	_____	40 – 45
large	_____	45 – 50

rechts oder inks angeben

BORT
Air Walker kurz
REF 100350



Med

Pos.Nr. 22.03.03.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuss-Region in vorgegebener Position
- Kurze Ausführung
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit der beiden integrierten und einzeln regulierbaren Luftpolster
- Therapieunterstützende Laufsohle mit sehr guter Abrolleigenschaft
- Einstellbarer Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Kurze Ausführung am Unterschenkel
- 2-Kammer-Air-System zur Einbettung und Stabilisierung von Fuss und Sprunggelenk
- Inkl. 2x Unterziehstrümpfe

INDIKATIONEN

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Vorfuss- und Mittelfussregion, Metatarsalfaktur, Weichteilverletzungen, Distorsionen

GRÖSSEN	Schuhgrößen
x-small _____	bis 35
small _____	35 – 39
medium _____	39 – 43
large _____	43 – 46
x-large _____	über 46

rechts und links gleich

BORT
Air Walker lang
REF 100300



Med

Pos.Nr. 22.03.03.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuss-Region in vorgegebener Position
- Lange Ausführung, geringes Gewicht
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit der beiden integrierten und einzeln regulierbaren Luftpolster
- Therapieunterstützende Laufsohle mit sehr guter Abrolleigenschaft
- Einstellbarer Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Lange Ausführung am Unterschenkel
- 2-Kammer-Air-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuss und Unterschenkel
- Inkl. 2x Unterziehstrümpfe

INDIKATIONEN

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuss-Region, stabile Fuss- und/oder Knöchelfrakturen, stabile distale Unterschenkel-frakturen, schwere Sprunggelenksdistorsionen

GRÖSSEN	Schuhgrößen
x-small _____	bis 35
small _____	35 – 39
medium _____	39 – 43
large _____	43 – 46
x-large _____	über 46

rechts und links gleich

BORT
Air Walker Achillo®
REF 100320



Med

Pos.Nr. 22.03.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Unterschenkel-Fuss-Orthese zur Immobilisierung in definierten, einstellbaren Gelenkpositionen
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit der beiden integrierten und einzeln regulierbaren Luftpolster
- Therapieunterstützende Laufsohle mit sehr guter Abrollfähigkeit

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Fünfstufiges Fersenkeil-Set zur Justierung der therapeutischen Spitzfussstellung
- 2 Kammer Air System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuss und Unterschenkel
- Inkl. 2x Unterziehstrümpfe

ZUBEHÖR FÜR ALLE BORT Air Walker:

REF 100370

BORT Unterziehstrumpf Walker

REF 100380

BORT Nässeschutzhülle

REF 100390

BORT Schutzhülle für die Nacht

INDIKATIONEN

Achillessehnenruptur, prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuss-Region, postoperativ bei Achillessehennaht

GRÖSSEN

GRÖSSEN	Schuhgrößen
x-small	bis 35
small	35 – 39
medium	39 – 43
large	43 – 46
x-large	über 46

rechts oder links angeben

BORT Verbandschuh geschlossene Form

REF 930300



Med

Pos.Nr. 26.01.04.02.1

PRODUKTMERKMALE

- Verbandschuh, geschlossen
- Rutschfeste Laufsohle
- Atmungsaktive Materialien
- Verpackung: Stück

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Individuelle An- und Nachpassungsmöglichkeiten der Fussbettung und EVA-Laufsohle
- Komplett zu öffnen
- Leichtes Anziehen
- Hoher Tragekomfort

INDIKATIONEN

Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, evtl. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über einen längeren Zeitraum verläuft und Teilbelastung des Fusses beim Gehen, auch ausser Haus, zulässt. Keine zusätzliche Bettung erforderlich

Schuhgrössen
34 – 35
36 – 37
38 – 39
40 – 41
42 – 43
44 – 45
46 – 47

rechts und links gleich

BORT Verbandschuh offene Form

REF 930180



Med

Pos.Nr. 26.01.04.02.1

PRODUKTMERKMALE

- Verbandschuh, offen
- Rutschfeste Laufsohle
- Atmungsaktive Materialien
- Verpackung: Stück

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Individuelle An- und Nachpassungsmöglichkeiten der Fussbettung und Laufsohle
- Komplett zu öffnen
- Leichtes Anziehen
- Hoher Tragekomfort

ZUBEHÖR:

REF 990970 BORT Zehenkappe

Schuhgrössen
34 – 35
36 – 37
38 – 39
40 – 41
42 – 43
44 – 45
46 – 47

rechts und links gleich

**BORT
Verbandschuh Comfort****[REF]** 930320

Med

Pos.Nr. 26.01.04.03.1

**BORT Diabetiker-
Verbandschuh****[REF]** 930400R/930400LPolstereinlage
mit Waben-
elementen

Med

Pos.Nr. 26.01.04.02.1

PRODUKTMERKMALE

- Verbandsschuh
- Extra weit geschnittener Vorfuss- und Zehenbereich
- Reissverschluss im Bereich der Ferse
- Rutschfeste und flexible Laufsohle

- Verpackung: Paar
(**[REF]** 930320R oder 930320L)

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Sicherer Halt und Komfort für empfindliche Füße
- Weite durch Klettverschluss individuell anpassbar
- Kompletzt zu öffnen
- Komfortables Gehen

INDIKATIONEN

Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, evtl. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über längeren Zeitraum verläuft und Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch ausser Haus, zulässt. Keine zusätzliche Bettung erforderlich.

Schuhgrößen

36	42
37	43
38	44
39	45
40	46
41	47

Lieferung einzeln oder paarweise

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Verbandsschuh, offen mit abnehmbarer Vorfuss-Zehenkappe
- Herausnehmbare Weichpolstereinlage in Wabenstruktur
- Versteifte, rutschfeste Sohle mit Abroll-Hilfe

- Verpackung: Stück

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Weiche Polstereinlage mit einzeln herausnehmbaren Wabenelementen zur lokalen Druckentlastung
- Zusätzlicher Schutz durch abnehmbare Vorfuss-Zehenkappe
- Keine Nähte auf der Innenseite

INDIKATIONEN

Wunden im Fuss- und Knöchelbereich aufgrund von Diabetes mellitus, periphere arterielle Verschlusskrankheiten (PAVK), sonstige Wunden im Fuss- und Knöchelbereich, posttraumatisch, postoperativ

Schuhgrößen

35 – 36
37 – 38
39 – 40
41 – 42
43 – 44
45 – 46
47 – 48

rechts oder links angeben

BORT
Vorfussentlastungsschuh
REF 930140



Med

Pos.Nr. 26.01.04.02.1

PRODUKTMERKMALE

- Vorfussentlastungsschuh
- Rutschfeste Laufsohle
- Mit zusätzlicher Zehenschutzkappe
- Atmungsaktive Materialien

- Verpackung: Stück

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Druckumverteilung auf den Mittel- bzw. Rückfuss (Ferse)
- Individuelle An- und Nachpassung der Fussbettung und EVA-Laufsohle

INDIKATIONEN

Postoperativ, Wunden/Verletzungen im Vorfussbereich unter der Fusssohle, postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfussbereich

Schuhgrößen
33 – 35
36 – 38
39 – 41
42 – 44
45 – 47

rechts und links gleich

BORT
Fersenentlastungsschuh
REF 930160



Med

Pos.Nr. 26.01.04.02.1

PRODUKTMERKMALE

- Fersenentlastungsschuh
- Rutschfeste Laufsohle
- Flanke des Absatzes konkav gewölbt
- Atmungsaktive Materialien

- Verpackung: Stück

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Druckumverteilung auf den Mittel- bzw. Vorfuss
- Bessere Standsicherheit während des Auftretens
- Individuelle An- und Nachpassung der Fussbettung und EVA-Laufsohle

INDIKATIONEN

Postoperativ, Wunden/Verletzungen im Rückfussbereich und der Fusssohle

Schuhgrößen
35 – 37
38 – 40
41 – 43
44 – 46

rechts und links gleich

BORT Metatarsal-Bandage mit Pelotte

REF 112070



Pos.Nr. 05.01.02.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Spreizfußbandage mit Pelotte
- Pelotte in Schlitztasche eingesetzt
- Unterstützung und Aufrichtung des Quergewölbes der Mittelfusssknochen

- Verpackung: Paar

FARBE: ■ beige

DAS MED-PLUS

- Einfachste Handhabung
- Entnehmbare Pelotte

BORT Zweizug Knöchelstütze

REF 054500



Pos.Nr. 05.02.11.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Einfache Knöchelbandage
- Anatomische Form
- Geschlossene Ferse
- Kompressionsklasse II

FARBEN: ■ beige ■ blau

DAS MED-PLUS

- Sehr dünn, angenehm zu tragen
- Nahtloses Rundgestrick

INDIKATIONEN

Chronische Spreizfußbeschwerden,
Senk- und Spreizfuß, Metatarsalgie

INDIKATIONEN

Sprunggelenkverletzung, nach Gipsverband,
Sehnenreizungen

Umfang in cm um Vorfuss



_____ 16, 17, 18, 19, 20,
_____ 21, 22, 23, 24, 25, 26

Lieferung paarweise

GRÖSSEN

Fesselumfang



small _____ bis 21 cm
medium _____ 21 – 23 cm
large _____ 23 – 25 cm
x-large _____ 25 – 27 cm

rechts und links gleich

**BORT Valco® SOFT
Hallux valgus Schiene**

REF 930030



Pos.Nr. 22.01.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Textile Hallux-Valgus-Orthese zur korrigierenden oder postoperativen Stabilisierung der Grosszehe und des Grosszehengrundgelenks
- Seitliche Verstärkungsschiene aus Aluminium kann im Therapieverlauf durch einen Spiralfederstab ersetzt werden
- Plantare Spreizfusspelotte
- Fersenband zur Positionssicherung
- Mittels Klettverschluss komplett zu öffnen
- Zusätzliche Zehenschlaufen zur Redression der 2. – 5. Zehe

DAS MED-PLUS

- Leicht anpassbar, auch auf Verbänden
- Hoher Tragekomfort durch weich gepolstertes Material
- Geringe Materialstärke und individuelle Einstellmöglichkeiten
- Tag und Nacht zu tragen

FARBE: ■ schwarz

INDIKATIONEN

Hallux valgus, nach Hallux-OP zur Sicherung des Behandlungserfolgs, postoperative Kapselentlastung

GRÖSSEN

Umfang in cm um Vorfuss



small	_____	16 – 19 cm
medium	_____	19 – 22 cm
large	_____	22 – 25 cm

rechts oder links angeben

BORT Generation Hallux valgus Schiene

REF 215930



Pos.Nr. 22.01.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Soft-Orthese zur korrigierenden oder postoperativen Stabilisierung der Grosszehe und des Grosszehengrundgelenkes
- Stufenlose Einstellung des Korrekturdruckes mittels seitlich positioniertem Korrekturband
- Entlastungspelotte auf Höhe des Grosszehengrundgelenkes

DAS GENERATION-PLUS

- Geringe Materialstärke und individuelle Einstellmöglichkeiten
- Tag und Nacht zu tragen
- Hoher Tragekomfort durch dünnes, weiches Material
- Einfach und leicht anzulegen
- Ansprechendes, funktionelles Design

FARBE: ■ blau

INDIKATIONEN

Hallux valgus, nach Hallux-OP zur Sicherung des Behandlungserfolgs, postoperative Kapselentlastung

GRÖSSEN

Grösse	Schuhgrössen
Grösse 0	35 – 37
Grösse 1	38 – 40
Grösse 2	41 – 43

rechts oder links angeben

BORT Valco®
Hallux valgus Schiene
REF 930010



Med

Pos.Nr. 22.01.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Hallux valgus Schiene zur physiologischen Korrektur des Grosszehengrundgelenks
- Anatomische Passform
- Drei verstellbare Verschlussbänder
- Einsatz in Ruhephasen

- Verpackung: Stück

FARBE: weiss/grau

DAS MED-PLUS

- Einfache und exakte Einstellung der Hebelkräfte
- Vollflächige Kaschierung der Schieneninnenseite mit Schaumstoff
- Lüftungsfenster im Zehenbereich

INDIKATIONEN

Hallux valgus, nach Hallux-OP zur Sicherung des Behandlungserfolgs, postoperative Kapselentlastung

GRÖSSEN	Schuhgrössen
small _____	bis 38
medium _____	38 – 41
large _____	über 41

rechts oder links angeben

BORT Silikon-Fersenpolster
REF 930050



Med

Pos.Nr. 26.01.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Silikon-Fersenpolster zur Stossabsorption
- Reduzierung der Stossbelastung auf Sprung-, Knie- und Hüftgelenke sowie auf die Wirbelsäule
- Schalenförmige Fassung der Ferse
- Höhe: 6 mm

- Verpackung: Paar

DAS MED-PLUS

- Rutschfest
- Abwaschbar
- Hygienisch
- Für alle Schuharten geeignet

INDIKATIONEN

Achillodynie, Haglundferse, Rückfussbeschwerden, Stossdämpfung bei Arthrose von Sprung-, Knie-, Hüftgelenk

GRÖSSEN	Schuhgrössen
small _____	bis 38
medium _____	39 – 41
large _____	42 – 44
x-large _____	45 – 47

Lieferung paarweise

BORT Fersenspornpolster**REF** 950220

Pos.Nr. 26.01.01.00.1

BORT Silikon-Fersenspornpolster mit SoftSpot**REF** 930070

Pos.Nr. 26.01.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Viskoelastisches Fersenspornpolster mit herausnehmbarem Polstermodul
- Reduzierung der Stossbelastung auf Sprung-, Knie- und/oder Hüftgelenke sowie auf die Wirbelsäule
- Fussseite beschichtet, Unterseite selbsthaftend
- Höhe: 6 mm

- Verpackung: Paar

PRODUKTMERKMALE

- Silikon-Fersenspornpolster mit weicher SoftSpot Einlage
- Reduzierung der Stossbelastung auf Sprung-, Knie- und Hüftgelenke sowie auf die Wirbelsäule
- Schalenförmige Fassung der Ferse
- Anatomische Weichbettung des Fersenspornes
- Höhe: 6 mm

- Verpackung: Paar

DAS MED-PLUS

- Rutschfest
- Für alle Schuharten geeignet
- Abwaschbar
- Hygienisch

DAS MED-PLUS

- Rutschfest
- Abwaschbar
- Hygienisch
- Für alle Schuharten geeignet

INDIKATIONEN

Fersensporn, Achillodynie, Haglundferse, axiale Stossdämpfung bei Beingelenkarthrose

INDIKATIONEN

Fersensporn, Achillodynie, Haglundferse, Stossdämpfung bei Arthrose von Sprung-, Knie-, Hüftgelenk

GRÖSSEN

Schuhgrösse

A	32 – 35
B	36 – 40
C	41 – 44
D	45 – 48

Lieferung paarweise

GRÖSSEN

Schuhgrössen

small	bis 38
medium	39 – 41
large	42 – 44
x-large	45 – 47

Lieferung paarweise

BORT Verkürzungsausgleich
REF 950240



Med

Pos.Nr. 26.01.01.00.1

BORT Verkürzungsausgleich aus Silikon
REF 930200



Med

Pos.Nr. 26.01.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Viskoelastisches Silikon-Fersenkissen zum Beinlängenausgleich
- Fussseite beschichtet, Unterseite selbsthaftend
- Höhen: 5 mm, 10 mm

- Verpackung: Stück

DAS MED-PLUS

- Rutschfest
- Für alle Schuharten geeignet
- Abwaschbar
- Hygienisch

PRODUKTMERKMALE

- Silikon-Fersenkissen zum Beinlängenausgleich
- Aus dauerhaftem Silikon
- Höhen: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm
- **Auch für Kinder**, Seite 15

- Verpackung: Stück

DAS MED-PLUS

- Rutschfest
- Für alle Schuharten geeignet
- Abwaschbar
- Hygienisch

INDIKATIONEN

Ausgleich von Beinlängendifferenzen, Achillessehnenbeschwerden (Achillodynie)

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small _____	bis 40
large _____	über 40
Höhen _____	5 mm / 10 mm
rechts und links gleich	

GRÖSSEN	Schuhgrößen
Kinder _____	33 – 35
small _____	36 – 39
medium _____	40 – 43
large _____	44 – 47
Höhen _____	3 mm / 5 mm / 8 mm / 10 mm
rechts und links gleich	

Praktische Helfer zur täglichen Unterstützung

REHA-Produkte



**Herdegen Gehhilfen
«Evolution»**
REF 200000



Pos.Nr. 10.01.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Griff aus Polypropylen
- Belastbarkeit bis 130 kg pro Gehhilfe, getestet und zertifiziert
- Anti-Rutsch Gummikappe
- Integrierter Lärmschutz

- Verpackung: Paar

FARBEN: ■ grau ■ blau ■ rot
■ türkis ■ anis

DAS MED-PLUS

- Breite Farbpalette
- Verstellmöglichkeiten 10-fach durch Sicherheitsclip

INDIKATIONEN

Einsatz nach posttraumatischen oder postoperativen Zuständen der unteren Extremitäten und/oder altersbedingten Schwächezuständen

GRÖSSEN

Nur eine Grösse

**Herdegen Gehhilfen
«Advance»**
REF 200900



Pos.Nr. 10.01.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Bi-Material Griff aus Polypropylen und Elastomer
- Belastbarkeit bis 140 kg, getestet und zertifiziert
- Anti-Rutsch Pivoflex Gummikappe
- Integrierter Lärmschutz

- Verpackung: Paar

FARBEN: ■ blau ■ türkis

DAS MED-PLUS

- Breite Farbpalette
- Verstellmöglichkeiten 10-fach durch Sicherheitsclip
- Mit Reflektor

GRÖSSEN

Nur eine Grösse

Herdegen Kinder-Gehhilfen «TIKI»

REF 200522 (220527) / 200523 (200528) / 610600





Pos.Nr. 10.01.01.02.1

PRODUKTMERKMALE

- Buntes und schönes Design für Kinder oder Jugendliche
- Max. Gewicht des Benutzers 100 kg
- Manschettenhöhe: 3 Positionen von 11 bis 21 cm
- Stützhöhe: 10 Positionen von 55 bis 77 cm

- Verpackung: Paar

FARBEN:  rot/blau  anis/schwarz  violett/türkis

INDIKATIONEN

Einsatz nach posttraumatischen oder postoperativen Zuständen der unteren Extremitäten und/oder altersbedingten Schwächezuständen

GRÖSSEN

Nur eine Grösse

**Herdegen
Ersatzfuss für Krücken**
REF 920100



Med

Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE

- Für alle unsere Gehhilfen
- Verpackung: 1 Stück

FARBE: ■ schwarz

**BORT Polster
für Unterarmgehstützen**
REF 190800



Med

Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE

- Selbstklebende Polster für Unterarmgehstützen
- Textilbeschichtete Oberfläche, problemlos zuschneidbar
- Masse: 11 x 7,5 cm

- Verpackung: Paar

FARBEN: ■ blau ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Zuschneidbar, daher individuell einzusetzen

INDIKATIONEN

Druckbeschwerden durch aussergewöhnliche Belastungen der Hand oder der Ellenbogenregion

GRÖSSEN

Nur eine Grösse

GRÖSSEN

Nur eine Grösse

BORT Griffpolster für Unterarmgehstützen

REF 190820



Keine Pos.Nr.-Angabe

BORT EasyLife® Greifhilfen

REF 118150/170/190/100



Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE

- Innenseite, strapazierfähiges Neopren
- Aussenseite, hautfreundliche Textilkaschierung
- Einfaches Fixieren durch Klettverschluss
- Masse: 10 x 10 cm
- Verpackung: Paar

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Hohe Formstabilität

INDIKATIONEN

Druckbeschwerden durch aussergewöhnliche Belastungen der Hand oder der Ellenbogenregion

GRÖSSEN

Nur eine Grösse

PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Greifhilfe zum Greifen von grossen und kleinen Gegenständen (Flaschen, Nadeln, etc.)
- Spezielle Gummilippen erlauben ein dosiertes und gezieltes Greifen von Gegenständen
- Arretierung: Gegriffene Gegenstände werden auch nach Loslassen des Griffhebels gehalten
- Auch als zusammenklappbare Variante erhältlich
- Länge: 75 cm, zusammengeklappt 45 cm

DAS MED-PLUS

- Zwei Einstellmöglichkeiten:
- Kurzer Hebelweg: normaler Kraftaufwand bei uneingeschränkter Greiffähigkeit der Hand
- Langer Hebelweg: Geringerer Kraftaufwand bei eingeschränkter Greiffähigkeit der Hand
- Zusammenklappbare Variante ideal für unterwegs und im Rollstuhl

INDIKATIONEN

Z. B. Paraplegie, Bewegungseinschränkung

LÄNGEN

50 cm	_____	REF 118150
75 cm	_____	REF 118170
90 cm	_____	REF 118190
klappbar 75/45 cm	_____	REF 118100

**BORT Therapieknäuel
Standard****REF** 951500

Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE

- Therapieknäuel aus 100 % Silikon
- 6 verschiedene Festigkeiten
- Latexfrei
- Dosengrößen: 80 g

DAS MED-PLUS

- Stärkung der Muskulatur an Fingern, Hand und Unterarm
- Durchführung umfangreicher therapeutischer Finger- und Handübungen
- Übungsanleitung mit vielen Beispielen liegt jeder Dose bei

INDIKATIONEN

Wiederherstellung der Bewegungsfähigkeit der Hand

FESTIGKEIT

FESTIGKEIT	Farbe
extra-weich	hellblau
weich	pink
mittel-weich	hellgrün
mittel	dunkelblau
mittel-fest	violett
fest	dunkelgrün

BORT Codyn® Sitzkissen**REF** 190530

Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE

- Spezielles Ringkissen mit Aussparung im Steissbeinbereich
- Aufblasbar, mit Ventil
- Lieferung inkl. Handluftpumpe
- Masse: ca. 45 cm x 45 cm, Innendurchmesser ca. 16 cm

FARBE: ■ blau

DAS MED-PLUS

- Geeignet für jede Sitzgelegenheit
- Aufblasbar, daher einfache Mitnahme und überall einsetzbar

INDIKATIONEN

Coccygodynie, Zustand nach Steissbeinprellung und -fraktur, perianale Entlastung bei Hämorrhoiden, nach Enddarmoperationen, periproktitischer Abszess, Zustand nach Episiotomie

GRÖSSEN

Nur eine Grösse

Qualitätsmarken zur individuellen Rundum-Versorgung. OTC-Markenprodukte



Stabilisierende Gelenkbandagen für Arbeit und Freizeit.



Stabilisierende Gelenkbandagen für Freizeit und Sport.



Praktische Helfer zur täglichen Unterstützung.



Das Wärme-Programm zum Wohlfühlen.



Sanfter Fusschutz aus Silikon & Gel.



Schützt empfindliche Füsse - mit Textilbezug.



Bunte Vielfalt für Therapie und Sport. Elastische Binden und Kinesiotapes.

Alle OTC Produkte finden Sie in unserem Produktkatalog oder online unter www.orthosan.ch

Was ist erstattungsfähig?

Diesem Programm wurde die MiGel Liste Stand 01.01.2025 zu Grunde gelegt.

Dieses Programm ersetzt alle vorhergehenden Jahrgänge sowie deren Zuordnung.

Der Inhalt, sowie die abgebildeten MiGel-Nummern dieser Ausgabe berücksichtigen den Stand zum 01.01.2025 bei Druckschluss.

Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

Alle Rechte vorbehalten.

Rechtsgrundlagen

Die gesetzliche Grundlage für die Kostenübernahme von Mitteln und Gegenständen als Pflichtleistungen der sozialen Krankenversicherung stellt das Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) dar. Nähere Ausführungen hierzu finden sich in der Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung (KVV; SR 832.102), die ergänzt wird durch die Bestimmungen der Krankenpflege-Leistungsverordnung vom 29. September 1995 (KLV; SR 832.112.31) des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI).

Die vorliegenden Vorbemerkungen und Erläuterungen (Ziffer 2 - 6) sind eine Dienstleistung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und haben keinen rechtsverbindlichen Charakter.

Vergütungsregelung MiGel (Art. 20 ff. KLV)

Von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung werden die in der MiGel aufgeführten Mittel und Gegenstände bis zu dem in der MiGel aufgeführten Höchstvergütungsbetrag (HVB) vergütet [...]

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie in unserem Katalog oder auf unserer Webseite.



Online-Shop



Vertrieb in der Schweiz durch:

orthoSan[®]
medical products

Orthosan AG
Freiburgstrasse 634
3172 Niederwangen b. Bern
Telefon +41 31 822 05 45

www.orthosan.ch
info@orthosan.ch



BORT GmbH
www.bort.com

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.[®]