

# Programme Printemps 2025/26

## Med

Au cœur  
d'une vie  
saine



select®



Sport



Generation



# BORT est votre partenaire performant

**Convaincant grâce à un vaste choix, une haute qualité et une expérience de plusieurs décennies**

Depuis plus de 40 ans, nous entretenons avec nos clients du commerce spécialisé un partenariat de confiance et convainquent par leur choix, leur qualité et de notre expérience.

Une gamme complète de produits médicaux dans les domaines de l'orthopédie et phlébologie et un rapport qualité/prix réputé, fait de BORT un partenaire polyvalent, performant et fiable.

## ORTHOPÉDIE



Notre gamme d'aides orthopédiques se divise en différentes lignes de produits et est adaptée aux besoins individuels de différents groupes cibles.

### **Développement et production de produits innovants, logistique moderne**

Nos connaissances internes, l'échange professionnel intensif avec les médecins, les thérapeutes et nos partenaires commerciaux spécialisés aboutissent constamment à des solutions de produits nouvelles et innovantes pour des soins compétents aux patients.

## BORT Aktiven®: Faites confiance à BORT pour la qualité éprouvée de BORT en matière de thérapie de compression.

Les bas de compression médicaux BORT AktiVen® pour la phlébologie sont fabriqués selon un procédé de tricot circulaire respectant des normes de qualité élevées et sont également disponibles sur mesure.

Avec l'offre BORT AktiVen® en tricot circulaire, c'est un véritable plus, de surcroît riche en variantes, que nous vous proposons dans notre assortiment.

## PHLÉBOLOGIE



**Notre assortiment BORT AktiVen® est fabriqué en technologie de tricotage circulaire avec un standard de qualité élevé**

- ⊕ **INDIVIDUAL «Plus»**  
Chaque bas est adapté à la mesure individuelle de la jambe
- ⊕ **«Plus» de confort**  
Surface douce pour un confort optimal
- ⊕ **«Plus» de coupe**  
Forme individuelle sur mesure



Vous êtes intéressé?

Notre représentant répondra volontiers à toutes vos questions.

# BORT – Tout sur un coup d’œil.

Année après année, nous développons de nouvelles solutions qui répondent aux besoins actuels des patients.

## **BORT DigiSoft® Vario-orthèse de doigts**

**REF** 112790



Med

## **Pour une immobilisation fiable**

Système modulaire d’orthèse, stabilisation du poignet démontable.

Page 45

## **BORT SellaTex® Plus – Quervain**

**REF** 112160



Med

## **Soulagement de la douleur en cas de surmenage**

Orthèse de poignet avec fenêtre médiale pour l’immobilisation et la stabilisation en cas de tendovaginite de Quervain.

Page 54

## **BORT X-Walker**

**REF** 101 300/320/350



Med

## **Tout simplement bien soigné(e) avec le système à vide**

Le programme d’orthèses pour le traitement des blessures du pied et de la cheville.

Page 150/151

## **BORT Asymmetric® Sport genouillère avec bande adhésive**

**REF** 114700SPH



Sport

## **Pour la correction de la voie de glissement de la rotule**

Genouillère de sport avec bande adhésive, également disponible en tailles plus et double plus.

Page 122

## **BORT MyoActive Sport bandage de mollet**

**REF** 116500SP



Sport

## **En cas de claquage ou d’élargissement musculaire**

Bandage actif pour la jambe avec effet proprioceptif.

Page 119



## NOTRE PROGRAMME

<b>KIDS</b>	<b>6</b>
Tableau des indications	17
Cou	18
Épaule	20
Tableau des indications	31
Coude	32
Tableau des indications	42
Doigts	43
Pouce	46
Tableau des indications	59
Main	60
Tableau des indications	78
Colonne vertébrale thoracique	79
Dos	80
Tableau des indications	97
Corps	98
Aîne/Hanche	104
Tableau des indications	109
Genou	110
Tableau des indications	136
Cheville	137
Pied	148
Chaussures	154
Talonnnette	160
Rééducation	163
OTC	169
Remarque importante	171



## Nouvelles marges: BORT appareillages orthopédiques



### L'ASSORTIMENT KIDS

- ✚ **BORT Bandages et orthèses pour enfants**  
Protection fonctionnelle pour que les petites articulations puissent grandir sainement.

**BORT soutien cervical****[REF]** 127260 KIDS

Pos.No. 22.12.01.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- soutien cervical anatomique pour la stabilisation cervicale
- tissu-éponge poreux souple
- cavité pour le larynx
- fermeture velcro, réglable

COULEUR: ■ bleu

**KIDS-EXTRA**

- à porter jour et nuit
- bords spécialement arrondis
- revêtement doux pour la peau 100% coton

**INDICATIONS**


États douloureux cervicaux, traumatisme cervical léger, distorsion, syndrome cervical, post-opératoire

TAILLES Tour du cou

Enfants (x-small) \_\_\_\_\_ jusqu'à 33 cm

Aussi pour adultes voir  
page 18

hauteurs de menton 5,0 cm / 6,0 cm

**BORT sangles pour soutenir le bras Mitella****[REF]** 610120CH

Pos.No. 05.10.01.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- sangle pour bras à usage universel pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule
- largeur: 3,5 cm
- longueur: min. 66 cm, max. 95 cm

COULEUR: ■ rouge

**KIDS-EXTRA**

- maniement facile
- fourniture médicale

**INDICATIONS**

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en présence d'irritations périarticulaires et affections glénohumérales, fractures simples, syndrome sus-épineux

TAILLES Largeur

Enfants \_\_\_\_\_ 3,5 cm

Aussi pour adultes voir  
page 23

droite et gauche identiques

**BORT OmoBasic®** selon Gilchrist  
**REF 121350 KIDS**


Med

Pos.No. 22.09.01.00.1

### DÉTAILS PRODUIT

- bandage ouvert d'adduction épaule-bras pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule
- maintien sûr et stabilisation du bras en adduction grâce à une courroie de stabilisation pour la sangle
- matériel de sangles souple et stable pour la traction

COULEUR: ■ bleu

### KIDS-EXTRA

- réglage flexible au niveau de la main et la partie supérieure du bras
- bonne accessibilité à la zone opératoire pour soigner les blessures
- doux pour la peau



### INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en cas de distorsion, luxation, fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus, fracture de l'omoplate, blessure de la coiffe des rotateurs

### TAILLES

Longueur Olecranon  
jusqu'à l'os Metacarpal V



Enfants \_\_\_\_\_ 22 – 25 cm

Aussi pour adultes voir  
page 23

droite et gauche identiques



**BORT bandage claviculaire****REF** 121700 KIDS

Pos.No. 22.09.05.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- bandage pour «sac à dos»
- bretelles rembourrées souples
- trois fermetures velcro, individuellement ajustables pour une stabilisation idéale

COULEUR: ■ bleu

**KIDS-EXTRA**

- s'adapte à la forme du corps, tout spécialement au niveau des aisselles, partie particulièrement sensible
- agréable à porter
- doux pour la peau
- pour être porté le jour et la nuit

**INDICATIONS**

Traitement des fractures de la clavicule

TAILLES Tour sous la poitrine



Enfants \_\_\_\_\_ jusqu'à 65 cm

Aussi pour adultes voir page 20

**BORT StabiloFix®****REF** 104600 KIDS

Pos.No. 22.09.05.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- soutien pour correction du maintien de la colonne vertébrale thoracique
- matériel de la ceinture souple, non élastique

COULEUR: ■ bleu

**KIDS-EXTRA**

- facile à enfiler et à retirer par le patient grâce à la fermeture sur la poitrine
- s'adapte à la forme du corps, tout spécialement au niveau des aisselles, région particulièrement sensible
- avec des plis cousus pour simplifier le raccourcissement des bandes
- sans latex

**INDICATIONS**

Redressement et soulagement de la pression thoracique, p.ex. défaut postural de la colonne vertébrale thoracique

TAILLES Tour sous la poitrine



Enfants \_\_\_\_\_ 50 – 70 cm

Aussi pour adultes voir page 80

### BORT DigiSoft® orthèse des doigts

**REF** 112770 KIDS



Med

Pos.No. 22.06.04.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- attelle de doigt pour immobiliser les articulations interphalangiennes
- attelle en aluminium malléable avec rembourrage souple

COULEUR: ■ gris

#### KIDS-EXTRA

- possibilité d'immobiliser un ou deux doigts
- appui dorsal après transformation possible
- fermeture velcro positionnable à souhait sur le métacarpe et les doigts

#### INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique, p.ex. pour redressement, position de repos

#### TAILLES

Longueurs main



Enfants \_\_\_\_\_ 11 – 14 cm

Aussi pour adultes  
voir page 46

droite et gauche identiques

### BORT SellaTex® Classic

**REF** 112050C KIDS



Med

Pos.No. 22.07.04.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- bandage de poignet avec immobilisation supplémentaire aux articulations métacarpo-phalangienne et en selle du pouce
- attelle palmaire et dorsale pour la stabilisation du poignet et du métacarpe
- élément pour le pouce malléable
- longueur: env. 17 cm

COULEUR: ■ gris

#### KIDS-EXTRA

- dispositif facilitant l'enfilage
- agréable à porter
- bande de soutien Stabilo®

#### INDICATIONS

Préopératoire, post-traumatique, post-opératoire, p.ex. après reconstruction ligamentaire du pouce, immobilisation en état rhumatisal et inflammatoire

#### TAILLES

Tour du poignet



Enfants \_\_\_\_\_ 13 – 15 cm

Aussi pour adultes  
voir page 56

**Veillez indiquer droite ou gauche**

### BORT ManuStabil® court

[REF] 112730 KIDS



Med

Pos.No. 22.07.04.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de poignet fixe avec attelle de renfort palmaire et dorsale, individuellement malléable
- modèle de confection court
- longueur: env. 17 cm

COULEUR: ■ gris

#### KIDS-EXTRA

- stabilisation effective du poignet grâce à la bande de soutien Stabilo®
- confortable grâce au matériel perméable à l'air
- peut être porté même la nuit

#### INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex, distorsion, paralysie des nerfs périphériques, tendovaginite

#### TAILLES

Tour du poignet




Enfants \_\_\_\_\_ 13 – 15 cm

Aussi pour adultes voir page 67

**Veillez indiquer droite ou gauche**

### BORT genouillère Osgood-Schlatter

[REF] 114510 KIDS



Med

Pos.No. 05.04.13.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour réduction de pression locale de la tubérosité tibiale
- tissu tricoté SOFTflex pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- tricoté en forme anatomique
- coussinet en silicone à plusieurs zones
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- classe de compression II

COULEUR: ■ bleu

#### KIDS-EXTRA

- structure de surface douce et satinée, pour un confort de portée très agréable
- zone de flexion particulièrement élastique dans le creux poplité, même pour une longue durée de portée
- brides en V pour un soulagement réglable

#### INDICATIONS

Influence sur le glissement de la rotule, Maladie d'Osgood-Schlatter, tendinose à l'insertion de la tubérosité tibiale, épanchement articulaire, états irritatifs

#### TAILLES

Mesure-d Mesure-f



Enfants \_\_\_\_\_ 23 – 26 cm 28 – 32 cm

Aussi pour adultes voir page 117

**droite et gauche identiques**



## DÉTAILS PRODUIT

- genouillère classique comprimant les parties molles, pour stabiliser et soulager l'articulation du genou
- tissu tricoté SOFTflex pour d'avantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- pelote viscoélastique
- classe de compression II

COULEUR: ■ bleu

## KIDS-EXTRA

- structure de surface douce et satinée
- zone de flexion particulièrement élastique dans le creux poplité, même pour une longue durée de portée

## INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du genou, épanchement articulaire récidivante, p.ex. instabilité du ligament, méniscopepathie

TAILLES Mesure-d Mesure-f



Enfants — 23 – 26 cm 28 – 32 cm

Aussi pour adultes voir page 114

droite et gauche identiques



## DÉTAILS PRODUIT

- bandage de genou avec renforts métalliques latéraux articulés pour guider le genou
- pelote viscoélastique
- sangles de fixation circulaires sur le haut et le bas de la jambe
- tricoté en forme anatomique
- classe de compression II

COULEUR: ■ argent

## KIDS-EXTRA

- extension limitée à 0°
- attelles articulées individuellement malléables

## INDICATIONS

Instabilité légère à moyenne du ligament latéral du genou


TAILLES Mesure-d Mesure-f



Enfants — 23 – 26 cm 28 – 32 cm

Aussi pour adultes voir page 124

Droite et gauche identiques

**BORT attelle d'immobilisation  
avec ouverture rotulienne****[REF]** 145000 KIDS

Med

Pos.No. 22.04.03.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- attelle de genou pour l'immobilisation de l'articulation du genou. Blocage de flexion à 0° et 20°
- avec ouverture rotulienne, en trois parties
- attelles médiales et latérales en aluminium, positionnable à souhait
- longueur: 38 cm

COULEUR: ■ noir

**KIDS-EXTRA**

- forme qui s'adapte parfaitement au corps grâce à la construction tripartite
- agréable à porter grâce au rembourrage en tissu-éponge à l'intérieur
- les attelles en aluminium peuvent être enlevées pour le lavage

**INDICATIONS**

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, lésions articulaires, musculaires ou ligamentaires

Longueur de l'attelle Taille du corps

Enfants (38 cm) \_\_\_\_\_ 80 – 145 cm  
Veuillez indiquer le blocage de flexion 0° ou 20°

Aussi pour adultes voir page 133

droite et gauche identiques

**BORT Helix S Spiral-  
dynamik® cheville AST****[REF]** 053200 KIDS

Med

Pos.No. 05.02.14.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- cheville pour soutien de la torsion de l'arrière-pied et redressement de la voûte plantaire
- bandes fines et élastiques
- tricot 3D en forme anatomique
- deux pelotes en silicone
- bord supérieur renforcé extra-doux au niveau du mollet

COULEUR: ■ noir

**KIDS-EXTRA**

- stabilisation de l'articulation de la cheville et activation de la musculature du pied grâce à l'effet de compression
- brides de support fonctionnelles en présence de déformations classiques du pied (p.ex. pied plat-pied en éventail)
- confort agréable même pendant une activité intense
- dispositif facilitant l'enfilage séparé

**INDICATIONS**

Douleurs aux pieds suite aux anomalies de la statique et malformations du pied à cause d'un dysfonctionnement, états irritatifs post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation inférieure de la cheville et du tarse, p.ex. en cas de faiblesse ligamentaire

TAILLES

Tour de la cheville



Enfants \_\_\_\_\_ 17 – 19 cm

Aussi pour adultes voir  
page 144

Veuillez indiquer droite ou gauche

### BORT TaloStabil® Eco

REF 054600 KIDS



Pos.No. 05.02.12.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- chevillère comprimant les parties molles
- tissu tricoté SOFTflex pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- deux pelotes en silicone pour massage intermittent
- classe de compression II

COULEUR: ■ bleu

#### KIDS-EXTRA

- structure de surface douce et satinée
- réduction de la pression au niveau du bord de la cheville

#### INDICATIONS

États d'irritation post-traumatiques et post-opératoires chroniques des parties molles de l'articulation inférieure de la cheville, distorsion, faiblesse ligamentaire, après déplâtrage, blessures ligamentaires

#### TAILLES

Tour de la cheville



Enfants \_\_\_\_\_ 17 – 19 cm

Aussi pour adultes voir page 141

droite et gauche identiques

### BORT orthèse MalleoStabil®

REF 100500 KIDS

NOUVEAU DESIGN



Pos.No. 22.02.01.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de la cheville combinée à des rembourrages air, gel et mousse pour stabiliser la cheville et limiter la pronation et la supination

COULEUR: ■ gris 

### BORT MalleoStabil® Soft-orthèse

REF 100520

- uniquement avec mousse à effet mémoire

### BORT MalleoStabil® Air/Gel-orthèse

REF 100540

- uniquement avec coussin de gel/air

#### KIDS-EXTRA

- ne gêne pas pendant la marche
- facilement positionnable grâce à des fermetures velcro

#### INDICATIONS

Protection post-opératoire d'une reconstruction ligamentaire, thérapie conservatrice suite à des distorsions de l'articulation de la cheville de tout niveau de gravité, thérapie fonctionnelle des ruptures ligamentaires, blessures ligamentaires, traitement de traumatismes de pronation ou de supination, lésion du ligament talo-fibulaire

#### TAILLES

Taille du corps

Taille 1/Enfants \_\_\_\_\_ jusqu'à 155 cm

Aussi pour adultes voir page 147

droite et gauche identiques

**BORT TalofX®****[REF] 054800 KIDS**NOUVEAU  
DESIGN

Pos.No. 22.02.04.00.1

**BORT compensation  
de longueur en silicone****[REF] 930200 KIDS**

Pos.No. 23.01.01.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- bandage soft sous forme de chevillère pour la stabilisation des articulations supérieures et inférieures de la cheville
- enveloppes capitonnées bilatérales avec coussins doux en MemoryMousse
- brides en croix avec technologie Dynamic Force Control (DFC)
- matériel élastique, imperméable à l'humidité
- Orthèse s'ouvrant complètement à l'arrière, pour un accès facile

COULEUR: ■ noir

**KIDS-EXTRA**

- design mince
- utilisable sans problème dans des chaussures de sport et des chaussures normales
- limitation de l'avancement du talus, grande stabilité
- positionnement de l'articulation de la cheville en pronation ou en supination

**INDICATIONS**

Protection post-opératoire d'une reconstruction ligamentaire, thérapie conservatrice de distorsions de l'articulation de la cheville et ruptures ligamentaires, immobilisation en présence d'états irritatifs inflammatoires, tendinites, blessures ligamentaires, traitement de traumatismes de pronation et de supination

**TAILLES**

Tour de la cheville



Enfants \_\_\_\_\_ 17 – 19 cm

Aussi pour adultes voir  
page 145

Veuillez indiquer droite ou gauche

**DÉTAILS PRODUIT**

- talonnette en silicone pour compensation de la différence de longueur des jambes
- en silicone très résistant
- hauteurs: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm
- emballage: par pièce

**KIDS-EXTRA**

- anti-glisse
- approprié pour toutes sortes de chaussures
- lavable
- hygiénique

**INDICATIONS**

Compensation de la différence de longueurs des jambes, douleurs du tendon d'Achille (achillodynie)

**TAILLES**

Pointure

Enfants \_\_\_\_\_ 33 – 35  
hauteurs 3 mm / 5 mm / 8 mm / 10 mm

Aussi pour adultes voir page 162

droite et gauche identiques


Dans chaque situation:  
stabilisation et soulagement de la  
colonne cervicale et de l'épaule.





Tableau des indications pour produits sélectionnés		Soutien cervical 127260/ 360/660 <b>Stabilo® Nec</b> 127560	Bandage claviculaire 121700	OmoFX 121100	OmoFX Vario 121020	Generation Orthèse d'épaule 215700	Omo- Basic® 121350/ 121500	Omo- Xpress 120900  Omo- Xpress light 120920	Omo- Stabil® 121200	BORT OmoSAT 121980	OmoARS 121900	OmoTex Traction 120800	Omo Control 120700
Page		P. 18/20	P. 20	P. 27	P. 28	P. 24	P. 23/25	P. 26/27	P. 25	P. 26	P. 29	P. 22	P. 21
Positionnement	rotation externe (RE)												
	abduction (AB)												
	adduction (AD)												
	Traction												
Syndrome cervical		●											
Fracture de la clavicule			●										
Arthrose						●							
Syndrome d'impingement												●	
Syndrome sus-épineux				●									
Contusions							●	●					
Post-opératoire				●	●	●	●	●	●	●	●		●
Luxation							●	●		●			●
Fracture de l'humérus sous-capitale						●	●	●					●
Signes de paralysie						●							●
Lésion de la coiffe des rotateurs						●							
États irritatifs									●				
instabilité légère à moyenne													●

**BORT Stabilo®**  
**soutien cervical**  
**[REF] 127160**



Pos.No. 22.12.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- soutien cervical anatomique pour la stabilisation cervicale
- tissu-éponge poreux rigide, à porter le jour
- cavité pour le larynx
- fermeture velcro, réglable

COULEUR:  beige

MED-EXTRA

- bords spécialement arrondis
- revêtement doux pour la peau 100 % coton

**BORT**  
**soutien cervical**  
**[REF] 127260/360/660**






Pos.No. 22.12.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- soutien cervical anatomique pour la stabilisation cervicale
- tissu-éponge poreux souple
- cavité pour le larynx
- fermeture velcro, réglable
- aussi pour enfants, voir page 7

COULEURS:


-  blanc **[REF] 127260),**
-  bleu (**Enfants**) **[REF] 127260),**
-  beige **[REF] 127360),**
-  bleu/noir **[REF] 127660)**

MED-EXTRA

- à porter jour et nuit
- bords spécialement arrondis
- revêtement doux pour la peau 100 % coton

INDICATIONS

États douloureux cervicaux, traumatisme cervical léger, distorsion, syndrome cervical, post-opératoire

TAILLES	Tour du cou
 small	_____ jusqu'à 38 cm
medium	_____ 38 – 43 cm
large	_____ 43 – 48 cm
Hauteur sous menton: 5,5 cm / 7,5 cm / 9,0	

TAILLES	Tour du cou
<b>Enfants (127260, bleu)</b>	<b>_____ jusqu'à 33 cm</b>
small	_____ jusqu'à 38 cm
medium	_____ 38 – 43 cm
large	_____ 43 – 48 cm
<b>Enfants 5,0 cm / 6,0 cm</b>	

**BORT soutien cervical Eco****REF** 127460

Pos.No. 22.12.01.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- soutien cervical anatomique pour la stabilisation cervicale
- cavité pour le larynx
- tissu-éponge poreux souple
- fermeture velcro, réglable
- longueur: 56 cm

COULEURS: ■ beige ■ bleu/noir

## ECO-EXTRA

- à porter jour et nuit
- bords spécialement arrondis
- revêtement doux pour la peau
- 100 % coton

## INDICATIONS

États douloureux cervicaux, traumatisme cervical léger, distorsion, post-opératoire

**BORT StabiloNec® Eco****soutien cervical****REF** 127570

Pos.No. 22.12.02.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- soutien cervical anatomique pour la stabilisation cervicale
- bande de renfort intégrée
- cavité pour le larynx
- tissu-éponge poreux rigide
- fermeture velcro, réglable
- longueur: 56 cm

COULEURS: ■ beige ■ bleu/noir

## ECO-EXTRA

- stabilisation fonctionnelle
- bords spécialement arrondis
- revêtement doux pour la peau
- 100 % coton

## INDICATIONS

États douloureux graves, traumatisme par projection moyen, syndrome cervical, post-opératoire

## TAILLES

Hauteur sous menton



Taille 0	_____	5,5 cm
Taille 1	_____	7,5 cm
Taille 2	_____	9,0 cm
Taille 3	_____	11,0 cm

Une seule longueur (56 cm), convient à un tour du cou de 32 à 45 cm

**BORT StabiloNec®**  
**soutien cervical**  
**[REF] 127560**


Pos.No. 22.12.02.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- soutien cervical anatomique pour la stabilisation cervicale
- bande de renfort intégrée
- tissu-éponge poreux rigide
- cavité pour le larynx
- fermeture velcro, réglable

COULEUR: beige

## MED-EXTRA

- stabilisation fonctionnelle
- bords spécialement arrondis
- revêtement doux pour la peau
- 100 % coton

## INDICATIONS

États douloureux graves, traumatisme cervical moyen, syndrome cervical, torticolis (rhumatismal), ostéochondrose/spondylarthrose du rachis cervical, post-opératoire

## TAILLES

Tour du cou



small	_____	jusqu'à 38 cm
medium	_____	38 – 43 cm
large	_____	43 – 48 cm

Hauteur sous menton: 5,5 cm /  
7,5 cm / 9,0 cm / 11,0 cm

**BORT bandage claviculaire**  
**[REF] 121700**


Pos.No. 22.09.05.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- anneaux claviculaire « en huit »
- bretelles rembourrées souples
- trois fermetures velcro, individuellement ajustables pour une stabilisation idéale
- aussi pour enfants, voir page 9

COULEURS: blanc (adultes),  
 bleu (enfants)

## MED-EXTRA

- s'adapte à la forme du corps, tout spécialement au niveau des aisselles, partie particulièrement sensible
- doux pour la peau
- pour être porté le jour et la nuit

## INDICATIONS

Traitement des fractures de la clavicule

## TAILLES

Tour de poitrine  
en-dessous des seins

<b>Enfants</b> <b>(bleu)</b>	_____	<b>jusqu'à 65 cm</b>
small	_____	65 – 80 cm
medium	_____	80 – 95 cm
large	_____	95 – 110 cm
x-large	_____	110 – 125 cm

**BORT OmoControl****REF** 120700**BOA****APOPLEXIE**

Med

Pos.No. 22.09.02.00.1

Cou  
Épaule**DÉTAILS PRODUIT**

- orthèse d'épaule pour le maintien physiologique et la stabilisation de l'articulation de l'épaule
- correction de la rotation interne et repositionnement de la tête humérale
- soulagement de la capsule, des tendons, des muscles et des nerfs
- permet un mouvement pendulaire libre du bras

**MED-EXTRA**

- matériaux confortables pour un maximum de confort
- la construction permet de l'enfiler d'une seule main
- facile à utiliser grâce au système innovant BOA® Fit

COULEUR: ■ gris


**INDICATIONS**

Instabilité légère à moyenne de l'articulation de l'épaule, conservatrice en cas de luxation habituelle de l'épaule, inflammatoire, dégénérescence

TAILLES	Manchette de bras tour du bras Tailles (5 cm sous l'articulation du coude)		Manchette d'épaule Tour de poitrine (mesuré sous l'aisselle en cm)	
	Taille 1	(S) 20 – 25 cm	(S) 75 – 90 cm	
	Taille 2	(S) 20 – 25 cm	(M) 90 – 105 cm	
	Taille 3	(S) 20 – 25 cm	(L) 105 – 125 cm	
	Taille 4	(M) 25 – 30 cm	(S) 75 – 90 cm	
	Taille 5	(M) 25 – 30 cm	(M) 90 – 105 cm	
	Taille 6	(M) 25 – 30 cm	(L) 105 – 125 cm	
	Taille 7	(L) 30 – 35 cm	(S) 75 – 90 cm	
	Taille 8	(L) 30 – 35 cm	(M) 90 – 105 cm	
	Taille 9	(L) 30 – 35 cm	(L) 105 – 125 cm	

Indiquer droite ou gauche

**BORT OmoTex**  
**REF** 121600



Pos.No. 05.09.06.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de compression pour l'articulation de l'épaule
- brides supplémentaires, fermeture velcro pour limiter la rotation externe
- pelote en silicone librement positionnable
- tricotage anatomique active la musculature

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- guidage optimisé de l'articulation gléno-humérale
- adaptation individuelle de la longueur des sangles
- confortable même sous des vêtements

INDICATIONS

États d'irritation des tissus mous chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires dans la région de l'articulation de l'épaule, par exemple en cas d'arthrose

**BORT OmoTex Traction**  
**REF** 120800



Pos.No. 22.09.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage modulaire pour l'épaule avec manchette de poids utilisable séparément pour la décompression sous-acromiale
- tricot SOFTflex pour plus d'élasticité, stabilité et un grand confort de port
- quatre éléments de poids de 250 g chacun pour pondération individuelle de la traction
- amélioration de l'adaptabilité grâce à plaque de guidage de la sangle réglable de manière flex

COULEUR: ■ noir



BASIC-EXTRA

- meilleur guidage de l'articulation et soulagement de la pression dans la zone du caput humeri
- manchette de poids pouvant être retirée du bandage en fonction de l'évolution du traitement et réglable par bande velcro

INDICATIONS

Syndrome d'impingement, états d'irritation chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de la zone de l'articulation des épaules, périarthropathie huméro-scapulaire (PHS)

TAILLES

Tour du bras



Taille 1	24 – 28 cm
Taille 2	28 – 32 cm
Taille 3	32 – 36 cm
Taille 4	36 – 40 cm

droite et gauche identiques

**BORT sangles pour soutenir le bras Mitella****[REF]** 610120CH

Pos.No. 05.10.02.00.1

**BORT OmoBasic®**

selon Gilchrist

**[REF]** 121350

Pos.No. 22.09.01.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- sangle pour bras à usage universel pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule
- largeurs: 3,5 cm et 5,0 cm
- aussi pour enfants, voir page 7

COULEURS: ■ noir ■ rouge (Enfants)



## MED-EXTRA

- maniement facile
- fourniture médicale

## DÉTAILS PRODUIT

- orthèse ouvert d'adduction épaule-bras pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule
- maintien sûr et stabilisation du bras en adduction grâce à une courroie de stabilisation pour la sangle
- matériel de sangles souple et stable pour la traction
- aussi pour enfants, voir page 8

COULEURS: ■ bleu □ blanc



## BASIC-EXTRA

- réglage flexible au niveau de la main et la partie supérieure du bras
- bonne accessibilité à la zone opératoire pour soigner les blessures
- doux pour la peau

## INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en présence d'irritations périarticulaires et affections glénohumérales, fractures simples, syndrome sus-épineux

## TAILLES

Largeurs

Enfants (rouge)	_____	3,5 cm
Adultes (1)	_____	3,5 cm
Adultes (2)	_____	5,0 cm

droite et gauche identiques

## INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en cas de distorsion, luxations, fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus, fracture de l'omoplate, blessure de la coiffe des rotateurs

## TAILLES

Longueur Olecranon jusqu'à l'os Metacarpal V



Enfants (bleu)	_____	22 – 25 cm
Taille 0/S	_____	25 – 28 cm
Taille 1/M	_____	28 – 31 cm
Taille 2/L	_____	31 – 34 cm
Taille 3/XL	_____	34 – 38 cm

droite et gauche identiques

### BORT Generation Orthèse d'épaule [REF] 215700



Pos.No. 22.09.01.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- orthèse d'adduction épaule-bras avec pochette pour immobiliser l'articulation de l'épaule.
- ceinture de taille et d'épaule pour une fixation sûre de l'épaule et du bras.



#### BORT Generation:

Pour une meilleure mobilité des personnes âgées  
La gamme de produits offrant une grande facilité de maniement

COULEUR: ■ bleu

ACCESSOIRES: REF 991115

Repose-main avec balle

#### GENERATION-EXTRA

- l'aide au positionnement dans le dos empêche torsion des ceintures
- fermeture rapide pour une fixation simple et fixation sûre de la poche pour bras sur le système de ceinture

#### INDICATIONS

Pré-opératoire, post-traumatique, par exemple en cas d'entorse, de contusion, de fracture de l'humérus sous-capital, de signes de paralysie, d'états inflammatoires ou dégénératifs.

#### TAILLES

TAILLES	Taille du corps
Taille 1 _____	jusqu'à 160 cm
Taille 2 _____	160 – 180 cm
Taille 3 _____	plus de 180 cm

Indiquer droite ou gauche

### BORT OmoBasic® [REF] 121850CH



Pos.No. 22.09.01.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- bandage bras-épaule ouvert pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule fixation du bras et de l'avant-bras au thorax en position d'adduction
- très confortable grâce à la conduction dos-épaule de la bande de maintien
- peut être utilisé séparément

COULEUR: ■ bleu/noir



#### BASIC-EXTRA

- adaptation individuelle des sangles avec surfaces d'appui larges

### BORT sangle thoracique pour OmoBasic® [REF] 121860CH

Pos.No. 05.09.01.00.1

- Tour de taille jusqu'à 135 cm

#### INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. rupture de la coiffe des rotateurs, implant endoprothétique, distorsion, fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus, syndrome sus-épineux simple

#### TAILLES

Seulement une taille

droite et gauche identiques



**BORT OmoBasic®**  
**forme fermée**  
**[REF] 121500**


Pos.No. 22.09.01.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- bandage ouvert d'adduction épaule-bras pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule
- maintien sûr et stabilisation du bras en adduction
- grâce à une courroie de stabilisation pour la sangle
- matériel de sangles souple et stable pour la traction

COULEUR: ■ bleu



## BASIC-EXTRA

- stabilisation de l'épaule avec mouvement libre du pouce et des doigts longs
- bordure élastique au niveau des épaules
- doux pour la peau

## INDICATIONS

préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en cas de distorsion, uxations, fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus, fracture de l'omoplate, blessure de la coiffe des rotateurs

**BORT OmoStabil®**  
**«Desault-Veste»**  
**[REF] 121200**


Pos.No. 22.09.01.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- bandage d'adduction épaule-bras sous forme de gilet pour l'immobilisation de l'articulation scapulo-humérale dans une position prédéfinie
- finition de l'épaule en forme de capuchon
- maintien circulaire du torse
- composite velours perforé

COULEUR: ■ bleu



## MED-EXTRA

- fixation large de l'épaule et du bras avec pleine mobilité de l'avant-bras et de la main par ouverture du rabat-passe-bras

## INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en cas de contusion, luxations, fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus, lésion de la coiffe des rotateurs

TAILLES	Tour de bras	Longueur de bras
Taille 0/S	26-32	48-52 cm
Taille 1/M	28-34	50-56 cm
Taille 2/L	32-40	54-60 cm
Taille 3/XL	38-48	58-68 cm



droite et gauche identiques

TAILLES	Tour de taille
Taille 0	_____ jusqu'à 75 cm
Taille 1	_____ 75 - 95 cm
Taille 2	_____ 95 - 125 cm
Taille 3	_____ 125 - 145 cm



droite et gauche identiques

**BORT OmoSAT**  
**REF** 121980



Pos.No. 22.09.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse d'adduction épaule-bras avec pochette de rangement pour l'immobilisation de l'articulation scapulo-humérale
- appui-main avec balle pour entraîner la musculature de l'avant-bras

COULEUR: ■ gris



MED-EXTRA

- sangle d'épaule et ceinture de taille faciles à mettre
- attache rapide pour une fixation simple et sûre du sac brachial au système de ceinture

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en cas de distorsion, contusion, fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus, signes de paralysie

**BORT OmoXpress**  
**REF** 120900



Pos.No. 22.09.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse d'adduction épaule-bras pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule
- fixation stable de l'épaule et du bras
- construction ouverte pour faciliter le contrôle des plaies
- matériel doux pour la peau

COULEUR: ■ gris



MED-EXTRA

- languette de main complètement ouvrable
- maniement facile grâce à une boucle à clip pivotante qui facilite un traitement fonctionnel précoce
- très confortable

INDICATIONS

Préopératoire, post-traumatique, post-opératoire, p.ex. en cas de distorsions, contusion, luxations, fracture de l'humérus

TAILLES	Taille du corps
Taille 1	jusqu'à 160 cm
Taille 2	160 – 180 cm
Taille 3	plus de 180 cm

droite et gauche identiques

TAILLES	Tour sous la poitrine
Taille 0	jusqu'à 80 cm
Taille 1	80 – 120 cm
Taille 2	120 – 160 cm

droite et gauche identiques

### BORT OmoXpress light [REF] 120920



Pos.No. 22.09.01.00.1

### BORT OmoFX [REF] 121100



Pos.No. 22.09.03.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- orthèse d'adduction épaule-bras pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule
- fixation stable de l'épaule et du bras
- construction ouverte pour faciliter le contrôle des plaies
- matériel doux pour la peau

COULEUR: ■ gris



MED-EXTRA

- ajustement très facile et maniement sûr grâce à la fermeture velcro
- brides positionnables à souhait
- traitement léger ne se voit presque pas pour un confort de portée élevé

#### DÉTAILS PRODUIT

- coussin d'abduction pour l'épaule et le bras pour l'immobilisation et soulagement de l'articulation de l'épaule
- abduction: environ 30°
- sangles pour coude et avant-bras librement positionnables
- enveloppe en velours agréable pour la peau

COULEUR: ■ gris



MED-EXTRA

- maniement facile
- positionnement confortable du bras

#### INDICATIONS

Préopératoire, post-traumatique, post-opératoire, p.ex. en cas de distorsions, contusions, luxations, fracture de l'humérus

#### INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en présence d'irritations périarticulaires et affections glénohumérales, état après divulsion de l'articulation acromio-claviculaire (Tossy I + II), syndrome sus-épineux

#### TAILLES

Tour sous la poitrine



Taille 0 \_\_\_\_\_ jusqu'à 80 cm

Taille 1 \_\_\_\_\_ 80 – 120 cm

Taille 2 \_\_\_\_\_ 120 – 160 cm

droite et gauche identiques

#### TAILLES

Taille du corps

Taille 1 \_\_\_\_\_ jusqu'à 165 cm

Taille 2 \_\_\_\_\_ plus de 165 cm

Indiquer droite ou gauche

**BORT OmoFX Vario**  
**REF 121020**



Pos.No. 22.09.03.00.1

**BORT OmoARS court**  
**REF 121030**



Pos.No. 22.09.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse d'abduction de l'épaule et du bras pour l'immobilisation et soulagement de l'articulation de l'épaule
- sangles librement positionnables, servant à fixer le bras
- repose-main en forme de balle, servant à entraîner la musculature de l'avant-bras
- enveloppe en velours agréable à la peau

COULEUR: ■ gris




MED-EXTRA

- coussin réversible: positionnement à 30° ou abduction à 45°
- sécurité thérapeutique grâce à un coussinet de coupe anatomique qui ne glisse pas
- qualités agréables de portée

DÉTAILS PRODUIT

- coussin appui-bras pour l'immobilisation et soulagement de l'articulation de l'épaule en rotation externe à 15° et en abduction à 15°
- système de sangles avec fermeture velcro
- appui-main avec balle pour entraîner la musculature de l'avant-bras

COULEUR: ■ gris



MED-EXTRA

- stabilité et positionnement grâce à un coussin anatomique
- enveloppe en velours agréable pour la peau


INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. syndrome d'impingement, blessure de la coiffe des rotateurs, implant endoprotétique

INDICATIONS

Préopératoire, post-traumatique, post-opératoire, p.ex. en présence de syndrome d'impingement, rupture de la coiffe des rotateurs, implant endoprotétique, après dilatation du défilé sous-acromial (d'après Neer), bursite sous-acromiale


**TAILLES**



**Tour de Tronc**  
small \_\_\_\_ jusqu'à 104 cm  
large \_\_\_\_ plus de 104 cm

droite et gauche identiques

**TAILLES**



**Longueur Olecranon**  
jusqu'à l'os Metacarpal V  
Taille 1 \_\_\_\_ jusqu'à 34 cm  
Taille 2 \_\_\_\_ 35 – 39 cm  
Taille 3 \_\_\_\_ plus de 39 cm

droite et gauche identiques

**BORT OmoARS****[REF]** 121900

Pos.No. 22.09.03.00.1


**BORT OmoARS  
avec sangle à 3 points****[REF]** 121970

Pos.No. 22.09.03.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- coussin appui-bras pour l'immobilisation et soulagement de l'articulation de l'épaule pour limiter la rotation externe à 15° ou à 30° et en abduction à 15°
- système de sangles avec fermeture velcro
- appui-main avec balle pour entraîner la musculature de l'avant-bras

COULEUR: ■ gris



## MED-EXTRA

- stabilité et positionnement grâce à un coussin anatomique
- maniement facile
- enveloppe en velours agréable pour la peau


ACCESSOIRES: **[REF]** 121960

Cale pour positionnement en rotation externe à 30°

## DÉTAILS PRODUIT

- coussin appui-bras pour l'immobilisation et soulagement de l'articulation de l'épaule pour limiter la rotation externe à 15° ou à 30° et en abduction à 15°
- sangle à 3 points avec fermeture velcro
- appui-main avec balle pour entraîner la musculature de l'avant-bras

COULEUR: ■ gris



## MED-EXTRA

- position et stabilité optimales grâce à une sangle à 3 points
- maniement facile
- enveloppe en velours agréable pour la peau

ACCESSOIRES: **[REF]** 121960

Cale pour positionnement en rotation externe à 30°

## INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en présence de syndrome d'impingement, rupture de la coiffe des rotateurs, implant endoprotétique, après dilatation du défilé sous-acromial (d'après Neer), bursite sous-acromiale

## TAILLES

Taille du corps

Taille 1 \_\_\_\_\_ jusqu'à 165 cm  
 Taille 2 \_\_\_\_\_ plus de 165 cm

droite et gauche identiques

Commencer la journée en toute mobilité: soulagement et stabilité pour le coude.



Tableau des indications pour produits sélectionnés	select® EpiPlus® 122700	EpiBasic Sport 122600SP	EpiBasic 122600 EpiBasic court 122600 K	Kubi Tal® 055100	EpiContur® Sport 022500SP	Stabilo® Bracelet anti épicondylite 122580	Coudière 104200	KubiFX light 055350 KubiFX 055300	KubiFX longue 055400 KubiFX longue light 055450	Orthèse pour coude ROM 055500
Page	P. 32	P. 32	P. 33	P. 34	P. 37	P. 36	P. 35	P. 39	P. 40	P. 38
Post-traumatique			●					●	●	●
Post-opératoire							●	●	●	●
Luxation										●
Sulcus ulnaris				●				●		
Tendopathies						●			●	
Epicondylite	●	●	●		●	●			●	
États irritatifs	●	●		●	●					●
Tendomyopathie			●							
Distorsion							●			
Arthrose							●			

**BORT select® EpiPlus®****[REF]** 122700

Pos.No. 05.08.09.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- bandage de coude de qualité et bande de soutien Stabilo® supplémentaire
- deux pelotes structurées en silicone pour massage intermittent
- Aide au positionnement en flexion du coude
- zone d'extension élastique en longueur au niveau du coude, garantissant une tenue agréable pour tous les angles de flexion
- classe de compression II
- longueur: 20 cm
- COULEURS: ■ argent ■ noir

## SELECT-EXTRA

- tissu tricoté SOFTflex Plus:
  - BREEZE: fibre de confort avec effet refroidissant
  - structure de surface douce et satinée
- bord en maille extra-souple
- très agréable à porter, ergonomique et sans glissement

## INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du coude, épicondylite (aiguë ou chronique), tendomyopathie

## TAILLES

Tour de l'avant-bras (5 cm sous l'articulation du coude)



xx-small	20 – 22 cm
x-small	22 – 24 cm
small	24 – 26 cm
medium	26 – 28 cm
large	28 – 30 cm
x-large	30 – 32 cm
xx-large	32 – 34 cm

Autres tailles sur mesure pour **[REF]** 122700 possible

droite et gauche identiques

**BORT EpiBasic Sport****[REF]** 122600SP

Pos.No. 05.08.09.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- bandage de coude comprimant avec bande de soutien Stabilo® supplémentaire
- tissu tricoté SOFTflex 3D avec structure de surface douce et satinée
- deux pelotes structurées en silicone pour massage intermittent
- Aide au positionnement dans le pli du coude
- Zone d'extension flexible au niveau du coude
- longueur: 20 cm

COULEUR: ■ noir/vert

## SPORT-EXTRA

- COOLMAX®: le matériel permet l'évacuation de l'humidité
- fixation simple et réglage de la longueur des bandes Stabilo® grâce au système easyClick
- tricotage sans latex
- pression de la pelote par bande Stabilo® réglable individuellement



**BORT EpiBasic****REF** 122600

Pos.No. 05.08.07.00.1

**BORT EpiBasic court****REF** 122600K

Pos.No. 05.08.07.00.1

Coude

## DÉTAILS PRODUIT

- bandage de coude comprimant
- tissu tricoté SOFTflex pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- deux pelotes structurées en silicone pour massage intermittent
- Aide au positionnement en flexion du coude

## DÉTAILS PRODUIT

- bandage de coude comprimant
- tissu tricoté SOFTflex pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- deux pelotes structurées en silicone pour massage intermittent
- Aide au positionnement en flexion du coude

COULEURS: ■ argent ■ noir

COULEUR: ■ argent

## BASIC-EXTRA

- structure de surface douce et satinée
- zone de flexion particulièrement élastique, ménage le pli du coude, même pour une longue durée de portée

## BASIC-EXTRA

- structure de surface douce et satinée
- zone de flexion particulièrement élastique, ménage le pli du coude, même pour une longue durée de portée
- longueur réduite au bras

\*Les données de longueur sont des dimensions approximatives et peuvent varier selon la taille.

## INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du coude, épicondylite (aiguë ou chronique), tendomyopathie

## TAILLES

Tour de l'avant-bras (5 cm sous l'articulation du coude)



xx-small	20 – 22 cm
x-small	22 – 24 cm
small	24 – 26 cm
medium	26 – 28 cm
large	28 – 30 cm
x-large	30 – 32 cm
xx-large	32 – 34 cm
xxx-large (argent seulement)	34 – 36 cm

droite et gauche identiques

\*xxx-large seulement pour **REF** 122600

**BORT activemed  
coudière**  
**REF** 220200



Pos.No. 05.08.07.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de coude comprimant
- pelotes cubitales et radiales en silicône
- classe de compression II

COULEURS:  beige  gris minéral  
 graphit (Tricot plat)


MED-EXTRA

- zone de confort élastique dans le creux du coude pour un confort de port agréable
- structure de surface douce

INDICATIONS


États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du coude, épicondylite (aiguë ou chronique), tendomyopathie

Tour de l'avant-bras  
TAILLES (5 cm sous l'articulation du coude)

	x-small	22 – 24 cm
	small	24 – 26 cm
	medium	26 – 28 cm
	large	28 – 30 cm
	x-large	30 – 32 cm

droite et gauche identiques



**BORT KubiTal® coudière avec  
coussinet**  
**REF** 055100



Pos.No. 05.08.07.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de coude rembourré sur une grande partie
- tissu tricoté SOFTflex pour d'avantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- grande pelote en silicone avec ouverture au niveau de l'extrémité du coude (olécrane) pour garder une forme stable en flexion
- classe de compression II

COULEURS:  beige  gris


MED-EXTRA

- structure de surface douce et satinée
- grande protection de l'ensemble du coude
- zone de confort sans couture au niveau du coude

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du coude, p.ex. compression du nerf cubital du coude (Sulcus ulnaris/syndrome du canal cubital au coude), bursite

Tour de l'avant-bras  
TAILLES (5 cm sous l'articulation du coude)

	xx-small	20 – 22 cm
	x-small	22 – 24 cm
	small	24 – 26 cm
	medium	26 – 28 cm
	large	28 – 30 cm
	x-large	30 – 32 cm
	xx-large	32 – 34 cm

Autres tailles sur mesure possible

droite et gauche identiques

**BORT  
coudière**  
**[REF] 104200**


Pos.No. 05.08.06.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour le coude comprimant
- tricotage anatomique pour une forme optimale
- classe de compression II

COULEUR: ■ beige

## MED-EXTRA

- confort de port agréable
- ne s'applique pas

## INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du coude, p.ex. en cas d'épanchement articulaire, distorsion, arthrose, contusion

## TAILLES l'articulation du coude



small	_____	24 – 26 cm
medium	_____	26 – 28 cm
large	_____	28 – 30 cm

droite et gauche identiques

**BORT coudière  
deux tensions**  
**[REF] 055200**


Pos.No. 05.08.08.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- bandage de coude comprimant avec baleines sur le côté
- tricoté en rond, sans couture
- élastique en longueur et en largeur
- classe de compression II

COULEUR: ■ argent

## MED-EXTRA

- très agréable à porter
- avec baleines sur le côté pour plus de stabilité

## INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du coude, p.ex. en cas d'épanchement articulaire, distorsion, arthroses, contusion

## TAILLES l'articulation du coude



small	_____	24 – 26 cm
medium	_____	26 – 28 cm
large	_____	28 – 30 cm
x-large	_____	30 – 32 cm

droite et gauche identiques

**BORT coudière  
deux tensions**  
**[REF] 054200**



Med

Pos.No. 05.08.06.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de coude comprimant tricoté en rond
- élastique en longueur et en largeur
- classe de compression II


COULEUR:  beige

MED-EXTRA

- très agréable à porter grâce au tricotage sans couture

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du coude, p.ex. en cas d'épanchement articulaire, distorsion, arthroses, contusion

TAILLES		Tour du coude
	x-small	22 – 24 cm
	small	24 – 26 cm
	medium	26 – 28 cm
	large	28 – 30 cm
	x-large	30 – 32 cm

droite et gauche identiques

**BORT Stabilo® bracelet  
anti épicondylite**  
**[REF] 122580**



Med

Pos.No. 22.08.06.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bracelet pour épicondylite pour soulagement des insertions du muscle à la partie cubitale et/ou radiale épicondylenne
- forme anatomique spéciale pour une pression sur le bracelet individuellement réglable


COULEUR:  argent

MED-EXTRA

- fermeture velcro élastique donc pas de pression sur l'ulna
- design fin
- rembourré à l'intérieur

INDICATIONS

Épicondylite, épicondylopathie chronique, ou récidivante, tendopathies, surmenage, syndrome du bras du joueur de tennis/bras du golfeur

TAILLES (5 cm sous l'articulation du coude)		Tour de l'avant-bras
	Taille 1	22 – 24 cm
	Taille 2	24 – 26 cm
	Taille 3	26 – 28 cm
	Taille 4	28 – 31 cm
	Taille 5	31 – 34 cm

droite et gauche identiques

### BORT EpiContur® Sport [REF] 022500SP



Pos.No. 22.08.06.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- bracelet épicondylite soft pour soulagement des insertions du muscle à la partie cubitale et/ou radiale épiconduliennne
- taille unitaire, réglable au diamètre individuel du bras grâce à une fermeture velcro

COULEUR: ■ noir/vert

#### SPORT-EXTRA

- bracelet de forme taillée garantissant un maintien sans glissement pour des activités sportives
- réglage individuel de la pression du bracelet
- pelote de friction de forme spécifique, librement positionnable
- design sportif moderne (avec label réfléchissant)

#### INDICATIONS

Épicondylite, épicondylopathie chronique ou récidivante, tendopathie, foulures par efforts excessifs fournis dans le cadre du travail ou d'une activité sportive, «coude du golfeur/joueur de tennis»

### BORT EpiContur® avec 1 pelote [REF] 022500



Pos.No. 22.08.06.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- bracelet épicondylite soft pour soulagement des insertions du muscle à la partie cubitale et/ou radiale épiconduliennne
- taille unitaire, réglable au diamètre individuel du bras grâce à une fermeture velcro
- une pelote de friction librement positionnable

COULEURS: ■ beige ■ gris

#### MED-EXTRA

- réglage individuel de la pression du bracelet
- bracelet de forme taillée garantissant un maintien sans glissement

#### INDICATIONS

Épicondylite, épicondylopathie chronique ou récidivante, surmenage, syndrome du bras du joueur de tennis/bras du golfeur

Tour de l'avant-bras  
TAILLES (5 cm sous l'articulation du coude)



Seulement  
une taille \_\_\_\_ 21 – 35 cm

droite et gauche identiques

Tour de l'avant-bras  
TAILLES (5 cm sous l'articulation du coude)



Seulement  
une taille \_\_\_\_ 21 – 35 cm

droite et gauche identiques

**BORT EpiContur®  
avec 2 pelotes**  
**[REF] 122500**


Pos.No. 22.08.06.00.1

## ÉTAILS PRODUIT

- bracelet épicondylite soft pour soulagement des insertions du muscle à la partie cubitale et/ou radiale épicondylenne
- une pelote de friction cubitale et une radiale, librement positionnables

COULEURS: ■ beige ■ gris

## MED-EXTRA

- réglage individuel de la pression du bracelet
- bracelet de forme taillée garantissant un maintien sans glissement

## INDICATIONS

Épicondylite, épicondylopathie chronique ou récidivante, surmenage, syndrome du bras du joueur de tennis/bras du golfleur

Tour de l'avant-bras  
TAILLES (5 cm sous l'articulation du coude)



Taille 0	_____	21 – 25 cm
Taille 1	_____	25 – 30 cm
Taille 2	_____	30 – 35 cm

droite et gauche identiques

**BORT orthèse pour  
le coude ROM**  
**[REF] 055500**
NOUVEAU  
DESIGN

Pos.No. 22.08.05.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour le coude pour la mobilisation, avec immobilisation simultanée de l'articulation radio-ulnaire proximale
- limitation de l'extension de 0° - 90°
- limitation de la flexion de 0° - 110°
- fixation de l'articulation à 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°
- appui-main pour éviter la supination et la pronation de l'avant-bras

COULEUR: ■ gris 

## MED-EXTRA

- très confortable grâce à un large appui pour bras et avant-bras
- adaptation individuelle de la longueur pour bras et avant-bras
- construction de l'orthèse extra-légère

## INDICATIONS

Toutes les indications nécessitant une mobilisation fonctionnelle précoce avec limitation des mouvements du coude et immobilisation de l'articulation radio-ulnaire proximale, telles que les soins postopératoires/post-traumatiques/dégénératifs, la mobilisation après une opération et les traumatismes impliquant l'articulation radio-ulnaire proximale, les inflammations telles que les fractures de la tête radiale, les luxations du coude, les fractures distales de l'humérus, après l'implantation d'une prothèse.


TAILLES

Tour du bras



Taille 1	_____	25 – 34 cm
Taille 2	_____	34 – 43 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT KubiFX light orthèse  
pour le coude****REF** 055350

Pos.No. 22.08.04.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- orthèse pour l'immobilisation de l'articulation du coude
- deux attelles en aluminium amovibles
- matériel non élastique
- partie intérieure en tissu-éponge
- longueur: environ 39 cm

COULEUR: ■ gris

**MED-EXTRA**

- stabilisation sûre
- individuellement malléable de 0° à 90°
- construction à cadre extra-légère et ouverte

**BORT KubiFX orthèse  
pour le coude****REF** 055300

Pos.No. 22.08.04.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- orthèse pour l'immobilisation de l'articulation du coude
- deux attelles en aluminium amovibles
- matériel non élastique
- partie intérieure en tissu-éponge
- rembourrage du coude à positionner librement
- quatre brides réversibles
- longueur: environ 37 cm

COULEUR: ■ gris

**MED-EXTRA**

- stabilisation sûre
- individuellement malléable de 0° à 90°

**INDICATIONS**

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en présence de sulcus ulnaris (syndrome du canal cubital du coude) proximal, tendinopathie descendante, état post-bursectomie

**TAILLES**

Seulement une taille

droite et gauche identiques

**TAILLES**

Seulement une taille

droite et gauche identiques

**BORT KubiFX longue orthèse pour le coude**  
**[REF] 055400**



Pos.No. 22.08.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour l'immobilisation de l'articulation du coude et de l'articulation radiocubitale proximale
- orthèse palmaire s'étendant jusqu'à la région palmaire de la main
- deux attelles en aluminium amovibles
- matériel non élastique
- partie intérieure en tissu-éponge
- rembourrage du coude à positionner librement
- cinq brides réversibles
- longueur: environ 53 cm


COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- stabilisation sûre
- individuellement malléable de 0° à 90°

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en présence de sulcus ulnaris (syndrome du canal cubital du coude) proximal, tendinopathie descendante, épicondylite, état post-bursectomie

TAILLES		Longueur Olécranon jusqu'à l'os Metacarpal V
	Taille 1	28 – 31 cm
	Taille 2	31 – 34 cm
	Taille 3	34 – 38 cm

Veillez indiquer droite ou gauche

**BORT KubiFX longue light orthèse pour le coude**  
**[REF] 055450**



Pos.No. 23.23.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour l'immobilisation de l'articulation du coude et de l'articulation radiocubitale proximale
- partie intérieure en tissu-éponge
- repose-main utilisable sur les deux faces
- rembourrage du coude à positionner librement
- taille unitaire grâce à un réglage en continu de la longueur de l'avant-bras (olécrane jusqu'au métacarpien V) entre 28 cm et 38 cm

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- stabilisation sûre
- individuellement malléable de 0° à 90°
- construction à cadre extra-légère et ouverte

TAILLES

Seulement une taille

droite et gauche identiques



## Être en forme au quotidien: Aide fonctionnelle pour les doigts et le pouce.




Tableau des indications pour produits sélectionnés	MobiDig® Flexion 112560	P. 44	MobiDig® Extension 112510	P. 44	DigiSoft® Vario orthèse de doigt 112790	P. 45	SFT attelle pour le pouce longue 112720	P. 49	SFT attelle pour le pouce plus 112780	P. 49	Generation attelles de pouce 215300	P. 52	Rhizo- Flex® 105100	P. 51	Sella- Xpress court 112840	P. 50	Sella- Xpress plus 112860	P. 51	Attelle de pouce Sport 112180SP	P. 46	SellaTex® Plus – Quervain 112160	P. 54	SellaTex® Classic 112050C SellaTex® 112050	P. 56/55	Generation bandage pour pouce et main 215200	P. 55
Immobilisa- tion	Articulation métacarpo- phalangienne du pouce						●		●		●				●		●				●		●		●	
	Articulation en selle						●		●		●		●		●		●				●		●		●	
	Articulation interphal- angienne du pouce								●								●				●					
Flexion des articulations IPP/IPD		●																								
Extension des articulations IPP				●																						
Positionnement					●																					
Lésions ligamentaires cubitales et radiales											●							●			●		●		●	
Rhizarthrose							●		●		●		●		●		●		●				●		●	
Tendovaginitis de Quervain																		●			●					
Tendinopathies									●														●		●	
Arthrose											●		●						●		●		●		●	
Fixation supplémentaire du poignet																					●		●		●	

**BORT «Stack'sche Attelle»****[REF]** 470100

Pos.No. 22.06.03.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- attelle de doigts en matière plastique pour l'hyperextension des dernières phalanges du doigt blessé

COULEURS:  transparent  beige**EN SUPPLÉMENT:****[REF]** 470200 ensemble de 66 pièces**[REF]** 470300 set de 10 pièces**[REF]** 470400 sangles de fixation**MED-EXTRA**

- thérapie conservatrice
- couleur beige thermoplastique-post-formable
- usinage par enlèvement de copeaux possible

Des sangles de fixation sont nécessaires pour la fonctionnalité p. e. **[REF]** 470400**INDICATIONS**

Fracture, luxation, blessures ligamentaires, rupture du tendon extenseur

TAILLES

Largeur du doigt  
à l'articulation IPD

Taille 1	1,4–1,6 cm
Taille 2	1,5–1,8 cm
Taille 3	1,7–2,1 cm
Taille 4	1,8–2,2 cm
Taille 5	1,9–2,3 cm
Taille 5,5	2,3–2,6 cm
Taille 6	2,0–2,8 cm
Taille 7	2,6–2,9 cm

droite et gauche identiques

**BORT  
attelle boutonnière IPP****[REF]** 470700

Pos.No. 22.06.03.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- attelle en plastique pour le traitement des déformations de la boutonnière (Boutonnière Deformity) sur les longs doigts de la main
- immobilisation de l'articulation interphalangienne proximale (IPP)

COULEUR:  beige**EN SUPPLÉMENT:****[REF]** 470800 Boutonnière set de 10 pièces**[REF]** 470900 ensemble de 35 pièces**MED-EXTRA**

- thérapie conservatrice
- matériel thermoplastique malléable
- usinage possible

**INDICATIONS**

Déformation de la boutonnière (Boutonnière Deformity), immobilisation des articulations IPP

TAILLES

Diamètre intérieur  
de l'attelle

Taille 1	1,9 cm
Taille 2	2,1 cm
Taille 3	2,3 cm
Taille 4	2,4 cm
Taille 5	2,5 cm
Taille 6	2,6 cm
Taille 7	2,8 cm

droite et gauche identiques

**BORT**  
**MobiDig® flexion**  
**[REF] 112560**



Med

Pos.No. 22.06.05.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle dynamique de doigts pour mobiliser l'articulation interphalangienne
- ergonomique, coussinet très résistant

COULEUR: ☐ blanc

MED-EXTRA

- traction linéaire des ressorts
- possibilité de renforcer ou réduire la tension en courbant les ressorts avec précaution

INDICATIONS

Post-opératoire, flexion de l'articulation interphalangienne proximale (IPP) ou de l'articulation interphalangienne distale (IPD) post-traumatique

**BORT MobiDig®**  
**extension**  
**[REF] 112510**



Med

Pos.No. 22.06.05.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle dynamique de doigts pour mobiliser des articulation interphalangienne
- coussinet proximal palmaire
- ergonomique, coussinet très résistant


COULEUR: ☒ gris

MED-EXTRA


- traction linéaire des ressorts
- possibilité de renforcer ou réduire la tension en courbant les ressorts avec précaution
- tailles Plus

INDICATIONS

Post-opératoire, extension post-traumatique des articulations IPP

TAILLES		Longueurs
	small	3,5 – 5,0 cm
	medium	5,0 – 5,8 cm
	large	5,8 – 6,5 cm
	x-large	plus de 6,5 cm

L<sub>1</sub> = Pour mobiliser l'IPP ou  
L<sub>2</sub> = Pour mobiliser l'IPD  
droite et gauche identiques

TAILLES		Longueurs <sup>1)</sup>	Largeur du doigt <sup>2)</sup>
	x-small	5,0 – 6,3	1,3 – 1,5
	x-small plus	5,0 – 6,3	1,5 – 1,7
	small	6,3 – 7,6	1,5 – 1,7
	small plus	6,3 – 7,6	1,7 – 1,9
	medium	7,6 – 8,9	1,7 – 1,9
	medium plus	7,6 – 8,9	1,9 – 2,1
	large	8,9 – 10,2	1,9 – 2,1
	large plus	8,9 – 10,2	2,1 – 2,3

<sup>1)</sup> depuis le pli de la main jusqu'au pli de l'articulation distale des doigts  
<sup>2)</sup> à l'articulation IPP

droite et gauche identiques

**BORT attelle d'extension  
de Capener****REF** 112520

Pos.No. 22.06.05.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- attelle dynamique de doigts pour mobiliser l'articulation interphalangienne
- deux ressorts latéraux en spirale

COULEUR: ☐ blanc

## MED-EXTRA

- fermeture velcro pour une meilleure fixation
- coussinets très souples
- traction progressive des ressorts

## INDICATIONS

Post-opératoire, extension post-traumatique des articulations IPP

TAILLES Longueurs<sup>1)</sup>

small	_____	6,3 – 7,0 cm
medium	_____	7,0 – 7,6 cm
large	_____	7,6 – 8,0 cm

<sup>1)</sup> depuis le pli de la main jusqu'au pli de l'articulation distale des doigts

droite et gauche identiques

**BORT DigiSoft®  
Vario orthèse de doigts****REF** 112790**NOUVEAU**

Pos.No. 22.06.04.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de doigts pour l'immobilisation des articulations interphalangiennes
- attelle en aluminium, malléable avec rembourrage souple
- fermetures velcro, position variable s'ouvre complètement

COULEUR: ☒ gris

## MED-EXTRA

- système modulaire d'orthèse
- fixation supplémentaire par bande de fermeture au poignet

## INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique, p.ex. pour redressement, positionnement, immobilisation des articulations interphalangiennes

## TAILLES Tour du métacarpe



Taille 1	_____	17 – 19 cm
Taille 2	_____	19 – 22 cm
Taille 3	_____	22 – 26 cm

droite et gauche identiques

**BORT DigiSoft®**  
**orthèse des doigts**  
**[REF] 112770**



Med

Pos.No. 22.06.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de doigt pour immobiliser les articulations interphalangiennes
- attelle en aluminium, malléable avec rembourrage souple
- aussi pour enfants, voir page 10

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- possibilité d'immobiliser un ou deux doigts
- appui dorsal possible après transformation
- fermeture velcro, positionnable à souhait sur le métacarpe et les doigts

INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique, p.ex. pour redressement, positionnement, immobilisation des articulations interphalangiennes

**BORT**  
**attelle de pouce Sport**  
**[REF] 112180SP**



Sport

Pos.No. 22.06.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse du pouce pour l'immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne et de l'articulation en selle du pouce
- soutien dans toutes les situations de contrainte


COULEUR: ■ noir/vert

SPORT- EXTRA


- confort de port élevé grâce au matériel perméable à l'air
- s'ouvre complètement
- peut aussi être porté la nuit
- design sportif moderne (avec étiquette réfléchissante)

INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique ou états irritatifs dégénératifs à l'articulation en selle du pouce, p.ex. arthrose à l'articulation CMC-I, post-opératoire après arthroplasties de l'articulation CMC-I, instabilité de l'articulation CMC-I

TAILLES	Longueurs main
	
Enfants	11 – 14 cm
Taille 1	13 – 16 cm
Taille 2	16 – 19 cm
Taille 3	19 – 22 cm

droite et gauche identiques

TAILLES	Tour du poignet
	
x-small	13 – 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

### BORT SellaFlex Sport soutien pour le pouce [REF] 112030SP



Pos.No. 05.07.01.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- bandage de main flexible pour soutenir l'articulation métacarpo-phalangienne et en selle du pouce grâce à des éléments de stabilisation avec bande Stabilo® supplémentaire
- tissu tricoté SOFTflex 3D avec structure de surface douce et satinée pour un confort de portée élevé
- tricoté en forme anatomique
- fonction de maintien dans des situations de tension

COULEUR: ■ noir/vert

#### SPORT- EXTRA

- COOLMAX®: le matériel permet l'évacuation de l'humidité
- bord en maille souple
- tricotage sans latex
- fixation simple grâce au système easyClick

### BORT SellaFlex soutien pour le pouce [REF] 112030



Pos.No. 05.07.01.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- bandage de main flexible pour soutenir l'articulation métacarpo-phalangienne et en selle du pouce
- tricoté en forme anatomique
- éléments de stabilisation supplémentaires au pouce

COULEURS: ■ beige ■ noir

#### MED- EXTRA

- bord en maille souple
- construction fine, très discrète
- très agréable à porter

#### INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires de l'articulation en selle du pouce, p.ex. en cas d'instabilité ligamentaire cubitale et radiale, de début de rhizarthrose

#### TAILLES

Tour du poignet



x-small	— jusqu'à 13 cm
small	— 13 – 15 cm
medium	— 15 – 17 cm
large	— 17 – 19 cm
x-large	— 19 – 21 cm

droite et gauche identiques

#### TAILLES

Tour du poignet



x-small	— jusqu'à 13 cm
small	— 13 – 15 cm
medium	— 15 – 17 cm
large	— 17 – 19 cm
x-large	— 19 – 21 cm

droite et gauche identiques



**BORT bandage pour le pouce et la main**  
**REF** 112420



Pos.No. 05.07.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de poignet comprimant avec pouce inclus pour soutenir l'articulation métacarpo-phalangienne et en selle du pouce et stabiliser le poignet
- élément de stabilisation mince en matière plastique, préformé anatomiquement
- tricoté en forme anatomique
- classe de compression II


COULEURS:  beige  noir

MED-EXTRA

- bande de soutien Stabilo® pour la stabilisation du poignet supplémentaire
- structure particulièrement légère et fine pour un confort de portée optimal

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques, post-opératoires de l'articulation en selle du pouce, p.ex. en cas de fractures à un stade avancé, d'arthrite, de lésions ligamentaires cubitales et radiales

TAILLES		Tour du poignet
	small	— jusqu'à 15 cm
	medium	— 15 – 17 cm
	large	— 17 – 19 cm
	x-large	— 19 – 21 cm

droite et gauche identiques

**BORT SOFT attelle pour le pouce courte**  
**REF** 112710



Pos.No. 22.06.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse soft pour l'immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce
- rembourrage intérieur très souple
- élément de stabilisation intégré, préformé anatomiquement
- longueur: env. 11 cm


COULEURS:  gris  noir

MED-EXTRA

- les doigts sont libres et mobiles
- agréable à porter grâce au matériel perméable à l'air

INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique, dégénératif, inflammations, comme p.ex. en cas d'arthrite, lésion ligamentaires cubitales et radiales du pouce, stade avancé après reconstruction du tendon, rhizarthrose

TAILLES		Tour du poignet
	x-small	— 13 – 15 cm
	small	— 15 – 17 cm
	medium	— 17 – 19 cm
	large	— 19 – 21 cm

droite et gauche identiques



**BORT SOFT attelle pour le pouce longue****REF** 112720

Pos.No. 22.06.03.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- orthèse soft pour l'immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne et de l'articulation en selle du pouce
- rembourrage intérieur très souple
- élément de stabilisation jusqu'au poignet intégré, préformé anatomiquement
- longueur: env. 14 cm

COULEURS: ■ gris ■ noir

**MED-EXTRA**

- les doigts sont libres et mobiles
- agréable à porter grâce au matériel perméable à l'air

**INDICATIONS**

Post-opératoire, post-traumatique, dégénératif, inflammations, comme p.ex. en cas d'arthrite, lésion ligamentaires cubitales et radiales du pouce, stade avancé après reconstruction du tendon, rhizarthrose

**TAILLES**

Tour du poignet



x-small	13 – 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm

droite et gauche identiques

**BORT SOFT attelle pour le pouce Plus****REF** 112780

Pos.No. 22.06.03.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- orthèse soft pour l'immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne, de l'articulation en selle et de l'articulation interphalangienne du pouce
- rembourrage intérieur très souple
- long élément de stabilisation jusqu'au poignet intégré, préformé anatomiquement

COULEUR: ■ gris

**MED-EXTRA**

- rallongée sur le pouce avec fermeture velcro
- les doigts sont libres et mobiles
- agréable à porter grâce au matériel perméable à l'air

**INDICATIONS**

Post-traumatique, post-opératoire, p.ex. après reconstruction du tendon, immobilisation en cas de processus dégénératif comme maladie de Quervain, rhizarthrose

**TAILLES**

Tour du poignet



x-small	13 – 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm

droite et gauche identiques

**BORT**  
**SellaXpress courte**  
**[REF] 112840**



Med

Pos.No. 22.06.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour l'immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne et de l'articulation en selle du pouce
- élément de stabilisation en aluminium intégré
- construction extra-fine
- sans latex


COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- réglable individuellement, malléable à froid
- agréable à porter grâce au rembourrage extra-souple
- velours doux pour la peau

INDICATIONS

Post-traumatique, post-opératoire, p. ex. après lésion ligamentaires, distorsion immobilisation en cas d'états rhumatismaux inflammables comme la rhizarthrose

TAILLES		Tour du poignet
	x-small	13 – 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT**  
**SellaXpress longue**  
**[REF] 112880**



Med

Pos.No. 22.06.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour l'immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne et de l'articulation en selle du pouce
- élément stabilisant intégré en aluminium
- construction extra-fine
- rembourrage souple
- guidage spécial le long de la gaine du pouce
- sans latex


COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- attelle longue couvrant le poignet
- produit permettant une adaptation individuelle exacte, formable à froid
- velours doux pour la peau, agréable à porter

INDICATIONS

Post-traumatique, post-opératoire, p.ex. après fracture du pouce, arthrite, arthrose de l'articulation par emboîtement et de base du pouce, lésion ligamentaires cubitales et radiales du pouce, phase finale après reconstruction de tendons, tendopathie, mobilisation contrôlée en cas de rhizarthrose, pouce du skieur

TAILLES		Tour du poignet
	x-small	13 – 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT SellaXpress plus****[REF]** 112860

Pos.No. 22.06.04.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- orthèse pour l'immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne, en selle et interphalangienne du pouce
- élément de stabilisation en aluminium intégré
- construction extra-fine
- rembourrage souple
- sans latex

COULEUR: ■ gris

**MED-EXTRA**

- stabilisation jusqu'à l'articulation interphalangienne du pouce
- réglable individuellement, malléable à froid
- agréable à porter grâce au rembourrage extra-souple
- velours doux pour la peau

**INDICATIONS**

Post-traumatique, post-opératoire, p.ex. après reconstruction du tendon, immobilisation en cas de processus dégénératif comme maladie de Quervain et en cas de maladies inflammatoires et rhumatismales, comme la rhizarthrose, tendinopathies

**TAILLES**

Tour du poignet



x-small	13 – 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT RhizoFlex®**  
**orthèse en anneau pour le pouce [REF] 105100**

Pos.No. 22.06.01.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- orthèse en anneau pour le pouce pour la stabilisation et le soulagement de l'articulation en selle du pouce
- positionnement du pouce en position fonctionnelle
- élément de stabilisation intégré, malléable à froid
- Bande de fermeture interchangeable
- confort de portée optimal
- facile à enfiler

COULEUR: ■ gris

**MED-EXTRA**

- design de l'orthèse extra-mince et fonctionnel
- mobilité complète des doigts et de l'articulation du poignet
- lavable, très résistant

**INDICATIONS**

Post-opératoire, post-traumatique ou états irritatifs dégénératifs à l'articulation en selle du pouce, p.ex. arthrose à l'articulation CMC-I, post-opératoire après arthroplasties de l'articulation CMC-I, instabilité de l'articulation CMC-I

**TAILLES**

Tour du métacarpe



Taille 0	15 – 17 cm
Taille 1	17 – 19 cm
Taille 2	19 – 22 cm
Taille 3	22 – 26 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT Generation**  
attelles de pouce  
**[REF]** 215300



Generation

Pos.No. 22.06.04.00.1

**BORT SellaFix® K**  
**[REF]** 112080



Med

Pos.No. 22.06.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse soft pour l'immobilisation de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce
- rembourrage intérieur doux
- éléments de stabilisation amovibles jusqu'au poignet, anatomiquement préformé
- longueur: env. 14 cm

COULEUR: ■ bleu

GENERATION-EXTRA

- le laçage pratique permet une prise en main simple et fiable
- sangle de pouce à réglage variable avec boucle de retour pour un maintien supplémentaire sûr
- adapté pour une utilisation en combinaison avec un déambulateur
- design attractif et fonctionnel
- à porter aussi la nuit

INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique, rhizarthrose, dégénératif, inflammations, p. ex. arthrite, lésion ligamentaires cubitales et radiales du pouce

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse thermoplastique pour l'immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce
- intérieur entièrement recouvert de mousse douce recouvert de mousse
- fermeture velcro, réglable
- perforations nombreuses

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- liberté de mouvement de l'articulation du poignet (version courte)
- Postformable thermoplastiquement (air chaud)
- adaptation individuelle
- confortable à porter

INDICATIONS

Post-traumatique, post-opératoire, p.ex. après distorsion, contusion

TAILLES		Tour du poignet
	small	13 – 16 cm
	medium	16 – 19 cm
	large	19 – 22 cm

Veillez indiquer droite ou gauche

TAILLES		Tour du poignet
	x-small	jusqu'à 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm
	x-large	21 – 23 cm

Veillez indiquer droite ou gauche

**BORT SellaFix® N****REF** 112040

Pos.No. 22.06.04.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- orthèse thermoplastique pour l'immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne et en selle du pouce
- intérieur entièrement recouvert de mousse douce recouvert de mousse
- fermeture velcro, réglable
- grandes perforations

COULEUR: ■ gris

## MED-EXTRA

- Postformable thermoplastiquement (air chaud)
- adaptation individuelle
- confortable à porter

## INDICATIONS

Post-traumatique, post-opératoire, p.ex. après distorsion, contusion, lésions ligamentaires (pouce du skieur), immobilisation en cas d'états rhumatismaux inflammables, rhizarthrose

## TAILLES

Tour du poignet



x-small	_____	jusqu'à 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 21 cm
x-large	_____	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT SellaFix® N Black Edition****REF** 112040B

Pos.No. 22.06.04.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- orthèse thermoplastique pour l'immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne et en selle du pouce
- système de fermeture innovant s'adaptant de manière optimale à la situation du patient
- structure fine

COULEUR: ■ noir

## MED-EXTRA

- ajustement individuel
- Postformable thermoplastiquement (air chaud)
- confort de portée élevé garanti par des matériaux innovants
- lavable

## INDICATIONS

Post-traumatique, post-opératoire, p.ex. après distorsion, contusion, lésions ligamentaires (pouce du skieur), immobilisation en cas d'états rhumatismaux inflammables, rhizarthrose

## TAILLES

Tour du métacarpe



x-small	_____	18 – 20 cm
small	_____	20 – 22 cm
medium	_____	22 – 24 cm
large	_____	24 – 26 cm
x-large	_____	26 – 28 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT SellaTex® Plus – Quervain**  
**REF** 112160

NOUVEAU





Pos.No. 22.07.05.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de poignet pour la stabilisation des articulations métacarpo-phalangienne, en selle et interphalangienne du pouce
- attelle palmaire et dorsale pour la stabilisation du poignet et du métacarpe
- s'ouvre complètement
- longueur: env. 20 cm

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- grande fenêtre pour soulager la zone problématique en cas de tendovaginite de Quervain (ICD M65.4)
- possibilité de déséquiper l'élément du pouce facilement en fonction de la thérapie
- long élément de pouce positionnable individuellement, malléable, complètement amovible
- agréable à porter

INDICATIONS

Tendovaginite de Quervain, préopératoire, post-traumatique, postopératoire, p. ex. après reconstruction ligamentaire du pouce, immobilisation en cas de processus inflammatoires rhumatismaux, en cas de maladies dégénératives, p. ex. rhizarthrose, CTS

TAILLES



	Tour du poignet
x-small	jusqu'à 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm
x-large	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT SellaTex®****REF** 112050

Pos.No. 22.07.05.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- orthèse de poignet avec immobilisation supplémentaire aux articulations métacarpo-phalangiennes et en selle du pouce
- attelle palmaire et dorsale pour la stabilisation du poignet et du métacarpe
- s'ouvre complètement
- longueur: env. 19 cm

COULEUR: ■ gris

**MED-EXTRA**

- élément pour le pouce, positionnable individuellement, malléable, complètement amovible
- agréable à porter
- bande de soutien Stabilo®

**INDICATIONS**

Préopératoire, post-traumatique, post-opératoire, p.ex. après reconstruction ligamentaire du pouce, immobilisation en cas d'états rhumatismaux inflammables, rhizarthrose, en cas de maladies dégénératives comme le CTS

**TAILLES**

Tour du poignet



x-small	—	jusqu'à 15 cm
small	—	15 – 17 cm
medium	—	17 – 19 cm
large	—	19 – 21 cm
x-large	—	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT Generation bandage pour pouce et main****REF** 215200

Pos.No. 22.07.04.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- bandage pour l'articulation métacarpo-phalangienne et l'articulation en selle du pouce avec immobilisation supplémentaire du poignet
- rembourrage intérieur très souple
- attelles malléables individuellement et amovibles

COULEUR: ■ bleu

**GENERATION-EXTRA**

- le laçage pratique permet une prise en main simple et fiable
- zone spécialement rembourrée au niveau palmaire permet l'utilisation en combinaison avec un déambulateur
- sangle de pouce à réglage variable avec boucle de retour pour un maintien sûr
- design attractif et fonctionnel

**INDICATIONS**

Préopératoire, post-traumatique, post-opératoire, p.ex. après reconstruction ligamentaire du pouce, immobilisation en cas d'états rhumatismaux inflammables, rhizarthrose, en cas de maladies dégénératives comme le CTS

**TAILLES**

Tour du poignet



x-small	—	jusqu'à 15 cm
small	—	15 – 17 cm
medium	—	17 – 19 cm
large	—	19 – 21 cm
x-large	—	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT ManuBasic® Plus**  
avec insertion du pouce  
**[REF] 112940**



Med

Pos.No. 05.07.14.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour l'articulation métacarpo-phalangienne et en selle du pouce avec stabilisation supplémentaire du poignet (comprimant)
- tissu tricoté SOFTflex pour d'avantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- attelle palmaire, préformée anatomiquement, thermoplastique
- pelote en silicone avec ouverture au niveau du processus styloïde de l'ulna


COULEUR: ■ noir

BASIC-EXTRA

- structure de surface douce et satinée
- bord en maille extra-souple
- stabilisation supplémentaire grâce à la bande de soutien Stabilo®

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires du poignet, distorsion, arthrose carpale, tendovaginite, états irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires de l'articulation en selle du pouce, en cas d'instabilité ligamentaire cubitale et radiale, de début de rhizarthrose

TAILLES		Tour du poignet
	small	13 – 15 cm
	medium	15 – 17 cm
	large	17 – 19 cm
	x-large	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT SellaTex® Classic**  
**[REF] 112050C**



Med

Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de poignet pour l'immobilisation des articulations métacarpo-phalangiennes et en selle du pouce
- attelle volante et dorsale pour la stabilisation du poignet et du métacarpe
- attelle dorsale pour la stabilisation supplémentaire du pouce
- longueur: env. 20 cm
- aussi pour enfants, voir page 10


COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- bande Stabilo® pour la stabilisation du poignet supplémentaire
- matériel perméable à l'air
- agréable à porter
- construction extra-fine

INDICATIONS

Préopératoire, post-traumatique, post-opératoire, p.ex. après reconstruction ligamentaire du pouce, immobilisation en cas d'états rhumatismaux inflammables comme la rhizarthrose, en cas de maladie de Quervain, le CTS

TAILLES		Tour du poignet
	Enfants	13 – 15 cm
	x-small	jusqu'à 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm
	x-large	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche



**BORT SellaDur®****REF** 105400

Pos.No. 22.06.03.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour l'immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne et de l'articulation en selle du pouce
- bordure spéciale rallongée en région sensible du pouce et de l'index
- sous-bas élastique

COULEUR: ■ anthracite

## MED-EXTRA

- orthèse extrêmement résistante
- perforations nombreuses, agréable à porter
- lavable

## INDICATIONS

Post-traumatique, post-opératoire, p. ex. après distorsion, contusion, lésions ligamentaires (pouce du skieur), immobilisation en cas d'états rhumatismaux inflammables, rhizarthrose

## TAILLES

Tour du poignet



small	—	15 – 17 cm
medium	—	17 – 19 cm
large	—	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT orthèse  
pour le pouce et poignet****REF** 103500

Pos.No. 23.21.01.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- orthèse du poignet pour l'immobilisation fiable du poignet et de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce
- longueur de l'orthèse côté cubitale: x-small: 17 cm, small: 19 cm, medium: 22 cm, large: 26 cm
- partie interne complètement revêtue de mousse souple
- matériel thermoplastique perforé pour une malléabilité simple
- sous-bas inclus

COULEUR: ■ noir

## MED-EXTRA

- complètement ouvrable
- radiographier transparente
- agréable à porter
- postformable thermoplastiquement (air chaud)
- lavable

## INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, en cas de syndrome du canal carpien (CTS), fracture du scaphoïde stable, fracture du radius stable, lésion ligamentaire cubitale (pouce du skieur), tendinopathies, déchirures de la capsule

## TAILLES

Tour du poignet



x-small	—	jusqu'à 15 cm
small	—	15 – 17 cm
medium	—	17 – 19 cm
large	—	19 – 22 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

Plus de stabilité fonctionnelle  
pour le poignet.



Tableau des indications pour produits sélectionnés	select® ManuZip® volar 112220	ManuBasic® Sport 112920SP	ManuBasic® 112920	Soutien pour poignet avec attelle en aluminium 103300	ManuStabil® 102200  ManuStabil® Classic 102200C  ManuStabil® court 112730	Soft attelle CTS- palmaire 112750	Generation bandage de poignet 215100  Generation bandage de poignet avec lacets 215150	ManuCarpal® Combi 102400	Attelle dorsale Intrinsic Plus (D.I.P.S) 102500	ManuDisc® 102300	Orthèse avant-bras 103600
Page	P. 61	P. 63	P. 62	P. 64/60	P. 68/67	P. 70	P. 66	P. 72	P. 73	P. 69	P. 70
États irritatifs	●	●	●	●							
Inflammatoires/rhumatismales							●				
Dégénérative				●			●				
Distorsion	●	●	●	●		●					●
Arthrose carpaie	●	●	●	●			●			●	
Syndrome du canal carpien (CTS)				●	●	●	●	●		●	●
Tendovaginite	●	●	●	●	●		●	●			
Blessure discale										●	●
Immobilisation post-opératoire					●	●		●		●	●
Paralysie périphère des nerfs					●			●			
Fractures du métacarpe et des phalanges									●		
Lésion des ligaments des doigts longs									●		

BORT Generation Bandage pour poignet

REF 215000



Generation

Pos.No. 05.07.11.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage rembourré pour poignet avec renfort palmaire
- matériel élastique
- attelle palmaire, préformée anatomiquement, moulable thermoplastiquement

COULEUR: ■ bleu

GENERATION-EXTRA

- le laçage pratique permet une prise en main simple et fiable
- la zone spécialement rembourrée au niveau palmaire permet l'utilisation en combinaison avec un déambulateur
- design attractif et fonctionnel

**BORT Generation:**  
Pour une meilleure mobilité des personnes âgées  
La gamme de produits offrant une grande facilité de maniement

INDICATIONS

Irritations chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires au niveau du poignet, p. ex. distorsion, arthrose carpale, syndrome du canal carpien (CTS), rhumatismes, tendovaginite

TAILLES

	Tour du poignet
small	13 – 16 cm
medium	16 – 19 cm
large	19 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

### BORT activemed bandage pour poignet

REF 220100



Pos.No. 05.07.14.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- bandage de poignet comprimant pour stabiliser le poignet
- attelle palmaire, préformée anatomiquement, moulable thermoplastiquement
- bande de soutien Stabilo®
- pelote en silicone avec ouverture au niveau du processus styloïde de l'ulna

COULEURS: beige gris minéral  
 graphit (Tricot plat)

#### MED-EXTRA

- zone extensible sans couture en région sensible du pouce et de l'index (commisure), qui entoure la racine du pouce et s'adapte aux caractéristiques anatomiques

#### INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires du poignet, p.ex. en cas de distorsion, arthrose carpaire, tendovaginite

#### TAILLES

Tour du poignet



small	___	13 – 15 cm
medium	___	15 – 17 cm
large	___	17 – 19 cm
x-large	___	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

### BORT select® ManuZip® palmaire REF 112220



Pos.No. 05.07.14.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- bandage de poignet comprimant de qualité pour stabiliser le poignet
- attelle palmaire en aluminium, préformée anatomiquement
- bande de soutien Stabilo®, individuellement positionnable
- pelote en silicone, viscoélastique pour massage intermittent
- tricoté en forme anatomique

COULEURS: argent noir

#### SELECT-EXTRA

- zip jusqu'au pouce pour une mise en place confortable
- bord en maille extra-souple
- dispositif facilitant l'enfilage intégré

#### INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires du poignet, p.ex. distorsion, arthrose carpaire, tendovaginite

#### TAILLES

Tour du poignet



small	___	13 – 15 cm
medium	___	15 – 17 cm
large	___	17 – 19 cm
x-large	___	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT ManuBasic®**  
**REF** 112920



Pos.No. 05.07.14.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de poignet comprimant pour stabiliser le poignet
- tissu tricoté SOFTflex pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- attelle palmaire thermoplastique, préformée anatomiquement, moulable thermoplastiquement
- ceinture de soutien Stabilo®, librement positionnable
- pelote en silicone avec ouverture au niveau du processus styloïde de l'ulna


BASIC-EXTRA

- extra-élastique au niveau du poignet et de l'avant-bras ce qui permet un enfilage facile
- bord particulièrement souple au niveau de l'avant-bras
- s'adapte parfaitement à la forme du corps grâce au système des tailles-plus

COULEURS: ■ argent ■ noir

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires du poignet, p.ex. distorsion, arthrose carpale, tendovaginite

TAILLES		Mesure-c1	Mesure-c2		Mesure-c1	Mesure-c2
	x-small	jusqu'à 13	14 – 16 cm	large	17 – 19	20 – 22 cm
	small	13 – 15	16 – 18 cm	large plus	17 – 19	22 – 24 cm
	small plus	13 – 15	18 – 20 cm	x-large	19 – 21	22 – 24 cm
	medium	15 – 17	18 – 20 cm	x-large plus	19 – 21	24 – 26 cm
	medium plus	15 – 17	20 – 22 cm	xx-large	21 – 23	24 – 26 cm
				xx-large plus	21 – 23	26 – 28 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT ManuBasic® Sport****[REF] 112920SP**

Sport

Pos.No. 05.07.14.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- bandage de poignet comprimant avec bande Stabilo® supplémentaire
- tissu tricoté SOFTflex 3D avec structure de surface douce et satinée pour davantage d'élasticité
- tricoté en forme anatomique
- attelle palmaire thermoplastique, préformée, forme anatomique, moulable thermoplastiquement
- pelote en silicone viscoélastique

COULEUR: ■ noir/vert

**SPORT-EXTRA**

- COOLMAX®: le matériel permet l'évacuation de l'humidité, agréable à porter, reste sec
- forme idéale pour les activités sport
- tricotage sans latex
- extra-élastique au niveau du poignet et de l'avant-bras ce qui permet un enfilage très facile
- fixation simple et réglage de la longueur des bandes Stabilo® grâce au système easyClick

**INDICATIONS**

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou postopératoires du poignet, p.ex. distorsion, arthrose carpaie, tendovaginite

**TAILLES**

Tour du poignet



x-small	—	jusqu'à 13 cm
small	—	13 – 15 cm
medium	—	15 – 17 cm
large	—	17 – 19 cm
x-large	—	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT ManuZip® Eco****[REF] 112620**NOUVEAU  
DESIGN

Med

Pos.No. 05.07.14.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- bandage de poignet comprimant pour stabiliser le poignet
- attelle palmaire, préformée, forme anatomique
- bande de soutien Stabilo®
- pelote en silicone
- tricoté en forme anatomique

COULEUR: ■ noir

**ECO-EXTRA**

- fermeture éclair sur le dos de la main, ce qui permet une mise en place et un retrait très confortables
- aide à l'enfilage intégré

**TAILLES**

Tour du poignet



small	—	13 – 15 cm
medium	—	15 – 17 cm
large	—	17 – 19 cm
x-large	—	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT soutien pour le poignet avec attelle en aluminium**  
**REF** 103300



Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage classique de poignet
- attelle palmaire en aluminium, individuellement malléable, fournie avec une solide pochette de rangement
- longueur: 16 cm

COULEURS:  beige  gris  noir

MED-EXTRA

- facile à enfiler et à retirer même dans le cas d'une préhension réduite grâce au dispositif facilitant l'enfilage intégré et aux fermetures velcro dorsales

**BORT soutien pour le poignet avec bande**  
**REF** 103301



Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage classique de poignet
- attelle palmaire en aluminium, individuellement malléable, fournie avec une solide pochette de rangement
- longueur: 16 cm
- stabilisation supplémentaire grâce à la bande de soutien Stabilo®


COULEUR:  gris

MED-EXTRA

- facile à enfiler et à retirer même dans le cas d'une préhension réduite grâce au dispositif facilitant l'enfilage intégré et aux fermetures velcro dorsale

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires du poignet, p.ex. distorsion, arthrose carpale, syndrome du canal carpien (CTS), rhumatisme, tendovaginite

TAILLES		Tour du poignet
	x-small	— jusqu'à 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm
	x-large	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche



### BORT soutien pour l'avant-bras et le poignet

**REF** 103360



Pos.No. 22.07.04.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- bandage classique pour le poignet et l'avant-bras pour soutenir le poignet
- attelle palmaire en aluminium, individuellement malléable avec sa pochette de transport très résistante
- fermetures velcro sur le dos de la main
- longueur: 22 cm

COULEURS: ■ beige ■ gris

#### MED-EXTRA

- attelle d'aluminium prolongée, ce qui permet une meilleure stabilisation
- facile à enfiler et enlever, même en cas de capacité de préhension réduite, grâce au dispositif facilitant l'enfilage intégré et à la fermeture éclair dorsale

### BORT soutien pour l'avant-bras et poignet avec bande **REF** 103580



Pos.No. 22.07.04.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- bandage classique pour le poignet et l'avant-bras pour soutenir le poignet
- attelle palmaire en aluminium, individuellement malléable avec sa pochette de transport très résistante
- fermetures velcro sur le dos de la main
- longueur: 22 cm

COULEURS: ■ beige ■ gris

#### MED-EXTRA

- attelle d'aluminium prolongée, ce qui permet une meilleure stabilisation
- facile à enfiler et enlever, même en cas de capacité de préhension réduite, grâce au dispositif facilitant l'enfilage intégré et à la fermeture éclair dorsale

## INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires du poignet, p.ex. distorsion, arthrose carpale, syndrome du canal carpien (CTS), tendovaginite

## TAILLES

Tour du poignet

	x-small	_____	jusqu'à 15 cm
	small	_____	15 – 17 cm
	medium	_____	17 – 19 cm
	large	_____	19 – 21 cm
	x-large	_____	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT Generation orthèse de poignet avec lacets****REF** 215150

Generation



Pos.No. 22.07.04.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de poignet rembourrée avec renforcement volar et dorsal.
- attelles moulables et amovibles individuellement
- rembourrage intérieur doux

COULEUR: ■ bleu

## GENERATION-EXTRA

- laçage pratique pour une utilisation facile et sûre.
- une zone spécialement rembourrée dans la paume de la main permet de l'utiliser en combinaison avec des aides à la marche/des déambulateurs.
- conception attrayante et fonctionnelle.
- Se porte aussi la nuit

**BORT Generation:**

Pour une meilleure mobilité des personnes âgées  
La gamme de produits offrant une grande facilité de maniement

## INDICATIONS

Préopératoire, post-traumatique, arthrose du carpe, maladies inflammatoires-rhumatismales, dégénératives, par exemple syndrome du canal carpien (SCC), paralysies des nerfs périphériques, tendovaginite.

## TAILLES

## Tour du poignet



x-small	—	jusqu'à 15 cm
small	—	15 – 17 cm
medium	—	17 – 19 cm
large	—	19 – 21 cm
x-large	—	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT Generation bandage de poignet****REF** 215100

Generation



Pos.No. 22.07.04.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- bandage de poignet rembourré avec renfort palmaire et dorsal
- attelles moulables et amovibles individuellement
- agréable à porter grâce au matériel perméable à l'air

COULEUR: ■ bleu

## GENERATION-EXTRA

- bride de fermeture innovante permet la mise en place avec une main
- zone spécialement rembourrée au niveau palmaire permet l'utilisation en combinaison avec un déambulateur
- design attractif et fonctionnel
- à porter aussi la nuit

**BORT Generation:**

Pour une meilleure mobilité des personnes âgées  
La gamme de produits offrant une grande facilité de maniement

## INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, arthrose carpal, affections rhumatismales inflammatoires et dégénératives, p. ex. syndrome du canal carpien (CTS), tendovaginite, paralysie des nerfs périphériques

## TAILLES

## Tour du poignet



x-small	—	jusqu'à 15 cm
small	—	15 – 17 cm
medium	—	17 – 19 cm
large	—	19 – 21 cm
x-large	—	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT ManuStabil® court®****REF** 112730

Pos.No. 05.07.14.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- orthèse de poignet fixe avec attelle de renfort palmaire et dorsale, individuellement malléable
- modèle de confection court
- longueur: env. 18 cm
- aussi pour enfants, voir page 11

COULEURS: ■ gris ■ noir

**MED-EXTRA**

- stabilisation effective du poignet grâce à la bande de soutien Stabilo®
- confortable grâce au matériel perméable à l'air
- peut être porté même la nuit

Main

**INDICATIONS**

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. distorsion, dégénératif, p.ex. syndrome du canal carpien (CTS), tendovaginite, paralysie des nerfs périphériques

**TAILLES**

Tour du poignet



Enfants (gris)

x-small

small

medium

large

x-large

13 – 15 cm

jusqu'à 15 cm

15 – 17 cm

17 – 19 cm

19 – 21 cm

21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT ManuStabil®**  
**REF** 102200



Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de poignet fixe avec attelle de renfort palmaire et dorsale
- matériel perméable à l'air
- s'ouvre complètement
- peut être porté à droite comme à gauche
- modèle de confection long
- longueur: env. 22 cm

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- individuellement et facilement malléable
- stabilisation effective du poignet grâce à une bande circulaire
- peut aussi être porté la nuit

**BORT ManuStabil® Classic**  
**REF** 102200C



Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de poignet fixe avec attelle de renfort palmaire et dorsale
- matériel perméable à l'air
- version droite et gauche
- modèle de confection long
- longueur: env. 22 cm


COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA


- individuellement et facilement malléable
- très bonne stabilisation du poignet grâce à une conception étendue et à une technologie de fermeture spéciale
- peut aussi être porté la nuit

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, dégénératif, p.ex. syndrome du canal carpien (CTS), tendovaginite, paralysie des nerfs périphériques

TAILLES	Tour du poignet
	x-small __ jusqu'à 15 cm
	small ____ 15 – 17 cm
	medium ____ 17 – 19 cm
	large ____ 19 – 21 cm
	x-large ____ 21 – 23 cm

droite et gauche identiques

TAILLES	Tour du poignet
	x-small __ jusqu'à 15 cm
	small ____ 15 – 17 cm
	medium ____ 17 – 19 cm
	large ____ 19 – 21 cm
	x-large ____ 21 – 23 cm

**Veillez indiquer droite ou gauche**

### BORT ManuStabilPro forme ouverte [REF] 182500



Pos.No. 22.07.04.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de poignet avec attelle de renfort palmaire et dorsale
- matériel perméable à l'air et doux pour la peau
- complètement ouvrable
- modèle de confection très long
- longueur: env. 25 cm

COULEUR: ■ gris

#### MED-EXTRA

- individuellement et facilement malléable
- peut aussi être porté la nuit
- stabilisation du poignet et de l'avant-bras
- facile à enfiler même en post-opératoire

#### INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique, dégénératif, p.ex. syndrome du canal carpien (CTS), tendovaginite


#### TAILLES



Tailles	Tour du poignet
x-small	— jusqu'à 16 cm
small	— 16 – 18 cm
medium	— 18 – 20 cm
large	— 20 – 22 cm
x-large	— 22 – 24 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

### BORT ManuDisc® selon Dr. Schütz [REF] 102300



Pos.No. 22.07.04.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de poignet avec stabilisation multidirectionnelle du poignet
- maintien cubital et appui bilatéral de l'avant-bras
- individuellement malléable
- poster souple sur toute la surface sur la face intérieure

COULEUR: ■ gris

#### MED-EXTRA

- paroi mince avec attelle palmaire en forme de T
- complètement ouvrable
- agréable à porter

#### INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. syndrome du canal carpien (CTS), blessure discale, arthrose carpale

#### TAILLES



Tailles	Tour du poignet
small	— 15 – 17 cm
medium	— 17 – 19 cm
large	— 19 – 21 cm
x-large	— 21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT orthèse  
avant-bras  
[REF] 103600**



Pos.No. 23.22.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de la main pour avant-bras stable et emboîtante de manière circulaire, pour une immobilisation complète de l'articulation du poignet, tout en permettant de conserver la mobilité des doigts
- matériel perforé thermoplastique postformable (air chaud)
- partie intérieure complètement revêtue de mousse souple
- sous-bas pour confort de portée agréable
- longueur de l'orthèse: x-small 17 cm, small 23 cm, medium 25 cm et large 28 cm

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- stabilisation circulaire
- radiographie transparente
- complètement ouvrable
- agréable à porter
- lavable

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. syndrome du canal carpien (CTS), distorsion, blessure discale, état post-fracture

TAILLES

Tour du poignet



- |         |   |               |
|---------|---|---------------|
| x-small | — | jusqu'à 15 cm |
| small   | — | 15 – 17 cm    |
| medium  | — | 17 – 19 cm    |
| large   | — | 19 – 22 cm    |

**Veillez indiquer droite ou gauche**

**BORT SOFT attelle  
CTS-palmaire  
[REF] 112750**



Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle de stabilisation palmaire souple pour stabiliser le poignet
- attelle et bandes de fermeture rembourrées en tissu extra doux
- sans latex

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- facilement réadaptable
- léger et agréable à porter
- peut aussi être porté la nuit

INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique, p. ex. syndrome du canal carpien (CTS), distorsion

TAILLES

Tour du poignet



- |         |   |            |
|---------|---|------------|
| x-small | — | 13 – 15 cm |
| small   | — | 15 – 17 cm |
| medium  | — | 17 – 19 cm |
| large   | — | 19 – 21 cm |
| x-large | — | 21 – 23 cm |

**Veillez indiquer droite ou gauche**

**BORT SOFT attelle  
CTS-dorsale**
**[REF] 112760**


Pos.No. 22.07.04.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- attelle de stabilisation dorsale souple pour stabiliser le poignet
- traverse palmaire
- attelle et sangles de fermeture rembourrées en tissu extra doux
- fixation avec trois fermetures velcro
- sans latex

COULEUR: ■ gris

**MED-EXTRA**

- sauvegarde de la faculté de préhension
- facilement réadaptable
- reste léger et agréable à porter
- peut aussi être porté la nuit

**INDICATIONS**

Post-opératoire, post-traumatique, p. ex. syndrome du canal carpien (CTS), distorsion

**TAILLES**

Tour du poignet



small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT orthèse ManuCarpal®**
**[REF] 103200**


Pos.No. 22.07.04.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- orthèse de main palmaire malléable grâce à la matière thermoplastique
- rembourrage sur toute la surface
- large appui avec maintien bilatéral de l'avant-bras
- construction extra-légère
- lavable

COULEUR: ■ noir

**MED-EXTRA**

- Postformable thermoplastiquement (air chaud)
- maniement et positionnement simple par le patient
- s'ouvre complètement
- agréable à porter

**INDICATIONS**

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, dégénératif, p.ex. syndrome du canal carpien (CTS), tendovaginite, paralysie des nerfs périphériques

**TAILLES**

Tour du poignet



small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm
x-large	___	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT ManuCarpal® Combi**  
**[REF] 102400**



Pos.No. 22.07.05.00.1


DÉTAILS PRODUIT

- orthèse main avec appui-doigts amovible
- appui-main individuellement malléable
- s'ouvre complètement
- peut être porté à droite comme à gauche

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA


- système modulaire d'orthèse
- repos supplémentaire de la région-CTS avec l'utilisation de l'appui-doigts
- stabilisation effective du poignet grâce à une bande circulaire



- rembourrage de décharge en mousse à mémoire de forme.
- soulagement du tunnel carpien et de la zone cicatricielle sensible (après une opération)
- confortable à porter

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, dégénératif, p.ex. syndrome du canal carpien (CTS), tendovaginite, paralysie des nerfs périphériques

TAILLES	Tour du poignet
	x-small — jusqu'à 15 cm
	small — 15 – 17 cm
	medium — 17 – 19 cm
	large — 19 – 21 cm
	x-large — 21 – 23 cm

droite et gauche identiques

**BORT soutien pour les articulations des doigts**  
**[REF] 133300**



Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle de stabilisation palmaire pour immobiliser le poignet avec fixation pour les doigts
- longue attelle d'une seule pièce en aluminium, individuellement malléable
- dispositif facilitant l'enfilage intégré
- agréable à porter grâce au matériel perméable à l'air


COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- facile à enfiler même en cas de capacité de préhension réduite
- utilisable jour et nuit

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, dégénératif, p.ex. syndrome du canal carpien (CTS), tendovaginite

TAILLES	Tour du poignet
	x-small — jusqu'à 15 cm
	small — 15 – 17 cm
	medium — 17 – 19 cm
	large — 19 – 21 cm
	x-large — 21 – 23 cm

**Veillez indiquer droite ou gauche**



**BORT ManuCarpal®  
SOFT-attelle**  
**[REF] 102100**


Pos.No. 22.07.04.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- attelle de stabilisation palmaire souple pour immobiliser le poignet avec fixation des doigts et du pouce
- appui large pour les doigts, maintien du pouce, individuellement malléable
- quatre fermetures velcro pour une fixation large de l'attelle
- rembourrage extra-souple
- sans latex

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- fixation simple du pouce
- positionnement sûr et confortable pendant le jour ou la nuit

**INDICATIONS**

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. syndrome du canal carpien (CTS), paralysies, pour maladies inflammatoires et rhumatismales

**TAILLES**

Tour du poignet



x-small	13 – 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT attelle dorsale  
Intrinsic Plus (D.I.P.S.)**  
**[REF] 102500**


Pos.No. 22.07.04.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- attelle de poignet pour immobilisation avec fixation des doigts
- préformation optimale de l'attelle en position Intrinsic Plus
  - 25° d'extension au poignet
  - 70° de flexion des articulations métacarpo-phalangiennes des doigts
- deux fermetures velcro élastiques dans la zone de l'avant-bras, respectivement une fermeture non élastique Velcro dans la zone de l'articulation de base de la main ainsi que dans la zone des phalanges des doigts
- utilisation postopératoire simple grâce à la préformation anatomique

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- mise en place immobilisante de la partie dorsale
- évite les contractures des longs doigts
- mobilisation précoce grâce à la possibilité de fermeture du poing

**INDICATIONS**

Préopératoire, postopératoire, post-traumatique, p. ex. fractures des métacarpes et des phalanges des doigts au niveau des doigts longs (p. ex. fracture du boxeur), lésions ligamentaires des doigts longs au niveau des articulations de base, blessures et maladies nécessitant une immobilisation des doigts longs (p. ex. infections)

**TAILLES**

Longueur main



Taille 1	14 – 17 cm
Taille 2	17 – 22 cm

droite et gauche identiques

**BORT attelle de stabilisation palmaire**  
**REF** 103100



Med

Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle de stabilisation palmaire pour immobiliser le poignet avec fixation pour les doigts et le pouce
- élément de stabilisation malléable
- rembourrage en mousse souple


COULEUR:  anthracite

MED-EXTRA

- ajustement individuel sans outils
- construction extra-légère
- appui avant-bras-main avec revêtement textile doux pour la peau

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, dégénératif, syndrome du canal carpien (CTS), paralysies, en cas de maladies inflammatoires et rhumatismales, distorsion

TAILLES		Tour du poignet
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT attelle de parésie**  
**REF** 103700



Med

Pos.No. 23.21.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle de stabilisation palmaire pour immobiliser le poignet avec fixation des doigts et du pouce
- matériel thermoplastique
- partie intérieure complètement recouverte de tissu
- lavable


COULEUR:  beige

MED-EXTRA

- adaptation individuelle facile avec l'air chaud d'un sèche-cheveux à 60° C
- peut être facilement enfilé par le patient

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, syndrome du canal carpien (CTS), parésies de la main, en cas de maladies inflammatoires et rhumatismales

TAILLES		Tour du poignet
	x-small	jusqu'à 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm
	x-large	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

### BORT soutien de poignet avec ouverture et bordure pour le pouce [REF] 112020



Pos.No. 05.07.12.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- bandage de poignet comprimant pour stabiliser facilement le poignet
- forme ajustée optimisée pour la zone palmaire
- tricoté en forme anatomique
- ouverture avec bordure pour le pouce

COULEURS: ■ beige ■ bleu

#### MED-EXTRA

- simple utilisation
- utilisable à droite et à gauche

#### INDICATIONS

Distorsion légère, entorse, après déplaçage, tendovaginite

### BORT soutien de poignet avec ouverture pour le pouce [REF] 112120



Pos.No. 05.07.13.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- bandage de poignet comprimant pour stabiliser le poignet et la métacarpe
- accessoire: bande de soutien Stabilo®, amovible et librement positionnable

COULEUR: ■ bleu

#### MED-EXTRA

- simple utilisation
- utilisable à droite et à gauche

#### TAILLES

Tour du poignet



x-small	— jusqu'à 13 cm
small	— 13 – 15 cm
medium	— 15 – 17 cm
large	— 17 – 19 cm
x-large	— 19 – 21 cm

droite et gauche identiques

#### TAILLES

Tour du poignet



x-small	— jusqu'à 13 cm
small	— 13 – 15 cm
medium	— 15 – 17 cm
large	— 17 – 19 cm
x-large	— 19 – 21 cm

droite et gauche identiques

BORT bandage pour poignet  
avec fermeture velcro

REF 112110



Med

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- bandage élastique
- fermeture velcro
- largeur: 8 cm

COULEURS:  beige  noir  
 multicolore

MED-EXTRA

- facile à enfiler

BORT Stabilo®  
bandage pour poignet

REF 112010






Med

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de poignet élastique avec bande de soutien Stabilo®
- fermeture velcro
- largeur: 8 cm


COULEURS:  beige  noir  
 bleu avec bande blanc

MED-EXTRA


- stabilisation supplémentaire grâce à la bande de soutien Stabilo®
- facile à enfiler

APPLICATION

Soutien léger du poignet

TAILLES	Tour du poignet
	Taille 1 ____ jusqu'à 17 cm
	Taille 2 ____ 17 – 19 cm
	Taille 3 ____ 19 – 22 cm

droite et gauche identiques

TAILLES	Tour du poignet
	Taille 1 ____ jusqu'à 17 cm
	Taille 2 ____ 17 – 19 cm
	Taille 3 ____ 19 – 22 cm

droite et gauche identiques

Pour un dos fort:  
corriger, stabiliser, soulager.



Tableau des indications pour produits sélectionnés	<b>Soutien élastique Sport</b> 104660SP	<b>select* Stabilo*</b> 104710 104740	<b>Stabilo-Basic Sport</b> 104690SP 104680SP	<b>Generation bandage pour le dos</b> 215850	<b>Stabilo* bandage pour sacro-iliaque</b> 104750	<b>VarioPlus bandage pour le dos extra-large</b> 112690	<b>Lumbo-Xpress bandage pour le dos</b> 112600	<b>select* orthèse pour la mobilisation de la colonne lombaire</b> 104700	<b>Generation orthèse dorsale</b> 215800	<b>Stabilo* FA orthèse dorsale</b> 180500	<b>Stabilo* orthèse dorsale lombaire</b> 180100	<b>BORT StabiloPlus bandage pour le dos</b> 104730	<b>Stabilo* orthèse de pontage</b> 104760	<b>Generation orthèse pour l'ostéoporese</b> 215870 215880
Page	P. 79	P. 82	P. 83/87	P. 90	P. 89	P. 86	P. 85	P. 80	P. 90	P. 92	P. 93	P. 92	P. 91	P. 94/95
Correction posturale	●													
Syndrome sacro-iliaque					●									
Lumbago		●	●	●		●								
Spondylose		●				●	●		●					
Syndrome lombaire		●				●	●							
Lombalgie			●	●			●		●					
Ischialgie			●						●					
Arthrose facettaire									●	●				
Prolapsus (conserv./post-op.)								●					●	
Ostéoporose								●	●		●	●		●
Fractures vertébrales											●		●	
Déformations lombaires dégénératives				●					●					

## BORT Soutien élastique Sport

[REF] 104660SP



Pos.No. 22.09.05.00.1

### DÉTAILS PRODUIT

- support droit pour redresser et soulagement de la colonne vertébrale thoracique
- redressement par le principe du sac à dos
- mise en place et retrait particulièrement faciles

COULEUR: ■ noir/vert

### SPORT-EXTRA

- liberté de mouvement des omoplates grâce à un design élancé
- positionnement épousant la forme du corps, en particulier dans la zone critique des aisselles
- design sportif moderne (avec étiquette réfléchissante)

### INDICATIONS

Redressement et soulagement de la pression thoracique, p.ex. défaut postural de la colonne vertébrale thoracique, dorsalgies (douleurs au niveau de la colonne vertébrale thoracique)

TAILLES Tour sous la poitrine



Taille 1	___	65 – 80 cm
Taille 2	___	80 – 95 cm
Taille 3	___	95 – 110 cm
Taille 4	___	110 – 125 cm

## BORT StabiloFix® soutien élastique

[REF] 104560



Pos.No. 22.09.05.00.1

### DÉTAILS PRODUIT

- soutien élastique servant au redressement actif de la colonne vertébrale thoracique
- matériel à respiration active et à bonne tolérance cutanée
- design mince, restant discret

COULEURS: □ blanc ■ gris

### MED-EXTRA

- adaptation individuelle grâce à des sangles élastiques réglables
- facile à enfiler (même principe que mettre un sac à dos)

### INDICATIONS

Redressement et soulagement de la pression thoracique, p.ex. défaut postural de la colonne vertébrale thoracique, dorsalgies (douleurs au niveau de la colonne vertébrale thoracique)

TAILLES Tour sous la poitrine



Taille 1	___	65 – 80 cm
Taille 2	___	80 – 95 cm
Taille 3	___	95 – 110 cm
Taille 4	___	110 – 125 cm

**BORT StabiloFix®**  
**[REF]** 104600



Med

Pos.No. 22.09.05.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- soutien pour correction du maintien de la colonne vertébrale thoracique
- matériel de la ceinture souple, non élastique
- aussi pour enfants, voir page 9

COULEURS: ■ bleu □ blanc


MED-EXTRA

- facile à enfiler et à retirer par le patient grâce à la fermeture sur la poitrine
- s'adapte à la forme du corps, tout spécialement au niveau des aisselles, partie particulièrement sensible
- avec des plis cousus pour simplifier le raccourcissement des bandes
- sans latex

INDICATIONS

Redressement et soulagement de la pression thoracique, p.ex. défaut postural de la colonne vertébrale thoracique

TAILLES                      Tour sous la poitrine



Enfants  
(bleu)

— 50 – 70 cm

Adultes — à partir de 70 cm

**BORT select® orthèse pour la mobilisation de la colonne lombaire**  
**[REF]** 104700



select

Pos.No. 22.14.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour le dos, destinée à la mobilisation fonctionnelle de la colonne lombaire
- deux tiges anatomiquement préformées au niveau dorsal
- effet de soutien et de soulagement réglable grâce à une bande de tension non élastique
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dos 26 cm

COULEUR: ■ argent


SELECT-EXTRA

- brides détachables pour une adaptation au déroulement du traitement
- facile à enfiler grâce à des brides
- plus facile à enfiler grâce à une plaque de fermeture ergonomique

INDICATIONS

Loomboisicalgie moyenne avec pertes légers en présence de protrusion/hernie discale, syndrome lombaire pseudo-radiculaire moyen, spondylolisthèse du grade I avec lombalgies, difformité lombaire moyenne (traitement de la récurrence, évolution avec complications), état après chirurgie discale avec protrusion petite à moyenne, Arthrose de l'articulation facettaire

TAILLES                      Tour de taille



Taille 1

— 70 – 80 cm

Taille 2 — 80 – 90 cm

Taille 3 — 90 – 100 cm

Taille 4 — 100 – 110 cm

Taille 5 — 110 – 120 cm

Taille 6 — 120 – 130 cm

Taille 7 — 130 – 140 cm



### BORT select® bandage pour le dos avec pelote [REF] 104650



Pos.No. 05.14.02.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour le dos approprié pour la stabilisation du rachis lombaire
- ceinture active, tricotage anatomique
- quatre tiges de renfort
- pelote viscoélastique de haute qualité pour le sacrum, à positionnement variable
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dos 23 cm

COULEURS: ■ argent  
■ noir



#### SELECT-EXTRA

- enfilage confortable et sans grand effort du patient grâce à des brides
- plus facile à enfiler grâce à une plaque de fermeture ergonomique
- très confortable

### BORT select® Lady bandage pour le dos avec pelote [REF] 104640



Pos.No. 05.14.02.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour le dos approprié pour la stabilisation du rachis lombaire
- ceinture active, tricotage anatomique
- coupe ceinturée spéciale femme
- quatre tiges de renfort
- pelote iliaque viscoélastique de haute qualité positionnable à souhait
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dos 24 cm

COULEURS: ■ argent  
■ noir



#### SELECT-EXTRA

- enfilage confortable et sans grand effort du patient grâce à des brides
- plus facile à enfiler grâce à une plaque de fermeture ergonomique
- très confortable

Dos

#### INDICATIONS

Douleurs lombaires, lombalgie récidivante, ostéochondrose, spondylarthrose, spondylolyses sans glissement vertébral, difformité lombaire légère (glissement dégénératif de la vertèbre), dorsalgie

#### TAILLES

#### Tour de taille



Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm
Taille 7	130 – 140 cm

#### TAILLES

#### Tour de taille



Taille 0	60 – 70 cm
Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm



DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour le dos pour la stabilisation de la colonne lombaire
- trois tiges lombaires préformées en forme anatomique
- pelote viscoélastique dorso-lombaire
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dos 26 cm

COULEURS: ■ argent  
■ noir



SELECT-EXTRA


- système de brides croisées avec oeillets permet une forte traction et apporte stabilisation et soulagement
- plus facile à enfiler grâce à une plaque de fermeture ergonomique



DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour le dos pour la stabilisation de la colonne lombaire
- coupe ceinturée spéciale femme
- trois tiges lombaires préformées en forme anatomique
- pelote viscoélastique dorso-lombaire
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dos 26 cm

COULEURS: ■ argent  
■ noir





SELECT-EXTRA

- système de brides croisées avec oeillets permet une forte traction et apporte stabilisation et soulagement
- plus facile à enfiler grâce à une plaque de fermeture ergonomique

INDICATIONS

Traitement de douleurs fortes lombaires, lombalgie sévère, lombalgie récidivante, ostéochondrose, spondylarthrose, lomboisciatalgies, syndrome radiculaire léger, spondylolyses sans glissement vertébral, difformité lombaire légère à moyenne (glissement dégénératif de la vertèbre), après chirurgie discale

TAILLES	Tour de taille
 Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm
Taille 7	130 – 140 cm

TAILLES	Tour de taille
 Taille 0	60 – 70 cm
Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm

**BORT StabiloBasic Sport**  
**bandage pour le dos avec**  
**pelote [REF] 104690SP**


Pos.No. 05.14.02.00.1

**BORT StabiloBasic Lady Sport**  
**bandage pour le dos avec pelote**  
**[REF] 104680SP**


Pos.No. 05.14.02.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- bandage pour le dos approprié pour la stabilisation du rachis lombaire
- ceinture active, tricotage anatomique
- quatre tiges de renfort
- pelote iliaque viscoélastique positionnable à souhait
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dos 23 cm

COULEUR: ■ noir/vert



**SPORT-EXTRA**

- COOLMAX®: le matériel permet l'évacuation de l'humidité
- tricotage sans latex
- enfilage confortable et sans grand effort grâce à des brides
- plus facile à enfiler grâce à une plaque de fermeture ergonomique

**DÉTAILS PRODUIT**

- bandage pour le dos approprié pour la stabilisation du rachis lombaire
- ceinture active, tricotage anatomique
- coupe ceinturée spéciale femme
- quatre tiges de renfort
- pelote iliaque viscoélastique positionnable à souhait
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dos 24 cm

COULEUR: ■ noir/vert


**SPORT-EXTRA**

- COOLMAX®: le matériel permet l'évacuation de l'humidité
- tricotage sans latex
- enfilage confortable et sans grand effort du patient grâce à des brides
- plus facile à enfiler grâce à une plaque de fermeture ergonomique

**INDICATIONS**

Douleurs lombaires, lombalgie récidivante, ostéochondrose, spondylarthrose, spondylolyses sans glissement vertébral, difformité lombaire légère (glissement dégénératif de la vertèbre), ischialgie, dorsalgie

**TAILLES**
**Tour de taille**


Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm
Taille 7	130 – 140 cm

**TAILLES**
**Tour de taille**


Taille 0	60 – 70 cm
Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm

**BORT activemed®**  
**bandage pour le dos**  
**[REF] 220800**



Pos.No. 05.14.02.00.1

**BORT StabiloBasic**  
**Lady bandage pour le dos**  
**avec pelote [REF] 104680**




Pos.No. 05.14.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage actif pour la stabilisation musculaire lombaire
- deux tiges dorsales
- positionnement variable de la pelote iliaque viscoélastique
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dos 23 cm

COULEURS: ■ gris minéral ■ beige  
■ graphit (Tricot plat)



- enfilage confortable et sans grand effort du patient grâce à des brides
- très confortable

INDICATIONS

Traitement d'états douloureux lombaires, lombalgie, lombalgie récidivante, ostéochondrose, spondylarthrose, spondylolyses sans glissement vertébral, difformité lombaire légère (glissement dégénératif de la vertèbre)

DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour le dos approprié pour la stabilisation du rachis lombaire
- ceinture active, tricotage anatomique
- coupe ceinturée spéciale femme
- quatre tiges de renfort
- positionnement variable de la pelote iliaque viscoélastique
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dos 24 cm


COULEURS: ■ argent, ■ noir/lila




- enfilage confortable et sans grand effort du patient grâce à des brides
- mise en place facilitée grâce à une plaque de fermeture ergonomique
- très confortable

INDICATIONS

Douleurs lombaires, lombalgie récidivante, ostéochondrose, spondylarthrose, spondylolyses sans glissement vertébral, difformité lombaire légère (glissement dégénératif de la vertèbre), dorsalgie

TAILLES	Tour de taille
	
Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm
Taille 7	130 – 140 cm

TAILLES	Tour de taille
	
Taille 0	60 – 70 cm
Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm

### BORT StabiloBasic bandage pour le dos avec pelote **REF** 104690




Pos.No. 05.14.02.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour le dos approprié pour la stabilisation du rachis lombaire
- ceinture active, tricotage anatomique
- quatre tiges de renfort
- pelote iliaque viscoélastique positionnable à souhait
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dos 23 cm

COULEURS: ■ argent ■ noir



#### BASIC-EXTRA

- enfilage confortable et sans grand effort du patient grâce à des brides
- mise en place facilitée grâce à une plaque de fermeture ergonomique
- très confortable

#### INDICATIONS

Douleurs lombaires, lombalgie récidivante, ostéocondrose, spondylarthrose, spondylolyses sans glissement vertébral, difformité lombaire légère (glissement dégénératif de la vertèbre), dorsalgie

#### TAILLES

#### Tour de taille



Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm
Taille 7	130 – 140 cm

### BORT LumboXpress bandage pour le dos avec double fermeture **REF** 112600



Pos.No. 22.14.01.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- bandage élastique pour la stabilisation du rachis lombaire
- quatre tiges de renfort en position dorsale préformées en forme anatomique
- deux sangles velcro pour une stabilisation sûre
- deux brides de traction élastiques supplémentaires de dorsal à ventral permettant un dosage individuel de la pression
- hauteur: côté ventre 16 cm, côté dos 26 cm

COULEUR: ■ argent

#### MED-EXTRA

- système de fermetures spécialement conçu facilite l'enfilage
- construction très plate, ne se voit presque pas sous les vêtements

#### INDICATIONS

Traitement de douleurs fortes en région lombaire, lombalgie sévère, lombalgie récidivante, ostéocondrose, spondylarthrose, syndrome radiculaire léger, spondylolyses sans glissement vertébral, difformité lombaire légère à moyenne (glissement dégénératif de la vertèbre), après chirurgie discale

#### TAILLES

#### Tour de taille



Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm
Taille 7	130 – 140 cm
Taille 8	140 – 150 cm

**BORT Vario bandage pour le dos avec pelote**  
**[REF] 112610**



Pos.No. 22.14.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour le dos non élastique pour la stabilisation de la colonne lombaire
- région lombaire non élastique en textile à respiration active
- pelote de friction lombosacrale
- deux tiges de renfort partie dorsale
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dos 26 cm

COULEUR: ■ gris



MED-EXTRA

- ajustement amélioré grâce à sa coupe cintrée
- brides de traction élastiques supplémentaires de dorsal à ventral

**BORT VarioPlus bandage pour le dos extra-large**  
**[REF] 112690**



Pos.No. 22.14.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage non élastique du dos pour personnes corpulentes
- partie du ventre partiellement élastique avec fermetures velcro latérales
- coupe cintrée en région lombaire
- pelote de friction lombosacrale
- trois tiges de maintien en position dorsale
- hauteurs: T. 1 + 2 côté ventre 24 cm, côté dos 30 cm; T. 3 + 4 côté ventre 28 cm, côté dos 33 cm

COULEUR: ■ noir





MED-EXTRA

- confort optimal même en cas de ventre imposant
- ceintures de traction élastiques supplémentaires pour soulever le ventre et soulager le rachis lombaire
- construction robuste

INDICATIONS

Traitement d'états douloureux lombaires accentués, lombalgie sévère, lombalgie récidivante, ostéochondrose, spondylarthrose, syndrome radiculaire léger, spondylolyses sans glissement vertébral, difformité lombaire légère à moyenne (glissement dégénératif de la vertèbre), après chirurgie discale

TAILLES	Tour de taille
 small	jusqu'à 89 cm
medium	89 – 104 cm
large	104 – 119 cm
x-large	119 – 134 cm

TAILLES	Étendue du corps
 Taille 1	105 – 120 cm
Taille 2	120 – 135 cm
Taille 3	135 – 150 cm
Taille 4	150 – 165 cm

**BORT Stabilo Basic**  
**bandage pour le dos extra-large**  
**REF 104670**


SPECIAL LARGE

Med

Pos.No. 05.14.02.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- bandage dorsal pour la stabilisation musculaire de la colonne vertébrale dans la région lombaire.
- forme anatomique tricotée
- coussin sacral viscoélastique à jambe courte, à positionnement variable
- Construction très plate, donc à peine visible sous les vêtements
- hauteur : ventrale 17 cm, dorsale 23 cm



COULEUR: ■ argent

## BASIC-PLUS

- des supports abdominaux élastiques supplémentaires pour soulager la colonne lombaire de structures corporelles solides
- système de fixation spécialement conçu pour une application facile
- construction très plate pour limiter la visibilité sous les vêtements



Dos

## INDICATIONS

Conditions de douleur récurrente de la colonne lombaire, ostéochondrose, pondoarthrose, spondylolyse sans spondylolisthésis, légère déformation lombaire (spondylolisthésis dégénératif), dorsalgie.

## TAILLES

Tour de taille



Taille 1	_____	110 – 120 cm
Taille 2	_____	120 – 130 cm
Taille 3	_____	130 – 140 cm
Taille 4	_____	140 – 150 cm
Taille 5	_____	150 – 160 cm

**BORT VarioBasic bandage pour le dos avec pelote**  
**REF** 112670



Pos.No. 22.14.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage élastique pour la stabilisation du rachis lombaire
- positionnement variable de la pelote iliaque
- quatre tiges de renfort en position dorsale préformées en forme anatomique
- brides croisées élastiques
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dos 26 cm

COULEURS: ☐ blanc ☒ noir



T1-T12  
L1-L5

Pelote croisée

BASIC-EXTRA


- facile à enfiler et à retirer grâce aux languettes de saisie
- très confortable

**BORT VarioBasic bandage pour le dos sans pelote**  
**REF** 112650

Pos.No. 05.14.01.00.1

INDICATIONS

Traitement d'états douloureux lombaires, lombalgie, lombalgie récidivante, ostéochondrose, spondylarthrose, spondylolyses sans glissement vertébral, difformité lombaire légère (glissement dégénératif de la vertèbre)

TAILLES	Tour de taille
 small	75 – 89 cm
medium	90 – 105 cm
large	106 – 120 cm
x-large	121 – 140 cm
xx-large	141 – 160 cm

**BORT ceinture du dos pour femme enceinte**  
**REF** 104580



Pos.No. 05.14.05.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- ceinture élastique pour le dos, approprié pour soulager la colonne lombaire et pour soutenir le ventre
- réglage individuel de la largeur grâce à des bandes ajustables et mal-léables
- tiges élastiques minces pour la stabilisation de la région lombaire
- hauteur dorsale: 21 cm


COULEUR: ☐ blanc

MED-EXTRA

- s'adapte à différentes tailles de ventre

INDICATIONS

Stabilisation lombaire pendant la grossesse avec possibilité de dosage de la pression, traitement d'états douloureux en région lombaire

TAILLES	Tour des hanches
 Taille 0	75 – 91 cm
Taille 1	91 – 105 cm
Taille 2	105 – 119 cm
Taille 3	119 – 140 cm



### BORT ceinture pour symphyse

[REF] 102700



Pos.No. 05.11.02.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- ceinture non élastique pour la stabilisation du bassin
- pression sur la symphyse individuellement réglable
- forme anatomique
- partie intérieure rembourrée
- hauteur: côté ventre 8,5 cm, côté dos 15 cm

COULEUR: ■ argent

#### MED-EXTRA

- stabilisation et soulagement du bassin et de la symphyse
- la fermeture étroite est le garant d'un confort de portée élevé (en position assise)

#### INDICATIONS

Insuffisance de la symphyse, divulsion de la symphyse, relâchement des structures de l'articulation sacro-iliaque/de la symphyse, post-accouchement, stable Fracture de l'anneau pelvien

#### TAILLES

#### Tour des hanches



small	___	85 – 95 cm
medium	___	95 – 105 cm
large	___	105 – 115 cm
x-large	___	115 – 125 cm
xx-large	___	125 – 135 cm

Autres tailles en confection spéciale sur mesure

### BORT Stabilo® orthèse pour l'articulation sacro-iliaque [REF] 104750



Pos.No. 05.14.02.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour la stabilisation de l'articulation sacro-iliaque
- tricotage spécial en combinaison avec des mécanismes d'étirement élastiques et non élastiques
- pelote pour articulation sacro-iliaque en deux parties pour favoriser la vascularisation et la guérison
- réglable individuellement grâce à des sangles de traction supplémentaires

COULEUR: ■ gris

#### MED-EXTRA

- stabilisation circulaire et soulagement au niveau du bassin et de la symphyse
- fermeture fine pour être plus agréable à porter (p.ex en position assise)

#### INDICATIONS

Arthrose sacro-iliaque, instabilité sacro-iliaque, blocage sacro-iliaque, myalgies et tendinopathies du bassin, perturbations structurelles suite à des spondylodèses à l'étage lombaire

#### TAILLES

#### Tour de la crête iliaque



Taille 1	___	70 – 85 cm
Taille 2	___	85 – 100 cm
Taille 3	___	100 – 115 cm
Taille 4	___	115 – 130 cm
Taille 5	___	130 – 145 cm

**BORT Generation  
bandage pour le dos****[REF]** 215850

Pos.No. 22.14.02.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- orthèse pour la stabilisation du rachis lombaire
- éléments de stabilisation intégrés
- matériel élastique, perméable à l'air
- pelotes viscoélastiques, positionnables à souhait
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dos 21 cm

COULEUR: ■ bleu

**GENERATION-EXTRA**

- larges poignées sur la plaque de fermeture
- construction de l'orthèse légère
- système de palan demandant peu d'efforts
- simple et facile à mettre en place
- plus facile à enfiler grâce à une plaque de fermeture ergonomique

**INDICATIONS**

Déformations lombaires légères, lombosciatalgie légère à moyenne, protrusion hernie discale avec pertes légères, spondylose, spondylolisthèse, sténoses spinales, syndrome d'irritation radiculaire, état suite à les opérations discales

**TAILLES****Tour de taille**

Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm
Taille 7	130 – 140 cm

**BORT Generation  
orthèse dorsale****[REF]** 215800NOUVEAU  
DESIGN

Pos.No. 23.10.01.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- orthèse de colonne vertébrale pour soulagement et stabilisation de la colonne lombaire
- matériel non élastique, perméable à l'air
- hauteurs plaque dorsale: 27 cm, 31 cm

COULEUR: ■ bleu

**GENERATION-EXTRA**

- larges poignées sur la plaque de fermeture
- forme d'attelle innovante qui favorise l'autofixation de l'orthèse lors
- système de palan demandant peu d'efforts
- plus facile à enfiler grâce à une plaque de fermeture ergonomique

**INDICATIONS**

Syndrome facettaire, lombosciatalgies, protrusion/hernie discale, syndrome d'irritation radiculaire, déformation lombaire dégénérative, état suite à les opérations discales, fractures stables, spondylose, spondylolisthèse, sténoses spinales

**TAILLES****Tour de taille**

Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm
Taille 7	130 – 140 cm

Veuillez indiquer la hauteur: 27 ou 31 cm

**BORT StabiloPlus orthèse de pontage****REF** 104760

Pos.No. 22.15.02.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- orthèse lombaire pour maintenir et soulager le rachis lombaire
- cadre de redressement stable en forme d'attelle classique, en matière plastique, anatomiquement préformé, matériel thermoplastique adaptable
- brides de stabilisation, non élastiques, individuellement malléables
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dos 32 cm

COULEUR: ■ gris

**MED-EXTRA**

- degré élevé de stabilisation, pouvant s'adapter graduellement au déroulement du traitement
- plaque de renfort supplémentaire abdominale, au niveau ventral
- bandage de base de forme anatomique pour un ajustement optimal
- facile à enfiler grâce à des brides

Dos

**INDICATIONS**

Formes graves de lombosciatique avec dysfonctionnements musculaires en présence de protrusion/hernie discale sévère, sans indication absolue d'une opération, formes graves d'un syndrome lombaire radiculaire ou pseudo-radiculaire (résistant au traitement conservateur), spondylolisthésis du grade II avec lombosciatiques récidivantes, difformité lombaire grave en présence d'un syndrome facettaire/arthrose, état après opération d'un disque intervertébral sans parésie résiduelle en cas de retrait du disque, décompression du canal rachidien (monoétage), sans difformité, opération d'un disque vertébral (monoétage), sténoses du canal rachidien avec courte distance de marche, sans parésie importante, fractures vertébrales post-traumatiques de faible étendue

**TAILLES****Tour de taille**

Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm
Taille 7	130 – 140 cm

**BORT StabiloPlus bandage pour le dos**  
**REF 104730**



Pos.No. 22.14.06.00.1

**BORT Stabilo® FA orthèse dorsale**  
**REF 180500**



Pos.No. 22.14.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage lombaire pour maintenir et soulager le rachis lombaire
- activation de la musculature abdominale ainsi que redressement du bassin
- brides de stabilisation, partiellement élastiques, individuellement malléables
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dorsal 32 cm

COULEUR: ■ argent



MED-EXTRA

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse lombaire pour un soulagement partiel de la colonne lombaire et des articulations facettaires
- deux tiges de renfort latérales
- hauteur: côté ventre 15,5 cm, côté dos 30 cm

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- forme anatomique, s'adapte parfaitement à la forme du corps, tricotage flexible dans la zone de flexion de la hanche
- grade de stabilisation adaptable à l'évolution du traitement spécifique
- facile à enfiler grâce à des brides


- système de ceinture élastique pour la réduction de la lordose lombaire
- enfilage confortable et sans grand effort du patient grâce à des brides
- largeur réglable grâce à des plaques de fermeture ergonomiques


INDICATIONS

Lomboisctalgie moyenne avec pertes légers en présence de protrusion/hernie discale, syndrome lombaire pseudo-radicalaire moyen, spondylolisthèse du grade I avec lombalgies, difformité lombaire moyenne (traitement de la récurrence, évolution avec complications), état après chirurgie discale avec protrusion petite à moyenne, sténoses spinales, syndrome d'instabilité

INDICATIONS

Arthrose facettaire, protrusion/hernie discale, lombalgie grave, lomboisctalgies, lumbago, lumbago avec participation de l'articulation sacro-iliaque, douleurs chroniques au niveau du sacrum, spondylolisthèse, dysbalance musculaire, instabilité segmentaire, sténoses spinales lombaires

TAILLES	Tour de taille
 Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm
Taille 7	130 – 140 cm

TAILLES	Tour de taille
 Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm
Taille 7	130 – 140 cm

BORT Stabilo® orthèse dorsale lombaire

REF 180100




Pos.No. 23.10.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse lombaire avec coussin bassin intégré en matière plastique pour consolidation des segments du rachis 1 à 5
- dosage de l'ajustement grâce à la technologie Boa (système de brides)
- ceinture lombaire intégrée avec bande de fermeture abdominale

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- limitation effective de la rotation du rachis lombaire
- construction modulaire réductible selon le progrès thérapeutique
- adaptation facile: réglage de la lordose lombaire par un façonnage à froid possible

INDICATIONS

Formes plus graves de la lombo-sciatalgie sans indication absolue d'une opération, ou rejet d'une opération, contre-indication, formes plus graves d'un syndrome lombaire radiculaire ou pseudo-radiculaire (conservatoire, résistant au traitement), spondylolisthèse avec lombo-sciatalgies graves, difformité lombaire grave avec hypermobilité en présence d'un syndrome de facettes/arthrose, après chirurgie de la colonne vertébrale, fusion dorso-ventrale/dorso-latérale, compression du canal spinal (une étage à libérer avec difformité ou pluri-étagère), chirurgie discale avec grosse hernie discale/instabilité lombaire, sténoses spinales avec parèses, fractures vertébrales post-traumatiques avec dommage significatif sur les corps vertébraux

TAILLES



Taille 1	Tour de taille
Taille 2	70 – 80 cm
Taille 3	80 – 90 cm
Taille 4	90 – 100 cm
Taille 5	100 – 110 cm
Taille 6	110 – 120 cm
Taille 7	120 – 130 cm
	130 – 140 cm

BORT Generation orthèse pour l'ostéoporose

REF 215870



Generation



Pos.No. 22.15.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse dorsale activatrice et redressant la colonne vertébrale
- armature dorsale en aluminium stable, anatomiquement préformée et malléable individuellement, sans outils
- soulagement et stabilisation de la colonne vertébrale
- redressement actif par activation de la musculature dorsale
- augmentation de la mobilité

GENERATION-EXTRA

- système de ceinture selon le principe du sac à dos
- boucles de renvoi dans la région du thorax pour un redressement simple et continu de la partie supérieure du corps.
- structure légère et fine
- maniement facile
- fermeture avec une bonne prise pour les doigts et des brides pour une mise en place sans effort

COULEUR: ■ bleu




Pour une meilleure mobilité des personnes âgées  
La gamme de produits offrant une grande facilité de maniement

INDICATIONS

Redressement actif pour soulagement de la pression et correction de l'étage lombaire/thoracique avec mouvement limité sur le plan sagittal, p.ex. fractures ostéoporotiques vertébrales stables, ostéoporose, thérapie conservatrice des cyphoses secondaires (fractures stables, tumeurs), insuffisance musculaire, stabilisation pré- et post-opératoire

TAILLES

Longueur du dos



x-small	_____	jusqu'à 43 cm
small	_____	44 – 49 cm
medium	_____	50 – 55 cm
large	_____	56 – 61 cm
x-large	_____	62 – 67 cm

Les longueurs de ceinture sont adaptables individuellement pour un tour de corps de 70 à 165 cm

## BORT Generation orthèse dynamique pour l'ostéoporose

**REF** 215880



Generation



Pos.No. 23.10.01.00.1

### DÉTAILS PRODUIT

- orthèse dorsale activatrice et redressant la colonne vertébrale
- attelle dorsale et brides de limitation stables et réglables dynamiquement
- armature dorsale en aluminium stable, en deux parties, anatomiquement préformée et malléable individuellement, sans outils
- soulagement et stabilisation de la colonne vertébrale
- redressement actif par activation de la musculature dorsale
- augmentation de la mobilité

COULEUR: ■ bleu

### GENERATION-EXTRA

- système de ceinture selon le principe du sac à dos
- boucles de renvoi dans la région du thorax pour un redressement simple et continu de la partie supérieure du corps
- structure légère et fine pour un bon confort de port
- fermeture avec une bonne prise pour les doigts et des brides pour une mise en place sans effort



#### **BORT Generation:**

Pour une meilleure mobilité des personnes âgées  
La gamme de produits offrant une grande facilité de maniement


Dos

### INDICATIONS

Redressement actif pour soulagement de la pression et correction de l'étage lombaire/thoracique avec mouvement limité sur le plan sagittal, p.ex. fractures ostéoporotiques vertébrales stables, ostéoporose, thérapie conservatrice des cyphoses secondaires (fractures stables, tumeurs), insuffisance musculaire, stabilisation pré- et post-opératoire

### TAILLES

Longueur du dos



x-small	_____	jusqu'à 43 cm
small	_____	44 – 49 cm
medium	_____	50 – 55 cm
large	_____	56 – 61 cm
x-large	_____	62 – 67 cm

Les longueurs de ceinture sont adaptables individuellement pour un tour de corps de 70 à 165 cm

Actif et sûr dans le quotidien:  
redresser, comprimer, stabiliser.





Tableau des indications pour produits sélectionnés		Ceinture thoracique hommes 102800 P. 99/98	Bandage pour hernie de cicatrices 104050 P. 100	Bandage pour hernie ombilicale 104070 P. 100	Ceinture pour colostomie 104090 P. 101	Vario Ceinture pour colostomie 104010 P. 101	PostOban® 104150 PostOban® Taille spéciale 104180 P. 102./103	PostOban® SOFT Soutien thoracique abdominal 104100 P. 102	Soutien abdo- minal pour femmes enceintes 104620 P. 103	CoxaPro Orthèse de hanche 201400 P. 106
Page										
Fracture/contusion costale	●									
Hernie cicatricielle		●								
Hernie ombilicale			●				●			
Faiblesse des tissus conjonctifs					●	●				
Paralysie de la paroi abdominale					●	●				
État post-iléostomie/post-colostomie					●	●				
Soulagement de l'abdomen									●	
Ventre en besace								●		
Post-opératoire		●					●			●
Syndrome du tractus iliofemoral										●
Coxarthrose										●
Piriformis-Syndrom										●



## DÉTAILS PRODUIT

- ceinture non élastique pour la stabilisation circulaire du thorax
- côtés et parties devant non élastiques avec fermeture velcro, revêtement élastique du dos
- tissu perméable à l'air, fermeture velcro
- taille ceinturée pour les femmes
- hauteur:  
dorsale 16 cm, ventrale 12 cm

COULEUR: ☐ blanc

## MED-EXTRA

- très fin, ne se voit pas sous les vêtements
- très confortable grâce au satin de coton et à l'éponge fine



## DÉTAILS PRODUIT

- ceinture élastique pour la stabilisation circulaire du thorax
- tissu élastique perméable à l'air, fermeture velcro
- taille ceinturée pour les femmes
- hauteur:  
dorsale 16 cm, ventrale 12 cm


COULEUR: ☐ blanc


## MED-EXTRA

- très fin, ne se voit pas sous les vêtements
- très confortable à porter

## INDICATIONS

Fracture costale, états post-traumatiques costales (p.ex. contusion et distorsion)

TAILLES	Tour sous la poitrine
 small	— jusqu'à 66 cm
medium	— 66 – 76 cm
large	— 76 – 89 cm
x-large	— 89 – 102 cm
xx-large	— 102 – 125 cm

TAILLES	Tour sous la poitrine
 small	— 65 – 78 cm
medium	— 78 – 91 cm
large	— 91 – 106 cm
x-large	— 106 – 125 cm

**BORT ceinture thoracique hommes****[REF]** 102800


Pos.No. 05.13.02.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- ceinture non élastique pour la stabilisation circulaire du thorax
- côtés et parties devant non élastiques, revêtement du dos élastique
- tissu perméable à l'air, fermeture velcro
- coupe droite
- hauteur: 16 cm

COULEUR: ☐ blanc**MED-EXTRA**

- très fin, ne se voit pas sous les vêtements
- très confortable grâce au satin de coton et à l'éponge fine

**BORT ceinture thoracique hommes élastique****[REF]** 102850

Pos.No. 05.13.02.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- ceinture élastique pour la stabilisation circulaire du thorax
- tissu élastique perméable, fermeture velcro
- coupe droite
- hauteur: 16 cm

COULEUR: ☐ blanc**MED-EXTRA**

- très fin, ne se voit pas sous les vêtements
- très confortable

**INDICATIONS**

Fracture costale, états post-traumatiques costales (p.ex. contusion et distorsion)

**TAILLES**

Tour de poitrine



small	—	jusqu'à 82 cm
medium	—	82 – 96 cm
large	—	96 – 112 cm
x-large	—	112 – 128 cm
xx-large	—	128 – 144 cm

**TAILLES**

Tour de poitrine



small	—	65 – 78 cm
medium	—	78 – 91 cm
large	—	91 – 106 cm
x-large	—	106 – 125 cm
xx-large	—	125 – 145 cm

**BORT bandage  
pour hernies abdominales****REF** 104050

Pos.No. 05.11.10.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- ceinture élastique pour la compression d'une hernie cicatricielle
- pelote en silicone arrondie, renforcement en matière plastique individuellement positionnable
- deux tiges de renfort
- matériel élastique perméable à l'air, avec fermeture velcro
- hauteurs: 13 cm, 21 cm, 26 cm

COULEUR: ☐ blanc

Représentation schématique de la pelote

## MED-EXTRA

- l'enveloppe de la pelote en tissu-éponge souple peut être retirée
- hauteur 13 cm: pelote ronde avec 10 cm de diamètre
- hauteur 21 cm: pelote 18 cm x 10 cm, ovale
- hauteur 26 cm: pelote 22 cm x 10 cm, ovale

## INDICATIONS

Hernie cicatricielle, insuffisance cicatricielle, faiblesse/paralysie de la musculature abdominale

## TAILLES

## Tour de taille



Taille 1 \_\_\_\_\_ 60 – 95 cm

Taille 2 \_\_\_\_\_ 95 – 125 cm

Taille 3 \_\_\_\_\_ 125 – 150 cm

Autres tailles en confection spéciale sur mesure

**BORT bandage  
pour hernie ombilicale****REF** 104070

Pos.No. 05.11.10.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- ceinture élastique pour compression de l'hernie ombilicale
- pelote en forme anatomique convexe pour hernie ombilicale avec surface adhérente, individuellement positionnable
- deux tiges de renfort
- tissu élastique perméable à l'air avec fermeture velcro
- hauteur: 13 cm

COULEUR: ☐ blanc

Représentation schématique de la pelote

## MED-EXTRA

- l'enveloppe de la pelote en tissu-éponge souple peut être retirée
- pelote ronde de 10 cm de diamètre

## INDICATIONS

Hernie ombilicale, hernies ombilicales réductibles

## TAILLES

## Tour de taille

Taille 1 \_\_\_\_\_ 60 – 95 cm

Taille 2 \_\_\_\_\_ 95 – 125 cm

Taille 3 \_\_\_\_\_ 125 – 150 cm

**Veillez indiquer la hauteur: 13 cm, 21 cm ou 26 cm**

### BORT ceinture pour colostomie

**REF** 104090



Accessoires  
Protecteur stomal

Pos.No. 29.01.01.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- ceinture abdominale circulaire avec ouverture spéciale variable pour colostomie
- tissu en velours non élastique, revêtement du dos élastique
- deux tiges de maintien
- bande de renfort fixable par velcro
- hauteurs: 15 cm, 22 cm

COULEUR: ☐ blanc

#### MED-EXTRA

- ouverture spéciale variable pour colostomie avec largeur réglable grâce à la fermeture velcro
- large appui entour de la colostomie, doux pour la peau
- mise en place et positionnement simples de l'ouverture stomale grâce à des fermetures velcro à droite et à gauche dans la région abdominale
- lavable à 60°

ACCESSOIRES: **REF** 104099  
BORT Protecteur stomal

#### INDICATIONS

Paralysie de la paroi abdominale postopératoire, état post-iléostomie et post-colostomie avec insuffisance conjonctivale concomitante

#### TAILLES



small  
medium  
large

#### Tour de taille

70 – 90 cm  
90 – 115 cm  
115 – 150 cm

Veuillez indiquer la hauteur: 15 cm ou 22 cm

### BORT Vario ceinture pour colostomie

**REF** 104010



Gabarit inclus

Pos.No. 29.01.01.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- ceinture abdominale circulaire avec ouverture spéciale variable pour colostomie
- tissu en velours non élastique, revêtement du dos élastique
- deux tiges de maintien
- taille, forme et positionnement de l'ouverture pour colostomie peuvent être déterminés individuellement
- hauteurs: 15 cm, 22 cm

COULEUR: ☐ blanc

#### MED-EXTRA

- gabarit inclus pour un dimensionnement simple et individuel de l'ouverture pour colostomie
- large appui entour de la colostomie, doux pour la peau
- lavable à 60°

**BORT PostOban® SOFT**  
**soutien thoracique abdominal**  
**[REF] 104100**



Pos.No. 05.11.10.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- ceinture élastique pour la stabilisation circulaire thoracique et abdominale
- tissu souple, élastique
- large fermeture velcro en deux parties
- hauteurs: 21 cm, 26 cm


COULEUR:  beige

MED-EXTRA

- individuellement malléable
- qualités agréables de portée

INDICATIONS

Suite à une chirurgie abdominale, faiblesse des tissus conjonctifs en région abdominale, ventre en besace

TAILLES	Tour de taille
 small	— jusqu'à 87 cm
medium	— 87 – 102 cm
large	— 102 – 117 cm
x-large	— 117 – 132 cm

Veillez indiquer la hauteur: 21 cm ou 26 cm

**BORT PostOban® soutien**  
**thoracique abdominal**  
**[REF] 104150**



Pos.No. 05.11.10.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- ceinture élastique pour la stabilisation circulaire thoracique et abdominale
- tissu élastique et perméable à l'air
- large fermeture velcro en deux parties
- hauteurs: 21 cm, 26 cm


COULEUR:  blanc

MED-EXTRA


- individuellement malléable
- facile à enfiler et reste bien en place grâce à la fermeture en deux parties

INDICATIONS

Suite à une chirurgie abdominale/thoracique, faiblesse des tissus conjonctifs en région abdominale, ventre en besace

TAILLES	Tour de taille
 Taille 1	— 75 – 85 cm
Taille 2	— 85 – 95 cm
Taille 3	— 95 – 105 cm
Taille 4	— 105 – 115 cm
Taille 5	— 115 – 125 cm
Taille 6	— 125 – 135 cm
Taille 7	— 135 – 145 cm

Veillez indiquer la hauteur: 21 cm ou 26 cm

**BORT PostOban® taille spéciale  
soutien thoracique abdominal**
**[REF]** 104180


Pos.No. 05.11.10.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- bandage élastique pour stabilisation circulaire de la zone thoracique et abdominale en cas de forte corpulence
- sangle de fixation élastique en deux parties
- tissu élastique et perméable à l'air
- hauteurs: 21 cm, 26 cm

 COULEUR: ☐ blanc

**MED-EXTRA**

- qualités optimales de portée même pour les personnes fortes
- réglable individuellement
- des aides à l'enfilage intégrées permettent une mise en place facile

**INDICATIONS**

Suite à une chirurgie abdominale, faiblesse des tissus conjonctifs en région abdominale, ventre en besace

**BORT ceinture de soutien  
pour femme enceinte**
**[REF]** 104620


Pos.No. 05.11.06.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- ceinture élastique pour le maintien du ventre
- tissu élastique perméable à l'air
- quatre tiges de maintien qui peuvent être retirées si nécessaire
- hauteur dorsale: 24 cm

 COULEUR: ☐ blanc


**MED-EXTRA**

- soulagement du dos grâce à des brides élastiques supplémentaires
- réglable en fonction du tour de ventre

**INDICATIONS**

Douleurs lombaires pendant la grossesse, adiposité, grossesse pluriembryonnaire

**TAILLES**
**Tour de corps**

	Taille 0	90 – 105 cm
	Taille 1	105 – 120 cm
	Taille 2	120 – 135 cm
	Taille 3	135 – 150 cm
	Taille 4	150 – 165 cm
	Taille 5	165 – 180 cm

**TAILLES**
**Tour de la crête iliaque**

	Taille 0	75 – 90 cm
	Taille 1	90 – 105 cm
	Taille 2	105 – 120 cm
	Taille 3	120 – 135 cm

Autres tailles en confection spéciale sur mesure

Veuillez indiquer la hauteur: 21 cm ou 26 cm

**BORT HerniaFix® bandage  
herniaire avec pelote ronde**  
**[REF] 109100**



Med

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- pelote ronde à compression d'un côté
- courroie non élastique au niveau des hanches avec ressort en acier à ressorts d'environ 50 cm de longueur

COULEUR:  beige

**BORT HerniaFix® bandage herni-  
aire élastique avec pelote ronde,  
ressort court [REF] 109400**

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- pelote ronde à compression d'un côté
- courroie au niveau des hanches avec ressort court (20 cm) en acier

COULEUR:  beige

**BORT HerniaFix® bandage  
herniaire avec pelote  
anatomique [REF] 109200**



Med

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- pelote anatomique unilatérale
- courroie non élastique au niveau des hanches avec ressort en acier à ressorts d'environ 50 cm de long
- courroie de cuisses, empêche le glissement de la pelote

COULEUR:  beige

**BORT HerniaFix® bandage herniaire  
élastique avec pelote anatomique,  
ressort court [REF] 109700**

Pas de mention d'un Pos.No.


DÉTAILS PRODUIT

- pelote anatomique unilatérale
- courroie au niveau des hanches avec ressort court (20 cm) en acier
- courroie de cuisses, empêche le glissement de la pelote


COULEUR:  beige

INDICATIONS

Hernie inguinale réductible

TAILLES	Tour de la crête iliaque	
	85	83 – 88 cm
	90	88 – 93 cm
	95	93 – 98 cm
	100	98 – 103 cm
	105	103 – 108 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

TAILLES	Tour de la crête iliaque	
	85	83 – 88 cm
	90	88 – 93 cm
	95	93 – 98 cm
	100	98 – 103 cm
	105	103 – 108 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche



**BORT HerniaFix® bandage herniaire  
élastique avec pelotes rondes  
bilatéral [REF] 109500**


Pas de mention d'un Pos.No.

**DÉTAILS PRODUIT**

- bilatéral, pelotes rondes à compression
- courroie au niveau des hanches avec ressorts, longueur environ 20 cm, en acier

COULEUR:  beige

**BORT HerniaFix® bandage herniaire  
spécial avec pelote anatomique  
ajustable [REF] 110300**


Pas de mention d'un Pos.No.

**DÉTAILS PRODUIT**


- bandage spécial pour hernie, sans pression et sans ressort dans le dos, unilatéral
- pelote anatomique ajustable
- courroie élastique au niveau des hanches
- courroies de cuisses

COULEUR:  beige

**INDICATIONS**


Hernie inguinale réductible

**TAILLES**      Tour de la crête iliaque

	85	_____	83 – 88 cm
	90	_____	88 – 93 cm
	95	_____	93 – 98 cm
	100	_____	98 – 103 cm
	105	_____	103 – 108 cm

droite et gauche identiques

**TAILLES**      Tour de la crête iliaque

	_____	85 – 94 cm
	_____	95 – 105 cm
	_____	106 – 115 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT CoxaPro Orthèse de la hanche**

**REF** 201400



Med

Pos.No. 23.06.01.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- orthèse de la hanche pour assurer la fonction et/ou mobiliser la hanche
- imitation de mouvement simple de la flexion et de l'extension
- extension/flexion réglable : 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- pelote du trochanter pour massage intermittent
- attelle articulaire au niveau de la hanche et du fémur, façonnage à froid possible (attelle en aluminium)

COULEUR: ■ gris

**MED-EXTRA**

- assure bien la fonction de la hanche grâce à une tenue inverse et large des brides
- construction légère et fine pour un confort de portée élevé
- tricotage fonctionnel en coton particulièrement résistant au Velcros



**ACCESSOIRES:**

- REF** 991126 Pelote piriforme
- pour le massage des points gâchettes du muscle piriforme


**INDICATIONS**

Assure la fonction et/ou la mobilisation de la hanche en cas d'instabilité, par exemple après une luxation de la hanche, un relâchement d'endoprothèses de la hanche, une coxarthrose moyenne à grave, un déséquilibre musculaire en région lombaire, pelvienne et coxale, p. ex. syndrome du tractus iliotibial, syndrome piriforme

**TAILLES**

**Tour de la crête iliaque**

**Mesure-f**



small	85 – 100 cm	39 – 52 cm
medium	100 – 115 cm	45 – 65 cm
large	115 – 130 cm	54 – 66 cm
x-large	130 – 145 cm	60 – 76 cm

**NOUVEAU**

**Veillez indiquer droite ou gauche**

**BORT Generation  
protège-hanches****[REF]** 215900

Generation



Pas de mention d'un Pos.No.

## DÉTAILS PRODUIT

- ceinture de protection de hanche avec effet absorbeur de chocs
- protections amovibles en mousse viscoélastique
- ceinture complètement ouvrable avec coupe anatomique

COULEUR: ■ bleu

## GENERATION-EXTRA

- facile à enfiler et à retirer grâce à une fermeture velcro
- larges poignées frontales
- prise en main sûre et confort de portée élevé
- convient pour une utilisation temporaire pendant les phases d'activité
- design attractif et fonctionnel

## ACCESSOIRES:

- set de protecteur ([REF] 201120)

## INDICATIONS

Tendance à la chute de différentes origines, risque de chute

**BORT StabiloHip  
protection des hanches****[REF]** 201100

Med

Pas de mention d'un Pos.No.

## DÉTAILS PRODUIT

- culotte de hanche à effet amortissant
- les protecteurs en mousse souple viscoélastique peuvent être enlevés

COULEUR: □ blanc

## MED-EXTRA

- ceinture et bas des jambes ultra élastique
- les protecteurs peuvent être enlevés facilement
- culotte fonctionnelle de haute qualité en coton et lycra


## ACCESSOIRES:

- set de protecteur ([REF] 201120)
- pantalon ([REF] 201200)

## INDICATIONS

Tendance à la chute de différentes origines

## TAILLES      Tour de la crête iliaque

	small	—	80 — 90 cm
	medium	—	90 — 100 cm
	large	—	100 — 110 cm
	x-large	—	110 — 120 cm
	xx-large	—	120 — 130 cm

TAILLES      Taille de confection  
femmes hommes

small	_____	38 _____	46 _____
medium	_____	40 _____	48 _____
large	_____	42 _____	50 _____
x-large	_____	44 _____	52 _____
xx-large	_____	46/48 _____	54/56 _____
xxx-large	_____	50/52 _____	58/60 _____

Pour que ça avance:  
stabilisation fonctionnelle garan-  
tissant un maximum de mobilité.



Tableau des indications pour produits sélectionnés	select® Stabilo-Gen® 114420	Stabilo-Gen® Sport 114520SP	Bande pour tendon rotulien Sport 114010SP	Stabilo Gen®Eco 114520	Generation genouillère 215420	Asymmetric® 114700	Genouillère Osgood-Schlatter 114510	Stabilo® genouillère avec articulation 150140	Atelle d'immob. 145000 Immo Xpress 145300	Generation orthèse de genou 215400	BORT Generation orthèse de genou Soft OA 215440	OA-Xpress 101600	Genu-Xpress 100700	Stabilo-Pro® 182150
select® GenuZip® 114390	Stabilo-Gen® Sport bande adhésive 114520SPH	Stabilo-Gen® Sport bande adhésive 114520SPH			Generation genouillère 114490G	Asymmetric® Plus 114900							Genu-Xpress ACL 100800	Stabilo-Pro® forme ouverte 182300
Page	P. 110/111	P. 113	P. 120	P. 114	P. 112	P. 123/122	P. 117	P. 124	P. 133/132	P. 127	P. 128	P. 129	P. 130/131	P. 126/125
États irritatifs	●	●		●	●		●							
Latéralisation de la rotule						●								
Luxation ou sublux. patellaire						●								
Chondropathie patellaire			●											
Arthrose fémoro-patellaire			●											
Méniscopathie	●	●		●	●					●				●
Instabilité ligamentaire	●	●		●				●		●			●	●
Gonarthrose	●	●		●	●					●				●
Gonarthrose Varus/Valgus											●			
Immobilisation complète									●					
Morbus Osgood-Schlatter							●							
Ruptures ACL/PCL													●	

**REF** 114420

**REF** 114420



Anatomique et fonctionnel  
forme optimisée  
des pelotes

select®

Pos.No. 05.04.13.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- genouillère de haute qualité comprimant les parties molles avec pelote viscoélastique pour stabiliser et soulager l'articulation du genou
- zone de dilatation au-dessus de la pelote viscoélastique garantissant une élasticité d'extension et une adaptabilité parfaite dans tous les angles de flexion
- rembourrage au niveau du creux poplité pour un confort de portée optimal
- baleine à ressort en spirale de chaque côté pour la stabilisation latérale
- classe de compression II

## SELECT- EXTRA

- tissu tricoté SOFTflex Plus:
- SENSIL Breeze: fibre de confort avec effet refroidissant
- structure de surface douce et satinée pour un confort optimal
- bord en maille extra-souple
- anatomique et fonctionnel
- forme de la pelote optimisée pour une guidage de la rotule
- s'adapte parfaitement à la forme du corps grâce au système des tailles-plis


COULEURS:  beige  argent  noir

## BORT L'INNOVATION

- zone d'adhérence en silicone intégrée dans le tricotage dans le domaine de la cuisse

## INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires de l'articulation du genou, épanchement articulaire récidivant, gonarthrose, arthrite, p.ex. en cas d'instabilité du ligament, méniscopathie

TAILLES		Mesure-d	Mesure-f	Mesure-d		Mesure-f
	Taille 1	26 – 29	32 – 36 cm	Taille 4+	37 – 41	48 – 52 cm
	Taille 2	29 – 33	36 – 40 cm	Taille 5	41 – 45	52 – 56 cm
	Taille 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Taille 5+	41 – 45	56 – 60 cm
	Taille 3	33 – 37	40 – 44 cm	Taille 6	45 – 49	60 – 64 cm
	Taille 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Taille 6+	45 – 49	64 – 68 cm
	Taille 4	37 – 41	44 – 48 cm			

droite et gauche identiques

Autres tailles sur mesure possible (beige et noir)

**BORT select® GenuZip®****[REF]** 114390**DÉTAILS PRODUIT**

- genouillère de haute qualité comprimant les parties molles avec pelote viscoélastique pour stabiliser et soulager l'articulation du genou
- avec zip latéral
- zone de dilatation au-dessus de la pelote viscoélastique garantissant une élasticité d'extension et une adaptabilité parfaite dans tous les angles de flexion
- avec rembourrage hautement élastique au niveau du creux poplité pour le meilleur confort de portée possible
- baleine à ressort en spirale de chaque côté pour la stabilisation latérale
- classe de compression II

**SELECT-EXTRA**

- tissu tricoté SOFTflex Plus:
- SENSIL Breeze: fibre de confort avec effet refroidissant
- structure de surface douce et satinée pour un confort optimal
- facile à enfiler et à retirer grâce à la fermeture éclair latérale
- bord en maille extra-souple
- anatomique et fonctionnel
- forme de la pelote optimisée pour un guidage de la rotule
- s'adapte parfaitement à la forme du corps grâce au système des tailles-plus

COULEUR: ■ argent

**BORT l'INNOVATION**

- zone d'adhérence en silicone intégrée dans le tricotage dans le domaine de la cuisse

**INDICATIONS**

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires de l'articulation du genou, épanchement articulaire récidivant, gonarthrose, arthrite, p.ex. en cas d'instabilité du ligament, méniscopathie

TAILLES	Mesure-d	Mesure-f	Mesure-d	Mesure-f
Taille 1	26 – 29	32 – 36 cm	Taille 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Taille 2	29 – 33	36 – 40 cm	Taille 5	41 – 45 52 – 56 cm
Taille 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Taille 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Taille 3	33 – 37	40 – 44 cm	Taille 6	45 – 49 60 – 64 cm
Taille 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Taille 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Taille 4	37 – 41	44 – 48 cm		

Veuillez indiquer droite ou gauche

Autres tailles sur mesure

**BORT Generation  
genouillère Plus**  
[REF] 114490G



Generation



Pos.No. 05.04.13.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de genou pour guidage et stabilisation de l'articulation du genou avec possibilité de réglage de la largeur au niveau de la cuisse
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- sangles de fermeture circulaire pour une meilleure stabilisation à la cuisse
- tricotage fonctionel pour un confort de portée élevé
- pelote anatomique, viscoélastique
- système de tailles-plus intégré

COULEUR: ■ bleu

GENERATION-EXTRA

- la forme fermée au niveau bas de la jambe et la construction ouverte au niveau de la cuisse facilitent l'enfilage et le retrait
- des poignées garantissent un maniement sûr, demandant peu d'efforts, même en cas de capacité de préhension limitée
- design attractif et fonctionnel

**BORT Generation  
genouillère**  
[REF] 215420



Generation



Pos.No. 05.04.13.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de genou pour guidage et stabilisation de l'articulation du genou avec possibilité de réglage de la largeur au niveau de la cuisse
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- tricotage fonctionel pour un confort de portée élevé
- pelote anatomique, viscoélastique
- système de tailles-plus intégré

COULEUR: ■ bleu

GENERATION-EXTRA

- la forme fermée au niveau bas de la jambe et la construction ouverte au niveau de la cuisse facilitent l'enfilage et le retrait
- des poignées garantissent un maniement sûr, demandant peu d'efforts, même en cas de capacité de préhension limitée
- design attractif et fonctionnel

INDICATIONS


Gonarthrose, épanchement articulaire récidivant, arthrite, faiblesse ligamentaire légère

TAILLES



	Mesure-d	Mesure-f
Taille 1	26–29	32–36 cm
Taille 2	29–33	36–40 cm
Taille 3	33–37	40–48 cm
Taille 4	37–41	44–52 cm
Taille 5	41–45	52–60 cm
Taille 6	45–49	60–68 cm
Taille 7	49–53	68–76 cm



**BORT StabiloGen® Sport****[REF] 114520SP**

Pos.No. 05.04.13.00.1

**BORT StabiloGen® Sport avec bande adhésive****[REF] 114520SPH**

Pos.No. 05.04.13.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- genouillère comprimant les parties molles avec pelote viscoélastique pour stabiliser et soulager l'articulation du genou
- tissu tricoté SOFTflex 3D avec structure de surface douce et satinée pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- s'adapte parfaitement à la forme du corps grâce au système des tailles-plus
- bord adhérent en silicone à partir de la taille xx-large
- zone de flexion hautement élastique dans le creux poplité


COULEUR: ■ noir/vert

**SPORT-EXTRA**

- zone d'adhérence en silicone intégrée dans le tricotage dans le domaine de la cuisse
- COOLMAX®: le matériel permet l'évacuation de l'humidité
- tricotage sans latex

**INDICATIONS**

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du genou, épanchement articulaire récidivant, p.ex. en présence de gonarthrose, arthrite, instabilité du ligament, méniscopathie

TAILLES	Mesure-d	Mesure-f		Mesure-d	Mesure-f
 Taille 1	— 26 – 29	32 – 36 cm	Taille 5+	— 41 – 45	56 – 60 cm
Taille 2	— 29 – 33	36 – 40 cm	Taille 5++	— 41 – 45	60 – 64 cm
Taille 2+	— 29 – 33	40 – 44 cm	Taille 6	— 45 – 49	60 – 64 cm
Taille 3	— 33 – 37	40 – 44 cm	Taille 6+	— 45 – 49	64 – 68 cm
Taille 3+	— 33 – 37	44 – 48 cm	Taille 6++	— 45 – 49	68 – 72 cm
Taille 4	— 37 – 41	44 – 48 cm	Taille 7	— 49 – 53	68 – 72 cm
Taille 4+	— 37 – 41	48 – 52 cm	Taille 7+	— 49 – 53	72 – 76 cm
Taille 5	— 41 – 45	52 – 56 cm			

droite et gauche identiques

**DÉTAILS PRODUIT**

- bandage de genou pour la compression des parties molles avec pelote viscoélastique pour soulager l'articulation du genou
- bord adhérent supplémentaire en silicone sur toutes les tailles
- tissu tricoté SOFTflex 3D doux et satiné pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- zone de flexion hautement élastique dans le creux poplité
- classe de compression II
- s'adapte parfaitement à la forme du corps grâce au système de taille-plus double

COULEUR: ■ noir/vert

**SPORT-EXTRA**

- COOLMAX®: le matériel permet l'évacuation de l'humidité, agréable à porter, reste sec
- forme idéale pour les activités sportives



DÉTAILS PRODUIT

- genouillère classique comprimant les parties molles avec pelote viscoélastique pour stabiliser et soulager l'articulation du genou
- tissu tricoté SOFTflex pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- système des tailles-plus
- classe de compression II
- aussi pour enfants, voir page 12

COULEURS:  beige  argent  
 jeans  noir

ECO-EXTRA

- zone de confort fonctionnel respirable dans le creux poplité (du genou)
- structure de surface douce et satinée
- confort de port agréable
- bord adhérent en silicone à partir de la taille 5
- longueur du bandage en taille 3, 32 cm




BORT tailles doubles plus pour les genouillères destinées aux circonférences de la cuisse.




INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du genou, épanchement articulaire récidivant, p.ex. en présence de gonarthrose, arthrite, instabilité du ligament, méniscopathie

TAILLES	Mesure-d	Mesure-f	Mesure-d	Mesure-f
 Enfants (bleu)	23 – 26	28 – 32 cm	Taille 4	37 – 41 44 – 48 cm
Taille 1	26 – 29	32 – 36 cm	Taille 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Taille 2	29 – 33	36 – 40 cm	Taille 5	41 – 45 52 – 56 cm
Taille 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Taille 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Taille 3	33 – 37	40 – 44 cm	Taille 6	45 – 49 60 – 64 cm
Taille 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Taille 6+	45 – 49 64 – 68 cm

droite et gauche identiques vous trouverez d'autres tailles Plus ou des tailles Double-Plus sous REF 114520H et HK

**BORT StabiloGen® Eco**  
**avec bord adhérent**  
**REF 114520H**


Pos.No. 05.04.13.00.1

Med

**BORT StabiloGen® Eco**  
**avec bord adhérent court**  
**REF 114520HK**


Pos.No. 05.04.13.00.1

Med

## DÉTAILS PRODUIT

- genouillère classique comprimant les parties molles avec pelote viscoélastique pour stabiliser et soulager l'articulation du genou
- bord adhérent supplémentaire en silicone sur toutes les tailles
- tissu tricoté SOFTflex pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- **NOUVEAU** : système de taille double plus, donc très bon ajustement

COULEUR: ■ argent

ECO-EXTRA

- zone de confort fonctionnel respirable dans le creux poplité (du genou)
- maintien et répartition de la pression optimaux au bord supérieure de la genouillère
- structure de surface douce et satinée
- confort de port agréable
- longueur du bandage en taille 3, 37 cm

## INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du genou, épanchement articulaire récidivant, p.ex. en présence de gonarthrose, arthrite, instabilité du ligament, méniscopathie

TAILLES		d-Mesure	f-Mesure		d-Mesure	f-Mesure
	Taille 1	— 26 – 29	32 – 36 cm	Taille 5	— 41 – 45	52 – 56 cm
	Taille 2	— 29 – 33	36 – 40 cm	Taille 5+	— 41 – 45	56 – 60 cm
	Taille 2+	— 29 – 33	40 – 44 cm	Taille 5++	— 41 – 45	60 – 64 cm
	Taille 3	— 33 – 37	40 – 44 cm	Taille 6	— 45 – 49	60 – 64 cm
	Taille 3+	— 33 – 37	44 – 48 cm	Taille 6+	— 45 – 49	64 – 68 cm
	Taille 4	— 37 – 41	44 – 48 cm	Taille 6++	— 45 – 49	68 – 72 cm
	Taille 4+	— 37 – 41	48 – 52 cm	Taille 7	— 49 – 53	68 – 72 cm
				Taille 7+	— 49 – 53	72 – 76 cm

droite et gauche identiques

## DÉTAILS PRODUIT

- genouillère classique comprimant les parties molles avec pelote viscoélastique pour stabiliser et soulager l'articulation du genou
- bord adhérent supplémentaire en silicone sur toutes les tailles
- tissu tricoté SOFTflex pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- **NOUVEAU** : système de taille double plus, donc très bon ajustement

COULEUR: ■ argent ■ noir

DAS ECO-PLUS

- zone de confort fonctionnel respirable dans le creux poplité (du genou)
- structure de surface douce et satinée
- version courte dans la zone des cuisses, pas d'extension par le bord adhérent en silicone
- confort de port agréable
- longueur du bandage en taille 3, 32 cm

**BORT StabiloGen®**  
sans latex  
**[REF] 114250**



Med

Pos.No. 05.04.13.00.1

**BORT genouillère**  
activemed  
**[REF] 220400**



Med

Pos.No. 05.04.12.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- genouillère comprimant les parties molles sans latex
- stabilise et soulage l'articulation du genou
- tissu tricoté SOFTflex pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- zone de flexion hautement élastique dans le creux poplité
- pelote viscoélastique
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- classe de compression II

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- tricotage sans latex
- structure de surface douce et satinée
- s'adapte parfaitement à la forme du corps grâce au système des tailles-plus
- bord adhérent en silicone à partir de la taille 5

DÉTAILS PRODUIT

- bandage du genou pour la compression des parties molles avec pelote viscoélastique pour la Stabilisation et soulagement de la Articulation du genou
- tricoté en forme anatomique
- pelote viscoélastique
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- classe de compression II


COULEURS: ■ gris minéral  
■ graphit (Tricot plat) ■ beige

MED-EXTRA

- système de tailles plus, donc très bonne coupe
- Structure de surface douce

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du genou, épanchement articulaire récidivant, p.ex. en présence d'arthrite, de gonarthrose, instabilité du ligament

TAILLES		Mesure-d	Mesure-f		Mesure-d	Mesure-f
	Taille 1	___ 26 – 29	32 – 36 cm	Taille 4+	___ 37 – 41	48 – 52 cm
	Taille 2	___ 29 – 33	36 – 40 cm	Taille 5	___ 41 – 45	52 – 56 cm
	Taille 2+	___ 29 – 33	40 – 44 cm	Taille 5+	___ 41 – 45	56 – 60 cm
	Taille 3	___ 33 – 37	40 – 44 cm	Taille 6	___ 45 – 49	60 – 64 cm
	Taille 3+	___ 33 – 37	44 – 48 cm	Taille 6+	___ 45 – 49	64 – 68 cm
	Taille 4	___ 37 – 41	44 – 48 cm			

droite et gauche identiques

### BORT genouillère avec ouverture rotulienne

[REF] 114150



Pos.No. 05.04.13.00.1

### BORT genouillère Osgood-Schlatter

[REF] 114510



Pos.No. 05.04.13.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- genouillère avec ouverture au niveau de la rotule pour stabiliser et soulager l'articulation du genou
- tissu tricoté SOFTflex pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- pelote viscoélastique
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- bord adhérent en silicone à partir de la taille 5

COULEUR: ■ argent

#### MED-EXTRA

- zone de confort fonctionnel respirable dans le creux poplitée (du genou)
- structure de surface douce et satinée
- réduction totale de la pression au niveau de la rotule
- système des tailles-plus

#### INDICATIONS

Chondropathie rotulienne, méniscopathie, arthrite, bursite

#### DÉTAILS PRODUIT

- genouillère pour réduction de pression locale de la tubérosité tibiale
- tissu tricoté SOFTflex pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- tricoté en forme anatomique
- pelote en silicone à plusieurs zones
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- aussi pour enfants, voir page 11


COULEUR: ■ argent

#### MED-EXTRA

- structure de surface douce et satinée
- s'adapte parfaitement à la forme du corps grâce au système des tailles-plus
- brides en V pour un soulagement réglable

#### INDICATIONS

Influence sur le glissement de la rotule, maladie d'Osgood, tendinose à l'insertion de la tubérosité tibiale, gonarthrose, arthrite, épanchement articulaire, états irritatifs

TAILLES	Mesure-d	Mesure-f		Mesure-d	Mesure-f
 *Enfants (bleu)	23 – 26	28 – 32 cm	Taille 4	37 – 41	44 – 48 cm
Taille 1	26 – 29	32 – 36 cm	Taille 4+	37 – 41	48 – 52 cm
Taille 2	29 – 33	36 – 40 cm	Taille 5	41 – 45	52 – 56 cm
Taille 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Taille 5+	41 – 45	56 – 60 cm
Taille 3	33 – 37	40 – 44 cm	**Taille 6	45 – 49	60 – 64 cm
Taille 3+	33 – 37	44 – 48 cm	**Taille 6+	45 – 49	64 – 68 cm

\*Taille enfants seulement pour [REF] 114510 \*\*Taille 6, 6+ seulement pour [REF] 114510

**BORT Fillawant  
avec anneau rotulien**  
**[REF] 210160**



Med

Pos.No. 05.04.12.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- genouillère comprimant les parties molles avec bandes de stabilisation en V pour stabiliser et soulager l'articulation du genou
- pelote viscoélastique
- bord adhérent anti-glisse proximal et distal
- partie cuisses allongée (22 cm)
- longueur: 37 cm

COULEUR: ■ argent

MED-EXTRA

- pas de tiges latérales
- Zone-Relax dans le creux poplité
- s'adapte parfaitement à la forme du corps grâce au système des tailles-plus

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du genou, épanchement articulaire récidivant, arthrite, arthrose

**BORT MyoActive Sport  
bandage pour la cuisse**  
**[REF] 116600SP**



Sport

Pas de mention  
d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- bandage actif pour la cuisse avec ceintures circulaires et brides croisées
- utilisation possible frontale/dorsale
- tricoté en forme anatomique
- zones de soulagement pour les parties blessées
- longueur: 23 cm


COULEUR: ■ noir/vert

SPORT-EXTRA


- COOLMAX®: le matériel permet l'évacuation de l'humidité
- principe actif basé sur la compression, le bandage adhésif conventionnel et le bandage Kinesio
- effet proprioceptif
- design sportif moderne

INDICATIONS

Pour les parties des muscles fortement sollicitéesP. Aiguë: Contusion avec enflure et hématome, blessureP. Chronique: protection des nouvelles lésions musculaires, soulagement de structures musculaires lésées, après lésions musculaires

TAILLES	Mesure-d	Mesure-f
 Taille 1	— 26-29	32-36 cm
Taille 2	— 29-33	36-40 cm
Taille 2+	— 29-33	40-44 cm
Taille 3	— 33-37	40-44 cm
Taille 3+	— 33-37	44-48 cm
Taille 4	— 37-41	44-48 cm
Taille 4+	— 37-41	48-52 cm
Taille 5	— 41-45	52-56 cm
Taille 5+	— 41-45	56-60 cm
Taille 6	— 45-49	60-64 cm
Taille 6+	— 45-49	64-68 cm

droite et gauche identiques

TAILLES	Tour mesuré au milieu de la cuisse
 small	— jusqu'à 43 cm
medium	— 43-50 cm
large	— 50-56 cm
x-large	— 56-61 cm
xx-large	— 61-66 cm

droite et gauche identiques

**BORT MyoActive Sport Sport bandage de mollet****REF** 116500SP**NOUVEAU**

Sport

Pos.No. 05.04.13.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- bandage actif pour la jambe avec sangles circulaires et brides croisées
- tricoté en forme anatomique
- zones de soulagement pour les parties blessées
- longueurs : 24 cm (small), 25 cm (medium), 26 cm (large et x-large)

COULEUR: ■ noir/vert

**SPORT-EXTRA**

- principe d'action combinant la compression, le bandage adhésif conventionnel et le bandage Kinesio
- effet proprioceptif
- tricot sans latex

**INDICATIONS**

Pour la compression des parties molles de la jambe en cas de déchirure musculaire aiguë et/ou de claquage musculaire aigu

Genou

**TAILLES**

small  
medium  
large  
x-large

**Tour de mollet**

jusqu'à 33 cm  
33 – 38 cm  
38 – 43 cm  
43 – 47 cm

droite et gauche identiques

**BORT bande pour tendon rotulien Sport**  
**[REF] 114010SP**



Sport

Pos.No. 22.04.10.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour tendon rotulien, aussi appelé «Bandage de Kassel», décharge ciblée du tendon rotulien
- variante sportive sans boucle de renvoi
- structure optimisée pour un haut niveau d'activité
- matériel de la bande, doux et élastique

COULEUR: ■ noir/vert

SPORT-EXTRA

- convenant également à des sports de contact
- confort élevé pour mouvement actif
- pression de la pelote individuellement malléable
- coordination articulaire avancée et soulagement de la douleur

**BORT bande pour tendon rotulien**  
**[REF] 114010**



Med

Pos.No. 22.04.10.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour tendon rotulien, aussi appelé «Bandage de Kassel» pour décharge ciblée du tendon rotulien
- matériel élastique pour les bandes à allongement court
- pelote proprioceptive anatomique en silicone; bordure souple
- bride réversible avec fermeture velcro

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- réglage continu de la pression de la pelote
- coordination articulaire avancée et soulagement de la douleur
- sans pression sur le creux du genou

INDICATIONS

Chondropathie rotulienne, arthrose fémoro-patellaire, syndrome de la pointe de la rotule

TAILLES

Tour du genou en-dessous de la rotule



Taille 1	_____	jusqu'à 34 cm
Taille 2	_____	34 – 41 cm
Taille 3	_____	41 – 48 cm



**BORT Stabilo®  
genouillère ouverte**
**[REF] 114480**


Pos.No. 05.04.13.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- bandage de genou avec attelles articulées latérales
- complètement ouvrable quatre fermetures velcro
- idéal pour personnes avec limitations physiques et en cas de blessures ne permettant pas l'enfillement
- anti-glisse

COULEUR: ■ argent

**MED-EXTRA**

- complètement ouvrable grâce à des fermetures velcro
- bandage facile à enfiler et à retirer (idéal pour l'emploi en gériatrie)

**INDICATIONS**

Instabilité légère à moyenne du ligament latéral du genou, arthrose, arthrite

TAILLE	Tour du genou	Mesure -d	Mesure -f
T. 1	j. à 34	28-33	36-40 cm
T. 2	34-37	30-35	40-44 cm
T. 3	37-40	32-38	44-48 cm
T. 4	40-43	36-43	48-52 cm
T. 5	43-46	40-46	52-56 cm
T. 6	46-49	44-50	56-60 cm
T. 7	49-52	48-54	60-64 cm

droite et gauche identiques

**BORT Stabilo® genouillère  
taille extra-large**
**[REF] 114490**


Pos.No. 05.04.13.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- bandage de genou avec possibilité de réglage de la largeur au niveau de la cuisse pour guidage et stabilisation de l'articulation du genou
- avec deux baleines à ressort en spirale latérales et coussinets latéraux en silicone
- ouverture rotulienne
- deux fermetures velcro, brides pour réglage de la largeur optimale au niveau de la cuisse

COULEUR: ■ beige

**MED-EXTRA**

- particulièrement recommandé à des patients ayant des cuisses fortes
- bandage facile à enfiler et à retirer
- anti-glisse

**INDICATIONS**

Épanchement articulaire récidivant, arthroses, arthrite, faiblesse ligamentaire

TAILLE	Tour du genou	Mesure -d	Mesure -f
T. 1	34-37	29-33	36-45 cm
T. 2	37-40	33-37	40-50 cm
T. 3	40-43	37-41	45-55 cm
T. 4	43-46	41-45	50-60 cm
T. 5	46-49	45-49	55-65 cm
T. 6	49-52	49-53	58-68 cm
T. 7	52-55	53-57	63-78 cm
T. 8	55-58	57-61	67-82 cm

droite et gauche identiques

**BORT Asymmetric® Sport avec bande adhésive****[REF] 114700SPH****NOUVEAU**

Pos.No. 05.04.13.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- bandage de genou conçu pour influencer sur la voie de glissement de la rotule
- tissu tricoté SOFTflex pour plus d'élasticité et de stabilité ainsi qu'un grand confort de port
- avec bande adhésive supplémentaire en silicone dans toutes les tailles
- **système de tailles double plus, donc très bon ajustement**
- une baleine à ressort en spirale sur chaque côté
- classe de compression II

COULEUR: ■ noir/vert

**SPORT-EXTRA**

- Pression de la pelotte réglable directement et individuellement grâce à deux sangles velcro
- COOLMAX® : évacue l'humidité du corps
- Ajustement idéal pour les activités sportives
- **Tricot sans latex**
- Design sportif moderne (avec label réfléchissant)
- Longueur du bandage en taille 3: 35 cm

**INDICATIONS**

Syndrome douloureux fémoropatellaire, position haute de la rotule, latéralisation de la rotule, état consécutif à une opération de libération latérale, instabilité récidivante ou habituelle de la rotule, méniscopepathie

TAILLES		Mesure-d	Mesure-f		Mesure-d	Mesure-f
	Taille 1	— 26 – 29	32 – 36 cm	Taille 5+	— 41 – 45	56 – 60 cm
	Taille 2	— 29 – 33	36 – 40 cm	Taille 5++	— 41 – 45	60 – 64 cm
	Taille 2+	— 29 – 33	40 – 44 cm	Taille 6	— 45 – 49	60 – 64 cm
	Taille 3	— 33 – 37	40 – 44 cm	Taille 6+	— 45 – 49	64 – 68 cm
	Taille 3+	— 33 – 37	44 – 48 cm	Taille 6++	— 45 – 49	68 – 72 cm
	Taille 4	— 37 – 41	44 – 48 cm	Taille 7	— 49 – 53	68 – 72 cm
	Taille 4+	— 37 – 41	48 – 52 cm	Taille 7+	— 49 – 53	72 – 76 cm
	Taille 5	— 41 – 45	52 – 56 cm			

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT Asymmetric®****[REF]** 114700

Pos.No. 05.04.13.00.1

**BORT Asymmetric® Plus****[REF]** 114900

Pos.No. 22.04.01.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- bandage de genou pour influencer la voie de glissement de la rotule
- tissu SOFTflex pour plus d'élasticité, stabilité et un grand confort de port
- une tige à ressort en spirale sur chaque côté
- classe de compression II

COULEUR: ■ argent

## MED-EXTRA

- pression des pelotes par deux sangles velcro individuelle, directement réglable
- zone d'adhérence en silicone tricotée dans la zone de la cuisse
- système de tailles plus, donc très bonne tenue

## INDICATIONS


Syndrome de douleur fémoro-patellaire, position haute de la rotule, latéralisation de la rotule, luxation ou subluxation patellaire post opératoire

## DÉTAILS PRODUIT

- orthèse textile Soft avec articulations pour repositionnement de la trochlée fémorale
- attelles d'articulation latérales
- demi-anneau latéral en silicone
- sangles de fixation circulaires sur le haut et le bas de la jambe
- classe de compression II

COULEUR: ■ argent

## MED-EXTRA

- filaments de correction de vecteur intégrés: système de bride innovant avec repositionnement de la rotule individuel 
- attelles articulées individuellement malléables
- système de tailles plus et par conséquent une mise en place parfaite

## INDICATIONS

Position haute de la rotule, latéralisation de la rotule, syndrome de douleur fémoro-patellaire, luxation ou subluxation de la rotule en combinaison avec une instabilité du ligament latéral, post opératoire

## TAILLES

Mesure-d Mesure-f

Mesure-d Mesure-f



Taille 1	___ 26 – 29	32 – 36 cm
Taille 2	___ 29 – 33	36 – 40 cm
Taille 2+	___ 29 – 33	40 – 44 cm
Taille 3	___ 33 – 37	40 – 44 cm
Taille 3+	___ 33 – 37	44 – 48 cm
Taille 4	___ 37 – 41	44 – 48 cm
Taille 4+	___ 37 – 41	48 – 52 cm

Taille 5	___ 41 – 45	52 – 56 cm
Taille 5+	___ 41 – 45	56 – 60 cm
Taille 6	___ 45 – 49	60 – 64 cm
Taille 6+	___ 45 – 49	64 – 68 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

Autre tailles **[REF]** 114700 possible avec borde adhésif

**BORT genouillère  
avec articulation réglable**  
**[REF] 114460**



Med

Pos.No. 05.04.13.00.1

**BORT Stabilo®  
genouillère avec articulation**  
**[REF] 150140**



Med

Pos.No. 05.04.13.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- genouillère avec renforts métalliques latéraux articulés pour guider le genou
- extension limitée à 0° et 10°
- limitation de flexion à 30°, 60° et 90°
- sangles de fixation circulaires sur le haut et le bas de la jambe
- s'adapte parfaitement à la forme du corps grâce au système des tailles-plus

COULEUR: ■ argent

MED-EXTRA

- articulation réglable pour la limitation de l'extension et de la flexion
- attelles articulées ajustables anatomiquement avec stabilisation latérale efficace
- attelles au design mince

DÉTAILS PRODUIT

- genouillère avec renforts métalliques latéraux articulés pour guider le genou
- extension limitée à 0°
- sangles de fixation circulaires sur le haut et le bas de la jambe
- zones à pression réduite aux bords et au niveau du creux poplité
- s'adapte parfaitement à la forme du corps grâce au système des tailles-plus
- aussi pour enfants, voir page 12

COULEUR: ■ argent

MED-EXTRA


- attelles articulées ajustables anatomiquement avec stabilisation latérale efficace
- attelles au design mince

INDICATIONS

Lésions méniscales du genou, instabilité légère à moyenne du ligament latéral du genou, gonarthrose, arthrite, bursite

INDICATIONS

Instabilité légère à moyenne du ligament latéral du genou, gonarthrose, arthrite

TAILLES	Mesure-d	Mesure-f		Mesure-d	Mesure-f
 *Enfants (bleu)	23 – 26	28 – 32 cm	Taille 4	37 – 41	44 – 48 cm
Taille 1	26 – 29	32 – 36 cm	Taille 4+	37 – 41	48 – 52 cm
Taille 2	29 – 33	36 – 40 cm	Taille 5	41 – 45	52 – 56 cm
Taille 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Taille 5+	41 – 45	56 – 60 cm
Taille 3	33 – 37	40 – 44 cm	Taille 6	45 – 49	60 – 64 cm
Taille 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Taille 6+	45 – 49	64 – 68 cm

Veillez indiquer droite ou gauche \*Taille enfants seulement pour [REF] 150140

**BORT StabiloPro®**  
**orthèse de genou forme ouverte**  
**REF 182300**

NOUVEAU  
DESIGN

Med

Pos.No. 22.04.02.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- orthèse soft avec limitation de mouvement pour guidage de la rotule
- articulation polycentrique en aluminium pour une stabilisation en médial et latéral
- extension réglable: 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°
- flexion réglable: 0° (180°), 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- attelle articulée déformable à froid
- matériel perméable à l'air et élastique pour un confort optimal

## MED-EXTRA

- quatre bandes velcro circulaires pour une stabilisation supplémentaire particulièrement sûre
- complètement ouvrable et de ce fait facile à enfiler
- système des tailles-plus
- réglage sans outil de la extension et flexion


COULEUR: ■ gris

## L'INNOVATION DE BORT :

- Articulation à courbe polaire réglable, basée sur le mouvement physiologique de roulement et de glissement de l'articulation du genou

## INDICATIONS

Instabilité moyenne de l'articulation du genou, lésions méniscales du genou, déformation de la rotule, suivi en cas d'intervention arthroscopique du genou, états d'irritation chroniques, post-opératoires et post-traumatiques

TAILLES	Mesure-d	Mesure-f	Mesure-d	Mesure-f
 Taille 1	___ 26 – 29	32 – 36 cm	Taille 4+	___ 37 – 41 48 – 52 cm
Taille 2	___ 29 – 33	36 – 40 cm	Taille 5	___ 41 – 45 52 – 56 cm
Taille 2+	___ 29 – 33	40 – 44 cm	Taille 5+	___ 41 – 45 56 – 60 cm
Taille 3	___ 33 – 37	40 – 44 cm	Taille 6	___ 45 – 49 60 – 64 cm
Taille 3+	___ 33 – 37	44 – 48 cm	Taille 6+	___ 45 – 49 64 – 68 cm
Taille 4	___ 37 – 41	44 – 48 cm		

droite et gauche identiques

## BORT StabiloPro® orthèse de genou

REF



Med

Pos.No. 22.04.02.00.1

## MED-EXTRA


- orthèse soft avec limitation de mouvement pour guidage de la rotule
- extension réglable : 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°
- flexion réglable : 0° (180°), 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- attelle articulée déformable à froid
- avec ouverture rotulienne
- articulation polycentrique en aluminium pour une stabilisation en médial et latéral

- deux bandes velcro circulaires pour une stabilisation supplémentaire
- système de taille plus
- réglage sans outil de l'extension et de la flexion

COULEUR: ■ gris

- Articulation à courbe polaire réglable, basée sur le mouvement physiologique de roulement et de glissement de l'articulation du genou

Instabilité légère à moyenne du ligament du genou, lésions méniscales du genou, gonarthrose, déformation de la rotule

TAILLES		Mesure-d	Mesure-f	Mesure-d		Mesure-f
	Taille 1	26 – 29	32 – 36 cm	Taille 5	41 – 45	52 – 56 cm
	Taille 2	29 – 33	36 – 40 cm	Taille 5+	41 – 45	56 – 60 cm
	Taille 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Taille 6	45 – 49	60 – 64 cm
	Taille 3	33 – 37	40 – 44 cm	Taille 6+	45 – 49	64 – 68 cm
	Taille 3+	33 – 37	44 – 48 cm			
	Taille 4	37 – 41	44 – 48 cm			
	Taille 4 +	37 – 41	48 – 52 cm			

droite et gauche identiques

## BORT Generation orthèse de genou

REF 215400

NOUVEAU  
DESIGN

Generation



Pos.No. 22.04.02.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- orthèse soft avec limitation de mouvement pour guidage et soulagement de l'articulation du genou
- extension réglable : 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°
- flexion réglable : 0° (180°), 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- attelle articulée déformable à froid
- matériau élastique et respirant pour un confort optimal

COULEUR: ■ bleu

## GENERATION-EXTRA

- complètement ouvrable
- simple maniement et mise en place de l'orthèse
- des poignées larges garantissent un maniement sûr, demandant peu d'efforts, même en cas de capacité de préhension limitée
- ouverture dans le creux poplité facilite la flexion en position assise
- boucles de renvoi extra-larges
- design attractif et fonctionnel
- Réglage sans outil de l'extension et de la flexion

## L'INNOVATION DE BORT :

- Articulation à courbe polaire réglable, basée sur le mouvement physiologique de roulement et de glissement de l'articulation du genou

## INDICATIONS

Maladies dégénératives, p.ex. instabilité légère à moyenne du ligament du genou, gonarthrose, lésions méniscales du genou

TAILLES	Mesure-d	Mesure-f	Mesure-d	Mesure-f
Taille 1	26 – 29	32 – 36 cm	Taille 5	41 – 45 52 – 56 cm
Taille 2	29 – 33	36 – 40 cm	Taille 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Taille 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Taille 6	45 – 49 60 – 64 cm
Taille 3	33 – 37	40 – 44 cm	Taille 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Taille 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Taille 7	49 – 53 68 – 72 cm
Taille 4	37 – 41	44 – 48 cm	Taille 7+	49 – 53 72 – 76 cm
Taille 4+	37 – 41	48 – 52 cm		



droite et gauche identiques

**BORT orthèse de genou Soft OA**

**REF** 215440



Generation



Pos.No. 22.04.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de soulagement Soft en cas de gonarthrose médiale/latérale isolée jusqu'à une déviation axiale de 5°
- articulation polycentrique réglable
- limitation de l'extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° et 25°
- limitation de la flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° et 90°
- longueur de l'orthèse: 39 cm

COULEUR: ■ bleu

GENERATION-EXTRA

- confort de port élevé grâce au matériel perméable à l'air
- soulagement ciblé du compartiment médial/latéral du genou
- correction de varus/valgus librement ajustable
- structure légère et fine



BORT Generation:  
Pour une meilleure mobilité des personnes âgées  
La gamme de produits offrant une grande facilité de maniement

**Application du modèle A**

- Jambe droite, articulation en position latérale: En cas de gonarthrose en varus (pour la valgisation des jambes en position O)
- Jambe gauche, articulation en position médiale: en cas de gonarthrose en valgus (pour la varisation des jambes en position X)

**Application du modèle B**

- jambe droite, articulation en position médiale: En cas de gonarthrose en valgus (pour la varisation des jambes en position X)
- Jambe gauche, articulation en position latérale: En cas de gonarthrose en varus (pour la valgisation des jambes en position O)

INDICATIONS

Soulagement partiel du compartiment médial ou latéral dans le cas de la gonarthrose de degré II-III, Bone Bruise (œdème de la moelle osseuse post-traumatique), soinsTraitement après une fracture de la tête du tibia médian/latéral (plateau tibial)

TAILLES

Mesure-d

Mesure-f



Taille 1	_____	32 – 36 cm	_____	38 – 44 cm
Taille 2	_____	36 – 42 cm	_____	44 – 50 cm
Taille 3	_____	42 – 48 cm	_____	50 – 56 cm
Taille 4	_____	48 – 54 cm	_____	56 – 62 cm
Taille 5	_____	54 – 60 cm	_____	62 – 68 cm

Modèle A	_____	droite varus/gauche valgus
Modèle B	_____	droite valgus/gauche varus

**Veillez indiquer modèle A ou B**



**BORT OA-Xpress****REF** 101600

Système easyClick

Med

Pos.No. 23.04.01.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- orthèse de soulagement du genou en cas de gonarthrose médiale/latérale isolée jusqu'à une déviation axiale de 5°
- correction de varus/valgus ajustable
- articulation polycentrique réglable
- limitation de l'extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° et 25°
- limitation de la flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° et 90°
- longueur de l'orthèse: 40 cm

COULEUR: ■ gris

**MED-EXTRA**

- coques partiellement élastiques pour une bonne adaptation à des circonférences de jambes différentes
- soulagement ciblé du compartiment médial du genou
- structure légère et fine pour un confort de portée optimal

**Application du modèle A**

- Jambe droite, articulation en position latérale: En cas de gonarthrose en varus (pour la valgisation des jambes en position O)
- Jambe gauche, articulation en position médiale: en cas de gonarthrose en valgus (pour la varisation des jambes en position X)

**Application du modèle B**

- jambe droite, articulation en position médiale: En cas de gonarthrose en valgus (pour la variation des jambes en position X)
- Jambe gauche, articulation en position latérale: En cas de gonarthrose en varus (pour la valgisation des jambes en position O)

Genou

**INDICATIONS**

Soulagement partiel du compartiment médial ou latéral dans le cas de la gonarthrose de degré II-III, Bone Bruise (œdème de la moelle osseuse post-traumatique), Traitement après une fracture de la tête du tibia médian/latéral (plateau tibial)

**VERSION**

Modèle A \_\_\_\_\_ droite varus/gauche valgus  
 Modèle B \_\_\_\_\_ droite valgus/gauche varus

**BORT orthèse de genou ROM**  
**[REF] 100900**

Ajustement simple de la longueur

Pos.No. 22.04.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de genou pour la mobilisation
- longueur de l'orthèse réglable par des attelles télescopiques latéraux
- limitation de la flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110° et 120°
- limitation de l'extension: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80° et 90°
- immobilisation: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- réglage sans outil des buttés des articulations et de la longueur de l'orthèse
- structure légère et fine pour un confort de port optimal
- enfilage et retrait facile grâce aux fermetures easyClick

INDICATIONS

Pour une mobilisation fonctionnelle précoce post-opératoire/post-traumatique avec limitation de mouvement de l'articulation du genou, état après une lésion des os, de la capsule ou des structures ligamentaires de l'articulation du genou

TAILLE

Seulement une taille

droite et gauche identiques

**BORT GenuXpress**  
**[REF] 100700**

Ajustement simple de la longueur

Pos.No. 22.04.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse à cadre d'après le principe des 4 points pour guidage et stabilisation de l'articulation du genou
- limitation de l'extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° et 25°
- limitation de la flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° et 90°

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- bonne stabilité du cadre en présence d'un poids propre minimal grâce aux matériaux ultra-modernes
- articulation à courbe polaire réglable, basée sur le mouvement physiologique de roulis-glissement de l'articulation du genou
- réglage sans outil de l'extension et de la flexion
- maniement facile

INDICATIONS

Instabilité grave et/ou complexe de l'articulation du genou, lésions méniscales du genou, déformation de la rotule (Genu recurvatum), traitement fonctionnel, pré- et/ou post-opératoire de ruptures ligamentaires (ligaments latéraux ACL, PCL)

TAILLES

	Mesure-f	Largeur du genou
small	_ 39-47	8,5-9,5 cm
small Plus	_ 45-49	8,5-9,5 cm
medium	_ 47-54	9,5-10,5 cm
medium Plus	_ 54-61	9,5-10,5 cm
large	_ 54-61	10,5-11,5 cm
large Plus	_ 61-68	10,5-11,5 cm
x-large	_ 61-68	11,5-12,5 cm
x-large Plus	_ 68-75	11,5-12,5 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT GenuXpress ACL****REF** 100800

Système easyClick

Auto-alignement  
Appui tibial

Med

Pos.No. 23.04.01.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- orthèse à cadre d'après le principe des 4 points pour guidage et stabilisation de l'articulation du genou
- limitation de l'extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° et 25°
- limitation de la flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° et 90°

COULEUR: ■ gris

**MED-EXTRA**

- bonne stabilité du cadre en présence d'un poids propre minimal grâce aux matériaux ultra-modernes
- articulation à courbe polaire réglable, basée sur le mouvement physiologique de roulis-glissement de l'articulation du genou
- appareil tibial auto-réglable
- réglage sans outil des extension et flexion

**L'INNOVATION DE BORT :**

- Articulation à flexion polaire réglable, basée sur le principe du mouvement physiologique de roulement et de glissement de l'articulation du genou.

**INDICATIONS**

l'instabilité grave et/ou complexe de l'articulation du genou  
lésions méniscales du genou, déformation de la rotule (Genu recurvatum)  
pré- et/ou post-opératoire de ruptures ligamentaires (ligaments latéraux ACL, PCL)

**TAILLES****Mesure-f****Largeur du genou**

small	39-47		8,5-9,5 cm
small Plus	47-54		8,5-9,5 cm
medium	47-54		9,5-10,5 cm
medium Plus	54-61		9,5-10,5 cm
large	54-61		10,5-11,5 cm
large Plus	61-68		10,5-11,5 cm
x-large	61-68		11,5-12,5 cm
x-large Plus	68-75		11,5-12,5 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT ImmoXpress

REF 145300



Pos.No. 22.04.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de genou pour l'immobilisation du genou en flexion 0° ou 20°.
- avec rotule ouverte, en 3 parties
- attelle médiale et latérale en aluminium, à positionner librement

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- adaptation variable grâce à une structure en 3 parties
- zone anti-dérapante de grande taille à l'intérieur de la jambe
- les attelles en aluminium peuvent être retirées pour lavées

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, lésions articulaires, musculaires ou ligamentaires

LONGUEUR DE L'ATTELLE	Taille du corps
40 cm	155 – 165 cm
50 cm	165 – 180 cm
60 cm	plus de 180 cm

**BORT attelle d'immobilisation réglable****[REF]** 145080

Pos.No. 22.04.04.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- attelle de genou pour l'immobilisation de l'articulation du genou
- flexion réglable à 0° ou à 15°
- avec ouverture rotulienne, en une pièce
- attelles médiales et latérales en aluminium
- longueur: 55 cm

COULEUR: ■ bleu/noir

**MED-EXTRA**

- maniement facile
- agréable à porter grâce au rembourrage en tissu-éponge à l'intérieur
- les attelles en aluminium peuvent être enlevées pour le lavage

**INDICATIONS**

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, lésions articulaires, musculaires ou ligamentaires

**LONGUEUR DE L'ATTELLE****[REF]** 145080: 55 cm

droite et gauche identiques

**BORT attelle d'immobilisation avec ouverture rotulienne****[REF]** 145000

Pos.No. 22.04.03.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- attelle de genou pour l'immobilisation de l'articulation du genou. Blocage de flexion à 0° et 20°
- avec ouverture rotulienne, en trois parties
- attelles médiales et latérales en aluminium, positionnable à souhait
- aussi pour enfants, voir page 13

COULEUR: ■ noir

**MED-EXTRA**

- forme qui s'adapte parfaitement au corps grâce à la construction tripartite
- agréable à porter grâce au rembourrage en tissu-éponge à l'intérieur
- les attelles en aluminium peuvent être enlevées pour le lavage

**LONGUEUR DE L'ATTELLE** Taille du corps

Enfants (38 cm) \_\_\_\_\_ 80 – 145 cm  
 45 cm \_\_\_\_\_ 145 – 155 cm  
 50 cm \_\_\_\_\_ 155 – 165 cm  
 55 cm \_\_\_\_\_ 165 – 180 cm  
 60 cm \_\_\_\_\_ plus de 180 cm  
 Veuillez indiquer le blocage de flexion 0° ou 20°

droite et gauche identiques

**BORT bandage de genou**  
**REF** 104400



Med

Pos.No. 05.04.10.00.1

- DÉTAILS PRODUIT
- 
- 
- 
- 

COULEURS:  beige  noir

MED-EXTRA

**BORT genouillère deux tensions**  
**REF** 054400



Med


Pos.No. 05.04.10.00.1

- DÉTAILS PRODUIT
- 
- 
- 
- 


COULEURS:  beige  bleu

MED-EXTRA

INDICATIONS	
Blessures sportives, épanchement articulaire, distorsions, contusions	

TAILLES		Tour du genou
	small	_____ jusqu'à 32 cm
	medium	_____ 32 – 37 cm
	large	_____ 37 – 42 cm
	x-large	_____ 42 – 47 cm

droite et gauche identiques

TAILLES		Tour de genou
	small	_____ jusqu'à 31 cm
	medium	_____ 31 – 37 cm
	large	_____ 37 – 42 cm
	x-large	_____ 42 – 48 cm
	xx-large	_____ 48 – 54 cm

droite et gauche identiques

Bon pour le pied: avec un plus de protection et de stabilité - BORT vous accompagne à chaque étape.



Domaine d'utilisation	Cheville supérieure										AST	Pied		
	select* TaloStabil® 054700	select* Achillo- Stabil® Plus 053100	TaloStabil® Sport 054600SP	Achillo Stabil® Plus Sport 053100SP	Generation chevillière 215600	TaloStabil® Eco 054600	Achillo Stabil® Eco 054900	Stabilo® Koutien pour che- ville 114100	TaloFX® 054800  Talo Xpress 053900	Helix S <i>Schick-Schmitt</i> 053200	Malleo Stabil® - Orthèse 100500	Malleo Xpress Active 100580	Malleo Xpress 100560	Fußhe- beror- these 054300
Page	P. 137/138	P. 137	P. 139/138	P. 140	P. 140	P. 141	P. 142	P. 145	P. 143/148	P. 144	P. 147	P. 146	P. 148	
Blessures ligamentaires	●		●		●	●		●	●		●	●		
Distorsions tibiotarsiennes	●		●		●	●		●	●		●	●		
Achillodynie		●		●			●							
Arthrose	●		●		●	●								
Traumatisme pronation/supination									●		●	●		
Tendinites														
Parésies														●
Paralysie du releveur du pied et des orteils														●
Douleurs aux pieds suite aux anomalies de la statique et malformations du pied à cause d'un dysfonctionnement de AST										●				



**BORT select®**  
**TaloStabil®**  
**[REF] 054700**


Pos.No. 05.02.12.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- cheville active de haute qualité
- la zone d'extension très élastique dans la zone sensible du coup-de-pied facilite l'enfilage et le retrait
- deux pelotes en silicone structurées pour massage intermittent

COULEURS: beige argent noir

## SELECT-EXTRA

- tissu tricoté SOFTflex Plus:
  - SENSIL® Breeze: fibres confort à effet refroidissant
  - structure de surface douce et satinée
- bord supérieur renforcé extra-doux au niveau du mollet
- avec dispositif facilitant l'enfilage séparé inclus

## INDICATIONS

États d'irritation post-traumatiques ou post-opératoires chroniques des parties molles de la cheville, arthroses, faiblesse ligamentaire, après déplâtrage, blessures ligamentaires, distorsions de l'articulation tibiotarsienne, tendomyopathie

## TAILLES

Tour de la cheville

	small	_____	jusqu'à 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm
	xx-large	_____	27 – 29 cm

Autres tailles sur mesure (beige et noir)

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT select®**  
**AchilloStabil® Plus**  
**[REF] 053100**


Pos.No. 05.02.20.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- cheville du tendon d'Achille active comprimant les parties molles
- zone d'extension très élastique dans la zone du coup-de-pied
- grande pelote structurée en silicone pour massage intermittent du tendon d'Achille et de la zone de transition muscles/tendons et de la musculature du mollet

COULEURS: argent noir

## SELECT-EXTRA

- enfilage et retrait facilités par la structure semi-ouverte
- fixation simple et facile du bandage par trois fermetures velcro
- cales pour décharge du tendon d'Achille, spécialement en phase aiguë

## INDICATIONS

États d'irritation chroniques ou post-traumatiques ou sensibilité à la pression sur le tendon d'Achille, états d'irritation en présence de tatalgie (syndrome de Haglund), achylodynie, irritations et douleurs du tendon d'Achille et des tissus avoisinants, après interventions chirurgicales, p.ex. rupture du tendon d'Achille, bursite achillienne

## TAILLES

Tour de la cheville

	small	_____	jusqu'à 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm
	xx-large	_____	27 – 29 cm

droite et gauche identiques



### DÉTAILS PRODUIT

- chevillère active de qualité avec bande de support Stabilo®, partiellement élastique, positionnable à souhait
- la zone d'extension très élastique dans la zone sensible du coup-de-pied facilite l'enfilage et le retrait
- pour favoriser la thérapie de positionnement du pied en pronation, en supination ou en position neutre
- avec deux pelotes en silicone structurées pour massage intermittent

COULEURS: argent noir

### SELECT-EXTRA

- tissu tricoté SOFTflex Plus:
  - BREEZE: fibre de confort
  - structure de surface douce et satinée
- bord supérieur renforcé extra-doux au niveau du mollet
- dispositif facilitant l'enfilage séparé

### INDICATIONS

États d'irritation post-traumatiques et post-opératoires chroniques des parties molles de la cheville, arthroses, faiblesse ligamentaire, après déplâtre, blessures ligamentaires, distorsions de l'articulation tibiotarsienne, tendomyopathie

#### TAILLES

Tour de la cheville



small	_____	jusqu'à 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm
xx-large	_____	27 – 29 cm

Autres tailles sur mesure (beige, noir)

Veillez indiquer droite ou gauche



### DÉTAILS PRODUIT

- chevillère active comprimant les parties molles avec bande de support Stabilo®, partiellement élastique, positionnable à souhait
- tissu tricoté SOFTflex 3D avec structure de surface douce et satinée pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- deux pelotes en silicone structurées pour massage intermittent
- classe de compression II

COULEUR: noir/vert

### SPORT-EXTRA

- COOLMAX® : le matériel permet l'évacuation de l'humidité
- pour favoriser la thérapie de positionnement du pied en pronation, en supination ou en position neutre
- tricotage sans latex

### INDICATIONS

États d'irritation post-traumatiques ou post-opératoires chroniques des parties molles de la cheville, arthroses, faiblesse ligamentaire, après déplâtre, blessures ligamentaires, distorsions de l'articulation tibiotarsienne, préventions des malpositions en supination

#### TAILLES

Tour de la cheville



small	_____	jusqu'à 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm

droite et gauche identiques

**BORT TaloStabil® Sport****[REF]** 054600SP

Sport

Pos.No. 05.02.12.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- chevillère comprimant les parties molles
- tissu tricoté SOFTflex 3D avec structure de surface douce et satinée pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- deux pelotes en silicone pour massage intermittent
- classe de compression II

COULEUR: ■ noir/vert

**SPORT-EXTRA**

- COOLMAX®: le matériel permet l'évacuation de l'humidité, agréable à porter, reste sec
- forme idéale pour les activités sportives
- tricotage sans latex
- design sportif moderne (avec label réfléchissant)

**INDICATIONS**

États d'irritation post-traumatiques et post-opératoires chroniques des parties molles de la cheville, distorsion, faiblesse ligamentaire, après déplâtrage, blessures ligamentaires, distorsions de l'articulation tibiotarsienne, arthrose

Cheville

**TAILLES**

Tour de la cheville



small	_____	jusqu'à 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm
x-large	_____	27 – 29 cm

droite et gauche identiques

**BORT AchilloStabil® Plus Sport**  
**[REF] 053100SP**



**Sport**

**Pos.No. 05.02.20.00.1**

DÉTAILS PRODUIT

- chevillère du tendon d'Achille active
- tissu tricoté SOFTflex 3D avec structure de surface douce et satinée pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- grande pelote structurée en silicone pour massage intermittent du tendon de l'Achille
- bord supérieur renforcé extra-doux au niveau du mollet

COULEUR: ■ noir/vert


SPORT-EXTRA

- COOLMAX®: le matériel permet l'évacuation de l'humidité
- cales pour décharge du tendon d'Achille, spécialement en phase aiguë
- zone de confort intégrée en tricotage fonctionnel Dynamic Flex
- tricotage sans latex

INDICATIONS

États d'irritation chroniques ou post-traumatiques ou sensibilité à la pression sur le tendon d'Achille, p.ex. en présence de tatalgie (syndrome de Haglund), achyllodynie, après interventions chirurgicales, rupture du tendon d'Achille, bursite achillienne

TAILLES                      Tour de la cheville

	small	—	jusqu'à 21 cm
	medium	—	21 – 23 cm
	large	—	23 – 25 cm
	x-large	—	25 – 27 cm
	xx-large	—	27 – 29 cm

droite et gauche identiques

**BORT Generation chevillère**  
**[REF] 215600**



**Generation**

**Pos.No. 05.02.12.00.1**

DÉTAILS PRODUIT

- chevillère active de haute qualité comprimant les parties molles
- la zone d'extension très élastique dans la zone sensible du coup-de-pied facilite l'enfilage et le retrait
- tricotage fonctionnel pour un confort de portée élevé
- deux pelotes en silicone pour massage intermittent

COULEUR: ■ bleu


GENERATION-EXTRA

- enfilage et retrait facilités par la structure ouverte, même en cas de mobilité réduite
- fixation simple et facile du bandage par deux fermetures velcro
- design attractif et fonctionnel

INDICATIONS

États d'irritation post-traumatiques et post-opératoires chroniques des parties molles au niveau de la cheville, distorsion, faiblesse ligamentaire, après déplâtreage, blessures ligamentaires, arthrose

TAILLES                      Tour de la cheville

	small	—	jusqu'à 21 cm
	medium	—	21 – 23 cm
	large	—	23 – 25 cm
	x-large	—	25 – 27 cm
	xx-large	—	27 – 29 cm

droite et gauche identiques

**BORT TaloStabil®****REF** 054600

Pos.No. 05.02.12.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- chevillère comprimant les parties molles
- tissu tricoté SOFTflex pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- deux pelotes en silicone pour massage intermittent
- classe de compression II
- aussi pour enfants, voir page 14

COULEURS: ■ argent ■ noir

## ECO-EXTRA

- structure de surface douce et satinée
- réduction de la pression au niveau du bord de la cheville
- système de taille plus, donc très bonne coupe

## INDICATIONS

douleurs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires États d'irritation des tissus mous dans la Au niveau de l'articulation de la cheville, distorsion, Faiblesse ligamentaire, après un plâtre, blessures des ligaments, arthrose

## TAILLES

Mesure-b Mesure-b1



Enfants(bleu) 17 – 19 cm

small jusqu'à 21 cm

medium 21 – 23 cm

large 23 – 25 cm

x-large 25 – 27 cm

xx-large 27 – 29 cm 32 – 34 cm

xx-large+ 27 – 29 cm 33 – 36 cm

xxx-large 29 – 32 cm 35 – 37 cm

xxx-large+ 29 – 32 cm 36 – 39 cm

droite et gauche identiques

**BORT TaloStabil®****Eco****REF** 054650

Pos.No. 05.02.14.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- chevillère active avec Bande-Stabilo®, partiellement élastique, librement positionnable
- tricotage SOFTflex pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- pour favoriser la thérapie de positionnement du pied en pronation, en supination ou en position neutre
- deux pelotes en silicone pour massage intermittent
- classe de compression II

COULEUR: ■ argent

## ECO-EXTRA

- structure de surface douce et satinée
- bord à pression réduite dans la zone de la cheville

## INDICATIONS

les douleurs chroniques, post-traumatiques ou états d'irritation des tissus mous postopératoires dans la au niveau de l'articulation de la cheville, arthrose, Faiblesse ligamentaire, après un plâtre, Blessures des ligaments, distorsion de l'OSG, Prophylaxie de la supination

## TAILLES

Tour de cheville



small jusqu'à 21 cm

medium 21 – 23 cm

large 23 – 25 cm

x-large 25 – 27 cm

xx-large 27 – 29 cm

xxx-large 29 – 31 cm

droite et gauche identiques

**BORT AchilloStabil®**  
**REF** 054900



Med

Pos.No. 05.02.20.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- chevillère du tendon d'Achille
- tissu tricoté SOFTflex pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- pelote viscoélastique dans la zone para-achilléenne pour massage intermittent
- cales pour décharge du tendon d'Achille en phase aiguë
- classe de compression II


COULEURS: ■ argent ■ noir

ECO-EXTRA

- structure de surface douce et satinée
- bord à pression réduite dans la zone de la cheville

INDICATIONS

États d'irritation chroniques ou post-traumatiques ou sensibilité à la pression sur le tendon d'Achille, états d'irritation en présence de tatalgie (syndrome de Haglund), achylodynie, irritations et douleurs du tendon d'Achille et des tissus avoisinants, post-opératoires, p.ex. rupture du tendon d'Achille, bursite achillienne

TAILLES		Tour de la cheville
	small	— jusqu'à 21 cm
	medium	— 21 – 23 cm
	large	— 23 – 25 cm
	x-large	— 25 – 27 cm
	xx-large	— 27 – 29 cm
Autres tailles sur mesure (beige)		
droite et gauche identiques		

**BORT activemed chevillère**  
**REF** 220600



Med

Pos.No. 05.02.12.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- chevillère tricotée en forme comprenant les parties molles
- deux pelotes en silicone pour massage intermittent
- tricot en microfibre, souple à manier
- classe de compression II


COULEURS: ■ beige ■ gris minéral ■ graphit (Tricot plat)

MED-EXTRA

- bord à pression réduite dans la zone de la cheville
- talon tricoté en forme avec une forme adaptée à l'enfilage

INDICATIONS

États d'irritation post-traumatiques et post-opératoires chroniques des parties molles de la cheville, distorsion, faiblesse ligamentaire, après déplâtrage, blessures ligamentaires, arthrose

TAILLES		Tour de la cheville
	small	— jusqu'à 21 cm
	medium	— 21 – 23 cm
	large	— 23 – 25 cm
	x-large	— 25 – 27 cm
droite et gauche identiques		

**BORT activemed  
chevillère****[REF]** 220650

Pos.No. 05.02.14.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- bandage de cheville tricoté en forme avec bande Stabilo®, partiellement élastique, librement positionnable
- positionnement de soutien thérapeutique du pied en position de pronation, de supination ou de position neutre
- deux pelotes en silicone pour un massage intermittent
- tissu en microfibres, doux au toucher
- classe de compression II

COULEUR: ■ graphit (Tricot plat)

**MED-EXTRA**

- bord à pression réduite dans la zone de la cheville
- s'adapte bien à la forme du corps grâce au talon tricoté en forme

**INDICATIONS**

Irritations chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles dans la région de l'articulation de la cheville, arthrose, faiblesse ligamentaire, après déplâtrage, blessures ligamentaires, distorsions de l'articulation tibiotarsienne, prévention de la supination

**TAILLES**

small	_____	jusqu'à 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm

droite et gauche identiques

**BORT activemed  
chevillère du tendon d'Achille****[REF]** 220900

Pos.No. 05.02.20.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- chevillère du tendon d'Achille
- pelote viscoélastique dans la zone para-achilléenne pour massage intermittent
- cales pour soulagement du tendon d'Achille en phase aiguë
- classe de compression II

COULEURS: ■ beige ■ gris minéral  
■ graphit (Tricot plat)**MED-EXTRA**

- bord à pression réduite dans la zone de la cheville
- talon tricoté en forme avec une forme adaptée à l'enfilage

**INDICATIONS**

États d'irritation chroniques ou post-traumatiques ou sensibilité à la pression sur le tendon d'Achille, états d'irritation en présence de tatalgie (syndrome de Haglund), achylodynie, irritations et douleurs du tendon d'Achille et des tissus avoisinants, post-opératoires, p.ex. rupture du tendon d'Achille, bursite achillienne

**BORT Helix S Spiraldynamik® cheville AST**

**REF** 053200



Pos.No. 05.02.14.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- cheville pour soutien de la torsion de l'arrière-pied et redressement de la voûte plantaire
- bande de torsion non élastique dans la zone de l'articulation inférieure de la cheville et de l'arrière-pied
- bandes fines et élastiques
- tricot 3 D en forme anatomique
- deux pelotes en silicone
- bord supérieur renforcé extra-doux au niveau du mollet
- aussi pour enfants, voir page 13

COULEUR: ■ noir

**MED-EXTRA**

- stabilisation de l'articulation de la cheville et activation de la musculature du pied grâce à l'effet de compression
- brides de support fonctionnelles en présence de déformations classiques du pied (p.ex. pied plat-pied en éventail)
- confort de port agréable même pendant une activité intense
- manipulation facilitée
- avec dispositif facilitant l'enfilage séparé inclus
- emballage: 1 pièce

**INDICATIONS**

Douleurs aux pieds suite aux anomalies de la statique et malformations du pied à cause d'un dysfonctionnement, états d'irritation post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles au niveau de l'articulation inférieure de la cheville et du tarse, p. ex. en cas d'arthrose, de faiblesse ligamentaire, p.ex. pied plat, pied éventail

**TAILLES**

Tour de la cheville



x-small/Enfants	17 – 19 cm
small	19 – 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm
xx-large	27 – 29 cm

**Veillez indiquer droite ou gauche**



### BORT Stabilo® soutien pour cheville

**[REF]** 114100



Pos.No. 22.02.03.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- bandage de cheville avec lacets pour la stabilisation des articulations inférieures et supérieures de la cheville
- prise en main sûre grâce à des éléments à crochets et oeillets variables
- degré de stabilisation réglable individuellement
- élément de stabilisation en matière plastique en forme de U
- matériel perméable non élastique

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA


- bande de support Stabilo® en velcro pour la stabilisation supplémentaire et limitation de l'avancement du talus
- utilisable dans les chaussures

#### INDICATIONS

Protection post-opératoire, après reconstruction ligamentaire, thérapie conservatrice de distorsions de l'articulation de la cheville et ruptures ligamentaires, immobilisation en présence d'états irritatifs inflammatoires, rhumatismes, arthrite, tendinites, blessures ligamentaires

#### TAILLES

Tour de la cheville

	x-small	_____	jusqu'à 19 cm
	small	_____	19 – 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm

droite et gauche identiques

### BORT TalofX®

**[REF]** 054800

NOUVEAU  
DESIGN

Pos.No. 22.02.04.00.1

#### DÉTAILS PRODUIT

- bandage soft sous forme de chevillère pour la stabilisation des articulations supérieures et inférieures de la cheville
- enveloppes capitonnées bilatérales avec coussins doux en MemoryMousse
- brides en croix avec technologie Dynamic Force Control (DFC)
- matériel élastique, imperméable à l'humidité
- Orthèse s'ouvrant complètement à l'arrière, pour un accès facile
- aussi pour enfants, voir page 15

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA


- design mince
- utilisable dans les chaussures
- limitation de l'avancement du talus, grande stabilité
- positionnement de l'articulation de la cheville en pronation ou en supination

#### INDICATIONS

Protection post-opératoire d'une reconstruction ligamentaire, thérapie conservatrice de distorsions de l'articulation de la cheville et ruptures ligamentaires, immobilisation en présence d'états irritatifs inflammatoires, arthrite, blessures ligamentaires, traitement de traumatismes de pronation et de supination

#### TAILLES

Tour de la cheville


	Enfants	_____	17 – 19 cm
	small	_____	19 – 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT MalleoXpress

REF 100560





Module de semelle supplémentaire

Pos.No. 22.02.04.00.1

BORT MalleoXpress Active

REF 100580





Pos.No. 22.02.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- chevillère soft pour la mobilisation et la stabilisation efficace des articulations supérieures et inférieures de la cheville
- structure modulaire, démontable en cours de thérapie
- réduction du glissement du talus grâce à une tenue intelligente des brides
- enveloppes bilatérales, avec rembourrage moelleux en mousse à effet «memory»
- stabilisation supplémentaire grâce à un module de semelle démontable en phase aiguë

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- complètement ouvrable pour une mise en place facile
- peut être porté dans les chaussures
- prise en main facile et stabilisation en continu grâce à un système de fermeture «boa»

INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique, thérapie conservatrice de distorsions de l'articulation de la cheville (degré II-III) et ruptures ligamentaires, Protection post-opératoire, instabilités chroniques des articulations supérieures et inférieures de la cheville, instabilités aiguës et chroniques des ligaments capsulaires

DÉTAILS PRODUIT

- bandage soft sous forme de chevillère pour la mobilisation et la stabilisation des articulations supérieures et inférieures de la cheville
- réduction du glissement du talus grâce à une tenue intelligente des brides
- enveloppes bilatérales, avec rembourrage moelleux en mousse à effet «memory»


COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA


- complètement ouvrable pour une mise en place facile
- prise en main sûr et facile
- stabilisation en continu grâce à un système de fermeture «boa»
- peut être porté sans problème avec chaussure de sport et de ville

INDICATIONS

Protection post-opératoire d'une reconstruction ligamentaire, thérapie conservatrice de distorsions de l'articulation de la cheville et ruptures ligamentaires, immobilisation en présence d'états irritatifs inflammatoires, arthrite, blessures ligamentaires, traitement de traumatismes de pronation et de supination

TAILLES		Tour de la cheville
	small	19 – 21 cm
	medium	21 – 23 cm
	large	23 – 25 cm
	x-large	25 – 27 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

TAILLES		Tour de la cheville
	small	19 – 21 cm
	medium	21 – 23 cm
	large	23 – 25 cm
	x-large	25 – 27 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT orthèse MalleoStabil®****REF** 100500NOUVEAU  
DESIGN

Med

Pos.No. 22.02.01.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de la cheville avec rembourrage air, gel et mousse pour stabiliser la cheville et limiter la pronation et la supination
- coque en matière plastique, forme anatomique
- avec deux possibilités de rembourrage disponibles en set:
- solution de gel refroidi à employer en phase aiguë
- rembourrage en mousse à effet mémoire (Memory-Mousse) pour une portée confortable en phase de rééducation
- **aussi pour enfants**, voir page 14

COULEUR: ■ gris

NOUVEAU

## MED-EXTRA

- ne gêne pas pendant la marche
- facilement positionnable grâce à des fermetures velcro

**BORT MalleoStabil®**  
**Soft-orthèse****REF** 100520NOUVEAU  
DESIGN

- seulement avec coussins en Memory-Mousse

**BORT MalleoStabil®**  
**Air/Gel-orthèse****REF** 100540NOUVEAU  
DESIGN

- seulement avec coussins d'air/gel

## INDICATIONS

Protection post-opératoire d'une suture ou reconstruction ligamentaire, thérapie conservatrice suite à des distorsions de l'articulation de la cheville de tout niveau de gravité, thérapie fonctionnelle des ruptures ligamentaires, fractures de l'articulation de la cheville (Weber A), instabilités ligamentaires chroniques, réduction de la phase sous plâtre, blessures ligamentaires, distorsions de l'articulation tibiotalarienne, traitement de traumatismes de pronation ou de supination, lésion du ligament talo-fibulaire

## TAILLES

Taille du corps

Taille 1/Enfants \_\_\_\_\_ jusqu'à 155 cm

Taille 2 \_\_\_\_\_ plus de 155 cm

droite et gauche identiques

**BORT TaloXpress**  
**REF** 053900



NOUVEAU DESIGN

Pos.No. 22.02.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour la stabilisation des articulations supérieures et inférieures de la cheville
- degré de stabilisation réglable au moyen de bridage
- construction très mince et fine
- utilisable sans problème dans des chaussures
- stabilisation efficace de la cheville avec un grand confort de portée


COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- complètement ouvrable
- grande stabilisation avec un poids propre faible grâce aux matériaux les plus modernes

INDICATIONS

Thérapie conservatrice de distorsions de la cheville et ruptures ligamentaires, protection post-opératoire d'une suture ou reconstruction ligamentaire, immobilisation en présence d'états irritatifs inflammatoires, rhumatismes, arthrite, tendinites, traitement de traumatismes de pronation et de supination

TAILLES		Mesure-h
	small	27 – 31 cm
	medium	31 – 34 cm
	large	34 – 40 cm

Veillez indiquer droite ou gauche

**BORT bandage de releveur de pied**  
**REF** 054300



APOPLEXIE

Pos.No. 22.03.05.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage releveur de pied dynamique en matière textile
- bride de soutien en 8
- bride latérale non élastique
- soutien du relèvement du pied dans l'articulation supérieure de la cheville
- stabilisation de l'articulation inférieure de la cheville
- effet de pronation


COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- pose simple grâce au marquage sur la bride
- posable avec une seule main
- effet de levier grâce à deux longueurs de bandage pour l'avant-pied

INDICATIONS

Paralysie périnéale de toute étendue, spécialement en cas de parésies légères à moyennes du muscle élévateur du pied/des orteils (degré d'intensité 2-4)

TAILLES		Tour de la cheville
	x-small	17 – 19 cm
	small	19 – 21 cm
	medium	21 – 23 cm
	large	23 – 25 cm
	x-large	25 – 27 cm

court jusqu'à pointure 40  
long plus grand que pointure 40

Indiquer droite/gauche, court/long

**BORT attelle péronale****[REF]** 470620

APOPLEXIE

Med

Pos.No. 22.03.05.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- attelle releveur de pied en polypropylène pour soulever le pied en phase de rotation
- semelle  $\frac{3}{4}$  jusqu'aux articulations basales des orteils

COULEUR: ☐ blanc**MED-EXTRA**

- retravaillé en thermoplastique
- à porter également dans des chaussures fermées
- semi-monocoque hautement flexible dans la zone du mollet
- fixation par bandes velcro pour adaptation individuelle à tous les tours de mollet
- poids réduit
- facile à nettoyer

**INDICATIONS**

Paralysie flasque des muscles releveurs du pied, mobilité réduite du patient p.ex. à cause d'une paralysie du nerf sciatique, lésion d'un nerf rachidien, poliomyélite, apoplexie

TAILLES	Pointures
small	36 – 39
medium	40 – 43
large	44 – 48

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT attelle péronale, semelle longue****[REF]** 470630

APOPLEXIE

Med

Pos.No. 22.03.05.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- attelle releveur de pied en polypropylène pour soulever le pied en phase de rotation
- modèle avec semelle longue

COULEUR: ☐ blanc**MED-EXTRA**

- retravaillé en thermoplastique
- à porter également dans des chaussures fermées
- fixation par bandes velcro pour adaptation individuelle à tous les tours de mollet
- poids réduit
- facile à nettoyer

**INDICATIONS**

Paralysie flasque des muscles releveurs du pied, mobilité réduite du patient p.ex. à cause d'une paralysie du nerf sciatique, lésion d'un nerf rachidien, poliomyélite, apoplexie

TAILLES	Pointures
small	35 – 37
medium	37 – 39
large	39 – 41
x-large	41 – 44
xx-large	44 – 47

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT**  
**X-Walker court**  
**REF 101350**

Nouveau Design

Avec système à vide



Pos.No. 22.03.03.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- Orthèse pour l'immobilisation de la région jambe-pied dans une position donnée.
- Modèle court avec un faible poids propre
- Design ergonomique et utilisation confortable ainsi que réajustement du coussin à vide intégré de grande surface
- Semelle de soutien thérapeutique avec très bonnes propriétés de déroulement
- Longueur de pied réglable grâce à une barre de protection des orteils ajustable

COULEUR: ■ gris

## MED-EXTRA

- Version courte sur le bas de la jambe
- Revêtement amovible
- Système de vide de grande surface pour l'insertion exacte et la stabilisation du pied et de la jambe

## INDICATIONS

Immobilisation pré- ou post-opératoire/post-traumatique de l'avant-pied et du métatarse, fracture du métatarse, lésions des tissus mous, distorsions

**BORT**  
**X-Walker long**  
**REF 101300**

Nouveau Design

Avec système à vide



Pos.No. 22.03.03.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- Orthèse pour l'immobilisation de la région de la jambe et du pied dans une position prédéfinie
- Modèle long avec un faible poids propre
- Design ergonomique et utilisation confortable ainsi que réajustement du coussin à vide intégré de grande surface
- Semelle de soutien thérapeutique avec très bonnes propriétés de déroulement
- Longueur de pied réglable grâce à une barre de protection des orteils ajustable

COULEUR: ■ gris

## MED-EXTRA

- Version longue sur le bas de la jambe
- Réglage en continu de la largeur au niveau du mollet
- Revêtement amovible
- Système de vide de grande surface pour l'insertion exacte et la stabilisation du pied et de la jambe

## INDICATIONS

Immobilisation pré- ou postopératoire/post-traumatique de la région de la jambe et du pied, fractures stables du pied et/ou de la cheville, fractures distales, stables de la jambe, distorsions graves de la cheville

## TAILLES

## Pointures

small	_____	35 – 40
medium	_____	40 – 45
large	_____	45 – 50

droite et gauche identiques

**BORT X-Walker Achillo****REF** 101320**NOUVEAU  
DESIGN****Avec  
système  
à vide****PIÈCES DE RECHANGE**Jeu de cales  
de talonKit de doublure  
(revêtement de doublure,  
cousin à vide et pompe)

Pos.No. 22.03.04.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- Orthèse jambe-pied pour l'immobilisation dans une position définie et réglable
- Version longue avec un faible poids Poids propre
- Design ergonomique et utilisation confortable ainsi que réajustement du coussin à vide intégré de grande surface
- Semelle de soutien thérapeutique avec de très bonnes propriétés de déroulement
- Longueur de pied réglable grâce à une barre de protection des orteils ajustable

COULEUR: ■ gris

**PIÈCES DE RECHANGE POUR TOUTES  
BORT X-WALKER****MED-EXTRA**

- Set de cales de talon à cinq niveaux pour ajuster la position thérapeutique du pied en pointe
- Réglage en continu de la largeur au niveau du mollet
- Revêtement amovible
- Système de vide de grande surface pour l'insertion exacte et la stabilisation du pied et de la jambe

**ACCESSOIRE POUR TOUTES BORT  
X-WALKER:****REF** 100370

BORT Sous-chaussette Walker

**REF** 100380

BORT Housse contre l'humidité

**REF** 100390

BORT Housse pour la nuit

**INDICATIONS**

Rupture du tendon d'Achille, immobilisation pré- ou post-opératoire/post-traumatique de la région jambe-pied, post-opératoire en cas de suture du tendon d'Achille

**TAILLES**

Pointures

small	_____	35 – 40
medium	_____	40 – 45
large	_____	45 – 50

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT

Air Walker courte

REF 100350



Med

Pos.No. 22.03.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse servant à immobiliser la région inférieure de la jambe et du pied en position définie
- version courte
- design ergonomique et manipulation confortable des deux coussins d'air intégrés et réglables individuellement
- semelle de soutien thérapeutique avec très bonne propriété de déroulement
- armature réglable de protection des orteils

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- version courte pour la jambe inférieure
- AirSystem à deux chambres pour l'insertion du pied et de l'articulation inférieure de la cheville
- 2 sous-bas inclus

INDICATIONS

Immobilisation pré- ou post-opératoire/post-traumatique en région de l'avant-pied et du métatarse, fracture du métatarse, blessures des parties molles, distorsions

TAILLES	Pointures
x-small	jusqu'à 35
small	35 – 39
medium	39 – 43
large	43 – 46
x-large	plus de 46

droite et gauche identiques

BORT

Air Walker longue

REF 100300



Med

Pos.No. 22.03.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse servant à immobiliser la région inférieure de la jambe et du pied en position définie
- version longue de faible poids
- design ergonomique et manipulation confortable des deux coussins d'air intégrés et réglables individuellement
- semelle de soutien thérapeutique avec très bonne propriété de déroulement
- armature réglable de protection des orteils

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- version longue pour la jambe inférieure
- AirSystem à deux chambres pour une insertion exacte du pied et de la jambe inférieure
- 2 sous-bas inclus

INDICATIONS

Immobilisation pré- ou post-opératoire/post-traumatique de la jambe inférieure et du pied, fracture du pied et/ou de l'articulation de la cheville stable, fracture de la jambe inférieure distale, distorsions de l'articulation inférieure de la cheville graves

TAILLES	Pointures
x-small	jusqu'à 35
small	35 – 39
medium	39 – 43
large	43 – 46
x-large	plus de 46

droite et gauche identiques



**BORT**  
**Air Walker Achillo**  
**REF 100320**



Med

Pos.No. 22.03.04.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- orthèse jambe inférieure-pied permettant une immobilisation dans des positions articulaires définies et réglables
- design ergonomique et manipulation confortable des deux coussins d'air intégrés et réglables individuellement
- semelle de soutien thérapeutique avec très bonne propriété de déroulement

COULEUR: ■ gris

## MED-EXTRA

- set de cinq talonnettes permettant de régler la position en équin du pied
- AirSystem à deux chambres pour une insertion exacte du pied et de la jambe inférieure
- 2 sous-bas inclus

## ACCESSOIRES POUR TOUS LES

BORT Air Walker:

REF 100370

BORT sous-bas Walker

REF 100380

BORT housse protégeant de l'humidité

REF 100390

BORT housse de protection pour la nuit

## INDICATIONS

Rupture du tendon d'Achille, immobilisation pré- ou post-opératoire/post-traumatique de la jambe inférieure et du pied, post-opératoire en cas d'une suture du tendon d'Achille

## TAILLES

Pointures

x-small	_____	jusqu'à 35
small	_____	35 – 39
medium	_____	39 – 43
large	_____	43 – 46
x-large	_____	plus de 46

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT chaussure de pansement forme fermée**  
**[REF] 930300**



Med

Pos.No. 26.01.04.02.1

DÉTAILS PRODUIT

- chaussure de pansement forme fermée
  - semelle anti-dérapante
  - matériaux perméables à l'air
- emballage: par pièce
- COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- ajustement individuel initial et ultérieur de la semelle intérieure et de la semelle extérieure EVA
- s'ouvre complètement
- enfilage confortable
- très agréable à porter

**BORT chaussure de pansement forme ouverte**  
**[REF] 930180**



Med

Pos.No. 26.01.04.02.1

DÉTAILS PRODUIT

- chaussure de pansement forme ouverte
  - semelle anti-dérapante
  - matériaux perméables à l'air
- emballage: par pièce
- COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- ajustement individuel initial et ultérieur de la semelle intérieure et de la semelle extérieure
- s'ouvre complètement
- enfilage confortable
- très agréable à porter

ACCESSOIRES:  
[REF] 990970 BORT Embout de pied

INDICATIONS

En post-opératoire et pour plaies diverses même soignées par bandages extensibles et éventuellement rembourrées dont le processus de guérison s'étend sur une longue période et permet au moins une sollicitation partielle du pied même en dehors de la maison. Pas besoin d'une semelle supplémentaire

	Pointures
	34 – 35
	36 – 37
	38 – 39
	40 – 41
	42 – 43
	44 – 45
	46 – 47
droite et gauche identiques	

	Pointures
	34 – 35
	36 – 37
	38 – 39
	40 – 41
	42 – 43
	44 – 45
	46 – 47
droite et gauche identiques	

**BORT chaussure  
de pansement Confort****[REF]** 930320

Med

Pos.No. 26.01.04.03.1

**BORT Chaussure utilisable  
comme pansement pour diabétiques****[REF]** 930400R/930400L

Med

Pos.No. 26.01.04.02.1

Rembourrage  
avec éléments en  
nid d'abeilles

## DÉTAILS PRODUIT

- chaussure de pansement
- coupe extra-large de la zone de l'avant-pied et des orteils
- fermeture en zip dans la zone du talon
- semelle souple et flexible anti-glisse

- emballage: par paire  
(**[REF]** 930 320R ou 930 320L)

COULEUR: ■ noir

## MED-EXTRA

- maintien sûr et confortable pour
- pieds sensibles
- ajustement individuel de la largeur
- par fermeture velcro
- s'ouvre complètement, marche confortable

## INDICATIONS

Voir p. 152 identique **[REF]** 930300/180

## DÉTAILS PRODUIT

- chaussure utilisable comme pansement, ouverte avec capuchon pour avant-pied/orteils amovible
- insertion de rembourrage doux amovible doté d'une structure en nid d'abeilles
- semelles raides antidérapantes avec aide au déroulement
- emballage: par pièce

COULEUR: ■ noir

## MED-EXTRA

- insertion de rembourrage doux avec éléments en nid d'abeilles amovibles individuellement pour réduction de la pression locale
- protection supplémentaire par un capuchon pour avant-pied/orteils amovible
- pas de couture sur la face intérieure

## INDICATIONS

Blessures dans la zone du pied et de la cheville en raison de diabète sucré, maladies d'occlusion artérielle périphérique (MOAP), autres plaies dans la zone du pied et de la cheville, post-traumatique, post-opératoire

## Pointures

_____	36	_____	42
_____	37	_____	43
_____	38	_____	44
_____	39	_____	45
_____	40	_____	46
_____	41	_____	47

Livraison par pièce ou paire

Veuillez indiquer droite ou gauche

## Pointures

_____	35 – 36
_____	37 – 38
_____	39 – 40
_____	41 – 42
_____	43 – 44
_____	45 – 46
_____	47 – 48

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT chaussure de soulagement pour la partie antérieure du pied** [REF] 930140



Pos.No. 26.01.04.02.1

DÉTAILS PRODUIT

- chaussure de soulagement pour la partie antérieure du pied
- semelle anti-dérapante
- capuchon de protection des orteils inclus
- matériaux perméables à l'air
- emballage: par pièce

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- répartition de la pression sur le métatarse ou sur l'arrière-pied (talon)
- ajustement individuel initial et ultérieur de la semelle intérieure et de la semelle extérieure EVA

INDICATIONS

Post-opératoire, plaies/blessures de la partie antérieure du pied et sous la plante du pied, post-opératoire après ostéotomie de la partie antérieure du pied

	Pointures
_____	33 – 35
_____	36 – 38
_____	39 – 41
_____	42 – 44
_____	45 – 47

droite et gauche identiques

**BORT chaussure de soulagement du talon** [REF] 930160



Pos.No. 26.01.04.02.1

DÉTAILS PRODUIT

- chaussure de soulagement du talon
- semelle anti-dérapante
- côtés concaves du talon
- matériaux perméables à l'air
- emballage: par pièce

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- répartition de la pression sur le métatarse ou sur l'avant-pied
- meilleure stabilité pendant la marche
- ajustement individuel initial et ultérieur de la semelle intérieure et de la semelle extérieure EVA

INDICATIONS

Post-opératoire, plaies/blessures dans la partie postérieure du pied à la plante du pied

	Pointures
_____	35 – 37
_____	38 – 40
_____	41 – 43
_____	44 – 46

droite et gauche identiques

**BORT bandage  
métatarsal avec pelote**
**[REF]** 112070


Pos.No. 05.01.02.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- bandage élastique pour pied en éventail avec pelote
- pelote insérée dans une pochette
- soutien et redressement de la voûte plantaire de l'os du médio-pied

- emballage: par paire

 COULEUR:  beige

**MED-EXTRA**

- maniement extra-facile
- pelote amovible

**BORT  
chevillère à double tension**
**[REF]** 054500


Pos.No. 05.02.11.00.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- chevillère simple
- forme anatomique
- talon fermé
- classe de compression II

 COULEURS:  beige  bleu

**MED-EXTRA**

- très fine, agréable à porter
- tricoté en rond sans coutures

**INDICATIONS**

Douleurs chroniques en cas de pied en éventail, pied plat ou pied en éventail, métatarsalgie

**INDICATIONS**

Blessures de l'articulation de la cheville, après déplâtrage, irritations des tendons

Pourtour de l'avant-pied en cm


 \_\_\_\_\_ 16, 17, 18, 19, 20,  
 \_\_\_\_\_ 21, 22, 23, 24, 25, 26

TAILLES

Tour de la cheville


 small \_\_\_\_\_ jusqu'à 21 cm  
 medium \_\_\_\_\_ 21 – 23 cm  
 large \_\_\_\_\_ 23 – 25 cm  
 x-large \_\_\_\_\_ 25 – 27 cm

Livraison par paire

droite et gauche identiques

**BORT Valco® SOFT**  
**orthèse pour hallux valgus**  
**REF 930030**



Med

Pos.No. 22.01.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse textile pour hallux valgus pour une correction ou postopératoire de stabilisation du gros orteil et de l'articulation articulation métatarso-phalangienne du gros orteil
- attelle de renfort latérale en aluminium peut être remplacée au cours de la thérapie par être remplacée par une tige à ressort spiralé
- pelote plantaire pour pied étalé
- bande de talon pour le maintien de la position
- entièrement accessible grâce à une fermeture velcro ouvert
- boucles d'orteils supplémentaires pour Redression du 2ème - 5ème orteil

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- ajustement facile, aussi applicable sur des bandages
- confort de portée élevé grâce au matériel rembourré doux
- épaisseur du matériel faible et possibilités de réglages individuelles
- peut être porté le jour et la nuit

INDICATIONS

Hallux valgus, suite à une opération hallux valgus pour garantir un traitement efficace, soulagement de la capsule articulaire post-opératoire

TAILLES

Pourtour de l'avant-pied en cm



small	16 – 19 cm
medium	19 – 22 cm
large	22 – 25 cm

Veillez indiquer droite ou gauche

## BORT Generation attelle pour hallux valgus

REF 215930



Pelote pour soulager l'articulation  
métacarpo-phalangienne du  
gros orteil

Generation



Pos.No. 22.01.01.00.1

### DÉTAILS PRODUIT

- orthèse Soft pour la stabilisation corrective ou post-opératoire du gros orteil et de l'articulation métacarpo-phalangienne du gros orteil
- réglage en continu de la pression de correction au moyen de la bande de correction latérale
- pelote de soulagement à l' hauteur de l'articulation métacarpophalangienne du gros orteil

COULEUR: ■ bleu

### GENERATION-EXTRA

- épaisseur du matériel faible et possibilités de réglages individuelles
- peut être porté le jour et la nuit
- confort de portée élevé grâce à un matériel mince et souple
- simple et facile à mettre en place
- design attractif et fonctionnel

### INDICATIONS

Hallux valgus, suite à une opération hallux valgus pour garantir un traitement efficace, soulagement de la capsule articulaire post-opératoire

### TAILLES

Pointures

Taille 0	35 – 37
Taille 1	38 – 40
Taille 2	41 – 43

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT Valco®**  
**attelle pour hallux valgus**  
**REF 930010**


Pos.No. 22.01.01.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- attelle pour hallux valgus pour correction optimale de l'articulation de l'orteil
- forme anatomique
- trois bandes velcro réglables
- utilisation dans des phases de repos

- emballage: par pièce

COULEUR:  blanc/gris

## MED-EXTRA

- réglage des puissances de levier facile et exacte
- doublure totale de la partie intérieure de l'attelle en matériel mousse
- ouverture d'aération dans la demi-coque des doigts de pied

## INDICATIONS

Hallux valgus, suite à une opération hallux valgus pour garantir un traitement efficace, soulagement de la capsule articulaire post-opératoire

TAILLES	Pointures
small _____	jusqu'à 38
medium _____	38 – 41
large _____	plus de 41

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT talonnette en silicone**  
**REF 930050**


Pos.No. 26.01.01.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- talonnette en silicone pour l'absorption des chocs
- effet amortissant sur les articulations tibiotarsiennes, du genou et de la hanche ainsi que de la colonne vertébrale
- incurvée au niveau du talon
- hauteur: 6 mm

- emballage: par paire

## MED-EXTRA

- anti-glisse
- lavable
- hygiénique
- approprié pour toutes sortes de chaussures

## INDICATIONS

Achylodynie, tatalgie (syndrome de Haglund), douleurs de l'arrière-pied, absorption des chocs en présence d'arthrose des articulations tibiotarsiennes du genou et de la hanche

TAILLES	Pointures
small _____	jusqu'à 38
medium _____	39 – 41
large _____	42 – 44
x-large _____	45 – 47

Livraison par paire



**BORT talonnette  
d'épine calcanéenne**  
**[REF] 950220**



Pos.No. 26.01.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- talonnette viscoélastique avec capitonnage amovible au niveau du calcanéum
- face intérieure avec revêtement, partie extérieure autocollante
- hauteur: 6 mm
- emballage: par paire

MED-EXTRA

- anti-glisse
- approprié pour toutes sortes de chaussures
- lavable
- hygiénique

INDICATIONS

Éperon de calcanéum, achylodynie, talalgie (syndrome de Haglund), absorption axiale des chocs en cas d'arthrose des articulations de la jambe

TAILLES	Pointures
A	32 – 35
B	36 – 40
C	41 – 44
D	45 – 48

Livraison par paire

**BORT talonnette d'épine  
calcanéenne en silicone avec  
SoftSpot [REF] 930070**



Pos.No. 26.01.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- rembourrage du talon en silicone avec support doux SoftSpot
- effet amortissant sur les articulations tibiotarsiennes, du genou et de la hanche ainsi que de la colonne vertébrale
- incurvée au niveau du talon
- rembourrage anatomique très doux du calcanéum
- hauteur: 6 mm
- emballage: par paire

MED-EXTRA

- anti-glisse
- lavable
- hygiénique
- approprié pour toutes sortes de chaussures

INDICATIONS

Éperon de calcanéum, achylodynie, talalgie (syndrome de Haglund), absorption des chocs en cas d'arthrose des articulations tibiotarsiennes du genou et de la hanche

TAILLES	Pointures
small	jusqu'à 38
medium	39 – 41
large	42 – 44
x-large	45 – 47

Livraison par paire

**BORT compensation de longueur**  
**[REF] 950240**



Med

Pos.No. 26.01.01.00.1

**BORT compensation de longueur en silicone**  
**[REF] 930200**



Med

Pos.No. 26.01.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- talonnette viscoélastique en silicone
- pour compenser la différence de longueur des jambes
- face intérieure avec revêtement, dessous autoadhésif
- hauteurs: 5 mm, 10 mm

- emballage: par pièce

MED-EXTRA

- anti-glisse
- approprié pour toutes sortes de chaussures
- lavable
- hygiénique

DÉTAILS PRODUIT

- talonnette en silicone pour compensation de la différence de longueur des jambes
- en silicone très résistant
- hauteurs: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm
- aussi pour enfants, voir page 15

- emballage: par pièce

MED-EXTRA

- anti-glisse
- approprié pour toutes sortes de chaussures
- lavable
- hygiénique

INDICATIONS

Compensation de la différence de longueurs des jambes, douleurs du tendon d'Achille (achillodynie)

TAILLES	Pointures
small _____	jusqu'à 40
large _____	plus de 40
hauteurs _____	5 mm / 10 mm
droite et gauche identiques	

TAILLES	Pointures
Enfants _____	33 – 35
small _____	36 – 39
medium _____	40 – 43
large _____	44 – 47
hauteurs _____	3 mm / 5 mm / 8 mm / 10 mm
droite et gauche identiques	

Des aides conçues pour vous  
faciliter la vie quotidienne

Produits conçus pour  
la rééducation



**Herdegen Gehhilfen****«Evolution»****REF 200000**

Pos. No.10.01.01.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- poignée en polypropylène
- chargeable jusqu'à 130 kg par canne, testée et certifiée
- capuchon antidérapant en caoutchouc
- bouchon anti-bruit intégré

- emballage: paire

COULEURS: ■ gris ■ bleu ■ rouge  
■ turquoise ■ anis

## MED-EXTRA

- choix des coloris
- 10 possibilités de réglage grâce au clip de sécurité
- avec réflecteur

**Herdegen Gehhilfen****«Advance»****REF 200900**

Pos. No.10.01.01.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- poignée en polypropylène et élastomère
- chargeable jusqu'à 140 kg par canne, testée et certifiée
- capuchon antidérapant en caoutchouc «Pivoflex»
- bouchon anti-bruit intégré

- emballage: paire

COULEURS: ■ bleu ■ turquoise

## MED-EXTRA

- choix des coloris
- 10 possibilités de réglage grâce au clip de sécurité
- avec réflecteur

## INDICATIONS

Utilisation après des états post-traumatiques ou post-opératoires des extrémités inférieures et/ou des états de faiblesse liés à l'âge

## TAILLES

Seulement une taille

## TAILLES

Seulement une taille

**Herdegen  
béquilles pour enfant «TIKI»****REF** 200522 (220527) / 200523 (200528) / 610600

Pos.No. 10.01.01.02.1

**DÉTAILS PRODUIT**

- Design coloré et agréable pour les enfants ou les adolescents
- Max. Poids de l'utilisateur 100 kg
- Hauteur de la manchette : 3 positions de 11 à 21 cm
- Hauteur d'appui : 10 positions de 55 à 77 cm
- emballage : paire

COULEURS: ■ rouge/bleu ■ noir/anis ■ violet/turquoise

**INDICATIONS**

Utilisation après des états post-traumatiques ou post-opératoires des extrémités inférieures et/ou des états de faiblesse liés à l'âge

**TAILLES**

Seulement une taille

**Herdegen pied de  
remplacement pour  
béquilles [REF] 920100**



Med

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- pour toutes des béquilles

- emballage: 1 pièces

COULEUR: ■ noir

**BORT coussinet  
pour béquilles  
[REF] 190800**



Med

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- coussinets autoadhésifs pour  
béquilles  
- surface revêtue en textile, facile à  
découper  
- mesures: 11 x 7,5 cm

- emballage: par paire

COULEURS: ■ bleu ■ noir

MED-EXTRA

- à découper, de ce fait utilisable  
individuellement

INDICATIONS

Douleurs de compression de la main ou  
du coude après effort exceptionnel

TAILLES

Seulement une taille

TAILLES

Seulement une taille

**BORT coussinet  
pour manche**  
**[REF] 190820**



Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- partie intérieure en néoprène résistant à l'usure
- partie extérieure doublure textile douce pour la peau
- fixation facile avec fermetures velcro
- mesure: 10 x 10 cm


- emballage: par paire

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- quasi indéformable

**BORT EasyLife®  
cannes de préhension**  
**[REF] 118150/170/190/100**



Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- cannes de préhension de qualité pour saisir de petits et de gros objets (bouteilles, aiguilles, etc.)
- des pinces spéciales en caoutchouc permettent de saisir les objets en dosant la pression
- avec position arrêt qui retient les objets même après avoir lâché le levier
- aussi livrable en modèle pliable:
- longueur 75 cm, plié 45 cm

MED-EXTRA

- deux possibilités de réglage:
- levier court: force normale pour possibilités de saisie illimitées
- levier long: force moindre pour possibilités de saisie limitées
- modèle pliable idéal en déplacement et en fauteuil roulant

INDICATIONS

Douleurs de compression de la main ou du coude après effort exceptionnel

INDICATIONS

P.ex. paraplégie, restriction des mouvements

TAILLES

Seulement une taille

LONGUEURS

[REF]

50 cm	_____	[REF] 118150
75 cm	_____	[REF] 118170
90 cm	_____	[REF] 118190
pliable 75/45 cm	_____	[REF] 118100

**BORT pâte à modeler thérapeutique standard****REF** 951500

Pas de mention d'un Pos.No.

## DÉTAILS PRODUIT

- pâte à modeler thérapeutique 100% silicone
- 6 consistances différentes
- sans latex
- dosages: 80 g

## MED-EXTRA

- pour renforcer les muscles des doigts, de la main et de l'avant-bras
- vaste programme d'entraînement thérapeutique pour favoriser la liberté de mouvement des doigts et de la main
- présentation d'exercices thérapeutiques avec de nombreux exemples dans la boîte

## INDICATIONS

Rétablir la possibilité de bouger la main

## RIGIDITÉ

extra-doux	_____	bleu ciel
doux	_____	rose
doux moyen	_____	vert clair
moyen	_____	bleu foncé
moyen-rigide	_____	violet
rigide	_____	vert foncé

**BORT Codyn® coussin****REF** 190530

Pas de mention d'un Pos.No.

## DÉTAILS PRODUIT

- coussin en couronne avec cavité en région coccygienne
- gonflable, avec valve
- livré avec pompe à air manuelle
- dimensions: environ 45 cm x 45 cm, diamètre intérieur env. 16 cm

COULEUR: ■ bleu

## MED-EXTRA

- idéal pour toutes les positions assises
- gonflable, peut être emmené facilement et de ce fait utilisable partout

## INDICATIONS

Coccygodynie, état post-contusion et fracture coccygienne, soulagement rectal en cas d'hémorroïdes, après chirurgie colorectale, abcès périrectal, post-épistomie

## TAILLES

Seulement une taille



# Des marques de qualité pour une solution individuelle de la tête jusqu'aux pieds.

## Produits de marque OTC



Bandages stabilisants pour les articulations à porter pendant les loisirs et au travail.



Bandages stabilisants pour les articulations à porter pendant les loisirs et les activités sportives.



Des aides pratiques pour vous-faciliter la vie au quotidien.



Le programme chaleur pour se sentir bien.



Protection douce des pieds en silicone & gel.



Protège les pieds sensibles - avec revêtement textile.

**StabiloColor®**

Line diversité colorée pour la thérapie et le sport Bandes élastiques et Kinesiotapes.

Vous trouverez tous les produits OTC dans notre catalogue de produits ou en ligne sur [www.orthosan.ch](http://www.orthosan.ch)



# Remboursement

Ce programme se base sur la liste LiMA du 01.01.2025.

Ce programme remplace toutes les éditions précédentes.

Le contenu ainsi que les numéros LiMA représentés dans cette édition tiennent compte de la situation au 01.01.2025 à la clôture de l'impression.

Toute responsabilité est exclue.

Tous droits réservés.

## Bases légales générales

La prise en charge obligatoire des moyens et appareils par l'assurance-maladie sociale se fonde sur la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10). Des précisions en la matière se trouvent dans l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102), complétée par les dispositions de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS; RS 832.112.31).

Ces remarques préliminaires et commentaire (ch. 2 à 6) sont fournis à titre informatif par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et n'ont donc pas de caractère contraignant.

## Réglementation du remboursement concernant la LiMA (art. 20 ss OPAS)

L'assurance obligatoire des soins rembourse, à concurrence du montant maximal fixé dans la LiMA, les moyens et appareils qui figurent sur cette liste [...]

***Vous trouverez nos conditions générales de vente dans notre catalogue ou sur notre site en linie.***



Online-Shop



Distribution en Suisse par:

**orthoSan<sup>®</sup>**  
medical products

Orthosan AG  
Freiburgstrasse 634  
3172 Niederwangen b. Bern  
Téléphone +41 31 822 05 45

[www.orthosan.ch](http://www.orthosan.ch)  
[info@orthosan.ch](mailto:info@orthosan.ch)



**BORT. L'extra à votre côté.**

BORT GmbH  
[www.bort.com](http://www.bort.com)