

BORT activemed: Neu auch als Flachstrick



- ⊕ In neuem Design und neuer Qualität: Flachstrick graphit
- ⊕ Formgestrickte Bandagen in bewährter Qualität
- ⊕ Mit activemed mitten im gesunden Leben
- ⊕ Immer die passende Bandage



**BORT activemed
Knöchelbandage**
Zur Weichteilkompression



**BORT activemed
Handgelenkbandage**
Zur Stützung des Handgelenks



**BORT activemed
Rückenbandage**
Zur muskulären Stabilisierung
der Lendenwirbelsäule

In neuem Design und neuer Qualität, unsere beliebte activemed-Serie in Rund- und neu auch als **Flachstrick** erhältlich.



Pos.Nr.05.08.07.00.1

[REF] 220200

BORT activemed Elfenbogenbandage

- Komprimierende Elfenbogenbandage
- Ulnare und radiale Silikonpelotten
- Elastische Komfortzone in der Ellenbeuge für angenehmen Tragekomfort
- Weiche Oberflächenstruktur

FARBE


■ **graphit**

GRÖSSEN

Umfang Unterarm
(5 cm unter Ellenbogengelenk)

x-small	22 – 24 cm
small	24 – 26 cm
medium	26 – 28 cm
large	28 – 30 cm
x-large	30 – 32 cm

rechts und links gleich



INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, Epicondylitis (akut oder chronisch), Tendomyopathie



Pos.Nr.05.07.14.00.1

[REF] 220100

BORT activemed Handgelenkbandage

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch
- Stabilo®-Band
- Silikonpelotte mit Aussparung am Processus styloideus ulnaris
- Nahtfreie Dehnzone im Kommissurbereich, fasst den Daumenansatz ein und passt sich den anatomischen Gegebenheiten an

FARBE

■ **graphit**

GRÖSSEN

Umfang Handgelenk

small	13 – 15 cm
medium	15 – 17 cm
large	17 – 19 cm
x-large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben



INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis



Pos.Nr.05.14.02.00.1

[REF] 220800

BORT activemed Rückenbandage

- Leichte Aktivbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Zwei Stäbe im dorsalen Bereich
- Viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm
- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Hoher Tragekomfort


FARBE

■ **graphit**

GRÖSSEN

Umfang Taille

Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm
Grösse 7	130 – 140 cm



INDIKATIONEN

Behandlung von Schmerzzuständen im LWS-Bereich, Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten)



Pos.Nr.05.04.12.00.1

[REF] 220400

BORT activemed Kniebandage

- Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform
- Weiche Oberflächenstruktur

FARBE

■ **graphit**


GRÖSSEN

d-Mass

f-Mass

Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm
Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm
Grösse 4+	37 – 41	48 – 52 cm
Grösse 5	41 – 45	52 – 56 cm
Grösse 5+	41 – 45	56 – 60 cm
Grösse 6	45 – 49	60 – 64 cm
Grösse 6+	45 – 49	64 – 68 cm

rechts und links gleich



INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Arthritis, Gonarthrose, Bandinstabilität



REF 220600

BORT activemed Knöchelbandage

- Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich
- Formgestrickte Ferse mit guter Passform
- Weiche Oberflächenstruktur

FARBE


■ graphit

GRÖSSEN

Fesselumfang

small	bis 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm

rechts und links gleich



INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, Arthrose



REF 220650

BORT activemed Knöchelbandage Plus

- Formgestrickte Sprunggelenkbandage
- Stabilo®-Band, teilelastisch, frei positionierbar
- Therapieunterstützende Positionierung des Fusses in Pronations-/Supinations- oder Neutralstellung
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Mikrofasergestrick, weicher Griff

FARBE


■ graphit

GRÖSSEN

Fesselumfang

small	bis 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm

rechts und links gleich



INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe



REF 220900

BORT activemed Achillessehnenbandage

- Achillessehnenbandage
- Viscoelastische Pelotte im paraachillären Bereich zur intermittierenden Massage
- Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne in der Akutphase
- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich
- Formgestrickte Ferse mit guter Passform
- Weiche Oberflächenstruktur

FARBE


■ graphit

GRÖSSEN

Fesselumfang

small	bis 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm

rechts und links gleich



INDIKATIONEN

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, Reizzustände bei Haglundferse, Achillodynie, Reizungen und Schmerzen der Achillessehne und der angrenzenden Gebiete, nach Operationen, z. B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea



Vertrieb in der Schweiz durch:

orthoSan[®]
medical products

Orthosan AG
Freiburgstrasse 634
3172 Niederwangen b. Bern
Telefon +41 31 822 05 45

www.orthosan.ch
info@orthosan.ch



Online-Shop

- ⊕ Auswahlbestellungen möglich
- ⊕ Schweizweite Lieferung per A-Post
- ⊕ Optimale Verfügbarkeit dank grossem Schweizer Lager
- ⊕ Gratis Produktschulungen