



Programme Printemps 2026/27



⊕ Med ⊕ select® ⊕ Sport ⊕ Generation

BORT. L'extra à votre côté.

BORT est votre partenaire performant

Convaincant grâce à un vaste choix, une haute qualité et une expérience de plusieurs décennies

Depuis plus de 40 ans, nous entretenons avec nos clients du commerce spécialisé un partenariat de confiance et convainquent par leur choix, leur qualité et de notre expérience.

Une gamme complète de produits médicaux dans les domaines de l'orthopédie et phlébologie et un rapport qualité/prix réputé, fait de BORT un partenaire polyvalent, performant et fiable.

ORTHOPÉDIE



Notre gamme d'aides orthopédiques se divise en différentes lignes de produits et est adaptée aux besoins individuels de différents groupes cibles.

BORT simplifie la fourniture d'aides techniques

Nous déterminons les besoins et les souhaits de nos clients spécialisés, des médecins et des patients en échangeant avec eux. Ces informations sont constamment intégrées dans le développement de notre gamme de produits et de services.

BORT réduit la complexité et augmente la convivialité. Nous pensons en termes de solutions et nous nous considérons comme des solutionneurs de problèmes pour nos clients. Nous assurons ainsi un soutien efficace dans le quotidien des soins.

BORT Aktiven®: Faites confiance à BORT pour la qualité éprouvée de BORT en matière de thérapie de compression.

Les bas de compression médicaux BORT Aktiven® pour la phlébologie sont fabriqués selon un procédé de tricot circulaire respectant des normes de qualité élevées et sont également disponibles sur mesure.

Avec l'offre BORT Aktiven® en tricot circulaire, c'est un véritable plus, de surcroît riche en variantes, que nous vous proposons dans notre assortiment.

PHLÉBOLOGIE



Notre assortiment BORT Aktiven® est fabriqué en technologie de tricotage circulaire avec un standard de qualité élevé

- ⊕ **INDIVIDUAL «Plus»**
Chaque bas est adapté à la mesure individuelle de la jambe
- ⊕ **«Plus» de confort**
Surface douce pour un confort optimal
- ⊕ **«Plus» de coupe**
Forme individuelle sur mesure



Vous êtes intéressé?

Notre représentant répondra volontiers à toutes vos questions.

La diversité, la qualité et la compétence au service du succès thérapeutique.

La gamme complète BORT

Nous vous proposons l'une des gammes les plus complètes de bandages et d'orthèses. Notre offre dans le domaine de l'orthopédie se décline en quatre lignes de produits.



BORT select®: Le premier choix pour les plus exigeants.

Les bandages **select®** haut de gamme favorisent le succès de la thérapie. Sans compromis en termes de fonctionnalité, d'équipement et de qualité.



SENSIL® ist eine eingetragene Handelsmarke von NILIT.



BORT Sport: Le côté sportif de BORT.

Une qualité haut de gamme et un design séduisant font des bandages sportifs BORT des produits fonctionnels et sportifs très tendance.



COOLMAX® ist eine Marke von The Lycra Company.



BORT Generation: Pour une plus grande mobilité des personnes âgées.

Particulièrement faciles à manipuler, particulièrement confortables à porter. Ces produits permettent de conserver autonomie et mobilité.



BORT Med: Au cœur de la vie saine.

Les bandages et orthèses de la gamme **Med** offrent un large choix de solutions adaptées, de la tête aux pieds. Chaque articulation bénéficie ainsi exactement du soutien dont elle a besoin.



NOUVEAU en 2026 : la série d'orthèses dorsales BORT DorsoXpress

**Structure modulaire.
Très bonne adaptation
individuelle. Démontable
au cours de la thérapie.**

Série innovante de
six orthèses dorsales
pour le traitement
d'un large éventail
d'indications.

Page 79 - 83



Med

III. BORT DorsoXpress 5 ou 6

DORSOXPRESS

Une série. Six orthèses. De nombreuses possibilités.



Autres nouveautés produits

Pour 2026, nous avons également élargi notre gamme afin de répondre au mieux aux exigences actuelles en matière de soins. Vous serez certainement séduit, notamment, par :

BORT GenuXpress/ACL

Encore plus faciles à manipuler, et dans un noir élégant : les orthèses de genou avec articulation à courbe polaire BORT.

Page 136/137



BORT GenuXpress

REF 100700



Med

BORT GenuXpress ACL

REF 100800



Med

BORT X-Walker AIR pour une immobilisation fiable

Désormais également disponible dans la version très appréciée avec coussin d'air : gamme d'orthèses pour le traitement des blessures du pied et de la cheville.

Page 158/159

BORT X-Walker AIR long

REF 101200



Med

BORT X-Walker AIR court

REF 101250



Med

BORT X-Walker AIR Achillo

REF 101220



Med



NOTRE PROGRAMME

	KIDS	9
Tableau des indications		19
Cou		21
Épaule		23
Tableau des indications		33
Coude		34
Tableau des indications		44
Doigts		45
Pouce		49
Tableau des indications		61
Main		62
Tableau des indication DorsoXpress		80
DorsoXpress		81
Tableau des indications		84
Colonne vertébrale thoracique		85
Dos		86
Tableau des indications		103
Corps		104
Aîne/Hanche		110
Tableau des indications		115
Genou		116
Tableau des indications		142
Cheville		143
Pied		155
Chaussures		162
Talonnette		167
Rééducation		169
OTC		174
Remarque importante		175



Nouvelles marges: BORT appareillages orthopédiques



L'ASSORTIMENT KIDS

- ⊕ **BORT Bandages et orthèses pour enfants**
Protection fonctionnelle pour que les petites articulations puissent grandir sainement.

BORT soutien cervical**REF** 127260 KIDS

Pos.No. 22.12.01.00.1

BORT sangles pour soutenir le bras Mitella**REF** 610120CH

Pos.No. 05.10.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- soutien cervical anatomique pour la stabilisation cervicale
- tissu-éponge poreux souple
- cavité pour le larynx
- fermeture velcro, réglable

COULEUR: ■ bleu

KIDS-EXTRA

- à porter jour et nuit
- bords spécialement arrondis
- revêtement doux pour la peau 100% coton

INDICATIONS

États douloureux cervicaux, traumatisme cervical léger, distorsion, syndrome cervical, post-opératoire

TAILLES Tour du cou

Enfants (x-small) _____ jusqu'à 33 cm

Aussi pour adultes voir page 20

hauteurs de menton 5,0 cm / 6,0 cm**DÉTAILS PRODUIT**

- sangle pour bras à usage universel pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule
- largeur: 3,5 cm
- longueur: min. 66 cm, max. 95 cm

COULEUR: ■ rouge

KIDS-EXTRA

- maniement facile
- fourniture médicale

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en présence d'irritations périarticulaires et affections glénohumérales, fractures simples, syndrome sus-épineux

TAILLES Largeur

Enfants _____ 3,5 cm

Aussi pour adultes voir page 25

droite et gauche identiques

BORT OmoBasic® selon Gilchrist
REF 121350 KIDS



Med

Pos.No. 22.09.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage ouvert d'adduction épaule-bras pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule
- maintien sûr et stabilisation du bras en adduction grâce à une courroie de stabilisation pour la sangle
- matériel de sangles souple et stable pour la traction

COULEUR: ■ bleu

KIDS-EXTRA

- réglage flexible au niveau de la main et la partie supérieure du bras
- bonne accessibilité à la zone opératoire pour soigner les blessures
- doux pour la peau



INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en cas de distorsion, luxation, fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus, fracture de l'omoplate, blessure de la coiffe des rotateurs

TAILLES

Longueur Olecranon
 jusqu'à l'os Metacarpal V



Enfants _____ 22 – 25 cm

Aussi pour adultes voir
 page 25

droite et gauche identiques

BORT bandage claviculaire**REF** 121700 KIDS

Pos.No. 22.09.05.00.1

BORT StabiloFix®**REF** 104600 KIDSNOUVEAU
DESIGN

Pos.No. 22.09.05.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour «sac à dos»
- bretelles rembourrées souples
- trois fermetures velcro, individuellement ajustables pour une stabilisation idéale

COULEUR: ■ bleu

KIDS-EXTRA

- s'adapte à la forme du corps, tout spécialement au niveau des aisselles, partie particulièrement sensible
- agréable à porter
- doux pour la peau
- pour être porté le jour et la nuit

INDICATIONS

Traitement des fractures de la clavicule

TAILLES Tour sous la poitrine



Enfants _____ jusqu'à 65 cm

Aussi pour adultes voir
page 22**DÉTAILS PRODUIT**

- soutien pour correction du maintien de la colonne vertébrale thoracique
- matériel de la ceinture souple, non élastique

COULEUR: ■ bleu

KIDS-EXTRA

- facile à enfiler et à retirer par le patient grâce à la fermeture sur la poitrine
- s'adapte à la forme du corps, tout spécialement au niveau des aisselles, région particulièrement sensible
- avec des plis cousus pour simplifier le raccourcissement des bandes
- sans latex

INDICATIONS

Redressement et soulagement de la pression thoracique, p.ex. défaut postural de la colonne vertébrale thoracique

TAILLES Tour sous la poitrine



Enfants _____ 50 – 70 cm

Aussi pour adultes voir
page 86

BORT DigiSoft® orthèse des doigts

REF 112770 KIDS



Med

Pos.No. 22.06.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle de doigt pour immobiliser les articulations interphalangiennes
- attelle en aluminium malléable avec rembourrage souple

COULEUR: ■ gris

KIDS-EXTRA

- possibilité d'immobiliser un ou deux doigts
- appui dorsal après transformation possible
- fermeture velcro positionnable à souhait sur le métacarpe et les doigts

INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique, p.ex. pour redressement, position de repos

TAILLES

Longueurs main



Enfants _____ 11 – 14 cm

Aussi pour adultes
voir page 48

droite et gauche identiques

BORT SellaTex® Classic

REF 112050C KIDS



Med

Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de poignet avec immobilisation supplémentaire aux articulations métacarpo-phalangienne et en selle du pouce
- attelle palmaire et dorsale pour la stabilisation du poignet et du métacarpe
- élément pour le pouce malléable
- longueur: env. 17 cm

COULEUR: ■ gris

KIDS-EXTRA

- dispositif facilitant l'enfilage
- agréable à porter
- bande de soutien Stabilo®

INDICATIONS

Préopératoire, post-traumatique, post-opératoire, p.ex. après reconstruction ligamentaire du pouce, immobilisation en état rhumatisal et inflammatoire

TAILLES

Tour du poignet



Enfants _____ 13 – 15 cm

Aussi pour adultes
voir page 58

Veillez indiquer droite ou gauche

BORT
ManuStabil® court
[REF] 112730 KIDS



Med

Pos.No. 22.07.04.00.1

BORT genouillère
Osgood-Schlatter
[REF] 114510 KIDS



Med

Pos.No. 05.04.13.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de poignet fixe avec attelle de renfort palmaire et dorsale, individuellement malléable
- modèle de confection court
- longueur: env. 17 cm

COULEUR: ■ gris

KIDS-EXTRA

- stabilisation effective du poignet grâce à la bande de soutien Stabilo®
- confortable grâce au matériel perméable à l'air
- peut être porté même la nuit

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex, distorsion, paralysie des nerfs périphériques, tendovaginite

TAILLES

Tour du poignet



Enfants _____ 13 – 15 cm

Aussi pour adultes voir page 69

Veuillez indiquer droite ou gauche

DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour réduction de pression locale de la tubérosité tibiale
- tissu tricoté SOFTflex pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- tricoté en forme anatomique
- coussinet en silicone à plusieurs zones
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- classe de compression II

COULEUR: ■ bleu

KIDS-EXTRA

- structure de surface douce et satinée, pour un confort de portée très agréable
- zone de flexion particulièrement élastique dans le creux poplité, même pour une longue durée de portée
- brides en V pour un soulagement réglable

INDICATIONS

Influence sur le glissement de la rotule, **Maladie d'Osgood-Schlatter**, tendinite à l'insertion de la tubérosité tibiale, épanchement articulaire, états irritatifs

TAILLES

Mesure-d Mesure-f



Enfants _____ 23 – 26 cm 28 – 32 cm

Aussi pour adultes voir page 123

droite et gauche identiques



DÉTAILS PRODUIT

- genouillère classique comprimant les parties molles avec pelote viscoélastique pour stabiliser et soulager l'articulation du genou
- tissu tricoté **SOFTflex** pour d'avantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- classe de compression II

COULEUR: ■ bleu


KIDS-EXTRA

- structure de surface douce et satinée
- zone de flexion particulièrement élastique dans le creux poplité, même pour une longue durée de portée

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du genou, épanchement articulaire récidivante, p.ex. instabilité du ligament, méniscopepathie

TAILLES Mesure-d Mesure-f



droite et gauche identiques

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de genou avec renforts métalliques latéraux articulés pour guider le genou
- pelote viscoélastique
- sangles de fixation circulaires sur le haut et le bas de la jambe
- tricoté en forme anatomique
- classe de compression II

COULEUR: ■ argent


KIDS-EXTRA

- extension limitée à 0°
- attelles articulées individuellement malléables

INDICATIONS

Instabilité légère à moyenne du ligament latéral du genou

TAILLES Mesure-d Mesure-f



Droite et gauche identiques

BORT attelle d'immobilisation avec ouverture rotulienne**REF** 145000 KIDS

Pos.No. 22.04.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle de genou pour l'immobilisation de l'articulation de la cheville. Blocage de flexion à 0° et 20°
- avec ouverture rotulienne, en trois parties
- attelles médiales et latérales en aluminium, positionnable à souhait
- longueur: 38 cm

COULEUR: ■ noir

KIDS-EXTRA

- forme qui s'adapte parfaitement au corps grâce à la construction tripartite
- agréable à porter grâce au rembourrage en tissu-éponge à l'intérieur
- les attelles en aluminium peuvent être enlevées pour le lavage

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, lésions articulaires, musculaires ou ligamentaires

Longueur de l'attelle Taille du corps

Enfants (38 cm) _____ 80 – 145 cm
 Veuillez indiquer le blocage de flexion 0° ou 20°

Aussi pour adultes voir page 139

droite et gauche identiques

BORT Helix S Spiral-dynamik® cheville AST**REF** 053200 KIDS

Pos.No. 05.02.14.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- cheville pour soutien de la torsion de l'arrière-pied et redressement de la voûte plantaire
- bandes fines et élastiques
- tricot 3D en forme anatomique
- deux pelotes en silicone
- bord supérieur renforcé extra-doux au niveau du mollet

COULEUR: ■ noir

KIDS-EXTRA

- stabilisation de l'articulation de la cheville et activation de la musculature du pied grâce à l'effet de compression
- brides de support fonctionnelles en présence de déformations classiques du pied (p.ex. pied plat-pied en éventail)
- confort agréable même pendant une activité intense
- dispositif facilitant l'enfilage séparé

INDICATIONS

Douleurs aux pieds suite aux anomalies de la statique et malformations du pied à cause d'un dysfonctionnement, états irritatifs post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation inférieure de la cheville et du tarse, p.ex. en cas de faiblesse ligamentaire

TAILLES Tour de la cheville

Enfants _____ 17 – 19 cm



Aussi pour adultes voir page 150

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT TaloStabil® Eco
REF 054600 KIDS

NOUVEAU DESIGN



Pos.No. 05.02.12.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- chevillère comprimant les parties molles
- zone d'extension soulageant le dos du pied grâce à l'élasticité longitudinale et transversale du tricot
- tissu tricoté **SOFTflex** pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- deux pelotes en silicone pour massage intermittent
- classe de compression II

COULEUR: ■ bleu

KIDS-EXTRA

- structure de surface douce et satinée
- réduction de la pression au niveau du bord de la cheville

INDICATIONS

États d'irritation post-traumatiques et post-opératoires chroniques des parties molles de l'articulation inférieure de la cheville, distorsion, faiblesse ligamentaire, après déplâtrage, blessures ligamentaires

TAILLES Tour de la cheville

Enfants _____ 17 – 19 cm

Aussi pour adultes voir page 147

droite et gauche identiques



BORT orthèse MalleoStabil®
REF 100500 KIDS



Pos.No. 22.02.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de la cheville combinée à des rembourrages air, gel et mousse pour stabiliser la cheville et limiter la pronation et la supination

COULEUR: ■ gris

BORT MalleoStabil®
Soft-orthèse
REF 100520

- uniquement avec mousse à effet mémoire

BORT MalleoStabil®
Air/Gel-orthèse
REF 100540

- uniquement avec coussin de gel/air

KIDS-EXTRA

- ne gêne pas pendant la marche
- facilement positionnable grâce à des fermetures velcro

INDICATIONS

Protection post-opératoire d'une reconstruction ligamentaire, thérapie conservatrice suite à des distorsions de l'articulation de la cheville de tout niveau de gravité, thérapie fonctionnelle des ruptures ligamentaires, blessures ligamentaires, traitement de traumatismes de pronation ou de supination, lésion du ligament talo-fibulaire

TAILLES Taille du corps

Taille 1/Enfants _____ jusqu'à 155 cm

Aussi pour adultes voir page 153

droite et gauche identiques

BORT TalofX®**REF** 054800 KIDS

Pos.No. 22.02.04.00.1

BORT compensation de longueur en silicone**REF** 930200 KIDS

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- bandage soft sous forme de chevillère pour la stabilisation des articulations supérieures et inférieures de la cheville
- enveloppes capitonnées bilatérales avec coussins doux en MemoryMousse
- brides en croix avec technologie Dynamic Force Control (DFC)
- matériel élastique, imperméable à l'humidité
- Orthèse s'ouvrant complètement à l'arrière, pour un accès facile

COULEUR: ■ noir

KIDS-EXTRA

- **design mince**
- utilisable sans problème dans des chaussures de sport et des chaussures normales
- limitation de l'avancement du talus, grande stabilité
- positionnement de l'articulation de la cheville en pronation ou en supination

INDICATIONS

Protection post-opératoire d'une reconstruction ligamentaire, thérapie conservatrice de distorsions de l'articulation de la cheville et ruptures ligamentaires, immobilisation en présence d'états irritatifs inflammatoires, tendinites, blessures ligamentaires, traitement de traumatismes de pronation et de supination

TAILLES Tour de la cheville

Enfants _____ 17 – 19 cm

Aussi pour adultes voir page 151

Veuillez indiquer droite ou gauche

DÉTAILS PRODUIT

- talonnette en silicone pour compensation de la différence de longueur des jambes
- en silicone très résistant
- hauteurs: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm
- emballage: par pièce

KIDS-EXTRA

- anti-glisse
- approprié pour toutes sortes de chaussures
- lavable
- hygiénique

INDICATIONS

Compensation de la différence de longueurs des jambes, douleurs du tendon d'Achille (achillodynie)

TAILLES Pointure

Enfants _____ 33 – 35




hauteurs 3 mm / 5 mm / 8 mm / 10 mm

Aussi pour adultes voir page 169

droite et gauche identiques

Dans chaque situation:
stabilisation et soulagement de la
colonne cervicale et de l'épaule.



Tableau des indications pour produits sélectionnés	Soutien cervical 127260/ 360/660 Stabilo[®] Nec 127560 P. 22/24	Bandage claviculaire 121700 P. 22	OmoFX 121100 P. 29	 30° Abduction	OmoFX Vario 121020 P. 30	Generation Orthèse d'épaule 215700 P. 26	Omo- Basic [®] 121350/ 121500 P. 25/27	Omo- Xpress 120900 Omo- Xpress light 120920 P. 28/29	 20° - 0° Adduction	Omo- Stabil [®] 121200 P. 27	BORT OmoSAT 121980 P. 28	OmoARS 121900 P. 31	 30° 15° 70° 30° 60° Rotation externe/Abduction	OmoTex Traction 120800 P. 24	Omo Control 120700 P. 23
Syndrome cervical	●														
Fracture de la clavicule		●													
Arthrose						●									
Syndrome d'impingement														●	
Syndrome sus-épineux			●												
Contusions							●								
Post-opératoire			●				●								
Luxation							●								●
Fracture de l'humérus sous-capitale							●								●
Signes de paralysie						●									●
Lésion de la coiffe des rotateurs						●									●
États irritatifs									●						
instabilité légère à moyenne															●

**BORT Stabilo®
soutien cervical****(REF)** 127160

Pos.No. 22.12.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- soutien cervical anatomique pour la stabilisation cervicale
- tissu-éponge poreux rigide, à porter le jour
- cavité pour le larynx
- fermeture velcro, réglable

COULEUR: ■ beige

MED-EXTRA

- bords spécialement arrondis
- revêtement doux pour la peau 100 % coton

INDICATIONS

États douloureux cervicaux, traumatisme cervical léger, distorsion, syndrome cervical, post-opératoire

TAILLES



TAILLES	Tour du cou
small	_____ jusqu'à 38 cm
medium	_____ 38 – 43 cm
large	_____ 43 – 48 cm

Hauteur sous menton: 5,5 cm / 7,5 cm / 9,0

**BORT
soutien cervical****(REF)** 127260/360/660

Pos.No. 22.12.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- soutien cervical anatomique pour la stabilisation cervicale
- tissu-éponge poreux souple
- cavité pour le larynx
- fermeture velcro, réglable
- aussi pour enfants, voir page 9

COULEURS:

- blanc (REF 127260),
- bleu (Enfants) (REF 127260),
- beige (REF 127360),
- bleu/noir (REF 127660)

MED-EXTRA

- à porter jour et nuit
- bords spécialement arrondis
- revêtement doux pour la peau 100 % coton

TAILLES

TAILLES	Tour du cou
Enfants (127260, bleu)	_____ jusqu'à 33 cm
small	_____ jusqu'à 38 cm
medium	_____ 38 – 43 cm
large	_____ 43 – 48 cm

Hauteur sous menton: 5,0 cm / 6,0 cm

BORT soutien cervical Eco

REF 127460



Pos.No. 22.12.01.00.1

BORT StabiloNec® Eco
soutien cervical

REF 127570



Pos.No. 22.12.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- soutien cervical anatomique pour la stabilisation cervicale
- cavité pour le larynx
- tissu-éponge poreux souple
- fermeture velcro, réglable
- longueur: 56 cm

COULEURS: ■ beige ■ bleu/noir

ECO-EXTRA

- à porter jour et nuit
- bords spécialement arrondis
- revêtement doux pour la peau
- 100 % coton

INDICATIONS

États douloureux cervicaux, traumatisme cervical léger, distorsion, post-opératoire

DÉTAILS PRODUIT

- soutien cervical anatomique pour la stabilisation cervicale
- bande de renfort intégrée
- cavité pour le larynx
- tissu-éponge poreux rigide
- fermeture velcro, réglable
- longueur: 56 cm

COULEURS: ■ beige ■ bleu/noir

ECO-EXTRA

- stabilisation fonctionnelle
- bords spécialement arrondis
- revêtement doux pour la peau
- 100 % coton

INDICATIONS

États douloureux graves, traumatisme par projection moyen, syndrome cervical, post-opératoire

TAILLES

Hauteur sous menton



Taille 0	_____	5,5 cm
Taille 1	_____	7,5 cm
Taille 2	_____	9,0 cm
Taille 3	_____	11,0 cm

Une seule longueur (56 cm), convient à un tour du cou de 32 à 45 cm

**BORT StabiloNec®
soutien cervical****REF** 127560

Pos.No. 22.12.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- soutien cervical anatomique pour la stabilisation cervicale
- bande de renfort intégrée
- tissu-éponge poreux rigide
- cavité pour le larynx
- fermeture velcro, réglable

COULEUR: beige

MED-EXTRA

- stabilisation fonctionnelle
- bords spécialement arrondis
- revêtement doux pour la peau
100 % coton

INDICATIONS

États douloureux graves, traumatisme cervical moyen, syndrome cervical, torticolis (rhumatismal), ostéochondrose/spondylarthrose du rachis cervical, post-opératoire

TAILLES

Tour du cou



small	_____	jusqu'à 38 cm
medium	_____	38 – 43 cm
large	_____	43 – 48 cm

Hauteur sous menton: 5,5 cm /
7,5 cm / 9,0 cm / 11,0 cm

BORT bandage claviculaire**REF** 121700

Pos.No. 22.09.05.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- anneaux claviculaire « en huit »
- bretelles rembourrées souples
- trois fermetures velcro, individuellement ajustables pour une stabilisation idéale
- aussi pour enfants, voir page 11

COULEURS: blanc (adultes),
 bleu (enfants)

MED-EXTRA

- s'adapte à la forme du corps, tout spécialement au niveau des aisselles, partie particulièrement sensible
- doux pour la peau
- pour être porté le jour et la nuit

INDICATIONS

Traitement des fractures de la clavicule

TAILLES

Tour de poitrine
en-dessous des seins

Enfants (bleu)	_____	jusqu'à 65 cm
small	_____	65 – 80 cm
medium	_____	80 – 95 cm
large	_____	95 – 110 cm
x-large	_____	110 – 125 cm

BORT OmoControl**REF** 120700

BOA



APOPLEXIE

Cou
Épaule

Med

Pos.No. 23.25.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse d'épaule pour le maintien physiologique et la stabilisation de l'articulation de l'épaule
- correction de la rotation interne et repositionnement de la tête humérale
- soulagement de la capsule, des tendons, des muscles et des nerfs
- permet un mouvement pendulaire libre du bras

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- matériaux confortables pour un maximum de confort
- la construction permet de l'enfiler d'une seule main
- facile à utiliser grâce au système innovant BOA® Fit



INDICATIONS

Instabilité légère à moyenne de l'articulation de l'épaule, **conservatrice en cas de luxation habituelle de l'épaule**, inflammatoire, dégénérescence

TAILLES	Manchette de bras tour du bras Tailles (5 cm sous l'articulation du coude)		Manchette d'épaule Tour de poitrine (mesuré sous l'aisselle en cm)	
	Taille 1	(S) 20 – 25 cm	(S) 75 – 90 cm	
	Taille 2	(S) 20 – 25 cm	(M) 90 – 105 cm	
	Taille 3	(S) 20 – 25 cm	(L) 105 – 125 cm	
	Taille 4	(M) 25 – 30 cm	(S) 75 – 90 cm	
	Taille 5	(M) 25 – 30 cm	(M) 90 – 105 cm	
	Taille 6	(M) 25 – 30 cm	(L) 105 – 125 cm	
	Taille 7	(L) 30 – 35 cm	(S) 75 – 90 cm	
	Taille 8	(L) 30 – 35 cm	(M) 90 – 105 cm	
	Taille 9	(L) 30 – 35 cm	(L) 105 – 125 cm	

Indiquer droite ou gauche

BORT OmoTex**REF** 121600

Pos.No. 05.09.06.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de compression pour l'articulation de l'épaule
- brides supplémentaires, fermeture velcro pour limiter la rotation externe
- pelote en silicone librement positionnable
- tricotage anatomique active la musculature

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- guidage optimisé de l'articulation gléno-humérale
- adaptation individuelle de la longueur des sangles
- confortable même sous des vêtements

INDICATIONS

États d'irritation des tissus mous chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires dans la région de l'articulation de l'épaule, par exemple en cas d'arthrose

TAILLES



Taille	Tour du bras
Taille 1	24 – 28 cm
Taille 2	28 – 32 cm
Taille 3	32 – 36 cm
Taille 4	36 – 40 cm

droite et gauche identiques

BORT OmoTex Traction**REF** 120800

Pos.No. 22.09.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage modulaire pour l'épaule avec manchette de poids utilisable séparément pour la décompression sous-acromiale
- tricot SOFTflex pour plus d'élasticité, stabilité et un grand confort de port
- quatre éléments de poids de 250 g chacun pour pondération individuelle de la traction
- amélioration de l'adaptabilité grâce à plaque de guidage de la sangle réglable de manière flexible

COULEUR: ■ noir



MED-EXTRA

- meilleur guidage de l'articulation et soulagement de la pression dans la zone du caput humeri
- manchette de poids pouvant être retirée du bandage en fonction de l'évolution du traitement et réglable par bande velcro

INDICATIONS

Syndrome d'impingement, états d'irritation chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de la zone de l'articulation des épaules, périarthropathie huméro-scapulaire (PHS)

BORT sangles pour soutenir le bras Mitella**REF** 610120CH

Pos.No. 05.10.02.00.1

BORT OmoBasic®

selon Gilchrist

REF 121350

Pos.No. 22.09.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- sangle pour bras à usage universel pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule
- largeurs: 3,5 cm et 5,0 cm
- aussi pour enfants, voir page 9

COULEURS: ■ noir ■ rouge (Enfants)



MED-EXTRA

- maniement facile
- fourniture médicale

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse ouvert d'adduction épaule-bras pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule
- maintien sûr et stabilisation du bras en adduction grâce à une courroie de stabilisation pour la sangle
- matériel de sangles souple et stable pour la traction
- aussi pour enfants, voir page 10

COULEURS: ■ bleu □ blanc



BASIC-EXTRA

- réglage flexible au niveau de la main et la partie supérieure du bras
- bonne accessibilité à la zone opératoire pour soigner les blessures
- doux pour la peau

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en présence d'irritations périarticulaires et affections glénohumérales, fractures simples, syndrome sus-épineux

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en cas de distorsion, luxations, fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus, fracture de l'omoplate, blessure de la coiffe des rotateurs

TAILLES	Largeurs
Enfants (rouge)	3,5 cm
Adultes (1)	3,5 cm
Adultes (2)	5,0 cm

droite et gauche identiques

TAILLES	Longueur Olecranon jusqu'à l'os Metacarpal V
Enfants (bleu)	22 – 25 cm
Taille 0/S	25 – 28 cm
Taille 1/M	28 – 31 cm
Taille 2/L	31 – 34 cm
Taille 3/XL	34 – 38 cm

droite et gauche identiques

**BORT Generation
Orthèse d'épaule**

REF 215700



Pos.No. 22.09.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse d'adduction épaule-bras **avec pochette** pour immobiliser l'articulation de l'épaule.
- ceinture de taille et d'épaule pour une fixation sûre de l'épaule et du bras.

**BORT Generation:**

Pour une meilleure mobilité des personnes âgées
La gamme de produits offrant une grande facilité de maniement

COULEUR: ■ bleu

ACCESSOIRES: REF 991115
Repose-main avec balle

GENERATION-EXTRA

- l'aide au positionnement dans le dos empêche torsion des ceintures
- fermeture rapide pour une fixation simple et fixation sûre de la poche pour bras sur le système de ceinture

INDICATIONS

Pré-opératoire, post-traumatique, par exemple en cas d'entorse, de contusion, de fracture de l'humérus sous-capital, de signes de paralysie, d'états inflammatoires ou dégénératifs

TAILLES

Taille	Taille du corps
Taille 1	jusqu'à 160 cm
Taille 2	160 – 180 cm
Taille 3	plus de 180 cm

Indiquer droite ou gauche

BORT OmoBasic®

REF 121850CH



Pos.No. 22.09.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage bras-épaule ouvert pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule fixation du bras et de l'avant-bras au thorax en position d'adduction
- très confortable grâce à la conduction dos-épaule de la bande de maintien
- peut être utilisé séparément

COULEUR: ■ bleu/noir



BASIC-EXTRA

- adaptation individuelle des sangles avec surfaces d'appui larges

**BORT sangle thoracique
pour OmoBasic®**

REF 121860CH

Pos.No. 05.09.01.00.1

- Tour de taille jusqu'à 135 cm

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. rupture de la coiffe des rotateurs, implant endoprothétique, distorsion, fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus, syndrome sus-épineux simple

TAILLES

Seulement une taille

droite et gauche identiques

BORT OmoBasic®
forme fermée
REF 121500


Pos.No. 22.09.01.00.1

Med

BORT OmoStabil®
«Desault-Weste»
REF 121200
NOUVEAU
DESIGN

Pos.No. 22.09.01.00.1

Med

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse ouvert d'adduction épaule-bras pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule
- maintien sûr et stabilisation du bras en adduction
- grâce à une courroie de stabilisation pour la sangle
- matériel de sangles souple et stable pour la traction

COULEUR: ■ bleu



BASIC-EXTRA

- stabilisation de l'épaule avec mouvement libre du pouce et des doigts longs
- bordure élastique au niveau des épaules
- doux pour la peau

INDICATIONS

préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en cas de distorsion, luxations, fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus, fracture de l'omoplate, blessure de la coiffe des rotateurs

TAILLES	Tour de bras	Longueur de bras
Taille 0/S	26-32	48-52 cm
Taille 1/M	28-34	50-56 cm
Taille 2/L	32-40	54-60 cm
Taille 3/XL	38-48	58-68 cm



droite et gauche identiques

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse d'adduction épaule-bras, appelée «Desault Weste», destinée à immobiliser l'articulation de l'épaule dans une position définie
- maintien circulaire du torse
- composite velours perforé

COULEUR: ■ gris

NOUVEAU



MED-EXTRA

- fixation large de l'épaule et du bras avec pleine mobilité de l'avant-bras et de la main par ouverture du rabat-passe-bras

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en cas de contusion, luxations, fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus, lésion de la coiffe des rotateurs

TAILLES	Tour de taille
Taille 0	_____ jusqu'à 75 cm
Taille 1	_____ 75 – 95 cm
Taille 2	_____ 95 – 125 cm
Taille 3	_____ 125 – 145 cm



droite et gauche identiques

BORT OmoSAT

REF 121980



Pos.No. 22.09.01.00.1

BORT OmoXpress

REF 120900



Pos.No. 22.09.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse d'adduction épaule-bras avec pochette de rangement pour l'immobilisation de l'articulation scapulo-humérale
- appui-main avec balle pour entraîner la musculature de l'avant-bras

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse d'adduction épaule-bras pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule
- fixation stable de l'épaule et du bras
- construction ouverte pour faciliter le contrôle des plaies
- matériel doux pour la peau

COULEUR: ■ gris

COULEUR: ■ gris



MED-EXTRA



MED-EXTRA

- sangle d'épaule et ceinture de taille faciles à mettre
- attache rapide pour une fixation simple et sûre du sac brachial au système de ceinture

- languette de main complètement ouvrable
- maniement facile grâce à une boucle à clip pivotante qui facilite un traitement fonctionnel précoce
- très confortable

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en cas de distorsion, contusion, fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus, signes de paralysie

INDICATIONS

Préopératoire, post-traumatique, post-opératoire, p.ex. en cas de distorsions, contusion, luxations, fracture de l'humérus

TAILLES

Taille du corps

Taille 1 _____ jusqu'à 160 cm
 Taille 2 _____ 160 – 180 cm
 Taille 3 _____ plus de 180 cm

TAILLES

Tour sous la poitrine

Taille 0 _____ jusqu'à 80 cm
 Taille 1 _____ 80 – 120 cm
 Taille 2 _____ 120 – 160 cm



droite et gauche identiques

droite et gauche identiques

BORT
OmoXpress light
REF 120920



Pos.No. 22.09.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse d'adduction épaule-bras pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule
- fixation stable de l'épaule et du bras
- construction ouverte pour faciliter le contrôle des plaies
- matériel doux pour la peau

COULEUR: ■ gris



MED-EXTRA

- ajustement très facile et maniement sûr grâce à la fermeture velcro
- brides positionnables à souhait
- traitement léger ne se voit presque pas pour un confort de portée élevé

INDICATIONS

Préopératoire, post-traumatique, post-opératoire, p.ex. en cas de distorsions, contusions, luxations, fracture de l'humérus

TAILLES

Tour sous la poitrine



Taille 0 _____ jusqu'à 80 cm

Taille 1 _____ 80 – 120 cm

Taille 2 _____ 120 – 160 cm

droite et gauche identiques

BORT OmoFX
REF 121100




Pos.No. 22.09.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- coussin d'abduction pour l'épaule et le bras pour l'immobilisation et soulagement de l'articulation de l'épaule
- abduction: environ 30°
- sangles pour coude et avant-bras librement positionnables
- enveloppe en velours agréable pour la peau

COULEUR: ■ gris



MED-EXTRA

- maniement facile
- positionnement confortable du bras

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en présence d'irritations périarticulaires et affections glénohumérales, état après divulsion de l'articulation acromio-claviculaire (Tossy I + II), syndrome sus-épineux

TAILLES

Taille du corps

Taille 1 _____ jusqu'à 165 cm

Taille 2 _____ plus de 165 cm

Indiquer droite ou gauche

BORT OmoFX Vario

REF 121020




Pos.No. 22.09.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse d'abduction de l'épaule et du bras pour l'immobilisation et soulagement de l'articulation de l'épaule
- sangles librement positionnables, servant à fixer le bras
- repose-main en forme de balle, servant à entraîner la musculature de l'avant-bras
- enveloppe en velours agréable à la peau

COULEUR: ■ gris



MED-EXTRA

- **coussin réversible: positionnement à 30° ou abduction à 45°**
- sécurité thérapeutique grâce à un coussinet de coupe anatomique qui ne glisse pas
- qualités agréables de portée

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. syndrome d'impingement, blessure de la coiffe des rotateurs, implant endoprotétique

TAILLES



Tour de Tronc
 small _____ jusqu'à 104 cm
 large _____ plus de 104 cm

droite et gauche identiques

BORT OmoARS court

REF 121030




Pos.No. 22.09.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- coussin appui-bras pour l'immobilisation et soulagement de l'articulation de l'épaule en rotation externe à 15° et en abduction à 15°
- système de sangles avec fermeture velcro
- appui-main avec balle pour entraîner la musculature de l'avant-bras

COULEUR: ■ gris



MED-EXTRA

- stabilité et positionnement grâce à un coussin anatomique
- enveloppe en velours agréable pour la peau

INDICATIONS

Préopératoire, post-traumatique, post-opératoire, p.ex. en présence de syndrome d'impingement, rupture de la coiffe des rotateurs, implant endoprotétique, après dilatation du défilé sous-acromial (d'après Neer), bursite sous-acromiale

TAILLES



Longueur Olecranon
 jusqu'à l'os Metacarpal V
 Taille 1 _____ jusqu'à 34 cm
 Taille 2 _____ 35 – 39 cm
 Taille 3 _____ plus de 39 cm

droite et gauche identiques

BORT OmoARS**REF** 121900

Pos.No. 22.09.03.00.1


**BORT OmoARS
avec sangle à 3 points****REF** 121970

Pos.No. 22.09.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- coussin appui-bras pour l'immobilisation et soulagement de l'articulation de l'épaule pour limiter la rotation externe à 15° ou à 30° et en abduction à 15°
- système de sangles avec fermeture velcro
- appui-main avec balle pour entraîner la musculature de l'avant-bras

COULEUR: ■ gris



MED-EXTRA

- stabilité et positionnement grâce à un coussin anatomique
- maniement facile
- enveloppe en velours agréable pour la peau


ACCESSOIRES: **REF** 121960

Cale pour positionnement en rotation externe à 30°

DÉTAILS PRODUIT

- coussin appui-bras pour l'immobilisation et soulagement de l'articulation de l'épaule pour limiter la rotation externe à 15° ou à 30° et en abduction à 15°
- sangle à 3 points avec fermeture velcro
- appui-main avec balle pour entraîner la musculature de l'avant-bras

COULEUR: ■ gris



MED-EXTRA

- position et stabilité optimales grâce à une sangle à 3 points
- maniement facile
- enveloppe en velours agréable pour la peau

ACCESSOIRES: **REF** 121960

Cale pour positionnement en rotation externe à 30°

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en présence de syndrome d'impingement, rupture de la coiffe des rotateurs, implant endoprotétique, après dilatation du défilé sous-acromial (d'après Neer), bursite sous-acromiale

TAILLES

Taille du corps

Taille 1 _____ jusqu'à 165 cm
 Taille 2 _____ plus de 165 cm

droite et gauche identiques

Commencer la journée en toute mobilité: soulagement et stabilité pour le coude.



Tableau des indications pour produits sélectionnés	select® EpiPlus® 122700 P. 34	EpiBasic Sport 122600SP P. 34	EpiBasic 122600 EpiBasic court 122600 K P. 35	Kubi Tal® 055100 P. 36	EpiContur® Sport 022500SP P. 39	Stabilo® Bracelet anti épicondylite 122580 P. 38	Coudière 104200 P. 37	KubiFX light 055350 KubiFX 055300 P. 41	KubiFX longue 055400 KubiFX longue light 055450 P. 42	Orthèse pour coude ROM 055500 P.40
Post-traumatique			●					●	●	●
Post-opératoire							●	●	●	●
Luxation										●
Sulcus ulnaris				●				●		
Tendopathies									●	
Epicondylite	●	●	●		●	●			●	
États irritatifs	●	●		●	●					●
Tendomyopathie			●							
Distorsion							●			
Arthrose							●			



DÉTAILS PRODUIT

- bandage de coude de qualité et bande de soutien Stabilo® supplémentaire
- deux pelotes structurées en silicone pour massage intermittent
- Aide au positionnement en flexion du coude
- zone d'extension élastique en longueur au niveau du coude, garantissant une tenue agréable pour tous les angles de flexion
- classe de compression II
- longueur: 20 cm
- COULEURS: ■ argent ■ noir

SELECT-EXTRA

- **tissu tricoté SOFTflex Plus:**
 - BREEZE: fibre de confort avec effet refroidissant
 - structure de surface douce et satinée
- bord en maille extra-souple
- très agréable à porter, ergonomique et sans glissement

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de coude comprimant avec bande de soutien Stabilo® supplémentaire
- **tissu tricoté SOFTflex 3D** avec structure de surface douce et satinée
- deux pelotes structurées en silicone pour massage intermittent
- Aide au positionnement dans le pli du coude
- Zone d'extension flexible au niveau du coude
- longueur: 20 cm

COULEUR: ■ noir/vert

SPORT-EXTRA


- **COOLMAX®:** le matériel permet l'évacuation de l'humidité
- fixation simple et réglage de la longueur des bandes Stabilo® grâce au **système easyClick**
- **tricotage sans latex**
- pression de la pelote par bande Stabilo® réglable individuellement

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du coude, épicondylite (aiguë ou chronique), tendomyopathie

TAILLES

Tour de l'avant-bras (5 cm sous l'articulation du coude)

	xx-small	20 – 22 cm
	x-small	22 – 24 cm
	small	24 – 26 cm
	medium	26 – 28 cm
	large	28 – 30 cm
	x-large	30 – 32 cm
	xx-large	32 – 34 cm

Autres tailles sur mesure pour REF 122700 possible

droite et gauche identiques

BORT EpiBasic**REF** 122600

Pos.No. 05.08.07.00.1

BORT EpiBasic court**REF** 122600K

Pos.No. 05.08.07.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de coude comprimant
- tissu tricoté **SOFTflex** pour avantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- deux pelotes structurées en silicone pour massage intermittent
- Aide au positionnement en flexion du coude

COULEURS: ■ argent ■ noir

BASIC-EXTRA

- structure de surface douce et satinée
- zone de flexion particulièrement élastique, ménage le pli du coude, même pour une longue durée de portée

*Les données de longueur sont des dimensions approximatives et peuvent varier selon la taille.

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de coude comprimant
- tissu tricoté **SOFTflex** pour avantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- deux pelotes structurées en silicone pour massage intermittent
- Aide au positionnement en flexion du coude

COULEUR: ■ argent

BASIC-EXTRA

- structure de surface douce et satinée
- zone de flexion particulièrement élastique, ménage le pli du coude, même pour une longue durée de portée
- longueur réduite au bras

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du coude, épicondylite (aiguë ou chronique), tendomyopathie

TAILLES

Tour de l'avant-bras (5 cm sous l'articulation du coude)



xx-small	_____	20 – 22 cm
x-small	_____	22 – 24 cm
small	_____	24 – 26 cm
medium	_____	26 – 28 cm
large	_____	28 – 30 cm
x-large	_____	30 – 32 cm
xx-large	_____	32 – 34 cm
xxx-large (argent seulement)	_____	34 – 36 cm

droite et gauche identiques

*xxx-large seulement pour **REF** 122600

**BORT activemed
coudière**

REF 220200



Pos.No. 05.08.07.00.1

**BORT KubiTal® coudière avec
coussinet**

REF 055100



Pos.No. 05.08.07.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de coude comprimant
- pelotes cubitales et radiales en silicone
- classe de compression II

COULEURS: ■ beige ■ gris minéral
■ graphit (Tricot plat)


MED-EXTRA

- zone de confort élastique dans le creux du coude pour un confort de port agréable
- structure de surface douce

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du coude, épicondylite (aiguë ou chronique), tendomyopathie

Tour de l'avant-bras
TAILLES (5 cm sous l'articulation du coude)

	x-small	_____	22 – 24 cm
	small	_____	24 – 26 cm
	medium	_____	26 – 28 cm
	large	_____	28 – 30 cm
	x-large	_____	30 – 32 cm

droite et gauche identiques

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de coude rembourré sur une grande partie
- tissu tricoté **SOFTflex** pour d'avantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- grande pelote en silicone avec ouverture au niveau de l'extrémité du coude (olécrane) pour garder une forme stable en flexion
- classe de compression II

COULEURS: ■ beige ■ gris


MED-EXTRA

- structure de surface douce et satinée
- grande protection de l'ensemble du coude
- zone de confort sans couture au niveau du coude

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du coude, p.ex. compression du nerf cubital du coude (Sulcus ulnaris/syndrome du canal cubital au coude), bursite

Tour de l'avant-bras
TAILLES (5 cm sous l'articulation du coude)

	xx-small	_____	20 – 22 cm
	x-small	_____	22 – 24 cm
	small	_____	24 – 26 cm
	medium	_____	26 – 28 cm
	large	_____	28 – 30 cm
	x-large	_____	30 – 32 cm
	xx-large	_____	32 – 34 cm

Autres tailles sur mesure possible

droite et gauche identiques

**BORT
coudière****REF** 104200

Pos.No. 05.08.06.00.1

**BORT coudière
deux tensions****REF** 055200

Pos.No. 05.08.08.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour le coude comprimant
- tricotage anatomique pour une forme optimale
- classe de compression II

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de coude comprimant avec baleines sur le côté
- tricoté en rond, sans couture
- élastique en longueur et en largeur
- classe de compression II

COULEUR: ■ beige

COULEUR: ■■ argent

MED-EXTRA

- confort de port agréable
- ne s'applique pas

MED-EXTRA

- très agréable à porter
- avec baleines sur le côté pour plus de stabilité


INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du coude, p.ex. en cas d'épanchement articulaire, distorsion, arthrose, contusion

INDICATIONS


États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du coude, p.ex. en cas d'épanchement articulaire, distorsion, arthroses, contusion

TAILLES l'articulation du coude

	small	_____	24 – 26 cm
	medium	_____	26 – 28 cm
	large	_____	28 – 30 cm

droite et gauche identiques

TAILLES l'articulation du coude

	small	_____	24 – 26 cm
	medium	_____	26 – 28 cm
	large	_____	28 – 30 cm
	x-large	_____	30 – 32 cm

droite et gauche identiques

**BORT coudière
deux tensions****REF** 054200

Pos.No. 05.08.06.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de coude comprimant tricoté en rond
- élastique en longueur et en largeur
- classe de compression II

COULEUR: ■ beige

MED-EXTRA


- très agréable à porter grâce au tricotage sans couture

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du coude, p.ex. en cas d'épanchement articulaire, distorsion, arthroses, contusion

TAILLES

Tour du coude



x-small	_____	22 – 24 cm
small	_____	24 – 26 cm
medium	_____	26 – 28 cm
large	_____	28 – 30 cm
x-large	_____	30 – 32 cm

droite et gauche identiques

**BORT Stabilo® bracelet
anti épicondylite****REF** 122580

Pos.No. 22.08.06.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bracelet pour épicondylite pour soulagement des insertions du muscle à la partie cubitale et/ou radiale épicondylenne
- forme anatomique spéciale pour une pression sur le bracelet individuellement réglable

COULEUR: ■ gris 

MED-EXTRA

- fermeture velcro élastique donc pas de pression sur l'ulna
- design fin
- rembourré à l'intérieur

INDICATIONS

Épicondylite, épicondylopathie chronique, ou récidivante, tendopathies, surmenage, syndrome du bras du joueur de tennis/bras du golfeur

TAILLES (5 cm sous l'articulation du coude)

Tour de l'avant-bras



Taille 1	_____	22 – 24 cm
Taille 2	_____	24 – 26 cm
Taille 3	_____	26 – 28 cm
Taille 4	_____	28 – 31 cm
Taille 5	_____	31 – 34 cm

droite et gauche identiques



DÉTAILS PRODUIT

- bracelet épicondylite soft pour soulagement des insertions du muscle à la partie cubitale et/ou radiale épicondulienne
- taille unitaire, réglable au diamètre individuel du bras grâce à une fermeture velcro

COULEUR: ■ noir/vert

SPORT-EXTRA

- bracelet de forme taillée garantissant un maintien sans glissement pour des activités sportives
- réglage individuel de la pression du bracelet
- pelote de friction de forme spécifique, librement positionnable
- design sportif moderne (avec label réfléchissant)

INDICATIONS

Épicondylite, épicondylopathie chronique ou récidivante, tendopathie, foulures par efforts excessifs fournis dans le cadre du travail ou d'une activité sportive, «coude du golfeur/joueur de tennis»

Tour de l'avant-bras
TAILLES (5 cm sous l'articulation du coude)



Seulement
une taille _____ 21 – 35 cm

droite et gauche identiques



DÉTAILS PRODUIT

- bracelet épicondylite soft pour soulagement des insertions du muscle à la partie cubitale et/ou radiale épicondulienne
- taille unitaire, réglable au diamètre individuel du bras grâce à une fermeture velcro
- une pelote de friction librement positionnable

COULEURS: ■ beige ■ gris

MED-EXTRA

- réglage individuel de la pression du bracelet
- bracelet de forme taillée garantissant un maintien sans glissement

INDICATIONS

Épicondylite, épicondylopathie chronique ou récidivante, surmenage, syndrome du bras du joueur de tennis/ bras du golfeur

Tour de l'avant-bras
TAILLES (5 cm sous l'articulation du coude)



Seulement
une taille _____ 21 – 35 cm

droite et gauche identiques

**BORT EpiContur®
avec 2 pelotes**

REF 122500



Pos.No. 22.08.06.00.1

ÉTAILS PRODUIT

- bracelet épicondylite soft pour soulagement des insertions du muscle à la partie cubitale et/ou radiale épicondylieenne
- une pelote de friction cubitale et une radiale, librement positionnables

COULEURS: ■ beige ■ gris

MED-EXTRA

- réglage individuel de la pression du bracelet
- bracelet de forme taillée garantissant un maintien sans glissement

INDICATIONS

Épicondylite, **épicondylopathie chronique ou récidivante**, surmenage, syndrome du bras du joueur de tennis/ bras du golfeur

Tour de l'avant-bras
TAILLES (5 cm sous l'articulation du coude)

	Taille 0	21 – 25 cm
	Taille 1	25 – 30 cm
	Taille 2	30 – 35 cm

droite et gauche identiques

**BORT orthèse pour
le coude ROM**

REF 055500



Pos.No. 22.08.05.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour le coude pour la mobilisation, avec immobilisation simultanée de l'articulation radio-ulnaire proximale
- limitation de l'extension de 0° - 90°
- limitation de la flexion de 0° - 110°
- fixation de l'articulation à 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°
- appui-main pour éviter la supination et la pronation de l'avant-bras

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- très confortable grâce à un large appui pour bras et avant-bras
- adaptation individuelle de la longueur pour bras et avant-bras
- construction de l'orthèse extra-légère

INDICATIONS

Toutes les indications nécessitant une mobilisation fonctionnelle précoce avec limitation des mouvements du coude et immobilisation de l'articulation radio-ulnaire proximale, telles que les soins postopératoires/post-traumatiques/dégénératifs, la mobilisation après une opération et les traumatismes impliquant l'articulation radio-ulnaire proximale, les inflammations telles que les fractures de la tête radiale, les luxations du coude, les fractures distales de l'humérus, après l'implantation d'une prothèse.

TAILLES Tour du bras

	Taille 1	25 – 34 cm
	Taille 2	34 – 43 cm

Veillez indiquer droite ou gauche

**BORT KubiFX light orthèse
pour le coude****REF** 055350

Pos.No. 22.08.04.00.1

**BORT KubiFX orthèse
pour le coude****REF** 055300

Pos.No. 22.08.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour l'immobilisation de l'articulation du coude
- deux attelles en aluminium amovibles
- matériel non élastique
- partie intérieure en tissu-éponge
- longueur: environ 39 cm

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- stabilisation sûre
- individuellement malléable de 0° à 90°
- construction à cadre extra-légère et ouverte

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour l'immobilisation de l'articulation du coude
- deux attelles en aluminium amovibles
- matériel non élastique
- partie intérieure en tissu-éponge
- rembourrage du coude à positionner librement
- quatre brides réversibles
- longueur: environ 37 cm

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- stabilisation sûre
- individuellement malléable de 0° à 90°

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en présence de sulcus ulnaris (syndrome du canal cubital du coude) proximal, tendinopathie descendante, état post-bursectomie

TAILLES

Seulement une taille

droite et gauche identiques

TAILLES

Seulement une taille

droite et gauche identiques

BORT KubiFX longue orthèse pour le coude

REF 055400



Pos.No. 22.08.04.00.1

BORT KubiFX longue light orthèse pour le coude

REF 055450



Pos.No. 22.08.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour l'immobilisation de l'articulation du coude et de l'articulation radiocubitale proximale
- orthèse palmaire s'étendant jusqu'à la région palmaire de la main
- deux attelles en aluminium amovibles
- matériel non élastique
- partie intérieure en tissu-éponge
- rembourrage du coude à positionner librement
- cinq brides réversibles
- longueur: environ 53 cm

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- stabilisation sûre
- individuellement malléable de 0° à 90°

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. en présence de sulcus ulnaris (syndrome du canal cubital du coude) proximal, tendinopathie descendante, épicondylite, état post-bursectomie

TAILLES	Longueur Olécranon jusqu'à l'os Metacarpal V
Taille 1	28 – 31 cm
Taille 2	31 – 34 cm
Taille 3	34 – 38 cm

Veillez indiquer droite ou gauche

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour l'immobilisation de l'articulation du coude et de l'articulation radiocubitale proximale
- partie intérieure en tissu-éponge
- repose-main utilisable sur les deux faces
- rembourrage du coude à positionner librement
- taille unitaire grâce à un réglage en continu de la longueur de l'avant-bras (olécrane jusqu'au métacarpien V) entre 28 cm et 38 cm

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- stabilisation sûre
- individuellement malléable de 0° à 90°
- construction à cadre extra-légère et ouverte

TAILLES

Seulement une taille

droite et gauche identiques

Être en forme au quotidien: Aide fonctionnelle pour les doigts et le pouce.



Tableau des indications pour produits sélectionnés	MobiDig® Flexion 112560	MobiDig® Extension 112510	DigiSoft® Vario orthèse de doigt 112790	SFT attelle pour le pouce longue 112720	SFT attelle pour le pouce plus 112780	Generation attelles de pouce 215300	Rhizo-Flex® 105100	Sella-Xpress court 112840	Sella-Xpress plus 112860	Attelle de pouce Sport 112180SP	SellaTex® Plus – Quervain 112160	SellaTex® Classic 112050C SellaTex® 112050	Generation bandage pour pouce et main 215200
Page	P. 46	P. 46	P. 47	P. 51	P. 51	P. 54	P. 53	P. 52	P. 53	P. 48	P. 56	P. 58/57	P. 57
Immobilisation				●	●	●		●	●		●	●	●
Articulation métacarpo-phalangienne du pouce				●	●	●		●	●		●	●	●
Articulation en selle					●		●		●				
Articulation interphalangienne du pouce													
Flexion des articulations IPP/IPD	●												
Extension des articulations IPP		●											
Positionnement			●										
Lésions ligamentaires cubitales et radiales						●					●	●	●
Rhizarthrose				●	●	●	●	●	●	●		●	●
Tendovaginitis de Quervain					●						●		●
Tendinopathies					●							●	●
Arthrose						●	●			●	●	●	●
Fixation supplémentaire du poignet											●	●	●

BORT «Stack'sche Attelle»**REF** 470100

Med

Pos.No. 22.06.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle de doigts en matière plastique pour l'hyperextension des dernières phalanges du doigt blessé

COULEURS: ■ transparent ■ beige

EN SUPPLÉMENT:

REF 470200 ensemble de 66 pièces**REF** 470300 set de 10 pièces


MED-EXTRA

- thérapie conservatrice
- couleur beige: thermoplastique malléable
- usinage par enlèvement de copeaux possible

Des sangles de fixation sont nécessaires pour la fonctionnalité p. e. **REF** 470400

INDICATIONS

Fracture, luxation, blessures ligamentaires, rupture du tendon extenseur

TAILLES		Largeur du doigt à l'articulation IPD
	Taille 1	1,4–1,6 cm
	Taille 2	1,5–1,8 cm
	Taille 3	1,7–2,1 cm
	Taille 4	1,8–2,2 cm
	Taille 5	1,9–2,3 cm
	Taille 5,5	2,3–2,6 cm
	Taille 6	2,0–2,8 cm
	Taille 7	2,6–2,9 cm

droite et gauche identiques

**BORT
attelle boutonnière IPP****REF** 470700

Med

Pos.No. 22.06.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle en plastique pour le traitement des déformations de la boutonnière (Boutonnière Deformity) sur les longs doigts de la main
- immobilisation de l'articulation interphalangienne proximale (IPP)

COULEUR: ■ beige

EN SUPPLÉMENT:


REF 470800 set de 10 pièces**REF** 470900 set de 35 pièces

MED-EXTRA

- thérapie conservatrice
- matériel thermoplastique malléable
- usage possible

INDICATIONS

Déformation de la boutonnière (Boutonnière Deformity), immobilisation des articulations IPP

TAILLES		Diamètre intérieur de l'attelle
	Taille 1	1,9 cm
	Taille 2	2,1 cm
	Taille 3	2,3 cm
	Taille 4	2,4 cm
	Taille 5	2,5 cm
	Taille 6	2,6 cm
	Taille 7	2,8 cm

droite et gauche identiques



DÉTAILS PRODUIT

- attelle dynamique de doigts pour mobiliser l'articulation interphalangienne
- ergonomique, coussinet très résistant

COULEUR: blanc

MED-EXTRA


- traction linéaire des ressorts
- possibilité de renforcer ou réduire la tension en courbant les ressorts avec précaution

INDICATIONS

Post-opératoire, flexion de l'articulation interphalangienne proximale (IPP) ou de l'articulation interphalangienne distale (IPD) post-traumatique

TAILLES

Longueurs

	small	—	3,5 – 5,0 cm
	medium	—	5,0 – 5,8 cm
	large	—	5,8 – 6,5 cm
	x-large	—	plus de 6,5 cm

L₁ = Pour mobiliser l'IPP ouL₂ = Pour mobiliser l'IPD

droite et gauche identiques



DÉTAILS PRODUIT

- attelle dynamique de doigts pour mobiliser des articulation interphalangienne
- coussinet proximal palmaire
- ergonomique, coussinet très résistant

COULEUR: gris

MED-EXTRA



- traction linéaire des ressorts
- possibilité de renforcer ou réduire la tension en courbant les ressorts avec précaution
- tailles Plus

INDICATIONS

Post-opératoire, extension post-traumatique des articulations IPP

TAILLES

Longueurs¹⁾ Largeur du doigt²⁾

	x-small	5,0– 6,3	1,3–1,5
	x-small plus	5,0– 6,3	1,5–1,7
	small	6,3– 7,6	1,5–1,7
	small plus	6,3– 7,6	1,7–1,9
	medium	7,6– 8,9	1,7–1,9
	medium plus	7,6– 8,9	1,9–2,1
	large	8,9–10,2	1,9–2,1
	large plus	8,9–10,2	2,1–2,3

¹⁾ depuis le pli de la main jusqu'au pli de l'articulation distale des doigts

²⁾ à l'articulation IPP

droite et gauche identiques

**BORT attelle d'extension
de Capener****REF** 112520

Med

Pos.No. 22.06.05.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle dynamique de doigts pour mobiliser l'articulation interphalangienne
- deux ressorts latéraux en spirale

COULEUR: blanc

MED-EXTRA




- fermeture velcro pour une meilleure fixation
- coussinets très souples
- traction progressive des ressorts

INDICATIONS

Post-opératoire, extension post-traumatique des articulations IPP

TAILLES

Longueurs¹⁾

	small	_____	6,3 – 7,0 cm
	medium	_____	7,0 – 7,6 cm
	large	_____	7,6 – 8,0 cm

¹⁾ depuis le pli de la main jusqu'au pli de l'articulation distale des doigts

droite et gauche identiques

**BORT DigiSoft®
Vario orthèse de doigts****REF** 112790

Med

Pos.No. 22.06.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- Orthèse digitale pour l'immobilisation des articulations interphalangiennes, au choix sur les doigts II à IV
- attelle en aluminium, malléable avec rembourrage souple
- fermetures velcro, position variable s'ouvre complètement

COULEUR: gris

MED-EXTRA




- système modulaire d'orthèse
- fixation supplémentaire par bande de fermeture au poignet

INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique, p.ex. pour redressement, positionnement, immobilisation des articulations interphalangiennes

TAILLES

Tour du métacarpe

	Taille 1	_____	17 – 19 cm
	Taille 2	_____	19 – 22 cm
	Taille 3	_____	22 – 26 cm

droite et gauche identiques



DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de doigt pour immobiliser les articulations interphalangiennes
- attelle en aluminium, malléable avec rembourrage souple
- aussi pour enfants, voir page 12


COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- possibilité d'immobiliser un ou deux doigts
- appui dorsal possible après transformation
- fermeture velcro, positionnable à souhait sur le métacarpe et les doigts

INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique, p.ex. pour redressement, positionnement, immobilisation des articulations interphalangiennes

TAILLES	Longueurs main
 Enfants	11 – 14 cm
Taille 1	13 – 16 cm
Taille 2	16 – 19 cm
Taille 3	19 – 22 cm

droite et gauche identiques



DÉTAILS PRODUIT

- orthèse du pouce pour l'immobilisation de l'articulation métacarpophalangienne et de l'articulation en selle du pouce
- soutien dans toutes les situations de contrainte


COULEUR: ■ noir/vert

SPORT- EXTRA

- confort de port élevé grâce au matériel perméable à l'air
- s'ouvre complètement
- peut aussi être porté la nuit
- design sportif moderne (avec étiquette réfléchissante)

INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique ou états irritatifs dégénératifs à l'articulation en selle du pouce, p.ex. arthrose à l'articulation CMC-I, post-opératoire après arthroplasties de l'articulation CMC-I, instabilité de l'articulation CMC-I

TAILLES	Tour du poignet
 x-small	13 – 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT SellaFlex Sport
soutien pour le pouce
[REF] 112030SP

 Pos.No. 05.07.01.00.1 **COOLMAX®**
DÉTAILS PRODUIT

- bandage de main flexible pour soutenir l'articulation métacarpophalangienne et en selle du pouce grâce à des éléments de stabilisation avec bande Stabilo® supplémentaire
- tissu tricoté **SOFTflex 3D** avec structure de surface douce et satinée pour un confort de portée élevé
- tricoté en forme anatomique
- fonction de maintien dans des situations de tension

COULEUR: ■ noir/vert

SPORT- EXTRA

- **COOLMAX®**: le matériel permet l'évacuation de l'humidité
- bord en maille souple
- tricotage sans latex
- fixation simple grâce au système easyClick

BORT SellaFlex
soutien pour le pouce
[REF] 112030


Pos.No. 05.07.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de main flexible pour soutenir l'articulation métacarpophalangienne et en selle du pouce
- tricoté en forme anatomique
- éléments de stabilisation supplémentaires au pouce

COULEURS: ■ beige ■ noir

MED- EXTRA

- bord en maille souple
- construction fine, très discrète
- très agréable à porter

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires de l'articulation en selle du pouce, p.ex. en cas d'instabilité ligamentaire cubitale et radiale, de début de rhizarthrose

TAILLES Tour du poignet

	x-small	— jusqu'à 13 cm
	small	— 13 – 15 cm
	medium	— 15 – 17 cm
	large	— 17 – 19 cm
	x-large	— 19 – 21 cm

droite et gauche identiques

TAILLES Tour du poignet

	x-small	— jusqu'à 13 cm
	small	— 13 – 15 cm
	medium	— 15 – 17 cm
	large	— 17 – 19 cm
	x-large	— 19 – 21 cm

droite et gauche identiques

BORT bandage pour le pouce et la main

REF 112420



Med

Pos.No. 05.07.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de poignet comprimant avec pouce inclus pour soutenir l'articulation métacarpo-phalangienne et en selle du pouce et stabiliser le poignet
- élément de stabilisation mince en matière plastique, préformé anatomiquement
- tricoté en forme anatomique
- classe de compression II

COULEURS: ■ beige ■ noir

MED-EXTRA

- bande de soutien Stabilo® pour la stabilisation du poignet supplémentaire
- structure particulièrement légère et fine pour un confort de portée optimal

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques, post-opératoires de l'articulation en selle du pouce, p.ex. en cas de fractures à un stade avancé, d'arthrite, de lésions ligamentaires cubitales et radiales

TAILLES

Tour du poignet



small	—	jusqu'à 15 cm
medium	—	15 – 17 cm
large	—	17 – 19 cm
x-large	—	19 – 21 cm

droite et gauche identiques

BORT SOFT attelle pour le pouce courte

REF 112710



Med

Pos.No. 22.06.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse soft pour l'immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce
- rembourrage intérieur très souple
- élément de stabilisation intégré, préformé anatomiquement
- longueur: env. 11 cm

COULEURS: ■ gris ■ noir

MED-EXTRA

- les doigts sont libres et mobiles
- agréable à porter grâce au matériel perméable à l'air

INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique, dégénératif, inflammations, comme p.ex. en cas d'arthrite, lésion ligamentaires cubitales et radiales du pouce, stade avancé après reconstruction du tendon, rhizarthrose

TAILLES

Tour du poignet



x-small	—	13 – 15 cm
small	—	15 – 17 cm
medium	—	17 – 19 cm
large	—	19 – 21 cm

droite et gauche identiques

BORT SOFT attelle pour le pouce longue**REF** 112720

Pos.No. 22.06.03.00.1

BORT SOFT attelle pour le pouce Plus**REF** 112780

Pos.No. 22.06.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse soft pour l'immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne et de l'articulation en selle du pouce
- rembourrage intérieur très souple
- élément de stabilisation jusqu'au poignet intégré, préformé anatomiquement
- longueur: env. 14 cm

COULEURS: ■ gris ■ noir

MED-EXTRA


- les doigts sont libres et mobiles
- agréable à porter grâce au matériel perméable à l'air

INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique, dégénératif, inflammations, comme p.ex. en cas d'arthrite, lésion ligamentaires cubitales et radiales du pouce, stade avancé après reconstruction du tendon, **rhizarthrose**

TAILLES

Tour du poignet

	x-small	13 – 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm

droite et gauche identiques

DÉTAILS PRODUIT

- Orthèse soft pour l'immobilisation de l'articulation métacarpophalangienne, en selle et interphalangienne du pouce
- rembourrage intérieur très souple
- long élément de stabilisation jusqu'au poignet intégré, préformé anatomiquement

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA


- rallongée sur le pouce avec fermeture velcro
- les doigts sont libres et mobiles
- agréable à porter grâce au matériel perméable à l'air

INDICATIONS

Post-traumatique, post-opératoire, p.ex. après reconstruction du tendon, immobilisation en cas de processus dégénératif comme maladie de Quervain, **rhizarthrose**

TAILLES

Tour du poignet

	x-small	13 – 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm

droite et gauche identiques



DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour l'immobilisation de l'articulation métacarpophalangienne et de l'articulation en selle du pouce
- élément de stabilisation en aluminium intégré
- construction extra-fine
- sans latex

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- réglable individuellement, malléable à froid
- agréable à porter grâce au rembourrage extra-souple
- velours doux pour la peau

INDICATIONS

Post-traumatique, post-opératoire, p. ex. après lésion ligamentaires, distorsion immobilisation en cas d'états rhumatismaux inflammables comme la **rhizarthrose**

TAILLES



		Tour du poignet		
x-small	___	13 – 15 cm		
small	___	15 – 17 cm		
medium	___	17 – 19 cm		
large	___	19 – 21 cm		

Veuillez indiquer droite ou gauche



DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour l'immobilisation de l'articulation métacarpophalangienne et de l'articulation en selle du pouce
- élément stabilisant intégré en aluminium
- construction extra-fine
- rembourrage souple
- guidage spécial le long de la gaine du pouce
- sans latex

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- attelle longue couvrant le poignet
- produit permettant une adaptation individuelle exacte, formable à froid
- velours doux pour la peau, agréable à porter

INDICATIONS

Post-traumatique, post-opératoire, p.ex. après fracture du pouce, arthrite, arthrose de l'articulation par emboîtement et de base du pouce, lésion ligamentaires cubitales et radiales du pouce, phase finale après reconstruction de tendons, tendopathie, mobilisation contrôlée en cas de **rhizarthrose**, pouce du skieur

TAILLES



		Tour du poignet		
x-small	___	13 – 15 cm		
small	___	15 – 17 cm		
medium	___	17 – 19 cm		
large	___	19 – 21 cm		

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT SellaXpress plus

REF 112860



Med

Pos.No. 22.06.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour l'immobilisation de l'articulation métacarpophalangienne, en selle et interphalangienne du pouce
- élément de stabilisation en aluminium intégré
- construction extra-fine
- rembourrage souple
- sans latex

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- stabilisation jusqu'à l'articulation interphalangienne du pouce
- réglable individuellement, malléable à froid
- agréable à porter grâce au rembourrage extra-souple
- velours doux pour la peau

INDICATIONS

Post-traumatique, post-opératoire, p.ex. après reconstruction du tendon, immobilisation en cas de processus dégénératif comme maladie de Quervain et en cas de maladies inflammatoires et rhumatismales, comme la rhizarthrose, tendinopathies

TAILLES

Tour du poignet



x-small	___	13 – 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT RhizoFlex®
orthèse en anneau pour
le pouce REF 105100

Med

Pos.No. 22.06.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse en anneau pour le pouce pour la stabilisation et le soulagement de l'articulation en selle du pouce
- positionnement du pouce en position fonctionnelle
- élément de stabilisation intégré, malléable à froid
- Bande de fermeture interchangeable
- confort de portée optimal
- facile à enfiler

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- design de l'orthèse extra-mince et fonctionnel
- mobilité complète des doigts et de l'articulation du poignet
- lavable, très résistant

INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique ou états irritatifs dégénératifs à l'articulation en selle du pouce, p.ex. arthrose à l'articulation CMC-I, post-opératoire après arthroplasties de l'articulation CMC-I, instabilité de l'articulation CMC-I

TAILLES

Tour du métacarpe



Taille 0	___	15 – 17 cm
Taille 1	___	17 – 19 cm
Taille 2	___	19 – 22 cm
Taille 3	___	22 – 26 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche



DÉTAILS PRODUIT

- orthèse soft pour l'immobilisation de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce
- rembourrage intérieur doux
- éléments de stabilisation amovibles jusqu'au poignet, anatomiquement préformé
- longueur: env. 14 cm

COULEUR: ■ bleu

GENERATION-EXTRA

- le laçage pratique permet une prise en main simple et fiable
- sangle de pouce à réglage variable avec boucle de retour pour un maintien supplémentaire sûr
- adapté pour une utilisation en combinaison avec un déambulateur
- design attractif et fonctionnel
- à porter aussi la nuit

INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique, **rhizarthrose, dégénératif, inflammations**, p. ex. arthrite, lésion ligamentaires cubitales et radiales du pouce

TAILLES



	Tour du poignet
small	13 – 16 cm
medium	16 – 19 cm
large	19 – 22 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche



DÉTAILS PRODUIT

- orthèse thermoplastique pour l'immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce
- intérieur entièrement recouvert de mousse douce recouvert de mousse
- fermeture velcro, réglable
- perforations nombreuses

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- liberté de mouvement de l'articulation du poignet (version courte)
- Postformable thermoplastiquement (air chaud)
- adaptation individuelle
- confortable à porter

INDICATIONS

Post-traumatique, post-opératoire, p.ex. après distorsion, contusion

TAILLES



	Tour du poignet
x-small	jusqu'à 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm
x-large	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT SellaFix® N**REF** 112040

Pos.No. 22.06.04.00.1

**BORT SellaFix®
N Black Edition****REF** 112040B

Pos.No. 22.06.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse thermoplastique pour l'immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne et en selle du pouce
- intérieur entièrement recouvert de mousse douce recouvert de mousse
- fermeture velcro, réglable
- grandes perforations

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- Postformable thermoplastiquement (air chaud)
- adaptation individuelle
- confortable à porter

INDICATIONS

Post-traumatique, post-opératoire, p.ex. après distorsion, contusion, lésions ligamentaires (pouce du skieur), immobilisation en cas d'états rhumatismaux inflammables, rhizarthrose

TAILLES

Tour du poignet



x-small	_____	jusqu'à 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 21 cm
x-large	_____	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse thermoplastique pour l'immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne et en selle du pouce
- système de fermeture innovant s'adaptant de manière optimale à la situation du patient
- structure fine

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- ajustement individuel
- Postformable thermoplastiquement (air chaud)
- confort de portée élevé garanti par des matériaux innovants
- lavable

INDICATIONS

Post-traumatique, post-opératoire, p.ex. après distorsion, contusion, lésions ligamentaires (pouce du skieur), immobilisation en cas d'états rhumatismaux inflammables, rhizarthrose

TAILLES

Tour du métacarpe



x-small	_____	18 – 20 cm
small	_____	20 – 22 cm
medium	_____	22 – 24 cm
large	_____	24 – 26 cm
x-large	_____	26 – 28 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT SellaTex® Plus – Quervain**REF** 112160

Med

Pos.No. 22.07.05.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de poignet pour la stabilisation des articulations métacarpophalangienne, en selle et interphalangienne du pouce
- attelle palmaire et dorsale pour la stabilisation du poignet et du métacarpe
- **s'ouvre complètement**
- longueur: env. 20 cm

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- grande fenêtre pour soulager la zone problématique en cas de tendovaginite de Quervain (ICD M65.4)
- possibilité de déséquiper l'élément du pouce facilement en fonction de la thérapie
- long élément de pouce positionnable individuellement, malléable, complètement amovible
- agréable à porter

INDICATIONS

Tendovaginite de Quervain, préopératoire, post-traumatique, postopératoire, p. ex. après reconstruction ligamentaire du pouce, immobilisation en cas de processus inflammatoires rhumatismaux, en cas de maladies dégénératives, p. ex. rhizarthrose, CTS

TAILLES



TAILLES	Tour du poignet
x-small _____	jusqu'à 15 cm
small _____	15 – 17 cm
medium _____	17 – 19 cm
large _____	19 – 21 cm
x-large _____	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT SellaTex®

REF 112050



Pos.No. 22.07.05.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de poignet avec immobilisation supplémentaire aux articulations métacarpo-phalangiennes et en selle du pouce
- attelle palmaire et dorsale pour la stabilisation du poignet et du métacarpe
- s'ouvre complètement
- longueur: env. 19 cm

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA


- **élément pour le pouce, positionnable individuellement, malléable, complètement amovible**
- agréable à porter
- bande de soutien Stabilo®

INDICATIONS

Préopératoire, post-traumatique, post-opératoire, p.ex. après reconstruction ligamentaire du pouce, immobilisation en cas d'états rhumatismaux inflammables, rhizarthrose, en cas de maladies dégénératives comme le CTS

TAILLES

Tour du poignet

	x-small	__ jusqu'à 15 cm
	small	__ 15 – 17 cm
	medium	__ 17 – 19 cm
	large	__ 19 – 21 cm
	x-large	__ 21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT Generation bandage pour pouce et main

REF 215200



Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour l'articulation métacarpo-phalangienne et l'articulation en selle du pouce avec immobilisation supplémentaire du poignet
- rembourrage intérieur très souple
- attelles malléables individuellement et amovibles

COULEUR: ■ bleu

GENERATION-EXTRA


- le laçage pratique permet une prise en main simple et fiable
- zone spécialement rembourrée au niveau palmaire permet l'utilisation en combinaison avec un déambulateur
- sangle de pouce à réglage variable avec boucle de retour pour un maintien sûr
- design attractif et fonctionnel

INDICATIONS

Préopératoire, post-traumatique, post-opératoire, p.ex. après reconstruction ligamentaire du pouce, immobilisation en cas d'états rhumatismaux inflammables, **rhizarthrose, en cas de maladies dégénératives** comme le CTS

TAILLES

Tour du poignet

	x-small	__ jusqu'à 15 cm
	small	__ 15 – 17 cm
	medium	__ 17 – 19 cm
	large	__ 19 – 21 cm
	x-large	__ 21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT ManuBasic® Plus
 avec insertion du pouce
 REF 112940


Med

Pos.No. 05.07.14.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage compressif pour poignet avec stabilisation supplémentaire de l'articulation métacarpophalangienne et en selle du pouce
- tissu tricoté SOFTflex pour d'avantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- attelle palmaire, préformée anatomiquement, thermoplastique
- pelote en silicone avec ouverture au niveau du processus styloïde de l'ulna

COULEUR: ■ noir

BASIC-EXTRA

- structure de surface douce et satinée
- bord en maille extra-souple
- stabilisation supplémentaire grâce à la bande de soutien Stabilo®

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires du poignet, distorsion, arthrose carpale, tendovaginite, états irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires de l'articulation en selle du pouce, en cas d'instabilité ligamentaire cubitale et radiale, de début de rhizarthrose

TAILLES

Tour du poignet



small	—	13 – 15 cm
medium	—	15 – 17 cm
large	—	17 – 19 cm
x-large	—	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT SellaTex® Classic
 REF 112050C


Med

Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de poignet pour l'immobilisation des articulations métacarpo-phalangiennes et en selle du pouce
- attelle volante et dorsale pour la stabilisation du poignet et du métacarpe
- attelle dorsale pour la stabilisation supplémentaire du pouce
- longueur: env. 20 cm
- aussi pour enfants, voir page 12

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- bande Stabilo® pour la stabilisation du poignet supplémentaire
- matériel perméable à l'air
- agréable à porter
- construction extra-fine

INDICATIONS

Préopératoire, post-traumatique, post-opératoire, p.ex. après reconstruction ligamentaire du pouce, immobilisation en cas d'états rhumatismaux inflammables comme la rhizarthrose, en cas de maladie de Quervain, le CTS

TAILLES

Tour du poignet



Enfants	—	13 – 15 cm
x-small	—	jusqu'à 15 cm
small	—	15 – 17 cm
medium	—	17 – 19 cm
large	—	19 – 21 cm
x-large	—	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT SellaDur®**REF** 105400

Pos.No. 22.06.03.00.1

**BORT orthèse
pour le pouce et poignet****REF** 103500

Pos.No. 22.06.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour l'immobilisation de l'articulation métacarpo-phalangienne et de l'articulation en selle du pouce
- bordure spéciale rallongée en région sensible du pouce et de l'index
- sous-bas élastique

COULEUR: ■ anthracite

MED-EXTRA

- orthèse extrêmement résistante
- perforations nombreuses, agréable à porter
- lavable

INDICATIONS

Post-traumatique, post-opératoire, p. ex. après distorsion, contusion, lésions ligamentaires (pouce du skieur), immobilisation en cas d'états rhumatismaux inflammables, rhizarthrose

TAILLES Tour du poignet

	small	—	15 – 17 cm
	medium	—	17 – 19 cm
	large	—	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse du poignet pour l'immobilisation fiable du poignet et de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce
- longueur de l'orthèse côté cubitale: x-small: 17 cm, small: 19 cm, medium: 22 cm, large: 26 cm
- partie interne complètement revêtue de mousse souple
- matériel thermoplastique perforé pour une malléabilité simple
- sous-bas inclus

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- **complètement ouvrable**
- radiographier transparente
- agréable à porter
- postformable thermoplastiquement (air chaud)
- lavable

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, en cas de syndrome du canal carpien (CTS), fracture du scaphoïde stable, fracture du radius stable, lésion ligamentaire cubitale (pouce du skieur), tendinopathies, déchirures de la capsule

TAILLES Tour du poignet

	x-small	—	jusqu'à 15 cm
	small	—	15 – 17 cm
	medium	—	17 – 19 cm
	large	—	19 – 22 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

Plus de stabilité fonctionnelle pour le poignet.



Tableau des indications pour produits sélectionnés	select® ManuZip® palmaire 112220	ManuBasic® Sport 112920SP	ManuBasic® 112920	Soutien pour poignet avec attelle en aluminium 103300	ManuStabil® 102200 ManuStabil® Classic 102200C ManuStabil® court 112730	Soft attelle CTS- palmaire 112750	Generation bandage de poignet 215100 Generation bandage de poignet avec lacets 215150	ManuCarpal® Combi 102400	Attelle dorsale Intrinsic Plus (D.I.P.S) 102500	ManuDisc® 102300	Orthèse avant-bras 103600
Page	P. 63	P. 65	P. 64	P. 66/62	P. 70/69	P. 72	P. 68	P. 74	P. 75	P. 71	P. 72
États irritatifs	●	●	●	●							
Inflammatoires/rhumatismales				●			●				
Dégénérative				●			●				
Distorsion	●	●	●	●		●					●
Arthrose carpale	●	●	●	●		●	●	●		●	●
Syndrome du canal carpien (CTS)	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Tendovaginite				●	●		●	●			
Blessure discale										●	●
Immobilisation post-opératoire					●	●		●		●	●
Paralysie périphère des nerfs					●			●			
Fractures du métacarpe et des phalanges									●		
Lésion des ligaments des doigts longs									●		

BORT Generation Bandage pour poignet

REF 215000



Generation



Pos.No. 05.07.11.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage rembourré pour poignet avec renfort palmaire
- matériel élastique
- attelle palmaire, préformée anatomiquement, moulable thermoplastiquement

COULEUR: ■ bleu

GENERATION-EXTRA

- le laçage pratique permet une prise en main simple et fiable
- la zone spécialement rembourrée au niveau palmaire permet l'utilisation en combinaison avec un déambulateur
- design attractif et fonctionnel

**BORT Generation:**

Pour une meilleure mobilité des personnes âgées
La gamme de produits offrant une grande facilité de maniement

INDICATIONS

Irritations chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires au niveau du poignet, p. ex. distorsion, arthrose carpale, syndrome du canal carpien (CTS), rhumatismes, tendovaginite

TAILLES



	Tour du poignet
small	13 – 16 cm
medium	16 – 19 cm
large	19 – 23 cm

Veillez indiquer droite ou gauche

**BORT activemed
bandage pour poignet**
REF 220100



Med

Pos.No. 05.07.14.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de poignet comprimant pour stabiliser le poignet
- attelle palmaire, préformée anatomiquement, moulable thermoplastiquement
- bande de soutien Stabilo®
- pelote en silicone avec ouverture au niveau du processus styloïde de l'ulna

COULEURS: ■ beige ■ gris minéral
■ graphit (Tricot plat)

MED-EXTRA

- zone extensible sans couture en région sensible du pouce et de l'index (commisure), qui entoure la racine du pouce et s'adapte aux caractéristiques anatomiques

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires du poignet, p.ex. en cas de distorsion, arthrose carpaie, tendovaginite

TAILLES

Tour du poignet



small	13 – 15 cm
medium	15 – 17 cm
large	17 – 19 cm
x-large	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT select® ManuZip®
palmaire REF 112220**



select®

Pos.No. 05.07.14.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de poignet comprimant de qualité pour stabiliser le poignet
- attelle palmaire, préformée anatomiquement
- bande de soutien Stabilo®, individuellement positionnable
- pelote en silicone, viscoélastique pour massage intermittent
- tricoté en forme anatomique

COULEURS: ■ argent ■ noir

SELECT-EXTRA

- zip jusqu'au pouce pour une mise en place confortable
- bord en maille extra-souple
- dispositif facilitant l'enfilage intégré

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires du poignet, p.ex. distorsion, arthrose carpaie, tendovaginite

TAILLES

Tour du poignet



small	13 – 15 cm
medium	15 – 17 cm
large	17 – 19 cm
x-large	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT ManuBasic®

REF 112920



Pos.No. 05.07.14.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de poignet comprimant pour stabiliser le poignet
- tissu tricoté SOFTflex pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- attelle palmaire thermoplastique, préformée anatomiquement, mouvable thermoplastiquement
- ceinture de soutien Stabilo®, librement positionnable
- pelote en silicone avec ouverture au niveau du processus styloïde de l'ulna

BASIC-EXTRA

- extra-élastique au niveau du poignet et de l'avant-bras ce qui permet un enfilage facile
- bord particulièrement souple au niveau de l'avant-bras
- s'adapte parfaitement à la forme du corps grâce au système des tailles-plus

COULEURS: ■ argent ■ noir

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires du poignet, p.ex. distorsion, arthrose carpaie, tendovaginite

TAILLES

	Mesure-c1	Mesure-c2		Mesure-c1	Mesure-c2
			x-small	jusqu'à 13	14 – 16 cm
			small	13 – 15	16 – 18 cm
			small plus	13 – 15	18 – 20 cm
			medium	15 – 17	18 – 20 cm
			medium plus	15 – 17	20 – 22 cm
			large	17 – 19	20 – 22 cm
		large plus	17 – 19	22 – 24 cm	
		x-large	19 – 21	22 – 24 cm	
		x-large plus	19 – 21	24 – 26 cm	
		xx-large	21 – 23	24 – 26 cm	
		xx-large plus	21 – 23	26 – 28 cm	

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT ManuBasic® Sport

REF 112920SP



Sport

Pos.No. 05.07.14.00.1 **COOLMAX**

BORT ManuZip® Eco

REF 112620



Med

Pos.No. 05.07.14.00.1



DÉTAILS PRODUIT

- bandage de poignet comprimant avec bande Stabilo® supplémentaire
- tissu tricoté SOFTflex 3D avec structure de surface douce et satinée pour davantage d'élasticité
- tricoté en forme anatomique
- attelle palmaire thermoplastique, préformée, forme anatomique, moulable thermoplastiquement
- pelote en silicone viscoélastique

COULEUR: ■ noir/vert

SPORT-EXTRA

- **COOLMAX®**: le matériel permet l'évacuation de l'humidité, agréable à porter, reste sec
- forme idéale pour les activités sport
- **tricotage sans latex**
- extra-élastique au niveau du poignet et de l'avant-bras ce qui permet un enfilage très facile
- fixation simple et réglage de la longueur des bandes Stabilo® grâce au système easyClick

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou postopératoires du poignet, p.ex. distorsion, arthrose carpaie, tendovaginite

TAILLES

Tour du poignet



x-small	—	jusqu'à 13 cm
small	—	13 – 15 cm
medium	—	15 – 17 cm
large	—	17 – 19 cm
x-large	—	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de poignet comprimant pour stabiliser le poignet
- attelle palmaire, préformée, forme anatomique
- bande de soutien Stabilo®
- pelote en silicone
- tricoté en forme anatomique

COULEUR: ■ noir

ECO-EXTRA

- **fermeture éclair sur le dos de la main**, ce qui permet une mise en place et un retrait très confortables
- aide à l'enfilage intégré

TAILLES

Tour du poignet



small	—	13 – 15 cm
medium	—	15 – 17 cm
large	—	17 – 19 cm
x-large	—	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT soutien pour le poignet
avec attelle en aluminium**

REF 103300



Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage classique de poignet
- attelle palmaire en aluminium, individuellement malléable, fournie avec une solide pochette de rangement
- longueur: 16 cm

COULEURS: ■ beige ■ gris ■ noir

MED-EXTRA

- facile à enfiler et à retirer même dans le cas d'une préhension réduite grâce au dispositif facilitant l'enfilage intégré et aux fermetures velcro dorsales

BORT soutien pour le poignet avec bande

REF 103301



Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage classique de poignet
- attelle palmaire en aluminium, individuellement malléable, fournie avec une solide pochette de rangement
- longueur: 16 cm
- stabilisation supplémentaire grâce à la bande de soutien Stabilo®

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- facile à enfiler et à retirer même dans le cas d'une préhension réduite grâce au dispositif facilitant l'enfilage intégré et aux fermetures velcro dorsales

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires du poignet, p.ex. distorsion, arthrose carpale, syndrome du canal carpien (CTS), rhumatisme, tendovaginite

TAILLES



TAILLES	Tour du poignet
x-small _____	jusqu'à 15 cm
small _____	15 – 17 cm
medium _____	17 – 19 cm
large _____	19 – 21 cm
x-large _____	21 – 23 cm

Veillez indiquer droite ou gauche

BORT soutien pour l'avant-bras et le poignet
REF 103360



Pos.No. 22.07.04.00.1

BORT soutien pour l'avant-bras et poignet avec bande REF 103580



Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage classique pour le poignet et l'avant-bras pour soutenir le poignet
- attelle palmaire en aluminium, individuellement malléable avec sa pochette de transport très résistante
- fermetures velcro sur le dos de la main
- longueur: 22 cm

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- attelle d'aluminium prolongée, ce qui permet une meilleure stabilisation
- facile à enfiler et enlever, même en cas de capacité de préhension réduite, grâce au dispositif facilitant l'enfilage intégré et à la fermeture éclair dorsale

DÉTAILS PRODUIT

- bandage classique pour le poignet et l'avant-bras pour soutenir le poignet
- attelle palmaire en aluminium, individuellement malléable avec sa pochette de transport très résistante
- fermetures velcro sur le dos de la main
- longueur: 22 cm

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA


- stabilisation supplémentaire grâce à la bande de soutien **Stabilo®**
- attelle d'aluminium prolongée, ce qui permet une meilleure stabilisation
- facile à enfiler et enlever, même en cas de capacité de préhension réduite, grâce au dispositif facilitant l'enfilage intégré et à la fermeture éclair dorsale

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires du poignet, p.ex. distorsion, arthrose carpaie, syndrome du canal carpien (CTS), tendovaginite

TAILLES

Tour du poignet

	x-small _____	jusqu'à 15 cm
	small _____	15 – 17 cm
	medium _____	17 – 19 cm
	large _____	19 – 21 cm
	x-large _____	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT Generation orthèse de poignet avec lacets

REF 215150



Generation



Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de poignet rembourrée avec renforcement volar et dorsal.
- attelles moulables et amovibles individuellement
- rembourrage intérieur doux

COULEUR: ■ bleu

GENERATION-EXTRA

- laçage pratique pour une utilisation facile et sûre.
- une zone spécialement rembourrée dans la paume de la main permet de l'utiliser en combinaison avec des aides à la marche/des déambulateurs.
- conception attrayante et fonctionnelle.
- à porter aussi la nuit

**BORT Generation:**

Pour une meilleure mobilité des personnes âgées
La gamme de produits offrant une grande facilité de maniement

BORT Generation bandage de poignet

REF 215100



Generation



Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de poignet rembourré avec renfort palmaire et dorsal
- attelles moulables et amovibles individuellement
- agréable à porter grâce au matériel perméable à l'air

COULEUR: ■ bleu

GENERATION-EXTRA

- bride de fermeture innovante permet la mise en place avec une main
- zone spécialement rembourrée au niveau palmaire permet l'utilisation en combinaison avec un déambulateur
- design attractif et fonctionnel
- à porter aussi la nuit

**BORT Generation:**

Pour une meilleure mobilité des personnes âgées
La gamme de produits offrant une grande facilité de maniement

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, arthrose carpienne, affections rhumatismales inflammatoires et dégénératives, p. ex. syndrome du canal carpien (CTS), tendovaginite, paralysie des nerfs périphériques

TAILLES

Tour du poignet



x-small	—	jusqu'à 15 cm
small	—	15 – 17 cm
medium	—	17 – 19 cm
large	—	19 – 21 cm
x-large	—	21 – 23 cm

TAILLES

Tour du poignet



x-small	—	jusqu'à 15 cm
small	—	15 – 17 cm
medium	—	17 – 19 cm
large	—	19 – 21 cm
x-large	—	21 – 23 cm

Veillez indiquer droite ou gauche

Veillez indiquer droite ou gauche

BORT ManuStabil® court®**REF** 112730

Pos.No. 05.07.14.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de poignet fixe avec attelle de renfort palmaire et dorsale, individuellement malléable
- modèle de confection court
- longueur: env. 18 cm
- **aussi pour enfants**, voir page 13

COULEURS: ■ gris ■ noir

MED-EXTRA

- stabilisation effective du poignet grâce à la bande de soutien Stabilo®
- confortable grâce au matériel perméable à l'air
- à porter aussi la nuit

Main

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. distorsion, dégénératif, p.ex. **syndrome du canal carpien (CTS)**, tendovaginite, paralysie des nerfs périphériques

TAILLES

Tour du poignet

**Enfants (gris)**

x-small
small
medium
large
x-large

13 – 15 cm
jusqu'à 15 cm
15 – 17 cm
17 – 19 cm
19 – 21 cm
21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT ManuStabil®**REF** 102200

Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de poignet fixe avec attelle de renfort palmaire et dorsale
- matériel perméable à l'air
- s'ouvre complètement
- peut être porté à droite comme à gauche
- modèle de confection long
- longueur: env. 22 cm

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- individuellement et facilement malléable
- stabilisation effective du poignet grâce à une bande circulaire
- à porter aussi la nuit

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, dégénératif, p.ex. syndrome du canal carpien (CTS), tendovaginite, paralysie des nerfs périphériques

TAILLES

Tour du poignet



x-small	__	jusqu'à 15 cm
small	__	15 – 17 cm
medium	__	17 – 19 cm
large	__	19 – 21 cm
x-large	__	21 – 23 cm

droite et gauche identiques

BORT ManuStabil® Classic**REF** 102200C

Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de poignet fixe avec attelle de renfort palmaire et dorsale
- matériel perméable à l'air
- version droite et gauche
- modèle de confection long
- longueur: env. 22 cm

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- individuellement et facilement malléable
- très bonne stabilisation du poignet grâce à une conception étendue et à une technologie de fermeture spéciale
- à porter aussi la nuit

TAILLES

Tour du poignet



x-small	__	jusqu'à 15 cm
small	__	15 – 17 cm
medium	__	17 – 19 cm
large	__	19 – 21 cm
x-large	__	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT ManuStabilPro

forme ouverte

REF 182500



Med

Pos.No. 22.07.04.00.1

BORT ManuDisc®

selon Dr. Schütz

REF 102300



Med

Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de poignet avec attelle de renfort palmaire et dorsale
- matériel perméable à l'air et doux pour la peau
- complètement ouvrable
- modèle de confection très long
- longueur: env. 25 cm

COULEUR: ■ gris


MED-EXTRA

- individuellement et facilement malléable
- peut aussi être porté la nuit
- stabilisation du poignet et de l'avant-bras
- facile à enfiler même en post-opératoire

INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique, dégénératif, p.ex. syndrome du canal carpien (CTS), tendovaginite

TAILLES Tour du poignet

	x-small ___ jusqu'à 16 cm
	small ___ 16 – 18 cm
	medium ___ 18 – 20 cm
	large ___ 20 – 22 cm
	x-large ___ 22 – 24 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de poignet avec stabilisation multidirectionnelle du poignet
- maintien cubital et appui bilatéral de l'avant-bras
- individuellement malléable
- poster souple sur toute la surface sur la face intérieure

COULEUR: ■ gris


MED-EXTRA

- paroi mince avec attelle palmaire en forme de T
- complètement ouvrable
- agréable à porter

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. syndrome du canal carpien (CTS), blessure discale, arthrose carpaie

TAILLES Tour du poignet

	small ___ 15 – 17 cm
	medium ___ 17 – 19 cm
	large ___ 19 – 21 cm
	x-large ___ 21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT orthèse
avant-bras****REF** 103600

Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de la main pour avant-bras stable et emboîtant de manière circulaire, pour une immobilisation complète de l'articulation du poignet, tout en permettant de conserver la mobilité des doigts
- matériel perforé thermoplastique postformable (air chaud)
- partie intérieure complètement revêtue de mousse souple
- sous-bas pour confort de portée agréable
- longueur de l'orthèse: x-small 17 cm, small 23 cm, medium 25 cm et large 28 cm

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- stabilisation circulaire
- radiographie transparente
- complètement ouvrable
- agréable à porter
- lavable

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. syndrome du canal carpien (CTS), distorsion, blessure discale, état post-fracture

TAILLES

Tour du poignet



x-small	—	jusqu'à 15 cm
small	—	15 – 17 cm
medium	—	17 – 19 cm
large	—	19 – 22 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT SOFT attelle
CTS-palmaire****REF** 112750

Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle de stabilisation palmaire souple pour stabiliser le poignet
- attelle et bandes de fermeture rembourrées en tissu extra doux
- sans latex

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- facilement réadaptable
- léger et agréable à porter
- peut aussi être porté la nuit

INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique, p. ex. syndrome du canal carpien (CTS), distorsion

TAILLES

Tour du poignet



x-small	—	13 – 15 cm
small	—	15 – 17 cm
medium	—	17 – 19 cm
large	—	19 – 21 cm
x-large	—	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT SOFT attelle
CTS-dorsale****REF** 112760

Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle de stabilisation dorsale souple pour stabiliser le poignet
- traverse palmaire
- attelle et sangles de fermeture rembourrées en tissu extra doux
- fixation avec trois fermetures velcro
- sans latex

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- sauvegarde de la faculté de préhension
- facilement réadaptable
- reste léger et agréable à porter
- à porter aussi la nuit

INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique, p. ex. syndrome du canal carpien (CTS), distorsion

TAILLES

Tour du poignet



small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT orthèse ManuCarpal®**REF** 103200

Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de main palmaire malléable grâce à la matière thermoplastique
- rembourrage sur toute la surface
- large appui avec maintien bilatéral de l'avant-bras
- construction extra-légère
- lavable

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- Postformable thermoplastiquement (air chaud)
- maniement et positionnement simple par le patient
- s'ouvre complètement
- agréable à porter

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, dégénératif, p. ex. **syndrome du canal carpien (CTS)**, tendovaginite, paralysie des nerfs périphériques

TAILLES

Tour du poignet



small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm
x-large	___	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT ManuCarpal® Combi**REF** 102400

Med

Pos.No. 22.07.05.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse main avec appui-doigts amovible
- appui-main individuellement malléable
- s'ouvre complètement
- peut être porté à droite comme à gauche

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- système modulaire d'orthèse
- repos supplémentaire de la région-CTS avec l'utilisation de l'appui-doigts
- stabilisation effective du poignet grâce à une bande circulaire



- rembourrage de décharge en mousse à mémoire de forme.
- soulagement du tunnel carpien et de la zone cicatricielle sensible (après une opération)
- confortable à porter

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, dégénératif, p.ex. **syndrome du canal carpien (CTS)**, tendovaginite, paralysie des nerfs périphériques

TAILLES

Tour du poignet



x-small	—	jusqu'à 15 cm
small	—	15 – 17 cm
medium	—	17 – 19 cm
large	—	19 – 21 cm
x-large	—	21 – 23 cm

droite et gauche identiques

BORT soutien pour les articulations des doigts**REF** 133300

Med

Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle de stabilisation palmaire pour immobiliser le poignet avec fixation pour les doigts
- longue attelle d'une seule pièce en aluminium, individuellement malléable
- dispositif facilitant l'enfilage intégré
- agréable à porter grâce au matériel perméable à l'air

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- facile à enfiler même en cas de capacité de préhension réduite
- à porter aussi la nuit

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, dégénératif, p.ex. **syndrome du canal carpien (CTS)**, tendovaginite

TAILLES

Tour du poignet



x-small	—	jusqu'à 15 cm
small	—	15 – 17 cm
medium	—	17 – 19 cm
large	—	19 – 21 cm
x-large	—	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT ManuCarpal®
SOFT-attelle**
REF 102100



Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle de stabilisation palmaire souple pour immobiliser le poignet avec fixation des doigts et du pouce
- appui large pour les doigts, maintien du pouce, individuellement malléable
- quatre fermetures velcro pour une fixation large de l'attelle
- rembourrage extra-souple
- sans latex

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- fixation simple du pouce
- positionnement sûr et confortable pendant le jour ou la nuit

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, p.ex. syndrome du canal carpien (CTS), paralysies, pour maladies inflammatoires et rhumatismales

TAILLES

Tour du poignet



x-small	13 – 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT attelle dorsale
Intrinsic Plus (D.I.P.S.)**
REF 102500



Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle de poignet pour immobilisation avec fixation des doigts
- préformation optimale de l'attelle en position Intrinsic Plus
 - 25° d'extension au poignet
 - 70° de flexion des articulations métacarpo-phalangiennes des doigts
- deux fermetures velcro élastiques dans la zone de l'avant-bras, respectivement une fermeture non élastique Velcro dans la zone de l'articulation de base de la main ainsi que dans la zone des phalanges des doigts
- utilisation postopératoire simple grâce à la préformation anatomique

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- mise en place immobilisante de la partie dorsale
- évite les contractures des longs doigts
- mobilisation précoce grâce à la possibilité de fermeture du poing

INDICATIONS

Préopératoire, postopératoire, post-traumatique, p. ex. fractures des métacarpes et des phalanges des doigts au niveau des doigts longs (p. ex. fracture du boxeur), lésions ligamentaires des doigts longs au niveau des articulations de base, blessures et maladies nécessitant une immobilisation des doigts longs (p. ex. infections)

TAILLES

Longueur main



Taille 1	14 – 17 cm
Taille 2	17 – 22 cm

droite et gauche identiques

BORT attelle de stabilisation palmaire**REF** 103100

Pos.No. 22.07.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle de stabilisation palmaire pour immobiliser le poignet avec fixation pour les doigts et le pouce
- élément de stabilisation malléable
- rembourrage en mousse souple

COULEUR: ■ anthracite

MED-EXTRA

- ajustement individuel sans outils
- construction extra-légère
- appui avant-bras-main avec revêtement textile doux pour la peau

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, dégénératif, syndrome du canal carpien (CTS), paralysies, en cas de maladies inflammatoires et rhumatismales, distorsion

TAILLES

Tour du poignet



small	—	15 – 17 cm
medium	—	17 – 19 cm
large	—	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT attelle de parésie**REF** 103700

Pos.No. 23.21.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle de stabilisation palmaire pour immobiliser le poignet avec fixation des doigts et du pouce
- matériel thermoplastique
- partie intérieure complètement recouverte de tissu
- lavable

COULEUR: ■ beige

MED-EXTRA

- adaptation individuelle facile avec l'air chaud d'un sèche-cheveux à 60° C
- peut être facilement enfilé par le patient

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, syndrome du canal carpien (CTS), **parésies de la main**, en cas de maladies inflammatoires et rhumatismales

TAILLES

Tour du poignet



x-small	—	jusqu'à 15 cm
small	—	15 – 17 cm
medium	—	17 – 19 cm
large	—	19 – 21 cm
x-large	—	21 – 23 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT soutien de poignet avec ouverture et bordure pour le pouce [REF] 112020



Pos.No. 05.07.12.00.1

BORT soutien de poignet avec ouverture pour le pouce [REF] 112120



Pos.No. 05.07.13.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de poignet comprimant pour stabiliser facilement le poignet
- forme ajustée optimisée pour la zone palmaire
- tricoté en forme anatomique
- ouverture avec bordure pour le pouce

COULEURS: ■ beige ■ bleu

MED-EXTRA

- simple utilisation
- utilisable à droite et à gauche

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de poignet comprimant pour stabiliser le poignet et la métacarpe
- accessoire: bande de soutien Stabilo®, amovible et librement positionnable

COULEUR: ■ bleu

MED-EXTRA

- simple utilisation
- utilisable à droite et à gauche

Main

INDICATIONS

Distorsion légère, entorse, après déplâtrage, tendovaginite

TAILLES Tour du poignet

	x-small	___ jusqu'à 13 cm
	small	___ 13 – 15 cm
	medium	___ 15 – 17 cm
	large	___ 17 – 19 cm
	x-large	___ 19 – 21 cm

droite et gauche identiques

TAILLES Tour du poignet

	x-small	___ jusqu'à 13 cm
	small	___ 13 – 15 cm
	medium	___ 15 – 17 cm
	large	___ 17 – 19 cm
	x-large	___ 19 – 21 cm

droite et gauche identiques

**BORT bandage pour poignet
avec fermeture velcro****REF** 112110

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- bandage élastique
- fermeture velcro
- largeur: 8 cm

COULEURS:  beige  noir
 multicolore

MED-EXTRA




- facile à enfiler

**BORT Stabilo®
bandage pour poignet****REF** 112010

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de poignet élastique avec bande de soutien Stabilo®
- fermeture velcro
- largeur: 8 cm

COULEURS:  beige  noir
 bleu avec bande blanc

MED-EXTRA

- stabilisation supplémentaire grâce à la bande de soutien Stabilo®
- facile à enfiler

APPLICATION

Soutien léger du poignet

TAILLES

Tour du poignet



Taille 1 ___ jusqu'à 17 cm
 Taille 2 ___ 17 – 19 cm
 Taille 3 ___ 19 – 22 cm

droite et gauche identiques

TAILLES

Tour du poignet




Taille 1 ___ jusqu'à 17 cm
 Taille 2 ___ 17 – 19 cm
 Taille 3 ___ 19 – 22 cm


droite et gauche identiques

BORT DorsoXpress

Série modulaire d'orthèses dorsales.
Démontables au cours de la thérapie.




DX6-5



DX4-3



DX2



DX1



Meir Informationen

Tableau des indications de la série d'orthèses dorsales BORT DorsoXpress DX 1–6

Indications	DX 6 REF 180660	DX 5 REF 180650	DX 4 REF 180640	DX 3 REF 180630	DX 2 REF 180620	DX 1 REF 180610
Douleurs assez intenses						●
Lombalgie						●
Ostéochondrose						●
Spondylarthrose						●
Spondylolyse sans glissement vertébral						●
Lombosciatalgie			● très sévère	● sévère	● moyen	● léger
Syndrome radiculaire lombaire			● très sévère	● sévère	● moyen	● léger
Spondylolisthésis			● avec lombosciatalgies évérées	● grade II	● grade I	
État après opérations discales avec prolapsus			● avec prolapsus important/ instabilité lombaire	● sévère	● petit à moyen	
Protrusion discale / prolapsus (cons.)				● sévère	●	
Différentité lombaire			● avec hypermobilité	● en cas de syndrome facettaire / d'arthrose	● moyen	● léger
Sténose du canal rachidien			● avec parésies	● sans parésies		
Fractures vertébrales	● stable jusqu'à TH8	● stable jusqu'à TH8	● avec lésions importantes des corps vertébraux	● faible étendue		
Maladie de Scheuermann	●	●				
Thérapie cons. en cas de tumeur ou de spondylarthrite	●	●				
Ostéoporose	●	●				



DÉTAILS PRODUIT

- orthèse dorsale pour la stabilisation de la colonne lombaire
- bandage de base réglable individuellement de 70 à 140 cm de tour de taille
- construction innovante et légère de l'orthèse
- réglage dosé de l'effet stabilisateur grâce à un système de palan demandant peu d'efforts
- hauteur: côté ventre 16 cm, côté dos 20 cm
- larges poignées pour une manipulation facile
- mise en place facilitée grâce à une plaque de fermeture ergonomique

COULEUR: ■ gris

INDICATIONS

Toutes les indications nécessitant une stabilisation de la colonne lombaire avec une pression dosable, par exemple : traitement de douleurs intenses dans la région lombaire, lombalgie sévère, lombalgie récidivante, ostéochondrose lombaire, spondylarthrose lombaire, lomboisctalgie légère, syndrome radiculaire lombaire léger, spondylolyses lombaires sans glissement vertébral, déformation lombaire légère à moyenne (glissement vertébral lombaire dégénératif), état après une opération des disques lombaires

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de soutien lombaire avec fonction de mobilisation
- hauteur : côté ventre 16 cm, côté dos 27 cm

Comme BORT DorsoXpress 1, avec en plus:

- plaque dorsale servant d'élément de pontage pour la réduction de la lordose
- le retrait de la plaque dorsale permet d'obtenir BORT DorsoXpress 1


COULEUR: ■ gris

INDICATIONS


Lomboisctalgie moyenne avec légers dysfonctionnements en présence de protrusions discales/prolapsus, syndrome lombaire radiculaire ou pseudo-radiculaire moyen, spondylolisthésis de grade I avec lombalgies, difformité lombaire moyenne (traitement de la récurrence, évolution avec complications), état après opération discale avec prolapsus léger à moyen

TAILLES

Étendue du corps



70 – 140 cm



DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de pontage pour soulager la colonne lombaire avec fonction de mobilisation
- hauteur: côté ventre 16 cm, côté dos 27 cm

Comme BORT DorsoXpress 2, avec en plus :

- corbeille pelvienne, ajustable en fonction de la taille
- le retrait des corbeilles pelviennes permet d'obtenir BORT DorsoXpress 2
- le retrait de la corbeille pelvienne et de la plaque dorsale permet d'obtenir BORT DorsoXpress 1

COULEUR: ■ gris

INDICATIONS

Formes graves de lomboisctalgie avec dysfonctionnements musculaires en présence de protrusion discale / prolapsus sévère, sans indication absolue d'une opération, syndrome lombaire radiculaire/pseudoradiculaire sévère (résistant au traitement conservateur), spondylolisthésis de grade II avec lomboscialgies récidivantes, difformité lombaire sévère en présence d'un syndrome facettaire / d'une arthrose, état après opération d'un disque intervertébral sans parésie résiduelle en cas de retrait du disque, décompression du canal rachidien (monoétagée) sans difformité, opération d'un disque vertébral (monoétagée), sténose du canal rachidien avec courte distance de marche sans parésies importantes, fractures vertébrales post-traumatiques de faible étendue, effondrement des plateaux supérieurs de la colonne lombaire

TAILLES



Taille unique



DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de flexion pour le soulagement et la réduction de la lordose de la colonne lombaire avec fonction de mobilisation
- hauteur côté ventre 21 cm, côté dos 27 cm

Comme BORT DorsoXpress 3, avec en plus :

- plaque abdominale pour renforcer la pression
- le retrait de la plaque abdominale permet d'obtenir BORT DorsoXpress 3
- le retrait, également, de la corbeille pelvienne permet d'obtenir BORT DorsoXpress 2
- le retrait, également, de la plaque dorsale permet d'obtenir BORT DorsoXpress 1

COULEUR: ■ gris

INDICATIONS

Formes très graves de lomboisctalgie sans indication absolue d'une opération / contre-indication chirurgicale / en cas de rejet d'opération, formes très graves de syndrome lombaire radiculaire et pseudoradiculaire (résistant au traitement conservateur), spondylolisthésis avec lomboisctalgies sévères, difformité lombaire grave avec hypermobilité en présence d'un syndrome de facettes / d'arthrose, état après opération de la colonne vertébrale, par exemple fusion dorso-ventrale/dorso-latérale/décompression du canal rachidien (monoétagée avec difformité et pluriétagée), opération d'un disque vertébral avec prolapsus important/instabilité lombaire, sténoses du canal rachidien avec parésies et contre-indication chirurgicale, fractures vertébrales post-traumatiques avec lésions importantes des corps vertébraux, inflammations, dégénérescence

Étendue du corps

70 – 140 cm



DÉTAILS PRODUIT

- orthèse vertébrale pour soulager et corriger la colonne lombaire et la colonne thoracique et limiter les mouvements dans le plan sagittal/frontal
- élément de pontage et d'extension de la colonne lombaire/thoracique, malléable à froid de manière anatomique
- corbeille pelvienne, ajustable en fonction de la taille
- construction innovante et légère de l'orthèse
- hauteur : côté ventre 16 cm
- hauteur : version dorsale courte min. 45 – max. 54 cm
- hauteur : version dorsale longue min. 53 – max. 62 cm
- **démontable pour obtenir BORT DorsoXpress 4 –1 uniquement avec un kit de démontage supplémentaire**

COULEUR: ■ gris

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de colonne vertébrale pour soulager et corriger la colonne lombaire et la colonne thoracique ainsi que pour limiter les mouvements dans le plan sagittal/frontal avec fonction de mobilisation
- élément supplémentaire pour le haut du dos permettant une mobilisation fonctionnelle
- élément de pontage et d'extension de la colonne lombaire/thoracique, malléable à froid de manière anatomique
- corbeille pelvienne, ajustable en fonction de la taille
- construction innovante et légère de l'orthèse
- hauteur : côté ventre 16 cm
- hauteur : version dorsale courte min. 45 – max. 54 cm
- hauteur : dorsale longue min. 53 – max. 62 cm
- **démontable pour obtenir BORT DorsoXpress 4 –1 uniquement avec un kit de démontage supplémentaire**

COULEUR: ■ gris

Dos

ACCESSOIRES:

REF 180690 Kit de démontage BORT DorsoXpress

- Accessoires complémentaires pour le démontage permettant d'obtenir BORT DorsoXpress 4, 3, 2, 1
- Possibilité d'ajustement modulaire pour améliorer la mobilité au cours du traitement

INDICATIONS

Fractures vertébrales stables, maladie de Scheuermann, stabilisation postopératoire, traitement conservateur des fractures simples et stables (jusqu'à TH8), traitement conservateur en cas de tumeur ou de spondylarthrite, inflammations, dégénérescence, ostéoporose avancée

MODÈLE

	Taille (corps)
court	155 - 170 cm
long	170 - 195 cm

Bandage de base pour un tour de taille de 70 à 140 cm (taille unique)



DÉTAILS PRODUIT

- support droit pour redresser et soulagement de la colonne vertébrale thoracique
- redressement par le principe du sac à dos
- mise en place et retrait particulièrement faciles

COULEUR: ■ noir/vert

SPORT-EXTRA


- liberté de mouvement des omoplates grâce à un design élancé
- positionnement épousant la forme du corps, en particulier dans la zone critique des aisselles
- design sportif moderne (avec étiquette réfléchissante)

INDICATIONS

Redressement et soulagement de la pression thoracique, p.ex. défaut postural de la colonne vertébrale thoracique, dorsalgies (douleurs au niveau de la colonne vertébrale thoracique)

TAILLES Tour sous la poitrine

	Taille 1	___	65 – 80 cm
	Taille 2	___	80 – 95 cm
	Taille 3	___	95 – 110 cm
	Taille 4	___	110 – 125 cm



DÉTAILS PRODUIT

- soutien élastique servant au redressement actif de la colonne vertébrale thoracique
- matériel à respiration active et à bonne tolérance cutanée
- design mince, restant discret

COULEURS: □ blanc ■ gris

MED-EXTRA

- adaptation individuelle grâce à des sangles élastiques réglables
- facile à enfiler (même principe que mettre un sac à dos)

INDICATIONS

Redressement et soulagement de la pression thoracique, p.ex. défaut postural de la colonne vertébrale thoracique, dorsalgies (douleurs au niveau de la colonne vertébrale thoracique)

TAILLES Tour sous la poitrine

	Taille 1	___	65 – 80 cm
	Taille 2	___	80 – 95 cm
	Taille 3	___	95 – 110 cm
	Taille 4	___	110 – 125 cm



DÉTAILS PRODUIT

- soutien pour correction du maintien de la colonne vertébrale thoracique
- matériel de la ceinture souple, non élastique
- **aussi pour enfants**, voir page 11

COULEURS: ■ gris  □ blanc


MED-EXTRA

- facile à enfiler et à retirer par le patient grâce à la fermeture sur la poitrine
- s'adapte à la forme du corps, tout spécialement au niveau des aisselles, partie particulièrement sensible
- avec des plis cousus pour simplifier le raccourcissement des bandes
- sans latex

INDICATIONS

Redressement et soulagement de la pression thoracique, p.ex. défaut postural de la colonne vertébrale thoracique

TAILLES



Enfants (bleu) — 50 – 70 cm
Adultes — à partir de 70 cm



DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour le dos, destinée à la mobilisation fonctionnelle de la colonne lombaire
- deux tiges anatomiquement préformées au niveau dorsal
- effet de soutien et de soulagement réglable grâce à une bande de tension non élastique
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dos 26 cm

COULEUR: ■ argent


SELECT-EXTRA

- **brides détachables** pour une adaptation au déroulement du traitement
- facile à enfiler grâce à des brides
- plus facile à enfiler grâce à une plaque de fermeture ergonomique

INDICATIONS

Lomboisctalgie moyenne avec pertes légers en présence de protrusion/hernie discale, syndrome lombaire pseudo-radiculaire moyen, spondylolystèse du grade I avec lombalgies, difformité lombaire moyenne (traitement de la récurrence, évolution avec complications), état après chirurgie discale avec protrusion petite à moyenne, Arthrose de l'articulation facettaire

TAILLES



Tour de taille

Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm
Taille 7	130 – 140 cm

BORT select® bandage pour le dos avec pelote REF 104650



Pos.No. 05.14.02.00.1

BORT select® Lady bandage pour le dos avec pelote REF 104640




Pos.No. 05.14.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour le dos approprié pour la stabilisation du rachis lombaire
- ceinture active, tricotage anatomique
- quatre tiges de renfort
- pelote viscoélastique de haute qualité pour le sacrum, à positionnement variable
- hauteur: côté ventre 16 cm, côté dos 23 cm

COULEURS: ■ argent
■ noir




SELECT-EXTRA

- enfilage confortable et sans grand effort du patient grâce à des brides
- plus facile à enfiler grâce à une plaque de fermeture ergonomique
- très confortable

DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour le dos approprié pour la stabilisation du rachis lombaire
- ceinture active, tricotage anatomique
- coupe ceinturée spéciale femme
- quatre tiges de renfort
- pelote iliaque viscoélastique de haute qualité positionnable à souhait
- hauteur: côté ventre 16 cm, côté dos 24 cm

COULEURS: ■ argent
■ noir



SELECT-EXTRA

- enfilage confortable et sans grand effort du patient grâce à des brides
- plus facile à enfiler grâce à une plaque de fermeture ergonomique
- très confortable

Dos

INDICATIONS

Douleurs lombaires, lombalgie récidivante, ostéochondrose, spondylarthrose, spondylolyses sans glissement vertébral, difformité lombaire légère (glissement dégénératif de la vertèbre), dorsalgie

TAILLES

Tour de taille



Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm
Taille 7	130 – 140 cm

TAILLES

Tour de taille



Taille 0	60 – 70 cm
Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm




DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour le dos pour la stabilisation de la colonne lombaire
- trois tiges lombaires préformées en forme anatomique
- pelote viscoélastique dorso-lombaire
- hauteur: côté ventre 16 cm, côté dos 26 cm

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour le dos pour la stabilisation de la colonne lombaire
- coupe ceinturée spéciale femme
- trois tiges lombaires préformées en forme anatomique
- pelote viscoélastique dorso-lombaire
- hauteur: côté ventre 16 cm, côté dos 26 cm


COULEURS: ■ argent
■ noir



SELECT-EXTRA

- système de brides croisées avec oeillets permet une forte traction et apporte stabilisation et soulagement
- plus facile à enfiler grâce à une plaque de fermeture ergonomique

COULEURS: ■ argent
■ noir



SELECT-EXTRA

- système de brides croisées avec oeillets permet une forte traction et apporte stabilisation et soulagement
- plus facile à enfiler grâce à une plaque de fermeture ergonomique

INDICATIONS

Traitement de douleurs fortes lombaires, lombalgie sévère, lombalgie récidivante, ostéochondrose, spondylarthrose, lomboisctalgies, syndrome radiculaire léger, spondylolyses sans glissement vertébral, difformité lombaire légère à moyenne (glissement dégénératif de la vertèbre), après chirurgie discale

TAILLES

Tour de taille



Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm
Taille 7	130 – 140 cm

TAILLES

Tour de taille



Taille 0	60 – 70 cm
Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm

BORT StabiloBasic Sport
bandage pour le dos avec
pelote [REF] 104690SP


Pos.No. 05.14.02.00.1

COOLMAX®

BORT StabiloBasic Lady Sport
bandage pour le dos avec pelote
[REF] 104680SP



Pos.No. 05.14.02.00.1

COOLMAX®

DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour le dos approprié pour la stabilisation du rachis lombaire
- ceinture active, tricotage anatomique
- quatre tiges de renfort
- pelote iliaque viscoélastique positionnable à souhait
- hauteur: côté ventre 16 cm, côté dos 23 cm

COULEUR: ■ noir/vert



SPORT-EXTRA

- **COOLMAX®**: le matériel permet l'évacuation de l'humidité
- **tricotage sans latex**
- enfilage confortable et sans grand effort grâce à des brides
- plus facile à enfiler grâce à une plaque de fermeture ergonomique

DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour le dos approprié pour la stabilisation du rachis lombaire
- ceinture active, tricotage anatomique
- coupe ceinturée spéciale femme
- quatre tiges de renfort
- pelote iliaque viscoélastique positionnable à souhait
- hauteur: côté ventre 16 cm, côté dos 24 cm

COULEUR: ■ noir/vert


SPORT-EXTRA

- **COOLMAX®**: le matériel permet l'évacuation de l'humidité
- **tricotage sans latex**
- enfilage confortable et sans grand effort du patient grâce à des brides
- plus facile à enfiler grâce à une plaque de fermeture ergonomique

Dos

INDICATIONS

Douleurs lombaires, lombalgie récidivante, ostéochondrose, spondylarthrose, spondylolyses sans glissement vertébral, difformité lombaire légère (glissement dégénératif de la vertèbre), ischialgie, dorsalgie

TAILLES
Tour de taille


Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm
Taille 7	130 – 140 cm

TAILLES
Tour de taille


Taille 0	60 – 70 cm
Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm

BORT activemed®
bandage pour le dos
REF 220800




Pos.No. 05.14.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage actif pour la stabilisation musculaire lombaire
- deux tiges dorsales
- positionnement variable de la pelote iliaque viscoélastique
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dos 23 cm

COULEURS: ■ gris minéral ■ beige
■ graphit (Tricot plat)




MED-EXTRA

- enfilage confortable et sans grand effort du patient grâce à des brides
- très confortable

INDICATIONS

Traitement d'états douloureux lombaires, lombalgie, lombalgie récidivante, ostéochondrose, spondylarthrose, spondylolyses sans glissement vertébral, difformité lombaire légère (glissement dégénératif de la vertèbre)

TAILLES



Taille	Tour de taille
Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm
Taille 7	130 – 140 cm

BORT StabiloBasic
Lady bandage pour le dos
avec pelote REF 104680




Pos.No. 05.14.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour le dos approprié pour la stabilisation du rachis lombaire
- ceinture active, tricotage anatomique
- coupe ceinturée spéciale femme
- quatre tiges de renfort
- positionnement variable de la pelote iliaque viscoélastique
- hauteur: côté ventre 16 cm, côté dos 24 cm

COULEURS: ■ argent,
■ noir/lila




BASIC-EXTRA

- enfilage confortable et sans grand effort du patient grâce à des brides
- mise en place facilitée grâce à une plaque de fermeture ergonomique
- très confortable

INDICATIONS

Douleurs lombaires, lombalgie récidivante, ostéochondrose, spondylarthrose, spondylolyses sans glissement vertébral, difformité lombaire légère (glissement dégénératif de la vertèbre), dorsalgie

TAILLES



Taille	Tour de taille
Taille 0	60 – 70 cm
Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm

BORT StabiloBasic bandage pour le dos avec pelote REF 104690



Pos.No. 05.14.02.00.1

BORT LumboXpress bandage pour le dos avec double fermeture REF 112600




Pos.No. 22.14.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour le dos approprié pour la stabilisation du rachis lombaire
- ceinture active, tricotage anatomique
- quatre tiges de renfort
- pelote iliaque viscoélastique positionnable à souhait
- hauteur: côté ventre 16 cm, côté dos 23 cm

COULEURS: ■ argent ■ noir



BASIC-EXTRA


- enfilage confortable et sans grand effort du patient grâce à des brides
- mise en place facilitée grâce à une plaque de fermeture ergonomique
- très confortable

INDICATIONS

Douleurs lombaires, lombalgie récidivante, ostéocondrose, spondylarthrose, spondylolyses sans glissement vertébral, difformité lombaire légère (glissement dégénératif de la vertèbre), dorsalgie

TAILLES

Tour de taille



Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm
Taille 7	130 – 140 cm

DÉTAILS PRODUIT

- bandage élastique pour la stabilisation du rachis lombaire
- quatre tiges de renfort en position dorsale préformées en forme anatomique
- deux sangles velcro pour une stabilisation sûre
- deux brides de traction élastiques supplémentaires de dorsal à ventral permettant un dosage individuel de la pression
- hauteur: côté ventre 16 cm, côté dos 26 cm

COULEUR: ■ argent

MED-EXTRA


- système de fermetures spécialement conçu facilite l'enfilage
- construction très plate, ne se voit presque pas sous les vêtements

INDICATIONS

Traitement de douleurs fortes en région lombaire, lombalgie sévère, lombalgie récidivante, ostéocondrose, spondylarthrose, syndrome radiculaire léger, spondylolyses sans glissement vertébral, difformité lombaire légère à moyenne (glissement dégénératif de la vertèbre), après chirurgie discale

TAILLES

Tour de taille



Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm
Taille 7	130 – 140 cm
Taille 8	140 – 150 cm

BORT Vario bandage pour le dos avec pelote

REF 112610



Pos.No. 22.14.02.00.1

BORT VarioPlus bandage pour le dos extra-large

REF 112690




Pos.No. 22.14.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour le dos non élastique pour la stabilisation de la colonne lombaire
- région lombaire non élastique en textile à respiration active
- pelote de friction lombosacrale
- deux tiges de renfort partie dorsale
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dos 26 cm

COULEUR: ■ gris




MED-EXTRA

- ajustement amélioré grâce à sa coupe cintrée
- brides de traction élastiques supplémentaires de dorsal à ventral

DÉTAILS PRODUIT

- bandage non élastique du dos pour personnes corpulentes
- partie du ventre partiellement élastique avec fermetures velcro latérales
- coupe cintrée en région lombaire
- pelote de friction lombosacrale
- trois tiges de maintien en position dorsale
- hauteurs: T. 1 + 2 côté ventre 24 cm, côté dos 30 cm; T. 3 + 4 côté ventre 28 cm, côté dos 33 cm

COULEUR: ■ noir



MED-EXTRA

- confort optimal même en cas de ventre imposant
- ceintures de traction élastiques supplémentaires pour soulever le ventre et soulager le rachis lombaire
- construction robuste

INDICATIONS

Traitement d'états douloureux lombaires accentués, lombalgie sévère, lombalgie récidivante, ostéochondrose, spondylarthrose, syndrome radiculaire léger, spondylolyses sans glissement vertébral, difformité lombaire légère à moyenne (glissement dégénératif de la vertèbre), après chirurgie discale

TAILLES

Tour de taille

	small	— jusqu'à 89 cm
	medium	— 89 – 104 cm
	large	— 104 – 119 cm
	x-large	— 119 – 134 cm

TAILLES

Étendue du corps

	Taille 1	— 105 – 120 cm
	Taille 2	— 120 – 135 cm
	Taille 3	— 135 – 150 cm
	Taille 4	— 150 – 165 cm

BORT Stabilo Basic
bandage pour le dos extra-large
REF 104670


SPECIAL LARGE

Med

Pos.No. 05.14.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage dorsal pour la stabilisation musculaire de la colonne vertébrale dans la région lombaire.
- forme anatomique tricotée
- coussin sacral viscoélastique à jambe courte, à positionnement variable
- Construction très plate, donc à peine visible sous les vêtements
- hauteur : ventrale 16 cm, dorsale 23 cm



COULEUR: ■ argent

BASIC-PLUS

- des supports abdominaux élastiques supplémentaires pour soulager la colonne lombaire de structures **corporelles solides**
- système de fixation spécialement conçu pour une application facile
- construction très plate pour limiter la visibilité sous les vêtements
- tricot respirant



Dos

INDICATIONS

Conditions de douleur récurrente de la colonne lombaire, ostéochondrose, podyloarthrose, spondylose sans spondylolisthésis, légère déformation lombaire (spondylolisthésis dégénératif), dorsalgie.

TAILLES

Tour de taille



Taille 1	110 – 120 cm
Taille 2	120 – 130 cm
Taille 3	130 – 140 cm
Taille 4	140 – 150 cm
Taille 5	150 – 160 cm

BORT VarioBasic bandage pour le dos avec pelote

REF 112670



Pos.No. 22.14.02.00.1

BORT ceinture du dos pour femme enceinte

REF 104580




Pos.No. 05.14.05.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage élastique pour la stabilisation du rachis lombaire
- positionnement variable de la pelote iliaque
- quatre tiges de renfort en position dorsale préformées en forme anatomique
- brides croisées élastiques
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dos 26 cm

COULEURS: blanc noir



BASIC-EXTRA

- facile à enfiler et à retirer grâce aux languettes de saisie
- très confortable

BORT VarioBasic bandage pour le dos sans pelote

REF 112650

Pos.No. 05.14.01.00.1

INDICATIONS

Traitement d'états douloureux lombaires, lombalgie, lombalgie récidivante, ostéochondrose, spondylarthrose, spondylolyses sans glissement vertébral, difformité lombaire légère (glissement dégénératif de la vertèbre)

TAILLES Tour de taille

	small	75 – 89 cm
	medium	90 – 105 cm
	large	106 – 120 cm
	x-large	121 – 140 cm
	xx-large	141 – 160 cm

DÉTAILS PRODUIT

- ceinture élastique pour le dos, approprié pour soulager la colonne lombaire et pour soutenir le ventre
- réglage individuel de la largeur grâce à des bandes ajustables et malléables
- tiges élastiques minces pour la stabilisation de la région lombaire
- hauteur dorsale: 21 cm

COULEUR: blanc

MED-EXTRA

- s'adapte à différentes tailles de ventre

INDICATIONS

Stabilisation lombaire pendant la grossesse avec possibilité de dosage de la pression, traitement d'états douloureux en région lombaire

TAILLES Tour des hanches

	Taille 0	75 – 91 cm
	Taille 1	91 – 105 cm
	Taille 2	105 – 119 cm
	Taille 3	119 – 140 cm

**BORT ceinture
pour symphyse****REF** 102700

Pos.No. 05.11.02.00.1

**BORT Stabilo® orthèse
pour l'articulation
sacro-iliaque****REF** 104750

Pos.No. 05.14.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- ceinture non élastique pour la stabilisation du bassin
- pression sur la symphyse individuellement réglable
- forme anatomique
- partie intérieure rembourrée
- hauteur: côté ventre 8,5 cm, côté dos 15 cm

COULEUR: ■ argent

MED-EXTRA

- stabilisation et soulagement du bassin et de la symphyse
- la fermeture étroite est le garant d'un confort de portée élevé (en position assise)

INDICATIONS

Insuffisance de la symphyse, divulsion de la symphyse, relâchement des structures de l'articulation sacro-iliaque/de la symphyse, post-accouchement, stable Fracture de l'anneau pelvien

TAILLES

Tour des hanches



small	___	85 – 95 cm
medium	___	95 – 105 cm
large	___	105 – 115 cm
x-large	___	115 – 125 cm
xx-large	___	125 – 135 cm

Autres tailles sur mesure possible

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour la stabilisation de l'articulation sacro-iliaque
- tricotage spécial en combinaison avec des mécanismes d'étirement élastiques et non élastiques
- pelote pour articulation sacro-iliaque en deux parties pour favoriser la vascularisation et la guérison
- réglable individuellement grâce à des sangles de traction supplémentaires

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- stabilisation circulaire et soulagement au niveau du bassin et de la symphyse
- fermeture fine pour être plus agréable à porter (p.ex en position assise)

INDICATIONS

Arthrose sacro-iliaque, instabilité sacro-iliaque, blocage sacro-iliaque, myalgies et tendinopathies du bassin, perturbations structurelles suite à des spondylodèses à l'étage lombaire

TAILLES

Tour de la crête iliaque




Taille 1	___	70 – 85 cm
Taille 2	___	85 – 100 cm
Taille 3	___	100 – 115 cm
Taille 4	___	115 – 130 cm
Taille 5	___	130 – 145 cm



DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour la stabilisation du rachis lombaire
- éléments de stabilisation intégrés
- matériel non élastique, perméable à l'air
- pelotes viscoélastiques, positionnables à souhait
- hauteur: côté ventre 16 cm, côté dos 21 cm

COULEUR: ■ bleu



GENERATION-EXTRA

- larges poignées sur la plaque de fermeture
- construction de l'orthèse légère
- système de palan demandant peu d'efforts
- simple et facile à mettre en place
- plus facile à enfiler grâce à une plaque de fermeture ergonomique

INDICATIONS

Modifications dégénératives lombaires, lomboisctalgie légère à moyenne, protrusion hernie discale avec pertes légères, spondylose, spondylolisthèse, sténoses spinales, syndrome d'irritation radiculaire, état suite à les opérations discales

TAILLES

Tour de taille

	Taille 1	70 – 80 cm
	Taille 2	80 – 90 cm
	Taille 3	90 – 100 cm
	Taille 4	100 – 110 cm
	Taille 5	110 – 120 cm
	Taille 6	120 – 130 cm
	Taille 7	130 – 140 cm



DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de colonne vertébrale pour soulagement et stabilisation de la colonne lombaire
- matériel non élastique, perméable à l'air
- hauteurs plaque dorsale: 22 cm ou 27 cm

COULEUR: ■ bleu

GENERATION-EXTRA

- la corbeille pelvienne s'adapte à la taille
- forme d'attelle innovante qui favorise l'autofixation de l'orthèse lors
- **système de palan demandant peu d'efforts**
- plus facile à enfiler grâce à une plaque de fermeture ergonomique

INDICATIONS

Syndrome facettaire, lomboisctalgies, protrusion/hernie discale, syndrome d'irritation radiculaire, déformation lombaire dégénérative, état suite à les opérations discales, fractures stables, spondylose, spondylolisthèse, sténoses spinales

TAILLES

Tour de taille

	Taille 1	70 – 80 cm
	Taille 2	80 – 90 cm
	Taille 3	90 – 100 cm
	Taille 4	100 – 110 cm
	Taille 5	110 – 120 cm
	Taille 6	120 – 130 cm
	Taille 7	130 – 140 cm

Veillez indiquer la hauteur: 22 ou 27 cm

BORT StabiloPlus orthèse de pontage**REF** 104760

Pos.No. 23.10.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse lombaire pour maintenir et soulager le rachis lombaire
- cadre de redressement stable en forme d'attelle classique, en matière plastique, anatomiquement préformé, matériel thermoplastique adaptable
- brides de stabilisation, non élastiques, individuellement malléables
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dos 32 cm

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- degré élevé de stabilisation, pouvant s'adapter graduellement au déroulement du traitement
- plaque de renfort supplémentaire abdominale, au niveau ventral
- bandage de base de forme anatomique pour un ajustement optimal
- facile à enfiler grâce à des brides

D**os****INDICATIONS**

Formes graves de lombosciatique avec dysfonctionnements musculaires en présence de protrusion/hernie discale sévère, sans indication absolue d'une opération, formes graves d'un syndrome lombaire radiculaire ou pseudo-radiculaire (résistant au traitement conservateur), spondylolisthésis du grade II avec lombosciatiques récidivantes, difformité lombaire grave en présence d'un syndrome facettaire/arthrose, état après opération d'un disque intervertébral sans parésie résiduelle en cas de retrait du disque, décompression du canal rachidien (monoétage), sans difformité, opération d'un disque vertébral (monoétage), sténoses du canal rachidien avec courte distance de marche, sans parésie importante, fractures vertébrales post-traumatiques de faible étendue

TAILLES

Tour de taille



Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm
Taille 7	130 – 140 cm

BORT StabiloPlus bandage pour le dos

REF 104730



Pos.No. 22.14.06.00.1

BORT Stabilo® FA orthèse dorsale

REF 180500




Pos.No. 22.14.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage lombaire pour maintenir et soulager le rachis lombaire
- activation de la musculature abdominale ainsi que redressement du bassin
- brides de stabilisation, partiellement élastiques, individuellement malléables
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dorsal 32 cm

COULEUR: ■ argent



MED-EXTRA

- forme anatomique, s'adapte parfaitement à la forme du corps, tricotage flexible dans la zone de flexion de la hanche
- grade de stabilisation adaptable à l'évolution du traitement spécifique
- facile à enfiler grâce à des brides

INDICATIONS

Lombo-sciatalgie moyenne avec pertes légers en présence de protrusion/hernie discale, syndrome lombaire pseudo-radulaire moyen, spondylolisthèse du grade I avec lombalgies, difformité lombaire moyenne (traitement de la récurrence, évolution avec complications), état après chirurgie discale avec protrusion petite à moyenne, sténoses spinales, syndrome d'instabilité

TAILLES

Tour de taille

	Taille 1	70 – 80 cm
	Taille 2	80 – 90 cm
	Taille 3	90 – 100 cm
	Taille 4	100 – 110 cm
	Taille 5	110 – 120 cm
	Taille 6	120 – 130 cm
	Taille 7	130 – 140 cm

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse lombaire pour un soulagement partiel de la colonne lombaire et des articulations facettaires
- deux tiges de renfort latérales
- hauteur: côté ventre 16 cm, côté dos 30 cm

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- système de ceinture élastique pour la réduction de la lordose lombaire
- enfilage confortable et sans grand effort du patient grâce à des brides
- largeur réglable grâce à des plaques de fermeture ergonomiques

INDICATIONS

Arthrose facettaire, protrusion/hernie discale, lombalgie grave, lombo-sciatalgies, lumbago, lumbago avec participation de l'articulation sacro-iliaque, douleurs chroniques au niveau du sacrum, spondylolisthèse, dysbalance musculaire, instabilité segmentaire, sténoses spinales lombaires

TAILLES

Tour de taille

	Taille 1	70 – 80 cm
	Taille 2	80 – 90 cm
	Taille 3	90 – 100 cm
	Taille 4	100 – 110 cm
	Taille 5	110 – 120 cm
	Taille 6	120 – 130 cm
	Taille 7	130 – 140 cm

BORT Stabilo® orthèse dorsale lombaire**REF** 180100

BOA



Pos.No. 23.10.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse lombaire avec coussin bassin intégré en matière plastique pour consolidation des segments du rachis 1 à 5
- dosage de l'ajustement grâce à la technologie Boa (système de brides)
- ceinture lombaire intégrée avec bande de fermeture abdominale

MED-EXTRA

- limitation effective de la rotation du rachis lombaire
- construction modulaire réductible selon le progrès thérapeutique
- adaptation facile: réglage de la lordose lombaire par un façonnage à froid possible

COULEUR: ■ gris

Dors

INDICATIONS

Formes plus graves de la lomboisctalgie sans indication absolue d'une opération, ou rejet d'une opération, contre-indication, formes plus graves d'un syndrome lombaire radiculaire ou pseudo-radiculaire (conservatoire, résistant au traitement), spondylolystèse avec lomboisctalgies graves, difformité lombaire grave avec hypermobilité en présence d'un syndrome de facettes/arthrose, après chirurgie de la colonne vertébrale, fusion dorso-ventrale/dorso-latérale, compression du canal spinal (une étage à libérer avec difformité ou pluriétagère), chirurgie discale avec grosse hernie discale/instabilité lombaire, sténoses spinales avec parèses, fractures vertébrales post-traumatiques avec dommage significatif sur les corps vertébraux

TAILLES**Tour de taille**

Taille 1	70 – 80 cm
Taille 2	80 – 90 cm
Taille 3	90 – 100 cm
Taille 4	100 – 110 cm
Taille 5	110 – 120 cm
Taille 6	120 – 130 cm
Taille 7	130 – 140 cm

BORT Generation orthèse pour l'ostéoporose

REF 215870



Generation



Pos.No. 22.15.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse dorsale activatrice et redressant la colonne vertébrale
- armature dorsale en aluminium stable, anatomiquement préformée et malléable individuellement, sans outils
- soulagement et stabilisation de la colonne vertébrale
- redressement actif par activation de la musculature dorsale
- augmentation de la mobilité

GENERATION-EXTRA

- système de ceinture selon le principe du sac à dos
- boucles de renvoi dans la région du thorax pour un redressement simple et continu de la partie supérieure du corps.
- structure légère et fine
- maniement facile
- fermeture avec une bonne prise pour les doigts et des brides pour une mise en place sans effort

COULEUR: ■ bleu

**BORT Generation:**

Pour une meilleure mobilité des personnes âgées
La gamme de produits offrant une grande facilité de maniement

INDICATIONS

Redressement actif pour soulagement de la pression et correction de l'étage lombaire/thoracique avec mouvement limité sur le plan sagittal, p.ex. fractures ostéoporotiques vertébrales stables, ostéoporose, thérapie conservatrice des cyphoses secondaires (fractures stables, tumeurs), insuffisance musculaire, stabilisation pré- et post-opératoire

TAILLES

Longueur du dos

	x-small	_____	jusqu'à 43 cm
	small	_____	44 – 49 cm
	medium	_____	50 – 55 cm
	large	_____	56 – 61 cm
	x-large	_____	62 – 67 cm

Les longueurs de ceinture sont adaptables individuellement pour un tour de corps de 70 à 165 cm

BORT Generation orthèse dynamique pour l'ostéoporose

REF 215880



Generation



Pos.No. 23.10.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse dorsale activatrice et redressant la colonne vertébrale
- attelle dorsale et brides de limitation stables et réglables dynamiquement
- armature dorsale en aluminium stable, en deux parties, anatomiquement préformée et malléable individuellement, sans outils
- soulagement et stabilisation de la colonne vertébrale
- redressement actif par activation de la musculature dorsale
- augmentation de la mobilité

COULEUR: ■ bleu

GENERATION-EXTRA

- système de ceinture selon le principe du sac à dos
- boucles de renvoi dans la région du thorax pour un redressement simple et continu de la partie supérieure du corps
- structure légère et fine pour un bon confort de port
- fermeture avec une bonne prise pour les doigts et des brides pour une mise en place sans effort

**BORT Generation:**


Pour une meilleure mobilité des personnes âgées
La gamme de produits offrant une grande facilité de maniement

DOS

INDICATIONS

Redressement actif pour soulagement de la pression et correction de l'étage lombaire/thoracique avec mouvement limité sur le plan sagittal, p.ex. fractures ostéoporotiques vertébrales stables, ostéoporose, thérapie conservatrice des cyphoses secondaires (fractures stables, tumeurs), insuffisance musculaire, stabilisation pré- et post-opératoire

TAILLES



Taille	Longueur du dos
x-small	jusqu'à 43 cm
small	44 – 49 cm
medium	50 – 55 cm
large	56 – 61 cm
x-large	62 – 67 cm

Les longueurs de ceinture sont adaptables individuellement pour un tour de corps de 70 à 165 cm

Actif et sûr dans le quotidien:
redresser, comprimer, stabiliser.



Tableau des indications pour produits sélectionnés	Ceinture thoracique hommes 102800 Ceinture thoracique femmes 102900 P. 104/105	Bandage pour hernie de cicatrices 104050 P. 106	Bandage pour hernie ombilicale 104070 P. 106	Ceinture pour colostomie 104090 P. 107	Vario Ceinture pour colostomie 104010 P. 107	PostOban® 104150 PostOban® Taille spéciale 104180 P. 108/109	PostOban® SOFT Soutien thoracique abdominal 104100 P. 108	Soutien abdominal pour femmes enceintes 104620 P. 109	CoxaPro Orthèse de hanche 201400 P. 112
Fracture/contusion costale	●								
Hernie cicatricielle		●							
Hernie ombilicale			●						
Faiblesse des tissus conjonctifs						●			
Paralysie de la paroi abdominale				●	●				
État post-iléostomie/post-colostomie				●	●				
Soulagement de l'abdomen								●	
Ventre en besace							●		
Post-opératoire		●				●			●
Syndrome du tractus iliotibial									●
Coxarthrose									●
Piriformis-Syndrom									●
Après une luxation de la hanche									●

BORT ceinture thoracique femmes

REF 102900



Pos.No. 05.13.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- ceinture non élastique pour la stabilisation circulaire du thorax
- côtés et parties devant **non élastiques** avec fermeture velcro, revêtement élastique du dos
- tissu perméable à l'air, fermeture velcro
- taille ceinturée pour les femmes
- hauteur: dorsale 16 cm, ventrale 12 cm

COULEUR: blanc

MED-EXTRA

- très fin, ne se voit pas sous les vêtements
- très confortable grâce au satin de coton et à l'éponge fine

BORT ceinture thoracique femmes élastique

REF 102950



Pos.No. 05.13.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- ceinture élastique pour la stabilisation circulaire du thorax
- tissu **élastique** perméable à l'air, fermeture velcro
- taille ceinturée pour les femmes
- hauteur: dorsale 16 cm, ventrale 12 cm

COULEUR: blanc


MED-EXTRA

- très fin, ne se voit pas sous les vêtements
- très confortable à porter


INDICATIONS

Fracture costale, états post-traumatiques costales (p.ex. contusion et distorsion)

TAILLES Tour sous la poitrine

	small	—	jusqu'à 66 cm
	medium	—	66 – 76 cm
	large	—	76 – 89 cm
	x-large	—	89 – 102 cm
	xx-large	—	102 – 125 cm

TAILLES Tour sous la poitrine

	small	—	65 – 78 cm
	medium	—	78 – 91 cm
	large	—	91 – 106 cm
	x-large	—	106 – 125 cm

BORT ceinture thoracique hommes**REF** 102800

Pos.No. 05.13.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- ceinture non élastique pour la stabilisation circulaire du thorax
- côtés et parties devant **non élastiques**, revêtement du dos élastique
- tissu perméable à l'air, fermeture velcro
- coupe droite
- hauteur: 16 cm

COULEUR: blanc

MED-EXTRA

- très fin, ne se voit pas sous les vêtements
- très confortable grâce au satin de coton et à l'éponge fine

BORT ceinture thoracique hommes élastique**REF** 102850

Pos.No. 05.13.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- ceinture élastique pour la stabilisation circulaire du thorax
- tissu **élastique** perméable, fermeture velcro
- coupe droite
- hauteur: 16 cm

COULEUR: blanc

MED-EXTRA

- très fin, ne se voit pas sous les vêtements
- très confortable

INDICATIONS

Fracture costale, états post-traumatiques costales (p.ex. contusion et distorsion)

TAILLES

Tour de poitrine



small	—	jusqu'à 82 cm
medium	—	82 – 96 cm
large	—	96 – 112 cm
x-large	—	112 – 128 cm
xx-large	—	128 – 144 cm

TAILLES


Tour de poitrine



small	—	65 – 78 cm
medium	—	78 – 91 cm
large	—	91 – 106 cm
x-large	—	106 – 125 cm
xx-large	—	125 – 145 cm

BORT bandage pour hernies abdominales

REF 104050



Pos.No. 05.11.10.00.1

BORT bandage pour hernie ombilicale

REF 104070



Pos.No. 05.11.10.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- ceinture élastique pour la compression d'une hernie cicatricielle
- pelote en silicone arrondie, renforcement en matière plastique individuellement positionnable
- deux tiges de renfort
- matériel élastique perméable à l'air, avec fermeture velcro
- hauteurs: 13 cm, 21 cm, 26 cm

COULEUR: blanc



Représentation schématique de la pelote

MED-EXTRA


- l'enveloppe de la pelote en tissu-éponge souple peut être retirée
- hauteur 13 cm: pelote ronde avec 10 cm de diamètre
- hauteur 21 cm: pelote 18 x 10 cm, ovale
- hauteur 26 cm: pelote 22 x 10 cm, ovale

INDICATIONS

Hernie cicatricielle, insuffisance cicatricielle, faiblesse/paralysie de la musculature abdominale

TAILLES

Tour de taille



small	60 – 80 cm
medium	80 – 100 cm
large	100 – 125 cm
x-large	125 – 150 cm

Autres tailles sur mesure possible

DÉTAILS PRODUIT

- ceinture élastique pour compression de l'hernie ombilicale
- pelote en forme anatomique convexe pour hernie ombilicale avec surface adhérente, individuellement positionnable
- deux tiges de renfort
- tissu élastique perméable à l'air avec fermeture velcro
- hauteur: 13 cm

COULEUR: blanc



Représentation schématique de la pelote

MED-EXTRA

- l'enveloppe de la pelote en tissu-éponge souple peut être retirée
- pelote ronde de 10 cm de diamètre

INDICATIONS

Hernie ombilicale, hernies ombilicales réductibles

TAILLES

Tour de taille

small	60 – 80 cm
medium	80 – 100 cm
large	100 – 125 cm
x-large	125 – 150 cm

Veillez indiquer la hauteur: 13 cm, 21 cm ou 26 cm

**BORT ceinture
pour colostomie****REF** 104090

Pos.No. 29.01.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- ceinture abdominale circulaire avec ouverture spéciale variable pour colostomie
- tissu en velours non élastique, revêtement du dos élastique
- deux tiges de maintien
- bande de renfort fixable par velcro
- hauteurs: 15 cm, 22 cm

COULEUR: blanc

MED-EXTRA

- ouverture spéciale variable pour colostomie avec largeur réglable grâce à la fermeture velcro
- large appui entour de la colostomie, doux pour la peau
- mise en place et positionnement simples de l'ouverture stomale grâce à des fermetures velcro à droite et à gauche dans la région abdominale
- lavable à 60°


ACCESSOIRES: **REF** 104099

BORT Protecteur stomal

INDICATIONS

Paralysie de la paroi abdominale postopératoire, état post-iléostomie et post-colostomie avec insuffisance conjonctivale concomitante

TAILLES



small _____
medium _____
large _____

Tour de taille

70 – 90 cm
90 – 115 cm
115 – 150 cm

Veillez indiquer la hauteur: 15 cm ou 22 cm

**BORT Vario
ceinture pour colostomie****REF** 104010NOUVEAU
DESIGN

Gabarit inclus

Pos.No. 29.01.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- ceinture abdominale circulaire avec ouverture spéciale variable pour colostomie
- tissu composite en velours non élastique, matériau de bandage élastique
- deux tiges de maintien
- **taille, forme et positionnement de l'ouverture pour colostomie peuvent être déterminés individuellement**
- hauteurs: 15 cm, 22 cm

COULEUR: blanc

MED-EXTRA

- gabarit inclus pour un dimensionnement simple et individuel de l'ouverture pour colostomie
- large appui entour de la colostomie, doux pour la peau
- lavable à 60°

BORT PostOban® SOFT
soutien thoracique abdominal

REF 104100



Pos.No. 05.11.10.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- ceinture élastique pour la stabilisation circulaire thoracique et abdominale
- tissu souple, élastique
- large fermeture velcro en deux parties
- hauteurs: 21 cm, 26 cm

COULEUR: beige

MED-EXTRA

- individuellement malléable
- qualités agréables de portée

INDICATIONS

Suite à une chirurgie abdominale, faiblesse des tissus conjonctifs en région abdominale, ventre en besace

TAILLES Tour de taille

	small	_____	jusqu'à 87 cm
	medium	_____	87 – 102 cm
	large	_____	102 – 117 cm
	x-large	_____	117 – 132 cm

Veuillez indiquer la hauteur: 21 cm ou 26 cm

BORT PostOban® soutien
thoracique abdominal

REF 104150



Pos.No. 05.11.10.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- ceinture élastique pour la stabilisation circulaire thoracique et abdominale
- tissu élastique et perméable à l'air
- large fermeture velcro en deux parties
- hauteurs: 21 cm, 26 cm

COULEUR: blanc

MED-EXTRA

- individuellement malléable
- facile à enfiler et reste bien en place grâce à la fermeture en deux parties

INDICATIONS

Suite à une chirurgie abdominale/thoracique, faiblesse des tissus conjonctifs en région abdominale, ventre en besace

TAILLES Tour de taille

	Taille 1	_____	75 – 85 cm
	Taille 2	_____	85 – 95 cm
	Taille 3	_____	95 – 105 cm
	Taille 4	_____	105 – 115 cm
	Taille 5	_____	115 – 125 cm
	Taille 6	_____	125 – 135 cm
	Taille 7	_____	135 – 145 cm

Veuillez indiquer la hauteur: 21 cm ou 26 cm

**BORT PostOban® taille spéciale
soutien thoracique abdominal**

REF 104180



Pos.No. 05.11.10.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage élastique pour stabilisation circulaire de la zone thoracique et abdominale en cas de forte corpulence
- sangle de fixation élastique en deux parties
- tissu élastique et perméable à l'air
- hauteurs: 21 cm, 26 cm

COULEUR: blanc

MED-EXTRA

- qualités optimales de portée même pour les personnes fortes
- réglable individuellement
- des aides à l'enfilage intégrées permettent une mise en place facile

INDICATIONS

Suite à une chirurgie abdominale, faiblesse des tissus conjonctifs en région abdominale, ventre en besace

TAILLES

Tour de corps



Taille 0	90 – 105 cm
Taille 1	105 – 120 cm
Taille 2	120 – 135 cm
Taille 3	135 – 150 cm
Taille 4	150 – 165 cm
Taille 5	165 – 180 cm

**BORT ceinture de soutien
pour femme enceinte**

REF 104620



Pos.No. 05.11.06.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- ceinture élastique pour le maintien du ventre
- tissu élastique perméable à l'air
- quatre tiges de maintien qui peuvent être retirées si nécessaire
- hauteur dorsale: 24 cm

COULEUR: blanc

MED-EXTRA

- soulagement du dos grâce à des brides élastiques supplémentaires
- réglable en fonction du tour de ventre

INDICATIONS

Douleurs lombaires pendant la grossesse, adiposité, grossesse pluriembryonnaire

TAILLES

Tour de la crête iliaque



Taille 0	75 – 90 cm
Taille 1	90 – 105 cm
Taille 2	105 – 120 cm
Taille 3	120 – 135 cm

Autres tailles sur mesure possible

Veuillez indiquer la hauteur: 21 cm ou 26 cm

BORT HerniaFix® bandage herniaire avec pelote ronde
REF 109100



Med

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- pelote ronde à compression d'un côté
- courroie non élastique au niveau des hanches avec ressort en acier à ressorts d'environ 50 cm de longueur

COULEUR: ■ beige

BORT HerniaFix® bandage herniaire élastique avec pelote ronde, ressort court **REF** 109400

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- pelote ronde à compression d'un côté
- courroie au niveau des hanches avec ressort court (20 cm) en acier

COULEUR: ■ beige

BORT HerniaFix® bandage herniaire avec pelote anatomique **REF** 109200



Med

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- pelote anatomique unilatérale
- courroie non élastique au niveau des hanches avec ressort en acier à ressorts d'environ 50 cm de long
- courroie de cuisses, empêche le glissement de la pelote

COULEUR: ■ beige

BORT HerniaFix® bandage herniaire élastique avec pelote anatomique, ressort court **REF** 109700

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT


- pelote anatomique unilatérale
- courroie au niveau des hanches avec ressort court (20 cm) en acier
- courroie de cuisses, empêche le glissement de la pelote

COULEUR: ■ beige

INDICATIONS

Hernie inguinale réductible

TAILLES



Taille	Tour de la crête iliaque
85	83 – 88 cm
90	88 – 93 cm
95	93 – 98 cm
100	98 – 103 cm
105	103 – 108 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT HerniaFix® bandage herniaire élastique avec pelotes rondes bilatéral [REF] 109500


Med

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- bilatéral, pelotes rondes à compression
- courroie au niveau des hanches avec ressorts, longueur environ 20 cm, en acier

COULEUR: ■ beige

BORT HerniaFix® bandage herniaire spécial avec pelote anatomique ajustable [REF] 110300


Med

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT


- bandage spécial pour hernie, sans pression et sans ressort dans le dos, unilatéral
- pelote anatomique ajustable
- courroie élastique au niveau des hanches
- courroies de cuisses

COULEUR: ■ beige

INDICATIONS

Hernie inguinale réductible

TAILLES Tour de la crête iliaque

	85	—	83 – 88 cm
	90	—	88 – 93 cm
	95	—	93 – 98 cm
	100	—	98 – 103 cm
	105	—	103 – 108 cm

droite et gauche identiques

TAILLES Tour de la crête iliaque

	—	85 – 94 cm
	—	95 – 105 cm
	—	106 – 115 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT CoxaPro Orthèse de la hanche**REF** 201400

Pelote trochantérienne



Med

Pos.No. 23.06.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de la hanche pour assurer la fonction et/ou mobiliser la hanche
- imitation de mouvement simple de la flexion et de l'extension
- extension/flexion réglable : 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- pelote du trochanter pour massage intermittent
- attelle articulaire au niveau de la hanche et du fémur, façonnage à froid possible (attelle en aluminium)

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA


- assure bien la fonction de la hanche grâce à une tenue inverse et large des brides
- construction légère et fine pour un confort de portée élevé
- tricotage fonctionnel en coton particulièrement résistant au Velcros

**ACCESSOIRES:****REF** 991126 Pelote piriforme

- pour le massage des points gâchettes du muscle piriforme

INDICATIONS

Assure la fonction et/ou la mobilisation de la hanche en cas d'instabilité, par exemple après une luxation de la hanche, un relâchement d'endoprothèses de la hanche, une coxarthrose moyenne à grave, un déséquilibre musculaire en région lombaire, pelvienne et coxale, p. ex. syndrome du tractus iliotibial, syndrome piriforme

TAILLES**Tour de la crête iliaque****Mesure-f**

small	85 – 100 cm	39 – 52 cm
medium	100 – 115 cm	45 – 65 cm
large	115 – 130 cm	54 – 66 cm
x-large	130 – 145 cm	60 – 76 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

**BORT Generation
protège-hanches**

REF 215900



Pas de mention d'un Pos.No.

**BORT StabiloHip
protection des hanches**

REF 201100



Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- ceinture de protection de hanche avec effet absorbeur de chocs
- protections amovibles en mousse viscoélastique
- ceinture complètement ouvrable avec coupe anatomique

COULEUR: ■ bleu

GENERATION-EXTRA

- facile à enfiler et à retirer grâce à une fermeture velcro
- larges poignées frontales
- prise en main sûre et confort de portée élevé
- convient pour une utilisation temporaire pendant les phases d'activité
- design attractif et fonctionnel

ACCESSOIRES:

- set de protecteur (**REF** 201120)

INDICATIONS

Tendance à la chute de différentes origines, risque de chute

DÉTAILS PRODUIT

- culotte de hanche à effet amortissant
- les protecteurs en mousse souple viscoélastique peuvent être enlevés

COULEUR: □ blanc

MED-EXTRA

- ceinture et bas des jambes ultra élastique
- les protecteurs peuvent être enlevés facilement
- culotte fonctionnelle de haute qualité en coton et lycra

ACCESSOIRES:

- set de protecteur (**REF** 201120)
- pantalon (**REF** 201200)

INDICATIONS

Tendance à la chute de différentes origines

Hanche

TAILLES Tour de la crête iliaque

	small	_ 80 - 90 cm
	medium	_ 90 - 100 cm
	large	_ 100 - 110 cm
	x-large	_ 110 - 120 cm
	xx-large	_ 120 - 130 cm



TAILLES Taille de confection
femmes hommes

small	_____	38	_____	46
medium	_____	40	_____	48
large	_____	42	_____	50
x-large	_____	44	_____	52
xx-large	_____	46/48	_____	54/56
xxx-large	_____	50/52	_____	58/60

Pour que ça avance:
stabilisation fonctionnelle garan-
tissant un maximum de mobilité.



Tableau des indications pour produits sélectionnés	select* Stabilo-Gen® 114420	Stabilo-Gen® Sport 114520SP	Stabilo-Gen® Sport bande adhésive 114520SPH	Bande pour tendon rotulien Sport 114010SP	Stabilo Gen®ECO 114520	Generation genouillère 215420 Generation genouillère 114490G	Asymmetric® 114700 Asymmetric® Plus 114900 Asymmetric® Sport avec bande adhésive 114700SPH	Genouillère Osgood-Schlatter 114510	Stabilo® genouillère avec articulation 150140	Atelle d'immob. 145000 Immo Xpress 145300	Generation orthèse de genou 215400	BORT Generation orthèse de genou Soft OA 215440	OA-Xpress 101600	Genu-Xpress 100700 Genu-Xpress ACL 100800	Stabilo-Pro® 182150 Stabilo-Pro® forme ouverte 182300
Page	P:116/117	P:119	P:126	P:120	P:118	P:129/128	P:123	P:130	P:139/138	P:133	P:134	P:135	P:136/137	P:132/131	
États irritatifs	●	●		●	●		●								
Latéralisation de la rotule						●									
Luxation ou sublux. patellaire						●									
Chondropathie patellaire			●												
Arthrose fémoro-patellaire			●												
Méniscopathie	●	●			●					●				●	
Instabilité ligamentaire	●	●			●				●		●		●	●	
Gonarthrose	●	●			●						●			●	
Gonarthrose Varus/Valgus												●			
Immobilisation complète									●						
Morbus Osgood-Schlatter								●							
Ruptures ACL/PCL														●	

BORT select® StabiloGen®

REF 114420



Pos.No. 05.04.13.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- genouillère de haute qualité comprimant les parties molles avec pelote viscoélastique pour stabiliser et soulager l'articulation du genou
- zone de dilatation au-dessus de la pelote viscoélastique garantissant une élasticité d'extension et une adaptabilité parfaite dans tous les angles de flexion
- avec rembourrage hautement élastique au niveau du creux poplité pour le meilleur confort de portée possible
- baleine à ressort en spirale de chaque côté pour la stabilisation latérale
- classe de compression II

COULEURS: beige argent noir

SELECT- EXTRA

- **tissu tricoté SOFTflex Plus:**
 - SENSIL Breeze: fibre de confort avec effet refroidissant
 - structure de surface douce et satinée pour un confort optimal
- bord en maille extra-souple
- **anatomique et fonctionnel forme de la pelote optimisée** pour un guidage de la rotule
- s'adapte parfaitement à la forme du corps grâce au système des tailles-plus

BORT L'INNOVATION

zone d'adhérence en silicone intégrée dans le tricotage dans le domaine de la cuisse

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires de l'articulation du genou, épanchement articulaire récidivant, gonarthrose, arthrite, p.ex. en cas d'instabilité du ligament, méniscopepathie

TAILLES	Mesure-d	Mesure-f	Mesure-d	Mesure-f
Taille 1	26-29	32-36 cm	Taille 4+	37-41 48-52 cm
Taille 2	29-33	36-40 cm	Taille 5	41-45 52-56 cm
Taille 2+	29-33	40-44 cm	Taille 5+	41-45 56-60 cm
Taille 3	33-37	40-44 cm	Taille 6	45-49 60-64 cm
Taille 3+	33-37	44-48 cm	Taille 6+	45-49 64-68 cm
Taille 4	37-41	44-48 cm		

droite et gauche identiques

Autres tailles sur mesure possible (beige et noir)

BORT select® GenuZip®

REF 114390



Pos.No. 05.04.13.00.1

SENSIL
BREEZE

DÉTAILS PRODUIT

- genouillère de haute qualité comprimant les parties molles avec pelote viscoélastique pour stabiliser et soulager l'articulation du genou
- **avec zip latéral**
- zone de dilatation au-dessus de la pelote viscoélastique garantissant une élasticité d'extension et une adaptabilité parfaite dans tous les angles de flexion
- **avec rembourrage hautement élastique au niveau du creux poplité pour le meilleur confort de portée possible**
- baleine à ressort en spirale de chaque côté pour la stabilisation latérale
- classe de compression II

COULEUR: ■ argent

SELECT-EXTRA

- **tissu tricoté SOFTflex Plus:**
 - SENSIL Breeze: fibre de confort avec effet refroidissant
 - structure de surface douce et satinée pour un confort optimal
- facile à enfiler et à retirer grâce à la fermeture éclair latérale
- bord en maille extra-souple
- **anatomique et fonctionnel**
 - forme de la pelote optimisée pour une guidage de la rotule
 - s'adapte parfaitement à la forme du corps grâce au système des tailles-plus

BORT L'INNOVATION

zone d'adhérence en silicone intégrée dans le tricotage dans le domaine de la cuisse

Genou


INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires de l'articulation du genou, épanchement articulaire récidivant, gonarthrose, arthrite, p.ex. en cas d'instabilité du ligament, méniscopepathie

TAILLES	Mesure-d	Mesure-f	Mesure-d	Mesure-f
Taille 1	26 – 29	32 – 36 cm	Taille 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Taille 2	29 – 33	36 – 40 cm	Taille 5	41 – 45 52 – 56 cm
Taille 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Taille 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Taille 3	33 – 37	40 – 44 cm	Taille 6	45 – 49 60 – 64 cm
Taille 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Taille 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Taille 4	37 – 41	44 – 48 cm		

Veuillez indiquer droite ou gauche

Autres tailles sur mesure possible





DÉTAILS PRODUIT

- bandage de genou pour guidage et stabilisation de l'articulation du genou avec possibilité de réglage de la largeur au niveau de la cuisse
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- sangles de fermeture circulaire pour une meilleure stabilisation à la cuisse
- tricotage fonctionnel pour un confort de portée élevé
- pelote anatomique, viscoélastique
- **système de tailles-plus intégré**

COULEUR: ■ bleu

GENERATION-EXTRA

- la forme fermée au niveau bas de la jambe et la construction ouverte au niveau de la cuisse **facilitent l'enfilage et le retrait**
- des poignées garantissent un maniement sûr, demandant peu d'efforts, même en cas de capacité de préhension limitée
- design attractif et fonctionnel

INDICATIONS

Gonarthrose, épanchement articulaire récidivant, arthrite, faiblesse ligamentaire légère

TAILLES



	Mesure-d	Mesure-f
Taille 1	26-29	32-36 cm
Taille 2	29-33	36-40 cm
Taille 3	33-37	40-48 cm
Taille 4	37-41	44-52 cm
Taille 5	41-45	52-60 cm
Taille 6	45-49	60-68 cm
Taille 7	49-53	68-76 cm

droite et gauche identiques



DÉTAILS PRODUIT

- bandage de genou pour guidage et stabilisation de l'articulation du genou avec possibilité de réglage de la largeur au niveau de la cuisse
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- tricotage fonctionnel pour un confort de portée élevé
- pelote anatomique, viscoélastique
- **système de tailles-plus intégré**

COULEUR: ■ bleu

GENERATION-EXTRA

- la forme fermée au niveau bas de la jambe et la construction ouverte au niveau de la cuisse **facilitent l'enfilage et le retrait**
- des poignées garantissent un maniement sûr, demandant peu d'efforts, même en cas de capacité de préhension limitée
- design attractif et fonctionnel

BORT StabiloGen® Sport**REF** 114520SP

Anatomisch und funktionell optimierte Pelottenform



Sport

Pos.No. 05.04.13.00.1

COOLMAX®

BORT StabiloGen® Sport avec bande adhésive**REF** 114520SPH

Anatomisch und funktionell optimierte Pelottenform



Sport

Pos.No. 05.04.13.00.1

COOLMAX®

DÉTAILS PRODUIT

- genouillère comprimant les parties molles avec pelote viscoélastique pour stabiliser et soulager l'articulation du genou
- tissu tricoté SOFTflex 3D avec structure de surface douce et satiné
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- système des tailles-plus
- zone de flexion hautement élastique dans le creux poplité
- classe de compression II

COULEUR: ■ noir/vert

SPORT-EXTRA

- zone d'adhérence en silicone intégrée dans le tricotage dans le domaine de la cuisse
- COOLMAX®: le matériel permet l'évacuation de l'humidité
- tricotage sans latex
- Forme de pelote optimisée sur les plans anatomique et fonctionnel pour un guidage sûr de la rotule

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du genou, épanchement articulaire récidivant, p.ex. en présence de gonarthrose, arthrite, instabilité du ligament, méniscopepathie

TAILLES	Mesure-d	Mesure-f	Mesure-d	Mesure-f
Taille 1	26 – 29	32 – 36 cm	Taille 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Taille 2	29 – 33	36 – 40 cm	Taille 5++	41 – 45 60 – 64 cm
Taille 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Taille 6	45 – 49 60 – 64 cm
Taille 3	33 – 37	40 – 44 cm	Taille 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Taille 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Taille 6++	45 – 49 68 – 72 cm
Taille 4	37 – 41	44 – 48 cm	Taille 7	49 – 53 68 – 72 cm
Taille 4+	37 – 41	48 – 52 cm	Taille 7+	49 – 53 72 – 76 cm
Taille 5	41 – 45	52 – 56 cm		

droite et gauche identiques

Tailles 5 ++, 6 ++, 7, 7+ seulement pour REF 114520SPH

BORT StabiloGen® Eco**REF** 114520

Pos.No. 05.04.13.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- genouillère classique comprimant les parties molles avec pelote viscoélastique pour stabiliser et soulager l'articulation du genou
- tissu tricoté **SOFTflex** pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- système des tailles-plus
- classe de compression II
- aussi pour enfants, voir page 14

COULEURS: beige argent
 jeans noir

ECO-EXTRA

- zone de confort fonctionnel respirable dans le creux poplité
- structure de surface douce et satinée
- confort de port agréable
- bord adhérent en silicone à partir de la taille 6
- longueur du bandage en taille 3, 32 cm



BORT tailles doubles plus pour les genouillères destinées aux circonférences de la cuisse.



INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du genou, épanchement articulaire récidivant, p.ex. en présence de gonarthrose, arthrite, instabilité du ligament, méniscopepathie

TAILLES	Mesure-d	Mesure-f	Mesure-d	Mesure-f
Enfants (bleu)	23 – 26	28 – 32 cm	Taille 4	37 – 41 44 – 48 cm
Taille 1	26 – 29	32 – 36 cm	Taille 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Taille 2	29 – 33	36 – 40 cm	Taille 5	41 – 45 52 – 56 cm
Taille 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Taille 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Taille 3	33 – 37	40 – 44 cm	Taille 6	45 – 49 60 – 64 cm
Taille 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Taille 6+	45 – 49 64 – 68 cm



droite et gauche identiques vous trouverez d'autres tailles Plus ou des tailles Double-Plus sous REF 114520H et HK

BORT StabiloGen® Eco

avec bord adhérent

REF 114520H



Med

Pos.No. 05.04.13.00.1

BORT StabiloGen® Eco

avec bord adhérent court

REF 114520HK



Med

Pos.No. 05.04.13.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- genouillère classique comprimant les parties molles avec pelote viscoélastique pour stabiliser et soulager l'articulation du genou
- bord adhérent supplémentaire en silicone sur toutes les tailles
- tissu tricoté SOFTflex pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- système de taille double plus, donc très bon ajustement

COULEUR: ■ argent

ECO-EXTRA

- zone de confort fonctionnel respirable dans le creux poplité
- maintien et répartition de la pression optimaux au bord supérieure de la genouillère
- structure de surface douce et satinée
- confort de port agréable
- longueur du bandage en taille 3, 37 cm

DÉTAILS PRODUIT

- genouillère classique comprimant les parties molles avec pelote viscoélastique pour stabiliser et soulager l'articulation du genou
- bord adhérent supplémentaire en silicone sur toutes les tailles
- tissu tricoté SOFTflex pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- système de taille double plus, donc très bon ajustement

COULEUR: ■ argent ■ noir

DAS ECO-PLUS

- zone de confort fonctionnel respirable dans le creux poplité
- structure de surface douce et satinée
- version courte dans la zone des cuisses, pas d'extension par le bord adhérent en silicone
- confort de port agréable
- longueur du bandage en taille 3, 32 cm

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du genou, épanchement articulaire récidivant, p.ex. en présence de gonarthrose, arthrite, instabilité du ligament, méniscopathie

TAILLES	d-Mesure	f-Mesure	d-Mesure	f-Mesure
Taille 1	— 26 – 29	32 – 36 cm	Taille 5	— 41 – 45 52 – 56 cm
Taille 2	— 29 – 33	36 – 40 cm	Taille 5+	— 41 – 45 56 – 60 cm
Taille 2+	— 29 – 33	40 – 44 cm	Taille 5++	— 41 – 45 60 – 64 cm
Taille 3	— 33 – 37	40 – 44 cm	Taille 6	— 45 – 49 60 – 64 cm
Taille 3+	— 33 – 37	44 – 48 cm	Taille 6+	— 45 – 49 64 – 68 cm
Taille 4	— 37 – 41	44 – 48 cm	Taille 6++	— 45 – 49 68 – 72 cm
Taille 4+	— 37 – 41	48 – 52 cm	Taille 7	— 49 – 53 68 – 72 cm
			Taille 7+	— 49 – 53 72 – 76 cm



droite et gauche identiques

**BORT StabiloGen®
sans latex**
REF 114250


Pos.No. 05.04.13.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- genouillère comprimant les parties molles sans latex
- stabilise et soulage l'articulation du genou
- tissu tricoté SOFTflex pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- zone de flexion hautement élastique dans le creux poplité
- pelote viscoélastique
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- classe de compression II

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- tricotage sans latex
- structure de surface douce et satinée
- s'adapte parfaitement à la forme du corps grâce au système des tailles-plus
- bord adhérent en silicone à partir de la taille 6

**BORT genouillère
activemed**
REF 220400


Pos.No. 05.04.12.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage du genou pour la compression des parties molles avec pelote viscoélastique pour la Stabilisation et soulagement de la Articulation du genou
- tricoté en forme anatomique
- pelote viscoélastique
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- classe de compression II

COULEURS: ■ gris minéral
■ graphit (Tricot plat) ■ beige

MED-EXTRA

- système de tailles plus, donc très bonne coupe
- structure de surface douce

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du genou, épanchement articulaire récidivant, p.ex. en présence d'arthrite, de gonarthrose, instabilité du ligament

TAILLES	Mesure-d	Mesure-f	Mesure-d	Mesure-f
Taille 1	26 – 29	32 – 36 cm	Taille 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Taille 2	29 – 33	36 – 40 cm	Taille 5	41 – 45 52 – 56 cm
Taille 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Taille 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Taille 3	33 – 37	40 – 44 cm	Taille 6	45 – 49 60 – 64 cm
Taille 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Taille 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Taille 4	37 – 41	44 – 48 cm		

droite et gauche identiques

**BORT genouillère
avec ouverture rotulienne**

REF 114150



Pos.No. 05.04.13.00.1

Med

**BORT genouillère
Osgood-Schlatter**

REF 114510



Pos.No. 05.04.13.00.1

Med

DÉTAILS PRODUIT

- genouillère avec ouverture au niveau de la rotule pour stabiliser et soulager l'articulation du genou
- tissu tricoté **SOFTflex** pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- pelote viscoélastique
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- bord adhérent en silicone à partir de la taille 6

COULEUR: ■ argent

MED-EXTRA

- zone de confort fonctionnel respirable dans le creux poplité
- structure de surface douce et satinée
- réduction totale de la pression au niveau de la rotule
- système des tailles-plus

INDICATIONS

Chondropathie rotulienne, méniscope, arthrite, bursite

DÉTAILS PRODUIT

- genouillère pour réduction de pression locale de la tubérosité tibiale
- tissu tricoté **SOFTflex** pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- tricoté en forme anatomique
- pelote en silicone à plusieurs zones
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- aussi pour enfants, voir page 13

COULEUR: ■ argent

MED-EXTRA

- structure de surface douce et satinée
- s'adapte parfaitement à la forme du corps grâce au système des tailles-plus
- brides en V pour un soulagement réglable

INDICATIONS

Influence sur le glissement de la rotule, maladie d'Osgood, tendinose à l'insertion de la tubérosité tibiale, gonarthrose, arthrite, épanchement articulaire, états irritatifs

TAILLES

Mesure-d Mesure-f

Mesure-d Mesure-f



Taille	Mesure-d	Mesure-f	Taille	Mesure-d	Mesure-f
* Enfants (bleu)	23 – 26	28 – 32 cm	Taille 4	37 – 41	44 – 48 cm
Taille 1	26 – 29	32 – 36 cm	Taille 4+	37 – 41	48 – 52 cm
Taille 2	29 – 33	36 – 40 cm	Taille 5	41 – 45	52 – 56 cm
Taille 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Taille 5+	41 – 45	56 – 60 cm
Taille 3	33 – 37	40 – 44 cm	Taille 6	45 – 49	60 – 64 cm
Taille 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Taille 6+	45 – 49	64 – 68 cm

droite et gauche identiques

* Taille enfants seulement pour REF 114510

**BORT Fillawant
avec anneau rotulien****REF** 210160

Med

Pos.No. 05.04.12.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- genouillère comprimant les parties molles avec bandes de stabilisation en V pour stabiliser et soulager l'articulation du genou
- pelote viscoélastique
- bord adhérent anti-glisse proximal et distal
- partie cuisses allongée (22 cm)
- longueur: 37 cm

COULEUR: ■ argent

MED-EXTRA

- pas de tiges latérales
- Zone-Relax dans le creux poplité
- s'adapte parfaitement à la forme du corps grâce au système des tailles-plus

INDICATIONS

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du genou, épanchement articulaire récidivant, arthrite, arthrose

TAILLES	Mesure-d	Mesure-f
Taille 1	26-29	32-36 cm
Taille 2	29-33	36-40 cm
Taille 2+	29-33	40-44 cm
Taille 3	33-37	40-44 cm
Taille 3+	33-37	44-48 cm
Taille 4	37-41	44-48 cm
Taille 4+	37-41	48-52 cm
Taille 5	41-45	52-56 cm
Taille 5+	41-45	56-60 cm
Taille 6	45-49	60-64 cm
Taille 6+	45-49	64-68 cm

droite et gauche identiques

**BORT MyoActive Sport
bandage pour la cuisse****REF** 116600SP

Sport

Pas de mention
d'un Pos.No.**COOLMAX®**

DÉTAILS PRODUIT

- bandage actif pour la cuisse avec ceintures circulaires et brides croisées
- utilisation possible frontale/dorsale
- tricoté en forme anatomique
- zones de soulagement pour les parties blessées
- longueur: 23 cm

COULEUR: ■ noir/vert

SPORT-EXTRA

- **COOLMAX®**: le matériel permet l'évacuation de l'humidité
- principe actif basé sur la compression, le bandage adhésif conventionnel et le bandage Kinesio
- effet proprioceptif
- design sportif moderne
- **tricotage sans latex**

INDICATIONS

Pour les parties des muscles fortement sollicitées. **Aiguë** : contusion avec enflure et hématome, blessures musculaires. **Chronique** : protection contre de nouvelles lésions musculaires, soulagement des structures musculaires lésées (par exemple, cicatrisation après d'anciennes blessures), après des lésions musculaires.

TAILLES Tour mesuré au milieu de la cuisse

	small	_____	jusqu'à 43 cm
	medium	_____	43 - 50 cm
	large	_____	50 - 56 cm
	x-large	_____	56 - 61 cm
	xx-large	_____	61 - 66 cm

droite et gauche identiques

BORT MyoActive Sport Sport bandage de mollet

REF 116500SP



Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- bandage actif pour la jambe avec sangles circulaires et brides croisées
- tricoté en forme anatomique
- zones de soulagement pour les parties blessées
- longueurs : 24 cm (small), 25 cm (medium), 26 cm (large et x-large)

SPORT-EXTRA

- principe d'action combinant la compression, le bandage adhésif conventionnel et le bandage Kinesio
- effet proprioceptif
- **tricotage sans latex**

COULEUR: ■ noir/vert

INDICATIONS

Pour la compression des parties molles de la jambe en cas de déchirure musculaire aiguë et/ou de claquage musculaire aigu

Cuisse/Mollet
Genou

TAILLES



small
medium
large
x-large

small	_____
medium	_____
large	_____
x-large	_____

Tour de mollet

jusqu'à 33 cm
33 – 38 cm
38 – 43 cm
43 – 47 cm

droite et gauche identiques



DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour tendon rotulien, aussi appelé «Bandage de Kassel», décharge ciblée du tendon rotulien
- variante sportive **sans boucle de renvoi**
- structure optimisée pour un haut niveau d'activité
- matériel de la bande, doux et élastique

COULEUR: ■ noir/vert

SPORT-EXTRA

- convenant également à des sports de contact
- confort élevé pour mouvement actif
- pression de la pelote individuellement malléable
- coordination articulaire avancée et soulagement de la douleur



DÉTAILS PRODUIT

- bandage pour tendon rotulien, aussi appelé «Bandage de Kassel» pour décharge ciblée du tendon rotulien
- matériel élastique pour les bandes à allongement court
- pelote proprioceptive anatomique en silicone; bordure souple
- bride réversible avec fermeture velcro

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- réglage continu de la pression de la pelote
- coordination articulaire avancée et soulagement de la douleur
- sans pression sur le creux du genou

INDICATIONS

Chondropathie rotulienne, arthrose fémoro-patellaire, syndrome de la pointe de la rotule

TAILLES

Tour du genou en-dessous de la rotule



Taille 1	_____	jusqu'à 34 cm
Taille 2	_____	34 – 41 cm
Taille 3	_____	41 – 48 cm

**BORT Stabilo®
genouillère ouverte****REF** 114480

Pos.No. 05.04.13.00.1

Med

**BORT Stabilo® genouillère
taille extra-large****REF** 114490

Pos.No. 05.04.13.00.1

SPECIAL LARGE
Med

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de genou avec attelles articulées latérales
- complètement ouvrable quatre fermetures velcro
- idéal pour personnes avec limitations physiques et en cas de blessures ne permettant pas l'enfilement
- anti-glisse

COULEUR: ■ argent

MED-EXTRA

- complètement ouvrable grâce à des fermetures velcro
- bandage facile à enfiler et à retirer (idéal pour l'emploi en gériatrie)

INDICATIONS

Instabilité légère à moyenne du ligament latéral du genou, arthrose, arthrite

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de genou avec possibilité de réglage de la largeur au niveau de la cuisse pour guidage et stabilisation de l'articulation du genou
- avec deux baleines à ressort en spirale latérales et coussinets latéraux en silicone
- ouverture rotulienne
- deux fermetures velcro, brides pour réglage de la largeur optimale au niveau de la cuisse

COULEUR: ■ beige

MED-EXTRA

- particulièrement recommandé à des patients ayant des cuisses fortes
- bandage facile à enfiler et à retirer
- anti-glisse

INDICATIONS

Épanchement articulaire récidivant, arthroses, arthrite, faiblesse ligamentaire

TAILLE	Tour du genou	Mesure -d	Mesure -f
--------	---------------	-----------	-----------



T. 1	_ j. à 34	28-33	36-40 cm
T. 2	_ 34-37	30-35	40-44 cm
T. 3	_ 37-40	32-38	44-48 cm
T. 4	_ 40-43	36-43	48-52 cm
T. 5	_ 43-46	40-46	52-56 cm
T. 6	_ 46-49	44-50	56-60 cm
T. 7	_ 49-52	48-54	60-64 cm

droite et gauche identiques

TAILLE	Tour du genou	Mesure -d	Mesure -f
--------	---------------	-----------	-----------



T. 1	_ 34-37	29-33	36-45 cm
T. 2	_ 37-40	33-37	40-50 cm
T. 3	_ 40-43	37-41	45-55 cm
T. 4	_ 43-46	41-45	50-60 cm
T. 5	_ 46-49	45-49	55-65 cm
T. 6	_ 49-52	49-53	58-68 cm
T. 7	_ 52-55	53-57	63-78 cm
T. 8	_ 55-58	57-61	67-82 cm

droite et gauche identiques

BORT Asymmetric® Sport avec bande adhésive**REF** 114700SPH

Sport

Pos.No. 05.04.13.00.1

COOLMAX®

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de genou conçu pour influencer sur la voie de glissement de la rotule
- **tissu tricoté SOFTflex 3D** pour plus d'élasticité et de stabilité ainsi qu'un grand confort de port
- avec bande adhésive supplémentaire en silicone dans toutes les tailles
- **système de tailles double plus, donc très bon ajustement**
- une baleine à ressort en spirale sur chaque côté
- classe de compression II

COULEUR: ■ noir/vert

SPORT-EXTRA

- pression de la pelotte réglable directement et individuellement grâce à deux sangles velcro
- **COOLMAX®** : évacue l'humidité du corps
- ajustement idéal pour les activités sportives
- **tricot sans latex**
- design sportif moderne (avec label réfléchissant)
- longueur du bandage en taille 3: 35 cm

INDICATIONS

Syndrome douloureux fémoropatellaire, position haute de la rotule, latéralisation de la rotule, état consécutif à une opération de libération latérale, instabilité récidivante ou habituelle de la rotule, méniscopepathie

TAILLES	Mesure-d	Mesure-f	Mesure-d	Mesure-f
Taille 1	26 - 29	32 - 36 cm	Taille 5+	41 - 45 56 - 60 cm
Taille 2	29 - 33	36 - 40 cm	Taille 5++	41 - 45 60 - 64 cm
Taille 2+	29 - 33	40 - 44 cm	Taille 6	45 - 49 60 - 64 cm
Taille 3	33 - 37	40 - 44 cm	Taille 6+	45 - 49 64 - 68 cm
Taille 3+	33 - 37	44 - 48 cm	Taille 6++	45 - 49 68 - 72 cm
Taille 4	37 - 41	44 - 48 cm	Taille 7	49 - 53 68 - 72 cm
Taille 4+	37 - 41	48 - 52 cm	Taille 7+	49 - 53 72 - 76 cm
Taille 5	41 - 45	52 - 56 cm		



Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT Asymmetric®

REF 114700



Med

Pos.No. 05.04.13.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de genou pour influencer la voie de glissement de la rotule
- tissu **SOFTflex** pour plus d'élasticité, stabilité et un grand confort de port
- une tige à ressort en spirale sur chaque côté
- classe de compression II

COULEUR: ■ argent

MED-EXTRA

- pression des pelotes par deux sangles velcro individuelle, directement réglable
- zone d'adhérence en silicone tricotée dans la zone de la cuisse
- système de tailles plus, donc très bonne tenue

INDICATIONS

Syndrome de douleur fémoro-patellaire, position haute de la rotule, latéralisation de la rotule, luxation ou subluxation patellaire post opératoire

TAILLES



	Mesure-d	Mesure-f
Taille 1	26 – 29	32 – 36 cm
Taille 2	29 – 33	36 – 40 cm
Taille 2+	29 – 33	40 – 44 cm
Taille 3	33 – 37	40 – 44 cm
Taille 3+	33 – 37	44 – 48 cm
Taille 4	37 – 41	44 – 48 cm
Taille 4+	37 – 41	48 – 52 cm

BORT Asymmetric® Plus

REF 114900

NOUVEAU DESIGN



Med

Pos.No. 22.04.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse textile Soft avec articulations pour repositionnement de la trochlée fémorale
- attelles d'articulation latérales
- demi-anneau latéral en silicone
- sangles de fixation circulaires sur le haut et le bas de la jambe
- classe de compression II

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- filaments de correction de vecteur intégrés: système de bride innovant avec repositionnement de la rotule individuel
- attelles articulées individuellement malléables
- système de tailles plus et par conséquence une mise en place parfaite

INDICATIONS

Position haute de la rotule, latéralisation de la rotule, syndrome de douleur fémoro-patellaire, luxation ou subluxation de la rotule en combinaison avec une instabilité du ligament latéral, post opératoire

TAILLES

	Mesure-d	Mesure-f
Taille 5	41 – 45	52 – 56 cm
Taille 5+	41 – 45	56 – 60 cm
Taille 6	45 – 49	60 – 64 cm
Taille 6+	45 – 49	64 – 68 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

Autre tailles REF 114700 possible avec borde adhésif

**BORT genouillère
avec articulation réglable**
REF 114460



Med

Pos.No. 05.04.13.00.1

**BORT Stabilo®
genouillère avec articulation**
REF 150140



Med

Pos.No. 05.04.13.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- genouillère avec renforts métalliques latéraux articulés pour guider le genou
- extension limitée à 0° et 10°
- limitation de flexion à 30°, 60° et 90°
- sangles de fixation circulaires sur le haut et le bas de la jambe
- s'adapte parfaitement à la forme du corps grâce au système des tailles-plus

COULEUR: ■ argent

MED-EXTRA

- articulation réglable pour la limitation de l'extension et de la flexion
- attelles articulées ajustables anatomiquement avec stabilisation latérale efficace
- attelles au design mince
- la fixation et le réglage de la longueur de la bande Stabilo® sont facilités par le système easyClick

INDICATIONS

Lésions méniscales du genou, instabilité légère à moyenne du ligament latéral du genou, gonarthrose, arthrite, bursite

TAILLES



	Mesure-d	Mesure-f
*Enfants (bleu)	23 – 26	28 – 32 cm
Taille 1	26 – 29	32 – 36 cm
Taille 2	29 – 33	36 – 40 cm
Taille 2+	29 – 33	40 – 44 cm
Taille 3	33 – 37	40 – 44 cm
Taille 3+	33 – 37	44 – 48 cm

DÉTAILS PRODUIT

- genouillère avec renforts métalliques latéraux articulés pour guider le genou
- extension limitée à 0°
- sangles de fixation circulaires sur le haut et le bas de la jambe
- zones à pression réduite aux bords et au niveau du creux poplité
- s'adapte parfaitement à la forme du corps grâce au système des tailles-plus
- aussi pour enfants, voir page 14

COULEUR: ■ argent

MED-EXTRA

- attelles articulées ajustables anatomiquement avec stabilisation latérale efficace
- attelles au design mince
- la fixation et le réglage de la longueur de la bande Stabilo® sont facilités par le système easyClick

INDICATIONS

Instabilité légère à moyenne du ligament latéral du genou, gonarthrose, arthrite

Mesure-d Mesure-f

Taille 4	37 – 41	44 – 48 cm
Taille 4+	37 – 41	48 – 52 cm
Taille 5	41 – 45	52 – 56 cm
Taille 5+	41 – 45	56 – 60 cm
Taille 6	45 – 49	60 – 64 cm
Taille 6+	45 – 49	64 – 68 cm

Veillez indiquer droite ou gauche *Taille enfants seulement pour REF 150140

BORT StabiloPro® orthèse de genou forme ouverte

REF 182300



Med

Pos.No. 22.04.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse soft avec limitation de mouvement pour guidage de la rotule
- articulation polycentrique en aluminium pour une stabilisation en médial et latéral
- extension réglable: 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°
- flexion réglable: 0° (180°), 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- attelle articulée déformable à froid
- matériel perméable à l'air et élastique pour un confort optimal

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- quatre bandes velcro circulaires pour une stabilisation supplémentaire particulièrement sûre
- **complètement ouvrable** et de ce fait facile à enfiler
- système des tailles-plus
- réglage sans outil de la extension et flexion

L'INNOVATION DE BORT :

- Articulation à courbe polaire réglable, basée sur le mouvement physiologique de roulement et de glissement de l'articulation du genou

INDICATIONS

Instabilité moyenne de l'articulation du genou, lésions méniscales du genou, déformation de la rotule, suivi en cas d'intervention arthroscopique du genou, états d'irritation chroniques, post-opératoires et post-traumatiques

TAILLES	Mesure-d	Mesure-f	Mesure-d	Mesure-f
Taille 1	26 - 29	32 - 36 cm	Taille 4+	37 - 41 48 - 52 cm
Taille 2	29 - 33	36 - 40 cm	Taille 5	41 - 45 52 - 56 cm
Taille 2+	29 - 33	40 - 44 cm	Taille 5+	41 - 45 56 - 60 cm
Taille 3	33 - 37	40 - 44 cm	Taille 6	45 - 49 60 - 64 cm
Taille 3+	33 - 37	44 - 48 cm	Taille 6+	45 - 49 64 - 68 cm
Taille 4	37 - 41	44 - 48 cm		



droite et gauche identiques

BORT StabiloPro® orthèse de genou**REF** 182150

Med

Pos.No. 22.04.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse soft avec limitation de mouvement pour guidage de la rotule
- extension réglable : 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°
- flexion réglable : 0° (180°), 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90
- attelle articulée déformable à froid
- avec ouverture rotulienne
- articulation polycentrique en aluminium pour une stabilisation en médial et latéral

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- deux bandes velcro circulaires pour une stabilisation supplémentaire
- système de taille plus
- réglage sans outil de l'extension et de la flexion

L'INNOVATION DE BORT :

- Articulation à courbe polaire réglable, basée sur le mouvement physiologique de roulement et de glissement de l'articulation du genou

INDICATIONS

Instabilité légère à moyenne du ligament du genou, lésions méniscales du genou, gonarthrose, déformation de la rotule

TAILLES	Mesure-d	Mesure-f	Mesure-d	Mesure-f
Taille 1	26-29	32-36 cm	Taille 5	41-45 52-56 cm
Taille 2	29-33	36-40 cm	Taille 5+	41-45 56-60 cm
Taille 2+	29-33	40-44 cm	Taille 6	45-49 60-64 cm
Taille 3	33-37	40-44 cm	Taille 6+	45-49 64-68 cm
Taille 3+	33-37	44-48 cm		
Taille 4	37-41	44-48 cm		
Taille 4+	37-41	48-52 cm		

droite et gauche identiques

BORT Generation orthèse de genou

REF 215400



Generation



Pos.No. 22.04.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse soft avec limitation de mouvement pour guidage et soulagement de l'articulation du genou
- extension réglable : 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°
- flexion réglable : 0° (180°), 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- attelle articulée déformable à froid
- matériau élastique et respirant pour un confort optimal

COULEUR: ■ bleu

GENERATION-EXTRA

- complètement ouvrable
- simple maniement et mise en place de l'orthèse
- des poignées larges garantissent un maniement sûr, demandant peu d'efforts, même en cas de capacité de préhension limitée
- ouverture dans le creux poplité facilite la flexion en position assise
- boucles de renvoi extra-larges
- design attractif et fonctionnel
- **Réglage sans outil de l'extension et de la flexion**

L'INNOVATION DE BORT :

- Articulation à courbe polaire réglable, basée sur le mouvement physiologique de roulement et de glissement de l'articulation du genou

INDICATIONS

Maladies dégénératives, p.ex. instabilité légère à moyenne du ligament du genou, gonarthrose, lésions méniscales du genou

TAILLES	Mesure-d	Mesure-f	Mesure-d	Mesure-f
Taille 1	26 - 29	32 - 36 cm	Taille 5	41 - 45 52 - 56 cm
Taille 2	29 - 33	36 - 40 cm	Taille 5+	41 - 45 56 - 60 cm
Taille 2+	29 - 33	40 - 44 cm	Taille 6	45 - 49 60 - 64 cm
Taille 3	33 - 37	40 - 44 cm	Taille 6+	45 - 49 64 - 68 cm
Taille 3+	33 - 37	44 - 48 cm	Taille 7	49 - 53 68 - 72 cm
Taille 4	37 - 41	44 - 48 cm	Taille 7+	49 - 53 72 - 76 cm
Taille 4+	37 - 41	48 - 52 cm		



droite et gauche identiques

BORT orthèse de genou Soft OA

REF 215440



Generation



Pos.No. 23.04.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de soulagement Soft en cas de gonarthrose médiale/latérale isolée jusqu'à une déviation axiale de 5°
- articulation polycentrique réglable
- limitation de l'extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° et 25°
- limitation de la flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° et 90°
- longueur de l'orthèse: 39 cm

COULEUR: ■ bleu

GENERATION-EXTRA

- confort de port élevé grâce au matériel perméable à l'air
- soulagement ciblé du compartiment médial/latéral du genou
- correction de varus/valgus librement ajustable
- structure légère et fine



BORT Generation:
Pour une meilleure mobilité des personnes âgées
La gamme de produits offrant une grande facilité de maniement

Application du modèle A

- Jambe droite, articulation en position latérale: En cas de gonarthrose en varus (pour la valgisation des jambes en position O)
- Jambe gauche, articulation en position médiale: en cas de gonarthrose en valgus (pour la varisation des jambes en position X)

Application du modèle B

- jambe droite, articulation en position médiale: En cas de gonarthrose en valgus (pour la varisation des jambes en position X)
- Jambe gauche, articulation en position latérale: En cas de gonarthrose en varus (pour la valgisation des jambes en position O)

INDICATIONS

Soulagement partiel du compartiment médial ou latéral dans le cas de la gonarthrose de degré II-III, Bone Bruise (œdème de la moelle osseuse post-traumatique), soins Traitement après une fracture de la tête du tibia médian/latéral (plateau tibial)

TAILLES

	Mesure-d	Mesure-f
Taille 1	32 – 36 cm	38 – 44 cm
Taille 2	36 – 42 cm	44 – 50 cm
Taille 3	42 – 48 cm	50 – 56 cm
Taille 4	48 – 54 cm	56 – 62 cm
Taille 5	54 – 60 cm	62 – 68 cm
Modèle A	droite varus/gauche valgus	
Modèle B	droite valgus/gauche varus	

Veuillez indiquer modèle A ou B

BORT OA-Xpress**REF** 101600

Système easyClick

Med

Pos.No. 23.04.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de soulagement du genou en cas de gonarthrose médiale/latérale isolée jusqu'à une déviation axiale de 5°
- correction de varus/valgus ajustable
- articulation polycentrique réglable
- limitation de l'extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° et 25°
- limitation de la flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° et 90°
- longueur de l'orthèse: 40 cm

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- coques partiellement élastiques pour une bonne adaptation à des circonférences de jambes différentes
- soulagement ciblé du compartiment médial du genou
- structure légère et fine pour un confort de portée optimal

Application du modèle A

- Jambe droite, articulation en position latérale: En cas de gonarthrose en varus (pour la valgisation des jambes en position O)
- Jambe gauche, articulation en position médiale: en cas de gonarthrose en valgus (pour la varisation des jambes en position X)

Application du modèle B

- jambe droite, articulation en position médiale: En cas de gonarthrose en valgus (pour la varisation des jambes en position X)
- Jambe gauche, articulation en position latérale: En cas de gonarthrose en varus (pour la valgisation des jambes en position O)

INDICATIONS

Soulagement partiel du compartiment médial ou latéral dans le cas de la gonarthrose de degré II-III, Bone Bruise (œdème de la moelle osseuse post-traumatique), Traitement après une fracture de la tête du tibia médian/latéral (plateau tibial)

VERSION

Modèle A _____ droite varus/gauche valgus
 Modèle B _____ droite valgus/gauche varus

Seulement une taille

BORT orthèse de genou ROM**REF** 100900

Pos.No. 22.04.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de genou pour la mobilisation
- longueur de l'orthèse réglable par des attelles télescopiques latérales
- limitation de la flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110° et 120°
- limitation de l'extension: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80° et 90°
- immobilisation: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- réglage sans outil des buttés des articulations et de la longueur de l'orthèse
- structure légère et fine pour un confort de port optimal
- enfilage et retrait facile grâce aux fermetures easyClick

INDICATIONS

Pour une mobilisation fonctionnelle précoce post-opératoire/post-traumatique avec limitation de mouvement de l'articulation du genou, état après une lésion des os, de la capsule ou des structures ligamentaires de l'articulation du genou

TAILLE

Seulement une taille

droite et gauche identiques

BORT GenuXpress**REF** 100700

NOUVEAU DESIGN



Pos.No. 22.04.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse à cadre d'après le principe des 4 points pour guidage et stabilisation de l'articulation du genou
- limitation de l'extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25° et 30°
- limitation de la flexion: 0° (180°), 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75° et 90°

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- bonne stabilité du cadre en présence d'un poids propre minimal grâce aux matériaux ultra-modernes
- articulation à courbe polaire réglable, basée sur le mouvement physiologique de roulis-glisement de l'articulation du genou
- réglage sans outil de l'extension et de la flexion

INDICATIONS

Instabilité grave et/ou complexe de l'articulation du genou, lésions méniscales du genou, déformation de la rotule (Genu recurvatum), traitement fonctionnel, pré- et/ou post-opératoire de ruptures ligamentaires (ligaments latéraux ACL, PCL)

TAILLES

Mesure-f Largeur du genou

	small	_ 39-47	8,5-9,5 cm
	small Plus	_ 45-49	8,5-9,5 cm
	medium	_ 47-54	9,5-10,5 cm
	medium Plus	_ 54-61	9,5-10,5 cm
	large	_ 54-61	10,5-11,5 cm
	large Plus	_ 61-68	10,5-11,5 cm
	x-large	_ 61-68	11,5-12,5 cm
	x-large Plus	_ 68-75	11,5-12,5 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT GenuXpress ACL**REF** 100800**NOUVEAU
DESIGN**

Système easyClick

Auto-alignement
Appui tibial

Med

Pos.No. 23.04.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse à cadre d'après le principe des 4 points pour guidage et stabilisation de l'articulation du genou
- limitation de l'extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25° et 30°
- limitation de la flexion: 0° (180°), 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75° et 90°

COULEUR: ■ noir **NOUVEAU****MED-EXTRA**

- bonne stabilité du cadre en présence d'un poids propre minimal grâce aux matériaux ultra-modernes
- articulation à courbe polaire réglable, basée sur le mouvement physiologique de roulis-glisement de l'articulation du genou
- appareil tibial auto-réglable
- réglage sans outil des extension et flexion

**L'INNOVATION DE BORT :**

- Articulation à flexion polaire réglable, basée sur le principe du mouvement physiologique de roulement et de glissement de l'articulation du genou.

**INDICATIONS**

l'instabilité grave et/ou complexe de l'articulation du genou
lésions méniscales du genou, déformation de la rotule (Genu recurvatum)
pré- et/ou post-opératoire de ruptures ligamentaires (ligaments latéraux ACL, PCL)

TAILLES**Mesure-f****Largeur du genou**

small	39-47	_____	8,5-9,5 cm
small Plus	47-54	_____	8,5-9,5 cm
medium	47-54	_____	9,5-10,5 cm
medium Plus	54-61	_____	9,5-10,5 cm
large	54-61	_____	10,5-11,5 cm
large Plus	61-68	_____	10,5-11,5 cm
x-large	61-68	_____	11,5-12,5 cm
x-large Plus	68-75	_____	11,5-12,5 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT ImmoXpress**REF** 145300

Pos.No. 22.04.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de genou pour l'immobilisation du genou en flexion 0° ou 20°.
- avec rotule ouverte, en 3 parties
- attelle médiale et latérale en aluminium, à positionner librement

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- adaptation variable grâce à une structure en 3 parties
- **zone anti-dérapante de grande taille** à l'intérieur de la jambe
- les attelles en aluminium peuvent être retirées pour lavées

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, lésions articulaires, musculaires ou ligamentaires

LONGUEUR DE L'ATTELLE

Taille du corps

40 cm	155 – 165 cm
50 cm	165 – 180 cm
60 cm	plus de 180 cm

**BORT attelle
d'immobilisation réglable****REF** 145080

Pos.No. 22.04.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle de genou pour l'immobilisation de l'articulation du genou
- flexion réglable à 0° ou à 15°
- avec ouverture rotulienne, en une pièce
- attelles médiales et latérales en aluminium
- longueur: 55 cm

COULEUR: ■ bleu/noir

MED-EXTRA

- maniement facile
- agréable à porter grâce au rembourrage en tissu-éponge à l'intérieur
- les attelles en aluminium peuvent être enlevées pour le lavage

INDICATIONS

Préopératoire, post-opératoire, post-traumatique, lésions articulaires, musculaires ou ligamentaires

LONGUEUR DE L'ATTELLE

REF 145080: 55 cm

droite et gauche identiques

**BORT attelle d'immobilisation
avec ouverture rotulienne****REF** 145000

Pos.No. 22.04.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle de genou pour l'immobilisation de l'articulation du genou. Blocage de flexion à 0° et 20°
- avec ouverture rotulienne, en trois parties
- attelles médiales et latérales en aluminium, positionnable à souhait
- aussi pour enfants, voir page 15

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- forme qui s'adapte parfaitement au corps grâce à la construction tripartite
- agréable à porter grâce au rembourrage en tissu-éponge à l'intérieur
- les attelles en aluminium peuvent être enlevées pour le lavage

LONGUEUR DE L'ATTELLE Taille du corps

Enfants (38 cm) _____	80 – 145 cm
45 cm _____	145 – 155 cm
50 cm _____	155 – 165 cm
55 cm _____	165 – 180 cm
60 cm _____	plus de 180 cm

Veuillez indiquer le blocage de flexion 0° ou 20°

droite et gauche identiques

BORT bandage de genou**REF** 104400

Pos.No. 05.04.10.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de genou simple pour une stabilisation légère
- tricotage anatomique
- classe de compression II

COULEURS: ■ beige ■ noir

MED-EXTRA

- maniement facile
- très fin
- version courte

BORT genouillère deux tensions**REF** 054400

Pos.No. 05.04.10.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de genou simple, tricoté en rond pour une stabilisation légère
- classe de compression II

COULEURS: ■ beige ■ bleu

MED-EXTRA

- maniement facile
- très fin

INDICATIONS

Blessures sportives, épanchement articulaire, distorsions, contusions

INDICATIONS

Blessures sportives, épanchement articulaire, distorsions, contusions

TAILLES

Tour du genou

	small	_____	jusqu'à 32 cm
	medium	_____	32 – 37 cm
	large	_____	37 – 42 cm
	x-large	_____	42 – 47 cm

droite et gauche identiques

TAILLES

Tour de genou

	small	_____	jusqu'à 31 cm
	medium	_____	31 – 37 cm
	large	_____	37 – 42 cm
	x-large	_____	42 – 48 cm
	xx-large	_____	48 – 54 cm

droite et gauche identiques

Bon pour le pied: avec un plus de protection et de stabilité - BORT vous accompagne à chaque étape.





DÉTAILS PRODUIT

- chevillère active de haute qualité
- zone d'extension soulageant le dos du pied grâce à l'élasticité longitudinale et transversale du tricot
- deux pelotes en silicone structurées pour massage intermittent

COULEURS: ■ beige ■ argent ■ noir

SELECT-EXTRA

- **tissu tricoté SOFTflex Plus:**
 - SENSIL® Breeze: fibres confort à effet refroidissant
 - structure de surface douce et satinée
- bord supérieur renforcé extra-doux au niveau du mollet
- avec dispositif facilitant l'enfilage séparé inclus

INDICATIONS

États d'irritation post-traumatiques ou post-opératoires chroniques des parties molles de la cheville, arthroses, faiblesse ligamentaire, après déplâtrage, blessures ligamentaires, distorsions de l'articulation tibiotarsienne, tendomyopathie

TAILLES



Tour de la cheville	Taille
_____ jusqu'à 21 cm	small
_____ 21 – 23 cm	medium
_____ 23 – 25 cm	large
_____ 25 – 27 cm	x-large
_____ 27 – 29 cm	xx-large

Autres tailles sur mesure (beige et noir)

Veillez indiquer droite ou gauche



DÉTAILS PRODUIT

- chevillère du tendon d'Achille active comprimant les parties molles
- zone d'extension très élastique dans la zone du coup-de-pied
- grande pelote structurée en silicone pour massage intermittent du tendon d'Achille et de la zone de transition muscles/tendons et de la musculature du mollet

COULEURS: ■ argent ■ noir

SELECT-EXTRA

- enfilage et retrait facilités par la structure semi-ouverte
- fixation simple et facile du bandage par trois fermetures velcro
- cales pour décharge du tendon d'Achille, spécialement en phase aiguë

INDICATIONS

États d'irritation chroniques ou post-traumatiques ou sensibilité à la pression sur le tendon d'Achille, états d'irritation en présence de tatalgie (syndrome de Haglund), achylodynie, irritations et douleurs du tendon d'Achille et des tissus avoisinants, après interventions chirurgicales, p.ex. rupture du tendon d'Achille, bursite achillienne

TAILLES



Tour de la cheville	Taille
_____ jusqu'à 21 cm	small
_____ 21 – 23 cm	medium
_____ 23 – 25 cm	large
_____ 25 – 27 cm	x-large
_____ 27 – 29 cm	xx-large

droite et gauche identiques



DÉTAILS PRODUIT

- chevillère active de qualité avec bande de support Stabilo®, partiellement élastique, positionnable à souhait
- zone d'extension soulageant le dos du pied grâce à l'élasticité longitudinale et transversale du tricot
- pour favoriser la thérapie de positionnement du pied en pronation, en supination ou en position neutre
- avec deux pelotes en silicone structurées pour massage intermittent

COULEURS: ■ argent ■ noir


SELECT-EXTRA

- tissu tricoté **SOFTflex Plus**:
 - BREEZE: fibre de confort
 - structure de surface douce et satinée
- bord supérieur renforcé extra-doux au niveau du mollet
- dispositif facilitant l'enfilage séparé

INDICATIONS

États d'irritation post-traumatiques et post-opératoires chroniques des parties molles de la cheville, arthroses, faiblesse ligamentaire, après déplâtre, blessures ligamentaires, distorsions de l'articulation tibiotarsienne, tendomyopathie

TAILLES

	Tour de la cheville
 small	_____ jusqu'à 21 cm
medium	_____ 21 – 23 cm
large	_____ 23 – 25 cm
x-large	_____ 25 – 27 cm
xx-large	_____ 27 – 29 cm

Autres tailles sur mesure (beige, noir)

Veillez indiquer droite ou gauche



DÉTAILS PRODUIT

- chevillère active comprimant les parties molles avec bande de support Stabilo®, partiellement élastique, positionnable à souhait
- tissu tricoté **SOFTflex 3D** pour un excellent confort
- zone d'extension soulageant le dos du pied
- deux pelotes en silicone structurées pour massage intermittent
- classe de compression II

COULEUR: ■ noir/vert


SPORT-EXTRA

- **COOLMAX®**: le matériel permet l'évacuation de l'humidité
- pour favoriser la thérapie de positionnement du pied en pronation, en supination ou en position neutre
- **tricotage sans latex**

INDICATIONS

États d'irritation post-traumatiques ou post-opératoires chroniques des parties molles de la cheville, arthroses, faiblesse ligamentaire, après déplâtre, blessures ligamentaires, distorsions de l'articulation tibiotarsienne, préventions des malpositions en supination

TAILLES

	Tour de la cheville
 small	_____ jusqu'à 21 cm
medium	_____ 21 – 23 cm
large	_____ 23 – 25 cm
x-large	_____ 25 – 27 cm

droite et gauche identiques

BORT TaloStabil® Sport**REF** 054600SPNOUVEAU
DESIGN

Sport

Pos.No. 05.02.12.00.1

COOLMAX

DÉTAILS PRODUIT

- chevillère comprimant les parties molles
- tissu tricoté **SOFTflex 3D** pour un excellent confort
- z- one d'extension soulageant le dos du pied
- deux pelotes en silicone pour massage intermittent
- classe de compression II

COULEUR: ■ noir/vert

SPORT-EXTRA

- **COOLMAX®**: le matériel permet l'évacuation de l'humidité, agréable à porter, reste sec
- forme idéale pour les activités sportives
- tricotage sans latex
- design sportif moderne (avec label réfléchissant)

INDICATIONS

États d'irritation post-traumatiques et post-opératoires chroniques des parties molles de la cheville, distorsion, faiblesse ligamentaire, après déplâtrage, blessures ligamentaires, distorsions de l'articulation tibiotarsienne, arthrose

TAILLES

Tour de la cheville



small	_____	jusqu'à 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm
x-large	_____	27 – 29 cm

droite et gauche identiques



DÉTAILS PRODUIT

- cheville du tendon d'Achille active
- tissu tricoté SOFTflex 3D pour un excellent confort
- zone d'extension soulageant le dos du pied
- grande pelote structurée en silicone pour massage intermittent du tendon de l'Achille
- bord supérieur renforcé extra-doux au niveau du mollet

COULEUR: ■ noir/vert

SPORT-EXTRA

- COOLMAX®: le matériel permet l'évacuation de l'humidité
- cales pour décharge du tendon d'Achille, spécialement en phase aiguë
- zone de confort intégrée en tricotage fonctionnel Dynamic Flex
- tricotage sans latex

INDICATIONS

États d'irritation chroniques ou post-traumatiques ou sensibilité à la pression sur le tendon d'Achille, p.ex. en présence de tatalgie (syndrome de Haglund), achyllo-dynie, après interventions chirurgicales, rupture du tendon d'Achille, bursite achillienne

TAILLES Tour de la cheville

	small	—	jusqu'à 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm
	xx-large	_____	27 – 29 cm

droite et gauche identiques



DÉTAILS PRODUIT

- cheville active de haute qualité comprimant les parties molles
- la zone d'extension très élastique dans la zone sensible du coup-de-pied facilite l'enfilage et le retrait
- tricotage fonctionnel pour un confort de portée élevé
- deux pelotes en silicone pour massage intermittent

COULEUR: ■ bleu

GENERATION-EXTRA

- enfilage et retrait facilités par la structure ouverte, même en cas de mobilité réduite
- fixation simple et facile du bandage par deux fermetures velcro
- design attractif et fonctionnel

INDICATIONS

États d'irritation post-traumatiques et post-opératoires chroniques des parties molles au niveau de la cheville, distorsion, faiblesse ligamentaire, après déplaçage, blessures ligamentaires, arthrose

TAILLES Tour de la cheville

	small	—	jusqu'à 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm
	xx-large	_____	27 – 29 cm

droite et gauche identiques

BORT TaloStabil®

REF 054600

NOUVEAU
DESIGN

Pos.No. 05.02.12.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- chevillère comprimant les parties molles
- zone d'extension soulageant le dos du pied grâce à l'élasticité longitudinale et transversale du tricot
- **tissu tricoté SOFTflex** pour un confort accru
- deux pelotes en silicone pour massage intermittent
- classe de compression II
- **aussi pour enfants**, voir page 16

COULEURS: ■ argent ■ noir

ECO-EXTRA


- structure de surface douce et satinée
- réduction de la pression au niveau du bord de la cheville
- système de taille plus, donc très bonne coupe

INDICATIONS

douleurs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires États d'irritation des tissus mous dans la Au niveau de l'articulation de la cheville, distorsion, Faiblesse ligamentaire, après un plâtre, blessures des ligaments, arthrose

TAILLES

Mesure-b Mesure-b1

	Enfants (bleu) 17 – 19 cm
small	jusqu'à 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm
xx-large	27 – 29 cm 32 – 34 cm
xx-large+	27 – 29 cm 33 – 36 cm
xxx-large	29 – 32 cm 35 – 37 cm
xxx-large+	29 – 32 cm 36 – 39 cm

droite et gauche identiques

BORT TaloStabil®

Eco

REF 054650

NOUVEAU
DESIGN

Pos.No. 05.02.14.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- chevillère active avec Bande-Stabilo®, partiellement élastique, librement positionnable
- **tissu tricoté SOFTflex** pour un confort accru
- pour favoriser la thérapie de positionnement du pied en pronation, en supination ou en position neutre
- deux pelotes en silicone pour massage intermittent
- classe de compression II

COULEUR: ■ argent

ECO-EXTRA


- structure de surface douce et satinée
- bord à pression réduite dans la zone de la cheville

INDICATIONS

les douleurs chroniques, post-traumatiques ou états d'irritation des tissus mous postopératoires dans la au niveau de l'articulation de la cheville, arthrose, Faiblesse ligamentaire, après un plâtre, Blessures des ligaments, distorsion de l'OSG, Prophylaxie de la supination

TAILLES

Tour de cheville

	small	_____	jusqu'à 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm
	xx-large	_____	27 – 29 cm
	xxx-large	_____	29 – 31 cm

droite et gauche identiques



DÉTAILS PRODUIT

- chevillère du tendon d'Achille
- tissu tricoté SOFTflex pour un confort accru
- pelote viscoélastique dans la zone para-achilléenne pour massage intermittent
- cales pour décharge du tendon d'Achille en phase aiguë
- classe de compression II

COULEURS: ■ argent ■ noir


ECO-EXTRA

- structure de surface douce et satinée
- bord à pression réduite dans la zone de la cheville

INDICATIONS

États d'irritation chroniques ou post-traumatiques ou sensibilité à la pression sur le tendon d'Achille, états d'irritation en présence de tatalgie (syndrome de Haglund), achylodynie, irritations et douleurs du tendon d'Achille et des tissus avoisinants, post-opératoires, p.ex. rupture du tendon d'Achille, bursite achillienne

TAILLES Tour de la cheville

	small	—	jusqu'à 21 cm
	medium	—	21 – 23 cm
	large	—	23 – 25 cm
	x-large	—	25 – 27 cm
	xx-large	—	27 – 29 cm

Autres tailles sur mesure possible (beige)

droite et gauche identiques



DÉTAILS PRODUIT

- chevillère tricotée en forme comprimant les parties molles
- deux pelotes en silicone pour massage intermittent
- tricot en microfibre, souple à manier
- classe de compression II

COULEURS: ■ beige ■ gris minéral ■ graphit (Tricot plat)


MED-EXTRA

- bord à pression réduite dans la zone de la cheville
- talon tricoté en forme avec une forme adaptée à l'enfilage

INDICATIONS

États d'irritation post-traumatiques et post-opératoires chroniques des parties molles de la cheville, distorsion, faiblesse ligamentaire, après déplâtrage, blessures ligamentaires, arthrose

TAILLES Tour de la cheville

	small	—	jusqu'à 21 cm
	medium	—	21 – 23 cm
	large	—	23 – 25 cm
	x-large	—	25 – 27 cm

droite et gauche identiques

**BORT activemed
chevillère Plus****REF** 220650

Pos.No. 05.02.14.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de cheville tricoté en forme avec bande Stabilo®, partiellement élastique, librement positionnable
- positionnement de soutien thérapeutique du pied en position de pronation, de supination ou de position neutre
- deux pelotes en silicone pour un massage intermittent
- tissu en microfibrilles, doux au toucher
- classe de compression II

COULEUR: ■ graphit (Tricot plat)

MED-EXTRA

- bord à pression réduite dans la zone de la cheville
- s'adapte bien à la forme du corps grâce au talon tricoté en forme

INDICATIONS

Irritations chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles dans la région de l'articulation de la cheville, arthrose, faiblesse ligamentaire, après déplâtrage, blessures ligamentaires, distorsions de l'articulation tibiotarsienne, prévention de la supination

TAILLES



small	_____	jusqu'à 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm

droite et gauche identiques

**BORT activemed
chevillère du tendon d'Achille****REF** 220900

Pos.No. 05.02.20.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- chevillère du tendon d'Achille
- pelote viscoélastique dans la zone para-achilléenne pour massage intermittent
- cales pour soulagement du tendon d'Achille en phase aiguë
- classe de compression II

COULEURS: ■ beige ■ gris minéral
■ graphit (Tricot plat)

MED-EXTRA

- bord à pression réduite dans la zone de la cheville
- talon tricoté en forme avec une forme adaptée à l'enfilage

INDICATIONS

États d'irritation chroniques ou post-traumatiques ou sensibilité à la pression sur le tendon d'Achille, états d'irritation en présence de tatalgie (syndrome de Haglund), achylodynie, irritations et douleurs du tendon d'Achille et des tissus avoisinants, post-opératoires, p.ex. rupture du tendon d'Achille, bursite achilléenne

BORT Helix S Spiraldynamik® cheville AST**REF** 053200

Pos.No. 05.02.14.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- cheville pour soutien de la torsion de l'arrière-pied et redressement de la voûte plantaire
- bande de torsion non élastique dans la zone de l'articulation inférieure de la cheville et de l'arrière-pied
- bandes fines et élastiques
- tricot 3 D en forme anatomique
- deux pelotes en silicone
- bord supérieur renforcé extra-doux au niveau du mollet
- aussi pour enfants, voir page 15
- emballage: 1 pièce

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- stabilisation de l'articulation de la cheville et activation de la musculature du pied grâce à l'effet de compression
- brides de support fonctionnelles en présence de déformations classiques du pied (p.ex. pied plat-pied éventail)
- confort de port agréable même pendant une activité intense
- manipulation facilitée
- avec dispositif facilitant l'enfilage séparé inclus

INDICATIONS

Douleurs aux pieds suite aux anomalies de la statique et malformations du pied à cause d'un dysfonctionnement, états d'irritation post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles au niveau de l'articulation inférieure de la cheville et du tarse, p. ex. en cas d'arthrose, de faiblesse ligamentaire, p.ex. pied plat, pied éventail

TAILLES

Tour de la cheville



x-small/Enfants	17 – 19 cm
small	19 – 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm
xx-large	27 – 29 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT Stabilo®
soutien pour cheville**REF** 114100

Med

Pos.No. 22.02.03.00.1

BORT TalofX®**REF** 054800

Med

Pos.No. 22.02.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage de cheville **avec lacets** pour la stabilisation des articulations inférieures et supérieures de la cheville
- prise en main sûre grâce à des éléments à crochets et oeillets variables
- degré de stabilisation réglable individuellement
- élément de stabilisation en matière plastique en forme de U
- matériel perméable non élastique

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA


- bande de support Stabilo® en velcro pour la stabilisation supplémentaire et limitation de l'avancement du talus
- utilisable dans les chaussures

INDICATIONS

Protection post-opératoire, après reconstruction ligamentaire, thérapie conservatrice de distorsions de l'articulation de la cheville et ruptures ligamentaires, immobilisation en présence d'états irritatifs inflammatoires, rhumatismes, arthrite, tendinites, blessures ligamentaires

TAILLES

Tour de la cheville

	x-small	_____	jusqu'à 19 cm
	small	_____	19 – 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm

droite et gauche identiques

DÉTAILS PRODUIT

- bandage soft sous forme de chevillère pour la stabilisation des articulations supérieures et inférieures de la cheville
- enveloppes capitonnées bilatérales avec coussins doux en MemoryMousse
- brides en croix avec technologie Dynamic Force Control (DFC)
- matériel élastique, imperméable à l'humidité
- Orthèse s'ouvrant complètement à l'arrière, pour un accès facile
- **aussi pour enfants**, voir page 17

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA


- design mince
- utilisable dans les chaussures
- limitation de l'avancement du talus, grande stabilité
- positionnement de l'articulation de la cheville en pronation ou en supination

INDICATIONS

Protection post-opératoire d'une reconstruction ligamentaire, thérapie conservatrice de distorsions de l'articulation de la cheville et ruptures ligamentaires, immobilisation en présence d'états irritatifs inflammatoires, arthrite, blessures ligamentaires, traitement de traumatismes de pronation et de supination

TAILLES

Tour de la cheville

	Enfants	_____	17 – 19 cm
	small	_____	19 – 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT MalleoXpress

REF 100560



Pos.No. 22.02.04.00.1

BORT MalleoXpress Active

REF 100580



Pos.No. 22.02.04.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- cheville soft pour la mobilisation et la stabilisation efficace des articulations supérieures et inférieures de la cheville
- structure modulaire, démontable en cours de thérapie
- réduction du glissement du talus grâce à une tenue intelligente des brides
- enveloppes bilatérales, avec rembourrage moelleux en mousse à effet «memory»
- stabilisation supplémentaire grâce à un module de semelle démontable en phase aiguë

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- complètement ouvrable pour une mise en place facile
- peut être porté dans les chaussures
- prise en main facile et stabilisation en continu grâce à un système de «boa fit»

INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique, thérapie conservatrice de distorsions de l'articulation de la cheville (degré II-III) et ruptures ligamentaires, Protection post-opératoire, instabilités chroniques des articulations supérieures et inférieures de la cheville, instabilités aiguës et chroniques des ligaments capsulaires

TAILLES

Tour de la cheville

	small	19 – 21 cm
	medium	21 – 23 cm
	large	23 – 25 cm
	x-large	25 – 27 cm

Veillez indiquer droite ou gauche

DÉTAILS PRODUIT

- bandage soft sous forme de cheville pour la mobilisation et la stabilisation des articulations supérieures et inférieures de la cheville
- réduction du glissement du talus grâce à une tenue intelligente des brides
- enveloppes bilatérales, avec rembourrage moelleux en mousse à effet «memory»

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- complètement ouvrable pour une mise en place facile
- prise en main sûr et facile
- stabilisation en continu grâce à un système de fermeture «boa»
- peut être porté sans problème avec chaussure de sport et de ville

INDICATIONS

Protection post-opératoire d'une reconstruction ligamentaire, thérapie conservatrice de distorsions de l'articulation de la cheville et ruptures ligamentaires, immobilisation en présence d'états irritatifs inflammatoires, arthrite, blessures ligamentaires, traitement de traumatismes de pronation et de supination

TAILLES

Tour de la cheville

	small	19 – 21 cm
	medium	21 – 23 cm
	large	23 – 25 cm
	x-large	25 – 27 cm

Veillez indiquer droite ou gauche

BORT orthèse MalleoStabil®**REF** 100500

Med

Pos.No. 22.02.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de la cheville avec rembourrage air, gel et mousse pour stabiliser la cheville et limiter la pronation et la supination
- coque en matière plastique, forme anatomique
- avec deux possibilités de rembourrage disponibles en set:
- solution de gel refroidi à employer en phase aiguë
- rembourrage en mousse à effet mémoire (Memory-Mousse) pour une portée confortable en phase de rééducation
- **aussi pour enfants**, voir page 16

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- ne gêne pas pendant la marche
- facilement positionnable grâce à des fermetures velcro

**BORT MalleoStabil®
Soft-orthèse****REF** 100520

- seulement avec coussins en Memory-Mousse

**BORT MalleoStabil®
Air/Gel-orthèse****REF** 100540

- seulement avec coussins d'air/gel

INDICATIONS

Protection post-opératoire d'une suture ou reconstruction ligamentaire, thérapie conservatrice suite à des distorsions de l'articulation de la cheville de tout niveau de gravité, thérapie fonctionnelle des ruptures ligamentaires, fractures de l'articulation de la cheville (Weber A), instabilités ligamentaires chroniques, réduction de la phase sous plâtre, blessures ligamentaires, distorsions de l'articulation tibiotarsienne, traitement de traumatismes de pronation ou de supination, lésion du ligament talo-fibulaire

TAILLES

Taille du corps

Taille 1/Enfants _____ jusqu'à 155 cm
 Taille 2 _____ plus de 155 cm

droite et gauche identiques



DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour la stabilisation des articulations supérieures et inférieures de la cheville
- degré de stabilisation réglable au moyen de bridage partiellement élastique
- construction très mince et fine
- utilisable sans problème dans des chaussures
- stabilisation efficace de la cheville avec un grand confort de portée

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- **complètement ouvrable pour une mise en place facile**
- grande stabilisation avec un poids propre faible grâce aux matériaux les plus modernes

INDICATIONS

Thérapie conservatrice de distorsions de la cheville et ruptures ligamentaires, protection post-opératoire d'une suture ou reconstruction ligamentaire, immobilisation en présence d'états irritatifs inflammatoires, rhumatismes, arthrite, tendinites, traitement de traumatismes de pronation et de supination

TAILLES

Mesure-h

	small	_____	27 – 31 cm
	medium	_____	31 – 34 cm
	large	_____	34 – 40 cm



DÉTAILS PRODUIT

- bandage releveur de pied dynamique en matière textile
- bride de soutien en 8
- bride latérale non élastique
- soutien du relèvement du pied dans l'articulation supérieure de la cheville
- stabilisation de l'articulation inférieure de la cheville
- confort optimal grâce à une forte teneur en coton
- effet de pronation

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- pose simple grâce au marquage sur la bride
- posable avec une seule main
- effet de levier grâce à deux longueurs de bandage pour l'avant-pied

INDICATIONS

Paralysie périméale de toute étendue, spécialement en cas de parésies légères à moyennes du muscle élévateur du pied/des orteils (degré d'intensité 2-4)

TAILLES

Tour de la cheville

	x-small	_____	17 – 19 cm
	small	_____	19 – 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm

court jusqu'à pointure 40
long plus grand que pointure 40

Veuillez indiquer droite ou gauche

Indiquer droite/gauche, court/long

BORT attelle péronale**REF** 470620

APOPLEXIE

Med

Pos.No. 22.03.05.00.1

**BORT attelle péronale,
semelle longue****REF** 470630

APOPLEXIE

Med

Pos.No. 22.03.05.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- attelle releveur de pied en polypropylène pour soulever le pied en phase de rotation
- semelle $\frac{3}{4}$ jusqu'aux articulations basales des orteils

COULEUR: blanc

MED-EXTRA

- retravaillé en thermoplastique
- à porter également dans des chaussures fermées
- semi-monocoque hautement flexible dans la zone du mollet
- fixation par bandes velcro pour adaptation individuelle à tous les tours de mollet
- poids réduit
- facile à nettoyer

INDICATIONS

Paralysie flasque des muscles releveurs du pied, mobilité réduite du patient p.ex. à cause d'une paralysie du nerf sciatique, lésion d'un nerf rachidien, poliomyélite, apoplexie

TAILLES	Pointures
small _____	36 – 39
medium _____	40 – 43
large _____	44 – 48

Veuillez indiquer droite ou gauche

DÉTAILS PRODUIT

- attelle releveur de pied en polypropylène pour soulever le pied en phase de rotation
- modèle avec semelle longue

COULEUR: blanc

MED-EXTRA

- retravaillé en thermoplastique
- à porter également dans des chaussures fermées
- fixation par bandes velcro pour adaptation individuelle à tous les tours de mollet
- poids réduit
- facile à nettoyer

INDICATIONS

Paralysie flasque des muscles releveurs du pied, mobilité réduite du patient p.ex. à cause d'une paralysie du nerf sciatique, lésion d'un nerf rachidien, poliomyélite, apoplexie

TAILLES	Pointures
small _____	35 – 37
medium _____	37 – 39
large _____	39 – 41
x-large _____	41 – 44
xx-large _____	44 – 47

Veuillez indiquer droite ou gauche



DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour l'immobilisation de la région jambe-pied dans une position donnée.
- modèle court avec un faible poids propre
- design ergonomique et utilisation confortable ainsi que réajustement du coussin à vide intégré de grande surface
- semelle de soutien thérapeutique avec très bonnes propriétés de déroulement
- longueur de pied réglable grâce à une barre de protection des orteils ajustable

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- version courte sur le bas de la jambe
- revêtement amovible
- système de vide de grande surface pour l'insertion exacte et la stabilisation du pied et de la jambe
- 2 sous-chaussette inclus

INDICATIONS

Immobilisation pré- ou post-opératoire/post-traumatique de l'avant-pied et du métatarse, fracture du métatarse, lésions des tissus mous, distorsions

TAILLES

	Pointures
small	35 – 40
medium	40 – 45
large	45 – 50

droite et gauche identiques



DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour l'immobilisation de la région de la jambe et du pied dans une position prédéfinie
- modèle long avec un faible poids propre
- design ergonomique et utilisation confortable ainsi que réajustement du coussin à vide intégré de grande surface
- semelle de soutien thérapeutique avec très bonnes propriétés de déroulement
- longueur de pied réglable grâce à une barre de protection des orteils ajustable

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- version longue sur le bas de la jambe
- réglage en continu de la largeur au niveau du mollet
- revêtement amovible
- système de vide de grande surface pour l'insertion exacte et la stabilisation du pied et de la jambe
- 2 sous-chaussette inclus

INDICATIONS

Immobilisation pré- ou postopératoire/post-traumatique de la région de la jambe et du pied, fractures stables du pied et/ou de la cheville, fractures distales, stables de la jambe, distorsions graves de la cheville

BORT X-Walker Achillo**REF** 101320Avec
système
à vide

PIÈCES DE RECHANGE

Jeu de cales
de talonKit de doublure
(revêtement de doublure,
cousin à vide et pompe)

Pos.No. 23.02.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse jambe-pied pour l'immobilisation dans une position définie et réglable
- version longue avec un faible poids Poids propre
- design ergonomique et utilisation confortable ainsi que réajustement du coussin à vide intégré de grande surface
- semelle de soutien thérapeutique avec de très bonnes propriétés de déroulement
- longueur de pied réglable grâce à une barre de protection des orteils ajustable

COULEUR: ■ gris

PIÈCES DE RECHANGE POUR TOUTES
BORT X-WALKER

MED-EXTRA

- set de cales de talon à cinq niveaux pour ajuster la position thérapeutique du pied en pointe
- réglage en continu de la largeur au niveau du mollet
- revêtement amovible
- système de vide de grande surface pour l'insertion exacte et la stabilisation du pied et de la jambe
- 2 sous-chaussette inclus

ACCESSOIRE POUR TOUTES BORT
X-WALKER:**REF** 100370

BORT Sous-chaussette Walker

REF 100380

BORT Housse contre l'humidité

REF 100390

BORT Housse pour la nuit

INDICATIONS

Rupture du tendon d'Achille, immobilisation pré- ou post-opératoire/post-traumatique de la région jambe-pied, post-opératoire en cas de suture du tendon d'Achille

TAILLES

Pointures

small	_____	35 – 40
medium	_____	40 – 45
large	_____	45 – 50

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT
X-Walker AIR court
REF 101250



Pos.No. 22.03.03.00.1

BORT
X-Walker AIR long
REF 101200



Pos.No. 22.03.03.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour l'immobilisation de la région de la jambe inférieure et du pied dans une position prédéfinie
- modèle court avec faible poids propre
- design ergonomique et utilisation confortable, ajustement facile grâce à un coussin d'air de grande surface
- semelle de soutien thérapeutique avec très bonne propriété de déroulement
- longueur du pied réglable grâce à l'étrier de protection des orteils ajustable

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- version courte pour la jambe inférieure
- coussin d'air de grande surface pour l'insertion exacte et la stabilisation de la partie du corps concernée
- facile à utiliser
- 2 sous-chaussette inclus

INDICATIONS

Immobilisation pré- ou postopératoire/post-traumatique de la région de l'avant-pied et du métatarse, fracture du métatarse, blessures des parties molles, distorsions

TAILLES

small _____
medium _____
large _____

Pointures

35 – 40
40 – 45
45 – 50

droite et gauche identiques

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse pour l'immobilisation de la région de la jambe inférieure et du pied dans une position prédéfinie
- modèle long avec faible poids propre
- design ergonomique et utilisation confortable, ajustement grâce à un coussin d'air de grande surface dans la région de la jambe inférieure et du pied
- semelle de soutien thérapeutique avec très bonne propriété de déroulement
- longueur du pied réglable grâce à l'étrier de protection des orteils ajustable

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- version longue pour la jambe inférieure
- réglage en continu de la largeur au niveau du mollet
- coussin d'air de grande surface pour l'insertion exacte et la stabilisation du pied et de la jambe
- 2 sous-chaussette inclus

INDICATIONS

Immobilisation pré- ou postopératoire/post-traumatique de la région de la jambe inférieure et du pied, fractures stables du pied et/ou de la cheville, fractures distales stables de la jambe inférieure, distorsions graves de la cheville

BORT X-Walker AIR Achillo**REF** 101220**NOUVEAU**

PIÈCES DE RECHANGE



Jeu de cales de talon

Med

Pos.No. 23.02.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse jambe inférieure-pied pour l'immobilisation dans une position définie et réglable
- modèle long avec faible poids propre
- conception ergonomique et utilisation confortable, ajustement grâce à un coussin d'air de grande surface dans la zone de la jambe inférieure et du pied
- semelle de soutien thérapeutique avec très bonne propriété de déroulement
- longueur du pied réglable grâce à l'étrier de protection des orteils ajustable

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- jeu de cinq talonnettes permettant d'ajuster la position thérapeutique du pied en équin
- réglage en continu de la largeur au niveau du mollet
- Abnehmbarer Bezug
- coussin d'air de grande surface pour l'insertion exacte et la stabilisation du pied et de la jambe inférieure
- 2x sous-chaussette inclus

ACCESSOIRE POUR TOUTES BORT X-WALKER AIR :

REF 100370

BORT Sous-chaussette Walker

REF 100380

BORT Housse contre l'humidité

REF 100390

BORT Housse pour la nuit

INDICATIONS

Rupture du tendon d'Achille, immobilisation pré- ou postopératoire/post-traumatique de la région de la jambe inférieure et du pied, postopératoire en cas de suture du tendon d'Achille

TAILLES

Pointures

small	35 – 40
medium	40 – 45
large	45 – 50

Veuillez indiquer droite ou gauche



DÉTAILS PRODUIT

- orthèse servant à immobiliser la région inférieure de la jambe et du pied en position définie
- version courte
- design ergonomique et manipulation confortable des deux coussins d'air intégrés et réglables individuellement
- semelle de soutien thérapeutique avec très bonne propriété de déroulement
- armature réglable de protection des orteils

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- version courte pour la jambe inférieure
- AirSystem à deux chambres pour l'insertion du pied et de l'articulation inférieure de la cheville
- 2 sous-chaussette inclus

INDICATIONS

Immobilisation pré- ou post-opératoire/post-traumatique en région de l'avant-pied et du métatarse, fracture du métatarse, blessures des parties molles, distorsions

TAILLES	Pointures
x-small _____	jusqu'à 35
small _____	35 – 39
medium _____	39 – 43
large _____	43 – 46
x-large _____	plus de 46

droite et gauche identiques



DÉTAILS PRODUIT

- orthèse servant à immobiliser la région inférieure de la jambe et du pied en position définie
- version longue de faible poids
- design ergonomique et manipulation confortable des deux coussins d'air intégrés et réglables individuellement
- semelle de soutien thérapeutique avec très bonne propriété de déroulement
- armature réglable de protection des orteils

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- version longue pour la jambe inférieure
- AirSystem à deux chambres pour une insertion exacte du pied et de la jambe inférieure
- 2 sous-chaussette inclus

INDICATIONS

Immobilisation pré- ou post-opératoire/post-traumatique de la jambe inférieure et du pied, fracture du pied et/ou de l'articulation de la cheville stable, fracture de la jambe inférieure distale, distorsions de l'articulation inférieure de la cheville graves

TAILLES	Pointures
x-small _____	jusqu'à 35
small _____	35 – 39
medium _____	39 – 43
large _____	43 – 46
x-large _____	plus de 46

droite et gauche identiques

BORT
Air Walker Achillo®
REF 100320



Med

Pos.No. 23.02.01.00.1

BORT
Night Splint
REF 100490

NOUVEAU



Med

Pos.No. 22.03.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse jambe inférieure-pied permettant une immobilisation dans des positions articulaires définies et réglables
- design ergonomique et manipulation confortable des deux coussins d'air intégrés et réglables individuellement
- semelle de soutien thérapeutique avec très bonne propriété de déroulement

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- set de cinq talonnettes permettant de régler la position en équin du pied
- AirSystem à deux chambres pour une insertion exacte du pied et de la jambe inférieure
- 2 sous-chaussette inclus

INDICATIONS

Rupture du tendon d'Achille, immobilisation pré- ou post-opératoire/post-traumatique de la jambe inférieure et du pied, post-opératoire en cas d'une suture du tendon d'Achille

TAILLES	Pointures
x-small _____	jusqu'à 35
small _____	35 – 39
medium _____	39 – 43
large _____	43 – 46
x-large _____	plus de 46

Veuillez indiquer droite ou gauche

DÉTAILS PRODUIT

- attelle de stabilisation dorsale pour l'immobilisation du pied
- protection latérale antibasculement
- structure de la coque légère et aérée

COULEUR: ■ gris

MED-EXTRA

- sangles réglables pour une extension dorsale de 0° à 10°
- semelle antidérapante
- rembourrage lavable
- sangles rembourrées avec fermetures rapides

INDICATIONS

Toutes les indications nécessitant un positionnement et une immobilisation du pied, par exemple état après accident vasculaire cérébral, paralysie cérébrale infantile (PCI), fasciite plantaire, tendinopathie du tendon d'Achille, prophylaxie du pied équin, immobilisation postopératoire

TAILLES	Pointures
small _____	35 – 38
medium _____	39 – 42
large _____	43 – 46

droite et gauche identiques

BORT chaussure de pansement forme fermée**REF** 930300

Pos.No. 26.01.04.02.1

DÉTAILS PRODUIT

- chaussure de pansement forme fermée
- semelle anti-dérapante
- matériaux perméables à l'air

- emballage: par pièce

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- ajustement individuel initial et ultérieur de la semelle intérieure et de la semelle extérieure EVA
- s'ouvre complètement
- enfilage confortable
- très agréable à porter

BORT chaussure de pansement forme ouverte**REF** 930180

Pos.No. 26.01.04.02.1

DÉTAILS PRODUIT

- chaussure de pansement forme ouverte
- semelle anti-dérapante
- matériaux perméables à l'air

- emballage: par pièce

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- ajustement individuel initial et ultérieur de la semelle intérieure et de la semelle extérieure
- s'ouvre complètement
- enfilage confortable
- très agréable à porter

ACCESSOIRES:

REF 990970 BORT Embout de pied

INDICATIONS

En post-opératoire et pour plaies diverses même soignées par bandages extensibles et éventuellement rembourrées dont le processus de guérison s'étend sur une longue période et permet au moins une sollicitation partielle du pied même en dehors de la maison. Pas besoin d'une semelle supplémentaire

	Pointures
_____	34 – 35
_____	36 – 37
_____	38 – 39
_____	40 – 41
_____	42 – 43
_____	44 – 45
_____	46 – 47

droite et gauche identiques

**BORT chaussure
de pansement Confort****REF** 930320

Med

Pos.No. 26.01.04.03.1

**BORT Chaussure utilisable
comme pansement pour diabétiques****REF** 930400R/930400L

Med

Pos.No. 26.01.04.02.1

Rembourrage
avec éléments en
nid d'abeilles

DÉTAILS PRODUIT

- chaussure de pansement
- coupe extra-large de la zone de l'avant-pied et des orteils
- fermeture en zip dans la zone du talon
- semelle souple et flexible anti-glisse

- emballage: par paire
(REF) 930 320R ou 930 320L

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- maintien sûr et confortable pour
- pieds sensibles
- ajustement individuel de la largeur
- par fermeture velcro
- s'ouvre complètement, marche confortable

INDICATIONS

Voir p. 152 identique (REF) 930300/180

DÉTAILS PRODUIT

- chaussure utilisable comme pansement, ouverte avec capuchon pour avant-pied/orteils amovible
- insertion de rembourrage doux amovible doté d'une structure en nid d'abeilles
- semelles raides antidérapantes avec aide au déroulement
- emballage: par pièce

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- insertion de rembourrage doux avec éléments en nid d'abeilles amovibles individuellement pour réduction de la pression locale
- protection supplémentaire par un capuchon pour avant-pied/orteils amovible
- pas de couture sur la face intérieure

INDICATIONS

Blessures dans la zone du pied et de la cheville en raison de diabète sucré, maladies d'occlusion artérielle périphérique (MOAP), autres plaies dans la zone du pied et de la cheville, post-traumatique, post-opératoire

Pointures

_____	36	_____	42
_____	37	_____	43
_____	38	_____	44
_____	39	_____	45
_____	40	_____	46
_____	41	_____	47

Livraison par pièce ou paire

Veuillez indiquer droite ou gauche

Pointures

_____	35 – 36
_____	37 – 38
_____	39 – 40
_____	41 – 42
_____	43 – 44
_____	45 – 46
_____	47 – 48

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT chaussure de soulagement pour la partie antérieure du pied REF 930140

Pos.No. 26.01.04.02.1

DÉTAILS PRODUIT

- chaussure de soulagement pour la partie antérieure du pied
- semelle anti-dérapante
- capuchon de protection des orteils inclus
- matériaux perméables à l'air
- emballage: par pièce

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- répartition de la pression sur le métatarse ou sur l'arrière-pied (talon)
- ajustement individuel initial et ultérieur de la semelle intérieure et de la semelle extérieure EVA

INDICATIONS

Post-opératoire, plaies/blessures de la partie antérieure du pied et sous la plante du pied, post-opératoire après ostéotomie de la partie antérieure du pied

	Pointures
_____	33 – 35
_____	36 – 38
_____	39 – 41
_____	42 – 44
_____	45 – 47

droite et gauche identiques

BORT chaussure de soulagement du talon REF 930160

Pos.No. 26.01.04.02.1

DÉTAILS PRODUIT

- chaussure de soulagement du talon
- semelle anti-dérapante
- côtés concaves du talon
- matériaux perméables à l'air
- emballage: par pièce

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- répartition de la pression sur le métatarse ou sur l'avant-pied
- meilleure stabilité pendant la marche
- ajustement individuel initial et ultérieur de la semelle intérieure et de la semelle extérieure EVA

INDICATIONS

Post-opératoire, plaies/blessures dans la partie postérieure du pied à la plante du pied

	Pointures
_____	35 – 37
_____	38 – 40
_____	41 – 43
_____	44 – 46

droite et gauche identiques

**BORT bandage
métatarsal avec pelote****REF** 112070

Pos.No. 05.01.02.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- bandage élastique pour pied en éventail avec pelote
- pelote insérée dans une pochette
- soutien et redressement de la voûte plantaire de l'os du médio-pied

- emballage: par paire

COULEUR: ■ beige

MED-EXTRA

- maniement extra-facile
- pelote amovible

**BORT
chevillère à double tension****REF** 054500

Pos.No. 05.02.11.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- chevillère simple
- forme anatomique
- talon fermé
- classe de compression II

COULEURS: ■ beige ■ bleu

MED-EXTRA

- très fine, agréable à porter
- tricoté en rond sans coutures

INDICATIONS

Douleurs chroniques en cas de pied en éventail, pied plat ou pied en éventail, métatarsalgie



Pourtour de l'avant-pied en cm

_____ 16, 17, 18, 19, 20,
_____ 21, 22, 23, 24, 25, 26

INDICATIONS

Blessures de l'articulation de la cheville, après déplâtrage, irritations des tendons



TAILLES

Tour de la cheville

small _____ jusqu'à 21 cm
medium _____ 21 – 23 cm
large _____ 23 – 25 cm
x-large _____ 25 – 27 cm

Livraison par paire

droite et gauche identiques

BORT Valco® SOFT
orthèse pour hallux valgus

REF 930030



Pos.No. 22.01.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse textile pour hallux valgus pour une correction ou postopératoire de stabilisation du gros orteil et de l'articulation articulation métatarso-phalangienne du gros orteil
- attelle de renfort latérale en aluminium peut être remplacée au cours de la thérapie par être remplacée par une tige à ressort spiralé
- pelote plantaire pour pied étalé
- bande de talon pour le maintien de la position
- entièrement accessible grâce à une fermeture velcro ouvert
- boucles d'orteils supplémentaires pour Redression du 2ème - 5ème orteil

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- ajustement facile, aussi applicable sur des bandages
- confort de portée élevé grâce au matériel rembourré doux
- épaisseur du matériel faible et possibilités de réglages individuelles
- peut être porté le jour et la nuit

INDICATIONS

Hallux valgus, suite à une opération hallux valgus pour garantir un traitement efficace, soulagement de la capsule articulaire post-opératoire

TAILLES Pourtour de l'avant-pied en cm

	small _____	16 – 19 cm
	medium _____	19 – 22 cm
	large _____	22 – 25 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT Generation
attelle pour hallux valgus

REF 215930



Pos.No. 22.01.01.00.1

DÉTAILS PRODUIT

- orthèse Soft pour la stabilisation corrective ou post-opératoire du gros orteil et de l'articulation métacarpophalangienne du gros orteil
- réglage en continu de la pression de correction au moyen de la bande de correction latérale
- pelote de soulagement à l'hauteur de l'articulation métacarpophalangienne du gros orteil

COULEUR: ■ bleu

GENERATION-EXTRA

- épaisseur du matériel faible et possibilités de réglages individuelles
- peut être porté le jour et la nuit
- confort de portée élevé grâce à un matériel mince et souple
- simple et facile à mettre en place
- design attractif et fonctionnel



TAILLES

Pointures

Taille 0 _____	35 – 37
Taille 1 _____	38 – 40
Taille 2 _____	41 – 43

Veuillez indiquer droite ou gauche

BORT Valco®
attelle pour hallux valgus
REF 930010



Med

Pos.No. 22.01.01.00.1

BORT talonnette en silicone
REF 930050



Med

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- attelle pour hallux valgus pour correction optimale de l'articulation de l'orteil
- forme anatomique
- trois bandes velcro réglables
- utilisation dans des phases de repos

- emballage: par pièce

COULEUR: blanc/gris

MED-EXTRA

- réglage des puissances de levier facile et exacte
- doublure totale de la partie intérieure de l'attelle en matériel mousse
- ouverture d'aération dans la demi-coque des doigts de pied

INDICATIONS

Hallux valgus, suite à une opération hallux valgus pour garantir un traitement efficace, soulagement de la capsule articulaire post-opératoire

TAILLES	Pointures
small _____	jusqu'à 38
medium _____	38 – 41
large _____	plus de 41

Veuillez indiquer droite ou gauche

DÉTAILS PRODUIT

- talonnette en silicone pour l'absorption des chocs
- effet amortissant sur les articulations tibiotarsiennes, du genou et de la hanche ainsi que de la colonne vertébrale
- incurvée au niveau du talon
- hauteur: 6 mm

- emballage: par paire

MED-EXTRA

- anti-glisse
- lavable
- hygiénique
- approprié pour toutes sortes de chaussures

INDICATIONS

Achillodynie, tatalgie (syndrome de Haglund), douleurs de l'arrière-pied, absorption des chocs en présence d'arthrose des articulations tibiotarsiennes du genou et de la hanche

TAILLES	Pointures
small _____	jusqu'à 38
medium _____	39 – 41
large _____	42 – 44
x-large _____	45 – 47

Livraison par paire

**BORT talonnette
d'épine calcanéenne****REF** 950220

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- talonnette viscoélastique avec capitonnage amovible au niveau du calcaneum
- face intérieure avec revêtement, partie extérieure autocollante
- hauteur: 6 mm
- emballage: par paire

MED-EXTRA

- anti-glisse
- approprié pour toutes sortes de chaussures
- lavable
- hygiénique

INDICATIONS

Éperon de calcaneum, achylodynie, talgalgie (syndrome de Haglund), absorption axiale des chocs en cas d'arthrose des articulations de la jambe

TAILLES	Pointures
A _____	32 – 35
B _____	36 – 40
C _____	41 – 44
D _____	45 – 48

Livraison par paire

**BORT talonnette d'épine
calcaneenne en silicone avec
SoftSpot REF** 930070

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- rembourrage du talon en silicone avec support doux SoftSpot
- effet amortissant sur les articulations tibiotarsiennes, du genou et de la hanche ainsi que de la colonne vertébrale
- incurvée au niveau du talon
- rembourrage anatomique très doux du calcaneum
- hauteur: 6 mm
- emballage: par paire

MED-EXTRA

- anti-glisse
- lavable
- hygiénique
- approprié pour toutes sortes de chaussures

INDICATIONS

Éperon de calcaneum, achylodynie, talgalgie (syndrome de Haglund), absorption des chocs en cas d'arthrose des articulations tibiotarsiennes du genou et de la hanche

TAILLES	Pointures
small _____	jusqu'à 38
medium _____	39 – 41
large _____	42 – 44
x-large _____	45 – 47

Livraison par paire

BORT compensation de longueur**REF** 950240

Med

Pas de mention d'un Pos.No.

BORT compensation de longueur en silicone**REF** 930200

Med

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- talonnette viscoélastique en silicone
- pour compenser la différence de longueur des jambes
- face intérieure avec revêtement, dessous autoadhésif
- hauteurs: 5 mm, 10 mm

- emballage: par pièce

MED-EXTRA

- anti-glisse
- approprié pour toutes sortes de chaussures
- lavable
- hygiénique

DÉTAILS PRODUIT

- talonnette en silicone pour compensation de la différence de longueur des jambes
- en silicone très résistant
- hauteurs: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm
- aussi pour enfants, voir page 17

- emballage: par pièce

MED-EXTRA

- anti-glisse
- approprié pour toutes sortes de chaussures
- lavable
- hygiénique

INDICATIONS

Compensation de la différence de longueurs des jambes, douleurs du tendon d'Achille (achillodynie)

TAILLES	Pointures
small _____	jusqu'à 40
large _____	plus de 40
hauteurs _____	5 mm / 10 mm
droite et gauche identiques	

TAILLES	Pointures
Enfants _____	33 – 35
small _____	36 – 39
medium _____	40 – 43
large _____	44 – 47
hauteurs _____	3 mm / 5 mm / 8 mm / 10 mm
droite et gauche identiques	

Des aides conçues pour vous faciliter la vie quotidienne

Produits conçus pour
la rééducation



**BORT coussinet
pour béquilles****REF** 190800

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- coussinets autoadhésifs pour béquilles
- surface revêtue en textile, facile à découper
- mesures: 11 x 7,5 cm

- emballage: par paire

COULEURS: ■ bleu ■ noir

MED-EXTRA

- à découper, de ce fait utilisable individuellement

**BORT coussinet
pour manche****REF** 190820

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- partie intérieure en néoprène résistant à l'usure
- partie extérieure doublure textile douce pour la peau
- fixation facile avec fermetures velcro
- mesure: 10 x 10 cm

- emballage: par paire

COULEUR: ■ noir

MED-EXTRA

- quasi indéformable

INDICATIONS

Douleurs de compression de la main ou du coude après effort exceptionnel

TAILLES

Seulement une taille

INDICATIONS

Douleurs de compression de la main ou du coude après effort exceptionnel

TAILLES

Seulement une taille

**BORT EasyLife®
cannes de préhension****REF** 118150/170/190/100

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- cannes de préhension de qualité pour saisir de petits et de gros objets (bouteilles, aiguilles, etc.)
- des pinces spéciales en caoutchouc permettent de saisir les objets en dosant la pression
- avec position arrêt qui retient les objets même après avoir lâché le levier
- aussi livrable en modèle pliable:
- longueur 75 cm, plié 45 cm

MED-EXTRA

- deux possibilités de réglage:
- levier court: force normale pour possibilités de saisie illimitées
- levier long: force moindre pour possibilités de saisie limitées
- modèle pliable idéal en déplacement et en fauteuil roulant

INDICATIONS

P.ex. paraplégie, restriction des mouvements

LONGUEURS

	REF
50 cm	REF 118150
75 cm	REF 118170
90 cm	REF 118190
pliable 75/45 cm	REF 118100

BORT Codyn® coussin**REF** 190530

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- coussin en couronne avec cavité en région coccygienne
- gonflable, avec valve
- livré avec pompe à air manuelle
- dimensions: environ 45 cm x 45 cm, diamètre intérieur env. 16 cm

COULEUR: ■ bleu

MED-EXTRA

- idéal pour toutes les positions assises
- gonflable, peut être emmené facilement et de ce fait utilisable partout

INDICATIONS

Coccygodynie, état post-contusion et fracture coccygienne, soulagement rectal en cas d'hémorroïdes, après chirurgie colorectale, abcès périrectal, post-épisiotomie

TAILLES

Seulement une taille

BORT pâte à modeler thérapeutique standard**REF** 951500

Pas de mention d'un Pos.No.

DÉTAILS PRODUIT

- pâte à modeler thérapeutique
100% silicone
- 6 consistances différentes
- sans latex
- dosages: 80 g

MED-EXTRA

- pour renforcer les muscles des doigts, de la main et de l'avant-bras
- vaste programme d'entraînement thérapeutique pour favoriser la liberté de mouvement des doigts et de la main
- présentation d'exercices thérapeutiques avec de nombreux exemples dans la boîte

INDICATIONS

Rétablir la possibilité de bouger la main

RIGIDITÉ

RIGIDITÉ	Couleur
extra-doux	bleu ciel
doux	rose
doux moyen	vert clair
moyen	bleu foncé
moyen-rigide	violet
rigide	vert foncé

Des marques de qualité pour une solution individuelle de la tête jusqu'aux pieds. Produits de marque OTC



Bandages stabilisants pour les articulations à porter pendant les loisirs et au travail.



Bandages stabilisants pour les articulations à porter pendant les loisirs et les activités sportives.



Le programme chaleur pour se sentir bien.



Protection douce des pieds en silicone & gel.



Protège les pieds sensibles - avec revêtement textile.

Vous trouverez tous les produits OTC dans notre catalogue de produits ou en ligne sur www.orthosan.ch

Remboursement

Ce programme se base sur la liste LiMA du 01.07.2025.
Ce programme remplace toutes les éditions précédentes.

Le contenu ainsi que les numéros LiMA représentés dans cette édition tiennent compte de la situation au 01.07.2025 à la clôture de l'impression.

Toute responsabilité est exclue.

Tous droits réservés.

Bases légales générales

La prise en charge obligatoire des moyens et appareils par l'assurance-maladie sociale se fonde sur la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10). Des précisions en la matière se trouvent dans l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102), complétée par les dispositions de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS; RS 832.112.31).

Ces remarques préliminaires et commentaire (ch. 2 à 6) sont fournis à titre informatif par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et n'ont donc pas de caractère contraignant.

Réglementation du remboursement concernant la LiMA (art. 20 ss OPAS)

L'assurance obligatoire des soins rembourse, à concurrence du montant maximal fixé dans la LiMA, les moyens et appareils qui figurent sur cette liste [...]

Vous trouverez nos conditions générales de vente dans notre catalogue ou sur notre site en ligne.



Online-Shop



Distribution en Suisse par:

orthoSan[®]
medical products

Orthosan AG
Freiburgstrasse 634
3172 Niederwangen b. Bern
T +41 31 822 05 45

www.orthosan.ch
info@orthosan.ch



BORT GmbH
www.bort.com

BORT. L'extra à votre côté.