

# BORT AktiVen® | Medizinische Kompressionsstrümpfe

## Grössentabelle

Für die Auswahl der perfekt sitzenden Kompressionsstrümpfe werden zuerst die Umfangmasse der Beine ermittelt.

Die Grössentabelle hilft Ihnen bei der Bestimmung der wichtigsten Messpunkte.

VITAL	TREND	100		1	2	3	4	5	6	7
			Leibteil Plus	75–105	80–115	95–125	100–130	110–140	115–145	120–155
	cT		Leibteil Standard	60–90	65–95	75–110	80–115	85–120	90–125	95–130
			Leibteil Plus	100–120	105–125	110–135	115–140	120–145	125–150	135–160
	cH		Leibteil Standard	85–105	90–110	95–120	100–125	105–130	110–135	115–140
			AT-Strumpfhose	42–57	45–62	49–67	53–72	56–77	60–82	63–85
			Haftband weit	49–57	53–62	57–67	62–72	66–77	70–82	73–85
	cG		Haftband normal	42–49	45–53	49–57	53–62	56–66	60–70	63–73
			cF	39–52	41–56	44–60	47–65	50–69	53–73	57–78
			cE	30–37	33–40	35–43	37–46	39–48	41–51	43–54
			cD	27–33	29–35	32–38	34–40	36–44	38–48	40–50
			cC	28–34	30–37	34–40	36–43	38–46	40–48	42–51
			cB <sup>1</sup>	23–27	24–29	26–31	29–34	31–37	33–39	35–41
			<b>cB</b>	<b>18–20</b>	<b>20–22</b>	<b>22–24</b>	<b>24–26</b>	<b>26–28</b>	<b>28–30</b>	<b>30–32</b>
			cY	27–31	29–33	30–35	31–37	32–38	33–40	35–43
		cA	17–22	19–24	21–26	23–29	25–32	27–34	28–35	

<b>Länge AD (D-Mass)</b>	kurz 34–39	normal 40–46
<b>Länge AG/AT (G-Mass)</b>	kurz 61–70	normal 71–81

## Aufbau der AktiVen® Bestellnummern

Die Bestellnummern der BORT AktiVen® Produkte basieren auf einer klaren Systematik.

**Sie setzen sich zusammen aus:**

- Der 3-stelligen REF-Nummer (definiert Qualität, Form und Spitze)
- Der 5-stelligen Varianten-Nummer (definiert Kompressionsklasse, Haftband/Leibteil, Farbe, Länge und Grösse)

So ergibt sich eine 8-stellige Bestellnummer, die jedes Kompressionsstrumpf-Modell eindeutig definiert.

**Hinweis:** Bei AD-Strümpfen mit Haftband erweitert sich die 3-stellige REF-Nummer um ein H (Beispiel 511H)

REF-Nummer			Varianten-Nummer						
Qualität (Ziffer 1)	Form (Ziffer 2)	Spitze (Ziffer 3)	CCL* (Ziffer 4)	Haftband/Leibteil (Ziffer 5)		Farbe (Ziffer 6)		Länge (Ziffer 7)	Grösse (Ziffer 8)
5 = 100	1 = AD	1 = offen	2 = CCL 2	0 = Trikotrand	AD	B = Beige	VITAL, TREND	1 = normal	1
6 = VITAL	2 = AG	2 = geschlossen		1 = Noppenhaftband 5,0 cm	AD/AG VITAL 100	K = Karamell		2 = kurz	2
8 = TREND	3 = AT			2 = Noppenhaftband weit 5,0 cm		M = Marine			3
				3 = Spitzenhaftband 5,0 cm	AG TREND	A = Anthrazit			4
				4 = Spitzenhaftband weit 5,0 cm		S = Schwarz	VITAL, TREND 100		5
				5 = Leibteil Standard	AT VITAL TREND 100	N = Natur	100		6
				6 = Leibteil Plus	AT/U TREND				7
				7 = Noppenhaftband 2,5 cm	AD				

**Beispiel Bestell-Nummer: 512-20 N 27** 100, AD, geschlossene Spitze, CCL 2, Trikotrand, Farbe Natur, Länge kurz, Grösse 7

\*CCL = Kompressionsklasse

5	1	2-	2	0	N	2	7
REF-Nummer			Varianten-Nummer				

Detailinformationen zu den einzelnen BORT AktiVen® Produktlinien können Sie den zugehörigen Kapiteln entnehmen.