

BORT AktiVen® | Bas de compression médicaux

Tableau des tailles

Pour le choix des bas de compression parfaitement adaptés, la circonférence des jambes doit tout d'abord être déterminée.

Le tableau des tailles vous aide à déterminer les points de mesure les plus importants

| VITAL | TREND | 100 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------|-----|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Partie ventrale Plus | 75-105 | 80-115 | 95-125 | 100-130 | 110-140 | 115-145 | 120-155 |
| | | | Partie ventrale standard | 60-90 | 65-95 | 75-110 | 80-115 | 85-120 | 90-125 | 95-130 |
| | | | Partie ventrale Plus | 100-120 | 105-125 | 110-135 | 115-140 | 120-145 | 125-150 | 135-160 |
| | | | Partie ventrale standard | 85-105 | 90-110 | 95-120 | 100-125 | 105-130 | 110-135 | 115-140 |
| | | | Collant AT | 42-57 | 45-62 | 49-67 | 53-72 | 56-77 | 60-82 | 63-85 |
| | | | Bord adhésif large | 49-57 | 53-62 | 57-67 | 62-72 | 66-77 | 70-82 | 73-85 |
| | | | Bord adhésif normale | 42-49 | 45-53 | 49-57 | 53-62 | 56-66 | 60-70 | 63-73 |
| | | | cF | 39-52 | 41-56 | 44-60 | 47-65 | 50-69 | 53-73 | 57-78 |
| | | | cE | 30-37 | 33-40 | 35-43 | 37-46 | 39-48 | 41-51 | 43-54 |
| | | | cD | 27-33 | 29-35 | 32-38 | 34-40 | 36-44 | 38-48 | 40-50 |
| | | | cC | 28-34 | 30-37 | 34-40 | 36-43 | 38-46 | 40-48 | 42-51 |
| | | | cB ¹ | 23-27 | 24-29 | 26-31 | 29-34 | 31-37 | 33-39 | 35-41 |
| | | | cB | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
| | | | cY | 27-31 | 29-33 | 30-35 | 31-37 | 32-38 | 33-40 | 35-43 |
| | | | cA | 17-22 | 19-24 | 21-26 | 23-29 | 25-32 | 27-34 | 28-35 |

| | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| Longueur AD (∠ Mesure-D) | courte 34-39 | normale 40-46 |
| Longueur AG/AT (∠ Mesure-G) | courte 61-70 | normale 71-81 |

Structure des numéros de commandes AktiVen®

Les numéros de commande des produits BORT AktiVen® sont basés sur un système clair

Ils sont composés de:

- Le numéro **REF** à 3 chiffres (définit qualité, forme et pointe)
- Le numéro de variante à 5 chiffres (définit classe de compression, bord adhésif/partie ventrale, couleur, longueur et taille)

Il en résulte un numéro de commande à 8 chiffres qui définit clairement chaque modèle de bas de compression.

Remarque : pour les moignons AD avec bande adhésive, le numéro REF à 3 chiffres est complété par un H (exemple 511H).

| Numéro REF | | | Numéro de variante | | | | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| Qualité (Chiffre 1) | Forme (Chiffre 2) | Pointe (Chiffre 3) | CCL* (Chiffre 4) | Bord adhésif/Partie ventrale (Chiffre 5) | | Couleur (Chiffre 6) | | Longueur (Chiffre 7) | Taille (Chiffre 8) |
| 5 = 100 | 1 = AD | 1 = ouverte | 2 = CCL 2 | 0 = Bord en tricot | AD | B = Beige | VITAL, TREND | 1 = normale | 1 |
| 6 = VITAL | 2 = AG | 2 = fermée | | 1 = Bord adhésif avec picots 5 cm | AD/AG VITAL 100 | K = Caramel | | 2 = courte | 2 |
| 8 = TREND | 3 = AT | | | 2 = Bord adhésif avec picots large 5 cm | | M = Bleu marine | VITAL, TREND 100 | | 3 |
| | | | | 3 = Bord adhésif fantaisie 5cm | AG TREND | A = Anthracite | | | 4 |
| | | | | 4 = Bord adhésif fantaisie large 5cm | | S = Noir | | | 5 |
| | | | | 5 = Partie ventrale standard | AT VITAL TREND 100 | N = Nature | 100 | | 6 |
| | | | | 6 = Partie ventrale « plus »** | AT/U TREND | | | | 7 |
| | | | | 7 = Bord adhésif avec picots 2,5cm | AD | | | | |

Exemple numéro de commande: 512-20 N 27 100, AD, pointe fermée, CCL 2, bord en tricot, nature, longueur courte, taille 7

*CCL = Classe de compression

| | | | | | | | |
|---|---|----|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2- | 2 | 0 | N | 2 | 7 |
|---|---|----|---|---|---|---|---|

Numéro **REF**

Numéro de variante

Des informations détaillées sur les différentes lignes de produits BORT AktiVen® sont disponibles dans les chapitres correspondants.