


BORT AktiVen® | Calze compressive medicali

Tabella delle taglie

Per scegliere le calze compressive adatte per sedersi, viene misurata prima di tutto la circonferenza delle gambe.

La tabella delle taglie vi aiuta a determinare le misure più importanti.

| VITAL | TREND | 100 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------|-----|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Corpo Plus | 75-105 | 80-115 | 95-125 | 100-130 | 110-140 | 115-145 | 120-155 |
| | | | cT Parte del corpo Standard | 60-90 | 65-95 | 75-110 | 80-115 | 85-120 | 90-125 | 95-130 |
| | | | Corpetto Plus | 100-120 | 105-125 | 110-135 | 115-140 | 120-145 | 125-150 | 135-160 |
| | | | cH Parte del corpo Standard | 85-105 | 90-110 | 95-120 | 100-125 | 105-130 | 110-135 | 115-140 |
| | | | Collant AT | 42-57 | 45-62 | 49-67 | 53-72 | 56-77 | 60-82 | 63-85 |
| | | | Nastro adesivo largo | 49-57 | 53-62 | 57-67 | 62-72 | 66-77 | 70-82 | 73-85 |
| | | | cG Nastro adesivo normale | 42-49 | 45-53 | 49-57 | 53-62 | 56-66 | 60-70 | 63-73 |
| | | | cF | 39-52 | 41-56 | 44-60 | 47-65 | 50-69 | 53-73 | 57-78 |
| | | | cE | 30-37 | 33-40 | 35-43 | 37-46 | 39-48 | 41-51 | 43-54 |
| | | | cD | 27-33 | 29-35 | 32-38 | 34-40 | 36-44 | 38-48 | 40-50 |
| | | | cC | 28-34 | 30-37 | 34-40 | 36-43 | 38-46 | 40-48 | 42-51 |
| | | | cB ¹ | 23-27 | 24-29 | 26-31 | 29-34 | 31-37 | 33-39 | 35-41 |
| | | | cB | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
| | | | cY | 27-31 | 29-33 | 30-35 | 31-37 | 32-38 | 33-40 | 35-43 |
| | | | cA | 17-22 | 19-24 | 21-26 | 23-29 | 25-32 | 27-34 | 28-35 |



| | | |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| Lunghezza AD (cMisura-D) | corta 34-39 | normale 40-46 |
| Lunghezza AG/AT (cMisura-G) | corta 61-70 | normale 71-81 |

Struttura dei numeri d'ordine AktiVen®

I numeri di ordinazione dei prodotti BORT AktiVen® si basano su un sistema chiaro.

Sono composti da:

- Il numero REF a 3 cifre (definisce qualità, forma e punta)
- Il numero della variante a 5 cifre (definisce classe di compressione, nastro adesivo/parte del corpo, colore, lunghezza e taglia)

Ciò si traduce in un numero di ordine a 8 cifre che definisce chiaramente ogni modello di calza compressiva.

Nota: per le calze AD con nastro adesivo, il numero REF a 3 cifre viene esteso con una H (esempio 511H).

| REF-Numero | | | Numero della variante | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Qualità (Cifra 1) | Forma (Cifra 2) | Punta (Cifra 3) | CCL* (Cifra 4) | Nastro adesivo / corpetto (Cifra 5) | | Colore (Cifra 6) | | Lunghezza (Cifra 7) | Taglia (Cifra 8) |
| 5 = 100 | 1 = AD | 1 = aperta | 2 = CCL 2 | 0 = Bordo in maglia | AD | B = Beige | VITAL, TREND | 1 = normale | 1 |
| 6 = VITAL | 2 = AG | 2 = chiusa | | 1 = Nastro adesivo con puntini antiscivolo 5,0 cm | AD/AG VITAL 100 | K = Caramello | | 2 = corta | 2 |
| 8 = TREND | 3 = AT | | | 2 = Nastro adesivo con puntini antiscivolo largo 5,0 cm | AG TREND | M = Blu marino | | 3 | |
| | | | | 3 = Nastro adesivo con pizzo 5,0 cm | | A = Antracite | | 4 | |
| | | | | 4 = Nastro adesivo con pizzo largo 5,0 cm | AT VITAL TREND 100 | S = Nero | VITAL, TREND 100 | 5 | |
| | | | | 5 = Parte del corpo standard | | N = Natura | 100 | 6 | |
| | | | | 6 = Parte del corpo « plus »** | AT/U TREND | | | 7 | |
| | | | | 7 = Nastro adesivo con puntini antiscivolo 2,5 cm | AD | | | | |

Esempio numero di ordinazione: 612-20 B 27 VITAL, AD, punta chiusa, CCL 2, Bordo in maglia, beige, lunghezza corta, taglia 7

*CCL = Classe di compressione

| | | | | | | | |
|------------|---|----|-----------------------|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2- | 2 | 0 | N | 2 | 7 |
| REF-Numero | | | Numero della variante | | | | |

Informazioni dettagliate sulle singole linee di prodotti BORT AktiVen® sono disponibili nei rispettivi capitoli.