

# NOUVAUTÉS 2024



## coxa pro

BORT CoxaPro Orthèse de la hanche  
pour assurer la fonction et mobiliser la hanche



### Genouillères

BORT StabiloGen® Sport avec  
Bande de fixation adhésive. Dispo-  
nible également en double plus  
et plus-taille.

### Generation

Nouveau bandage de poignet parti-  
culièrement facile à utiliser.

**BORT. L'extra à votre côté.**

NOUVEAU

# BORT CoxaPro Orthèse de la hanche

Imitation de mouvement simple de la flexion et de l'extension



REF 201400 | Pos.No. 23.06.01.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- orthèse de la hanche pour assurer la fonction et/ou mobiliser la hanche
- imitation de mouvement réglage sans outil de la flexion et de l'extension
- extension/flexion réglable : 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- pelote du trochanter pour massage intermittent
- attelle articulaire au niveau de la hanche et du fémur, façonnage à froid possible (attelle en aluminium)

COULEUR: ■ gris

## MED-EXTRA

- assure bien la fonction de la hanche grâce à une tenue inverse et large des brides
- construction légère et fine pour un confort de portée élevé
- tricotage fonctionnel en coton particulièrement résistant au velcros



Avec pelote trochantérienne pour massage intermittent en cas de syndrome du tractus iliotibial



## INDICATIONS

Toutes les indications pour lesquelles une sécurisation fonctionnelle et/ou une mobilisation de la Articulation de la hanche comme par ex. l'état après une luxation de la hanche, le descellement de endoprothèses de la hanche, coxarthrose modérée à sévère, déséquilibres musculaires Lombar bassin région de la hanche, p. ex. syndrome du tractus iliotibial, syndrome du piriforme

**Le plus thérapie:** BORT CoxaPro L'orthèse de la hanche peut également être utilisée dans les cas suivants être utilisée en cas d'altérations fonctionnelles douloureuses des muscles (déséquilibres musculaires), comme par exemple le syndrome du tractus-iliotibial ou du piriformis.


Tailles

Tour de la crête iliaque

 small	_____	85 – 100 cm
medium	_____	100 – 115 cm
large	_____	115 – 130 cm
x-large	_____	130 – 145 cm

**Veuillez indiquer droite ou gauche**

**ACCESSOIRES: Pelote piriforme pour le massage intermittent**



## PELOTE PIRIFORME

REF 991126

## DÉTAILS PRODUIT

- pour le massage des points de déclenchement du muscle piriforme
- utilisable sur l'orthèse de hanche BORT CoxaPro
- emballage : pièce

Tailles

seulement une taille

Med



**NOUVEAU**

# BORT Generation Bandage pour poignet

Manipulation simple et sûre grâce à un laçage pratique



REF 215000 | Pos.No. 05.07.11.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- bandage rembourré pour poignet avec renfort palmaire
- matériel élastique
- attelle palmaire, préformée anatomiquement, thermoplastique

COULEUR: ■ bleu

## GENERATION-EXTRA

- le laçage pratique permet une prise en main simple et fiable
- la zone spécialement rembourrée au niveau palmaire permet l'utilisation en combinaison avec un déambulateur
- design attractif et fonctionnel

Tailles		Tour du poignet
 small	_____	13 – 16 cm
medium	_____	16 – 19 cm
large	_____	19 – 23 cm

Veillez indiquer droite ou gauche

Notre première  
**BORT Generation**  
Bandage pour  
poignet

Generation



NOUVEAU

# BORT Talo Stabil® Eco Plus

Avec bande Stabilo® pour plus de sécurité et de stabilité



REF 054650 | Pos.No. 05.02.12.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- chevillère active **avec Bande-Stabilo®**, partiellement élastique, librement positionnable
- tricotage SOFTflex pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- pour favoriser la thérapie de positionnement du pied en pronation, en supination ou en position neutre
- deux pelotes en silicone pour massage intermittent
- classe de compression II

COULEUR: ■ argent

## ECO-EXTRA

- structure de surface douce et satinée
- bord à pression réduite dans la zone de la cheville

Tailles

Tour de cheville



small	_____	jusqu'à 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm
xx-large	_____	27 – 29 cm
xxx-large	_____	29 – 31 cm

droite et gauche identiques

Med

NOUVEAU

# BORT activemed Bandage pour la cheville Plus

Avec bande Stabilo® pour plus de sécurité et de stabilité



REF 220650 | Pos.No. 05.02.12.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- Bandage de cheville tricoté en forme **avec bande Stabilo®**, partiellement élastique, librement positionnable
- Positionnement de soutien thérapeutique du pied en position de pronation, de supination ou de position neutre
- Deux pelotes en silicone pour un massage intermittent
- Tissu en microfibres, doux au toucher
- Classe de compression II

COULEUR: ■ graphite

## MED-EXTRA

- bord à pression réduite dans la zone de la cheville
- talon tricoté en forme avec une forme adaptée à l'enfilage

Tailles

Tour de la cheville



small	_____	jusqu'à 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm

droite et gauche identiques

Med

NOUVEAU

# BORT StabiloGen® Sport avec bande adhésive

Genouillère sportive, également disponible en tailles Plus et Double Plus



REF 114520SPH | Pos.No. 05.04.13.00.1

## DÉTAILS PRODUIT

- bandage de genou pour la compression des parties molles avec pelote viscoélastique pour soulager l'articulation du genou
- bord adhérent supplémentaire en silicone sur toutes les tailles
- tissu tricoté SOFTflex 3D doux et satiné pour davantage d'élasticité, de stabilité et pour un confort de portée élevé
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- zone de flexion hautement élastique dans le creux poplité
- classe de compression II
- **s'adapte parfaitement à la forme du corps grâce au système de taille-plus double**

COULEUR: ■ noir / vert

## SPORT-EXTRA

- COOLMAX®: le matériel permet l'évacuation de l'humidité, agréable à porter, reste sec
- forme idéale pour les activités sportives
- **tricotage sans latex**
- **forme de pelotes anatomiques optimisée** au niveau fonctionnel pour une fixation sûre de la rotule en cas d'intense activité
- design sportif moderne (avec label réfléchissant)
- longueur du bandage en taille 3 : 35 cm

Tailles	Mesure-d	Mesure-f
Taille 1	26 – 29 cm	32 – 36 cm
Taille 2	29 – 33 cm	36 – 40 cm
Taille 2+	29 – 33 cm	40 – 44 cm
Taille 3	33 – 37 cm	40 – 44 cm
Taille 3+	33 – 37 cm	44 – 48 cm
Taille 4	37 – 41 cm	44 – 48 cm
Taille 4+	37 – 41 cm	48 – 52 cm
Taille 5	41 – 45 cm	52 – 56 cm
Taille 5+	41 – 45 cm	56 – 60 cm
<b>Taille 5++</b>	41 – 45 cm	60 – 64 cm
Taille 6	45 – 49 cm	60 – 64 cm
Taille 6+	45 – 49 cm	64 – 68 cm
<b>Taille 6++</b>	45 – 49 cm	68 – 72 cm
Taille 7	49 – 53 cm	68 – 72 cm
Taille 7+	49 – 53 cm	72 – 76 cm

droite et gauche identiques



## Le bandage de maître : Utilisation dans les conditions les plus difficiles

Jello Kraemer, champion d'Allemagne en titre 2023 de lutte (style gréco-romain), porte les BORT StabiloGen® Sport avec bande adhésive.

En tant que sponsor de l'équipe de lutte de l'ASV Schorndorf, BORT a fourni des BORT équipe l'équipe avec différents produits médicaux. Pour le nouveau StabiloGen® Sport avec bande adhésive, le poids lourd Jello Kraemer a été impliqué dans le développement du produit.

Actuellement, Jello Kraemer, qui concourt dans la catégorie de poids la plus élevée (130 kg), porte le bandage dans la taille Plus 5+.

**Bandage  
sportif en  
double-plus-  
taille**

Roman Freihaut, développeur de produits, lors de la pose de la BORT StabiloGen® Sport avec bande adhésive à la taille 5+.

Sport

NOUVEAU DESIGN

## BORT TaloStabil® Eco

Bandage pour la cheville disponible dans d'autres tailles et tailles plus



### BORT TaloStabil® Eco

REF 054600 | Pos.No. 05.02.12.00.1

- Taille supplémentaire xxx-large
- Nouvelles tailles Plus xx-large et xxx-large



Tailles	Tour de cheville	Mesure-b1**
enfants (bleu)	17 – 19 cm	
small	jusqu'à 21 cm	
medium	21 – 23 cm	
large	23 – 25 cm	
x-large	25 – 27 cm	
xx-large	27 – 29 cm	32 – 34 cm
xx-large plus*	27 – 29 cm	34 – 36 cm
xxx-large*	29 – 31 cm	36 – 38 cm
xxx-large plus*	29 – 31 cm	38 – 40 cm

droite et gauche identiques

\*seulement en Couleur argent

\*\*la mesure b1 est nécessaire pour différencier la taille plus

## BORT OmoSAT

Orthèse d'adduction épaule-bras à fonction simplifiée



### BORT OmoSAT

REF 121980 | Pos.No. 22.09.01.00.1

- attache rapide pour une fixation simple et sûre du sac brachial au système de ceinture
- sangle d'épaule et ceinture de taille faciles à mettre

Tailles	Taille du corps
Taille 1	jusqu'à 160 cm
Taille 2	160 – 180 cm
Taille 3	plus de 180 cm

droite et gauche identiques

Med

+ Vous avez des questions ? Appelez-nous : 031 822 05 45

Les solutions BORT répondent aux exigences et aux souhaits individuels. Nos collaborateurs et collaboratrices du service extérieur vous conseillent de manière complète et compétente. Nous nous ferons un plaisir de convenir d'un rendez-vous personnel avec vous.

Toutes les informations sont fournies sans garantie, sous réserve d'erreurs et de modifications. Mise à jour : janvier 2024.

**BORT. L'extra à votre côté.**

Orthosan AG | Freiburgstrasse 632 | 3172 Niederwangen b.B | Téléphone 031 / 822 05 45  
www.orthosan.ch | info@orthosan.ch