

# NOVITÀ 2024



## coxa pro

**BORT CoxaPro Ortesi per l'anca**  
per garantire la funzionalità e la mobilità  
dell'anca



### **Ginocchiere**

BORT StabiloGen® Sport con fascia adesiva. Disponibile anche in versione doppia plus e plus.

### **Generation**

Nuovo bendaggio da polso particolarmente facile da usare.

**BORT. L'extra al vostro fianco.**

NUOVO

# BORT CoxaPro Ortesi per l'anca

Con una semplice limitazione della flessione e dell'estensione



Con pelotta trocanterica per il massaggio intermittente in caso di sindrome del tratto iliottibiale



**La terapia più:** BORT CoxaPro L'ortesi per l'anca può essere utilizzata anche nei seguenti casi: alterazioni funzionali dolorose dei muscoli (squilibri muscolari), come il tractus iliottibiale o la sindrome della piriforma.

REF 201400 | Pos.No. 23.06.01.00.1

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Ortesi per l'articolazione dell'anca per garantire la funzione e/o la mobilitazione dell'articolazione dell'anca
- Semplice limitazione dei movimenti di flessione ed estensione
- Regolazione senza attrezzi dell'estensione/flessione: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Pelotta trocanterica per un massaggio intermittente
- Stecca articolare su anca e coscia per deformazione a freddo adattabile (stecca in alluminio)

COLORE: ■ grigio

## IL FATTORE MED-PLUS

- Ottima protezione funzionale dell'articolazione dell'anca grazie alla contro-rotazione e all'ampia guida sulla coscia
- Design leggero e sottile per un elevato comfort d'uso
- Maglia funzionale di alta qualità in cotone, particolarmente resistente al velcro

## INDICAZIONI

Tutte le indicazioni per le quali la stabilizzazione funzionale e/o la mobilitazione dell'articolazione dell'anca dell'articolazione dell'anca mobilitazione dell'articolazione dell'anca, ad esempio condizioni dopo lussazione dell'articolazione dell'anca, mobilitazione di endoprotesi dell'anca, coxartrosi da moderata a grave, squilibri muscolari lombare pelvico regione dell'anca, ad esempio sindrome del tractus iliottibiale, sindrome del piriforme


Taglie

Circonferenza della cresta iliaca

|   |         |       |              |
|---|---------|-------|--------------|
|  | small   | _____ | 85 – 100 cm  |
|   | medium  | _____ | 100 – 115 cm |
|   | large   | _____ | 115 – 130 cm |
|   | x-large | _____ | 130 – 145 cm |

Indicare destra o sinistra

**ACCESSORI:** Pelota piriformis per un massaggio intermittente



## PELOTA PIRIFORME

REF 991126

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- per il massaggio dei punti trigger del muscolo piriforme
- per l'uso sull'ortesi dell'anca BORT CoxaPro
- confezione: pezzo

Taglie

Taglia unica



**NUOVO**

# BORT Generation Bendaggio del polso

Manipolazione facile e sicura grazie alla pratica allacciatura



REF 215000 | Pos.No. 05.07.11.00.1

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Bendaggio per il polso imbottito con rinforzo volare
- Materiale di base elastico
- Stecca polare, anatomicamente preformata, termoplastica

COLORE: ■ blu

## IL FATTORE GENERATION-PLUS

- La pratica allacciatura consente un uso facile e sicuro
- Imbottitura apposta nella zona palmare permette l'utilizzo in combinazione con ausili per la deambulazione/deambulatore
- Design attraente e funzionale

Taglie

Circonferenza polso



|        |       |            |
|--------|-------|------------|
| small  | _____ | 13 – 16 cm |
| medium | _____ | 16 – 19 cm |
| large  | _____ | 19 – 23 cm |

Indicare destra o sinistra

Il nostro primo  
**BORT Generation**  
Bendaggio del  
polso

Generation



NUOVO

# BORT TaloStabil® Eco Plus

Con fascia Stabilo® per una maggiore sicurezza e stabilità



REF 054650 | Pos.No. 05.02.12.00.1

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Cavigliera attiva con cinturino Stabilo®, parzialmente elastico, posizionabile liberamente
- Tessuto a maglia SOFTflex per una maggiore elasticità, stabilità ed elevato comfort di calzata
- Posizionamento terapeutico del piede in pronazione/supinazione o in posizione neutra
- Due pelotte in silicone per un massaggio intermittente
- Classe di compressione II

COLORE: ■ argento

## IL FATTORE ECO-PLUS

- Struttura superficiale morbida e vellutata
- Chiusura a pressione ridotta nella zona della caviglia

Taglie Circonferenza caviglia

|  |           |       |            |
|--|-----------|-------|------------|
|  | small     | _____ | fino 21 cm |
|  | medium    | _____ | 21 - 23 cm |
|  | large     | _____ | 23 - 25 cm |
|  | x-large   | _____ | 25 - 27 cm |
|  | xx-large  | _____ | 27 - 29 cm |
|  | xxx-large | _____ | 29 - 31 cm |

Indicare destra o sinistra

Med

NUOVO

# BORT activemed Cavigliera Plus

Con fascia Stabilo® per una maggiore sicurezza e stabilità



REF 220650 | Pos.No. 05.02.12.00.1

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Cavigliera sagomata con fascia Stabilo®, Parzialmente elastico, liberamente posizionabile
- Posizionamento terapeutico del piede in pronazione/supinazione o in posizione neutra supinazione o posizione neutra
- Due pelotte in silicone per un massaggio intermittente
- Maglia in microfibra, sensazione di morbidezza
- Classe di compressione II

COLORE: ■ grafite

## IL FATTORE MED-PLUS

- Chiusura a pressione ridotta nella zona della caviglia
- Tallone sagomato in maglia con ottima vestibilità

Taglie Circonferenza caviglia

|  |         |       |            |
|--|---------|-------|------------|
|  | small   | _____ | fino 21 cm |
|  | medium  | _____ | 21 - 23 cm |
|  | large   | _____ | 23 - 25 cm |
|  | x-large | _____ | 25 - 27 cm |

Uguale per destra e sinistra

Med

**NUOVO**

# BORT StabuloGen® Sport con fascia adesiva

Ginocchiera sportiva, disponibile anche in Taglie Plus e doppie Plus



Anatomico e funzionale  
Forma ottimizzata del  
cuscinetto

REF 114520SPH | Pos.No. 05.04.13.00.1

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Ginocchiera per la compressione dei tessuti morbidi con pelotta viscoelastica per la stabilizzazione e il sollievo dell'articolazione del ginocchio
- Con fascia adesiva in silicone aggiuntiva in tutte le taglie
- SOFTflex 3D lavorato a maglia con struttura superficiale morbida e vellutata per una maggiore elasticità, stabilità ed elevato comfort d'uso
- Una stecca elastica a spirale per lato
- Zona di flessione altamente elastica e morbida nell'incavo del ginocchio
- Classe di compressione II
- **Sistema taglie plus e doppie plus che garantisce un'ottima vestibilità**

Colore:  nero/verde

## IL FATTORE SPORT-PLUS

- COOLMAX®: elimina l'umidità dal corpo, asciutta e piacevole da indossare
- Vestibilità ideale per le attività sportive
- **Tessuto a maglia senza lattice**
- **Forma anatomica e funzionale** ottimizzata della pelotta per proteggere la rotula durante l'attività sportiva.
- Design sportivo moderno (con etichetta riflettente).
- Lunghezza del bendaggio nella taglia 3: 35 cm

| Taglie            | Misura-d   | Misura-f   |
|-------------------|------------|------------|
| Taglia 1          | 26 – 29 cm | 32 – 36 cm |
| Taglia 2          | 29 – 33 cm | 36 – 40 cm |
| Taglia 2+         | 29 – 33 cm | 40 – 44 cm |
| Taglia 3          | 33 – 37 cm | 40 – 44 cm |
| Taglia 3+         | 33 – 37 cm | 44 – 48 cm |
| Taglia 4          | 37 – 41 cm | 44 – 48 cm |
| Taglia 4+         | 37 – 41 cm | 48 – 52 cm |
| Taglia 5          | 41 – 45 cm | 52 – 56 cm |
| Taglia 5+         | 41 – 45 cm | 56 – 60 cm |
| <b>Taglia 5++</b> | 41 – 45 cm | 60 – 64 cm |
| Taglia 6          | 45 – 49 cm | 60 – 64 cm |
| Taglia 6+         | 45 – 49 cm | 64 – 68 cm |
| <b>Taglia 6++</b> | 45 – 49 cm | 68 – 72 cm |
| Taglia 7          | 49 – 53 cm | 68 – 72 cm |
| Taglia 7+         | 49 – 53 cm | 72 – 76 cm |

Uguale per destra e sinistra



## Il bendaggio master: Da utilizzare nelle condizioni più difficili

Jello Kraemer, campione tedesco in carica di lotta libera 2023 (stile greco-romano), indossa il BORT StabuloGen® Sport con fascia adesiva.

In qualità di sponsor della squadra di wrestling ASV Schorndorf, BORT ha fornito alla squadra diversi prodotti medici. Per il nuovo StabuloGen® Sport con fascia adesiva, il peso massimo Jello Kraemer ha partecipato allo sviluppo del prodotto.

Attualmente, Jello Kraemer, che gareggia nella categoria di peso più alta (130 kg), indossa il bendaggio nel Taglia Plus 5+.

**Bendaggio sportivo in taglie doppie plus**

Lo sviluppatore del prodotto Roman Freihaut monta il BORT StabuloGen® Sport con fascia adesiva nella taglia 5+.

Sport

NUOVO DESIGN

## BORT Talo Stabil® Eco

Cavigliera ora disponibile in nuove taglie e taglie plus



### BORT TaloStabil® Eco

REF 054600 | Pos.No. 05.02.12.00.1

- Taglia aggiuntiva xxx-large
- Nuove taglie plus xx-large+ e xxx-large+



| Taglie               | Circonferenza caviglia | Misura-b1** |
|----------------------|------------------------|-------------|
| <b>bambini (blu)</b> | 17 – 19 cm             |             |
| small                | fino 21 cm             |             |
| medium               | 21 – 23 cm             |             |
| large                | 23 – 25 cm             |             |
| x-large              | 25 – 27 cm             |             |
| xx-large             | 27 – 29 cm             | 32 – 34 cm  |
| xx-large plus*       | 27 – 29 cm             | 34 – 36 cm  |
| xxx-large*           | 29 – 31 cm             | 36 – 38 cm  |
| xxx-large plus*      | 29 – 31 cm             | 38 – 40 cm  |

Uguale per destra e sinistra

\*Solo in argento

\*\*la Misura b1 è necessaria per differenziare il Taglia plus

## BORT OmoSAT

Ortesi di adduzione spalla-braccio con funzione semplificata



### BORT OmoSAT

REF 121980 | Pos.No. 22.09.01.00.1

- **Chiusura a sgancio rapido per un fissaggio facile e sicuro della tasca del braccio al sistema di cintura**
- Semplice procedura di aggancio per la cintura a spalla e a vita

| Taglie   | Dimensione del corpo |
|----------|----------------------|
| Taglia 1 | fino 160 cm          |
| Taglia 2 | 160 – 180 cm         |
| Taglia 3 | più di 180 cm        |

Uguale per destra e sinistra

Med

+ Avete domande? Chiamateci al numero: 031 / 822 05 45

Le soluzioni BORT soddisfano le esigenze e i desideri individuali. Il nostro personale sul campo vi fornirà una consulenza completa e competente. Saremo lieti di fissare un appuntamento personale con voi.

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e sono soggette a errori e modifiche. Aggiornamento: gennaio 2024.

**BORT. L'extra al vostro fianco.**

Orthosan AG | Freiburgstrasse 632 | 3172 Niederwangen b.B | Telefono 031 / 822 05 45  
www.orthosan.ch | info@orthosan.ch