


# Programm Frühjahr 2024/25



# BORT ist Ihr leistungsstarker Partner

## Überzeugend durch umfangreiche Auswahl, hohe Qualität und jahrzehntelange Erfahrung

Seit über 40 Jahren pflegen wir mit unseren Fachhandelskunden eine vertrauensvolle Partnerschaft und überzeugen durch Auswahl, Qualität und Erfahrung.

Ein Vollsortiment an Medizinprodukten aus den Bereichen Orthopädie und Phlebologie und einem bekannt guten Preis-Leistungsverhältnis, macht BORT zu einem vielseitigen, leistungsstarken und zuverlässigen Partner.

## ORTHOPÄDIE



Unser Sortiment an orthopädischen Hilfsmitteln gliedert sich in unterschiedliche Produktlinien und ist auf die individuellen Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen abgestimmt.

## Innovative Produktentwicklung und Produktion, modernste Logistik

Aus dem Wissen im eigenen Haus, dem intensiven fachlichen Austausch mit Ärzten, Therapeuten und unseren Fachhandelspartnern entstehen immer wieder neue und innovative Produktlösungen für eine kompetente Versorgung der Patienten.

## BORT Aktiven®: Vertrauen Sie jetzt auch im Bereich der Kompressionstherapie auf bewährte BORT Qualität


BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe werden im Rundstrickverfahren unter hohen Qualitätsstandards gefertigt. Sie tragen das RAL-Gütezeichen der Gütezeichengemeinschaft Medizinische Kompressionsstrümpfe e.V.

Das variantenreiche BORT AktiVen® Markensortiment bietet Ihnen ein starkes Sortiments-Plus.

PHLEBOLOGIE

### BORT AktiVen® INDIVIDUAL: für eine schnelle, patientenindividuelle Versorgung nach Mass

- + **INDIVIDUAL-Plus**  
 Jeder Strumpf auf das individuelle Beinmass angepasst
- + **Komfort-Plus**  
 Weiche Haptik für höchsten Tragekomfort
- + **Passform-Plus**  
 Individuelle Form nach Mass



Sie haben Interesse?

Ihr Ansprechpartner im Aussendienst beantwortet Ihnen gerne alle Fragen.

# BORT - alles Neue auf einen Blick.

## UNSERE PRODUKTNEUHEITEN



Jahr für Jahr bieten wir Ihnen neue Produktlösungen, die den aktuellen Versorgungsanforderungen entsprechen.

**BORT StabiloGen® Sport mit Haftband**  
REF 114520SPH

Sport

### Gibt grossen Halt, wenn's drauf ankommt

Kniebandage mit Haftband, auch in Plus- und Doppel-Plus-Grössen für starke Oberschenkelumfänge.

Seite 113



**BORT Generation Handgelenkbandage** REF 215000

Generation

### Einfach und sicher in der Handhabung

Zur Stabilisierung des Handgelenks, mit praktischer Schnürung.

Seite 60



**BORT CoxaPro Hüftorthese**  
REF 201400

Med

### Führt und mobilisiert bei jedem Schritt

Zur Funktionssicherung und Mobilisierung des Hüftgelenks, mit einfacher Limitierung von Beugung und Streckung.

Seite 106



## BORT ist Ihr Grössenspezialist

Auch für dieses Jahr haben wir unser Grössenangebot erweitert, z. B.:



Mehr erfahren

**BORT TaloStabil® Eco**  
REF 054600

Med

Einführung von Plus-Grössen (xx-large plus und xxx-large plus) bei Sprunggelenkbandagen.

Seite 139







## UNSER PROGRAMM

	<b>KIDS</b>	<b>6</b>
<b>Indikationsübersicht</b>		<b>17</b>
Hals		18
Schulter		20
<b>Indikationsübersicht</b>		<b>32</b>
Ellenbogen		33
<b>Indikationsübersicht</b>		<b>42</b>
Finger		44
Daumen		47
<b>Indikationsübersicht</b>		<b>58</b>
Hand		60
<b>Indikationsübersicht</b>		<b>77</b>
Brustwirbelsäule		79
Rücken		80
<b>Indikationsübersicht</b>		<b>97</b>
Leib		98
Leiste/Hüfte		106
<b>Indikationsübersicht</b>		<b>109</b>
Knie		110
<b>Indikationsübersicht</b>		<b>133</b>
Knöchel		135
Fuss		147
Schuhe		152
Einlagen		158
Rehaprodukte		161
OTC		167
Ärztinformation		171



# Neue Spielräume: BORT orthopädische Hilfsmittel




## DAS KIDS SORTIMENT

- ⊕ **BORT Bandagen und Orthesen für Kids**  
Funktioneller Schutz, damit kleine Gelenke  
gesund wachsen können.

**BORT Cervicalstütze****REF** 127260 KIDS

Pos.Nr. 22.12.01.00.1

**BORT Armtragegurt  
Mitella****REF** 610120CH

Pos.Nr. 05.10.01.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- Weicher, offenporiger Schaumstoff
- Kehlkopfaussparung
- Klettverschluss, verstellbar

FARBE: ■ blau

**PRODUKTMERKMALE**

- Universell einstellbarer und tragbarer Armtragegurt zur Ruhigstellung des Schultergelenkes
- Breite: 3,5 cm
- Länge: min. 66 cm, max. 95 cm

FARBE: ■ rot

**DAS KIDS-PLUS**

- Zum Tragen bei Tag und Nacht
- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100% Baumwolle

**DAS KIDS-PLUS**

- Einfache Handhabung
- Praxisbedarf

**INDIKATIONEN**

Schmerzzustände im HWS-Bereich, leichtes Schleudertrauma, Distorsion, Cervicalsyndrom, postoperativ

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z.B. bei periartikulären Reizzuständen und Erkrankungen im Bereich des Glenohumeralgelenks, einfache Frakturen, Supraspinatussyndrom

**GRÖSSE**

Halsumfang



Kinder (x-small) — bis 33 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 18

Kinnhöhen

5,0 cm / 6,0 cm

**GRÖSSE**

Breite

Kinder ————— 3,5 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 23

Rechts und links gleich

**BORT OmoBasic®** nach Gilchrist  
**REF** 121350 KIDS



Med

Pos.Nr. 22.09.01.00.1

### PRODUKTMERKMALE

- Offene Schulter-Arm-Adduktions-orthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Sicherer Sitz und Fixierung des Arms in Adduktionsstellung durch stabilisierende Gurtführung
- Weiches, zugstabiles Gurtmaterial

FARBE: ■ blau

### DAS KIDS-PLUS

- Flexible Einstellung an Hand und Oberarm
- Gute Erreichbarkeit des OP-Gebietes zur Wundversorgung
- Hautfreundlich



### INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Luxation, subcapitale Humerusfraktur, Scapulafraktur, Rotatorenmanschettenverletzung

### GRÖSSE


Länge Olecranon bis  
Metacarpalknöchel V




Kinder \_\_\_\_\_ 22 – 25 cm

Auch als Erwachsenengröße  
auf Seite 23

Rechts und links gleich

**BORT Clavicula-Bandage****REF** 121700 KIDS

Pos.Nr. 22.09.05.00.1

**BORT StabiloFix®****REF** 104600 KIDS

Pos.Nr. 22.09.05.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Rucksackverband
- Weiche Polstergurte
- Drei Klettverschlüsse, individuell einstellbar, ermöglichen eine ideale Fixierung

FARBE: ■ blau

**DAS KIDS-PLUS**

- Körperformschlüssige Anpassung, insbesondere im kritischen Achselbereich
- Guter Tragekomfort
- Hautfreundlich
- Einsatz bei Tag und Nacht

**INDIKATIONEN**

Behandlung von Claviculafrakturen

GRÖSSE Unterbrustumfang



Kinder \_\_\_\_\_ bis 65 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 20

**PRODUKTMERKMALE**

- Geradehalter zur Haltungskorrektur der Brustwirbelsäule
- Weiches, unelastisches Gurtmaterial

FARBE: ■ blau

**DAS KIDS-PLUS**

- Verschluss im Brustbereich ermöglicht selbstständiges An- und Ablegen
- Körperformschlüssige Anlage, insbesondere im kritischen Achselbereich
- Einfaches Kürzen des Gurtes durch vorhandene Abnäher
- Latexfrei

**INDIKATIONEN**

Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule, z. B. Fehlhaltung der BWS

GRÖSSE Unterbrustumfang




Kinder \_\_\_\_\_ 50 – 70 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 80

**BORT DigiSoft®-Fingerorthese**

**REF** 112770 KIDS



Pos.Nr. 22.06.04.00.1

**BORT SellaTex® Classic**

**REF** 112050C KIDS



Pos.Nr. 22.07.04.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Fingerorthese zur Ruhigstellung der Interphalangealgelenke
- Alu-Schiene, anformbar mit weicher Polsterung

FARBE: ■ grau

**DAS KIDS-PLUS**

- Fixierung von wahlweise einem oder zwei Fingern
- Dorsale Anlage nach Umformung möglich
- Klettverschlüsse, an Mittelhand und Fingern variabel positionierbar

**PRODUKTMERKMALE**

- Handgelenkorthese mit zusätzlicher Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenkes
- Volare und dorsale Schienen zur Stabilisierung des Handgelenkes und der Mittelhand
- Daumenelement anformbar
- Länge: ca. 17 cm

FARBE: ■ grau

**DAS KIDS-PLUS**

- Schlupfhilfe
- Angenehmes Tragegefühl
- Stabilo®-Band

**INDIKATIONEN**

Postoperativ, posttraumatisch, z. B. zur Redression, Lagerung, Ruhigstellung der Interphalangealgelenke

**GRÖSSE**

Länge Hand



Kinder \_\_\_\_\_ 11 – 14 cm

Auch als  
Erwachsenengröße  
auf Seite 47

Rechts und links gleich

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen

**GRÖSSE**

Umfang Handgelenk



Kinder \_\_\_\_\_ 13 – 15 cm

Auch als  
Erwachsenengröße  
auf Seite 56

Rechts oder links angeben


**BORT**  
**ManuStabil® kurz**  
**[REF] 112730 KIDS**



Med

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

**BORT Osgood-Schlatter**  
**Kniegelenkbandage**  
**[REF] 114510 KIDS**



Med

Pos.Nr. 05.04.13.00.1

### PRODUKTMERKMALE

- Feste Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene, individuell anformbar
- Kurze Ausführung
- Länge: ca. 17 cm

FARBE: ■ grau

### DAS KIDS-PLUS

- Stabilo®-Band zur effektiven Stabilisierung des Handgelenks
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material
- Auch nachts zu tragen

### INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Distorsion, periphere Nervenlähmung, Tendovaginitis

GRÖSSE                      Umfang Handgelenk



Kinder \_\_\_\_\_ 13 – 15 cm

Auch als Erwachsenengrösse  
auf Seite 67

Rechts oder links angeben

### PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur lokalen Druckentlastung der Tuberositas tibiae
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Anatomisch formgestrikt
- Mehrzonensilikonpelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ blau

### DAS KIDS-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur, dadurch sehr angenehmes Tragegefühl
- Hochelastische Beugezone, schont die Kniekehle auch bei langer Tragedauer
- Einstellbare Entlastung durch V-förmigen Korrekturzügel

### INDIKATIONEN

Beeinflussung des Patellagleitweges, Morbus Osgood-Schlatter, Ansatz-tendinose an Tuberositas tibiae, Gelenkguss, Reizzustände

GRÖSSE                      d-Mass                      f-Mass



Kinder \_\_\_\_\_ 23 – 26 cm    28 – 32 cm

Auch als Erwachsenengrösse  
auf Seite 117

Rechts und links gleich





### PRODUKTMERKMALE

- Klassische Kniebandage zur Weichteilkompression zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenkes
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Viskoelastische Pelotte
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ blau

### DAS KIDS-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Hochelastische Beugezone, schont die Kniekehle auch bei langer Tragedauer

### PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen zur Führung des Kniegelenks
- Viskoelastische Pelotte
- Zirkuläre Fixiergurte an Ober- und Unterschenkel
- Anatomisch formgestrickt
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■■ silber

### DAS KIDS-PLUS

- Begrenzung der Extension bei 0°
- Gelenkschienen, individuell anformbar


### INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Bandinstabilität, Meniskopathie

### INDIKATIONEN


Leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks

GRÖSSE                      d-Mass      f-Mass



Rechts und links gleich

GRÖSSE                      d-Mass      f-Mass



Rechts und links gleich

**BORT Immob-Schiene  
mit Patella-Aussparung****[REF]** 145000 KIDS

Med

Pos.Nr. 22.04.03.00.1

**BORT Helix S Spiral-  
dynamik® USG-Bandage****[REF]** 053200 KIDS

Spiraldynamik

Med

Pos.Nr. 05.02.14.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Knieorthese zur Ruhigstellung des Kniegelenks in 0° bzw. 20° Beugung
- Mit offener Patella, 3-teilig
- Mediale und laterale Alu-Schienen, frei positionierbar
- Länge: 38 cm

FARBE: ■ schwarz

**DAS KIDS-PLUS**

- Körperformschlüssige Anpassung durch 3-teiligen Aufbau
- Innenseitig mit Frottee kaschiert, daher angenehmer Tragekomfort
- Alu-Schienen können zum Waschen entnommen werden

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Gelenk-, Muskel- oder Bandverletzungen

SCHIENENLÄNGE      Körpergröße

Kinder (38 cm) \_\_\_\_\_ 80 – 145 cm  
0° oder 20° Beugung angeben

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 131

Rechts und links gleich

**PRODUKTMERKMALE**

- Sprunggelenkbandage zur Unterstützung der Rückfuss-Torsion und Aufrichtung des Fussgewölbes
- Dünne, elastische Bänder
- 3D formgestrickt
- Zwei Silikonpelotten
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich

FARBE: ■ schwarz

**DAS KIDS-PLUS**

- Stabilisierung des Sprunggelenks und Aktivierung der Fussmuskulatur durch Kompressionswirkung
- Funktionell unterstützende Zügelung bei klassischen Fussdeformitäten (z. B. Senk-Spreiz-Fuss)
- Angenehmer Tragekomfort auch bei hoher Aktivität
- Separat beigelegte Schlupfhilfe

**INDIKATIONEN**

Fehlstatistische Fussbeschwerden und Fussfehlformen aufgrund von Dysfunktion des USG, chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des unteren Sprunggelenks und der Fusswurzel, z. B. bei Bandschwäche

GRÖSSE      Fesselumfang

Kinder \_\_\_\_\_ 17 – 19 cm



Auch als Erwachsenengröße  
auf Seite 142

Rechts oder links angeben

**BORT TaloStabil® Eco**  
**REF** 054600 KIDS



Pos.Nr. 05.02.12.00.1

**BORT MalleoStabil®-Orthese**  
**REF** 100500 KIDS



Pos.Nr. 22.02.01.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Aktiv-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ blau

**PRODUKTMERKMALE**

- Kombi-Sprunggelenkorthese Air/Gel- und Schaumstoffpolster zur Stabilisierung des Sprunggelenkes mit Begrenzung von Pro- und Supination

FARBE: ■ schwarz

**BORT MalleoStabil® Soft-Orthese**  
**REF** 100520

- Nur mit Memoryschaum-Polster

**BORT MalleoStabil® Air/Gel-Orthese**  
**REF** 100540

- Nur mit Air/Gel-Polster

**DAS KIDS-PLUS**

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Druckminderung im Fesselabschluss

**DAS KIDS-PLUS**

- Keine Beeinträchtigung beim Gehen
- Leichtes Anlegen durch zirkuläre Klettverschlüsse

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen

**INDIKATIONEN**

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von Distorsionen aller Schweregrade, funktionelle Therapie von Bandrupturen, Bandverletzungen, Pronations- und/oder Supinationstrauma, fibulare Bandruptur

GRÖSSE Fesselumfang

Kinder \_\_\_\_\_ 17 – 19 cm



Auch als Erwachsenengröße auf Seite 139

Rechts und links gleich

GRÖSSE Körpergröße

Größe 1/Kinder \_\_\_\_\_ bis 155 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 145

Rechts und links gleich

**BORT TalofX®****REF** 054800 KIDS

Pos.Nr. 22.02.03.00.1

**BORT Verkürzungsausgleich aus Silikon****REF** 930200 KIDS

Pos.Nr. 23.01.01.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Sprunggelenk-Soft-Bandage zur Stabilisierung von USG/OSG
- Bilaterale Schalen, mit Memory-Schaum weich abgepolstert
- Kreuzzügelung mit Dynamic Force Control Technologie (DFC)
- Elastisches, feuchtigkeitsableitendes Material

FARBE: ■ schwarz

**DAS KIDS-PLUS**

- Schlankes Design
- Problemlos im Sport- und Strassenschuh tragbar
- Begrenzung des Talus-Vorschubs mit hoher Stabilität
- Positionierung des Sprunggelenkes in Pronation oder Supination

**INDIKATIONEN**

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Tendinitiden, Bandverletzungen, Supinations-/Pronationstrauma

GRÖSSE Fesselumfang

Kinder \_\_\_\_\_ 17 – 19 cm  
 Auch als Erwachsenengröße auf Seite 143

Rechts oder links angeben

**PRODUKTMERKMALE**

- Silikon-Fersenkissen zum Beinlängenausgleich
- Aus dauerhaftem Silikon
- Höhen: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm

- Verpackung: Stück

**DAS KIDS-PLUS**

- Rutschfest
- Für alle Schuharten geeignet
- Abwaschbar
- Hygienisch

**INDIKATIONEN**

Ausgleich von Beinlängendifferenzen, Achillessehnenbeschwerden (Achillo-dynie)

GRÖSSE Schuhgrösse

Kinder \_\_\_\_\_ 33 – 35  
 Höhen \_ 3 mm / 5 mm / 8 mm / 10 mm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 160

Rechts und links gleich



## In jeder Situation: Stabilisierung und Entlastung von Halswirbelsäule und Schulter.





**BORT Stabilo® Cervicalstütze**

**REF** 127160



Pos.Nr. 22.12.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- Fester, offenporiger Schaumstoff, zum Tragen bei Tag
- Kehlkopfaussparung
- Klettverschluss, verstellbar

FARBE: ■ beige

DAS MED-PLUS

- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im HWS-Bereich, leichtes Schleudertrauma, Distorsion, Cervicalsyndrom, postoperativ

GRÖSSEN

Halsumfang



small \_\_\_\_\_ bis 38 cm  
 medium \_\_\_\_\_ 38 – 43 cm  
 large \_\_\_\_\_ 43 – 48 cm

Kinnhöhen 5,5 cm / 7,5 cm / 9,0 cm / 11,0 cm

**BORT Cervicalstütze**

**REF** 127260/360/660



Pos.Nr. 22.12.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- Weicher, offenporiger Schaumstoff
- Kehlkopfaussparung
- Klettverschluss, verstellbar
- **Auch für Kinder**, siehe Seite 7

FARBEN:

- weiss (REF) 127260
- beige (REF) 127360
- blau/schwarz (REF) 127660

DAS MED-PLUS

- Zum Tragen bei Tag und Nacht
- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

GRÖSSEN

Halsumfang

**Kinder (nur 127260, blau) \_\_\_\_\_ bis 33 cm**  
 small \_\_\_\_\_ bis 38 cm  
 medium \_\_\_\_\_ 38 – 43 cm  
 large \_\_\_\_\_ 43 – 48 cm

**Kinder 5,0 cm / 6,0 cm**



**BORT Cervicalstütze Eco****REF** 127460

Pos.Nr. 22.12.01.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- Kehlkopfaussparung
- Weicher, offenporiger Schaumstoff
- Klettverschluss, verstellbar
- Länge: 56 cm

FARBEN: ■ beige ■ blau/schwarz

## DAS ECO-PLUS

- Zum Tragen bei Tag und Nacht
- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

## INDIKATIONEN

Schmerzzustände im HWS-Bereich, leichtes Schleudertrauma, Distorsion, postoperativ

**BORT StabiloNec® Eco****REF** 127570

Pos.Nr. 22.12.02.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- Integrierte Verstärkungsspanne
- Kehlkopfaussparung
- Fester, offenporiger Schaumstoff
- Klettverschluss, verstellbar
- Länge: 56 cm

FARBEN: ■ beige ■ blau/schwarz

## DAS ECO-PLUS

- Funktionelle Stabilisierung
- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

## INDIKATIONEN

Schwere Schmerzzustände, mittelschweres Schleudertrauma, Cervicalsyndrom, postoperativ

## GRÖSSEN

Kinnhöhe

	Grösse 0	5,5 cm
	Grösse 1	7,5 cm
	Grösse 2	9,0 cm
	Grösse 3	11,0 cm

Nur eine Länge (56 cm), passend für Halsumfänge von 32 bis 45 cm

**BORT StabiloNec®**  
mit Verstärkungsspanne  
**REF** 127560



Pos.Nr. 22.12.02.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- Integrierte Verstärkungsspanne
- Fester, offenporiger Schaumstoff
- Kehlkopfaussparung
- Klettverschluss, verstellbar

FARBE: ■ beige

DAS MED-PLUS

- Funktionelle Stabilisierung
- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

INDIKATIONEN


Schwere Schmerzzustände, mittelschweres Schleudertrauma, Cervicalsyndrom, Schiefhals (rheumatisch), Osteochondrose/ Spondylarthrose der HWS, postoperativ

GRÖSSEN	Halsumfang
small	bis 38 cm
medium	38 – 43 cm
large	43 – 48 cm

Kinnhöhen 5,5 cm / 7,5 cm / 9,0 cm / 11,0 cm



**BORT Clavicula-Bandage**  
**REF** 121700



Pos.Nr. 22.09.05.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Rucksackverband
- Weiche Polstergurte
- Drei Klettverschlüsse, individuell einstellbar, ermöglichen eine ideale Fixierung
- Auch für Kinder, Seite 9

FARBEN: □ weiss (Erwachsene),  
■ blau (Kinder)

DAS MED-PLUS

- Körperformschlüssige Anpassung, insbesondere im kritischen Achselbereich
- Hautfreundlich
- Einsatz bei Tag und Nacht

INDIKATIONEN

Behandlung von Claviculafrakturen

GRÖSSEN	Unterbrustumumfang
<b>Kinder (nur blau)</b>	<b>bis 65 cm</b>
small	65 – 80 cm
medium	80 – 95 cm
large	95 – 110 cm
x-large	110 – 125 cm



**BORT OmoControl****REF** 120700**NEU**Hals  
Schulter

Pos.Nr. 22.09.02.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Schultergelenkorthese zur physiologischen Führung und Stabilisierung des Schultergelenks
- Korrektur der Innenrotation und Rückführung des Humeruskopfes
- Entlastung der Kapsel, Sehnen, Muskeln und Nerven
- Ermöglicht freie Pendelbewegung des Armes

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Komfortable Materialien für maximalen Tragekomfort
- Konstruktion erlaubt ein einhändiges Anlegen
- Einfache Handhabung durch ein novatives BOA® Fit System

**INDIKATIONEN**

Leichte bis mittlere Instabilität des Schultergelenks, konservativ bei habitueller Schulterluxation,entzündlich, degeneration

GRÖSSEN	Armmanschette Umfang Unterarm (5 cm unter Ellenbogengelenk)		Schultermanschette Brustumfang (unter Achselhöhle in cm gemessen)	
	Grösse	Umfang	Grösse	Umfang
	Grösse 1	(S) 20 – 25 cm	(S) 75 – 90 cm	
	Grösse 2	(S) 20 – 25 cm	(M) 90 – 105 cm	
	Grösse 3	(S) 20 – 25 cm	(L) 105 – 125 cm	
	Grösse 4	(M) 25 – 30 cm	(S) 75 – 90 cm	
	Grösse 5	(M) 25 – 30 cm	(M) 90 – 105 cm	
	Grösse 6	(M) 25 – 30 cm	(L) 105 – 125 cm	
	Grösse 7	(L) 30 – 35 cm	(S) 75 – 90 cm	
	Grösse 8	(L) 30 – 35 cm	(M) 90 – 105 cm	
	Grösse 9	(L) 30 – 35 cm	(L) 105 – 125 cm	

rechts oder links angeben

**BORT OmoTex**

**REF** 121600



Pos.Nr. 05.09.06.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Schultergelenk-Kompressionsbandage
- Zusätzlicher Klettzügel zur Begrenzung der Aussenrotation
- Silikonpelotte, frei positionierbar
- Anatomisches, muskelaktivierendes Formgestrick

**DAS MED-PLUS**

- Verbesserte Führung des Glenohumeralgelenks
- Gurtlängen individuell einstellbar
- Komfortables Tragen auch unter der Kleidung


FARBE: ■ schwarz

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Schultergelenkbereich, z. B. bei Arthrose


**GRÖSSEN**

Umfang Oberarm



Grösse 1	24 – 28 cm
Grösse 2	28 – 32 cm
Grösse 3	32 – 36 cm
Grösse 4	36 – 40 cm


Rechts und links gleich

**BORT Armtragegurt  
Mitella****REF** 610120CH

Pos.Nr. 05.10.02.00.1

**BORT OmoBasic®**

nach Gilchrist

**REF** 121350

Pos.Nr. 22.09.01.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Universell einstellbarer und tragbarer Armtragegurt zur Ruhigstellung des Schultergelenkes
- Breiten: 3,5 cm und 5,0 cm
- **Auch für Kinder**, Seite 7

FARBE: ■ schwarz



## DAS MED-PLUS

- Einfache Handhabung
- Praxisbedarf

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z.B. bei periartikulären Reizzuständen und Erkrankungen im Bereich des Glenohumeralgelenks, einfache Frakturen, Supraspinatussyndrom

GRÖSSEN	Breiten
Kinder (rot)	3,5 cm
Erwachsene (1)	3,5 cm
Erwachsene (2)	5,0 cm

Rechts und links gleich

## PRODUKTMERKMALE

- Offene Schulter-Arm-Adduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Sicherer Sitz und Fixierung des Arms in Adduktionsstellung durch stabilisierende Gurtführung
- Weiches, zugstabiles Gurtmaterial
- **Auch für Kinder**, Seite 8

FARBEN: ■ blau □ weiss



## DAS BASIC-PLUS

- Flexible Einstellung an Hand und Oberarm
- Gute Erreichbarkeit des OP-Gebietes zur Wundversorgung
- Hautfreundlich

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Luxation, subcapitale Humerusfraktur, Scapulafraktur, Rotatorenmanschettenverletzung

GRÖSSEN	Länge Olecranon bis Metacarpalknöchel V
Kinder (blau)	22 – 25 cm
Grösse 0/S	25 – 28 cm
Grösse 1/M	28 – 31 cm
Grösse 2/L	31 – 34 cm
Grösse 3/XL	34 – 38 cm

Rechts und links gleich

**BORT OmoTex Traction**  
**REF** 120800



Pos.Nr. 22.09.03.00.1

**BORT OmoBasic®**  
**REF** 121850CH



Pos.Nr. 22.09.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Modulare Schultergelenk-Bandage mit separat verwendbarer Gewichtsmanschette zur subacromialen Dekompression
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Vier Gewichtselemente à 250g zur individuellen Gewichtung der Traction
- Verbesserte Anpassbarkeit durch flexibel einstellbare Gurtführungsplatte

FARBE: ■ schwarz



DAS BASIC-PLUS

- Verbesserte Gelenkführung und Druckentlastung im Bereich des Caput humeri
- Gewichtsmanschette entsprechend Therapieverlauf von der Bandage abnehmbar und durch Klettband einstellbar

PRODUKTMERKMALE

- Offene Schulter-Armbandage zur Ruhigstellung des Schultergelenkes
- Fixierung des Unter- und Oberarms am Thorax in Adduktionsstellung
- Angenehmer Tragekomfort durch Rücken-Schulterführung
- Auch einzeln anwendbar

FARBE: ■ blau/schwarz



DAS BASIC-PLUS

- Individuell einstellbare Bänder, mit breiten Auflageflächen

**BORT Thoraxgurt zu OmoBasic®**  
**REF** 121860CH

Pos.Nr. 05.09.01.00.1

- Umfang: bis 135 cm


INDIKATIONEN

Impingementsyndrom, chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Schultergelenkbereich, Periarthropathia humeroscapularis (PHS)

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z.B. bei Rotatorenmanschettenruptur, Endoprothesenimplantat, Distorsion, einfache Humerusfraktur, Supraspinatussyndrom

GRÖSSEN                      Umfang Oberarm


	Grösse 1	24 – 28 cm
	Grösse 2	28 – 32 cm
	Grösse 3	32 – 36 cm
	Grösse 4	36 – 40 cm

Rechts und links gleich

GRÖSSEN

Nur eine Grösse

Rechts und links gleich

**BORT OmoBasic®**  
**geschlossene Form**  
**REF 121500**


Pos.Nr. 22.09.01.00.1

**BORT OmoStabil®**  
**Desault-Weste**  
**REF 121200**


Pos.Nr. 22.09.01.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Geschlossene Schulter-Arm-Adduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Hochelastisches Schlauchmaterial
- Elastisches Band in der Kommissur des Daumens
- Sicherer Sitz und Fixierung des Arms in Adduktionsstellung durch stabilisierende Gurtführung

**FARBEN:** ■ blau □ weiss

**DAS BASIC-PLUS**

- Stabilisierung der Schulter bei freier Beweglichkeit des Daumens und der Langfinger
- Elastischer Abschlussrand im Schulterbereich
- Hautfreundlich

**PRODUKTMERKMALE**

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese als Weste zur Ruhigstellung des Schultergelenks in definierter Position
- Kappenförmige Ausformung im Schulterbereich
- Im Rumpfbereich zirkulär umfassend
- Perforierter Veloursverbundstoff

**FARBE:** ■ blau

**DAS MED-PLUS**

- Flächige Fixierung von Schulter und Arm bei freier Beweglichkeit der Hand durch Öffnung der Armklappe


**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Luxation, subcapitale Humerusfraktur, Scapulafraktur, Rotatorenmanschettenverletzung

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z.B. bei Kontusion, Luxation, subcapitale Humerusfraktur, Rotatorenmanschettenläsion

GRÖSSEN	Arm- umfang	Arm- länge
Grösse 0/S	26-32	48-52 cm
Grösse 1/M	28-34	50-56 cm
Grösse 2/L	32-40	54-60 cm
Grösse 3/XL	38-48	58-68 cm



Rechts und links gleich

GRÖSSEN	Umfang Taille
Grösse 0	bis 75 cm
Grösse 1	75 - 95 cm
Grösse 2	95 - 125 cm
Grösse 3	125 - 145 cm



Rechts und links gleich



**BORT Generation  
Schulterorthese**  
REF 215700

Pos.Nr. 22.09.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese mit Tragetasche zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Taillen- und Schultergurt zur sicheren Fixierung von Schulter und Arm



**BORT Generation:**  
**Für mehr Mobilität im Alter**  
Produktsortiment mit besonderen Handlingvorteilen

FARBE: ■ blau

ZUBEHÖR:

REF 991115 Handauflage mit Ball

DAS GENERATION-PLUS

- Einfacher Anlegeprozess von Schulter- und Taillengurt
- Positionierhilfe am Rücken verhindert Verdrehen der Gurte
- Schnellverschluss zur einfachen und sicheren Fixierung der Armtasche am Gurtsystem

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Kontusion, subcapitale Humerusfraktur, Lähmungserscheinungen, entzündlich, degenerativ

GRÖSSEN	Körpergröße
Grösse 1 _____	bis 160 cm
Grösse 2 _____	160 – 180 cm
Grösse 3 _____	über 180 cm

Rechts oder links angeben

**BORT OmoSAT**  
REF 121980

Pos.Nr. 22.09.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese mit Tragetasche zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Handauflage mit Ball zum Trainieren der Unterarmmuskulatur

FARBE: ■ grau



DAS MED-PLUS

- Einfacher Anlegeprozess von Schulter und Taillengurt
- Schnellverschluss zur einfachen und sicheren Fixierung yn Armtasche am Gurtsystem

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Kontusion, subcapitale Humerusfraktur, Lähmungserscheinungen

GRÖSSEN	Körpergröße
Grösse 1 _____	bis 160 cm
Grösse 2 _____	160 – 180 cm
Grösse 3 _____	über 180 cm

Rechts und links gleich

**BORT OmoXpress****REF** 120900

Pos.Nr. 22.09.01.00.1

**BORT  
OmoXpress light****REF** 120920

Pos.Nr. 22.09.01.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Stabile Fixierung von Schulter und Arm
- Offene Konstruktion zur einfachen Wundkontrolle
- Hautfreundliches Material

FARBE: ■ grau



## DAS MED-PLUS

- Handlasche komplett zu öffnen
- Einfache Handhabung durch drehbare Steckschnalle; dadurch einfache frühfunktionale Nachbehandlung möglich
- Hoher Tragekomfort

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Kontusion, Luxation, Humerusfraktur

## GRÖSSEN      Unterbrustumfang



Grösse 0    \_\_\_ bis 80 cm  
 Grösse 1    \_\_\_ 80 – 120 cm  
 Grösse 2    \_\_\_ 120 – 160 cm

Rechts und links gleich

## PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Stabile Fixierung von Schulter und Arm
- Offene Konstruktion zur einfachen Wundkontrolle
- Hautfreundliches Material

FARBE: ■ grau



## DAS MED-PLUS

- Einfachste Anpassung und sichere Handhabung durch Klettverschluss
- Frei positionierbare Armschlaufen
- Leichte, optisch wenig auffallende Versorgung mit hohem Tragekomfort

## INDIKATIONEN


Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Kontusion, Luxation, Humerusfraktur

## GRÖSSEN      Unterbrustumfang



Grösse 0    \_\_\_ bis 80 cm  
 Grösse 1    \_\_\_ 80 – 120 cm  
 Grösse 2    \_\_\_ 120 – 160 cm


Rechts und links gleich



**PRODUKTMERKMALE**

- Schulter-Arm-Abduktionskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks
- Abduktion: ca. 30°
- Frei positionierbare Bänder für Ellenbogen und Unterarm
- Hautfreundlicher Veloursüberzug

FARBE: ■ grau




**DAS MED-PLUS**

- Einfache Handhabung
- Komfortable Lagerung des Armes

**PRODUKTMERKMALE**

- Schulter-Arm-Abduktionsorthese zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks
- Frei positionierbare Bänder zur Fixierung des Arms
- Ballförmige Handauflage zum Trainieren der Unterarmmuskulatur
- Hautfreundlicher Veloursüberzug

FARBE: ■ grau



**DAS MED-PLUS**

- Wendekissen: Lagerung in 30° oder 45° Abduktion
- Therapiesicherheit durch rutschsicheren, anatomischen Schnitt des Kissens
- Angenehme Trageeigenschaften

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei periartikulären Reizzuständen und Erkrankungen im Bereich des Glenohumeralgelenks, Schulterreckgelenksprengung (Tossy I + II), Supraspinatussyndrom

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Impingementsyndrom, Rotatorenmanschettenverletzung, Endoprothesenimplantat

**GRÖSSEN**                      Körpergrösse

Grösse 1 \_\_\_\_\_ bis 165 cm

Grösse 2 \_\_\_\_\_ über 165 cm

**GRÖSSEN**                      Umfang Leib

small \_\_\_\_\_ bis 104 cm

large \_\_\_\_\_ ab 104 cm



Rechts oder links angeben

Rechts und links gleich

**BORT OmoTwinAir****REF** 121800

Pos.Nr. 22.09.03.00.1


**BORT OmoARS kurz****REF** 121030

Pos.Nr. 22.09.03.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Aufblasbares Schulter-Arm-Abduktionskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks
- Abduktion: ca. 50° - 60°
- Handauflage mit Ball zum Trainieren der Unterarmmuskulatur
- Hautfreundlicher Veloursüberzug

FARBE: ■ grau




## DAS MED-PLUS

- 2 geteiltes Luftkammer-System zur Vermeidung unerwünschter Anteversion des Oberarms beim Liegen
- Fixierung des Oberarms mit zusätzlichem Oberarmkeil
- Sehr geringes Gewicht

## PRODUKTMERKMALE

- Armlagerungskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks in 15° Aussenrotation und 15° Abduktion
- Gurtsystem mit Klettverschluss
- Handauflage mit Ball zum Training der Unterarmmuskulatur

FARBE: ■ grau



## DAS MED-PLUS

- Stabilität und Lagerung durch anatomisches Kissen
- Hautfreundlicher Veloursüberzug

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Impingementsyndrom, Rotatorenmanschettenverletzung, Endoprothesenimplantat

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Impingementsyndrom, Rotatorenmanschettenruptur, Endoprothesenimplantat, subakromiale Defilée-Erweiterung (nach Neer), Bursitis subacromialis

## GRÖSSEN

Nur eine Grösse

Rechts und links gleich

## GRÖSSEN

Länge Olecranon bis Metacarpalknöchel V



Grösse 1 \_\_\_\_\_ bis 34 cm

Grösse 2 \_\_\_\_\_ 35 – 39 cm


Grösse 3 \_\_\_\_\_ über 39 cm

Rechts und links gleich



**PRODUKTMERKMALE**

- Armlagerungskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks in 15° oder 30° Aussenrotation und 15° Abduktion
- Gurtsystem mit Klettverschluss
- Handauflage mit Ball zum Training der Unterarmmuskulatur



FARBE: ■ grau


**DAS MED-PLUS**

- Stabilität und Lagerung durch anatomisches Kissen
- Einfache Handhabung
- Hautfreundlicher Veloursüberzug

ZUBEHÖR: **REF** 121960  
Keil zur Lagerung in 30° Aussenrotation

**PRODUKTMERKMALE**

- Armlagerungskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks in 15° oder 30° Aussenrotation und 15° Abduktion
- 3-Punkt-Gurtsystem mit Klettverschluss
- Handauflage mit Ball zum Training der Unterarmmuskulatur



FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Optimaler Sitz und Stabilität durch 3-Punkt-Gurt
- Einfache Handhabung
- Hautfreundlicher Veloursüberzug

ZUBEHÖR: **REF** 121960 Keil zur Lagerung in 30° Aussenrotation

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Impingementsyndrom, Rotatorenmanschettenruptur, Endoprothesenimplantat, subakromiale Defilée-Erweiterung (nach Neer), Bursitis subacromialis

**GRÖSSEN**

Körpergröße

Grösse 1 \_\_\_\_\_ bis 165 cm  
Grösse 2 \_\_\_\_\_ über 165 cm

Rechts und links gleich

# Mobil in den Tag: Entlastung und Stabilität für den Ellenbogen



Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	select® EpiPlus® 122700	EpiBasic Sport 122600SP	EpiBasic 122600 EpiBasic kurz 122600 K	Kubi Tal® 055100	EpiContur® Sport 022500SP	Stabilo® Epi-Spange 122580	Ellenbogen- bandage 104200	KubiFX 055300 KubiFX light 055350	KubiFX lang 055400 KubiFX lang light 055450	Ellenbogen ROM-Orthese 055500
Seite	S. 33	S. 33	S. 34	S. 35	S. 38	S. 37	S. 36	S. 40	S. 41	S. 39
Posttraumatisch			●					●	●	●
Postoperativ							●	●	●	●
Luxation										●
Sulcus ulnaris-Syndrom				●				●		
Tendopathien						●			●	
Epicondylitis	●	●	●		●	●			●	
Reizzustände	●	●		●	●					●
Tendomyopathie			●							
Distorsion							●			
Arthrose							●			



**BORT select® EpiPlus®****REF** 122700

Pos.Nr. 05.08.09.00.1

**BREEZE****BORT EpiBasic Sport****REF** 122600SP

Pos.Nr. 05.08.09.00.1

**COOLMAX****PRODUKTMERKMALE**

- Hochwertige Ellenbogenbandage mit zusätzlichem Stabilo®-Band
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Positionshilfe in Ellenbogenbeuge
- Längselastische Dehnungszone im Ellenbogenbereich sorgt für angenehmen Sitz in allen Beugewinkeln
- Kompressionsklasse II
- Länge: 20 cm

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

**DAS SELECT-PLUS**

- SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:
  - BREEZE: Komfort-Faser mit kühlendem Effekt
  - Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Abgekettelter, extra-weicher Abschlussrand
- Sehr guter Tragekomfort, ergonomisch und rutschfrei

**PRODUKTMERKMALE**

- Komprimierende Ellenbogenbandage mit zusätzlichem Stabilo®-Band
- SOFTflex 3D-Gestrick mit samtig-weicher Oberflächenstruktur
- Zwei strukturierte Silikonpelotten
- Positionierungshilfe in Ellenbogenbeuge
- Flexible Dehnungszone im Ellenbogenbereich
- Länge: 20 cm

FARBE: ■ schwarz/grün

**DAS SPORT-PLUS**

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Einfache Fixierung und Längeneinstellung des Stabilo®-Bandes mittels easyClick-System
- Latexfreies Gestrick
- Pelottendruck durch Stabilo®-Band individuell dosierbar

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, Epicondylitis (akut oder chronisch), Tendomyopathie

**GRÖSSEN**

Umfang Unterarm (5 cm unter Ellenbogengelenk)



xx-small	_____	20 – 22 cm
x-small	_____	22 – 24 cm
small	_____	24 – 26 cm
medium	_____	26 – 28 cm
large	_____	28 – 30 cm
x-large	_____	30 – 32 cm
xx-large	_____	32 – 34 cm

Massanfertigung nur für **REF** 122700

Rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Positionshilfe in Ellenbogenbeuge

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Positionshilfe in Ellenbogenbeuge

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

FARBE: ■ silber

DAS BASIC-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Speziell elastische Beugezone, schont die Ellenbeuge auch bei langer Tragedauer

DAS BASIC-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Speziell elastische Beugezone, schont die Ellenbeuge auch bei langer Tragedauer
- Reduzierte Länge am Oberarm


\*Längenangaben sind ca. Masse und können sich je nach Grösse unterscheiden.

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, Epicondylitis (akut oder chronisch), Tendomyopathie

GRÖSSEN

Umfang Unterarm (5 cm unter Ellenbogengelenk)

	xx-small	_____	20 – 22 cm
	x-small	_____	22 – 24 cm
	small	_____	24 – 26 cm
	medium	_____	26 – 28 cm
	large	_____	28 – 30 cm
	x-large	_____	30 – 32 cm
	xx-large	_____	32 – 34 cm
	xxx-large (nur silber)	_____	34 – 36 cm

Rechts und links gleich

\*xxx-large nur für REF 122600

**BORT activemed  
Ellenbogenbandage**


REF 220200



Pos.Nr. 05.08.07.00.1

**BORT KubiTal®  
Ellenbogen-Polster-Bandage**

REF 055100



Pos.Nr. 05.08.07.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage
- Ulnare und radiale Silikonpelotten
- Kompressionsklasse II

FARBEN:  beige  mineralgrau  
 graphit (Flachstrick)

## DAS MED-PLUS

- Elastische Komfortzone in der Ellenbeuge für angenehmen Tragekomfort
- Weiche Oberflächenstruktur

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, Epicondylitis (akut oder chronisch), Tendomyopathie

Umfang Unterarm  
GRÖSSEN (5 cm unter Ellenbogengelenk)

	x-small	_____	22 – 24 cm
	small	_____	24 – 26 cm
	medium	_____	26 – 28 cm
	large	_____	28 – 30 cm
	x-large	_____	30 – 32 cm

Rechts und links gleich

## PRODUKTMERKMALE

- Grossflächig gepolsterte Ellenbogenbandage
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Grossflächige Silikonpelotte mit zusätzlicher Olecranon-Aussparung für Formstabilität bei Beugung
- Kompressionsklasse II

FARBEN:  beige  grau Med

## DAS MED-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Grossflächiger Schutz des gesamten Ellenbogenbereichs
- Nahtfreie Komfortzone in der Ellenbeuge

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, z. B. bei Kompression des Nervus ulnaris am Ellenbogen (Sulcus ulnaris-Syndrom/Kubitaltunnelsyndrom), Bursitis


Umfang Unterarm  
GRÖSSEN (5 cm unter Ellenbogengelenk)

	xx-small	_____	20 – 22 cm <span style="color: red; font-weight: bold; font-size: small;">Med</span>
	x-small	_____	22 – 24 cm
	small	_____	24 – 26 cm
	medium	_____	26 – 28 cm
	large	_____	28 – 30 cm
	x-large	_____	30 – 32 cm

Massanfertigung möglich

Rechts und links gleich

**BORT**  
**Ellenbogenbandage**  
**REF** 104200



Pos.Nr. 05.08.06.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenstütze
- Anatomisch formgestrickt, für optimale Passform
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ beige

DAS MED-PLUS

- Angenehmes Tragegefühl
- Nicht auftragend

**BORT Zweizug**  
**Ellenbogenbandage**  
**REF** 055200



Pos.Nr. 05.08.08.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage mit seitlichen Stäben
- Rundgestrickt, ohne Naht
- Längs- und querelastisch
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS

- Angenehmes Tragegefühl
- Seitliche Stäbe für extra Stabilität


INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, z. B. bei Gelenkerguss, Distorsion, Arthrose, Kontusion

INDIKATIONEN


Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, z. B. bei Gelenkerguss, Distorsion, Arthrose, Kontusion

GRÖSSEN Umfang Ellenbogengelenk

	small	_____	24 – 26 cm
	medium	_____	26 – 28 cm
	large	_____	28 – 30 cm

Rechts und links gleich

GRÖSSEN Umfang Ellenbogen

	small	_____	24 – 26 cm
	medium	_____	26 – 28 cm
	large	_____	28 – 30 cm
	x-large	_____	30 – 32 cm

Rechts und links gleich

**BORT Zweizug  
Ellenbogenstütze****REF** 054200

Pos.Nr. 05.08.06.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Rundgestrickte, komprimierende Ellenbogenbandage
- Längs- und querelastisch
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ beige

## DAS MED-PLUS


- Angenehmes Tragegefühl durch nahtloses Gestrick

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, z. B. bei Gelenkerguss, Distorsion, Arthrose, Kontusion

GRÖSSEN	Umfang Ellenbogen
x-small	22 – 24 cm
small	24 – 26 cm
medium	26 – 28 cm
large	28 – 30 cm
x-large	30 – 32 cm

Rechts und links gleich

**BORT Stabilo® Epicondylitis-  
Spange mit ulnarer Entlastung****REF** 122580

Pos.Nr. 22.08.06.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Epicondylitis-Spange zur Entlastung der Muskelursprünge am ulnaren und/oder radialen Epicondylus
- Spezielle anatomische Formgebung ermöglicht individuell dosierbaren Spangendruck

FARBE: ■ silber

## DAS MED-PLUS


- Elastischer Klettverschluss, daher kein Druck auf die Elle
- Flaches Design
- Innenseite gepolstert

## INDIKATIONEN

Epicondylitis, chronische oder rezidivierende Epicondylopathie, Tendopathien, Überanstrengung, sog. Tennis-/Golfarm

GRÖSSEN	Umfang Unterarm (5 cm unter Ellenbogengelenk)
Grösse 1	22 – 24 cm
Grösse 2	24 – 26 cm
Grösse 3	26 – 28 cm
Grösse 4	28 – 31 cm
Grösse 5	31 – 34 cm

Rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Epicondylitis-Soft-Spange zur Entlastung des radialen oder ulnaren Muskelursprungs
- Einheitsgrösse durch Klettverschluss auf individuellen Umfang einstellbar

PRODUKTMERKMALE

- Epicondylitis-Soft-Spange zur Entlastung des radialen oder ulnaren Muskelursprungs
- Einheitsgrösse durch Klettverschluss auf individuellen Umfang einstellbar
- Eine frei positionierbare Friktionspelotte

FARBE: ■ schwarz/grün

FARBEN: ■ beige ■ grau

DAS SPORT-PLUS

- Tailliertes Spangendesign ermöglicht rutschfreien Sitz bei sportlichen Aktivitäten
- Spangendruck individuell dosierbar
- Speziell geformte Friktionspelotte, frei positionierbar
- Modernes Sport-Design (mit reflektierendem Label)

DAS MED-PLUS

- Spangendruck individuell dosierbar
- Tailliertes Spangendesign ermöglicht rutschfreien, sicheren Sitz

INDIKATIONEN

Epicondylitis, chronische oder rezidivierende Epicondylopathie, Tendopathie, Überanstrengung als Folge von Arbeit und Sport, sog. Tennis-/Golfarm

INDIKATIONEN

Epicondylitis, chronische oder rezidivierende Epicondylopathie, Tendopathien, Überanstrengung, sog. Tennis-/Golfarm

Umfang Unterarm  
GRÖSSEN (5 cm unter Ellenbogengelenk)



Rechts und links gleich

Umfang Unterarm  
GRÖSSEN (5 cm unter Ellenbogengelenk)



Rechts und links gleich

**BORT EpiContur®  
mit 2 Pelotten****REF** 122500

Pos.Nr. 22.08.06.00.1

**BORT Ellenbogen-  
ROM-Orthese****REF** 055500

Pos.Nr. 22.08.05.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Epicondylitis-Soft-Spange zur Entlastung der Muskelursprünge am ulnaren und/oder radialen Epicondylus
- Je eine ulnare und radiale Friktionspelotte, frei positionierbar

FARBEN: ■ beige ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Spangendruck individuell einstellbar
- Tailliertes Spangendesign ermöglicht rutschfreien, sicheren Sitz

## INDIKATIONEN

Epicondylitis, chronische oder rezidivierende Epicondylopathie, Tendopathien, Überanstrengung, sog. Tennis-/Golfarm

Umfang Unterarm  
GRÖSSEN (5 cm unter Ellenbogengelenk)



Grösse 0 \_\_\_\_ 21 – 25 cm  
Grösse 1 \_\_\_\_ 25 – 30 cm  
Grösse 2 \_\_\_\_ 30 – 35 cm

Rechts und links gleich

## PRODUKTMERKMALE

- Ellenbogenorthese zur Mobilisierung, bei gleichzeitiger Immobilisierung des proximalen Radio-Ulnar-Gelenks
- Begrenzung der Extension von 0° - 90°
- Begrenzung der Flexion von 0° - 120°
- Fixation des Gelenks in 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Vermeidung von Supination und Pronation im Unterarm durch Handauflage

FARBE: ■ schwarz

## DAS MED-PLUS

- Hoher Tragekomfort durch grossflächige Auflagen an Ober- und Unterarm
- Individuelle Längeneinstellung für den Ober- und Unterarm
- Extra leichte Orthesenkonstruktion

## INDIKATIONEN

Frühfunktionelle postoperative oder posttraumatische Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Ellenbogengelenks und Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks, z. B. konservative/postoperative Versorgungen von Radiusköpfchenfrakturen, Ellenbogenluxationen, distalen Humerusfrakturen, nach Prothesenimplantation

GRÖSSEN                      Umfang Oberarm




Grösse 1 \_\_\_\_ 25 – 34 cm  
Grösse 2 \_\_\_\_ 34 – 43 cm

Rechts oder links angeben

**BORT KubiFX light  
Ellenbogen-Orthese**

**REF** 055350



Pos.Nr. 22.08.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks
- Zwei Alu-Schienen, herausnehmbar
- Unelastisches Material
- Innenseite mit Frottee kaschiert
- Länge: ca. 39 cm

FARBE: ■ grau 

DAS MED-PLUS

- Sichere Stabilisierung
- Von 0° - 90° individuell anformbar
- Extra leichte und offene Rahmenbauweise

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei proximalem Sulcus ulnaris Syndrom, deszendierender Tendopathie, nach Bursektomie

GRÖSSEN

Nur eine Grösse

Rechts und links gleich

**BORT KubiFX  
Ellenbogen-Orthese**

**REF** 055300



Pos.Nr. 22.08.04.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks
- Zwei Alu-Schienen, herausnehmbar
- Unelastisches Material
- Innenseite mit Frottee kaschiert
- Ellenbogenpolster, frei positionierbar
- Vier Umkehrzügel
- Länge: ca. 37 cm

FARBE: ■ grau 

DAS MED-PLUS

- Sichere Stabilisierung
- Von 0° - 90° individuell anformbar

GRÖSSEN

Nur eine Grösse

Rechts und links gleich



**BORT KubiFX lang  
Ellenbogen-Orthese**

REF 055400



Pos.Nr. 22.08.04.00.1

**BORT KubiFX lang light  
Ellenbogen-Orthese**

REF 055450



Pos.Nr. 22.08.04.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks und des proximalen Radioulnargelenks
- Volare Schiene bis in den Palmarbereich der Hand
- Zwei Alu-Schienen, herausnehmbar
- Unelastisches Material
- Innenseite mit Frottee kaschiert
- Ellenbogenpolster, frei positionierbar
- Fünf Umkehrzügel
- Länge: ca. 53 cm

FARBE: ■ grau 

## DAS MED-PLUS

- Sichere Stabilisierung
- Von 0° - 90° individuell anformbar

## PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks und des proximalen Radioulnargelenks
- Innenseite mit Frottee kaschiert
- Beidseits verwendbare Handauflage
- Ellenbogenpolster, frei positionierbar
- Einheitsgrösse durch stufenlose Einstellung der Unterarmlänge (Olecranon bis Metacarpalknöchel V) von 28 cm bis 38 cm

FARBE: ■ grau 

## DAS MED-PLUS

- Sichere Stabilisierung
- Von 0° - 90° individuell anformbar
- Extra leichte und offene Rahmenbauweise

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei proximalem Sulcus ulnaris Syndrom, deszendierender Tendopathie, Epicondylitis, nach Bursektomie

GRÖSSEN Länge Olecranon  
bis Metacarpalknöchel V



Grösse 1 \_\_\_\_ 28 – 31 cm  
Grösse 2 \_\_\_\_ 31 – 34 cm  
Grösse 3 \_\_\_\_ 34 – 38 cm

Rechts oder links angeben

GRÖSSEN

Nur eine Grösse


Rechts und links gleich



# Fit für den Alltag: Funktionelle Hilfe für Finger und Daumen.



**BORT Stack'sche Schiene**  
**REF** 470100



Pos.Nr. 22.06.03.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Kunststoff-Fingerschiene zur Hyperextension des verletzten Fingerendgliedes

FARBEN:  transparent  beige

ZUSÄTZLICH:


- REF** 470200 66 Stk. Set
- REF** 470300 10er Set
- REF** 470400 Fixationsbänder

DAS MED-PLUS

- Konservative Behandlung
- Farbe beige Thermoplastisch nachformbar
- Spanende Bearbeitung möglich

INDIKATIONEN

Fraktur, Luxation, Bandverletzungen, Strecksehnenabriss

GRÖSSEN	Fingerbreite am DIP-Gelenk
 Grösse 1	1,4 – 1,6 cm
Grösse 2	1,5 – 1,8 cm
Grösse 3	1,7 – 2,1 cm
Grösse 4	1,8 – 2,2 cm
Grösse 5	1,9 – 2,3 cm
Grösse 5,5	2,3 – 2,6 cm
Grösse 6	2,0 – 2,8 cm
Grösse 7	2,6 – 2,9 cm

Rechts und links gleich

**BORT Knopfloch PIP Schiene**  
**REF** 470700



Pos.Nr. 22.06.03.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Kunststoff-Fingerschiene zur Behandlung von Knopflochdeformität (Boutonnière Deformity) an den Langfingern der Hand
- Immobilisierung des PIP-Gelenks

FARBE:  beige

ZUSÄTZLICH:


- REF** 470800 10er Pack
- REF** 470900 35 Stk. Set

DAS MED-PLUS

- Konservative Behandlung
- Thermoplastisch nachformbar
- Spanende Bearbeitung möglich

INDIKATIONEN

Knopflochdeformität (Boutonnière Deformity), Immobilisierung der PIP-Gelenke

GRÖSSEN	Schiennen-Innendurchmesser
 Grösse 1	1,9 cm
Grösse 2	2,1 cm
Grösse 3	2,3 cm
Grösse 4	2,4 cm
Grösse 5	2,5 cm
Grösse 6	2,6 cm
Grösse 7	2,8 cm

Rechts und links gleich

**BORT MobiDig® Flexion****REF** 112560

Med

Pos.Nr. 22.06.05.00.1

Finger

**PRODUKTMERKMALE**

- Dynamische Quengelschiene zur Mobilisierung der Interphalangealgelenke
- Ergonomische, strapazierfähige Polster

FARBE:  weiss**DAS MED-PLUS**

- Lineare Federkraft
- Verstärkung oder Reduzierung der Spannung durch vorsichtiges Biegen der Feder möglich

**INDIKATIONEN**

Postoperative, posttraumatische Flexion der PIP- oder DIP-Gelenke

**GRÖSSEN**

Länge



small	_____	3,5 – 5,0 cm
medium	_____	5,0 – 5,8 cm
large	_____	5,8 – 6,5 cm
x-large	_____	über 6,5 cm

L<sub>1</sub> = Einsatz als PIP-Quengel oderL<sub>2</sub> = Einsatz als DIP-Quengel

Rechts und links gleich

**BORT MobiDig®  
Extension**  
**REF** 112510



Med

Pos.Nr. 22.06.05.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Dynamische Quengelschiene zur Mobilisierung der Interphalangealgelenke
- Proximales Polster liegt im Bereich der Handfläche
- Ergonomische, strapazierfähige Polster

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Lineare Federkraft
- Verstärkung oder Reduzierung der Spannung durch vorsichtiges Biegen der Feder möglich
- Plus-Größen

INDIKATIONEN

Postoperative, posttraumatische Extension der PIP-Gelenke

**BORT Capener Schiene  
Extension**  
**REF** 112520



Med

Pos.Nr. 22.06.05.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Dynamische Quengelschiene zur Mobilisierung der Interphalangealgelenke
- Zwei seitliche Spiralfedern



FARBE: □ weiss

DAS MED-PLUS

- Klettband zur besseren Fixierung
- Weiche Abpolsterung
- Progressive Federkraft

INDIKATIONEN


Postoperative, posttraumatische Extension der PIP-Gelenke

GRÖSSEN	Länge <sup>1)</sup>	Fingerbreite <sup>2)</sup>
 x-small	5,0- 6,3	1,3-1,5
x-small plus	5,0- 6,3	1,5-1,7
 small	6,3- 7,6	1,5-1,7
small plus	6,3- 7,6	1,7-1,9
medium	7,6- 8,9	1,7-1,9
medium plus	7,6- 8,9	1,9-2,1
large	8,9-10,2	1,9-2,1
large plus	8,9-10,2	2,1-2,3

<sup>1)</sup>Handflächenfalte bis distale Fingerfalte

<sup>2)</sup>am PIP-Gelenk

Rechts und links gleich

GRÖSSEN	Länge <sup>1)</sup>
 small	6,3- 7,0 cm
medium	7,0- 7,6 cm
large	7,6- 8,0 cm

<sup>1)</sup>Länge (L) = Handflächenfalte bis distale Fingerfalte

Rechts und links gleich

**BORT**  
**DigiSoft®-Fingerorthese**

REF 112770



Med

Pos.Nr. 22.06.04.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Fingerorthese zur Ruhigstellung der Interphalangealgelenke
- Alu-Schiene, anformbar mit weicher Polsterung
- Auch für Kinder, Seite 10

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Fixierung von wahlweise einem oder zwei Fingern
- Dorsale Anlage nach Umformung möglich
- Klettverschlüsse, an Mittelhand und Fingern variabel positionierbar

**INDIKATIONEN**

Postoperativ, posttraumatisch, z. B. zur Redression, Lagerung, Ruhigstellung der Interphalangealgelenke

**GRÖSSEN**

Länge Hand



<b>Kinder</b>	_____	<b>11 – 14 cm</b>
Grösse 1	_____	13 – 16 cm
Grösse 2	_____	16 – 19 cm
Grösse 3	_____	19 – 22 cm

Rechts und links gleich

**BORT**  
**Daumenschiene Sport**

REF 12180SP



Sport

Pos.Nr. 22.06.03.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Daumenorthese zur Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Unterstützend bei Belastungssituationen

FARBE: ■ schwarz/grün

**DAS SPORT-PLUS**

- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material
- Komplett zu öffnen
- Auch nachts zu tragen
- Modernes Sport Design

**INDIKATIONEN**

Postoperativ, posttraumatisch oder degenerative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, z. B. Arthrose am CMC-I-Gelenk (Daumensattelgelenk), postoperativ nach Arthroplastik des CMC-I-Gelenks, Instabilität des CMC-I-Gelenks

**GRÖSSEN**

Umfang Handgelenk



x-small	_____	13 – 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 21 cm

Rechts oder links angeben



### PRODUKTMERKMALE

- Flexible Handgelenkbandage zur Stabilisierung von Daumengrund- und Daumensattelgelenk durch integrierte Verstärkungselemente und zusätzlichem Stabulo®-Band
- SOFTflex 3D-Gestrick mit samtigweicher Oberflächenstruktur für hohen Tragekomfort
- Anatomisch formgestrickt
- Unterstützend bei Belastungssituationen

FARBE: ■ schwarz/grün

### DAS SPORT-PLUS

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Abgekettelter, weicher Abschlussrand
- Latexfreies Gestrick
- Einfache Fixierung mittels easy-Click-System

### PRODUKTMERKMALE

- Flexible Handgelenkbandage zur Stützung von Daumengrund- und Daumensattelgelenk
- Anatomisch formgestrickt
- Zusätzliche Stabilisierungselemente am Daumen


FARBEN: ■ beige ■ schwarz

### DAS MED-PLUS


- Abgekettelter, weicher Abschlussrand
- Flache Bauweise, trägt nicht auf
- Sehr angenehmes Tragegefühl

### INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, z. B. bei ulnarer und radialer Bandinstabilität, beginnende Rhizarthrose

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	bis 13 cm
small	13 – 15 cm
medium	15 – 17 cm
large	17 – 19 cm
x-large	19 – 21 cm

Rechts und links gleich

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	bis 13 cm
small	13 – 15 cm
medium	15 – 17 cm
large	17 – 19 cm
x-large	19 – 21 cm

Rechts und links gleich



### BORT Daumen-Hand-Bandage

REF 112420



Pos.Nr. 05.07.01.00.1

#### PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage mit Daumeneinschluss zur Stützung des Daumengrund- und Daumensattelgelenkes und Stabilisierung des Handgelenkes
- Schlankes Stabilisierungselement aus Kunststoff, anatomisch vorgeformt
- Anatomisch formgestrickt
- Kompressionsklasse II

FARBEN: ■ beige ■ schwarz

#### DAS MED-PLUS

- Stabilo®-Band zur zusätzlichen Stabilisierung des Handgelenkes
- Besonders leichte und schlanke Bauweise für guten Tragekomfort

#### INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenkes, z. B. nach Frakturen im Spätstadium, Arthritis, ulnare und radiale Bandläsionen

#### GRÖSSEN Umfang Handgelenk

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
small	___ bis 15 cm
medium	___ 15 – 17 cm
large	___ 17 – 19 cm
x-large	___ 19 – 21 cm

Rechts und links gleich

### BORT SOFT Daumen-Schiene kurz

REF 112710



Pos.Nr. 22.06.03.00.1

#### PRODUKTMERKMALE

- Soft-Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenkes
- Weiches Innenpolster
- Integriertes Stabilisierungselement, anatomisch vorgeformt
- Länge: ca. 11 cm

FARBEN: ■ grau ■ schwarz

#### DAS MED-PLUS

- Freie Beweglichkeit der Finger
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material

#### INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, entzündlich, wie z. B. bei Arthritis, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens, Spätstadium nach Sehnenrekonstruktion, Rhizarthrose

#### GRÖSSEN Umfang Handgelenk

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
x-small	___ 13 – 15 cm
small	___ 15 – 17 cm
medium	___ 17 – 19 cm
large	___ 19 – 21 cm

Rechts und links gleich

**BORT SOFT**  
**Daumen-Schiene lang**  
**REF 112720**



Pos.Nr. 22.06.03.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Soft-Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks
- Weiches Innenpolster
- Integriertes Stabilisierungselement bis zum Handgelenk, anatomisch vorgeformt
- Länge: ca. 14 cm


FARBEN: ■ grau ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Freie Beweglichkeit der Finger
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, entzündlich, wie z. B. bei Arthritis, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens, Spätstadium nach Sehnenrekonstruktion, Rhizarthrose

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	13 – 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm

Rechts und links gleich

**BORT SOFT**  
**Daumen-Schiene plus**  
**REF 112780**



Pos.Nr. 22.06.03.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Soft-Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks, Daumensattelgelenks und Daumenendgelenks
- Weiches Innenpolster
- Langes integriertes Stabilisierungselement bis zum Handgelenkbereich, anatomisch vorgeformt


FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Verlängertes Daumenteil mit Klettverschluss
- Freie Beweglichkeit der Finger
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material

INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Sehnenrekonstruktion, Ruhigstellung bei degenerativen Prozessen wie Morbus de Quervain, Rhizarthrose

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	13 – 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm

Rechts und links gleich

**BORT**  
**SellaXpress kurz**  
**REF 112840**


Pos.Nr. 22.06.04.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks
- Integriertes Stabilisierungselement aus Aluminium
- Extra dünne Bauweise
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Individuell anpassbar, kalt verformbar
- Angenehmes Tragegefühl durch extra weiche Polsterung
- Hautfreundlicher Velours

**INDIKATIONEN**

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandläsionen, Distorsion, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen wie z. B. Rhizarthrose

**GRÖSSEN**      Umfang Handgelenk

	x-small	___	13 – 15 cm
	small	___	15 – 17 cm
	medium	___	17 – 19 cm
	large	___	19 – 21 cm

Rechts oder links angeben

**BORT**  
**SellaXpress lang**  
**REF 112880**


Pos.Nr. 22.06.04.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Orthese zur Ruhigstellung des Daumensattel- und Daumengrundgelenks
- Integriertes Stabilisierungselement aus Aluminium
- Extra dünne Bauweise
- Weiche Polsterung
- Spezielle Führung am Daumenrohr
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Handgelenksübergreifende lange Schiene
- Individuell formschlüssige Anlage, kalt verformbar
- Hautfreundlicher Velours mit angenehmem Tragegefühl

**INDIKATIONEN**

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Daumenfraktur, Arthritis, Arthrose des Sattel- und/oder Grundgelenks, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens, Spätstadium nach Sehnenrekonstruktion, Tendopathie, zur kontrollierten Mobilisierung bei Rhizarthrose, Skidaumen

**GRÖSSEN**      Umfang Handgelenk

	x-small	___	13 – 15 cm
	small	___	15 – 17 cm
	medium	___	17 – 19 cm
	large	___	19 – 21 cm

Rechts oder links angeben

Rechts oder links angeben

**BORT**  
**SellaXpress plus**  
**REF 112860**


Pos.Nr. 22.06.04.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks plus Endgelenk
- Integriertes Stabilisierungselement aus Aluminium
- Extra dünne Bauweise
- Weiche Polsterung
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Stabilisierung einschliesslich des Daumengelenks
- Individuell anpassbar, kalt verformbar
- Angenehmes Tragegefühl durch extra weiche Polsterung
- Hautfreundlicher Velours

**INDIKATIONEN**

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Sehnenrekonstruktion, Ruhigstellung bei degenerativen Prozessen wie Morbus de Quervain und bei entzündlichen und rheumatischen Erkrankungen, wie z. B. Rhizarthrose, Tendopathie

**GRÖSSEN**      Umfang Handgelenk


x-small	___	13 – 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm

Rechts oder links angeben

**BORT RhizoFlex®**  
**Daumen-Ringorthese**  
**REF 105100**


Pos.Nr. 22.06.01.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Daumen-Ringorthese zur Stabilisierung und Entlastung des Daumensattelgelenks
- Positionierung des Daumens in Funktionsstellung
- Integriertes, kalt anformbares Stabilisierungselement
- Austauschbares Verschlussband
- Optimaler Tragekomfort
- Einfaches Anlegen

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Extrem schlankes und funktionelles Orthesendesign
- Freie Beweglichkeit der Finger und des Handgelenks
- Abwaschbar, besonders strapazierfähig

**INDIKATIONEN**

Postoperativ, posttraumatisch, oder degenerative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, z. B. Arthrose am CMC-I-Gelenk (Daumensattelgelenk), postoperativ nach Arthroplastik des CMC-I-Gelenks, Instabilität des CMC-I-Gelenks

**GRÖSSEN**      Umfang Mittelhand


Grösse 0	___	15 – 17 cm
Grösse 1	___	17 – 19 cm
Grösse 2	___	19 – 22 cm
Grösse 3	___	22 – 26 cm

Rechts oder links angeben

**BORT Generation  
Daumenschiene****REF** 215300

Pos.Nr. 22.06.04.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Soft-Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Weiches Innenpolster
- Entnehmbare Stabilisierungselemente bis zum Handgelenk, anatomisch vorgeformt
- Länge: ca. 14 cm

FARBE: ■ blau


**DAS GENERATION-PLUS**

- Praktische Schnürung ermöglicht einfache und sichere Handhabung
- Variabel einstellbares Daumenband mit Umkehrschleife für extra sicheren Halt
- Zur Verwendung in Kombination mit Gehhilfe/Rollator geeignet
- Ansprechendes, funktionelles Design
- Auch nachts zu tragen

**INDIKATIONEN**

Postoperativ, posttraumatisch, Rhizarthrose, degenerativ, entzündlich, z. B. Arthritis, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens

**GRÖSSEN**      Umfang Handgelenk

	small	—	13 – 16 cm
	medium	—	16 – 19 cm
	large	—	19 – 22 cm

Rechts oder links angeben

**BORT SellaFix® K****REF** 112080

Pos.Nr. 22.06.04.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Thermoplastische Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks
- Innenseite vollflächig mit weichem Schaum kaschiert
- Klettverschluss, verstellbar
- Grossflächige Perforation

FARBE: ■ grau


**DAS MED-PLUS**

- Freie Beweglichkeit des Handgelenks (kurze Ausführung)
- Thermoplastisch nachformbar (Warmluft)
- Individuelle Anpassung
- Angenehmes Tragegefühl

**INDIKATIONEN**

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Distorsion, Kontusion

**GRÖSSEN**      Umfang Handgelenk

	x-small	—	bis 15 cm
	small	—	15 – 17 cm
	medium	—	17 – 19 cm
	large	—	19 – 21 cm
	x-large	—	21 – 23 cm

Rechts oder links angeben

**BORT SellaFix® N**  
**Mittelhand-Daumenschiene**  
**REF 112040**


Pos.Nr. 22.06.04.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Thermoplastische Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks
- Innenseite vollflächig mit weichem Schaum kaschiert
- Klettverschluss, verstellbar
- Grossflächige Perforation

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Thermoplastisch nachformbar (Warmluft)
- Individuelle Anpassung
- Angenehmes Tragegefühl

**INDIKATIONEN**

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Distorsion, Kontusion, Bandläsion (Ski-Daumen), Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen (Rheizarthrose)

**GRÖSSEN**      Umfang Handgelenk


x-small	_____	bis 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 21 cm
x-large	_____	21 – 23 cm

Rechts oder links angeben

**BORT SellaFix® N**  
**Black Edition**  
**REF 112040B**


Pos.Nr. 22.06.04.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Thermoplastische Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks
- Innovatives Verschluss-System zur optimalen Anpassung an die Gegebenheiten des Patienten
- Schlanke Bauweise

FARBE: ■ schwarz

**DAS MED-PLUS**

- Individuelle Anpassung
- Thermoplastisch nachformbar (Warmluft)
- Hoher Tragekomfort durch den Einsatz innovativer Materialien
- Abwaschbar

**INDIKATIONEN**

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Distorsion, Kontusion, Bandläsion (Ski-Daumen), Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen (Rheizarthrose)

**GRÖSSEN**      Umfang Mittelhand


x-small	_____	18 – 20 cm
small	_____	20 – 22 cm
medium	_____	22 – 24 cm
large	_____	24 – 26 cm
x-large	_____	26 – 28 cm

Rechts oder links angeben

**BORT SellaTex®****REF** 112050

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit zusätzlicher Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenkes
- Volare und dorsale Schienen zur Stabilisierung des Handgelenkes und der Mittelhand
- Komplett zu öffnen
- Länge: ca. 19 cm

FARBE: ■ grau


## DAS MED-PLUS

- Daumenelement individuell positionierbar, anformbar, komplett abnehmbar
- Angenehmes Tragegefühl
- Stabilo®-Band

## INDIKATIONEN

Präoperativ, posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, Rhizarthrose, bei degenerativen Erkrankungen, z. B. CTS

## GRÖSSEN      Umfang Handgelenk

	x-small	___	bis 15 cm
	small	___	15 – 17 cm
	medium	___	17 – 19 cm
	large	___	19 – 21 cm
	x-large	___	21 – 23 cm

Rechts oder links angeben

**BORT Generation Dau-  
men-Handorthese****REF** 215200

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit zusätzlicher Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenkes
- Weiches Innenpolster
- Schienen individuell anformbar und entnehmbar

FARBE: ■ blau


## DAS GENERATION-PLUS

- Praktische Schnürung ermöglicht einfache und sichere Handhabung
- Speziell abgepolsterte Zone im palmarischen Bereich ermöglicht Verwendung in Kombination mit Gehhilfen/Rollator
- Variabel einstellbares Daumenband mit Umkehrschleufe für sicheren Halt
- Ansprechendes, funktionelles Design

## INDIKATIONEN

Präoperativ, posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, z. B. Rhizarthrose, bei degenerativen Erkrankungen, z. B. CTS

## GRÖSSEN      Umfang Handgelenk

	x-small	___	bis 15 cm
	small	___	15 – 17 cm
	medium	___	17 – 19 cm
	large	___	19 – 21 cm
	x-large	___	21 – 23 cm

Rechts oder links angeben

**BORT ManuBasic® Plus  
mit Daumeneinschluss****REF** 112940

Med

Pos.Nr. 05.07.14.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Daumengrund- und Daumensattelgelenkbandage mit zusätzlicher Stabilisierung des Handgelenks (komprimierend)
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch anformbar
- Silikonpelotte mit Aussparung am Processus styloideus ulnaris

FARBE: ■ schwarz

## DAS BASIC-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand
- Stabilo®-Band zur zusätzlichen Stabilisierung des Handgelenks

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis, chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, bei ulnarer und radiärer Bandinstabilität, beginnende Rhizarthrose

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	small	13 – 15 cm
	medium	15 – 17 cm
	large	17 – 19 cm
	x-large	19 – 21 cm

Rechts oder links angeben

**BORT SellaTex® Classic****REF** 112050C

Med

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Volare und dorsale Schiene zur Stabilisierung des Handgelenks und der Mittelhand
- Dorsale Daumenschiene zur zusätzlichen Stabilisierung des Daumens
- Länge: ca. 20 cm
- Auch für Kinder, Seite 10

FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Stabilo®-Band zur zusätzlichen Stabilisierung des Handgelenks
- Atmungsaktives Material
- Angenehmes Tragegefühl
- Extraflache Bauweise

## INDIKATIONEN

Präoperativ, posttraumatisch, u. postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, Rhizarthrose, bei degenerativen Erkrankungen, z. B. Morbus de Quervain, CTS

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	<b>Kinder</b>	<b>13 – 15 cm</b>
	x-small	bis 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm
	x-large	21 – 23 cm

Rechts oder links angeben



**BORT SellaDur®****REF** 105400

Pos.Nr. 22.06.03.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenkes und Daumensattelgelenkes
- Speziell hochgezogener Rand im kritischen Bereich Daumen- Zeigefinger
- Elastischer Unterziehstrumpf

FARBE: ■ anthrazit

## DAS MED-PLUS

- Extrem strapazierfähige Orthese
- Grossflächige Perforation für angenehmen Tragekomfort
- Abwaschbar

## INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Distorsion, Kontusion, Bandläsion (Ski-Daumen), Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, Rizarthrose

## GRÖSSEN      Umfang Handgelenk

	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm

Rechts oder links angeben

**BORT  
Daumen-Handorthese****REF** 103500

Pos.Nr. 23.21.01.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese zur sicheren Immobilisierung von Hand-, Daumengrund- und Daumensattelgelenk
- Ulnarseitige Orthesenlängen: x-small: 17 cm, small: 19 cm, medium: 22 cm, large: 26 cm
- Innenseite vollflächig mit weichem Schaum kaschiert
- Perforiertes thermoplastisches Material zur einfachen Anformung
- Inkl. Unterziehstrumpf

FARBE: ■ schwarz

## DAS MED-PLUS

- Kompletzt zu öffnen
- Röntgentransparent
- Angenehmes Tragegefühl
- Thermoplastisch nachformbar (Warmluft)
- Abwaschbar

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Karpaltunnelsyndrom (CTS), stabile Kahnbeinfraktur, stabile Radiusfraktur, ulnare Bandläsion (Skidaumen), Tendopathie, Kapselzerrungen

## GRÖSSEN      Umfang Handgelenk

	x-small	bis 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 22 cm

Rechts oder links angeben

<b>Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte</b>	<b>select® ManuZip® volar 112220</b>	<b>ManuBasic® Sport 112920SP</b>	<b>ManuBasic® 112920 ManuBasic® Plus 112940</b>	<b>Handgelenk- stütze mit Alu-Schiene 103300</b>	<b>Generation Handgelenk- bandage 215_000</b>	<b>ManuStabil® 102200 ManuStabil® Classic 102200C ManuStabil® kurz 112730</b>	<b>SOFT Volare CTS- Schiene 112750</b>	<b>Generation Handgelenk- orthese 215100 Generation Handgelenk- orthese mit Schnürung 215150</b>	<b>ManuCarpal® Combi 102400</b>	<b>Dorsale Intrinsic Plus Schiene (D.I.P.S) 102500</b>	<b>ManuDisc® 102300</b>	<b>Unterrarm- Hand- orthese 103600</b>
Seite	S. 61	<b>S. 63</b>	S. 62/63	S. 64/60	S. 68/67	S. 70	S. 67/66	S. 72	S. 73	S. 69	S. 70	
Reizzustände	●	●	●	●								
entzündlich-rheumatisch							●					
degenerativ				●			●					
Distorsion	●	●	●	●			●					●
Arthrose der Handwurzel	●	●	●	●				●			●	
Karpaltunnelsyndrom (CTS)				●		●	●	●	●	●	●	●
Tendovaginitis	●	●	●	●				●				
Discusverletzung											●	●
(Postoperative) Ruhigstellung						●	●	●	●	●	●	●
Periphere Nervenlähmung						●			●			
Mittelhand-/Fingergrundglied- frakturen										●		
Bandverletzungen d. Langfinger										●		

# Alles im Griff: Mehr funktionelle Stabilität für das Handgelenk.



**BORT Generation Handgelenkbandage**

REF 215000

**NEU**

Generation



Pos.Nr. 05.07.11.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Gepolsterte Handgelenkbandage mit volarer Verstärkung
- Elastisches Trägermaterial
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch

FARBE: ■ blau

**DAS GENERATION-PLUS**

- Praktische Schnürung ermöglicht einfache und sichere Handhabung
- Speziell abgepolsterte Zone im palmaren Bereich ermöglicht Verwendung in Kombination mit Gehhilfen / Rollator
- Ansprechendes, funktionelles Design



**BORT Generation:**  
Für mehr Mobilität im Alter  
Produktsortiment mit besonderen  
Handlingvorteilen

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Rheuma, Tendovaginitis

**GRÖSSEN**

Umfang Handgelenk



small	_____	13 – 16 cm
medium	_____	16 – 19 cm
large	_____	19 – 23 cm

Rechts oder links angeben

### BORT activemed Handgelenkbandage

REF 220100



Med

Pos.Nr. 05.07.14.00.1

#### PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch
- Stabilo®-Band
- Silikonpelotte mit Aussparung am Styloideus ulnaris

FARBEN:  beige  mineralgrau  
 graphit (Flachstrick)


#### DAS MED-PLUS

- Nahtfreie Dehnzone im Kommissurbereich, fasst den Daumenansatz ein und passt sich den anatomischen Gegebenheiten an

#### INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

#### GRÖSSEN Umfang Handgelenk

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 small	13 – 15 cm
medium	15 – 17 cm
large	17 – 19 cm
x-large	19 – 21 cm

Rechts oder links angeben

### BORT select® ManuZip® volatr

REF 112220



select®

Pos.Nr. 05.07.14.00.1

#### PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Alu-Schiene, anatomisch vorgeformt
- Stabilo®-Band, frei positionierbar
- Viscoelastische Silikonpelotte zur intermittierenden Massage
- Anatomisch formgestrickt

FARBEN:  silber  schwarz


#### DAS SELECT-PLUS

- Reissverschluss im Handrückenbereich, dadurch sehr komfortables An- und Ablegen
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand
- Integrierte Schlupfhilfe

#### INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

#### GRÖSSEN Umfang Handgelenk

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 small	13 – 15 cm
medium	15 – 17 cm
large	17 – 19 cm
x-large	19 – 21 cm

Rechts oder links angeben

**BORT ManuBasic®****REF** 112920

Pos.Nr. 05.07.14.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch
- Stabilo®-Band, frei positionierbar
- Silikonpelotte mit Aussparung am Processus styloideus ulnaris


**DAS BASIC-PLUS**

- Extra elastisch im Bereich des Handgelenks und des Unterarms, dadurch besonders leichtes Anlegen
- Besonders weicher Abschlussrand im Unterarmbereich
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

**GRÖSSEN**

	c1-Mass	c2-Mass		c1-Mass	c2-Mass
x-small	bis 13	14 – 16 cm	large	17 – 19	20 – 22 cm
small	13 – 15	16 – 18 cm	large plus	17 – 19	22 – 24 cm
small plus	13 – 15	18 – 20 cm	x-large	19 – 21	22 – 24 cm
medium	15 – 17	18 – 20 cm	x-large plus	19 – 21	24 – 26 cm
medium plus	15 – 17	20 – 22 cm	xx-large	21 – 23	24 – 26 cm
			xx-large plus	21 – 23	26 – 28 cm

Rechts oder links angeben

**BORT ManuBasic® Sport**

REF 112920SP



Sport

Pos.Nr. 05.07.14.00.1

COOLMAX

**PRODUKTMERKMALE**

- Komprimierende Handgelenkbandage mit zusätzlichem Stabilo®-Band
- SOFTflex 3D-Gestrick mit samtigweicher Oberflächenstruktur
- Anatomisch formgestrickt
- Volare Kunststoff-Schiene, thermoplastisch, anatomisch vorgeformt
- Viscoelastische Silikonpelotte

FARBE: ■ schwarz/grün

**DAS SPORT-PLUS**

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg, trockenes und angenehmes Tragegefühl
- Ideale Passform bei sportlichen Aktivitäten
- Latexfreies Gestrick
- Extra elastisch im Bereich des Handgelenks und Unterarms, dadurch sehr leichtes Anlegen
- Einfache Fixierung und Längeneinstellung des Stabilo®-Bands mittels easyClick-System

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

**GRÖSSEN**      Umfang Handgelenk

x-small	___	bis 13 cm
small	___	13 – 15 cm
medium	___	15 – 17 cm
large	___	17 – 19 cm
x-large	___	19 – 21 cm

Rechts oder links angeben

**BORT ManuBasic® Plus mit Daumeneinschluss**

REF 112940



Med

Pos.Nr. 05.07.14.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Daumengrund- und Daumensattelgelenkbandage mit zusätzlicher Stabilisierung des Handgelenks (komprimierend)
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch anformbar
- Silikonpelotte mit Aussparung am Processus styloideus ulnaris

FARBE: ■ schwarz

**DAS BASIC-PLUS**

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand
- Stabilo®-Band zur zusätzlichen Stabilisierung des Handgelenks

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis, chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, bei ulnarer und radialer Bandinstabilität, beginnende Rhizarthrose

**GRÖSSEN**      Umfang Handgelenk

small	___	13 – 15 cm
medium	___	15 – 17 cm
large	___	17 – 19 cm
x-large	___	19 – 21 cm

Rechts oder links angeben



PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt
- Stabilo®-Band
- Silikonpelotte
- Anatomisch formgestrickt


FARBE: ■ schwarz

DAS ECO-PLUS

- Verlängerter Reissverschluss bis zum Daumen, dadurch sehr komfortables Anlegen

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 small	13 – 15 cm
medium	15 – 17 cm
large	17 – 19 cm
x-large	19 – 21 cm

Rechts oder links angeben



PRODUKTMERKMALE

- Klassische Handgelenkbandage
- Volare Alu-Schiene, individuell anformbar, in strapazierfähiger Tasche
- Länge: 16 cm


FARBEN: ■ beige ■ grau ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Leichtes Anlegen/Abnehmen, auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit durch integrierte Schlupfhilfe und dorsale Klettverschlüsse

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Rheuma, Tendovaginitis

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	bis 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm
x-large	21 – 23 cm

Rechts oder links angeben



**BORT Handgelenkstütze mit Alu-Schiene und Band**

REF 103301



Pos.Nr. 22.07.04.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Klassische Handgelenkbandage
- Volare Alu-Schiene, individuell anformbar, in strapazierfähiger Tasche
- Länge: 16 cm
- Zusätzliche Stabilisierung durch Stabilo®-Band

FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Leichtes Anlegen/Abnehmen, auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit durch integrierte Schlupfhilfe und dorsale Klettverschlüsse

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Rheuma, Tendovaginitis

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	bis 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm
	x-large	21 – 23 cm

Rechts oder links angeben

**BORT Arm- und Handgelenkstütze**

REF 103360



Pos.Nr. 22.07.04.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Klassische Handgelenk-Unterarmbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Alu-Schiene, individuell anformbar, in strapazierfähiger Tasche
- Klettverschlussstreifen auf dem Handrücken
- Länge: 22 cm

FARBEN: ■ beige ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Verlängerte Alu-Schiene, dadurch bessere Stabilisierung
- Leichte An-/Ablage, auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit durch integrierte Schlupfhilfe und dorsale Klettverschlüsse

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	___ bis 15 cm
	small	___ 15 – 17 cm
	medium	___ 17 – 19 cm
	large	___ 19 – 21 cm
	x-large	___ 21 – 23 cm

Rechts oder links angeben

**BORT Arm- und Handgelenkschiene**  
REF 103580



Med

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Klassische Handgelenk-Unterarmbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Alu-Schiene, individuell anformbar, in strapazierfähiger Tasche
- Klettverschlussstreifen auf dem Handrücken
- Länge: 22 cm

FARBEN: ■ beige ■ grau


**DAS MED-PLUS**

- Verlängerte Alu-Schiene, dadurch bessere Stabilisierung
- Leichtes Anlegen, auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit durch integrierte Schlupfhilfe und dorsale Klettverschlüsse

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis

**GRÖSSEN**      Umfang Handgelenk

	x-small	_____	bis 15 cm
	small	_____	15 – 17 cm
	medium	_____	17 – 19 cm
	large	_____	19 – 21 cm
	x-large	_____	21 – 23 cm

Rechts oder links angeben

**BORT Generation Handgelenkorthese mit Schnürung**  
REF 215150



Generation

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Gepolsterte Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkung
- Schienen individuell anformbar und entnehmbar
- Weiches Innenpolster

FARBE: ■ blau

**DAS GENERATION-PLUS**

- Praktische Schnürung ermöglicht einfache und sichere Handhabung
- Speziell abgepolsterte Zone im palmarischen Bereich ermöglicht Verwendung in Kombination mit Gehhilfen/Rollator
- Ansprechendes, funktionelles Design
- Auch nachts zu tragen




**BORT Generation:**  
**Für mehr Mobilität im Alter**  
Produktsortiment mit besonderen Handlungsvorteilen

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Handwurzelarthrose, entzündlich-rheumatisch, degenerative Erkrankungen, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), periphere Nervenlähmung, Tendovaginitis

**GRÖSSEN**      Umfang Handgelenk

	x-small	_____	bis 15 cm
	small	_____	15 – 17 cm
	medium	_____	17 – 19 cm
	large	_____	19 – 21 cm
	x-large	_____	21 – 23 cm

Rechts oder links angeben

**BORT Generation  
Handgelenkorthese**

REF 215100



Generation



Pos.Nr. 22.07.04.00.1

**BORT ManuStabil® kurz**

REF 112730



Med

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Gepolsterte Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkung
- Schienen individuell anformbar und entnehmbar
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material

FARBE: ■ blau

## DAS GENERATION-PLUS

- Innovativer Verschlusszügel ermöglicht das Anlegen mit einer Hand
- Speziell abgepolsterte Zone im palmaren Bereich ermöglicht Verwendung in Kombination mit Gehhilfen/Rollator
- Ansprechendes, funktionelles Design
- Auch nachts zu tragen



**BORT Generation:**  
**Für mehr Mobilität im Alter**  
Produktsortiment mit besonderen Handlungsvorteilen

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Handwurzelarthrose, entzündlich-rheumatische, degenerative Erkrankungen, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk



x-small	_____	bis 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 21 cm
x-large	_____	21 – 23 cm

Rechts oder links angeben

## PRODUKTMERKMALE

- Feste Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene, individuell anformbar
- Kurze Ausführung
- Länge: ca. 18 cm
- **Auch für Kinder**, Seite 11

FARBEN: ■ grau ■ schwarz

## DAS MED-PLUS

- Stabilo®-Band zur effektiven Stabilisierung des Handgelenkes
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material
- Auch nachts zu tragen

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Distorsion, degenerativ, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk



<b>Kinder (nur grau)</b>		<b>13 – 15 cm</b>
x-small	_____	bis 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 21 cm
x-large	_____	21 – 23 cm

Rechts oder links angeben



PRODUKTMERKMALE

- Feste Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene
- Atmungsaktives Material
- Komplett zu öffnen
- Rechts und links anwendbar
- Lange Ausführung
- Länge: ca. 22 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Individuell leicht anformbar
- Zirkuläres Band zur effektiven Stabilisierung des Handgelenks
- Auch nachts zu tragen

PRODUKTMERKMALE

- Feste Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene
- Atmungsaktives Material
- Rechte und linke Ausführung
- Lange Ausführung
- Länge: ca. 22 cm


FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS


- Individuell leicht anformbar
- Sehr gute Stabilisierung des Handgelenks durch verlängerte Ausführung und spezielle Verschluss-technik
- Auch nachts zu tragen

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	___ bis 15 cm
small	___ 15 – 17 cm
medium	___ 17 – 19 cm
large	___ 19 – 21 cm
x-large	___ 21 – 23 cm

Rechts und links gleich

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	___ bis 15 cm
small	___ 15 – 17 cm
medium	___ 17 – 19 cm
large	___ 19 – 21 cm
x-large	___ 21 – 23 cm

Rechts oder links angeben

**ManuStabilPro  
offene Form****REF** 182500

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

**BORT ManuDisc®**

nach Dr. Schütz

**REF** 102300

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene
- Atmungsaktives, hautfreundliches Material
- Komplett zu öffnen
- Extra lange Ausführung
- Länge: ca. 25 cm

FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Individuell leicht anformbar
- Auch nachts zu tragen
- Stabilisierung des Handgelenks und Unterarms
- Leichte Anlage, auch postoperativ

## INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis

## GRÖSSEN      Umfang Handgelenk

	x-small	_____	bis 16 cm
	small	_____	16 – 18 cm
	medium	_____	18 – 20 cm
	large	_____	20 – 22 cm
	x-large	_____	22 – 24 cm

Rechts oder links angeben

## PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit multidirektionaler Stabilisierung des Handgelenks
- Ulnare Umgreifung und bilaterale Abstützung am Unterarm
- Individuell anformbar
- Vollflächige und weiche Posterung auf der Innenseite

FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Dünnwandige Konstruktion mit volarer T-Schiene
- Komplett zu öffnen
- Hoher Tragekomfort

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Discusverletzung, Handwurzelarthrose

## GRÖSSEN      Umfang Handgelenk

	small	_____	15 – 17 cm
	medium	_____	17 – 19 cm
	large	_____	19 – 21 cm
	x-large	_____	21 – 23 cm

Rechts oder links angeben

**BORT  
Unterarm-Handorthese****REF** 103600

Pos.Nr. 23.21.01.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Stabile, zirkulär umgreifende Unterarm-Handorthese zur kompletten Ruhigstellung des Handgelenks bei freier Fingerbeweglichkeit
- Perforiertes thermoplastisches nachformbares Material (Warmluft)
- Innenseite vollflächig mit weichem Schaum kaschiert
- Unterziehstrumpf für angenehmen Tragekomfort
- Orthesenlänge: x-small 17 cm, small 23 cm, medium 25 cm und large 28 cm

FARBE: ■ schwarz

## DAS MED-PLUS

- Zirkuläre Stabilisierung
- Röntgentransparent
- Komplett zu öffnen
- Angenehmes Tragegefühl
- Abwaschbar

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Distorsion, Discusverletzung, nach Frakturen

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
x-small	bis 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 22 cm

Rechts oder links angeben

**BORT SOFT Volare  
CTS-Schiene****REF** 112750

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Weiche, volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks
- Schiene und Verschlussbänder, extra soft gepolstert
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Leicht nachformbar
- Leichtes und angenehmes Tragegefühl
- Auch nachts zu tragen

## INDIKATIONEN


Postoperativ, posttraumatisch, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Distorsion

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
x-small	13 – 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm
x-large	21 – 23 cm

Rechts oder links angeben



**BORT SOFT Dorsale  
CTS-Schiene****REF** 112760

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Weiche, dorsale Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks
- Palmarbügel
- Schiene und Verschlussbänder, extra soft gepolstert
- Fixierung mit drei Klettverschlüssen
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Erhaltung der Greiffähigkeit
- Leicht nachformbar
- Leichtes und angenehmes Tragegefühl
- Auch nachts zu tragen

## INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Distorsion

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk



small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm

Rechts oder links angeben

**BORT  
ManuCarpal®-Orthese****REF** 103200

Pos.Nr. 23.21.01.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Thermoplastisch anformbare volare Handorthese
- Vollflächige Polsterung
- Grossflächige Auflage mit bilateraler Umgreifung des Unterarms
- Extra leichte Bauweise
- Abwaschbar

FARBE: ■ schwarz

## DAS MED-PLUS

- Thermoplastisch nachformbar (Warmluft)
- Einfache Handhabung und Positionierung durch den Patienten
- Komplett zu öffnen
- Hoher Tragekomfort

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk



small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm
x-large	___	21 – 23 cm

Rechts oder links angeben

**BORT ManuCarpal® Combi****REF** 102400

Med

Pos.Nr. 22.07.05.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Handorthese mit abnehmbarer Fingerauflage
- Fingerauflage, individuell anformbar
- Komplett zu öffnen
- Rechts und links anwendbar

FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Modulares Orthesen-System
- Zusätzliche Entlastung des Karpaltunnels bei Einsatz der Fingerauflage
- Spezielle Weichteilbettung des kritischen Karpaltunnelbereichs
- Zirkuläres Band zur effektiven Stabilisierung des Handgelenks



- Funktionell geformtes Entlastungspolster aus Memory-Schaum
- Entlastung des Karpaltunnels und des empfindlichen Narbenbereichs (Z. n. OP)
- Angenehmes Tragegefühl

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk



x-small	_____	bis 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 21 cm
x-large	_____	21 – 23 cm

Rechts und links gleich

**BORT  
Fingergelenkstütze****REF** 133300

Med

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks mit Fingerfixierung
- Alu-Schiene lang, einteilig, individuell anformbar
- Integrierte Schlupfhilfe
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material

FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Leichtes Anlegen, auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit
- Auch nachts zu tragen

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk



x-small	_____	bis 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 21 cm
x-large	_____	21 – 23 cm

Rechts oder links anlegen



**BORT ManuCarpal®-SOFT-Orthese****REF** 102100

Med

Pos.Nr. 22.07.04.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Weiche, volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks mit Finger- und Daumenfixierung
- Breite Fingerauflage, Daumeneinfassung, individuell anformbar
- Vier Klettverschlüsse zur grossflächigen Fixierung der Schiene
- Extra weiche Abpolsterung
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Einfache Fixierung des Daumens
- Sichere und bequeme Lagerung bei Tag und Nacht

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), bei Lähmungen, bei entzündlichen und rheumatischen Erkrankungen

## GRÖSSEN      Umfang Handgelenk

	x-small	13 – 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm

Rechts oder links angeben

**BORT Dorsale Intrinsic Plus Schiene (D.I.P.S)****REF** 102500

Med

Pos.Nr. 23.21.01.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkschiene zur Immobilisierung mit Fingerfixierung
- Optimale Vorformung der Schiene in Intrinsic Plus-Stellung
  - 25° Streckung im Handgelenk
  - 70° Beugung Fingergrundgelenke
- Zwei elastische Klettverschlüsse im Unterarmbereich, jeweils ein unelastischer Klettverschluss im Grundgelenkbereich der Hand sowie im Bereich der Fingerglieder
- Einfache postoperative Anwendung durch anatomische Vorformung

FARBE: ■ schwarz

## DAS MED-PLUS

- Immobilisierende Anlage von dorsal
- Vermeidung von Kontrakturen der Langfinger
- Frühzeitige Mobilisierung der Langfinger durch Faustschluss möglich

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Mittelhand- und Fingergrundgliedfrakturen im Bereich der Langfinger (z. B. Boxer-Fraktur), Bandverletzungen der Langfinger im Bereich der Grundgelenke, Verletzungen und Erkrankungen die eine Ruhigstellung der Langfinger notwendig machen (z. B. Infektionen)

## GRÖSSEN      Länge Hand

	Grösse 1	14 – 17 cm
	Grösse 2	17 – 22 cm

Rechts und links gleich

**BORT Volare Lagerungsschiene****REF** 103100

Pos.Nr. 23.21.01.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks mit Finger- und Daumenfixierung
- Stabilisierungselement, anformbar
- Polsterung aus weichem Schaum

FARBE: ■ anthrazit

## DAS MED-PLUS

- Individuelle Anpassung ohne Werkzeug
- Extra leichte Bauweise
- Unterarm-Handauflage mit hautfreundlichem Textilbezug

## INDIKATIONEN


Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), bei Lähmungen, bei entzündlichen und rheumatischen Erkrankungen, Distorsion

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk



small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm

Rechts oder links angeben

**BORT Pareseschiene****REF** 103700

Pos.Nr. 23.21.01.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks mit Finger- und Daumenfixierung
- Thermoplastisches Material
- Innenseite vollflächig mit Textil beflockt
- Abwaschbar

FARBE: ■ beige

## DAS MED-PLUS

- Einfache, individuelle Anpassung mittels Heissluftfön bei 60 °C
- Vom Patienten selbst leicht anzulegen

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Handparesen, bei entzündlichen und rheumatischen Erkrankungen

## GRÖSSEN Umfang Handgelenk



x-small	___	bis 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm
x-large	___	21 – 23 cm

Rechts oder links angeben

**BORT Handgelenkstütze  
mit eingefasster Daumen-  
aussparung** **REF** 112020


Pos.Nr. 05.07.12.00.1

**BORT Handgelenkstütze  
mit Daumenaussparung** **REF** 112120


Pos.Nr. 05.07.13.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Komprimierende Handgelenkbandage zur leichten Stabilisierung des Handgelenks
- Optimierte Passform im Palmarbereich
- Anatomisch formgestrickt
- Eingefasste Daumenaussparung

**FARBEN:** ■ beige ■ blau

**DAS MED-PLUS**

- Einfache Anwendung
- Rechts und links einsetzbar

**PRODUKTMERKMALE**

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stabilisierung von Handgelenk und Mittelhand
- Zusätzlich: Stabilo®-Band, abnehmbar und frei positionierbar

**FARBE:** ■ blau

**DAS MED-PLUS**

- Einfache Anwendung
- Rechts und links einsetzbar

**INDIKATIONEN**

Leichte Distorsionen, Zerrung, nach Gipsverband, Tendovaginitis

**GRÖSSEN**      Umfang Handgelenk

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
x-small	bis 13 cm
small	13 – 15 cm
medium	15 – 17 cm
large	17 – 19 cm
x-large	19 – 21 cm

Rechts und links gleich

**GRÖSSEN**      Umfang Handgelenk

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
x-small	bis 13 cm
small	13 – 15 cm
medium	15 – 17 cm
large	17 – 19 cm
x-large	19 – 21 cm

Rechts und links gleich



**BORT Handgelenkbandage  
mit Klettverschluss**  
**REF** 112110



Keine Pos.Nr.-Angabe

**BORT Stabilo®  
Handgelenkbandage**  
**REF** 112010



Keine Pos.Nr.-Angabe

**PRODUKTMERKMALE**

- Elastische Bandage
- Klettverschluss
- Breite: 8 cm

**PRODUKTMERKMALE**

- Elastische Handgelenkbandage mit Stabilo®-Band
- Klettverschluss
- Breite: 8 cm

FARBEN:  beige  schwarz  bunt

FARBEN:  beige  schwarz  
 weiss mit blauem Rand

**DAS MED-PLUS**


- Einfaches Anlegen


**DAS MED-PLUS**

- Zusätzliche Stabilisierung durch Stabilo®-Band
- Einfaches Anlegen

**ANWENDUNG**

Leichte Unterstützung des Handgelenks

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
	Grösse 1 ___ bis 17 cm
	Grösse 2 ___ 17 – 19 cm
	Grösse 3 ___ 19 – 22 cm

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
	Grösse 1 ___ bis 17 cm
	Grösse 2 ___ 17 – 19 cm
	Grösse 3 ___ 19 – 22 cm


Rechts und links gleich

Rechts und links gleich

Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	Gerade- halter Sport 104660SP	select® Stabilo® 104710 104740	Stabilo- Basic Sport 104690SP 104680SP	Stabilo- Basic Rücken- bandage spezialweit 104670	Generation Rücken- bandage 215850	Stabilo® ISG- Orthese 104750	VarioPlus spezialweit 112690	Lumbo Xpress Rücken- bandage 112600	select® LWS- Orthese 104700	Generation Rücken- orthese 215800	Stabilo® FA Rücken- orthese 180500	Stabilo® Rücken- orthese lumbal 180100	Stabilo- Plus Rücken- bandage 104730	Stabilo® Überbrü- ckungs- orthese 104760	Generation Osteoporose- Orthese 215870	Generation Dynamische Osteoporose- Orthese 215880
Seite	S. 79	S. 82	S. 83/87	S. 90	S. 89	S. 86	S. 85	S. 80	S. 90	S. 93	S. 92	S. 91	S. 92	S. 94/95		
Haltungskorrektur BWS	●															
ISG-Syndrom				●	●											
Lumbago		●	●	●												
Spondylolysen		●					●			●						
LWS-Syndrom		●					●									
Lumbalgie			●	●			●			●						
Ischialgie			●							●						
Facettengelenkarthrose																
Prolaps (konservativ/Post-OP)										●				●		
Osteoporose								●		●			●	●		●
Postoperativ														●		
Degenerative, lumbale Veränderungen				●								●		●		

Für einen starken Rücken:  
korrigieren, stabilisieren,  
entlasten.






### PRODUKTMERKMALE

- Geradehalter zur Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule
- Aufrichtung über Rucksackprinzip
- Besonders einfaches An- und Ablegen

FARBE: ■ schwarz/grün

### DAS SPORT-PLUS

- Freie Beweglichkeit der Schulterblätter durch schlankes Design
- Körperformschlüssige Anlage, insbesondere im kritischen Achselbereich
- Modernes Sport-Design (mit reflektierendem Label)



### PRODUKTMERKMALE

- Elastischer Geradehalter zur aktiven Aufrichtung der Brustwirbelsäule
- Atmungsaktives, hautfreundliches Material
- Schlankes Design, trägt nicht auf

FARBEN: □ weiss ■ grau

### DAS MED-PLUS

- Individuelle Anpassung dank einstellbarer elastischer Gurte
- Einfaches Anlegen nach dem Rucksackprinzip

### INDIKATIONEN

Aufrichtung und entlastung der Brustwirbelsäule, z. B. Fehlhaltung der BWS, dorsalgien (Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule)

### INDIKATIONEN


Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule, z. B. Fehlhaltung der BWS, Dorsalgien (Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule)

### GRÖSSEN      Unterbrustumfang

	Grösse 1	65 – 80 cm
	Grösse 2	80 – 95 cm
	Grösse 3	95 – 110 cm
	Grösse 4	110 – 125 cm

### GRÖSSEN      Unterbrustumfang

	Grösse 1	65 – 80 cm
	Grösse 2	80 – 95 cm
	Grösse 3	95 – 110 cm
	Grösse 4	110 – 125 cm



PRODUKTMERKMALE

- Geradehalter zur Haltungskorrektur der Brustwirbelsäule
- Weiches, unelastisches Gurtmaterial
- Auch für Kinder, Seite 9

FARBEN: ■ blau □ weiss

DAS MED-PLUS

- Verschluss im Brustbereich ermöglicht selbstständiges An- und Ablegen
- Körperformschlüssige Anlage, insbesondere im kritischen Achselbereich
- Einfaches Kürzen des Gurtes durch vorhandene Abnäher
- Latexfrei

INDIKATIONEN

Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule, z. B. Fehllhaltung der BWS

GRÖSSEN                      Unterbrustumfang



Kinder (nur blau) — 50 – 70 cm  
Erwachsene — ab 70 cm



PRODUKTMERKMALE

- Rückenorthese zur funktionellen Mobilisierung der LWS
- Zwei anatomisch vorgeformte Stäbe im dorsalen Bereich
- Dosierbarer Stütz- und Entlastungseffekt durch unelastische Zuggurtung
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm

FARBE: ■ silber

DAS SELECT-PLUS

- Abnehmbare Zügelung zur Anpassung an den Therapieverlauf
- Leichtes Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

INDIKATIONEN

Mittelschwere Lumboischialgie mit leichten Ausfällen bei Bandscheibenprotrusionen/Prolaps, mittelschweres radikuläres, pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom, Spondylolisthese Grad I mit Lumbalgien, mittelgradige lumbale Deformität (rezidivierende Behandlung, komplizierter Verlauf), Z. n. Bandscheiben-OP mit kleinem bis mittelgroßem Prolaps

GRÖSSEN                      Umfang Taille



Grösse 1 — 70 – 80 cm  
Grösse 2 — 80 – 90 cm  
Grösse 3 — 90 – 100 cm  
Grösse 4 — 100 – 110 cm  
Grösse 5 — 110 – 120 cm  
Grösse 6 — 120 – 130 cm  
Grösse 7 — 130 – 140 cm






### PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Vier Verstärkungsstäbe
- Hochwertige viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm

FARBEN: ■ silber  
■ schwarz



### DAS SELECT-PLUS

- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte
- Hoher Tragekomfort


### INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

### PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Taillierter Schnitt: speziell für Damen
- Vier Verstärkungsstäbe
- Hochwertige viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 24 cm

FARBEN: ■ silber  
■ schwarz



### DAS SELECT-PLUS

- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte
- Hoher Tragekomfort

### GRÖSSEN



Grösse	Umfang Taille
Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm
Grösse 7	130 – 140 cm

### GRÖSSEN



### Umfang Taille

Grösse	Umfang Taille
Grösse 0	60 – 70 cm
Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm




PRODUKTMERKMALE

- Rückenorthese zur Stabilisierung der LWS
- Drei anatomisch vorgeformte Stäbe im dorsalen Bereich
- Viscoelastische Kreuz-Lenden-Pelotte
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm

PRODUKTMERKMALE

- Rückenorthese zur Stabilisierung der LWS
- Taillierter Schnitt: speziell für Damen
- Drei anatomisch vorgeformte Stäbe im dorsalen Bereich
- Viscoelastische Kreuz-Lenden-Pelotte
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm


FARBEN: ■ silber  
■ schwarz



DAS SELECT-PLUS

- Kreuzzügelsystem mit Umlenkösen erleichtert kräftigen Zug zur Stabilisierung und Entlastung
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

FARBEN: ■ silber  
■ schwarz



DAS SELECT-PLUS

- Kreuzzügelsystem mit Umlenkösen erleichtert kräftigen Zug zur Stabilisierung und Entlastung
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

INDIKATIONEN

Behandlung von stärkeren Schmerzzuständen im LWS-Bereich, schwere Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Lumboischialgie, leichtes radikuläres Syndrom, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte bis mittelgradige lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), nach Bandscheiben-OP

GRÖSSEN                      Umfang Taille

	Grösse 1	70 – 80 cm
	Grösse 2	80 – 90 cm
	Grösse 3	90 – 100 cm
	Grösse 4	100 – 110 cm
	Grösse 5	110 – 120 cm
	Grösse 6	120 – 130 cm
	Grösse 7	130 – 140 cm

GRÖSSEN                      Umfang Taille

	Grösse 0	60 – 70 cm
	Grösse 1	70 – 80 cm
	Grösse 2	80 – 90 cm
	Grösse 3	90 – 100 cm
	Grösse 4	100 – 110 cm
	Grösse 5	110 – 120 cm
	Grösse 6	120 – 130 cm

**BORT StabuloBasic  
Sport Rückenbandage mit  
Pelotte** [REF] 104690SP


Pos.No. 05.14.02.00.1

COOLMAX®

**BORT StabuloBasic Lady  
Sport Rückenbandage mit  
Pelotte** [REF] 104680SP



Pos.Nr. 05.14.02.00.1

COOLMAX®

**PRODUKTMERKMALE**

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Vier Verstärkungsstäbe
- Viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm

FARBE: ■ schwarz/grün


**DAS SPORT-PLUS**

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Latexfreies Gestrick
- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

**INDIKATIONEN**

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Ischialgie, Dorsalgie

**GRÖSSEN**

Umfang Taille




Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm
Grösse 7	130 – 140 cm

**PRODUKTMERKMALE**

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Taillierter Schnitt: speziell für Damen
- Vier Verstärkungsstäbe
- Viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 24 cm

FARBE: ■ schwarz/grün


**DAS SPORT-PLUS**

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Latexfreies Gestrick
- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

**GRÖSSEN**

Umfang Taille



Grösse 0	60 – 70 cm
Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm

**BORT activemed Rückenbandage**  
REF 220800



Pos.Nr. 05.14.02.00.1

**BORT Stabilo Basic Lady Rückenbandage mit Pelotte** REF 104680




Pos.Nr. 05.14.02.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Leichte Aktivbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Zwei Stäbe im dorsalen Bereich
- Viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm

FARBEN: ■ mineralgrau ■ beige  
■ graphit (Flachstrick)




DAS MED-PLUS

- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Hoher Tragekomfort

INDIKATIONEN

Behandlung von Schmerzzuständen im LWS-Bereich, Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten)


GRÖSSEN                      Umfang Taille

	Grösse 1	70 – 80 cm
	Grösse 2	80 – 90 cm
	Grösse 3	90 – 100 cm
	Grösse 4	100 – 110 cm
	Grösse 5	110 – 120 cm
	Grösse 6	120 – 130 cm
	Grösse 7	130 – 140 cm

PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Taillierter Schnitt: speziell für Damen
- Vier Verstärkungsstäbe
- Viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 24 cm

FARBEN: ■ silber  
■ schwarz/flieder




DAS BASIC-PLUS

- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte
- Hoher Tragekomfort


INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

GRÖSSEN                      Umfang Taille

	Grösse 0	60 – 70 cm
	Grösse 1	70 – 80 cm
	Grösse 2	80 – 90 cm
	Grösse 3	90 – 100 cm
	Grösse 4	100 – 110 cm
	Grösse 5	110 – 120 cm
	Grösse 6	120 – 130 cm

### BORT Stabilo **Basic** Rückenbandage mit Pelotte **REF** 104690



Pos.Nr. 05.14.02.00.1

### BORT LumboXpress Rücken- bandage mit Doppelverschluss **REF** 112600




Pos.Nr. 22.14.01.00.1

#### PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Vier Verstärkungsstäbe
- Viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm

FARBEN: ■ silber ■ schwarz



#### DAS BASIC-PLUS

- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte
- Hoher Tragekomfort

#### INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

#### GRÖSSEN

Umfang Taille



Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm
Grösse 7	130 – 140 cm

#### PRODUKTMERKMALE

- Elastische Rückenbandage zur Stabilisierung der LWS
- Vier Verstärkungsstäbe dorsal, anatomisch vorgeformt
- Zwei Klettgurte zur sicheren Stabilisierung
- Zwei zusätzliche, elastische Zuggurte von dorsal nach ventral ermöglichen individuelle Dosierung des Drucks
- Höhe: ventral 16 cm, dorsal 26 cm

FARBE: ■ silber

#### DAS MED-PLUS

- Speziell konstruiertes Verschluss-System erleichtert das Anlegen
- Sehr flache Konstruktion, dadurch unter der Kleidung kaum sichtbar

#### INDIKATIONEN

Behandlung von stärkeren Schmerzzuständen im LWS-Bereich, schwere Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, leichte Lumboischialgie, leichtes radikuläres Syndrom, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte bis mittelgradige lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), nach Bandscheiben-OP

#### GRÖSSEN

Umfang Taille



Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm
Grösse 7	130 – 140 cm
Grösse 8	140 – 150 cm

**BORT Vario**  
**Rückenbandage mit Pelotte**  
**REF** 112610



Pos.Nr. 22.14.02.00.1

**BORT VarioPlus**  
**Rückenbandage spezialweit**  
**REF** 112690




Pos.Nr. 22.14.02.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur Stabilisierung der LWS
- Unelastischer Lumbalbereich aus atmungsaktivem Textil
- Lumbosacrale Friktionspelotte
- Zwei Verstärkungsstäbe, dorsal
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm

FARBE: ■ grau




DAS MED-PLUS

- Verbesserte Passform durch taillierten Schnitt
- Zusätzliche elastische Zuggurte von dorsal nach ventral

PRODUKTMERKMALE

- Unelastische Rückenbandage für kräftige Leibformen
- Teilelastisches Leibteil mit seitlichem Klettverschluss
- Taillierter Schnitt im LWS-Bereich
- Lumbosacrale Friktionspelotte
- Drei Stützstäbe dorsal
- Höhe: Gr. 1 + 2 ventral 24 cm, dorsal 30 cm, Gr. 3 + 4 ventral 28 cm, dorsal 33 cm

FARBE: ■ schwarz




DAS MED-PLUS

- Optimale Trageigenschaften auch bei kräftigem Leib
- Zusätzliche elastische Bauchhebelzüge zur Entlastung der LWS
- Robuste Konstruktion


INDIKATIONEN

Behandlung von stärkeren Schmerzzuständen im LWS-Bereich, schwere Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, leichte Lumboischialgie, leichtes radikuläres Syndrom, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte bis mittelgradige lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), nach Bandscheiben-OP

GRÖSSEN                      Umfang Taille

	small	—	bis 89 cm
	medium	—	89 – 104 cm
	large	—	104 – 119 cm
	x-large	—	119 – 134 cm

GRÖSSEN                      Umfang Leib

	Grösse 1	—	105 – 120 cm
	Grösse 2	—	120 – 135 cm
	Grösse 3	—	135 – 150 cm
	Grösse 4	—	150 – 165 cm

**BORT Stabilo Basic**  
**Rückenbandage spezialweit mit Pelotte**  
**REF 104670**




SPEZIALWEIT

Med

Pos.Nr. 05.14.02.00.1

#### PRODUKTMERKMALE


- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Anatomisch formgestrickt
- Viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Sehr flache Konstruktion, dadurch unter der Kleidung kaum sichtbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm



FARBE: ■ silber

#### DAS BASIC-PLUS

- Zusätzliche elastische Bauchhebel-Zügel zur Entlastung der LWS für kräftige Leibformen
- Speziell konstruiertes Verschluss-System erleichtert das Anlegen



Rücken

#### INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

#### GRÖSSEN

Umfang Taille



Grösse 1	110 – 120 cm
Grösse 2	120 – 130 cm
Grösse 3	130 – 140 cm
Grösse 4	140 – 150 cm
Grösse 5	150 – 160 cm

NEU

**BORT Vario Basic**  
**Rückenbandage mit Pelotte**  
**REF 112670**



Pos.Nr. 22.14.02.00.1

**BORT Rückenbandage**  
**für Schwangere**  
**REF 104580**




Pos.Nr. 05.14.05.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Rückenbandage zur Stabilisierung der LWS
- Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Vier Verstärkungsstäbe dorsal anatomisch vorgeformt
- Elastische Kreuzzüge
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm

FARBEN:  weiss  
 schwarz



DAS BASIC-PLUS

- Leichte An-/Ablage durch Griffaschen
- Hoher Tragekomfort


**BORT Vario Basic**  
**Rückenbandage ohne Pelotte**  
**REF 112650**

Pos.Nr. 05.14.01.00.1

INDIKATIONEN

Behandlung von Schmerzzuständen im LWS-Bereich, Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten)

GRÖSSEN                      Umfang Taille

	small	75 – 89 cm
	medium	90 – 105 cm
	large	106 – 120 cm
	x-large	121 – 140 cm
	xx-large	141 – 160 cm

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Rückenbandage zur Entlastung der Lendenwirbelsäule und Unterstützung des Bauches
- Individuelle Regulierung der Weite durch flexibel verstellbare Bänder
- Dünne Federstäbe zur Stabilisierung des Lendenwirbelbereichs
- Höhe dorsal: 21 cm

FARBE:  weiss

DAS MED-PLUS

- Anpassbar an variierende Bauchumfänge

INDIKATIONEN

Zur Stabilisierung der LWS mit dosierbarem Druck während der Schwangerschaft, zur Behandlung von Schmerzzuständen im LWS-Bereich

GRÖSSEN                      Umfang Hüfte

	Grösse 0	75 – 91 cm
	Grösse 1	91 – 105 cm
	Grösse 2	105 – 119 cm
	Grösse 3	119 – 140 cm





### BORT Symphysen-Gürtel

REF 102700



Pos.Nr. 05.11.02.00.1

### BORT Stabilo® ISG-Orthese

REF 104750



Pos.Nr. 05.11.02.00.1

#### PRODUKTMERKMALE

- Unelastische Bandage zur Stabilisierung des Beckens
- Individuell einstellbarer Druck auf die Symphyse
- Anatomischer Schnitt
- Gepolsterte Innenseite
- Höhe: ventral 8,5 cm, dorsal 15 cm

FARBE: ■ silber

#### DAS MED-PLUS

- Stabilisierung und Entlastung von Becken und Symphyse
- Schmales Verschlusssteil ermöglicht hohen Tragekomfort (z. B. im Sitzen)

#### INDIKATIONEN

Symphyseninsuffizienz, Symphysensprengung, Gefügelockerung des ISG/Symphysis pubica, nach Geburt, stabile Beckenringfraktur

#### GRÖSSEN

Umfang Hüfte



small	___	85 – 95 cm
medium	___	95 – 105 cm
large	___	105 – 115 cm
x-large	___	115 – 125 cm
xx-large	___	125 – 135 cm

Weitere Umfangmasse als Sonderanfertigung möglich

#### PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Stabilisierung des Iliosakralgelenkes
- Spezielles Funktionsgestrick in Kombination von elastischen und unelastischen Zugrichtungen
- Zweigeteilte ISG-Pelotte zur Förderung der Durchblutung und Beschleunigung des Heilungsprozesses
- Zirkuläre Spannung über zusätzliche Zuggurte einstellbar

FARBE: ■ grau

#### DAS MED-PLUS

- Zirkuläre Stabilisierung und Entlastung von Becken und Symphyse
- Schmales Verschlusssteil ermöglicht hohen Tragekomfort (z. B. im Sitzen)

#### INDIKATIONEN

ISG-Arthrose, ISG-Instabilität, ISG-Blockierung, Myalgien und Tendopathien in der Beckenregion, Gefügestörungen nach Spondylodesen an der LWS

#### GRÖSSEN

Umfang Beckenkamm




Grösse 1	___	70 – 85 cm
Grösse 2	___	85 – 100 cm
Grösse 3	___	100 – 115 cm
Grösse 4	___	115 – 130 cm
Grösse 5	___	130 – 145 cm



PRODUKTMERKMALE

- Rückenorthese zur Stabilisierung der LWS
- Integrierte Stabilisierungselemente
- Elastisches, atmungsaktives Trägermaterial
- Viscoelastische Pelotten, variabel positionierbar
- Höhe ventral 17 cm, dorsal 21 cm



FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Breite Griffflaschen auf Verschlussplatte
- Innovative leichte Orthesenkonstruktion
- Kraftsparendes Seilzugsystem
- Einfach und leicht anzulegen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

INDIKATIONEN

Degenerative lumbale Veränderungen, leichte bis mittelschwere Lumboischialgie, Bandscheibenvorfall mit leichten Ausfällen, Spondylose, Spondylolisthese, Spinalkanalstenose, radikuläres Reizsyndrom, Zustand nach Bandscheiben-OP

GRÖSSEN	Umfang Taille
Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm
Grösse 7	130 – 140 cm



PRODUKTMERKMALE

- Wirbelsäulen-Orthese zur Entlastung und Stabilisierung der LWS
- Integrierter Beckenkorb aus Kunststoff
- Elastisches, atmungsaktives Trägermaterial
- Höhen Rückenplatte: 22 cm, 28 cm

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Breite Griffflaschen auf Verschlussplatte
- Innovative Spangenform unterstützt Eigenfixierung der Orthese beim Anlegen
- Kraftsparendes Seilzugsystem
- Einfach und leicht anzulegen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

INDIKATIONEN

Facettensyndrom, Lumboischialgie, Bandscheibenprotrusion/Prolaps, radikuläres Reizsyndrom, degenerative lumbale Veränderungen, Zustand nach Bandscheiben-OP, stabile Frakturen, Spondylose, Spondylolisthese, Spinalkanalstenose

GRÖSSEN	Umfang Taille
Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm
Grösse 7	130 – 140 cm



Höhe 22 cm oder 28 cm angeben

**BORT StabiloPlus Überbrückungsorthese****REF** 104760

Pos.Nr. 22.15.02.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Lendenwirbelsäule-Orthese zur Überbrückung und Entlastung der LWS
- Stabiler Überbrückungsrahmen in klassischer Spangen-Form aus Kunststoff, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch anpassbar
- Unelastische Stabilisierungszügel, individuell einstellbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 32 cm

FARBE: ■ grau **NEU****DAS MED-PLUS**

- Hoher Stabilisierungsgrad, an Therapieverlauf graduell anpassbar
- Zusätzliche abdominale Verstärkungsplatte ventral
- Basisbandage mit anatomischem Schnitt für optimale Passform
- Leichtes Anlegen durch Handschlaufen

**INDIKATIONEN**

Schwere Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblicher Bandscheibenprotrusionen/Prolaps, ohne absolute OP-Indikation, schweres radikuläres, pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent), Spondylolisthese Grad II mit rezidivierenden Lumboischialgien, schwere lumbale Deformität bei Facettensyndrom/Arthrose, Zustand nach BS-OP ohne verbliebene Parese bei ausgeräumter BS, Spinalkanaldekompensation, einetagig, ohne Deformität, BS-OP einetagig, Spinalkanalstenose mit kurzer Gehstrecke ohne wesentliche Paresen, Wirbelfrakturen posttraumatisch geringen Ausmasses, Deckenplatteneinbrüche der LWS

**GRÖSSEN**

Umfang Taille




Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm
Grösse 7	130 – 140 cm



PRODUKTMERKMALE

- Lendenwirbelsäule-Orthese zur Überbrückung und Entlastung der LWS
- Aktivierung der Bauchmuskulatur sowie Aufrichtung des Beckens
- Teilelastische Stabilisierungszügel, individuell einstellbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 32 cm

FARBE: ■ silber



DAS MED-PLUS

- Anatomischer Schnitt für passgenauen Sitz, flexible Zone im Hüftbeugebereich
- Stabilisierungsgrad an Therapieverlauf anpassbar
- Leichtes Anlegen durch Handschlaufen

INDIKATIONEN

Mittelschwere Lumboischialgie mit leichten Ausfällen bei Bandscheibenprotrusionen/ Prolaps, mittelschweres radikuläres, pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom, Spondylolisthese Grad I mit Lumbalgien, mittelgradige lumbale Deformität (rezidivierende Behandlung, komplizierter Verlauf), Z. n. Bandscheiben-OP mit kleinem bis mittelgroßem Prolaps, Spinalkanalstenose, Instabilitätssyndrom

GRÖSSEN                      Umfang Taille

	Grösse 1	70 – 80 cm
	Grösse 2	80 – 90 cm
	Grösse 3	90 – 100 cm
	Grösse 4	100 – 110 cm
	Grösse 5	110 – 120 cm
	Grösse 6	120 – 130 cm
	Grösse 7	130 – 140 cm

PRODUKTMERKMALE

- Lumbal-Orthese zur Teilentlastung der LWS und der Facettengelenke
- Zwei seitliche Verstärkungsstäbe
- Höhe ventral 15,5 cm, dorsal 30 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Elastisches Gurtsystem zur Entlordosierung der LWS
- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Regulierbare Weite mittels ergonomischer Verschlussplatten

INDIKATIONEN

Facettengelenkarthrose, Bandscheibenprotrusionen/Prolaps, schwere Lumbalgie, Lumboischialgien, Lumbago, Lumbago mit ISG-Beteiligung, chronische Schmerzen im lumbosakralen Bereich, Spondylolisthese, muskuläre Dysbalance, Segmentinstabilität, lumbale Spinalkanalstenosen

GRÖSSEN                      Umfang Taille

	Grösse 1	70 – 80 cm
	Grösse 2	80 – 90 cm
	Grösse 3	90 – 100 cm
	Grösse 4	100 – 110 cm
	Grösse 5	110 – 120 cm
	Grösse 6	120 – 130 cm
	Grösse 7	130 – 140 cm

**BORT Stabilo® Rückenorthese lumbal****REF** 180100

BOA



Pos.Nr. 23.10.01.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Lumbalorthese mit integriertem Beckenkorb aus Kunststoff zur Sicherung der Segmente LWK 1 – LWK 5
- Dosierte Einstellung der Stabilisierung durch Boa-Technologie (Zügelsystem)
- Integrierte Lumbalbandage mit abdominaler Verschlussplatte

**DAS MED-PLUS**

- Effektive Einschränkung der Rotation der LWS
- Modulare Konstruktion: dem Therapieverlauf nach abrüstbar
- Einfache Anpassung: Einstellung der Lendenlordose durch Kaltverformung möglich

FARBE: ■ grau

Rücken

**INDIKATIONEN**

Schwerste Lumboischialgie ohne absolute OP-Indikation, OP-Kontraindikation, bei OP-Ablehnung, schwerstes radikuläres und pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent), Spondylolisthese mit schweren Lumboischialgien, schwere lumbale Deformität mit Hypermobilität bei Facettensyndrom/Arthrose, Z. n. WS-OP, z. B. Fusion dorso-ventral/dorso-lateral, Spinalkanaldekompensation (einetagig mit Deformität und mehretagig), BS-OP mit grossem Prolaps/lumbaler Instabilität, Spinalkanalstenosen mit Paresen, Wirbelfrakturen posttraumatisch mit erheblichem Wirbelkörperschaden

**GRÖSSEN**

Umfang Taille



Grösse 1	70 – 80 cm
Grösse 2	80 – 90 cm
Grösse 3	90 – 100 cm
Grösse 4	100 – 110 cm
Grösse 5	110 – 120 cm
Grösse 6	120 – 130 cm
Grösse 7	130 – 140 cm

## BORT Generation Osteoporose-Orthese

REF 215870



Generation



Pos.Nr. 22.15.02.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Aktivierende und wirbelsäulenaufrichtende Rückenorthese
- Stabile Aluminium-Rückenschiene, anatomisch vorgeformt und individuell, ohne Werkzeug, anformbar
- Entlastung und Stabilisierung der Wirbelsäule
- Aktive Aufrichtung durch Aktivierung der Rückenmuskulatur
- Steigerung der Mobilität

## DAS GENERATION-PLUS

- Gurtsystem nach Rucksackprinzip
- Umlenkschlaufen im Brustbereich für leichte und stufenlose Aufrichtung des Oberkörpers
- Leichte und schlanke Bauweise für guten Tragekomfort
- Einfache Handhabung
- Verschluss mit grossem Fingerringriff und Handschlaufen für kraftsparendes Anlegen

FARBE: ■ blau



**BORT Generation:**  
Für mehr Mobilität im Alter

Produktsortiment mit besonderen Handlingvorteilen

## INDIKATIONEN

Aktive Aufrichtung zur Entlastung und Korrektur der LWS/BWS mit Bewegungseinschränkung in Sagittalebene, Schädigung im BWS- und LWS-Bereich, z. B. bei stabilen, osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen, Osteoporose

## GRÖSSEN

Rückenlänge

	x-small	_____	bis 43 cm
	small	_____	44 – 49 cm
	medium	_____	50 – 55 cm
	large	_____	56 – 61 cm
	x-large	_____	62 – 67 cm

Gurtlängen sind individuell anpassbar für einen Leibumfang von 70 – 165 cm

## BORT Generation Dynamische Osteoporose-Orthese

REF 215880



Generation



Pos.Nr. 23.10.01.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Aktivierende und wirbelsäulenaufrichtende Rückenorthese
- Rückenschiene und Begrenzungszügel stabil und dynamisch einstellbar
- Zweiteilige, stabile Aluminium-Rückenschienen, anatomisch vorgeformt und individuell, ohne Werkzeug, anformbar
- Entlastung und Stabilisierung der Wirbelsäule
- Aktive Aufrichtung durch Aktivierung der Rückenmuskulatur
- Steigerung der Mobilität

FARBE: ■ blau

## DAS GENERATION-PLUS

- Gurtsystem nach Rucksackprinzip
- Umlenkschlaufen im Brustbereich für leichte und stufenlose Aufrichtung des Oberkörpers
- Leichte und schlanke Bauweise für guten Tragekomfort
- Verschluss mit grossem Fingerringriff und Handschlaufen für kraftsparendes Anlegen



**BORT Generation:**  
Für mehr Mobilität im Alter  
Produktsortiment mit besonderen  
Handlingvorteilen


Rücken

## INDIKATIONEN

Aktive Aufrichtung zur Entlastung und Korrektur der LWS/BWS mit Bewegungseinschränkung in Sagittalebene, Schädigung im BWS- und LWS-Bereich, z. B. bei stabilen, osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen, Osteoporose

## GRÖSSEN

Rückenlänge



x-small	_____	bis 43 cm
small	_____	44 – 49 cm
medium	_____	50 – 55 cm
large	_____	56 – 61 cm
x-large	_____	62 – 67 cm

Gurtlängen sind individuell anpassbar für einen Leibumfang von 70 – 165 cm

Aktiv und sicher im Alltag:  
Aufrichten, komprimieren,  
stabilisieren.





<b>Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte</b>	<b>Rippengürtel für Herren</b> 102800	<b>Rippengürtel für Damen</b> 102900	<b>Narbenbruch- Bandage</b> 104050	<b>Nabelbruch- Bandage</b> 104070	<b>Stoma-Ban- dage</b> 104090	<b>Vario Stoma-Bandage</b> 104010	<b>PostOban®</b> 104150 <b>PostOban® spezialweit</b> 104180	<b>PostOban® SOFT Thorax-Abdominal- Stütze</b> 104100	<b>Abdominalstütze für Schwangere</b> 104620	<b>CoxaPro Hüftorthese</b> 201400
Seite	S. 99/98	S. 100	S. 100	S. 100	S. 101	S. 101	S. 102/103	S. 102	S. 103	S. 106
Rippenfraktur/-prellung	●									
Narbenbruch	●									
Nabelbruch		●								
Bindegewebsschwäche				●			●			
Bauchwandlähmung					●	●				
Z. n. Ileostomie/Kolostomie				●	●	●				
Entlastung des Abdomens									●	
Senkleib								●		
Postoperativ		●					●			
Tractus-iliotibialis-Syndrom										●
Coxarthrose										●
Piriformis-Syndrom										●

**BORT Rippengürtel  
für Damen**

**REF** 102900



Pos.Nr. 05.13.02.00.1

**BORT Elastischer Rippengürtel  
für Damen**

**REF** 102950



Pos.Nr. 05.13.02.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Unelastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des Thorax
- Unelastisches Seiten- und Vorderteil mit Klettverschluss, Rückeneinsatz elastisch
- Luftdurchlässiges Gewebe mit Klettverschluss
- Taillierter Schnitt für Damen
- Höhe: dorsal 16 cm, ventral 12 cm

FARBE:  weiss

DAS MED-PLUS

- Trägt kaum auf, unter der Kleidung nicht sichtbar
- Hoher Tragekomfort durch Baumwoll-satin und Feinfrottee

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des Thorax
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe mit Klettverschluss
- Taillierter Schnitt für Damen
- Höhe: dorsal 16 cm, ventral 12 cm

FARBE:  weiss

DAS MED-PLUS

- Trägt kaum auf, unter der Kleidung nicht sichtbar
- Hoher Tragekomfort

INDIKATIONEN

Rippenfraktur, Traumafolgen im Rippenbereich (z. B. Prellung, Zerrung)

GRÖSSEN                      Unterbrustumfang

	small	—	bis 66 cm
	medium	—	66 – 76 cm
	large	—	76 – 89 cm
	x-large	—	89 – 102 cm
	xx-large	—	102 – 125 cm

GRÖSSEN                      Unterbrustumfang

	small	—	65 – 78 cm
	medium	—	78 – 91 cm
	large	—	91 – 106 cm
	x-large	—	106 – 125 cm

**BORT Rippengürtel  
für Herren****REF** 102800

Pos.Nr. 05.13.02.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Unelastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des Thorax
- Unelastisches Seiten- und Vorderteil, elastischer Rückeneinsatz
- Luftdurchlässiges Gewebe mit Klettverschluss
- Gerader Schnitt
- Höhe: 16 cm

FARBE:  weiss

## DAS MED-PLUS

- Trägt kaum auf, unter der Kleidung nicht sichtbar
- Hoher Tragekomfort durch Baumwoll-satin und Feinfrottee

**BORT Elastischer Rippengürtel  
für Herren****REF** 102850

Pos.Nr. 05.13.02.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des Thorax
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe mit Klettverschluss
- Gerader Schnitt
- Höhe: 16 cm

FARBE:  weiss

## DAS MED-PLUS

- Trägt kaum auf, unter der Kleidung nicht sichtbar
- Hoher Tragekomfort

## INDIKATIONEN

Rippenfraktur, Traumafolgen im Rippenbereich (z. B. Prellung, Zerrung)

## GRÖSSEN

Brustumfang



small	—	bis 82 cm
medium	—	82 – 96 cm
large	—	96 – 112 cm
x-large	—	112 – 128 cm
xx-large	—	128 – 144 cm

## GRÖSSEN

Brustumfang



small	—	65 – 78 cm
medium	—	78 – 91 cm
large	—	91 – 106 cm
x-large	—	106 – 125 cm
xx-large	—	125 – 145 cm



PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur Narbenbruch-kompression
- Kunststoffverstärkte, abgerundete Silikonpelotte, individuell positionierbar
- Zwei Verstärkungsstäbe
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe mit Klettverschluss
- Höhen: 13 cm, 21 cm, 26 cm

FARBE:  weiss



Pelotte schematisch dargestellt

DAS MED-PLUS

- Abnehmbarer Pelottenbezug aus weichem Frottee-Stoff
- Höhe 13 cm: runde Pelotte, mit 10 cm Durchmesser
- Pelotte 21 cm: 18 cm x 10 cm, oval
- Pelotte 26 cm: 22 cm x 10 cm, oval



PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur Narbenbruch-kompression
- Anatomisch gewölbte Nabelbruch-pelotte mit Haftauflage, individuell positionierbar
- Zwei Verstärkungsstäbe
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe mit Klettverschluss
- Höhe: 13 cm

FARBE:  weiss



Pelotte schematisch dargestellt

DAS MED-PLUS

- Abnehmbarer Pelottenbezug aus weichem Frottee-Stoff
- Runde Pelotte mit 10 cm Durchmesser

INDIKATIONEN

Narbenbruch, Narbeninsuffizienz, Bauchmuskelschwäche/-lähmung

INDIKATIONEN

Nabelbruch, reponierbare Nabelbrüche

GRÖSSEN

Umfang Taille



- Grösse 1 \_\_\_ 60 – 95 cm
- Grösse 2 \_\_\_ 95 – 125 cm
- Grösse 3 \_\_\_ 125 – 150 cm

Weitere Umfangmasse als Massanfertigung möglich

GRÖSSEN

Umfang Taille

- Grösse 1 \_\_\_\_\_ 60 – 95 cm
- Grösse 2 \_\_\_\_\_ 95 – 125 cm
- Grösse 3 \_\_\_\_\_ 125 – 150 cm

Höhe 13 cm, 21 cm oder 26 cm angeben

### BORT Stoma-Bandage REF 104090



Zubehör  
Stoma-Protector

Pos. Nr. 29.01.01.00.1

#### PRODUKTMERKMALE

- Zirkuläre Abdominalbandage mit variabler Stoma-Durchtrittsöffnung
- Unelastischer Veloursverbundstoff, elastischer Einsatz im Rückenteil
- Zwei Stützstäbe
- Einklettbare Verstärkungsplatte aus Kunststoff
- Höhen: 15 cm, 22 cm

FARBE:  weiss

#### DAS MED-PLUS

- Variable Stoma-Durchtrittsöffnung durch Klettverschluss in der Weite regulierbar
- Grossflächige hautfreundliche Auflage um den Stomabereich
- Einfaches Anlegen und Positionieren der Stoma-Durchtrittsöffnung durch Klettverschluss rechts und links im Abdominalbereich
- Waschbar bei 60°

ZUBEHÖR: REF 104099  
BORT Stoma-Protector

#### INDIKATIONEN

Bauchwandlähmung, Bauchwandbruch, postoperativ, Zustand nach Ileostomie und Kolostomie mit begleitender Bindegewebeinsuffizienz

#### GRÖSSEN



small \_\_\_\_\_  
medium \_\_\_\_\_  
large \_\_\_\_\_

Umfang Taille

70 – 90 cm  
90 – 115 cm  
115 – 150 cm

Höhe 15 cm oder 22 cm angeben

### BORT Vario Stoma-Bandage REF 104010



inkl. Schablone

Pos. Nr. 29.01.01.00.1

#### PRODUKTMERKMALE

- Zirkuläre Abdominalbandage mit variabler Stoma-Durchtrittsöffnung
- Unelastischer Veloursverbundstoff, elastischer Einsatz im Rückenteil
- Zwei Stützstäbe
- Grösse, Form und Positionierung der Öffnung für Stomadurchtritt sind individuell bestimmbar
- Höhen: 15 cm, 22 cm

FARBE:  weiss

#### DAS MED-PLUS

- Beiliegende Schablone für einfache, individuelle Grössenbestimmung der Stoma-Durchtrittsöffnung
- Grossflächige hautfreundliche Auflage um den Stomabereich
- Waschbar bei 60°



PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des thorakalen und abdominalen Bereichs
- Elastisches, weiches Gewebe
- Breiter, zweigeteilter Klettverschluss
- Höhen: 21 cm, 26 cm

FARBE:  beige

DAS MED-PLUS

- Individuell einstellbar
- Angenehme Trageigenschaften

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des thorakalen und abdominalen Bereichs
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe
- Breiter, zweigeteilter Klettverschluss
- Höhen: 21 cm, 26 cm

FARBE:  weiss

DAS MED-PLUS

- Individuell einstellbar
- Einfaches Anlegen und guter Sitz durch zweiteiligen Verschluss

INDIKATIONEN

Nach abdominalen operativen Eingriffen, Bindegewebsschwäche im Abdominalbereich, Senkleib

INDIKATIONEN

Nach abdominalen/thorakalen operativen Eingriffen, Bindegewebsschwäche im Abdominalbereich, Senkleib

GRÖSSEN                      Umfang Taille

	small	—	bis 87 cm
	medium	—	87 – 102 cm
	large	—	102 – 117 cm
	x-large	—	117 – 132 cm

GRÖSSEN                      Umfang Taille


	Grösse 1	—	75 – 85 cm
	Grösse 2	—	85 – 95 cm
	Grösse 3	—	95 – 105 cm
	Grösse 4	—	105 – 115 cm
	Grösse 5	—	115 – 125 cm
	Grösse 6	—	125 – 135 cm
	Grösse 7	—	135 – 145 cm

Höhe 21 cm oder 26 cm angeben

Höhe 21 cm oder 26 cm angeben

**BORT PostOban® spezialweit  
Thorax-Abdominal-Stütze**

REF 104180



Pos.Nr. 05.11.10.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des thorakalen und abdominalen Bereichs für kräftige Leibformen
- Zweigeteilter, elastischer Verschlussgurt
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe
- Höhen: 21 cm, 26 cm

FARBE:  weiss

## DAS MED-PLUS

- Optimierte Trageeigenschaften auch bei kräftigem Leib
- Individuell einstellbar
- Integrierte Anziehhilfen
- Einfaches Anlegen

## INDIKATIONEN

Nach abdominalen operativen Eingriffen, Bindegewebsschwäche im Abdominalbereich, Senkleib

## GRÖSSEN

Umfang Leib



Grösse 0	___	90 – 105 cm
Grösse 1	___	105 – 120 cm
Grösse 2	___	120 – 135 cm
Grösse 3	___	135 – 150 cm
Grösse 4	___	150 – 165 cm
Grösse 5	___	165 – 180 cm

**BORT Abdominalstütze für  
Schwangere**

REF 104620



Pos.Nr. 05.11.06.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur Unterstützung des Bauches
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe
- Vier Stützstäbe, bei Bedarf entnehmbar
- Höhe dorsal: 24 cm

FARBE:  weiss

## DAS MED-PLUS

- Entlastung des Rückens durch zusätzlichen elastischen Zügel
- Anpassbar an variierende Bauchumfänge

## INDIKATIONEN

Lumbale Rückenbeschwerden bei Schwangerschaft, Adipositas, Mehrlingsschwangerschaft

## GRÖSSEN

Umfang Beckenkamm



Grösse 0	___	75 – 90 cm
Grösse 1	___	90 – 105 cm
Grösse 2	___	105 – 120 cm
Grösse 3	___	120 – 135 cm

Weitere Umfangmasse als Sonderanfertigung möglich

Höhe 21 cm oder 26 cm angeben

**BORT HerniaFix® Federbruchband mit runder Pelotte**  
**REF** 109100



Med

Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE

- Einseitige, runde Druckpelotte
- Unelastischer Hüftgurt mit ca. 50 cm langer Feder aus Federstahl

FARBE: ■ beige

**BORT HerniaFix® Elastisches Federbruchband mit runder Pelotte, kurze Feder** **REF** 109400

Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE

- Einseitige, runde Druckpelotte
- Elastischer Hüftgurt mit kurzer Feder (20 cm) aus Federstahl

FARBE: ■ beige

**BORT HerniaFix® Federbruchband mit anatomischer Pelotte** **REF** 109200



Med

Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE

- Einseitige, anatomische Pelotte
- Unelastischer Hüftgurt mit ca. 50 cm langer Feder aus Federstahl
- Schenkelriemen, verhindert Rutschen der Pelotte

FARBE: ■ beige

**BORT HerniaFix® Elastisches Federbruchband mit anat. Pelotte, kurze Feder** **REF** 109700

Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE


- Einseitige, anatomische Pelotte
- Elastischer Hüftgurt mit kurzer Feder (20 cm) aus Federstahl
- Schenkelriemen, verhindert Rutschen der Pelotte

FARBE: ■ beige

INDIKATIONEN

Reponierbarer Leistenbruch


GRÖSSEN	Umfang Beckenkamm
85	83 – 88 cm
90	88 – 93 cm
95	93 – 98 cm
100	98 – 103 cm
105	103 – 108 cm



(Becken-kamm) →

Rechts oder links angeben

GRÖSSEN	Umfang Beckenkamm
85	83 – 88 cm
90	88 – 93 cm
95	93 – 98 cm
100	98 – 103 cm
105	103 – 108 cm



(Becken-kamm) →

Rechts oder links angeben



**BORT HerniaFix®**  
Elastisches Federbruchband  
doppelseitig [REF] 109500



Med

Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE

- Doppelseitig, runde Druckpelotten
- Elastischer Hüftgurt mit ca. 20 cm langen Federn aus Federstahl

FARBE: ■ beige

**BORT HerniaFix® Spezial-**  
bruchband mit einstellbarer  
anat. Pelotte [REF] 110300



Med

Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE


- Spezialbruchband, druck- und federfrei, einseitig
- Anatomische Pelotte, einstellbar
- Elastischer Hüftgurt
- Schenkelriemen

FARBE: ■ beige

INDIKATIONEN

Reponierbarer Leistenbruch

GRÖSSEN      Umfang Beckenkamm

	85	—	83 – 88 cm
	90	—	88 – 93 cm
	95	—	93 – 98 cm
	100	—	98 – 103 cm
	105	—	103 – 108 cm

Rechts und links gleich

GRÖSSEN      Umfang Beckenkamm

	—	85 – 94 cm
	—	95 – 105 cm
	—	106 – 115 cm

Rechts oder links angeben

### BORT CoaxPro Hüftprothese

**REF** 201400

**NEU**



Med

Pos.Nr. 23.06.01.00.1

#### PRODUKTMERKMALE

- Hüftgelenksorthese zur Funktionssicherung und/oder Mobilisierung des Hüftgelenks
- Einfache Bewegungslimitierung von Beugung und Streckung
- Einstellbare Extension/Flexion: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Trochanter-Pelotte zur intermittieren den Massage
- Gelenkschiene am Hüftbereich und Oberschenkel durch Kaltverformung anpassbar (Aluminiumschiene)

FARBE: ■ grau

#### DAS MED-PLUS

- Gute Funktionssicherung des Hüftgelenks durch gegenläufige und breite Zügführung am Oberschenkel
- Leichte und schlanke Bauweise für hohen Tragekomfort
- Hochwertiges Funktionsgestrick aus Baumwolle, besonders klettresistent



#### ZUBEHÖR:


- REF** 991126 Piriformis-Pelotte
- Zur intermittierenden Massage

#### INDIKATIONEN

Alle Indikationen, bei denen eine Funktionssicherung und/oder Mobilisierung des Hüftgelenks notwendig ist, wie z. B. Zustand nach Hüftgelenkluxation, Lockerung von Hüftendoprothesen, mittelschwere bis schwere Coxarthrose, muskulären Dysbalancen Lenden-Becken-Hüft-Region, z. B. Tractus-iliotibialis-Syndrom, Piriformis-Syndrom

#### GRÖSSEN

Umfang Beckenkamm



small	_____	85 – 100 cm
medium	_____	100 – 115 cm
large	_____	115 – 130 cm
x-large	_____	130 – 145 cm

**BORT Generation  
Hüftprotector**

REF 215900



Keine Pos.Nr.-Angabe

## PRODUKTMERKMALE

- Hüft-Protectorgurt mit stossabsorbierender Wirkung
- Entnehmbare Protectors aus viscoelastischem Weichschaum
- Komplett zu öffnender Gurt mit anatomischem Schnitt

FARBE: ■ blau

## DAS GENERATION-PLUS

- Einfaches An- und Ablegen durch Klettverschluss
- Breite Griffaschen frontal
- Sichere Handhabung und hoher Tragekomfort
- Geeignet für temporäre Anwendung während Aktivitätsphasen
- Ansprechendes, funktionelles Design

## ZUBEHÖR:

- Protectors-Set (REF 201120)

## INDIKATIONEN

Sturzneigung unterschiedlicher Genese, Sturzgefährdung

**BORT StabiloHip  
Hüftprotector**

REF 201100



Keine Pos.Nr.-Angabe

## PRODUKTMERKMALE

- Hüft-Protectorhose mit stossabsorbierender Wirkung
- Entnehmbare Protectors aus viscoelastischem Weichschaum

FARBE: □ weiss

## DAS MED-PLUS

- Hochelastischer Bund und Beinabschluss
- Protectors einfach entnehmbar
- Hochwertige Funktionshose aus Baumwolle und Lycra

## ZUBEHÖR:

- Protectors-Set (REF 201120)
- Hose (REF 201200)

## INDIKATIONEN

Sturzneigung unterschiedlicher Genese

## GRÖSSEN Umfang Beckenkamm

	small	– 80 – 90 cm
	medium	– 90 – 100 cm
	large	– 100 – 110 cm
	x-large	– 110 – 120 cm
	xx-large	– 120 – 130 cm

GRÖSSEN Konfektionsgrösse  
Damen Herren

small	_____	38 _____	46
medium	_____	40 _____	48
large	_____	42 _____	50
x-large	_____	44 _____	52
xx-large	_____	46/48 _____	54/56
xxx-large	_____	50/52 _____	58/60

## Damit es vorwärtsgeht: funktionelle Stabilisierung bei maximaler Mobilität



Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	select® Stabilo- Gen® 114420	Stabilo- Gen® Sport 114520SP	Stabilo- Gen® Sport mit Haftband 114520SPH	S. 113	Patella- Sehnen- band Sport 114010SP	Stabilo Gen® <b>ECO</b> 114520	Generation Kniebandage 215420	Asymme- tric® 114700	Osgood- Schlatter Knie- gelenk- bandage 114510	Stabilo® Knieban- dage mit Gelenk 150140	Immob- Schiene 145000	Generation Knie- orthese 215400	Generation Soft OA- Knie- orthese 215440	OA- Xpress 101600	Genu- Xpress 100700	StabiloPro® 182150
	select® GenuZp® 114390	Stabilo- Gen® Sport 114520SP	Stabilo- Gen® Sport mit Haftband 114520SPH	S. 113	S. 119	S. 114	Generation Kniebandage Plus 114490G	Asymme- tric® <b>Plus</b> 114900	114510	S. 122	Immo Xpress 145300	S. 125	S. 126	S. 127	Genu- Xpress <b>ACL</b> 100800	S. 124/123
Reizzustände	●	●				●	●		●	S. 117	S. 131/130	S. 125	S. 126	S. 127	S. 128/129	S. 124/123
Patellalateralisation								●								
Patella(sub)luxation								●								
Chondropathia patellae			●													
Femoropatellare Arthrose			●													
Meniskopathie	●	●				●	●					●				●
Kniebandinstabilität	●	●				●				●		●			●	●
Gonarthrose	●	●				●	●					●				●
Varus/Valgus Gonarthrose													●			
Vollständige Ruhigstellung											●					
Morbus Osgood-Schlatter																
ACL/PCL Ruptur															●	

**BORT select® StabuloGen®**  
REF 114420



Pos.Nr. 05.04.13.00.1 **BREEZE**

select®

**PRODUKTMERKMALE**

- Hochwertige Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskolelastischer Pelotte, zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Längselastische Dehnungszone oberhalb der viskolelastischen Pelotte für optimalen Sitz in allen Beugewinkeln
- Mit hoch elastischem Kniekehlenpolster für bestmöglichen Tragekomfort
- Je ein Spiral-Feder-Stab zur seitlichen Stabilisierung
- Kompressionsklasse II

**DAS SELECT-PLUS**

- SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:
  - BREEZE Komfort-Faser mit kühlendem Effekt
  - Samtig-weiche Oberflächenstruktur für höchsten Tragekomfort
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand
- Anatomisch und funktionell optimierte Pelottenform zur sicheren Führung der Patella
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform

FARBEN:  beige  silber  schwarz

**BORT-INNOVATION**

- Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, Gonarthrose, Arthritis, z. B. bei Bandinstabilität, Meniskopathie

GRÖSSEN	d-Mass	f-Mass	d-Mass	f-Mass
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5	41 – 45 52 – 56 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	Grösse 6	45 – 49 60 – 64 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Grösse 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm		

Rechts und links gleich

Massanfertigung in Farbe beige und schwarz möglich.



## BORT select® GenuZip®

REF 114390



Pos.Nr. 05.04.13.00.1

BREEZE



## PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Mit seitlichem Reissverschluss
- Längselastische Dehnungszone oberhalb der viskoelastischen Pelotte sorgt für optimalen Sitz in allen Beugewinkeln
- Mit hoch elastischem Kniekehlenpolster für bestmöglichen Tragekomfort
- Je ein Spiral-Feder-Stab zur seitlichen Stabilisierung
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ silber

## DAS SELECT-PLUS

- SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:
  - BREEZE Komfort-Faser mit kühlendem Effekt
  - Samtig-weiche Oberflächenstruktur für höchsten Tragekomfort
- Leichtes An- und Ausziehen durch seitlichen Reissverschluss
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand
- Anatomisch und funktionell optimierte Pelottenform zur sicheren Führung der Patella
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform

## BORT-INNOVATION

- Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, Gonarthrose, Arthritis, z. B. bei Bandinstabilität, Meniskopathie

GRÖSSEN	d-Mass	f-Mass	d-Mass	f-Mass
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5	41 – 45 52 – 56 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	Grösse 6	45 – 49 60 – 64 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Grösse 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm		



Rechts oder links angeben

Massanfertigung möglich

**BORT Generation Kniebandage Plus**  
 [REF] 114490G

Pos.Nr. 05.04.13.00.1

**BORT Generation Kniebandage**  
 [REF] 215420

Pos.Nr. 05.04.13.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit regulierbarer Oberschenkelweite
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Zirkuläres Verschlussband zur verbesserten Stabilisierung am Oberschenkel
- Funktionsgestrick für hohen Tragekomfort
- Anatomische, viskolelastische Pelotte
- Integriertes Plus-Grössen-System

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit regulierbarer Oberschenkelweite
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Funktionsgestrick für hohen Tragekomfort
- Anatomische, viskolelastische Pelotte
- Integriertes Plus-Grössen-System

FARBE: ■ blau

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Einfaches An- und Ablegen durch geschlossene Form am Unterschenkel und geöffnete Bauweise am Oberschenkel
- Griffflaschen erlauben eine sichere und kraftsparende Handhabung auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit
- Ansprechendes, funktionelles Design

DAS GENERATION-PLUS

- Einfaches An- und Ablegen durch geschlossene Form am Unterschenkel und geöffnete Bauweise am Oberschenkel
- Griffflaschen erlauben eine sichere und kraftsparende Handhabung auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit
- Ansprechendes, funktionelles Design

INDIKATIONEN


Gonarthrose, rezidivierender Gelenkerguss, Arthritis, leichte Bandschwäche

GRÖSSEN

		d-Mass	f-Mass
	Grösse 1	26-29	32-36 cm
	Grösse 2	29-33	36-40 cm
	Grösse 3	33-37	40-48 cm
	Grösse 4	37-41	44-52 cm
	Grösse 5	41-45	52-60 cm
	Grösse 6	45-49	60-68 cm
	Grösse 7	49-53	68-76 cm

Rechts und links gleich





### PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- SOFTflex 3D-Gestrick, latexfrei
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform
- Hochelastischer, weicher Beugebereich in der Kniekehle
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ schwarz/grün

### DAS SPORT-PLUS

- Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels
- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Latexfreies Gestrick
- Anatomisch und funktionell optimierte Pelottenform zur sicheren Führung

### INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie

GRÖSSEN	d-Mass	f-Mass	d-Mass	f-Mass
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5++	41 – 45 60 – 64 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 6	45 – 49 60 – 64 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	Grösse 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Grösse 6++	45 – 49 68 – 72 cm
Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm	Grösse 7	49 – 53 68 – 72 cm
Grösse 4+	37 – 41	48 – 52 cm	Grösse 7+	49 – 53 72 – 76 cm
Grösse 5	41 – 45	52 – 56 cm		

Rechts und links gleich

### PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Mit zusätzlichem Silikonhaftband in allen Grössen
- SOFTflex 3D-Gestrick mit samtigweicher Oberflächenstruktur für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Hochelastischer, weicher Beugebereich in der Kniekehle
- Kompressions-Klasse II
- NEU: Doppel-Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform

FARBE: ■ schwarz/grün

### DAS SPORT-PLUS

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg, trockenes und angenehmes Tragegefühl
- Ideale Passform bei sportlichen Aktivitäten



PRODUKTMERKMALE

- Klassische Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskolelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform
- Kompressionsklasse II
- Auch für Kinder, Seite 12

FARBEN:  beige  silber  jeans  schwarz

DAS ECO-PLUS

- Atmungsaktive Funktions-Komfortzone in der Kniekehle
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Angenehmer Tragekomfort
- Silikonhafterrand ab Grösse 5
- Länge der Bandage in Grösse 3, 32 cm

BORT Doppel-Plus-Größen bei Kniebandagen für stärkere Oberschenkelumfänge.



INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie

GRÖSSEN	d-Mass	f-Mass	d-Mass	f-Mass
<b>Kinder (blau)</b>	<b>23 – 26</b>	<b>28 – 32 cm</b>	Grösse 4	37 – 41 44 – 48 cm
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5	41 – 45 52 – 56 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	Grösse 6	45 – 49 60 – 64 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Grösse 6+	45 – 49 64 – 68 cm

Rechts und links gleich weitere Plus-Größen bzw. Doppel-Plus-Größen finden Sie bei REF 114520H und HK



**BORT StabiloGen® Eco**

mit Haftband

REF 114520H



Med

Pos.Nr. 05.04.13.00.1

**BORT StabiloGen® Eco**

mit Haftband kurz

REF 114520HK



Med

Pos.Nr. 05.04.13.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Klassische Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Mit zusätzlichem Silikonhaftband in allen Grössen
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- **NEU: Doppel-Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform**

FARBE: ■ silber

## DAS ECO-PLUS

- Atmungsaktive Funktions-Komfortzone in der Kniekehle
- Optimale Haftung und Druckverteilung am Oberschenkel-Abschlussrand
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Angenehmer Tragekomfort
- Länge der Bandage in Grösse 3, 37 cm

## PRODUKTMERKMALE

- Klassische Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Mit zusätzlichem Silikonhaftband in allen Grössen
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- **NEU: Doppel-Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform**

FARBE: ■ silber

## DAS ECO-PLUS

- Atmungsaktive Funktions-Komfortzone in der Kniekehle
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Kurze Ausführung im Oberschenkelbereich, keine Verlängerung durch Silikonhaftband
- Angenehmer Tragekomfort
- Länge der Bandage in Grösse 3, 32 cm

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie

## GRÖSSEN

d-Mass

f-Mass

d-Mass

f-Mass



Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 5	41 – 45	52 – 56 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5+	41 – 45	56 – 60 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 5++	41 – 45	60 – 64 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	Grösse 6	45 – 49	60 – 64 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Grösse 6+	45 – 49	64 – 68 cm
Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm	Grösse 6++	45 – 49	68 – 72 cm
Grösse 4+	37 – 41	48 – 52 cm	Grösse 7	49 – 53	68 – 72 cm

Rechts und links gleich

**BORT StabiloGen®  
latexfrei**  
**REF** 114250



Med

Pos.Nr. 05.04.13.00.1

**BORT activemed  
Kniebandage**  
**REF** 220400



Med

Pos.Nr. 05.04.12.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Latexfreie Kniebandage zur Weichteilkompression
- Stabilisiert und entlastet das Kniegelenk
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Hochelastischer, weicher Beugebereich in der Kniekehle
- Viskoelastische Pelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ schwarz

**DAS MED-PLUS**

- Latexfreies Gestrick
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform
- Silikonhaffrand ab Grösse 5

**PRODUKTMERKMALE**

- Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Anatomisch formgestrickt
- Viskoelastische Pelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressionsklasse II

FARBEN: ■ mineralgrau  
■ graphit (Flachstrick)  
■ beige

**DAS MED-PLUS**

- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform
- Weiche Oberflächenstruktur

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Arthritis, Gonarthrose, Bandinstabilität

GRÖSSEN	d-Mass	f-Mass	d-Mass	f-Mass
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5	41 – 45 52 – 56 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	Grösse 6	45 – 49 60 – 64 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Grösse 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm		



**BORT Kniebandage mit Patella-Aussparung**

REF 114150



Pos.Nr. 05.04.13.00.1

**BORT Osgood-Schlatter Kniegelenkbandage**

REF 114510



Pos.Nr. 05.04.13.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit Patellaussparung zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Viskoelastische Pelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Silikonhafterand ab Grösse 5

FARBE: ■■ silber

## DAS MED-PLUS

- Atmungsaktive Funktions-Komfortzone in der Kniekehle
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Vollständige Druckentlastung der Patella
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform

## INDIKATIONEN

Chondropathia patellae, Meniskopathie, Arthritis, Bursitis

## PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur lokalen Druckentlastung der Tuberositas tibiae
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Anatomisch formgestrickt
- Mehrzonensilikonpelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Auch für Kinder, Seite 11

FARBE: ■■ silber

## DAS MED-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform
- Einstellbare Entlastung durch V-förmigen Korrekturzügel

## INDIKATIONEN

Beeinflussung des Patellagleitweges, Morbus Osgood-Schlatter, Ansatz tendinose an Tuberositas tibiae, Gonarthrose, Arthritis, Gelenkguss, Reizzustände

## GRÖSSEN

d-Mass

f-Mass

d-Mass

f-Mass



*Kinder (blau)	23 – 26	28 – 32 cm	Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 4+	37 – 41	48 – 52 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5	41 – 45	52 – 56 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 5+	41 – 45	56 – 60 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm			
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm			

**BORT Fillawant mit Patellaring**  
**REF 210160**



Med

Pos.Nr. 05.04.12.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Weichteilkompression, mit V-förmigen Stabilisierungsbändern zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Viskoelastische Pelotte
- Silikon-Haftrand proximal und distal
- Langes Oberschenkelteil (22 cm)
- Länge: 37 cm

FARBE: ■ silber


DAS MED-PLUS

- Keine seitlichen Stäbe
- Relax-Zone in der Kniebeuge
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, Arthritis, Arthrose

GRÖSSEN	d-Mass	f-Mass
Grösse 1	26-29	32-36 cm
Grösse 2	29-33	36-40 cm
Grösse 2+	29-33	40-44 cm
Grösse 3	33-37	40-44 cm
Grösse 3+	33-37	44-48 cm
Grösse 4	37-41	44-48 cm
Grösse 4+	37-41	48-52 cm
Grösse 5	41-45	52-56 cm
Grösse 5+	41-45	56-60 cm
Grösse 6	45-49	60-64 cm
Grösse 6+	45-49	64-68 cm



Rechts und links gleich

**BORT MyoActive Sport Oberschenkelstütze**  
**REF 116600SP**



Sport

Keine Pos.Nr.-Angabe **COOLMAX®**

PRODUKTMERKMALE

- Oberschenkel-Aktivbandage mit zirkulären Gurten und Kreuzzügeln
- Anwendung frontal/dorsal möglich
- Anatomisch formgestrickt
- Entlastungszonen im Verletzungsbereich
- Länge: 23 cm

FARBE: ■ schwarz/grün


DAS SPORT-PLUS

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Wirkprinzip aus Kompression, konventionellem Tape und Kinesio-Tape
- Propriozeptive Wirkung (Detonisierung der Muskulatur)
- Modernes Sport-Design

INDIKATIONEN

Für stark beanspruchte Muskelpartien. Akut: Prellung mit Schwellung und Hämatom, Muskelverletzungen. Chronisch: Schutz vor erneuten Muskelläsionen, Entlastung geschädigter Muskelstrukturen (z. B. Narbenbildung nach alten Verletzungen), nach Muskelverletzungen

GRÖSSEN	Umfang Oberschenkelmitte
small	bis 43 cm
medium	43 - 50 cm
large	50 - 56 cm
x-large	56 - 61 cm
xx-large	61 - 66 cm



Rechts und links gleich



### PRODUKTMERKMALE

- Sogenannte Kasseler Patellasehnenbandage zur gezielten Entlastung der Patellasehne
- Sport-Variante ohne Umlenkschleufe
- Optimierte Konstruktion für hohe Aktivität
- Weiches, elastisches Bandmaterial

FARBE: ■ schwarz/grün

### DAS SPORT-PLUS

- Auch geeignet für Kontaktsportarten
- Hoher Tragekomfort bei aktiver Bewegung
- Individuell dosierbarer Pelottendruck
- Verbesserte Gelenkkoordination und Schmerzlinderung
- Modernes Sport Design

### PRODUKTMERKMALE

- Sogenannte Kasseler Patellasehnenbandage zur gezielten Entlastung der Patellasehne
- Elastisches Kurzzug-Material
- Anatomische Propriozeptionspelotte aus Silikon
- Weiches Einfassband
- Umkehrzügel mit Klettverschluss

FARBE: ■ grau

### DAS MED-PLUS

- Stufenlos anpassbarer Pelottendruck
- Verbesserte Gelenkkoordination und Schmerzlinderung
- Druckfreie Kniekehle

### INDIKATIONEN

Chondropathia patellae, Patellaspitzensyndrom, femoropatellare Arthrose

### GRÖSSEN

Knieumfang direkt unterhalb Patella



Grösse 1	_____	bis 34 cm
Grösse 2	_____	34 – 41 cm
Grösse 3	_____	41 – 48 cm

**BORT Stabilo®  
Kniebandage offene Form**  
REF 114480



Pos.Nr. 05.04.13.00.1

**BORT Stabilo® Kniebandage  
spezialweit**  
REF 114490



Pos.Nr. 05.04.13.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen, komplett zu öffnen
- Vier Klettverschlüsse
- Ideal bei Bewegungseinschränkungen und Verletzungen, die kein Schlüpfen zulassen
- Rutschsicherer Halt

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS

- Durch Klettverschlüsse vollständig zu öffnen
- Einfaches An- und Ablegen der Bandage (ideal für den Einsatz in der Geriatrie)

INDIKATIONEN

Leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks, Arthrose, Arthritis

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit regulierbarer Oberschenkelweite zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Mit je zwei seitlichen Spiral-Federstäben und seitlichen Silikonpolstern
- Patellaausparung
- Zwei Klettverschluss-Zügel zur optionalen Einstellung der Oberschenkelweite

FARBE: ■ beige


DAS MED-PLUS

- Besonders geeignet für Patienten mit kräftigen Oberschenkeln
- Einfaches An- und Ablegen der Bandage möglich
- Rutschsicherer Halt

INDIKATIONEN

Rezidivierender Gelenkerguss, Arthrose, Arthritis, Bandschwäche


GRÖSSEN Knieumfang



Grösse 1	_____	bis 34 cm
Grösse 2	_____	34 – 37 cm
Grösse 3	_____	37 – 40 cm
Grösse 4	_____	40 – 43 cm
Grösse 5	_____	43 – 46 cm
Grösse 6	_____	46 – 49 cm
Grösse 7	_____	49 – 52 cm

Rechts und links gleich

GRÖSSEN Knieumfang



Grösse 1	_____	34 – 37 cm
Grösse 2	_____	37 – 40 cm
Grösse 3	_____	40 – 43 cm
Grösse 4	_____	43 – 46 cm
Grösse 5	_____	46 – 49 cm
Grösse 6	_____	49 – 52 cm
Grösse 7	_____	52 – 55 cm
Grösse 8	_____	55 – 58 cm

Rechts und links gleich



**BORT Asymmetric®****REF** 114700

Med

Pos.Nr. 05.04.13.00.1

**BORT Asymmetric® Plus****REF** 114900

Med

Pos.Nr. 22.04.01.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Beeinflussung des Patellagleitweges
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■■ silber

## DAS MED-PLUS

- Pelottendruck durch zwei Klettgurte individuell, direkt einstellbar
- Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform

## INDIKATIONEN

Femoropatellares Schmerzsyndrom, Patellahochstand, Patellalateralisation, Zustand nach lateraler Release-OP, rezidivierende oder habituelle Patellainstabilität, Meniskopathie

## PRODUKTMERKMALE

- Textile Softorthese mit Gelenken zur Beeinflussung des Patellagleitweges
- Lateraler Silikonhalbring
- Seitliche Gelenkschienen
- Zirkuläre Fixiergurte an Ober- und Unterschenkel
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■■ silber

## DAS MED-PLUS

- Vektor-Korrektur-Filamente: Innovatives Zügelssystem mit im Gestrick verlaufenden Korrekturfäden zur individuell dosierbaren Führung der Patella
- Gelenkschienen, individuell anformbar
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform

## INDIKATIONEN

Patellahochstand, Patellalateralisation, Femoropatellares Schmerzsyndrom, Patella-Luxation oder -Subluxation in Kombination mit Seitenbandinstabilität, postoperativ

## GRÖSSEN

d-Mass f-Mass

d-Mass f-Mass



Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm
Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm
Grösse 4+	37 – 41	48 – 52 cm

Grösse 5	41 – 45	52 – 56 cm
Grösse 5+	41 – 45	56 – 60 cm
Grösse 6	45 – 49	60 – 64 cm
Grösse 6+	45 – 49	64 – 68 cm

rechts oder links angeben

**REF** 114 700 Massanfertigung möglich. Mit Haftband.

**BORT Kniebandage mit einstellbarem Gelenk**  
**REF 114460**



Pos.Nr. 05.04.13.00.1

**BORT Stabilo® Kniebandage mit Gelenk**  
**REF 150140**



Pos.Nr. 05.04.13.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen zur Führung des Kniegelenks
- Extensionsbegrenzung bei 0° und 10°
- Flexionsbegrenzung bei 30°, 60° und 90°
- Zirkuläre Fixiergurte an Ober- und Unterschenkel
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS

- Einstellbares Gelenk zur Begrenzung der Extension und Flexion
- Einfach anatomisch anpassbare Gelenkschienen mit effektiver seitlicher Stabilisierung
- Schlankes Gelenkschienenendesign

INDIKATIONEN

Meniskusverletzungen, leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks, Gonarthrose, Arthritis, Bursitis

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen zur Führung des Kniegelenks
- Extensionsbegrenzung bei 0°
- Zirkuläre Fixiergurte an Ober- und Unterschenkel
- Druckverminderte Zonen im Rand- und Kniekehlenbereich
- Plus-Grössen-System, dadurch sehr gute Passform
- **Auch für Kinder**, Seite 12

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS

- Einfach anatomisch anpassbare Gelenkschienen mit effektiver seitlicher Stabilisierung
- Schlankes Gelenkschienenendesign


INDIKATIONEN

Leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks, Gonarthrose, Arthritis

GRÖSSEN	d-Mass	f-Mass	d-Mass	f-Mass
<b>*Kinder</b>	23 – 26	28 – 32 cm	Grösse 4	37 – 41 44 – 48 cm
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5	41 – 45 52 – 56 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	Grösse 6	45 – 49 60 – 64 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Grösse 6+	45 – 49 64 – 68 cm

Rechts oder links angeben

\***Kindergrösse** nur für REF 150140 verfügbar



**BORT StabuloPro® Knieorthese offene Form****REF** 182300NEUES  
DESIGN

Med

Pos.Nr. 22.04.02.00.1


## PRODUKTMERKMALE

- Softorthese mit Bewegungslimitierung zur Führung und Entlastung des Kniegelenkes
- Polyzentrische Alu-Gelenkschienen, Stabilisierung nach medial und lateral
- Einstellbare Extension: 0°, 10°, 15°, 20°, 30°, 40°, 45°
- Einstellbare Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Gelenkschienen kalt verformbar
- Atmungsaktives, elastisches Material für optimalen Tragekomfort

FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Vier zirkuläre Klettbinden zur besonders sicheren Stabilisierung
- Werkzeug freie Einstellung des Extension und Flexion
- Kompletz zu öffnen, daher sehr leicht anzulegen
- Plus-Grössen-System



## BORT INNOVATION:

- Einstellbares Polkurvengelenk, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks



Knie

## INDIKATIONEN

Mittlere Bandinstabilität des Kniegelenks, Meniskusverletzungen, Nachsorge bei arthroskopischen Eingriffen am Knie, chronische, postoperative und posttraumatische Reizzustände

GRÖSSEN	d-Mass	f-Mass	d-Mass	f-Mass
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5	41 – 45 52 – 56 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	Grösse 6	45 – 49 60 – 64 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Grösse 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm		



**BORT StabiloPro® Knieorthese**

**REF** 182150



Med

Pos.Nr. 22.04.02.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Softorthese mit Bewegungslimitierung zur Führung und Entlastung des Kniegelenks
- Mit offener Patella
- Einstellbare Extension: 0°, 10°, 15°, 20°
- Einstellbare Flexion: 0°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Gelenkschienen kalt verformbar
- Atmungsaktives, elastisches Material für optimalen Tragekomfort

**DAS MED-PLUS**

- Zwei zirkuläre Klettbänder zur zusätzlichen Stabilisierung
- Plus-Grössen-System
- Einstellbares Polkurrengelenk, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks
- Werkzeugfreie Einstellung der Extension und Flexion

FARBE: ■ grau

**INDIKATIONEN**

Leichte bis mittlere Bandinstabilität des Kniegelenks, Meniskusverletzungen, Gonarthrose

GRÖSSEN	d-Mass	f-Mass	d-Mass	f-Mass
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5	41 – 45 52 – 56 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	Grösse 6	45 – 49 60 – 64 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Grösse 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm		

Rechts und links gleich



## BORT Generation Knieorthese

REF 215400



Pos.Nr. 22.04.02.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Softorthese mit Bewegungslimitierung zur Führung und Entlastung des Kniegelenks
- Einstellbare Extension: 0°, 10°, 15°, 20°
- Einstellbare Flexion: 0°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Gelenkschienen kalt verformbar
- Atmungsaktives, elastisches Material für optimalen Tragekomfort

FARBE: ■ blau



**BORT Generation:**  
Für mehr Mobilität im Alter  
Produktsortiment mit besonderen  
Handlingvorteilen

## DAS GENERATION-PLUS

- Komplett zu öffnen
- Einfachste Handhabung und Anlage der Orthese
- Breite Griffaschen erlauben eine sichere und kraftsparende Handhabung auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit
- Kniekehlenöffnung erleichtert Beugung im Sitzen
- **Einstellbares Polkurvengelenk**, angelehnt an die physio&shy;logische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks
- Extra breite Umlenkschlaufen
- Ansprechendes, funktionelles Design
- Werkzeugfreie Einstellung der Extension und Flexion

## INDIKATIONEN

Degenerative Erkrankungen, z. B. Leichte bis mittlere Bandinstabilität des Kniegelenks, Gonarthrose, Meniskusverletzungen

GRÖSSEN	d-Mass	f-Mass	d-Mass	f-Mass
Grösse 1	26 – 29	32 – 36 cm	Grösse 5	41 – 45 52 – 56 cm
Grösse 2	29 – 33	36 – 40 cm	Grösse 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Grösse 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Grösse 6	45 – 49 60 – 64 cm
Grösse 3	33 – 37	40 – 44 cm	Grösse 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Grösse 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Grösse 7	49 – 53 68 – 72 cm
Grösse 4	37 – 41	44 – 48 cm	Grösse 7+	49 – 53 72 – 76 cm
Grösse 4+	37 – 41	48 – 52 cm		



Rechts und links gleich

**BORT Generation Soft OA-Knieorthese**

**REF** 215440



Generation



Pos.Nr. 23.04.01.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Soft-Entlastungsorthese bei isolierter medialer/lateraler Gonarthrose bis 5° Achsabweichung
- Einstellbares, polyzentrisches Gelenk
- Begrenzung der Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° und 25°
- Begrenzung der Flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° und 90°
- Orthesenlänge: 39 cm

FARBE: ■ blau

**Anwendung Modell A**

- Rechtes Bein lateral:  
Varus-Gonarthrose (zur Valgisierung bei O-Beinstellung)
- Linkes Bein medial:  
Valgus-Gonarthrose (zur Varisierung bei X-Beinstellung)

**DAS GENERATION-PLUS**

- Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Material
- Gezielte Entlastung des medialen/lateralen Kompartiments
- Varus-Valgus-Korrektur frei justierbar
- Leichte und schlanke Bauweise für optimalen Tragekomfort



**BORT Generation:**  
**Für mehr Mobilität im Alter**  
Produktsortiment mit besonderen Handlungsvorteilen

**Anwendung Modell B**

- Rechtes Bein medial:  
Valgus-Gonarthrose (zur Varisierung bei X-Beinstellung)
- Linkes Bein lateral:  
Varus-Gonarthrose (zur Valgisierung bei O-Beinstellung)

**INDIKATIONEN**

Partielle Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments bei Gonarthrose Grad II - III, Bone Bruise (posttraumatisches Knochenmarködem), postoperative Versorgung nach medialer/lateraler Tibiakopffraktur

**GRÖSSEN**



	d-Mass	f-Mass
Grösse 1	32 – 36 cm	38 – 44 cm
Grösse 2	36 – 42 cm	44 – 50 cm
Grösse 3	42 – 48 cm	50 – 56 cm
Grösse 4	48 – 54 cm	56 – 62 cm
Grösse 5	54 – 60 cm	62 – 68 cm
Modell A	rechts varus/links valgus	
Modell B	rechts valgus/links varus	

**Modell A oder B angeben**

**BORT OA-Xpress****REF** 101600

easyClick-System

Med

Pos.Nr. 23.04.01.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Knie-Entlastungsorthese bei isolierter medialer/lateraler Gonarthrose bis 5° Achsabweichung
- Varus-Valgus-Korrektur frei justierbar
- Einstellbares, polyzentrisches Gelenk
- Begrenzung der Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° und 25°
- Begrenzung der Flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° und 90°
- Orthesenlänge: 40 cm

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Teilelastische Schalen für gute Anpassung an unterschiedliche Beinumfang
- Gezielte Entlastung des medialen/lateralen Kompartments
- Leichte und schlanke Bauweise für optimalen Tragekomfort

**Anwendung Modell A**

- Rechtes Bein lateral:  
Varus-Gonarthrose (zur Valgisierung bei O-Beinstellung)
- Linkes Bein medial:  
Valgus-Gonarthrose (zur Varisierung bei X-Beinstellung)

**Anwendung Modell B**

- Rechtes Bein medial:  
Valgus-Gonarthrose (zur Varisierung bei X-Beinstellung)
- Linkes Bein lateral:  
Varus-Gonarthrose (zur Valgisierung bei O-Beinstellung)

Knie

**INDIKATIONEN**

Partielle Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments bei Gonarthrose Grad II-III, Bone Bruise (posttraumatisches Knochenmarködem), postoperative Versorgung nach medialer/lateraler Tibiakopffraktur

**AUSFÜHRUNG**

Modell A \_\_\_\_\_ rechts varus/links valgus  
 Modell B \_\_\_\_\_ rechts valgus/links varus

Nur eine Grösse

**BORT ROM Knieorthese**  
**REF** 100900



Pos.Nr. 23.04.01.00.1

**BORT GenuXpress**  
**REF** 100700



Pos.Nr. 22.04.02.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Knieorthese zur Mobilisierung
- Orthesenlänge durch seitliche Teleskopschienen einstellbar
- Begrenzung der Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110° und 120°
- Begrenzung der Extension: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80° und 90°
- Immobilisierung: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Werkzeuglose Einstellung der Gelenkanschläge und Orthesenlänge
- Leichte und schlanke Bauweise für optimalen Tragekomfort
- easyClick-Verschlüsse für leichtes An- und Ablegen

**INDIKATIONEN**

Zur postoperativen/posttraumatischen, frühfunktionellen Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Kniegelenks, Z.n. Schädigungen von Knochen-/Kapsel-/Bandstrukturen des Kniegelenks

**GRÖSSE**

Nur eine Grösse

Rechts und links gleich

**PRODUKTMERKMALE**

- Knierahmenorthese nach w4-Punkt-Prinzip zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Begrenzung der Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° und 25°
- Begrenzung der Flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° und 90°

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Hohe Rahmenfestigkeit bei geringem Eigengewicht durch modernste Werkstoffe
- Einstellbares Polkurvengelenk, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks
- Werkzeugfreie Einstellung der Extension und Flexion
- Einfache Handhabung

**INDIKATIONEN**

Schwere und/oder komplexe Instabilität des Kniegelenks, Meniskusverletzungen, Genu recurvatum, funktionelle prä- und/oder postoperative Versorgung von Bandrupturen (ACL, PCL, Seitenbänder)

**GRÖSSEN**

	f-Mass	Kniebreite
small	39-47	8,5-9,5 cm
small Plus	45-49	8,5-9,5 cm
medium	47-54	9,5-10,5 cm
medium Plus	54-61	9,5-10,5 cm
large	54-61	10,5-11,5 cm
large Plus	61-68	10,5-11,5 cm
x-large	61-68	11,5-12,5 cm
x-large Plus	68-75	11,5-12,5 cm



Rechts oder links angeben



**BORT GenuXpress ACL****REF** 100800

easyClick-System

Selbstjustierende  
Tibia-Anlage

Med

Pos.Nr. 22.04.02.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Knierahmenorthese nach 4-Punkt-Prinzip zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Begrenzung der Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° und 25°
- Begrenzung der Flexion: 0° (180°), 20°, 30°, 45°, 60°, 75° und 90°

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Hohe Rahmenfestigkeit bei geringem Eigengewicht durch modernste Werkstoffe
- Einstellbares Polkurrengelenk, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks
- Selbstjustierende Tibia-Anlage
- Werkzeugfreie Einstellung der Extension und Flexion

**BORT INNOVATION:**

- Einstellbares Polkurrengelenk, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks

**INDIKATIONEN**

Schwere und/oder komplexe Instabilität des Kniegelenks, Meniskusverletzungen, funktionelle prä- und/oder postoperative Versorgung von Bandrupturen (ACL, PCL, Seitenbänder)

GRÖSSEN	f-Mass	Kniebreite
small	39-47	8,5-9,5 cm
small Plus	47-54	8,5-9,5 cm
medium	47-54	9,5-10,5 cm
medium Plus	54-61	9,5-10,5 cm
large	54-61	10,5-11,5 cm
large Plus	61-68	10,5-11,5 cm
x-large	61-68	11,5-12,5 cm
x-large Plus	68-75	11,5-12,5 cm

Rechts oder links angeben

**BORT ImmoXpress****REF** 145300**NEU**

Pos.Nr. 22.04.04.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Knieorthese zur Ruhigstellung des Kniegelenks in 0° bzw. 20° Beugung
- Mit offener Patella, 3-teilig
- Mediale und laterale Alu-Schienen, frei positionierbar

**DAS MED-PLUS**

- Variable Anpassung durch 3-teiligen Aufbau
- Innenseitig am Unterschenkel mit **grossflächiger Antislip-Zone**
- Alu-Schienen können zum Waschen entnommen werden

FARBE: ■ schwarz

**INDIKATIONEN**

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Gelenk-, Muskel- oder Bandverletzungen

**SCHIENENLÄNGE**

SCHIENENLÄNGE	Körpergröße
40 cm	155 – 165 cm
50 cm	165 – 180 cm
60 cm	über 180 cm

0°- oder 20°-Beugung angeben

Rechts und links gleich

**BORT Immob-Schiene mit Patella-Aussparung****REF** 145080

Pos.Nr. 22.04.04.00.1

**BORT Immob-Schiene mit Patella-Aussparung****REF** 145000

Pos.Nr. 22.04.03.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Knieorthese zur Ruhigstellung des Kniegelenks
- Einstellbar, 0° oder 15° Beugung
- Mit offener Patella, 1-teilig
- Mediale und laterale Alu-Schienen
- Länge: 55 cm

FARBE: ■ blau/schwarz

## DAS MED-PLUS

- Einfache Handhabung
- Innenseitig mit Frottee kaschiert, daher angenehmer Tragekomfort
- Alu-Schienen können zum Waschen entfernt werden

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Gelenk-, Muskel- oder Bandverletzungen

## SCHIENENLÄNGE

**REF** 145080: 55 cm

Rechts und links gleich

## PRODUKTMERKMALE

- Knieorthese zur Ruhigstellung des Kniegelenks in 0° bzw. 20° Beugung
- Mit offener Patella, 3-teilig
- Mediale und laterale Alu-Schienen, frei positionierbar
- **Auch für Kinder**, Seite 13

FARBE: ■ schwarz

## DAS MED-PLUS

- Körperformschlüssige Anpassung durch 3-teiligen Aufbau
- Innenseitig mit Frottee kaschiert, daher angenehmer Tragekomfort
- Alu-Schienen können zum Waschen entnommen werden

## INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Gelenk-, Muskel- oder Bandverletzungen


## SCHIENENLÄNGE Körpergröße

<b>Kinder (38 cm)</b>	_____	<b>80 – 145 cm</b>
45 cm	_____	145 – 155 cm
50 cm	_____	155 – 165 cm
55 cm	_____	165 – 180 cm
60 cm	_____	über 180 cm

0°- oder 20°-Beugung angeben

Rechts und links gleich

**BORT Kniebandage**  
REF 104400



Med

Pos.Nr. 05.04.10.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Einfache Kniebandage zur leichten Stabilisierung
- Anatomisch formgestrickt
- Kompressionsklasse II

FARBEN: ■ beige ■ schwarz

**DAS MED-PLUS**

- Einfache Handhabung
- Trägt nicht auf
- Kurze Ausführung

**BORT  
Zweizug Kniestütze**  
REF 054400



Med

Pos.Nr. 05.04.10.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Einfache rundgestrickte Kniebandage zur leichten Stabilisierung
- Kompressionsklasse II

FARBEN: ■ beige ■ blau

**DAS MED-PLUS**


- Einfache Handhabung
- Trägt nicht auf

**INDIKATIONEN**


Sportverletzungen, Gelenkerguss, Verstauchungen, Prellungen

**INDIKATIONEN**

Sportverletzungen, Gelenkerguss, Verstauchungen, Prellungen

GRÖSSEN	Knieumfang
 small	bis 32 cm
medium	32 – 37 cm
large	37 – 42 cm
x-large	42 – 47 cm

Rechts und links gleich

GRÖSSEN	Knieumfang
 small	bis 31 cm
medium	31 – 37 cm
large	37 – 42 cm
x-large	42 – 48 cm
xx-large	48 – 54 cm

Rechts und links gleich

Anwendungsbereich	Oberes Sprunggelenk							USG	Fuss																	
<b>Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte</b>	select* TaloStabil® 054700	select* Achillo- Stabil® Plus 053100	TaloStabil® Sport 054600SP	TaloStabil® Plus Sport 054100SP	Achillo Stabil® Plus Sport 053100SP	Generation Knöchel- bandage 215600	TaloStabil® Eco 054600 TaloStabil® Eco Plus 054650	Achillo Stabil® Eco 054900	Stabilo® Knöchel- stütze 114100	TaloFX® 054800 Talo Xpress 053900	Helix S <i>Spiraldynamik</i> 053200	Malleo Xpress Active 100580 Malleo Xpress 100560	Fusshe- berortho- se 054300													
Seite	S. 135/136		S. 137/136		S. 138		S. 139		S. 140		S. 143		S. 142		S. 145		S. 144		S. 146							
Bandverletzungen	●		●	●		●	●			●			●													
OSG-Distorsion	●		●			●	●			●			●													
Achillodynie		●			●			●																		
Arthrose	●		●	●		●	●																			
Supinations-/ Pronationstrauma																										
Tendinitiden																										
Schlaaffe Peroneusparesse																										
Fussheber- und Zehenheberparese																										
Fehlstatistische Fussbeschwerden und Fussfehlformen aufgrund von Dysfunktion des USG, z. B. Knick-, Senk und Spreizfuss																										

## Gut zu Fuss: Mit Rundum- Schutz und Stabilität auf Schritt und Tritt.





### PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Aktiv-Sprunggelenkbandage
- Hochelastische Dehnungszone im empfindlichen Fussrückenbereich erleichtert das An- und Ablegen
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage

FARBEN: beige silber schwarz

### DAS SELECT-PLUS

- SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:
  - Samtig-weiche Oberflächenstruktur für höchsten Tragekomfort
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich
- Separat beigelegte Schlupfhilfe

### INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Tendomyopathien

### GRÖSSEN Fesselumfang

	small	_____	bis 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm
	xx-large	_____	27 – 29 cm

Massanfertigung möglich.

Rechts oder links angeben



### PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Aktiv-Achillessehnenbandage zur Weichteilkompression
- Hochelastische Dehnungszone im Fussrückenbereich
- Grossflächige, strukturierte Silikonpelotte zur intermittierenden Massage von Achillessehne und Muskelsehnenübergang zur Wadenmuskulatur

FARBEN: silber schwarz

### DAS SELECT-PLUS

- Einfaches An- und Ablegen durch halboffene Bauweise
- Einfaches und leichtes Fixieren der Bandage über drei Klettverschlüsse
- Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne, speziell in der Akutphase

### INDIKATIONEN

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, Reizzustände bei Haglundferse, Achillodynie, Reizungen und Schmerzen der Achillessehne und der angrenzenden Gebiete, nach Operationen, z. B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

### GRÖSSEN Fesselumfang

	small	_____	bis 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm
	xx-large	_____	27 – 29 cm

Rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Aktiv-Sprunggelenkbandage mit Stabilo®-Band, teilelastisch, frei positionierbar
- Hochelastische Dehnungszone im empfindlichen Fussrückenbereich erleichtert das An- und Ablegen
- Therapieunterstützende Positionierung des Fusses in Pronations-, Supinations- oder Neutralstellung
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

DAS SELECT-PLUS

- SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:
  - BREEZE: Komfort-Faser
  - Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich
- Separat beigelegte Schlupfhilfe

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Tendomyopathien

GRÖSSEN Fesselumfang

	small	_____	bis 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm
	xx-large	_____	27 – 29 cm

Massanfertigung möglich.

Rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Aktiv-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression, mit Stabilo®-Band, teilelastisch, frei positionierbar
- SOFTflex 3D-Gestrick mit samtigweicher Oberflächenstruktur für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Therapieunterstützende Positionierung des Fusses in Pronations-, Supinations- oder Neutralstellung
- Latexfreies Gestrick

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe

GRÖSSEN Fesselumfang

	small	_____	bis 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm

Rechts und links gleich



**BORT TaloStabil® Sport****REF** 054600SP

Sport

Pos.Nr. 05.02.12.00.1

COOLMAX

## PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- SOFTflex 3D-Gestrick mit samtigweicher Oberflächenstruktur für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressionsklasse II

FARBE: ■ schwarz/grün

## DAS SPORT-PLUS

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg, trockenes und angenehmes Tragegefühl
- Ideale Passform bei sportlichen Aktivitäten
- Latexfreies Gestrick
- Modernes Sport-Design (mit reflektierendem Label)


## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Arthrose

## GRÖSSEN

Fesselumfang



small	_____	bis 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm
xx-large	_____	27 – 29 cm 

Rechts und links gleich



### PRODUKTMERKMALE

- Aktiv-Achillessehnenbandage
- SOFTflex 3D-Gestrick mit samtigweicher Oberflächenstruktur für hohen Tragekomfort
- Grossflächig strukturierte Silikonpelotte zur intermittierenden Massage der Achillessehne
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich

FARBE: ■ schwarz/grün

### DAS SPORT-PLUS

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg, trockenes und angenehmes Tragegefühl
- Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne, speziell in der Akutphase
- Eingearbeitete Komfortzone aus Dynamic-Flex-Funktionsgestrick
- Separat beigelegte Schlupfhilfe
- Latexfreies Gestrick

### INDIKATIONEN

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, z. B. bei Haglundferse, Achillodynie, nach Operationen, z. B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

### GRÖSSEN



Größe	Fesselumfang
small	bis 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm
xx-large	27 – 29 cm

Rechts und links gleich



### PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Aktiv-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- Hochelastische Dehnungszone im empfindlichen Fussrückenbereich erleichtert das An- und Ablegen
- Funktionsgestrick für hohen Tragekomfort
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage

FARBE: ■ blau

### DAS GENERATION-PLUS

- Einfaches An- und Ablegen durch geöffnete Bauweise, auch bei eingeschränkter Beweglichkeit
- Einfaches und leichtes Fixieren der Bandage über zwei Klettverschlüsse
- Ansprechendes, funktionelles Design



**BORT Generation:**  
Für mehr Mobilität im Alter  
Produktsortiment mit besonderen Handlungsvorteilen

### INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, Arthrose

### GRÖSSEN



Größe	Fesselumfang
small	bis 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm
xx-large	27 – 29 cm

Rechts und links gleich

**BORT TaloStabil®**

REF 054600




Pos.Nr. 05.02.12.00.1

**BORT TaloStabil®**

Eco

REF 054650

NEU



Pos.Nr. 05.02.12.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Aktiv-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressionsklasse II
- Auch für Kinder, Seite 14

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

## DAS ECO-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Druckminderung im Fesselabschluss
- NEU Doppel-Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, Arthrose

## PRODUKTMERKMALE

- Aktiv-Sprunggelenkbandage mit Stabilo®-Band, teilelastisch, frei positionierbar
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Therapieunterstützende Positionierung des Fusses in Pronations-/Supinationsoder Neutralstellung
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ silber

## DAS ECO-PLUS

- amtig-weiche Oberflächenstruktur
- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich

## INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe

## GRÖSSEN

b-Mass b1-Mass



Kinder (blau) 17–19 cm

small bis 21 cm

medium 21–23 cm

large 23–25 cm

x-large 25–27 cm

xx-large 27–29 cm 32–34 cm

xx-large+ 27–29 cm 33–36 cm

xxx-large 29–32 cm 35–37 cm

xxx-large+ 29–32 cm 36–39 cm

Rechts und links gleich

## GRÖSSEN

Fesselumfang



small \_\_\_\_\_ bis 21 cm

medium \_\_\_\_\_ 21–23 cm

large \_\_\_\_\_ 23–25 cm

x-large \_\_\_\_\_ 25–27 cm

xx-large \_\_\_\_\_ 27–29 cm

xxx-large \_\_\_\_\_ 29–31 cm

Rechts und links gleich

**BORT AchilloStabil®**  
REF 054900



Med

Pos.Nr. 05.02.20.00.1

**BORT activemed  
Knöchelbandage**  
REF 220600



Med

Pos.Nr. 05.02.12.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Achillessehnenbandage
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Viscoelastische Pelotte im paraachillären Bereich zur intermittierenden Massage
- Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne in der Akutphase
- Kompressionsklasse II

FARBEN: ■ silber ■ schwarz


DAS ECO-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich

INDIKATIONEN

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, Reizzustände bei Haglundferse, Achillodynie, Reizungen und Schmerzen der Achillessehne und der angrenzenden Gebiete, nach Operationen, z. B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

GRÖSSEN Fesselumfang

	small _____	bis 21 cm
	medium _____	21 – 23 cm
	large _____	23 – 25 cm
	x-large _____	25 – 27 cm
	xx-large _____	27 – 29 cm

Massanfertigung möglich.

Rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Formgestrickte Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Mikrofasergestrick, weicher Griff
- Kompressionsklasse II

FARBEN: ■ beige ■ mineralgrau  
■ graphit (Falchstrick)


DAS MED-PLUS

- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich
- Formgestrickte Ferse mit guter Passform

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, Arthrose

GRÖSSEN Fesselumfang

	small _____	bis 21 cm
	medium _____	21 – 23 cm
	large _____	23 – 25 cm
	x-large _____	25 – 27 cm

Rechts und links gleich

**BORT activemed**  
**Knöchelbandage Plus**  
 REF 220650

NEU



Pos.Nr. 05.02.12.00.1

Med

**PRODUKTMERKMALE**

- Formgestrickte Sprunggelenkbandage mit Stabilo®-Band, teilelastisch, frei positionierbar
- Therapieunterstützende Positionierung des Fußes in Pronations-/Supinationsoder Neutralstellung
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Mikrofasergestrick, weicher Griff
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ graphit

**DAS MED-PLUS**

- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich
- Formgestrickte Ferse mit guter


**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe

**GRÖSSEN**


small	_____	bis 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm

Rechts und links gleich

**BORT activemed**  
**Achillessehnenbandage**  
 REF 220900


Pos.Nr. 05.02.20.00.1

Med

**PRODUKTMERKMALE**

- Achillessehnenbandage
- Viscoelastische Pelotte im paraachillären Bereich zur intermittierenden Massage
- Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne in der Akutphase
- Kompressionsklasse II

FARBEN: ■ beige ■ mineralgrau  
■ graphit (Falchstrick)
**DAS MED-PLUS**

- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich
- Formgestrickte Ferse mit guter Passform

**INDIKATIONEN**

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, Reizzustände bei Haglundferse, Achillodynie, Reizungen und Schmerzen der Achillessehne und der angrenzenden Gebiete, nach Operationen, z. B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

**BORT Helix S Spiraldynamik® USG-Bandage**

**REF** 053200



**PRODUKTMERKMALE**

- Sprunggelenkbandage zur Unterstützung der Rückfuss-Torsion und Aufrichtung des Fußgewölbes
- Auffächerung der Bänder durch Längsschnitte für eine körperschlüssige Anlage und optimierte Funktion
- Dünne, elastische Bänder
- 3-D formgestrickt
- Zwei Silikonpelotten
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich
- **Auch für Kinder**, Seite 13

FARBE: ■ schwarz

**DAS MED-PLUS**


- Stabilisierung des Sprunggelenks und Aktivierung der Fußmuskulatur durch Kompressionswirkung
- Funktionell unterstützende Zügelung bei klassischen Fußdeformitäten (z. B. Senk-Spreiz-Fuß)
- Angenehmer Tragekomfort auch bei hoher Aktivität
- Intermittierende Massage
- Vereinfachte Handhabung
- Separat beigelegte Schlupfhilfe
- Verpackung: 1 Stück

**INDIKATIONEN**

Fehlstatistische Fußbeschwerden und Fußfehlformen aufgrund von Dysfunktion des USG, chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des unteren Sprunggelenks und der Fußwurzel, z. B. bei Arthrose, Bandschwäche, z. B. Knick, Senk- und Spreizfuß

**GRÖSSEN**

Fesselumfang

	x-small/Kinder	17 – 19 cm
	small	19 – 21 cm
	medium	21 – 23 cm
	large	23 – 25 cm
	x-large	25 – 27 cm
	xx-large	27 – 29 cm

Rechts oder links angeben

**BORT Stabilo®  
Knöchelstütze****REF** 114100

Pos.Nr. 22.02.03.00.1

**BORT TalofX®****REF** 054800

Pos.Nr. 22.02.03.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenkbandage mit Schnürung zur Stabilisierung von USG/OSG
- Sichere Handhabung durch variable Haken-Ösen-Elemente
- Stabilisierungsgrad individuell einstellbar
- U-förmiges Stabilisierungselement aus Kunststoff
- Unelastisches, atmungsaktives Material

FARBE: ■ grau

## DAS MED-PLUS

- Stabilo®-Klettband zur zusätzlichen Stabilisierung und Begrenzung des Talus-Vorschubes
- Im Sport- und Strassenschuh tragbar

## INDIKATIONEN

Postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion, konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Rheuma, Arthritis, Tendinitiden, Bandverletzungen

## GRÖSSEN

		Fesselumfang
	x-small	bis 19 cm
	small	19 – 21 cm
	medium	21 – 23 cm
	large	23 – 25 cm
	x-large	25 – 27 cm

Rechts und links gleich

## PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenk-Soft-Bandage zur Stabilisierung von USG/OSG
- Bilaterale Schalen, mit Memory-Schaum weich abgepolstert
- Kreuzzügelung mit Dynamic Force Control Technologie (DFC)
- Elastisches, feuchtigkeitsableitendes Material
- **Auch für Kinder**, Seite 15

FARBE: ■ schwarz

## DAS MED-PLUS

- Schlankes Design
- Im Sport- und Strassenschuh tragbar
- Begrenzung des Talus-Vorschubs mit hoher Stabilität
- Positionierung des Sprunggelenkes in Pronation oder Supination

## INDIKATIONEN

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Rheuma, Arthritis, Tendinitiden, Bandverletzungen, Supinations-/Pronationstrauma

## GRÖSSEN

		Fesselumfang
	Kinder	17 – 19 cm
	small	19 – 21 cm
	medium	21 – 23 cm
	large	23 – 25 cm
	x-large	25 – 27 cm

Rechts oder links angeben

**BORT MalleoXpress**  
REF 100560



Pos.Nr. 22.02.04.00.1

**BORT MalleoXpress Active**  
REF 100580



Pos.Nr. 22.02.04.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Sprunggelenk-Soft-Bandage zur Mobilisierung und sicheren Stabilisierung des Sprunggelenks
- Modularer Aufbau, im Therapieverlauf abrüstbar
- Reduzierung des Talusvorschubs durch intelligente Zügführung
- Bilaterale Schalen, weich abgepolstert mit Memoryschaum
- Zusätzliche Stabilisierung durch abrüstbares Sohlenmodul in der Akutphase


FARBE: ■ schwarz

**DAS MED-PLUS**

- Komplet zu öffnen, dadurch leichtes Anlegen
- Problemlos im Sport- und Strassenschuh tragbar
- Einfache Handhabung und stufenlose Stabilisierung durch Boa-Verschluss-System

**INDIKATIONEN**

Postoperativ, posttraumatisch, z. B. konservative Therapie von Sprunggelenkdistorstionen (Grad II-III) und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion, chronische Instabilitäten des OSG und USG, akute und chronische Kapselbandinstabilitäten

GRÖSSEN	Fesselumfang
 small	19 – 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm

Rechts oder links angeben

**PRODUKTMERKMALE**

- Sprunggelenk-Soft-Orthese zur Stabilisierung des Sprunggelenks
- Reduzierung des Talusvorschubs durch intelligente Zügführung
- Bilaterale Schalen, weich abgepolstert mit Memoryschaum


FARBE: ■ schwarz

**DAS MED-PLUS**

- Komplet zu öffnen, dadurch leichtes Anlegen
- Einfache und sichere Handhabung
- Stufenlose Stabilisierung durch Boa-Verschluss-System
- Problemlos im Sport- und Strassenschuh tragbar

**INDIKATIONEN**

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von Sprunggelenkdistorstionen und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Arthritis, Bandverletzungen, Supinations-/Pronationstrauma

GRÖSSEN	Fesselumfang
 small	19 – 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm

Rechts oder links angeben



**BORT MalleoStabil®-Orthese****REF** 100500

Med

Pos.Nr. 22.02.01.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Kombi-Sprunggelenkorthese Air/Gel- und Schaumstoffpolster zur Stabilisierung des Sprunggelenkes mit Begrenzung von Pro- und Supination
- Anatomisch geformte Kunststoff-Schalen
- Zwei Polster-Varianten als Set:
- Vorkühlbare Air/Gel-Polster zum Einsatz in der Akut-Phase
- Memoryschaum-Polster für angenehmen Tragekomfort in der Reha-Phase
- **Auch für Kinder**, Seite 14

FARBE: ■ schwarz

**DAS MED-PLUS**

- Keine Beeinträchtigung beim Gehen
- Leichtes Anlegen durch zirkuläre Klettverschlüsse

**BORT MalleoStabil®  
Soft-Orthese****REF** 100520

- Nur mit Memoryschaum-Polster

**BORT MalleoStabil®  
Air/Gel-Orthese****REF** 100540

- Nur mit Air/Gel-Polster

**INDIKATIONEN**

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von SPGL-Distorsionen aller Schweregrade, funktionelle Therapie von Bandrupturen, SPGL-Frakturen (Weber A), chronische Bandinstabilitäten, Abkürzung der Gipsphase, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Pronations- und/oder Supinationstrauma, fibuläre Bandruptur

**GRÖSSEN**

Körpergröße

Größe 1/**Kinder** \_\_\_\_\_ bis 155 cm  
 Größe 2 \_\_\_\_\_ über 155 cm

Rechts und links gleich

**BORT TaloXpress**  
REF 053900



Pos.Nr. 22.02.03.00.1

**BORT**  
**Fussheberorthese**  
REF 054300



Pos.Nr. 22.03.05.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung des oberen und unteren Sprunggelenks
- Stabilisierungsgrad mittels Zügelung einstellbar
- Sehr dünne und schlanke Konstruktion
- Problemlos im Schuh tragbar
- Effektive Stabilisierung des Sprunggelenks bei hohem Tragekomfort

FARBE: ■ grau


DAS MED-PLUS

- Kompletz zu öffnen, dadurch leichtes Anlegen und einfachste Handhabung
- Hohe Stabilisierung bei geringem Eigengewicht durch modernste Werkstoffe

INDIKATIONEN

Konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen, postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Rheuma, Arthritis, Tendinitiden, Supinations-/Pronationstrauma

GRÖSSEN h-Mass

	small	_____	27 – 31 cm
	medium	_____	31 – 34 cm
	large	_____	34 – 40 cm

Rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Dynamische textile Fussheberbandage
- 8er-Zügelung
- Unelastischer, lateraler Zügel
- Unterstützung der Fusshebung im oberen Sprunggelenk
- Stabilisierung des unteren Sprunggelenks
- Pronierende Wirkung

FARBE: ■ schwarz


DAS MED-PLUS

- Einfache Anlage durch Zügelkennzeichnung
- Einhändig anlegbar
- Zwei Bandagenlängen im Vorfuss für optimale Hebelwirkung

INDIKATIONEN

Peroneusparese, bei allen Ausprägungsgraden, besonders für leichte bis mittlere Fuss- und Zehenheberpareesen (Kraftgrad 2-4)

GRÖSSEN Fesselumfang

	x-small	_____	17 – 19 cm
	small	_____	19 – 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm

kurz bis Schuhgröße 40  
lang über Schuhgröße 40

rechts/links, kurz/lang angeben



#### PRODUKTMERKMALE

- Fussheberorthese aus Polypropylen zur Anhebung des Fusses während der Schwungphase
- $\frac{3}{4}$  Sohle bis zu den Zehengrundgelenken

FARBE:  weiss

#### DAS MED-PLUS

- Thermoplastische Nachbearbeitung
- Verwendung in geschlossenen Schuhen möglich
- Hochflexible Halbschale im Wadenbereich
- Klettverschluss zur individuellen Anpassung unterschiedlicher Wadenumfänge
- Geringes Gewicht
- Leicht zu reinigen

#### INDIKATIONEN

Schlaffe Lähmung der Fusshebermuskulatur, geringe Mobilität des Patienten durch, z. B. Peroneusparese, lumbaler Nervenwurzelsschaden, Poliomyelitis, Schlaganfall

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small	36 – 39
medium	40 – 43
large	44 – 48

Rechts oder links angeben



#### PRODUKTMERKMALE

- Fussheberorthese aus Polypropylen zur Anhebung des Fusses während der Schwungphase
- Langsohlige Ausführung

FARBE:  weiss

#### DAS MED-PLUS

- Thermoplastische Nachbearbeitung
- Verwendung in geschlossenen Schuhen möglich
- Klettverschluss zur individuellen Anpassung unterschiedlicher Wadenumfänge
- Geringes Gewicht
- Leicht zu reinigen

#### INDIKATIONEN

Schlaffe Lähmung der Fusshebermuskulatur, geringe Mobilität des Patienten durch, z. B. Peroneusparese, lumbaler Nervenwurzelsschaden, Poliomyelitis, Schlaganfall

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small	35 – 37
medium	37 – 39
large	39 – 41
x-large	41 – 44
xx-large	44 – 47

Rechts oder links angeben

NEU

**BORT**  
**X-Walker kurz**  
**REF 101350**

Mit  
Vaku-  
um-  
System



Pos.Nr. 22.03.03.00.1

NEU

**BORT**  
**X-Walker lang**  
**REF 101300**

Mit  
Vaku-  
um-  
System



Pos.Nr. 22.03.03.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuss- Region in vorgegebener Position
- Kurze Ausführung mit geringem Eigengewicht
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit sowie Nachpassung des integrierten, grossflächigen Vakuumkissens
- Therapieunterstützende Laufsohle mit sehr guter Abrolleigenschaft
- Einstellbare Fusslänge durch justierbaren Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Kurze Ausführung am Unterschenkel
- Grossflächiges Vakuum-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuss und Unterschenkel
- Inkl. 2x Unterziehstrümpfe

**INDIKATIONEN**

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Vorfuss- und Mittelfussregion, Metatarsalfraktur, Weichteilverletzungen, Distorsionen

**PRODUKTMERKMALE**

- Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuss-Region in vorgegebener Position
- Lange Ausführung mit geringem Eigengewicht
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit sowie Nachpassung des integrierten, grossflächigen Vakuumkissens
- Therapieunterstützende Laufsohle mit sehr guter Abrolleigenschaft
- Einstellbare Fusslänge durch justierbaren Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Lange Ausführung am Unterschenkel
- Stufenlose Weitenjustierung im Bereich der Wade
- Grossflächiges Vakuum-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuss und Unterschenkel
- Inkl. 2x Unterziehstrümpfe

**INDIKATIONEN**

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuss-Region, stabile Fuss- und/oder Knöchelfrakturen, stabile distale Unterschenkel-frakturen, schwere Sprunggelenksdistorsionen

**GRÖSSEN**

	Schuhgrößen
small	35 – 40
medium	40 – 45
large	45 – 50

Rechts und links gleich

Verfügbar ab dem 2. Quartal 2024

**BORT X-Walker Achillo****REF** 101320**NEU**Mit  
Vaku-  
um-  
System

Pos.Nr. 22.03.04.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Unterschenkel-Fuss-Orthese zur Immobilisierung in definierten, einstellbaren Gelenkpositionen
- Lange Ausführung mit geringem Eigengewicht
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit sowie Nachpassung des integrierten, grossflächigen Vakuumsystems
- Therapieunterstützende Laufsohle mit sehr guter Abrollfähigkeit
- Einstellbare Fusslänge durch justierbaren Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Fünf stufiges Fersenkeil-Set zur Justierung der therapeutischen Spitzfussstellung
- Stufenlose Weitenjustierung im Bereich der Wade
- Grossflächiges Vakuumsystem zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuss und Unterschenkel
- inkl. 2x Unterziehstrümpfe

**ZUBEHÖR FÜR ALLE BORT X-WALKER:****REF** 100370

BORT Unterziehstrumpf Walker

**REF** 100380

BORT Nässeschutzhülle

**REF** 100390

BORT Schutzhülle für die Nacht

**INDIKATIONEN**

Achillessehnenruptur, prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuss-Region, postoperativ bei Achillessehennaht

**GRÖSSEN****Schuhgrößen**

small	_____	35 – 40
medium	_____	40 – 45
large	_____	45 – 50

Rechts oder links angeben

Verfügbar ab dem 2. Quartal 2024

**BORT**  
**Air Walker kurz**  
**REF** 100350



Med

Pos.Nr. 22.03.03.00.1

**BORT**  
**Air Walker lang**  
**REF** 100300



Med

Pos.Nr. 22.03.03.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuss-Region in vorgegebener Position
- Kurze Ausführung
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit der beiden integrierten und einzeln regulierbaren Luftpolster
- Therapieunterstützende Laufsohle mit sehr guter Abrolleigenschaft
- Einstellbarer Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Kurze Ausführung am Unterschenkel
- 2-Kammer-Air-System zur Einbettung und Stabilisierung von Fuss und Sprunggelenk
- Inkl. 2x Unterziehstrümpfe

**INDIKATIONEN**

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Vorfuss- und Mittelfussregion, Metatarsalfaktur, Weichteilverletzungen, Distorsionen

**PRODUKTMERKMALE**

- Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuss-Region in vorgegebener Position
- Lange Ausführung, geringes Gewicht
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit der beiden integrierten und einzeln regulierbaren Luftpolster
- Therapieunterstützende Laufsohle mit sehr guter Abrolleigenschaft
- Einstellbarer Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

**DAS MED-PLUS**

- Lange Ausführung am Unterschenkel
- 2-Kammer-Air-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuss und Unterschenkel
- Inkl. 2x Unterziehstrümpfe

**INDIKATIONEN**

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuss-Region, stabile Fuss- und/oder Knöchelfrakturen, stabile distale Unterschenkel-frakturen, schwere Sprunggelenksdistorsionen

GRÖSSEN	Schuhgrößen
x-small	bis 35
small	35 – 39
medium	39 – 43
large	43 – 46
x-large	über 46

Rechts und links gleich

GRÖSSEN	Schuhgrößen
x-small	bis 35
small	35 – 39
medium	39 – 43
large	43 – 46
x-large	über 46

Rechts und links gleich

**BORT**  
**Air Walker Achillo®**  
**REF 100320**



Med

Pos.Nr. 22.03.04.00.1

### PRODUKTMERKMALE

- Unterschenkel-Fuss-Orthese zur Immobilisierung in definierten, einstellbaren Gelenkpositionen
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit der beiden integrierten und einzeln regulierbaren Luftpolster
- Therapieunterstützende Laufsohle mit sehr guter Abrolleigenschaft

FARBE: ■ grau

### DAS MED-PLUS

- Fünfstufiges Fersenkeil-Set zur Justierung der therapeutischen Spitzfussstellung
- 2 Kammer Air System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuss und Unterschenkel
- Inkl. 2x Unterziehstrümpfe

ZUBEHÖR FÜR ALLE BORT Air Walker:

**REF 100370**

BORT Unterziehstrumpf Walker

**REF 100380**

BORT Nässeschutzhülle

**REF 100390**

BORT Schutzhülle für die Nacht

### INDIKATIONEN

Achillessehnenruptur, prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuss-Region, postoperativ bei Achillessehennaht

### GRÖSSEN

GRÖSSEN	Schuhgrößen
x-small	bis 35
small	35 – 39
medium	39 – 43
large	43 – 46
x-large	über 46

Rechts oder links angeben

**BORT Verbandschuh geschlossene Form**

**REF** 930300



Pos.Nr. 26.01.04.02.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Verbandschuh, geschlossen
- Rutschfeste Laufsohle
- Atmungsaktive Materialien
  
- Verpackung: Stück

FARBE: ■ schwarz

**DAS MED-PLUS**

- Individuelle An- und Nachpassungsmöglichkeiten der Fussbettung und EVA-Laufsohle
- Komplett zu öffnen
- Leichtes Anziehen
- Hoher Tragekomfort

**INDIKATIONEN**

Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, evtl. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über einen längeren Zeitraum verläuft und Teilbelastung des Fusses beim Gehen, auch ausser Haus, zulässt. Keine zusätzliche Bettung erforderlich

Schuhgrössen
34 – 35
36 – 37
38 – 39
40 – 41
42 – 43
44 – 45
46 – 47

Rechts und links gleich

**BORT Verbandschuh offene Form**

**REF** 930180



Pos.Nr. 26.01.04.02.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Verbandschuh, offen
- Rutschfeste Laufsohle
- Atmungsaktive Materialien
  
- Verpackung: Stück

FARBE: ■ schwarz

**DAS MED-PLUS**

- Individuelle An- und Nachpassungsmöglichkeiten der Fussbettung und Laufsohle
- Komplett zu öffnen
- Leichtes Anziehen
- Hoher Tragekomfort

**ZUBEHÖR:**

**REF** 990970 BORT Zehenkappe

Schuhgrössen
34 – 35
36 – 37
38 – 39
40 – 41
42 – 43
44 – 45
46 – 47

Rechts und links gleich



**BORT  
Verbandschuh Comfort****[REF]** 930320

Med

Pos.Nr. 26.01.04.03.1

**BORT Diabetiker-  
Verbandschuh****[REF]** 930400R/930400L

Med

Pos.Nr. 26.01.04.02.1

Polstereinlage  
mit Waben-  
elementen

## PRODUKTMERKMALE

- Verbandschuh
- Extra weit geschnittener Vorfuss- und Zehenbereich
- Reissverschluss im Bereich der Ferse
- Rutschfeste und flexible Laufsohle

- Verpackung: Paar  
(**[REF]** 930320R oder 930320L)

FARBE: ■ schwarz

## DAS MED-PLUS

- Sicherer Halt und Komfort für empfindliche Füße
- Weite durch Klettverschluss individuell anpassbar
- Kompletzt zu öffnen
- Komfortables Gehen

## INDIKATIONEN

Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, evtl. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über längeren Zeitraum verläuft und Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch ausser Haus, zulässt. Keine zusätzliche Bettung erforderlich.

## Schuhgrößen

36	42
37	43
38	44
39	45
40	46
41	47

Lieferung einzeln oder paarweise

Rechts oder links angeben

## PRODUKTMERKMALE

- Verbandschuh, offen mit abnehmbarer Vorfuss-Zehenkappe
- Herausnehmbare Weichpolstereinlage in Wabenstruktur
- Versteifte, rutschfeste Sohle mit Abroll-Hilfe

- Verpackung: Stück

FARBE: ■ schwarz

## DAS MED-PLUS

- Weiche Polstereinlage mit einzeln herausnehmbaren Wabenelementen zur lokalen Druckentlastung
- Zusätzlicher Schutz durch abnehmbare Vorfuss-Zehenkappe
- Keine Nähte auf der Innenseite

## INDIKATIONEN

Wunden im Fuss- und Knöchelbereich aufgrund von Diabetes mellitus, periphere arterielle Verschlusskrankheiten (PAVK), sonstige Wunden im Fuss- und Knöchelbereich, posttraumatisch, postoperativ

## Schuhgrößen

35 – 36
37 – 38
39 – 40
41 – 42
43 – 44
45 – 46
47 – 48

Rechts oder links angeben

**BORT**  
**Vorfussentlastungsschuh**  
**REF** 930140



Med

Pos.Nr. 26.01.04.02.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Vorfussentlastungsschuh
- Rutschfeste Laufsohle
- Mit zusätzlicher Zehenschutzkappe
- Atmungsaktive Materialien

- Verpackung: Stück

FARBE: ■ schwarz

**DAS MED-PLUS**

- Druckumverteilung auf den Mittel- bzw. Rückfuss (Ferse)
- Individuelle An- und Nachpassung der Fussbettung und EVA-Laufsohle

**INDIKATIONEN**

Postoperativ, Wunden/Verletzungen im Vorfussbereich unter der Fusssohle, postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfussbereich

	Schuhgrößen
	33 – 35
	36 – 38
	39 – 41
	42 – 44
	45 – 47

Rechts und links gleich

**BORT**  
**Fersentlastungsschuh**  
**REF** 930160



Med

Pos.Nr. 26.01.04.02.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Fersentlastungsschuh
- Rutschfeste Laufsohle
- Flanke des Absatzes konkav gewölbt
- Atmungsaktive Materialien

- Verpackung: Stück

FARBE: ■ schwarz

**DAS MED-PLUS**

- Druckumverteilung auf den Mittel- bzw. Vorfuss
- Bessere Standsicherheit während des Auftretens
- Individuelle An- und Nachpassung der Fussbettung und EVA-Laufsohle

**INDIKATIONEN**

Postoperativ, Wunden/Verletzungen im Rückfussbereich und der Fusssohle

	Schuhgrößen
	35 – 37
	38 – 40
	41 – 43
	44 – 46

Rechts und links gleich

**BORT Metatarsal-  
Bandage mit Pelotte****REF** 112070

Pos.Nr. 05.01.02.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Elastische Spreizfußbandage mit Pelotte
- Pelotte in Schlitztasche eingesetzt
- Unterstützung und Aufrichtung des Quergewölbes der Mittelfußknochen

- Verpackung: Paar

FARBE: ■ beige

## DAS MED-PLUS

- Einfachste Handhabung
- Entnehmbare Pelotte

**BORT  
Zweizug Knöchelstütze****REF** 054500

Pos.Nr. 05.02.11.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Einfache Knöchelbandage
- Anatomische Form
- Geschlossene Ferse
- Kompressionsklasse II

FARBEN: ■ beige ■ blau

## DAS MED-PLUS

- Sehr dünn, angenehm zu tragen
- Nahtloses Rundgestrick

## INDIKATIONEN

Chronische Spreizfußbeschwerden,  
Senk- und Spreizfuß, Metatarsalgie

## INDIKATIONEN

Sprunggelenkverletzung, nach Gipsverband,  
Sehnenreizungen

Umfang in cm um Vorfuss



\_\_\_\_\_ 16, 17, 18, 19, 20,  
\_\_\_\_\_ 21, 22, 23, 24, 25, 26

Lieferung paarweise

GRÖSSEN

Fesselumfang



small \_\_\_\_\_ bis 21 cm  
medium \_\_\_\_\_ 21 – 23 cm  
large \_\_\_\_\_ 23 – 25 cm  
x-large \_\_\_\_\_ 25 – 27 cm

Rechts und links gleich

**BORT Valco® SOFT**  
**Hallux valgus Schiene**  
**REF 930030**

NEUES  
DESIGN



#### PRODUKTMERKMALE

- Textile Hallux-Valgus-Orthese zur korrigierenden oder postoperativen Stabilisierung der Grosszehe und des Grosszehengrundgelenks
- Seitliche Verstärkungsschiene aus Aluminium kann im Therapieverlauf durch einen Spiralfederstab ersetzt werden
- Plantare Spreizfusspelotte
- Fersenband zur Positionssicherung
- Mittels Klettverschluss komplett zu öffnen
- Zusätzliche Zehenschlaufen zur Redression der 2. – 5. Zehe

FARBE: ■ schwarz

#### DAS MED-PLUS

- Leicht anpassbar, auch auf Verbänden
- Hoher Tragekomfort durch weich gepolstertes Material
- Geringe Materialstärke und individuelle Einstellmöglichkeiten
- Tag und Nacht zu tragen

#### INDIKATIONEN

Hallux valgus, nach Hallux-OP zur Sicherung des Behandlungserfolgs, postoperative Kapselentlastung

#### GRÖSSEN

Umfang in cm um Vorfuss



small	_____	16 – 19 cm
medium	_____	19 – 22 cm
large	_____	22 – 25 cm

Rechts oder links angeben

## BORT Generation Hallux valgus Schiene

REF 215930



Pos.Nr. 22.01.01.00.1

### PRODUKTMERKMALE

- Soft-Orthese zur korrigierenden oder postoperativen Stabilisierung der Grosszehe und des Grosszehengrundgelenkes
- Stufenlose Einstellung des Korrekturdruckes mittels seitlich positioniertem Korrekturband
- Entlastungspelotte auf Höhe des Grosszehengrundgelenkes

### DAS GENERATION-PLUS

- Geringe Materialstärke und individuelle Einstellmöglichkeiten
- Tag und Nacht zu tragen
- Hoher Tragekomfort durch dünnes, weiches Material
- Einfach und leicht anzulegen
- Ansprechendes, funktionelles Design

FARBE: ■ blau

### INDIKATIONEN

Hallux valgus, nach Hallux-OP zur Sicherung des Behandlungserfolgs, postoperative Kapselentlastung

### GRÖSSEN

Grösse	Schuhgrössen
Grösse 0	35 – 37
Grösse 1	38 – 40
Grösse 2	41 – 43

Rechts oder links angeben

**BORT Valco®**  
**Hallux valgus Schiene**  
**REF 930010**



Med

Pos.Nr. 22.01.01.00.1

**BORT Silikon-Fersenpolster**  
**REF 930050**



Med

Pos.Nr. 26.01.01.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Hallux valgus Schiene zur physiologischen Korrektur des Grosszehengrundgelenks
- Anatomische Passform
- Drei verstellbare Verschlussbänder
- Einsatz in Ruhephasen

- Verpackung: Stück

FARBE:  weiss/grau

**DAS MED-PLUS**

- Einfache und exakte Einstellung der Hebelkräfte
- Vollflächige Kaschierung der Schieneninnenseite mit Schaumstoff
- Lüftungsfenster im Zehenbereich

**PRODUKTMERKMALE**

- Silikon-Fersenpolster zur Stossabsorption
- Reduzierung der Stossbelastung auf Sprung-, Knie- und Hüftgelenke sowie auf die Wirbelsäule
- Schalenförmige Fassung der Ferse
- Höhe: 6 mm

- Verpackung: Paar

**DAS MED-PLUS**

- Rutschfest
- Abwaschbar
- Hygienisch
- Für alle Schuharten geeignet

**INDIKATIONEN**

Hallux valgus, nach Hallux-OP zur Sicherung des Behandlungserfolgs, postoperative Kapselentlastung

**INDIKATIONEN**

Achillodynie, Haglundferse, Rückfussbeschwerden, Stossdämpfung bei Arthrose von Sprung-, Knie-, Hüftgelenk

GRÖSSEN	Schuhgrössen
small _____	bis 38
medium _____	38 – 41
large _____	über 41


Rechts oder links angeben

GRÖSSEN	Schuhgrössen
small _____	bis 38
medium _____	39 – 41
large _____	42 – 44
x-large _____	45 – 47

Lieferung paarweise

**BORT Fersenspornpolster****REF** 950220

Pos.Nr. 26.01.01.00.1

**BORT Silikon-Fersenspornpolster mit SoftSpot****REF** 930070

Pos.Nr. 26.01.01.00.1

## PRODUKTMERKMALE

- Viscoelastisches Fersenspornpolster mit herausnehmbarem Polstermodul
- Reduzierung der Stossbelastung auf Sprung-, Knie- und/oder Hüftgelenke sowie auf die Wirbelsäule
- Fussesite beschichtet, Unterseite selbsthaftend
- Höhe: 6 mm

- Verpackung: Paar

## PRODUKTMERKMALE

- Silikon-Fersenspornpolster mit weicher SoftSpot Einlage
- Reduzierung der Stossbelastung auf Sprung-, Knie- und Hüftgelenke sowie auf die Wirbelsäule
- Schalenförmige Fassung der Ferse
- Anatomische Weichbettung des Fersenspornes
- Höhe: 6 mm

- Verpackung: Paar

## DAS MED-PLUS

- Rutschfest
- Für alle Schuharten geeignet
- Abwaschbar
- Hygienisch

## DAS MED-PLUS

- Rutschfest
- Abwaschbar
- Hygienisch
- Für alle Schuharten geeignet

## INDIKATIONEN

Fersensporn, Achillodynie, Haglundferse, axiale Stossdämpfung bei Beingelenkarthrose

## INDIKATIONEN

Fersensporn, Achillodynie, Haglundferse, Stossdämpfung bei Arthrose von Sprung-, Knie-, Hüftgelenk

## GRÖSSEN

Schuhgrösse

A	32 – 35
B	36 – 40
C	41 – 44
D	45 – 48

Lieferung paarweise

## GRÖSSEN

Schuhgrössen

small	bis 38
medium	39 – 41
large	42 – 44
x-large	45 – 47

Lieferung paarweise

**BORT Verkürzungsausgleich**  
**REF** 950240



Med

Pos.Nr. 26.01.01.00.1

**BORT Verkürzungsausgleich aus Silikon**  
**REF** 930200



Med

Pos.Nr. 26.01.01.00.1

**PRODUKTMERKMALE**

- Viscoelastisches Silikon-Fersenkissen zum Beinlängenausgleich
- Fussseite beschichtet, Unterseite selbsthaftend
- Höhen: 5 mm, 10 mm

- Verpackung: Stück

**DAS MED-PLUS**

- Rutschfest
- Für alle Schuharten geeignet
- Abwaschbar
- Hygienisch

**PRODUKTMERKMALE**

- Silikon-Fersenkissen zum Beinlängenausgleich
- Aus dauerhaftem Silikon
- Höhen: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm
- **Auch für Kinder**, Seite 15

- Verpackung: Stück

**DAS MED-PLUS**

- Rutschfest
- Für alle Schuharten geeignet
- Abwaschbar
- Hygienisch

**INDIKATIONEN**

Ausgleich von Beinlängendifferenzen, Achillessehnenbeschwerden (Achillodynie)

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small _____	bis 40
large _____	über 40
Höhen _____ 5 mm / 10 mm	
Rechts und links gleich	

GRÖSSEN	Schuhgrößen
<b>Kinder</b> _____	<b>33 – 35</b>
small _____	36 – 39
medium _____	40 – 43
large _____	44 – 47
Höhen _3 mm / 5 mm / 8 mm / 10 mm	
Rechts und links gleich	



# Praktische Helfer zur täglichen Unterstützung

## REHA-Produkte



**Herdegen Gehhilfen  
«Evolution»**  
**REF 200000**



Pos.Nr. 10.01.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Griff aus Polypropylen
- Belastbarkeit bis 130 kg pro Gehhilfe, getestet und zertifiziert
- Anti-Rutsch Gummikappe
- Integrierter Lärmschutz

- Verpackung: Paar

FARBEN: ■ grau ■ blau ■ rot  
■ türkis ■ anis

DAS MED-PLUS

- Breite Farbpalette
- Verstellmöglichkeiten 10-fach durch Sicherheitsclip


INDIKATIONEN

Einsatz nach posttraumatischen oder postoperativen Zuständen der unteren Extremitäten und/oder altersbedingten Schwächezuständen

GRÖSSEN

Nur eine Grösse

**Herdegen Gehhilfen  
«Advance»**  
**REF 200900**



Pos.Nr. 10.01.01.00.1

PRODUKTMERKMALE

- Bi-Material Griff aus Polypropylen und Elastomer
- Belastbarkeit bis 140 kg, getestet und zertifiziert
- Anti-Rutsch Pivoflex Gummikappe
- Integrierter Lärmschutz

- Verpackung: Paar

FARBEN: ■ blau ■ türkis

DAS MED-PLUS

- Breite Farbpalette
- Verstellmöglichkeiten 10-fach durch Sicherheitsclip
- Mit Reflektor

GRÖSSEN

Nur eine Grösse

### Herdegen Kinder-Gehhilfen «TIKI»

**REF** 200522



Pos.Nr. 10.01.01.02.1

#### PRODUKTMERKMALE

- Bunt und schönes Design für Kinder oder Jugendliche
- Max. Gewicht des Benutzers 100 kg
- Manschettenhöhe: 3 Positionen von 11 bis 21 cm
- Stützhöhe: 10 Positionen von 55 bis 77 cm
- Verpackung: Paar

FARBEN: ■ schwarz / anis

### Herdegen Kinder-Gehhilfen «TIKI»

**REF** 200523



Pos.Nr. 10.01.01.02.1

#### PRODUKTMERKMALE

- Bunt und schönes Design für Kinder oder Jugendliche
- Max. Gewicht des Benutzers 100 kg
- Manschettenhöhe: 3 Positionen von 11 bis 21 cm
- Stützhöhe: 10 Positionen von 55 bis 77 cm
- Verpackung: Paar

FARBEN: ■ rot / blau

#### INDIKATIONEN

Einsatz nach posttraumatischen oder postoperativen Zuständen der unteren Extremitäten und/oder altersbedingten Schwächezuständen

#### INDIKATIONEN

Einsatz nach posttraumatischen oder postoperativen Zuständen der unteren Extremitäten und/oder altersbedingten Schwächezuständen

#### GRÖSSEN

Nur eine Grösse

#### GRÖSSEN

Nur eine Grösse

**Herdegen**  
**Ersatzfuss für Krücken**  
**REF** 920100



NEU

Med

Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE

- Für alle unsere Gehhilfen
- Verpackung: 1 Stück

FARBE: ■ schwarz

**BORT Polster**  
**für Unterarmgehstützen**  
**REF** 190800



Med

Keine Pos.Nr.-Angabe

PRODUKTMERKMALE

- Selbstklebende Polster für Unterarmgehstützen
- Textilbeschichtete Oberfläche, problemlos zuschneidbar
- Masse: 11 x 7,5 cm

- Verpackung: Paar

FARBEN: ■ blau ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Zuschneidbar, daher individuell einzusetzen

INDIKATIONEN

Druckbeschwerden durch aussergewöhnliche Belastungen der Hand oder der Ellenbogenregion

GRÖSSEN

Nur eine Grösse

GRÖSSEN

Nur eine Grösse

### BORT Griffpolster für Unterarmgehstützen

**REF** 190820



Keine Pos.Nr.-Angabe

#### PRODUKTMERKMALE

- Innenseite, strapazierfähiges Neopren
- Aussenseite, hautfreundliche Textilkaschierung
- Einfaches Fixieren durch Klettverschluss
- Masse: 10 x 10 cm
- Verpackung: Paar

FARBE: ■ schwarz

#### DAS MED-PLUS

- Hohe Formstabilität

#### INDIKATIONEN


Druckbeschwerden durch aussergewöhnliche Belastungen der Hand oder der Ellenbogenregion

#### GRÖSSEN

Nur eine Grösse

### BORT EasyLife® Greifhilfen

**REF** 118150/170/190/100



Keine Pos.Nr.-Angabe

#### PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Greifhilfe zum Greifen von grossen und kleinen Gegenständen (Flaschen, Nadeln, etc.)
- Spezielle Gummilippen erlauben ein dosiertes und gezieltes Greifen von Gegenständen
- Arretierung: Gegriffene Gegenstände werden auch nach Loslassen des Griffhebels gehalten
- Auch als zusammenklappbare Variante erhältlich
- Länge: 75 cm, zusammengeklappt 45 cm

#### DAS MED-PLUS

- Zwei Einstellmöglichkeiten:
- Kurzer Hebelweg: normaler Kraftaufwand bei uneingeschränkter Greiffähigkeit der Hand
- Langer Hebelweg: Geringerer Kraftaufwand bei eingeschränkter Greiffähigkeit der Hand
- Zusammenklappbare Variante ideal für unterwegs und im Rollstuhl

#### INDIKATIONEN

Z. B. Paraplegie, Bewegungseinschränkung

#### LÄNGEN

50 cm	_____	<b>REF</b> 118150
75 cm	_____	<b>REF</b> 118170
90 cm	_____	<b>REF</b> 118190
klappbar 75/45 cm	_____	<b>REF</b> 118100

**BORT Therapieknets  
Standard**  
**REF** 951500



Keine Pos.Nr.-Angabe

**BORT Codyn® Sitzkissen**  
**REF** 190530



Med

Keine Pos.Nr.-Angabe

**PRODUKTMERKMALE**

- Therapieknets aus 100 % Silikon
- 6 verschiedene Festigkeiten
- Latexfrei
- Dosengrößen: 80 g

**PRODUKTMERKMALE**

- Spezielles Ringkissen mit Aussparung im Steissbeinbereich
- Aufblasbar, mit Ventil
- Lieferung inkl. Handluftpumpe
- Masse: ca. 45 cm x 45 cm, Innendurchmesser ca. 16 cm

FARBE: ■ blau

**DAS MED-PLUS**

- Stärkung der Muskulatur an Fingern, Hand und Unterarm
- Durchführung umfangreicher therapeutischer Finger- und Handübungen
- Übungsanleitung mit vielen Beispielen liegt jeder Dose bei

**DAS MED-PLUS**

- Geeignet für jede Sitzgelegenheit
- Aufblasbar, daher einfache Mitnahme und überall einsetzbar

**INDIKATIONEN**

Wiederherstellung der Bewegungsfähigkeit der Hand

**INDIKATIONEN**

Coccygodynie, Zustand nach Steissbeinprellung und -fraktur, perianale Entlastung bei Hämorrhoiden, nach Enddarmoperationen, periproktitischer Abszess, Zustand nach Episiotomie

**FESTIGKEIT**

extra-weich _____	hellblau
weich _____	pink
mittel-weich _____	hellgrün
mittel _____	dunkelblau
mittel-fest _____	violett
fest _____	dunkelgrün

**Farbe**

**GRÖSSEN**

Nur eine Grösse

# Qualitätsmarken zur individuellen Rundum-Versorgung. OTC-Markenprodukte



Stabilisierende Gelenkbandagen für Arbeit und Freizeit.



Stabilisierende Gelenkbandagen für Freizeit und Sport.



Praktische Helfer zur täglichen Unterstützung.



Das Wärme-Programm zum Wohlfühlen.



Sanfter Fusschutz aus Silikon & Gel.



Schützt empfindliche Füße - mit Textilbezug.



Bunte Vielfalt für Therapie und Sport.  
Elastische Binden und Kinesiotapes

Alle OTC Produkte finden Sie in unserem Produktkatalog oder online unter [www.orthosan.ch](http://www.orthosan.ch)

# Was ist erstattungsfähig?

Diesem Programm wurde die MiGeL Liste Stand 01.07.2023 zu Grunde gelegt.

Dieses Programm ersetzt alle vorhergehenden Jahrgänge sowie deren Zuordnung.

**Der Inhalt, sowie die abgebildeten MiGeL-Nummern dieser Ausgabe berücksichtigen den Stand zum 01.07.2023 bei Druckschluss.**

**Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.**

**Alle Rechte vorbehalten.**

## Rechtsgrundlagen

Die gesetzliche Grundlage für die Kostenübernahme von Mitteln und Gegenständen als Pflichtleistungen der sozialen Krankenversicherung stellt das Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) dar. Nähere Ausführungen hierzu finden sich in der Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung (KVV; SR 832.102), die ergänzt wird durch die Bestimmungen der Krankenpflege-Leistungsverordnung vom 29. September 1995 (KLV; SR 832.112.31) des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI).

Die vorliegenden Vorbemerkungen und Erläuterungen (Ziffer 2 - 6) sind eine Dienstleistung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und haben keinen rechtsverbindlichen Charakter.

## Vergütungsregelung MiGeL (Art. 20 ff. KLV)

Von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung werden die in der MiGeL aufgeführten Mittel und Gegenstände bis zu dem in der MiGeL aufgeführten Höchstvergütungsbetrag (HVB) vergütet [...]

***Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie in unserem Katalog oder auf unserer Webseite.***





Online-Shop



Distribution en Suisse par:

**orthoSan**<sup>®</sup>  
medical products

Orthosan AG  
Freiburgstrasse 634  
3172 Niederwangen b. Bern  
Téléphone +41 31 822 05 45

[www.orthosan.ch](http://www.orthosan.ch)  
[info@orthosan.ch](mailto:info@orthosan.ch)



BORT GmbH  
[www.bort.com](http://www.bort.com)

**BORT. L'extra à votre côté.**