

# BORT activemed: Nouveau aussi en tricot plat



- ⊕ Nouveau design et nouvelle qualité : Tricot plat graphite
- ⊕ Des bandages tricotés en forme de qualité éprouvée
- ⊕ Avec activemed au cœur d'une vie saine
- ⊕ Toujours le bon bandage



**BORT activemed  
chevillère**  
Pour comprimer les tissus mous



**BORT activemed  
bandage pour poignet**  
Pour soutenir le poignet



**BORT activemed  
bandage pour le dos**  
Pour la stabilisation  
musculaire de la colonne  
vertébrale lombaire

**BORT. L'extra à votre côté.**

Dans un nouveau design et une nouvelle qualité, notre populaire série activemed en tricot rond et nouveau aussi en tricot plat.



**REF** 220200

**BORT activemed coudière**

- bandage pour le coude tricoté en rond
- en microfibre, sans coutures
- pelotes cubitales et radiales en silicone
- longueur: 20 cm
- zone de confort élastique dans le creux du coude pour un confort de port agréable

**COULEUR**


■ graphite

TAILLES

Tour de l'avant-bras  
(5 cm sous l'articulation du coude)

x-small	22 – 24 cm
small	24 – 26 cm
medium	26 – 28 cm
large	28 – 30 cm
x-large	30 – 32 cm

droit et gauche identiques



**INDICATIONS**

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du coude, épicondylite (aiguë ou chronique), tendomyopathie



**REF** 220100

**BORT activemed bandage pour poignet**

- bandage de poignet comprimant pour stabiliser le poignet
- attelle palmaire, thermoplastique
- Stabilo®-Bande
- pelote en silicone avec ouverture au niveau du processus styloïde de l'ulna
- zone extensible sans couture en région sensible du pouce et de l'index (commisure)

**COULEUR**

■ graphite

TAILLES

Tour du poignet


small	13 – 15 cm
medium	15 – 17 cm
large	17 – 19 cm
x-large	19 – 21 cm

Veuillez indiquer droite ou gauche.



**INDICATIONS**

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires du poignet, p.ex. en cas de distorsion, arthrose carpale, tendovaginite



**REF** 220800

**BORT activemed bandage pour le dos**

- bandage actif pour la stabilisation musculaire lombaire
- deux tiges dorsales
- positionnement variable de la pelote iliaque viscoélastique
- hauteur: côté ventre 17 cm, côté dos 23 cm
- enfilage confortable et sans grand effort du patient grâce à des brides

**COULEUR**

■ graphite

TAILLES

Taille de taille

Tailles 1	70 – 80 cm
Tailles 2	80 – 90 cm
Tailles 3	90 – 100 cm
Tailles 4	100 – 110 cm
Tailles 5	110 – 120 cm
Tailles 6	120 – 130 cm
Tailles 7	130 – 140 cm



**INDICATIONS**

Traitement d'états douloureux lombaires, lumbalgie, lumbalgie récidivante, ostéochondrose, spondylarthrose, spondylolyses sans glissement vertébral, difformité lombaire légère (glissement dégénératif de la vertèbre)



**REF** 220400

**BORT genouillère activemed**

- genouillère comprimant les parties molles pour guider, stabiliser et soulager l'articulation du genou, tricotée en rond
- baleine à ressort en spirale de chaque côté
- s'adapte parfaitement à la forme du corps grâce au système des tailles-plus
- structure de surface douce

**COULEUR**

■ graphite


TAILLES

d-Mesure

f-Mesure

Tailles 1	26 – 29	32 – 36 cm
Tailles 2	29 – 33	36 – 40 cm
Tailles 2+	29 – 33	40 – 44 cm
Tailles 3	33 – 37	40 – 44 cm
Tailles 3+	33 – 37	44 – 48 cm
Tailles 4	37 – 41	44 – 48 cm
Tailles 4+	37 – 41	48 – 52 cm
Tailles 5	41 – 45	52 – 56 cm
Tailles 5+	41 – 45	56 – 60 cm
Tailles 6	45 – 49	60 – 64 cm
Tailles 6+	45 – 49	64 – 68 cm

droit et gauche identiques



**INDICATIONS**

États irritatifs chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles de l'articulation du genou, épanchement articulaire récidivant, p.ex. en présence d'arthrite, de gonarthrose, instabilité du ligament

**BORT. L'extra à votre côté.**



**REF** 220600

**BORT activemed chevillère**

- chevillère tricotée en forme comprimant les parties molles
- deux pelotes en silicone pour massage intermittent
- bord à pression réduite dans la zone de la cheville

**COULEUR**

■ graphite

**TAILLES**

Tour de la cheville

small	_____	bis 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm

droit et gauche identiques



Pos.No.05.02.12.00.1

**INDICATIONS**

États d'irritation post-traumatiques et post-opératoires chroniques des parties molles de la cheville, distorsion, faiblesse ligamentaire, après déplâtre, blessures ligamentaires, arthrose



**REF** 220650

**BORT activemed chevillère plus**

- chevillère tricotée en forme avec Bande-Stabilo®, partiellement élastique, librement positionnable
- pour favoriser la thérapie de positionnement du pied en pronation, en supination ou en position neutre
- deux pelotes en silicone pour massage intermittent
- tricotage en microfibres, doux au toucher

**COULEUR**


■ graphite

**TAILLES**

Tour de la cheville

small	_____	bis 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm

droit et gauche identiques



Pos.No.05.02.12.00.1

**INDICATIONS**

Irritations chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des parties molles dans la région de l'articulation de la cheville, arthrose, faiblesse ligamentaire, après déplâtre, blessures ligamentaires, distorsions de l'articulation tibiotarsienne, prévention de la supination



**REF** 220900

**BORT activemed chevillère du tendon d'Achille**

- pelote viscoélastique dans la zone para-achilléenne pour massage intermittent
- cales pour soulagement du tendon d'Achille en phase aiguë
- classe de compression II
- bord à pression réduite dans la zone de la cheville
- talon tricoté en forme avec une forme adaptée à l'enfilage

**COULEUR**


■ graphite

**TAILLES**

Tour de la cheville

small	_____	bis 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm

droit et gauche identiques



Pos.No.05.02.20.00.1

**INDICATIONS**

États d'irritation chroniques ou post-traumatiques ou sensibilité à la pression sur le tendon d'Achille, états d'irritation en présence de tatalgie (syndrome de Haglund), achylodynie, irritations et douleurs du tendendon d'Achille et des tissus avoisinants, post-opératoires, p.ex. rupture du tendon d'Achille, bursite achilléenne



Distribution en Suisse par:

**orthoSan**<sup>®</sup>  
medical products

Orthosan AG  
Freiburgstrasse 634  
3172 Niederwangen b. Bern  
Téléphone +41 31 822 05 45

[www.orthosan.ch](http://www.orthosan.ch)  
[info@orthosan.ch](mailto:info@orthosan.ch)



**Online-Shop**

- ⊕ Commande d'essai possible
- ⊕ Livraison dans toute la Suisse en Courrier A
- ⊕ Disponibilité optimale grâce aux stocks importants
- ⊕ Droit de retour de 180 jours pour les présents
- ⊕ Formations produits gratuites