

# Actif et sûr au quotidien : redresser, comprimer, stabiliser




- ⊕ Des outils spécifique pour les pré- et postnatale utilisation
- ⊕ Soulagement du ventre, du dos et des jambes
- ⊕ Bon effet thérapeutique
- ⊕ Confort de port agréable



**BORT ceinture de soutien**  
pour le soutien du ventre



**BORT ceinture pour  
symphyse**  
pour la stabilisation du bassin



**BORT AktiVen® TREND**  
Bas de compression  
pour soulager les jambes

**BORT. L'extra à votre côté.**

# Bandages et orthèses pendant la grossesse



## Soulanger du dos et du bassin

Au cours de la grossesse, des douleurs peuvent apparaître au niveau de la colonne lombaire, de l'articulation sacro-iliaque et de la symphyse. Les raisons en sont les changements hormonaux, le déplacement du centre de gravité vers l'avant et la prise de poids. Les bandages et orthèses médicales soutiennent l'abdomen pendant la grossesse, soulagent la colonne lombaire et stabilisent le bassin et l'articulation sacro-iliaque. Ils permettent également de soulager le dos et la région pelvienne en période postnatale.

**CONSEIL :** Pour le mal de dos pendant la grossesse, une posture droite et le fait de s'asseoir sur un ballon d'exercice plutôt que sur une chaise, le yoga, les exercices de relaxation et la chaleur peuvent apporter un soulagement.



Pos.No. 05.11.06.00.1

**REF** 104620  
**BORT ceinture de soutien pour femme enceinte**

- ceinture élastique pour le maintien du ventre
- tissu élastique perméable à l'air
- quatre tiges de maintien qui peuvent être retirées si nécessaire
- hauteur dorsale: 24 cm
- soulagement du dos grâce à des brides élastiques supplémentaires
- réglable en fonction du tour de ventre

**COULEUR**


blanc

**INDICATIONS**

Douleurs lombaires pendant la grossesse, adiposité, grossesse pluriembryonnaire

TAILLES	Crête iliaque
Taille 0	75 – 90 cm
Taille 1	90 – 105 cm
Taille 2	105 – 120 cm
Taille 3	120 – 135 cm

Autres tailles sur mesure.



Pos.No. 05.14.05.00.1

**REF** 104580  
**BORT ceinture du dos pour femme enceinte**

- ceinture élastique pour le dos, approprié pour soulager la colonne lombaire et pour soutenir le ventre
- réglage individuel de la largeur grâce à des bandes ajustables et malléables
- tiges élastiques minces pour la stabilisation de la région lombaire
- hauteur dorsale: 21 cm
- s'adapte à différentes tailles de ventre

**COULEUR**

blanc

**INDICATIONS**

Stabilisation lombaire pendant la grossesse avec possibilité de dosage de la pression, traitement d'états douloureux en région lombaire

TAILLES	Tour des hanches
Taille 0	75 – 91 cm
Taille 1	91 – 105 cm
Taille 2	105 – 119 cm
Taille 3	119 – 140 cm



Pos.No. 05.11.02.00.1

**REF** 102700  
**BORT ceinture pour symphyse**

- ceinture non élastique pour la stabilisation du bassin
- pression sur la symphyse individuellement réglable
- forme anatomique
- partie intérieure rembourrée
- hauteur: côté ventre 8,5 cm, côté dos 15 cm

**COULEUR**


argent

**INDICATIONS**

Insuffisance de la symphyse, divulsion de la symphyse, relâchement des structures de l'articulation sacro-iliaque/de la symphyse, post-accouchement

TAILLES	Tour des hanches
small	85 – 95 cm
medium	95 – 105 cm
large	105 – 115 cm
x-large	115 – 125 cm
xx-large	125 – 135 cm

Autres tailles sur mesure





Pos.No. 05.11.10.00.1

**REF** 104100  
**BORT PostOban® SOFT soutien thoracique abdominal**

- ceinture élastique pour la stabilisation circulaire thoracique et abdominale
- tissu souple, élastique
- large fermeture velcro en deux parties
- individuellement malléable
- qualités agréables à porter

**COULEUR**

■ beige

**INDICATIONS**

Suite à une chirurgie abdominale, faiblesse des tissus conjonctifs en région abdominale, ventre en besace



TAILLES	Tour de taille
Small _____	– 87 cm
Medium _____	87 – 102 cm
Large _____	102 – 117 cm
X-Large _____	117 – 132 cm

**Veillez indiquer l'hauteur 21 cm ou 26 cm .**

Autres tailles sur mesure.



Pos.No. 05.11.02.00.1

**REF** 104750  
**BORT Stabilo® orthèse pour l'articulation sacro-iliaque**


- orthèse pour la stabilisation de l'articulation sacro-iliaque
- pelote pour articulation sacro-iliaque en deux parties pour favoriser la vascularisation et la guérison
- stabilisation circulaire et soulagement au niveau du bassin et de la symphyse
- fermeture fine pour être plus agréable à porter

**COULEUR**

■ gris

**INDICATIONS**

Arthrose sacro-iliaque, instabilité sacro-iliaque, blocage sacro-iliaque, myalgies et tendinopathies du bassin, perturbations structurales suite à des spondylodèses à l'étage lombaire



TAILLES	Crête iliaque
Taille 1 _____	70 – 85 cm
Taille 2 _____	85 – 100 cm
Taille 3 _____	100 – 115 cm
Taille 4 _____	115 – 130 cm
Taille 5 _____	130 – 145 cm



Pas de mention d'un Pos.No.

**REF** 190530  
**BORT Codyn® coussin**

- coussin en couronne avec cavité en région coccygienne
- gonflable, avec valve
- livré avec pomp à l'air manuelle
- dimensions: env. 45 cm x 45 cm, intérieur env. 16 cm

**COULEUR**

■ bleu

**INDICATIONS**

Coccygodynie, état post-contusion et fracture coccygienne, soulagement rectal en cas d'hémorroïdes, après chirurgie colorectale, abcès péirectal, post-épisotomie

TAILLES	
Seulement une taille	ca. 45 x 45 cm

# Bas de compression médicaux pendant la grossesse




## Soutien de la fonction veineuse naturelle


Pendant la grossesse, des varices et des œdèmes peuvent apparaître dans les jambes. Les bas de compression médicale sont indiqués à titre prophylactique et en cas de varicose gravidique déjà existante. Une alternative est le collant de compression qui s'adapte à la circonférence abdominale croissante tout en assurant la pression médicale requise sur la jambe.



**CONSEIL :** Les femmes enceintes doivent veiller à faire régulièrement de l'exercice (pompage des muscles du mollet), éviter de rester assises ou debout pendant de longues périodes et surélever leurs jambes pendant les pauses.

### BORT AktiVen® TREND Collant AT

REF 831 BORT AktiVen® TREND AT   Pointe ouvert	CCL*	Partie Ventrale	Couleur	Longeur	Taille
	2 = CCL 2	5 = Standard	● B = Beige	1 = normale	1
		6 = Plus	● K = Caramel	2 = courte	2
			● M = Bleu marine		3
			● A = Anthracite		4
			● S = Noir		5
					6
Pos.No. 17.02.01.07.1					7

REF 832 BORT AktiVen® TREND AT   Pointe fermée	CCL*	Partie Ventrale	Couleur	Longeur	Taille
	2 = CCL 2	5 = Standard	● B = Beige	1 = normale	1
		6 = Plus	● K = Caramel	2 = courte	2
			● M = Bleu marine		3
			● A = Anthracite		4
			● S = Noir		5
					6
Pos.No. 17.02.01.07.1					7

### Autres collant de la BORT AktiVen® TREND Série:

#### Collant AD

REF 811 BORT AktiVen® TREND AD   Pointe ouvert

Pos.No. 17.02.01.01.1

REF 812 BORT AktiVen® TREND AD   Pointe fermée

Pos.No. 17.02.01.01.1

#### Collant AG avec bord adhésif

REF 821 BORT AktiVen® TREND AG   Pointe ouvert

Pos.No. 17.02.01.05.1

REF 822 BORT AktiVen® TREND AG   Pointe fermée

Pos.No. 17.02.01.05.1

- B = Beige      ● K = Caramel      ● S = Noir
- M = Bleu marine      ● A = Anthracite

Gamme de produits en stock  
sur commande, env. 10 jours ouvrés

\*CCL = Classe de compression

