

Kleine Helden brauchen grosse Hilfe



- ⊕ Speziell für die Kinderanatomie entwickelt
- ⊕ Hoher Tragekomfort bei maximaler Bewegungsfreiheit
- ⊕ Leichtes Anlegen motiviert zum täglichen Tragen
- ⊕ Farbiges Design

FOR KIDS!



Med
Mitten im
gesunden
Leben



BORT ManuStabil® kurz
Zur Stabilisierung des Handgelenks



BORT TaloStabil® Eco
Zur Stabilisierung des Kniegelenks



BORT TaloStabil® Eco
Zur Kompression des Sprunggelenks

Bester Schutz, damit kleine Gelenke gesund wachsen können.



Spielen, toben, rangeln – Kinder bewegen sich einfach gern. Als erfahrener Hersteller von kindgerechten Bandagen und Orthesen, erfüllen BORT-Produkte alle Anforderungen, damit die Gelenke der kleinen Patienten wieder gesund werden können:


Sie entlasten, schützen und stützen. Mit hoher therapeutischer Wirkung und in erstklassiger Qualität. Entwickelt von unseren Experten, die jede Bandage und Orthese ganz speziell auf die anatomischen Besonderheiten und den Versorgungsbedarf von Kindern ausgerichtet haben.



BORT Cervicalstütze
Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS. Zum Tragen bei Tag und Nacht. Anwendung z. B. bei Schmerzzuständen im HWS-Bereich.
Auch als Erwachsenengröße verfügbar.




BORT ManuStabil® kurz
Feste Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene, individuell anformbar. Auch nachts zu tragen. Anwendung z. B. bei Tendovaginitis.
Auch als Erwachsenengröße verfügbar.



BORT OmoBasic® nach Gilchrist
Offene Schulter-Arm-Adduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks. Flexible Einstellung an Hand und Oberarm. Anwendung z. B. bei Distorsion.
Auch als Erwachsenengröße verfügbar.



BORT SellaTex® Classic
Handgelenkorthese mit zusätzlicher Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks. Daumenelement anformbar. Schlupfhilfe. Anwendung z. B. posttraumatisch und postoperativ.
Auch als Erwachsenengröße verfügbar.



BORT Clavicula-Bandage
Rucksackverband. Körperformschlüssige Anpassung, insbesondere im kritischen Achselbereich. Anwendung z. B. bei Behandlung von Claviculafrakturen.
Auch als Erwachsenengröße verfügbar.



BORT Osgood-Schlatter Kniegelenkbandage
Kniebandage zur lokalen Druckentlastung der Tuberositas tibiae. Mehrzonensilikonpelotte. Anwendung z. B. bei Morbus Osgood-Schlatter.
Auch als Erwachsenengröße verfügbar.



BORT StabiloFix®
Geradehalter zur Haltungskorrektur der Brustwirbelsäule, latexfrei. Verschluss im Brustbereich ermöglicht selbstständiges An- und Ablegen. Anwendung z. B. bei Fehllhaltung der BWS.
Auch als Erwachsenengröße verfügbar.



BORT StabiloGen® Eco
Klassische Kniebandage zur Weichteilkompression zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks. Samtig-weiche Oberflächenstruktur. Anwendung z. B. bei Bandinstabilität.
Auch als Erwachsenengröße verfügbar.



BORT Armtragegurt Mitella
Universell einstellbarer und tragbarer Armtragegurt zur Ruhigstellung des Schultergelenkes. Bei periartikulären Reizzuständen und Erkrankungen.
Auch als Erwachsenengröße verfügbar.



BORT Stabilo® Kniebandage mit Gelenk
Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen zur Führung des Kniegelenks. Begrenzung der Extension bei 0°. Anwendung z. B. bei leichter bis mittlerer Seitenbandinstabilität des Kniegelenks.
Auch als Erwachsenengröße verfügbar.



BORT DigiSoft®-Fingerorthese
Fingerorthese zur Ruhigstellung der Interphalangealgelenke. Fixierung von wahlweise einem oder zwei Fingern. Anwendung z. B. zur Lagerung.
Auch als Erwachsenengröße verfügbar.



BORT Immob-Schiene mit Patella-Aussparung
Knieorthese zur Ruhigstellung des Kniegelenks in 0° bzw. 20° Beugung. Körperformschlüssige Anpassung durch 3-teiligen Aufbau. Anwendung z. B. posttraumatisch und postoperativ.
Auch als Erwachsenengröße verfügbar.

Med

Mitten im
gesunden
Leben



REF 054600 KIDS



Pos.Nr. 05.02.12.00.1

BORT Talostabil® Eco

Aktiv-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression. Druckminderung im Fesselabschluss. Anwendung z. B. bei Distorsion, Bänderschwäche.

Auch als Erwachsenengröße verfügbar.

REF 100540 KIDS



Pos.Nr. 22.02.01.00.1

BORT MalleoStabil®-Air/Gel-Orthese

Kombi Sprunggelenkorthese Air/Gel-Polster zur Stabilisierung des Sprunggelenkes mit Begrenzung von pro- und Supination. Postoperative Protektion nach Bandnaht, Bandverletzungen, oder Supinationstrauma.

Auch als Erwachsenengröße verfügbar.

REF 053200 KIDS



Pos.Nr. 05.02.14.00.1

BORT Helix S Spiraldynamik® USG-Bandage

Sprunggelenkbandage zur Unterstützung der Rückfuß-Torsion und Aufrichtung des Fußgewölbes. Stabilisierung des Sprunggelenkes und Aktivierung der Fußmuskulatur durch Kompressionswirkung. Anwendung z. B. bei Bandschwäche und Fußfehlformen aufgrund Dysfunktion des USG.

Auch als Erwachsenengröße verfügbar.

REF 520000 / 521000



nach MiGel

BORT StabiloColor® / BORT StabiloColor® haft

Elastische Binden Waschfest / Latexhaftung Webkante

Länge 5 m, gedehnt

REF 054800 KIDS



Pos.Nr. 22.02.03.00.1

BORT TalofX®

Sprunggelenk-Soft-Orthese zur Stabilisierung von USG/OSG. Begrenzung des Talus-Vorschubs mit hoher Stabilität. Anwendung z. B. bei konservativer Therapie von Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen.

Auch als Erwachsenengröße verfügbar.

REF 520010



Pos.Nr. 05.20.05.00.1

BORT StabiloColor® Tape

Adhäsives elastisches Kinesotape

Hautfreundlich und Latexfrei

Dehnbarkeit ca. 130%

Länge 5 m

REF 100500 KIDS




Pos.Nr. 22.02.01.00.1

BORT MalleoStabil®-Orthese

Kombi-Sprunggelenkorthese Air-/Gel- und Schaumstoffpolster zur Stabilisierung des Sprunggelenkes mit Begrenzung von Pro- und Supination. Keine Beeinträchtigung beim Gehen. Anwendung z. B. bei Distorsionen aller Schweregrade, funktionelle Therapie von Bandrupturen.

Auch als Erwachsenengröße verfügbar.

REF 610600 KIDS



Pos.Nr. 10.01.01.02.1

Herdegen Kinder-Gehhilfen «Tiki»

Belastbar bis 100kg pro Gehilfe

Höhe verstellbar von 52 - 74 cm

Verpackung: Paar

REF 100520 KIDS



Pos.Nr. 22.02.01.00.1

BORT MalleoStabil®-SOFT-Orthese

Kombi Sprunggelenkorthese mit Memoryschaum-Polster zur Stabilisierung des Sprunggelenkes mit Begrenzung von Pro- und Supination. Postoperative Protektion nach Bandnaht, Bandverletzungen, oder Supinationstrauma.

Auch als Erwachsenengröße verfügbar.

REF 930200 KIDS



Pos.Nr. 23.01.01.00.1

BORT Verkürzungsausgleich aus Silikon

Silikon-Fersenkissen zum Beinlängenausgleich. Für alle Schuharten geeignet. Anwendung z. B. zum Ausgleich einer Beinlängendifferenz.

Auch als Erwachsenengröße verfügbar.

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®



Vertrieb in der Schweiz durch:

orthoSan[®]
medical products

Orthosan AG
Freiburgstrasse 634
3172 Niederwangen b. Bern
Telefon +41 31 822 05 45

www.orthosan.ch
info@orthosan.ch



Online-Shop

- ⊕ Auswahlbestellungen möglich
- ⊕ Schweizweite Lieferung per A-Post
- ⊕ Optimale Warenverfügbarkeit dank grossem Lager
- ⊕ 180 Tage Rückgaberecht bei Verkaufsaufsteller
- ⊕ Gratis Produktschulungen