

Les petits héros ont besoin d'une grande aide



- ⊕ Spécialement conçu pour l'anatomie des enfants
- ⊕ Confort élevé avec une liberté de mouvement maximale
- ⊕ La mise en place facile motive le port quotidien
- ⊕ Design coloré

FOR KIDS!



Med

Parce que bien-être rime avec santé



BORT ManuStabil® court
Pour stabiliser le poignet



BORT StabuloGen® Eco
Pour stabiliser le genou



BORT TaloStabil® Eco
Pour comprimer la cheville

BORT. L'extra à votre côté.

La meilleure protection pour que les petites articulations puissent grandir en bonne santé.



Jouer, se défouler, se bagarrer - les enfants aiment tout simplement bouger. En tant que fabricant expérimenté de bandages et d'orthèses adaptés aux enfants, les produits BORT répondent à toutes les exigences pour que les articulations des petits patients puissent retrouver la santé:


Ils soulagent, protègent et soutiennent. Avec un effet thérapeutique élevé et de qualité supérieure. Développés par nos experts, qui adaptent chaque bandage et orthèse spécifiquement aux caractéristiques anatomiques et aux besoins de soins des enfants.



BORT Soutien cervical
Soutien cervical anatomique pour la stabilisation cervicale. À porter jour et nuit. Application p.ex. États douloureux cervicaux, dans la domaine de cervicale.
Aussi disponible pour adultes.




BORT ManuStabil® court
Bandage poignet fixe avec attelle de renfort palmaire et dorsale, individuellement malléable. Peut être porté même la nuit. Application p.ex. tendovaginite.
Aussi disponible pour adultes.



BORT OmoBasic® selon Gilchrist
Bandage ouvert d'adduction épaule-bras pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule. Réglage flexible au niveau de la main et la partie supérieure du bras. Application p.ex. en cas de distorsion.
Aussi disponible pour adultes.



BORT SellaTex® Classic
Bandage de poignet avec immobilisation supplémentaire aux articulations métacarpo-phalangienne et en selle du pouce. Élément pour le pouce malléable. Dispositif facilitant l'enfilage. Application p.ex. post-traumatique, post-opératoire.
Aussi disponible pour adultes.



BORT Bandage claviculaire
Anneaux claviculaire. S'adapte à la forme du corps, tout spécialement au niveau des aisselles. Application p.ex. Traitement des fractures de la clavicule.
Aussi disponible pour adultes.



BORT Genouillère Osgood-Schlatter
Genouillère pour réduction de pression locale de la tubérosité tibiale. Pelote en silicone à plusieurs zones. Application p.ex. Maladie d'Osgood-Schlatter.
Aussi disponible pour adultes.




BORT StabiloFix®
Soutien pour correction du maintien de la colonne vertébrale thoracique, sans latex. Facile à enfiler et à retirer par le patient grâce à la fermeture sur la poitrine. Application p.ex. défaut postural de la colonne vertébrale thoracique.
Aussi disponible pour adultes.



BORT StabiloGen® Eco
Genouillère classique comprimant les parties molles pour stabiliser et soulager l'articulation du genou. Structure de surface douce et satinée. Application p.ex. instabilité du ligament.
Aussi disponible pour adultes.



BORT Sangles pour soutenir le bras Mitella
Sangle pour bras à usage universel pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule en présence d'irritations et affections.
Aussi disponible pour adultes.



BORT Stabilo® Genouillère avec articulation
Bandage de genou avec renforts métalliques latéraux articulés pour guider le genou. Extension limitée à 0°. Application p.ex. instabilité légère à moyenne du ligament latéral du genou.
Aussi disponible pour adultes.



BORT DigiSoft®-orthèse des doigts
Attelle de doigt pour immobiliser les articulations interphalangiennes. Possibilité d'immobiliser un ou deux doigts. Application p.ex. position de repos.
Aussi disponible pour adultes.



BORT attelle d'immobilisation avec ouverture rotulienne
Attelle de genou pour l'immobilisation de l'articulation du genou. Blocage de flexion à 0° et 20°. Forme qui s'adapte parfaitement au corps grâce à la construction tripartite. Application p.ex. post-opératoire, post-traumatique.
Aussi disponible pour adultes.

BORT. L'extra à votre côté.

Med

Parce que bien-être rime avec santé



BORT Talostabil® Eco

Chevillère comprimant les parties molles. Réduction de la pression au niveau du bord de la cheville. Application p.ex. distorsion, faiblesse ligamentaire.

Aussi disponible pour adultes.



BORT MalleoStabil®-Alr/Gel-Orthèse

Orthèse de la cheville combinée avec un coussin d'air/gel pour stabiliser la cheville et limiter la pronation et la supination. Protection post-opératoire d'une reconstruction ligamentaire, blessures ligamentaires, traitement de traumatismes de pronation ou de supination.

Aussi disponible pour adultes.



BORT Helix S Spiraldynamik® chevillère AST

Chevillère pour soutien de la torsion de l'arrière-pied et redressement de la voûte plantaire.

Stabilisation de l'articulation de la cheville et activation de la musculature du pied grâce à l'effet de compression. Application p.ex. faiblesse ligamentaire et malformations du pied à cause d'un dysfonctionnement. Aussi disponible pour adultes.



BORT StabiloColor® / BORT StabiloColor® adhésif

Bandes élastiques, exécution cohésives avec revêtement de latex microponctuel

Bord tissé

Longueur: 5 m, étendu



BORT TalofX®

Bandage soft sous forme de chevillère pour la stabilisation des articulations supérieures et inférieures de la cheville. Limitation de l'avancement du talus, grande stabilité. Application p.ex. thérapie conservatrice de distorsions de l'articulation de la cheville.

Aussi disponible pour adultes.



BORT StabiloColor® Tape

Kinesio-Tape, adhésif, élastique

colle acrylique, à bonne tolérance cutanée, sans latex

Extensibilité env. 130 %

Longueur: 5 m



BORT MalleoStabil®-Orthèse

Orthèse de la cheville combinée à des rembourrages air, gel et mousse pour stabiliser la cheville et limiter la pronation et la supination. Ne gêne pas pendant la marche. Application p.ex. des distorsions de l'articulation de la cheville de tout niveau de gravité.

Aussi disponible pour adultes.



Herdegen Béquilles pour enfant „Tiki“

Chargeable jusqu'à 100 kg par canne

Hauteur réglable de 52 à 74 cm

Emballage: paire



BORT MalleoStabil®-SOFT-Orthèse

Orthèse de la cheville combinée avec rembourrage mousse memory pour stabiliser la cheville et limiter la pronation et la supination. Protection post-opératoire d'une reconstruction ligamentaire blessures ligamentaires, traitement de traumatismes de pronation ou de supination.

Aussi disponible pour adultes.



BORT Compensation de longueur en silicone

Talonnette en silicone pour compensation de la différence de longueur des jambes. Approprié pour toutes sortes de chaussures. Application p.ex. Compensation de la différence de longueurs des jambes.

Aussi disponible pour adultes.

BORT. L'extra à votre côté.



Distribution en Suisse par:

orthoSan[®]
medical products

Orthosan AG
Freiburgstrasse 634
3172 Niederwangen b. Bern
Téléphone +41 31 822 05 45

www.orthosan.ch
info@orthosan.ch



Online-Shop

- ⊕ Commande d'essai possible
- ⊕ Livraison dans toute la Suisse en Courrier A
- ⊕ Disponibilité optimale grâce aux stocks importants
- ⊕ Droit de retour de 180 jours pour les présentoirs
- ⊕ Formations produits gratuites