

Piccoli eroi hanno bisogno di un grande aiuto



- ⊕ Sviluppato appositamente per l'anatomia dei bambini
- ⊕ Elevato comfort con la massima libertà di movimento
- ⊕ Facile da indossare, motiva ad indossarlo tutti i giorni
- ⊕ Design colorato

FOR KIDS!



Med
Nel segno
di un viver
sano



BORT ManuStabil® corto
Per la stabilizzazione del polso



BORT TaloStabil® Eco
Per la stabilizzazione
dell'articolazione del ginocchio



BORT TaloStabil® Eco
Per la compressione
dell'articolazione della caviglia

BORT. L'extra al vostro fianco.

La migliore protezione per la crescita sana delle piccole articolazioni.



Giocare, scatenarsi, lottare - i bambini amano muoversi. Come produttore esperto di supporti e ortesi a misura di bambino, I prodotti BORT soddisfano tutti i requisiti per riportare in salute le articolazioni dei piccoli pazienti:

Alleviano, proteggono e sostengono. Con un alto effetto terapeutico e la massima qualità. Sviluppato dai nostri esperti, che personalizzano ogni supporto e ortesi specificamente alle caratteristiche anatomiche e i bisogni di cura dei bambini.



BORT Supporto cervical

Supporto cervicale anatomico per la stabilizzazione del tratto cervicale della colonna vertebrale. Da portare giorno e notte. Applicazione p.es. stati dolorosi nel tratto cervicale della colonna vertebrale.


Disponibile anche in formato adulto.



BORT ManuStabil® corto

Ortesi rigida con stecche di rinforzo palmari e dorsali, sagomabili individualmente. Da portare anche di notte. Applicazione p.es. per tendovaginite.

Disponibile anche in formato adulto.



BORT OmoBasic® secondo Gilchrist

Bendaggio per adduzione di spalla e braccio a forma aperta, per l'immobilizzazione dell'articolazione della spalla. Regolazione flessibile della mano e del braccio. Applicazione p.es. per distorsione.


Disponibile anche in formato adulto.



BORT SellaTex® Classic

Ortesi per il polso con immobilizzazione aggiuntiva dell'articolazione metacarpo-falangea e a sella del pollice. Elemento per il pollice, gomabile. Ausilio integrato per l'inserimento. Applicazione p.es. post-traumatico e postoperatorio.

Disponibile anche in formato adulto.



BORT Bendaggio per la clavicola

Bendaggio „a zaino“. Adattamento plasmato sulla forma del corpo, in particolare nella regione critica delle ascelle. Applicazione p.es. trattamento delle fratture della clavicola.

Disponibile anche in formato adulto.



BORT Bendaggio per rotula secondo Osgood-Schlatter

Ginocchiera per la riduzione di compressione locale sulla tuberosità tibiale. Pelotta di silicone multizona. Applicazione p.es. per Morbo di Osgood-Schlatter.

Disponibile anche in formato adulto.



BORT StabiloFix®

Corsetto per la correzione della postura della colonna vertebrale toracica, senza latex. La chiusura all'altezza del petto permette un'applicazione e rimozione autonome. Applicazione p.es. errata postura della colonna vertebrale toracica.

Disponibile anche in formato adulto.



BORT StabiloGen® Eco

Ginocchiera classica per la compressione dei tessuti morbidi per la stabilizzazione e lo scarico dell'articolazione del ginocchio. Struttura superficiale morbida e vellutata. Applicazione p.es. lassità dei legamenti.


Disponibile anche in formato adulto.



BORT Reggibraccio Mitella

Reggibraccio per l'immobilizzazione dell'articolazione della spalla in posizione definita. Per in caso di stati irritativi periarticolari e patologie.

Disponibile anche in formato adulto.



BORT Stabilo® Ginocchiera con articolazione

Ginocchiera con stecche di articolazione laterali per direzionamento dell'articolazione del ginocchio. Limitazione dell'estensione a 0°.

Disponibile anche in formato adulto.



BORT DigiSoft®-Ortesi per dita

Ortesi per le dita per l'immobilizzazione delle articolazioni interfalangee. Bloccaggio di uno o due dita a scelta. Applicazione p.es. per il deposito.

Disponibile anche in formato adulto.



BORT Stecca immobilizzante con apertura per rotula

Ortesi per il ginocchio per l'immobilizzazione dell'articolazione del ginocchio in flessione a 0° o 20°. Adattabilità plasmata sulla forma del corpo grazie ad una struttura in 3 parti. Applicazione p.es. post-traumatico e postoperatorio.

Disponibile anche in formato adulto.

BORT. L'extra al vostro fianco.

Med
Nel segno
di un viver
sano



REF 054600 KIDS



Pos.No. 05.02.12.00.1

BORT Talostabil® Eco
Cavigliera attiva per la compressione dei tessuti morbidi. Diminuzione della compressione nella parte terminale della caviglia. Applicazione p.es. per distorsione, lassità dei legamenti.
Disponibile anche in formato adulto.

REF 100540 KIDS



Pos.No. 22.02.01.00.1

BORT MalleoStabil®-Aria/Gel-Ortesi
Ortesi combinata con imbottitura aria/gel per la stabilizzazione della caviglia con limitazione di pronazione e supinazione. Presidio postoperatorio dopo sutura o ricostruzione dei legamenti e/o trauma da supinazione.
Disponibile anche in formato adulto.

REF 053200 KIDS



Pos.No. 05.02.14.00.1

BORT Helix S Spiraldynamik® Fascia astragalo-calcaneare
Cavigliera per il supporto della torsione del retro piede e per alzare il collo del piede. Stabilizzazione dell'articolazione della caviglia e attivazione dei muscoli del piede per effetto della compressione. Applicazione p.es. disturbi del piede con anomalie statiche e difetti della forma del piede dovuti a disfunzione dell'articolazione astragalo-calcaneare. Disponibile anche in formato adulto.

REF 520000 / 521000



nach MiGel

BORT StabiloColor® / BORT StabiloColor® adesivo
Bendaggi elastici, versione adesiva, strato adesivo in latex micropuntato
Bordo tessuto
Lunghezza: 5 m, distesa

REF 054800 KIDS



Pos.No. 22.02.03.00.1

BORT TalofX®
Bendaggio morbido per caviglia per la stabilizzazione dell'articolazione astragalo-calcaneare e talocrurale. Applicazione p.es. terapia conservativa di distorsioni alla caviglia e rotture dei legamenti, immobilizzazione in caso di stati infiammatori
Disponibile anche in formato adulto.

REF 520010



Pos.No. 05.20.05.00.1

BORT StabiloColor® Tape
Kinesio-Tape, adesivo, elastico
Colla acrilica non irritante per la pelle e senza latex
Elasticità ca. 130 %
Lunghezza: 5 m


REF 100500 KIDS



Pos.No. 22.02.01.00.1

BORT MalleoStabil®-Ortesi
Ortesi combinata aria/gel ed imbottitura in gomma schiuma per la stabilizzazione dell'articolazione della caviglia con limitazione di pronazione e supinazione. Nessun danno quando si cammina. Applicazione p.es. distorsioni alla caviglia in tutti i gradi di gravità, terapia funzionale per le rotture dei legamenti.
Disponibile anche in formato adulto.

REF 610600 KIDS



Pos.No. 10.01.01.02.1

Herdegen Stampelle per bambini „Tiki“
Per un carico fino a 100 kg (ISO 11199-1)
Altezza regolabile da 52 a 74 cm
Confezione: paio

REF 100520 KIDS



Pos.No. 22.02.01.00.1

BORT MalleoStabil®-SOFT-Ortesi
Ortesi combinata con imbottitura in gomma schiuma per la stabilizzazione dell'articolazione della caviglia con limitazione di pronazione e supinazione. Presidio postoperatorio dopo sutura o ricostruzione dei legamenti e/o trauma da supinazione. Disponibile anche in formato adulto.

REF 930200 KIDS



Pos.No. 23.01.01.00.1

BORT Tallonetta di compensazione in silicone
Talloniera in silicone per compensare la lunghezza della gamba. Adatto a tutti i tipi di scarpe. Può essere utilizzato, ad esempio, per compensare le differenze di lunghezza delle gambe. Disponibile anche in formato adulto.

BORT. L'extra al vostro fianco.



Distribuzione in Svizzera:

orthoSan
medical products

Orthosan AG
Freiburgstrasse 634
3172 Niederwangen b. Bern
Telefono +41 31 822 05 45

www.orthosan.ch
info@orthosan.ch



Online-Shop

- ⊕ Possibilità di selezionare gli ordini
- ⊕ Consegna in tutta la Svizzera con Posta A
- ⊕ Disponibilità ottimale dei prodotti grazie un ampio magazzino
- ⊕ Diritto di recesso di 180 giorni per gli espositori di vendita
- ⊕ Formazione gratuita sui prodotti